

FORBICI/SCISSORS . CALIPER/COMPASSO . NEEDLE HOLDER/PORT'AGHI


5 PER BOX STERILE



STERILE EO



JDS1542/5



Forbice congiuntivale, **curva**,
punte smusse, lame da 10 mm

Conjunctival scissors, **curved**,
10 mm long blades, blunt tips



JDS4201/10



Microforbice per iride, **punte smusse**,
curva, lame da 6 mm

Iris scissors, curved,
6 mm long blades, **blunt tips**



JDS2295.0/10



Anello da fissazione bulbo, Ø 15 mm, apertura
da 9 mm sul fronte, con **denti atraumatici**

Fixation ring, Ø 15 mm, with 9 mm front
opening, with **blunt teeth**



JDS2820.2/10



Compasso, scala 20 mm

Caliper, 20 mm spread




JDS4061/10



Port'aghi in acciaio, robusto, curvo,
senza arresto, da 145 mm

Stainless steel needle holder, curved,
without lock, overall length: 145 mm



PINZE DA CAPSULORESSI/CAPSULORRHEXIS FORCEPS

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JDS3135.1/10



1.8 mm incision



Pinza da capsuloressi, **apertura controllata**, per MICS fino a 1.8 mm

MICS Rhexis forceps, for incisions down to 1.8 mm, with **controlled opening**

Giannetti
JD3135.1R/10




1.8 mm incision



Pinza capsuloressi per MICS, con sistema di **apertura controllata** fino a 1.8 mm, manico ergonomico

MICS capsulorrhesis forceps with 1.8 mm **controlled opening**, round handle sharp tips

JDS3126.4/10




1.8 mm incision



Pinza capsuloressi azione incrociata, manico piatto, branche da 11 mm, **apice acuto**

Capsulorrhesis forceps cross action, flat handle, 11 mm **sharp tips**

JDS3126.8/10




Pinza da capsuloressi per MICS fino a 1.8 mm ad **azione incrociata**

Cross action MICS Rhexis forceps, for incisions down to 1.8 mm

JDS3133/5

5 PER BOX STERILE




Pinza capsuloressi, angolata, dorso poco curvo da 11 mm, apice acuto, manico ergonomico

Capsulorrhesis forceps, angled, 11 mm slightly curved arms, sharp tips, ergonomic handle

JDS3133.1/5

5 PER BOX STERILE



Pinza capsuloressi, incisione fino a 1.8 mm, manico ergonomico

Capsulorrhesis forceps, 1.8 mm incisions, ergonomic handle



STERILE EO



Distributed by: **salensa**

PINZE CORNEALI/CORNEAL FORCEPS

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JDS3266.18/10
HOSKIN



Pinza corneale, **retta**, presa atraumatica, da 0.30 mm



Corneal forceps, **straight**, 0.30 mm pierce tips

JDS3234.1/10



Pinza corneale tipo colibri, con 1x2 **denti obliqui** da 0.12 mm, con ppf



Colibri corneal forceps, 1x2 **oblique** 0.12 mm teeth, with tying platform

JD3291/10



Pinza corneale, 1x2 denti **retti** da 0.20 mm, con piani prendifilo, mod. Bonn



Bonn corneal forceps, 1x2 **straight** 0.20 mm teeth, with tying platform

JDS3151/10




Pinza corneale, **retta**, denti 0.12, PPF 5 mm, mod. Bonn



Bonn corneal forceps, **straight**, 0.12 mm teeth, 5 mm tying platforms

JDS3224/10



Pinza per congiuntiva con denti




Toothed forceps for conjunctiva

JDS3088/10



Pinza chirurgica e da fissazione, **retta**, con 1x2 denti retti da 0.70 mm



Conjunctival and fixation forceps, 1x2 **straight**, 0.70 mm teeth

PINZE SERRAFILI . MC. PHERSON/TYING FORCEPS


10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JD3290/10



Pinza serrafili e asportazione punti, retta

Tying and stitch forceps, straight


JDS3290.1/10



Pinza serrafili

Tying forceps



JDS3292/10



Pinza serrafili, curva, con piani delicati da 4 mm.
Consigliata per suture da 8-0 a 10-0

Tying forceps, curved, with 4 mm tying platform, delicate.
Recommended for 8-0 to 10-0 sutures


JD3218.1/10



Pinza Mc. Pherson, angolata

Mc. Pherson forceps, angled

JDS3085/10



Pinza Kelman-Mcpherson. Pinza serrafili, angolata, lunga, delicata, senza piani

Mc. Pherson tying forceps, angled, long, delicate, without platform

SPLITTER/MANIPOLATORI PER NUCLEO/NUCLEUS SPLITTER/MANIPULATOR

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JD2192.9A/10



Splitter-manipolatore per nucleo, delicato, angolato, braccio da 10 mm

Nucleus splitter-manipulator, delicate, 10 mm angle to tip

JDS2192.24A/10



Spatola-manipolatore del nucleo, angolata, braccio da 10 mm, punta smussa, sezione rotonda

Nucleus spatula-manipulator, angled, 10 mm angle to tip, with blunt tip, cylindrical section

Distributed by: **salensa**

PHACO CHOPPER

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JD2180.24A/10



Phaco chopper Nagahara, angolo di taglio 60°, angolato, braccio da 10 mm

Nagahara Phaco chopper blunt tip, 60° cutting edge, 10 mm angle to tip

JDS2180.24A/10



Phaco-chopper, angolato, braccio da 1.2 mm, punta smussa, angolo di taglio 60°

Phaco chopper, angled, 1.2 mm angle to tip, blunt tip, 60° cutting edge

JD2180.8A/10



Uncino chopper mod. Pezzola

Phaco chopper blunt cutting tip by Pezzola

JDS2180.8A/10



Phaco-chopper, angolato, braccio da 10 mm, punta smussa di forma cuneiforme, angolo di taglio 70° arrotondata, L=90 mm, consigliato per tecnica di karate/quick-chop

Phaco chopper, 10 mm angle to tip wedge-shaped rounded tip, 70° cutting edge, L=90 mm, suggested for quick-chop

MANIPOLATORI IOL/IOL MANIPULATOR/IRIS PUSH-PULL/IRIS SPATULA

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JD2193.4A/10



Uncino tira-spingi, posizionatore per IOL, delicato, angolato, braccio da 12 mm

Push-pull IOL manipulator, delicate tip, 12 mm angle to tip

JDS2193.6/10



Uncino-manipolatore IOL, angolato, punta a forcella, braccio da 12 mm

IOL manipulator, angled, Y-shaped tip, 12 mm angle to tip

JD2180.2A/10



Uncino manipolatore IOL

IOL manipulator

JDS2193A/10



Uncino-manipolatore IOL, push-pull, angolato, braccio curvo da 12 mm

IOL manipulator, push-pull, angled, curved, 12 mm angle to tip

JDS2407.4/10



Doppia spatola da iride con estremità curva e piatta, una da 1.2 mm e l'altra da 1 mm

Double ended Iris spatula, curved and flat. Width of the tips: one side 1.2 mm, one side 1 mm

INDIVIDUALI GENERICI/MISCELLANEOUS

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JDS7322/10

Doppio scollaperiostio

Double-ended periosteal elevator



JDS2155.2/10

Uncino Graefe

Graefe hook



JDS2100.2/10

Elevatore palpebrale Desmarres, 14 mm

Eyelid retractor Desmarres, 14 mm



JDS2530/10

Cucchiaio da calazio doppio,
tondo Ø 2.3, ovale da 3.5 x 2.0 mm


Double chalazion curette,
round Ø 2.3, oval 3.5 x 2.0 mm



JDS2710/10

Pinza emostatica da 12.5 cm, retta,
piani zigrinati

Mosquito forceps,
12.5 cm, straight, serrated jaws



STERILE EO



JDS3500.2/5

5 PER BOX STERILE

Pinza da calazio, 23 x 16 mm, acciaio

Chalazion forcep, 23 x 16 mm, steel



JDS3500.3/5

5 PER BOX STERILE

Pinza da calazio, 31 x 17 mm, acciaio

Chalazion forcep, 31 x 17 mm, steel



Distributed by: **salensa**

FORBICI/SCISSORS . CALIPER/COMPASSO . NEEDLE HOLDER/PORT'AGHI


10 PER BOX STERILE



STERILE EO



JDS1010/10




Forbice lunga 90 mm, retta,
punte acute, lame da 24 mm

90 mm long scissors, straight,
24 mm long blades, pointed tips



STERILE EO



JDS1502/5



Forbice corneale curva e smussa

Corneal scissor, curved, blunt tips