

SMILE

5 PER BOX STERILE



STERILE EO



JD3167/5



Pinza 23G per procedura smile®

Smile® disposable 23G forceps



JDS2192.39/5



Doppio strumento per procedura smile®
Spatola per delaminare e scollare il flap
e/o il lenticolo.
Uncino per sollevare l'incisione

Double ended instrument for smile®
procedure. Spatula for detachment and
delamination of lenticle.
Hook for opening of the incision



JDS2192.91/5



Dissetto per tasca intrastromale. Il particolare
design con curvatura e sottigliezza del
dissetto consente una delicata dissezione
della tasca evitando stress dell'incisione
principale

Intrastromal pocket dissector. The unique
design, curvature and thickness of this
dissector allows easy dissection of the pocket
without stressing the incision



JDS2115.18A/5



Strumento con doppio terminale, per scollare
e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK.
L'uncino delicato viene inserito nel solco per
scollare i margini del flap. L'ansa allungata a
forma di "C" e rastremata viene posizionata
sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta
sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al
punto d'uscita)

Double-ended instrument to unstick and lift
the corneal flap in LASIK procedures.
The delicate hook works at the flap edges
inside the groove. The "C" shaped tapered
loop, once positioned below the flap, lifts it
with a gentle push on the horizontal plane
(from the hinge to the exit point)

