

Katarakt

Irrigation / Aspiration - Bimanual



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Bimanual - Mehrweg



Einfaches und sicheres Einführen ins Auge

Unsere wiederverwendbaren 21G-Bimanual-I/A-Titanhandstücke verfügen über eine spezielle, aeroplanespitze, die ein einfaches und schonendes Einführen ins Auge ermöglicht.

Mit einem Gewicht von nur 13gramm und einer Gesamtlänge von 100mm liegen sie perfekt in der Hand.

Das einzigartige Spitzendesign unterstützt den optimalen Flüssigkeitszufluss und -abfluss. Standardmäßig haben die Handstücke eine polierte Irrigation- und eine strukturierte Aspirationspitze.

Passend zu allen gängigen Phako-Systemen.

21G Bimanual Set

Artikelnummer: SA62-REF40300

- 1 Irrigationshandstück, poliert (blau)
- 1 Aspirationshandstück, strukturiert (violett)*
- Aeroplanespitze
- Titan
- Sehr leicht (13 Gramm)

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



21G Bimanual Irrigation

Artikelnummer: SA62-REF40301

- 1 Irrigationshandstück, poliert (blau)*
- Aeroplanespitze
- Titan
- Sehr leicht (13 Gramm)

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



21G Bimanual Aspiration

Artikelnummer: SA62-REF40302

- 1 Aspirationshandstück, strukturiert (violett)*
- Aeroplanespitze
- Titan
- Sehr leicht (13 Gramm)

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland