

I/A Sleeves - Mehrweg



Perfekte Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit

Unsere Phako Sleeves bestehen aus speziell hochwertigem Silikon und heben sich durch eine ausgezeichnete Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit von Mitbewerberprodukten ab.

Das optimierte Design erleichtert das Einbringen ins Auge, reduziert den Wärmetransfer und sorgt für einen optimalen Irrigationsfluss.

19G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10215

- 19G Silikon Sleeve für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12318 und SA62-REF12319

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



20G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10216

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12320 und SA62-REF12321

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



22G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10217

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12322 und SA62-REF12324

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

19G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10255

- 19G Silikon Sleeve für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12318 und SA62-REF12319

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



20G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10256

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12320 und SA62-REF12321

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



22G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10257

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12322 und SA62-REF12324

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril

