

Präzise Handhabung während der Operation

Unser universelles I/A-Handstück wiegt nur 19 Gramm. Es ermöglicht ein schnelles und sicheres Anbringen und Austauschen der Spitzen - auch nach vielen Anwendungen.

Mit einer Auswahl von neun unterschiedlichen Spitzentypen bietet es eine sehr breite Anwendungsmöglichkeit und unterstützt damit die präzise Handhabung während der Operation.

Das Handstück ist mit allen gängigen Phako-Systemen kompatibel.

I/A Monomanual Handstück

Artikelnummer: SA62-REF40400

- Universelles Handstück
- Sehr leicht (19 Gramm)
- Kombinierbar mit allen I/A Spitzen von Braem
- Bajonett Verschluss

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gebogen, Metall

Artikelnummer: SA62-REF40401

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- gebogen 45°, 2 mm
- Irrigation aus Metall

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gerade, Metall

Artikelnummer: SA62-REF40402

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- gerade
- Irrigation aus Metall

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



I/A Spitzen - Mehrweg



19G I/A Spitze, abgewinkelt, Metall

Artikelnummer: SA62-REF40403

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation aus Metall

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gerade, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40404

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- gerade
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gebogen, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40405

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



20G I/A Spitze, gerade, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40411

- für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- gerade
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

I/A Spitzen - Mehrweg



20G I/A Spitze, abgewinkelt, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40412

- für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



22G I/A Spitze, gerade, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40416

- für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- gerade
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



22G I/A Spitze, abgewinkelt, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40417

- für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland