



28 kHz Ultraschall Phakoandstück und Phako-Set

- ✓ Starke Phako-Leistung mit optimiertem Startverhalten
- ✓ Höchste Qualität und lange Lebensdauer
- ✓ Sehr leichtes Handstück für perfektes Handling

Starke Phakopower mit optimiertem Startverhalten

Das 28 kHz Handstück bietet dank 6 Hochleistungs-Piezo-Kristallen eine ausgesprochen starke Phako-Leistung, ein optimiertes Startverhalten und eine sehr hohe Lebensdauer.

Mit nur 37 Gramm und 13 mm Durchmesser liegt das Handstück perfekt in der Hand und unterstützt dadurch die präzise Handhabung während der Operation.

Das sehr flexible Kabel mit einer Länge von 2,2 m und spezieller Antihafbeschichtung erleichtert das Handling während der Operation und der Aufbereitung.

Das Handstück REF 12300 ist für die Geräte der Firma Oertli® zugelassen. Das Handstück REF 12350 ist für die Geräte der Firma Geuder® zugelassen.

28 KHZ Phako Handstück

Artikelnummer: SA62-REF12300 / SA62-REF12350

- 6 Hochleistungs-Piezo-Kristalle
- Titan
- 37 Gramm leicht
- 13 mm Durchmesser
- max. Auslenkung 120 µm
- 2,2 m Kabel mit Antihafbeschichtung

- ✓ Optimiertes Startverhalten
- ✓ Starke Phako-Leistung
- ✓ Sehr hohe Lebensdauer



All in one - mit den Braem Phako Sets!

Spitze, Sleeve, Testkammer und Schlüssel steril und einsatzbereit für den Einmalgebrauch. Die Phakospitzen sind aus einer speziellen Titanlegierung und die Sleeves aus einem besonders hochwertigen Silikon gefertigt.

Die entgrateten, polierten und trotzdem scharfkantigen Spitzen unterstützen die effiziente und schonende Emulsifikation der Linse und sorgen in Verbindung mit den Sleeves für eine perfekte Holdability der Linsenfragmente. Der stufenlose Übergang vom Sleeve auf die Spitze und die ausgezeichnete Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit der Sleeves sorgen für ein einfaches Einbringen der Spitzen ins Auge.

Sowohl die geraden, als auch die abgewinkelten Phako Sets passen zu vielen gängigen Handstücken.

19G Phako Set steril, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12306

- 19G 30° Phakospitze für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- 19G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt

20G Phako Set steril, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12308

- 20G 30° Phakospitze für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- 20G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt


22G Phako Set steril, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12311

- 22G 30° Phakospitze für Inzision 1.6 - 1.8mm
- 22G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Phako Sets steril - Einweg



19G Phako Set steril, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12307

- 19G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- 19G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung
Steril, einzelverpackt

20G Phako Set steril, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12309

- 20G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- 20G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung
Steril, einzelverpackt

22G Phako Set steril, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12312

- 22G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 1.6 - 1.8mm
- 22G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung
Steril, einzelverpackt



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Für eine effiziente und sanfte Emulsifikation der Linse

Unsere Phako-Spitzen aus einer speziellen Titanlegierung und mit außergewöhnlich effizienten mehrstufigen Spitzen ermöglichen ein einfaches Einführen ins Auge. Sie überzeugen durch perfekte Handhabung und sehr effiziente und schonende Emulsifikation der Linse.

Unsere Phakospitzen passen zu vielen gängigen Phako Handstücken.

19G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12319

- 19G 30° Phakospitze für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



20G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12320

- 20G 30° Phakospitze für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



22G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: RSA62-EF12322

- 22G 30° Phakospitze für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

23G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12333

- 23G 30° Phakospitze
- 30 mm Länge
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



19G Phakospitze, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12318

- 19G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



20G Phakospitze, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12321

- 20G 30° Phakospitze für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



22G Phakospitze, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12321

- 22G 30° Phakospitze für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



Perfekte Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit

Unsere Phako Sleeves bestehen aus speziell hochwertigem Silikon und heben sich durch eine ausgezeichnete Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit von Mitbewerberprodukten ab.

Das optimierte Design erleichtert das Einbringen ins Auge, reduziert den Wärmetransfer und sorgt für einen optimalen Irrigationsfluss.

19G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10215

- 19G Silikon Sleeve für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12318 und SA62-REF12319

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



20G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10216

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12320 und SA62-REF12321

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



22G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10217

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12322 und SA62-REF12324

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

19G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10255

- 19G Silikon Sleeve für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12318 und SA62-REF12319

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



20G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10256

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12320 und SA62-REF12321

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



22G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10257

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12322 und SA62-REF12324

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Sichere Vorbereitung

Die kraftoptimierten Schlüssel ermöglichen ein sicheres Anziehen und Lösen der Phakospitzen ans Handstück, ohne jegliches Abrutschen.

Metallschlüssel für gerade Phakospitzen

Artikelnummer: SA62-REF10115

passend zu:

- SA62-REF12319
- SA62-REF12320
- SA62-REF12322
- SA62-REF12333

1 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Metallschlüssel für abgewinkelte Phakospitzen

Artikelnummer: SA62-REF10116

passend zu:

- SA62-REF12318
- SA62-REF12321
- SA62-REF12324

1 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Phako Testkammer

Artikelnummer: SA62-REF10102

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland