


Katarakt

Irrigation / Aspiration - Bimanual



 SWISS MADE

Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

 salensa • medizinischer Bedarf für das Auge • Gabriele Sadlowski e.K. • Sandgraben 4 • D-88142 Wasserburg
Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Telefax +49 (0) 83 82/94 30 226 • vertrieb@salensa.de • www.salensa.de

Bimanual - Mehrweg



Einfaches und sicheres Einführen ins Auge

Unsere wiederverwendbaren 21G-Bimanual-I/A-Titanhandstücke verfügen über eine spezielle, aeroplanespitze, die ein einfaches und schonendes Einführen ins Auge ermöglicht.

Mit einem Gewicht von nur 13gramm und einer Gesamtlänge von 100mm liegen sie perfekt in der Hand.

Das einzigartige Spitzendesign unterstützt den optimalen Flüssigkeitszufluss und -abfluss. Standardmäßig haben die Handstücke eine polierte Irrigation- und eine strukturierte Aspirationspitze.

Passend zu allen gängigen Phako-Systemen.

21G Bimanual Set

Artikelnummer: SA62-REF40300

- 1 Irrigationshandstück, poliert (blau)
- 1 Aspirationshandstück, strukturiert (violett)*
- Aeroplanespitze
- Titan
- Sehr leicht (13 Gramm)

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg




21G Bimanual Irrigation

Artikelnummer: SA62-REF40301

- 1 Irrigationshandstück, poliert (blau)*
- Aeroplanespitze
- Titan
- Sehr leicht (13 Gramm)

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



21G Bimanual Aspiration

Artikelnummer: SA62-REF40302

- 1 Aspirationshandstück, strukturiert (violett)*
- Aeroplanespitze
- Titan
- Sehr leicht (13 Gramm)


1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland


Katarakt

Irrigation / Aspiration - Monomanual



 SWISS MADE

Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

 salensa • medizinischer Bedarf für das Auge • Gabriele Sadlowski e.K. • Sandgraben 4 • D-88142 Wasserburg
Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Telefax +49 (0) 83 82/94 30 226 • vertrieb@salensa.de • www.salensa.de

Präzise Handhabung während der Operation

Unser universelles I/A-Handstück wiegt nur 19 Gramm. Es ermöglicht ein schnelles und sicheres Anbringen und Austauschen der Spitzen - auch nach vielen Anwendungen.

Mit einer Auswahl von neun unterschiedlichen Spizentypen bietet es eine sehr breite Anwendungsmöglichkeit und unterstützt damit die präzise Handhabung während der Operation.

Das Handstück ist mit allen gängigen Phako-Systemen kompatibel.

I/A Monomanual Handstück

Artikelnummer: SA62-REF40400

- Universelles Handstück
- Sehr leicht (19 Gramm)
- Kombinierbar mit allen I/A Spitzen von Braem
- Bajonett Verschluss

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gebogen, Metall

Artikelnummer: SA62-REF40401

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- gebogen 45°, 2 mm
- Irrigation aus Metall

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gerade, Metall

Artikelnummer: SA62-REF40402

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- gerade
- Irrigation aus Metall

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



I/A Spitzen - Mehrweg



19G I/A Spitze, abgewinkelt, Metall

Artikelnummer: SA62-REF40403

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation aus Metall

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gerade, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40404

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- gerade
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



19G I/A Spitze, gebogen, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40405

- für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



20G I/A Spitze, gerade, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40411

- für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- gerade
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

I/A Spitzen - Mehrweg



20G I/A Spitze, abgewinkelt, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40412

- für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



22G I/A Spitze, gerade, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40416

- für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- gerade
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



22G I/A Spitze, abgewinkelt, Silikon

Artikelnummer: SA62-REF40417

- für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- abgewinkelt 40°
- Irrigation mit Silikon-Sleeve

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Perfekte Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit

Unsere Phako Sleeves bestehen aus speziell hochwertigem Silikon und heben sich durch eine ausgezeichnete Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit von Mitbewerberprodukten ab.

Das optimierte Design erleichtert das Einbringen ins Auge, reduziert den Wärmetransfer und sorgt für einen optimalen Irrigationsfluss.

19G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10215

- 19G Silikon Sleeve für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12318 und SA62-REF12319

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



20G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10216

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12320 und SA62-REF12321

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



22G Silikon Sleeve

Artikelnummer: SA62-REF10217

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12322 und SA62-REF12324

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

19G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10255

- 19G Silikon Sleeve für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12318 und SA62-REF12319

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



20G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10256

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12320 und SA62-REF12321

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



22G Silikon Sleeve, Großpackung

Artikelnummer: SA62-REF10257

- 20G Silikon Sleeve für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- passend zu Phakospitze SA62-REF12322 und SA62-REF12324

100 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril

