



Kryochirurgie

Kryosonden



 SWISS MADE

Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

 salensa • medizinischer Bedarf für das Auge • Gabriele Sadlowski e.K. • Sandgraben 4 • D-88142 Wasserburg
Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Telefax +49 (0) 83 82/94 30 226 • vertrieb@salensa.de • www.salensa.de

Zuverlässige Gefrierleistung und ergonomisches Handling

Die wiederverwendbaren Kryosonden decken den kompletten Bereich der Ophthalmo Kryochirurgie ab. Durch den ergonomischen Griff und den flexiblen Kryosondenschlauch bieten sie ein hervorragendes Handling. Die Sonden sind für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte und Dampfsterilisation geeignet.

Die Kryosonden können sowohl mit CO₂, als auch mit N₂O betrieben werden und zeichnen sich durch eine sehr rasche und äusserst zuverlässige Gefrierleistung aus.

Die Kryosonden sind für die Kryogeräte der Firma Erbe® (ERBOKRYO AE und ERBOKOMBI E) und der Firma BVI Optik® (Cryo-Line) zugelassen.



Kryosonde - 12 verschiedene Modelle

- Geeignet für RDG bis 95°C und Dampfsterilisation bis 134°C
- Zuverlässige Gefrierleistung
- Integrierter Temperatursensor
- Betrieb mit CO₂ oder N₂O möglich

Zugelassen für:

- Erbe: ERBOKRYO AE und ERBOKOMBI E
- Optik®: Cryo-Line

- ✓ Ergonomischer Handgriff
- ✓ Flexibler Schlauch
- ✓ Langer Serviceintervall: 2 Jahre / 100 Zyklen



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Kryosonden - Mehrweg



Kryosonde, gerade

Artikelnummer: SA62-REF22060

- Ø 2 mm Sonde, gerade
- Anwendung: Katarakt

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde, gebogen

Artikelnummer: SA62-REF22064

- Ø 2 mm Sonde, gerade
- Anwendung: Katarakt

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde, gewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF22068

- Ø 1,6 mm 60° Sonde, abgewinkelt
- Anwendung: Retina für Säuglinge/Kleinkinder

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde, gewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF22072

- Ø 2,5 mm 60° Sonde, abgewinkelt
- Anwendung: Retina

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Kryosonden - Mehrweg



Kryosonde, gewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF22074

- Ø 2,5 mm 60° Sonde, abgewinkelt
- Bulbus
- Anwendung: Retina

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde, gewinkelt, lang

Artikelnummer: SA62-REF22076

- Ø 2,5 mm 60° Sonde, lang, abgewinkelt
- Kugel
- Anwendung: Retina

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde, gewinkelt, lang

Artikelnummer: SA62-REF22080

- Ø 3 mm 90° Sonde, lang, abgewinkelt
- Kugel
- Anwendung: Retina

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde

Artikelnummer: SA62-REF22084

- Ø 3 mm 70° Sonde
- Anwendung: Glaucoma

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Kryosonden - Mehrweg



Kryosonde, gebogen

Artikelnummer: SA62-REF22088

- 4 mm Sonde 60°, gebogen
- Spatel
- Anwendung: Retina

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde, gerade

Artikelnummer: SA62-REF22090

- 4 mm Sonde, gebogen
- Anwendung: Retina

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde

Artikelnummer: SA62-REF22092

- 4 x 10 mm Sonde Trichias
- Anwendung: Trichias

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Kryosonde, gerade

Artikelnummer: SA62-REF22096

- Ø 0,9 mm Sonde, gerade
- Endo Kryo
- Anwendung: Retina

1 Stück/Packung
Unsteril, Mehrweg



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland