

# Phako Handstück - Mehrweg



## Starke Phakopower mit optimiertem Startverhalten

Das 28 kHz Handstück bietet dank 6 Hochleistungs-Piezo-Kristallen eine ausgesprochen starke Phako-Leistung, ein optimiertes Startverhalten und eine sehr hohe Lebensdauer.

Mit nur 37 Gramm und 13 mm Durchmesser liegt das Handstück perfekt in der Hand und unterstützt dadurch die präzise Handhabung während der Operation.

Das sehr flexible Kabel mit einer Länge von 2,2 m und spezieller Antihafbeschichtung erleichtert das Handling während der Operation und der Aufbereitung.

Das Handstück REF 12300 ist für die Geräte der Firma Oertli® zugelassen. Das Handstück REF 12350 ist für die Geräte der Firma Geuder® zugelassen.

## 28 KHZ Phako Handstück

Artikelnummer: SA62-REF12300 / SA62-REF12350

- 6 Hochleistungs-Piezo-Kristalle
- Titan
- 37 Gramm leicht
- 13 mm Durchmesser
- max. Auslenkung 120 µm
- 2,2 m Kabel mit Antihafbeschichtung

- ✓ Optimiertes Startverhalten
- ✓ Starke Phako-Leistung
- ✓ Sehr hohe Lebensdauer



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**  
Switzerland