

Sichere Vorbereitung

Die kraftoptimierten Schlüssel ermöglichen ein sicheres Anziehen und Lösen der Phakospitzen ans Handstück, ohne jegliches Abrutschen.


Metallschlüssel für gerade Phakospitzen

Artikelnummer: SA62-REF10115

passend zu:

- SA62-REF12319
- SA62-REF12320
- SA62-REF12322
- SA62-REF12333

1 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril




Metallschlüssel für abgewinkelte Phakospitzen

Artikelnummer: SA62-REF10116

passend zu:

- SA62-REF12318
- SA62-REF12321
- SA62-REF12324

1 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Phako Testkammer

Artikelnummer: SA62-REF10102

2 Stück/Packung
Mehrweg, unsteril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland