

## All in one - mit den Braem Phako Sets!

Spitze, Sleeve, Testkammer und Schlüssel steril und einsatzbereit für den Einmalgebrauch. Die Phakospitzen sind aus einer speziellen Titanlegierung und die Sleeves aus einem besonders hochwertigen Silikon gefertigt.

Die entgrateten, polierten und trotzdem scharfkantigen Spitzen unterstützen die effiziente und schonende Emulsifikation der Linse und sorgen in Verbindung mit den Sleeves für eine perfekte Holdability der Linsenfragmente. Der stufenlose Übergang vom Sleeve auf die Spitze und die ausgezeichnete Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit der Sleeves sorgen für ein einfaches Einbringen der Spitzen ins Auge.

Sowohl die geraden, als auch die abgewinkelten Phako Sets passen zu vielen gängigen Handstücken.

## 19G Phako Set steril, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12306

- 19G 30° Phakospitze für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- 19G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt

## 20G Phako Set steril, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12308

- 20G 30° Phakospitze für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- 20G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt

## 22G Phako Set steril, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12311

- 22G 30° Phakospitze für Inzision 1.6 - 1.8mm
- 22G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt



# Phako Sets steril - Einweg



## 19G Phako Set steril, abgewinkelt

**Artikelnummer: SA62-REF12307**

- 19G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- 19G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt



## 20G Phako Set steril, abgewinkelt

**Artikelnummer: SA62-REF12309**

- 20G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- 20G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt

## 22G Phako Set steril, abgewinkelt

**Artikelnummer: SA62-REF12312**

- 22G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 1.6 - 1.8mm
- 22G Silikon Sleeve
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Testkammer

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**  
Switzerland