

Für eine effiziente und sanfte Emulsifikation der Linse

Unsere Phako-Spitzen aus einer speziellen Titanlegierung und mit außergewöhnlich effizienten mehrstufigen Spitzen ermöglichen ein einfaches Einführen ins Auge. Sie überzeugen durch perfekte Handhabung und sehr effiziente und schonende Emulsifikation der Linse.

Unsere Phakospitzen passen zu vielen gängigen Phako Handstücken.

19G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12319

- 19G 30° Phakospitze für Inzision 2.6 - 2.8 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



20G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12320

- 20G 30° Phakospitze für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



22G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: RSA62-EF12322

- 22G 30° Phakospitze für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



Phakospitzen - Mehrweg



23G Phakospitze, gerade

Artikelnummer: SA62-REF12333

- 23G 30° Phakospitze
- 30 mm Länge
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



19G Phakospitze, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12318

- 19G 30° Phakospitze abgewinkelt für Inzision 2.6 - 2.8
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



20G Phakospitze, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12321

- 20G 30° Phakospitze für Inzision 2.2 - 2.4 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



22G Phakospitze, abgewinkelt

Artikelnummer: SA62-REF12321

- 22G 30° Phakospitze für Inzision 1.6 - 1.8 mm
- Kraftoptimierter 2-K Schlüssel
- Titan, hochwertig poliert

Mehrweg, unsteril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland