


Vitrektomie

Trokare



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

 **salensa** • medizinischer Bedarf für das Auge • Gabriele Sadlowski e.K. • Sandgraben 4 • D-88142 Wasserburg
Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Telefax +49 (0) 83 82/94 30 226 • vertrieb@salensa.de • www.salensa.de

Präzision in jedem Detail

Unsere sterilen single-use Vitrektomie-Trokare sind in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich. Sie haben ihre hervorragende Qualität und Leistungsfähigkeit in über 225'000 Operationen bewiesen.

Die 1-Step-Trokare sind in den Grössen 23G, 25G und 27G und die 2-Step-Trokare in der Grösse 23G erhältlich. Unsere Trokarsysteme sind auf minimales Trauma des Auges ausgelegt. Die 1-Step Systeme bieten eine Kombination aus ultrascharfem Inserter mit Security Bulb oder strukturierter Trokar Oberfläche für eine mühelose Inzision und eine aussergewöhnliche IOP-Stabilität während und nach der Operation. 1-Step-Trokare sind mit Lanzen- oder Messerschliff erhältlich.

Der Security Bulb oder die strukturierte Trokaroberfläche gewährleisten einen sicheren Halt gegen unbeabsichtigtes Herausziehen des Trokars während der Operation.

Der integrierte Schnittmarker der 1-Step-Trokare unterstützen die genaue Trokar Platzierung im Auge.

Alle Trokare garantieren eine ausgezeichnete Dichtigkeit während und nach der Operation.

23G Vitrektomie Kanülensystem

Artikelnummer: SA62-REF15560

- 3 Inserter mit Messerschliff
- 3 Trokare mit aufgerauter Oberfläche
- 3 Abnehmbare selbstdichtende Silikonventile (gelb)
- 3 Stopper als alternative Dichtmethode
- 1 Irrigationsleitung (auch für Silikon-Öl-Infusion bis 5'000cSt)
- Ergonomischer Griff mit 3 und 4 mm Abstandsmarker

Packungseinheit: 1 Set, steril



Trokare 1-Step Lanzenschliff - Einweg



23G Vitrektomie Kanülensystem

Artikelnummer: SA62-REF15550

- 3 Inserter mit Lanzenschliff
- 3 Trokare mit Security Bulb
- 3 Abnehmbare selbstdichtende Silikonventile (blau)
- 3 Stopper als alternative Dichtmethode
- 1 Irrigationsleitung (auch für Silikon-Öl-Infusion bis 5'000cSt)
- Ergonomischer Griff mit 3 und 4 mm Abstandsmarker

Packungseinheit: 1 Set, steril



25G Vitrektomie Kanülensystem

Artikelnummer: SA62-REF15650

- 3 Inserter mit Lanzenschliff
- 3 Trokare mit Security Bulb
- 3 Abnehmbare selbstdichtende Silikonventile (blau)
- 1 Irrigationsleitung
- Ergonomischer Griff mit 3 und 4 mm Abstandsmarker

Packungseinheit: 1 Set, steril



27G Vitrektomie Kanülensystem

Artikelnummer: SA62-REF15750

- 3 Inserter mit Lanzenschliff
- 3 Trokare mit Security Bulb
- 3 Abnehmbare selbstdichtende Silikonventile (blau)
- 1 Irrigationsleitung
- Ergonomischer Griff mit 3 und 4 mm Abstandsmarker

Packungseinheit: 1 Set, steril



23G Vitrektomie Kanülensystem für Vitreous hernia

Artikelnummer: SA62-REF15555

- 3 Inserter mit Lanzenschliff
- 3 Trokare mit Security Bulb
- 1 Abnehmbares selbstdichtendes Silikonventil (blau)
- Ergonomischer Griff mit 3 und 4 mm Abstandsmarker

Packungseinheit: 1 Set, steril



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland

Vitrektomie Trokare - Einweg



23G Vitrektomie Kanülensystem - 2 Step

Artikelnummer: SA62-REF15501

- 3 Inserter aus Titan mit atraumatischer Spitze
- 3 Trokare mit Security Bulb
- 3 Abnehmbare selbstdichtende Silikonventile (blau)
- 3 Stopper als alternative Dichtmethode
- 1 Irrigationsleitung (auch für Silikon-Öl-Infusion bis 5'000cSt)

Packungseinheit: 1 Set, steril



Silikon Öl-Absaug-Adapter

Artikelnummer: SA62-REF17100

- Passend zu allen Braem Vitrektomie Trokaren der Größen 23G, 25G und 27G

5 Stück/Packung

Steril, einzelverpackt



Hersteller: **H.P. BRAEM AG**
Switzerland