


SINCE 1921

ALBERT HEISS



Augen Instrumente
Ophthalmic Surgical Instruments
Instrumentos para oftalmología
Instruments de Chirurgie Ophtalmologique

 **salensa®**
Autorisierter Distributor

 ALBERT
HEISS

Augen Instrumente

Ophthalmic Surgical Instruments

Instrumentos para oftalmología

Instruments de Chirurgie Ophtalmologique

Allgemeine Hinweise | Legal note | Nota legal | Note legale

Mit Erscheinen dieses Kataloges, der zugehörigen Preisliste und evtl. später nachgelieferter Einzelblätter, verlieren alle zuvor erschienenen Informationen ihre Gültigkeit.

Änderungen in technischen Details, sowie in Größe und Form der Instrumente bleiben dem Hersteller vorbehalten.

Inhalt und Gestaltung des Kataloges sind urheberrechtlich geschützt und dürfen, auch auszugsweise, ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von Albert Heiss GmbH & Co. KG nicht vervielfältigt oder anderweitig verwendet werden.

Previous editions of catalogues, information sheets, price lists etc. are no longer valid. The same is true for all those information which may be issued later.

The manufacturer reserves the right to make changes in technical details as well as in the size and design of the instruments.

Content and layout of the catalogue are protected by copyright. Neither the catalogue as a whole nor extracts from it may be duplicated or used for any other purpose without the written permission of the company Albert Heiss GmbH & Co. KG.

Con la publicación del presente catálogo, la pertinente lista de precios y las hojas adicionales que se suministren eventualmente con posterioridad, todas las informaciones publicadas con anterioridad pierden su validez.

El fabricante se reserva el derecho de modificaciones y/o alteraciones en lo referente a detalles técnicos y en cuanto a tamaño y forma de los instrumentos.

Contenido y presentación del catálogo están bajo la protección de los derechos de autor, por lo que no se permite – tampoco en extracto – multicopiarlos o emplearlos de otra manera sin la autorización por escrito de Albert Heiss GmbH & Co. KG.


Toutes les éditions précédentes de nos catalogues, documents d'information, tarifs etc. perdent leur validité. Cette règle s'appliquera pour toute information ou mise à jour à venir.

Le fabricant se réserve le droit de procéder à toute modification technique de la taille ou de la forme des instruments.

Le contenu et la mise en page du catalogue sont protégés par des droits d'auteur exclusifs. Ne peuvent faire l'objet d'aucune reproduction ou ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ni le catalogue dans sa globalité, ni aucun de ses extraits, sans le consentement par écrit de la société Albert Heiss GmbH & Co. KG.

Albert Heiss GmbH & Co. KG
Augen Instrumente
Ophthalmic Surgical Instruments
Instrumentos para oftalmología
Instruments de Chirurgie Ophtalmologique

Stockacher Straße 138
D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 7461 2527
Fax: +49 7461 12229
E-mail: sales@albert-heiss.de

		Kapitel Chapter Capítulo Chapitre	Seite Page Pagina Page
	1	Lidsperrer & Retraktoren Speculas & Retractors Blefaróstatos y retractores Blépharostat et ecarteur	7
	2	Scharfe Instrumente Sharp instruments Instrumentos cortantes Instruments tranchants	33
	3	Spatel & Manipulatoren Spatulas & Manipulators Espatulas y manipuladores Spatules et manipulateurs	51
	4	Pinzetten Forceps Pinzas Pincers	77
	5	Scheren Scissors Tijeras Ciseaux	123
	6	Titaninstrumente Titanium instruments Instrumentos titanio Instruments titane	145
	7	Nadelhalter Needle holders Porta-agujas Porte-aiguilles	157

Kapitel
Chapter
Capítulo
Chapitre

Seite
Page
Pagina
Page



8

Tränenweg Instrumente · Verschiedene Instrumente
Lachrymal instruments · Miscellaneous instruments
Instrumentos para lacrimal · Instrumentos diversos
Instruments des voies lacrymales · Instruments divers

169



9

Mess- & Markierinstrumente
Measuring & Marking instruments
Compás y marcadores
Compas et marqueurs


179



10

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules


189



11

Sterilisierbehälter
Sterilizing cases
Cajas para esterilización
Boîtes de stérilisation


205



12

OP Set Vorschläge
OP Sets


209



13

Sachwortregister, alphabetisch
Alphabetical index
Indice alfabético
Index alphabétique

243




14

Artikelnummer Verzeichnis
Numerical index
Indice numérico
Index numérique

261

ALBERT HEISS

THE ART OF OPHTHALMIC SURGICAL INSTRUMENTS
SINCE 1921



1

Lidsperrer & Retraktoren
Speculas & Retractors
Blefaróstatos y retractores
Blépharostat et ecarteur



1/1

H-1010 Williams
Lidsperrer, für Erwachsene
Eye speculum, adult size
Blefaróstató, para adultos
Blépharostat, pour adultes



1/1

H-1015 Lester-Burch
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstató
Blépharostat



1/1

H-1025 Clark
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstató
Blépharostat

H-1011 Williams
Lidsperrer, für Kinder
Eye speculum, child size
Blefaróstató, para niños
Blépharostat, pour enfants



1/1

H-1005 Barrett
Lidsperrer, 15 mm
nasale Biegung
Eye speculum, 15 mm
for nasal placement
Blefaróstató, 15 mm
para incisiones temporales
Blépharostat, 15 mm
pour incisions temporales



1/1

H-1005T Barrett
Lidsperrer,
verstellbar, 15 mm
Eye speculum,
adjustable, 15 mm
Blefaróstató,
ajustable, 15 mm
Blépharostat,
ajustable, 15 mm



1/1


H-1035 Lancaster
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstató
Blépharostat



H-1037 Corcelle
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat




H-1040 Mellinger
Lidsperrer, volle Blätter
Eye speculum, solid blades
Blefaróstato, macizo
Blépharostat, plein



H-1040A Mellinger
Lidsperrer, volle Blätter,
für Kinder
Eye speculum, solid blades,
for children
Blefaróstato, macizo,
para niños
Blépharostat, plein,
pour enfants



H-1041 Mellinger
Lidsperrer, gefenstert
Eye speculum, fenestrated
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré



H-1041A Mellinger
Lidsperrer, gefenstert,
für Kinder
Eye speculum, fenestrated,
for children
Blefaróstato, fenestrado,
para niños
Blépharostat, fenêtré,
pour enfants



H-1044 Mellinger
Lidsperrer,
15 mm, offene Valve
Eye speculum,
15 mm, open valve
Blefaróstato,
palas abiertas de 15 mm
Blépharostat,
oreilles ouvertes de 15 mm




H-1045 Weiss
Lidsperrer, gefenstert, für Erwachsene
Eye speculum, fenestrated, adult size
Blefaróstato, fenestrado, para adultos
Blépharostat, fenêtré, pour adultes

H-1046 Weiss
Lidsperrer, gefenstert, für Kinder
Eye speculum, fenestrated, child size
Blefaróstato, fenestrado, para niños
Blépharostat, fenêtré, pour enfants



H-1047 Weiss
Lidsperrer, volle Blätter, für Erwachsene
Eye speculum, solid blades, adult size
Blefaróstato, macizo, para adultos
Blépharostat, plein, pour adultes

H-1048 Weiss
Lidsperrer, volle Blätter, für Kinder
Eye speculum, solid blades, child size
Blefaróstato, macizo, para niños
Blépharostat, plein, pour enfants




H-1049 Kratz-Barraquer
Lidsperrer, groß,
starker Draht
Eye speculum, large,
heavy wire
Blefaróstato, grande,
alambre fuerte
Blépharostat, grand,
ressort fort

H-1050 Standard : standard
standard : standard




H-1049N Kratz-Barraquer
Lidsperrer, groß,
starker Draht, temporal
Eye speculum, large,
heavy wire, temporal
Blefaróstato, grande,
alambre fuerte, temporal
Blépharostat, grand,
ressort fort, temporal

H-1050R Standard : standard
standard : standard



H-1051 Kratz-Barraquer

Lidsperrer, klein, Standard
Eye speculum, small, standard
Blefaróstat, pequeño, standard
Blépharostat, petit, standard




H-1051A Kratz-Barraquer

Lidsperrer, klein, Standard
Eye speculum, small, standard
Blefaróstat, pequeño, standard
Blépharostat, petit, standard




H-1066A Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, volle Blätter,
verstellbar
Eye speculum, solid blades,
adjustable
Blefaróstat, macizo,
ajustable
Blépharostat, plein,
ajustable




H-1066B Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, volle Blätter,
verstellbar, für Kinder
Eye speculum, solid blades,
adjustable, baby size
Blefaróstat, macizo,
ajustable, para niños
Blépharostat, plein,
ajustable, pour enfants




H-1066C Neuhaus

Lidsperrer, volle Blätter,
verstellbar
Eye speculum, solid blades,
adjustable
Blefaróstat, macizo,
ajustable
Blépharostat, plein,
ajustable




H-1067A Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, gefenstert,
verstellbar
Eye speculum, fenestrated,
adjustable
Blefaróstat, fenestrado,
ajustable
Blépharostat, fenêtré,
ajustable




H-1067B Barraquer-Oosterhuis

Lidsperrer, gefenstert,
verstellbar, für Kinder
Eye speculum, fenestrated,
adjustable, baby size
Blefaróstat, fenestrado,
ajustable, para niños
Blépharostat, fenêtré,
ajustable, pour enfants



H-1068 Barraquer-Oosterhuis-Kratz


Lidsperrer, gefenstert,
verstellbar
Eye speculum, fenestrated,
adjustable
Blefaróstat, fenestrado,
ajustable
Blépharostat, fenêtré,
ajustable



H-1058A

Barraquer

Lidsperrer, für Erwachsene
Eye speculum, adult size
Blefaróstat, para adultos
Blépharostat, pour adultes



H-1058B

für Kinder
child size
para niños
pour enfants



H-1058C

für Säuglinge
baby size
para niños de pecho
pour bébés




H-1058D

für Frühgeborene
for premature infants
para niño prematuro
pour bébés prématuré

H-1058A-0.9

Barraquer


Lidsperrer, für Erwachsene,
starker Draht
Eye speculum, adult size,
heavy wire
Blefaróstat, para adultos,
alambre fuerte
Blépharostat, pour adultes,
ressort fort



H-1058AR

Barraquer

Drahtlidsperrer, nasale Biegung
Wire eye speculum, for nasal placement
Blefarostato oblícuo, para incisiones temporales
Blépharostat pour adultes, pour incisions temporales



H-1001A

Barraquer


Lidsperrer, 15 mm
Eye speculum, 15 mm
Blefaróstat, 15 mm
Blépharostat, 15 mm



H-1001AR

Barraquer

Lidsperrer, 15 mm
nasale Biegung
Eye speculum, 15 mm
for nasal placement
Blefaróstat, 15 mm
para incisiones temporales
Blépharostat, 15 mm
pour incisions temporales



H-1001B

Barraquer


Lidsperrer, 10 mm
Eye speculum, 10 mm
Blefaróstat, 10 mm
Blépharostat, 10 mm




H-1059 Barraquer
Lidsperrer, volle Blätter
Eye speculum, solid blades
Blefaróstat, macizo
Blépharostat, plein




H-1059A Barraquer
Lidsperrer, volle Blätter, klein
Eye speculum, solid blades, small
Blefaróstat, macizo, pequeño
Blépharostat, plein



H-1012A McIntyre
Drahtlidsperrer, 13 mm
Wire speculum, 13 mm
Blefaróstat, 13 mm
Blépharostat, 13 mm



H-1012B McIntyre
Drahtlidsperrer,
geschlossene Valve, 13 mm
Wire speculum,
closed wire, 13 mm
Blefaróstat, 13 mm
Blépharostat, 13 mm



H-1062 Kratz
Lidsperrer, Standard
Eye speculum, standard
Blefaróstat, standard
Blépharostat, standard

H-1062A starker Draht alambre fuerte
heavy wire ressort fort




H-1063L Kratz
Lidsperrer, Standard
für das linke Auge
Eye speculum, standard
for the left eye
Blefaróstat, standard
para el ojo izquierdo
Blépharostat, standard
pour l'œil gauche



H-1063R Kratz
Lidsperrer, Standard
für das rechte Auge
Eye speculum, standard
for the right eye
Blefaróstat, standard
para el ojo derecho
Blépharostat, standard
pour l'œil droit




H-1098 Alfonso
Lidsperrer für Neugeborene,
5 / 8 mm Valve
Eye speculum for new born
babies, 5 / 8 mm open blades
Blefaróstat, para niños de
pecho, 5 / 8 mm
Blépharostat, pour bébés,
5 / 8 mm



H-1052 Liebermann
Lidsperrer, K-wire
Eye speculum, K-wire
Blefaróstato, K-wire
Blépharostat, K-wire



H-1052A Liebermann
Lidsperrer, K-wire
für Kinder
Eye speculum, K-wire,
for children
Blefaróstato, K-wire,
para niños
Blépharostat, K-wire,
pour enfants



H-1052N Liebermann
Lidsperrer, K-wire,
nasale Biegung
Eye speculum, K-wire,
for nasal placement
Blefaróstato, K-wire,
para incisiones temporales
Blépharostat, K-wire,
pour incisions temporales



H-1052S Liebermann
Lidsperrer, K-wire, gerade
Eye speculum, K-wire, straight
Blefaróstato, K-wire, recta
Blépharostat, K-wire, droit



H-1053 Liebermann
Lidsperrer, V-wire
Eye speculum, V-wire
Blefaróstato, V-wire
Blépharostat, V-Wire



H-1019 Wiltfang
Lidsperrer, gefenstert
Eye speculum, fenestrated
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré




H-1054 Liebermann
Lidsperrer, volle Blätter
Eye speculum, solid blades
Blefaróstato, macizo
Blépharostat, plein




H-1054A Liebermann
volle Blätter, für Kinder
solid blades, for children
macizo, para niños
plein, pour enfants



H-1054N Liebermann
volle Blätter,
nasale Biegung
solid blades,
for nasal approach
macizo, para
incisiones temporales
plein, pour
incisions temporales



H-1056 Kershner
Lidsperrer, gefenstert
Eye speculum, fenestrated
Blefaróstat, fenestrado
Blépharostat, fenêtré




H-1057 Kershner
Lidsperrer, volle Blätter,
nasal & temporal
Eye speculum, solid blades,
for nasal and temporal
placement
Blefaróstat, macizo,
para la colocación nasal
y temporal
Blépharostat, plein,
pour placement nasal
et temporal




H-1008 Pley
Lidsperrer, volle Blätter,
nasal & temporal
Eye speculum, solid blades,
for nasal and temporal
placement
Blefaróstat, macizo,
para la colocación nasal
y temporal
Blépharostat, plein,
pour placement nasal
et temporal



H-1064 Thorlakson
Lidsperrer, O-wire
Eye speculum, O-wire
Blefaróstat, O-wire
Blépharostat, O-wire



H-1082 Lidsperrer, dreifach Stütze
Eye speculum, triple post
Blefaróstato, triple post
Blépharostat, triple post



H-1083 Liebermann
Lidsperrer, mit Öhr
zur Fadenfixierung
Eye speculum, with
traction suture anchor posts
Blefaróstato con anclajes
para sutura
Blépharostat avec des
acres de suture



H-1084 Sharawy
Lidsperrer, mit Öhr
zur Fadenfixierung
Eye speculum, with
traction suture anchor posts
Blefaróstato con anclajes
para sutura
Blépharostat avec des
acres de suture



H-1055 Sauer
Lidsperrer, für Kinder
Eye speculum, child size
Blefaróstato, para niños
Blépharostat, pour enfants



H-1055A Sauer
Lidsperrer,
für Säuglinge
Eye speculum,
baby size
Blefaróstato,
para niños de pecho
Blépharostat,
pour bébés



H-1074 Frankel
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat


 $\frac{1}{1}$

H-1020 Liebermann
Lidsperrer mit
Aspiration, K-wire
Eye speculum
with aspiration, K-wire
Blefaróstató
con aspiración, K-wire
Blépharostat
avec aspiration, K-wire


 $\frac{1}{1}$

H-1021 Liebermann
Lidsperrer mit
Aspiration, V-wire
Eye speculum
with aspiration, V-wire
Blefaróstató
con aspiración, V-wire
Blépharostat
avec aspiration, V-wire


 $\frac{1}{1}$

H-1022 Wiltfang
Lidsperrer
mit Aspiration
Eye speculum
with aspiration
Blefaróstató
con aspiración
Blépharostat
avec aspiration



1/1

H-1023 Knorz
Lidsperrer
mit Aspiration
Eye speculum
with aspiration
Blefaróstato
con aspiración
Blépharostat
avec aspiration




1/1

H-1024 Chu
Lidsperrer mit Aspiration,
volle Blätter
Eye speculum with aspiration,
solid blades
Blefaróstato con aspiración,
macizo
Blépharostat avec aspiration,
plein




1/1

H-1026 Lidsperrer mit Aspiration,
geschlitzt
Eye speculum with
aspiration
Blefaróstato
con aspiración
Blépharostat
avec aspiration




H-1060 Murdock
Lidsperrer, für Erwachsene
Eye speculum, adult size
Blefaróstat, para adultos
Blépharostat, pour adultes



H-1061 Murdock
Lidsperrer, für Kinder
Eye speculum, child size
Blefaróstat, para niños
Blépharostat, pour enfants



H-1070 Cook
Lidsperrer, groß, 15 mm
Eye speculum, large, 15 mm
Blefaróstat, grande, 15 mm
Blépharostat, grand, 15 mm




H-1071 Cook
Lidsperrer, mittel, 11 mm
Eye speculum, medium, 11 mm
Blefaróstat, mediano, 11 mm
Blépharostat, moyen, 11 mm



H-1072 Cook
Lidsperrer, klein, 7.5 mm
Eye speculum, small, 7.5 mm
Blefaróstat, pequeño, 7.5 mm
Blépharostat, petit, 7.5 mm




H-1073 Cook
Lidsperrer,
für Säuglinge, 5 mm
Eye speculum,
baby size, 5 mm
Blefaróstat,
para niños de pecho, 5 mm
Blépharostat,
pour bébés, 5 mm




H-1076 Scott

Lidsperrer, für Erwachsene, gefensterte Blätter
Eye speculum, for adults, fenestrated blades
Blefaróstato, para adultos, fenestrado
Blépharostat, pour adultes, fenêtré



H-1085 Park

Lidsperrer,
gefensterte Blätter
Eye speculum,
fenestrated blades
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré



H-1090 Park-Guyton

Lidsperrer,
gefensterte Blätter
Eye speculum,
fenestrated blades
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré



H-1092 Park-Maumenee

Lidsperrer,
gefensterte Blätter
Eye speculum,
fenestrated blades
Blefaróstato, fenestrado
Blépharostat, fenêtré



H-1078L Bangerter
Lidsperrer, links
Eye speculum, left
Blefaróstato, izquierdo
Blépharostat, gauche



H-1094 Castroviejo
Lidsperrer, mittel, 16 mm
Eye speculum, medium, 16 mm
Blefaróstato, mediano, 16 mm
Blépharostat, moyen, 16 mm



H-1095 Castroviejo
Lidsperrer, klein, 14 mm
Eye speculum, small, 14 mm
Blefaróstato, pequeño, 14 mm
Blépharostat, petit, 14 mm




H-1099 Shapira
Lidsperrer
Eye speculum
Blefaróstato
Blépharostat

H-1096 Castroviejo
Lidsperrer, mittel, 16 mm
Eye speculum, medium, 16 mm
Blefaróstato, mediano, 16 mm
Blépharostat, moyen, 16 mm


H-1097 Castroviejo
Lidsperrer, groß, 18 mm
Eye speculum, large, 18 mm
Blefaróstato, grande, 18 mm
Blépharostat, grand, 18 mm




H-1100 Agricola
Wundspreizer
für den Tränensack
Lachrymal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



H-1110 Goldstein
Wundspreizer
für den Tränensack
Lachrymal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



H-1115 Mueller
Wundspreizer
für den Tränensack
Lachrymal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



H-1120 Stevenson
Wundspreizer
für den Tränensack
Lachrymal sack retractor
Separador para
el saco lacrimal
Ecarteur pour le
sac lacrymal



H-1121 Heiss
Wundspreizer
für den Tränensack, stumpf
Lachrymal sack retractor, blunt
Separador para
el saco lacrimal, romo
Ecarteur pour le
sac lacrymal, mousse



H-1122 Heiss
Wundspreizer
für den Tränensack, scharf
Lachrymal sack retractor, sharp
Separador para
el saco lacrimal, agudo
Ecarteur pour le sac lacrymal,
tranchant



1/1

H-1125 Jaffe

Lidhalter, groß, Paar
Lid retractor, large, pair
Retractor para párpados, grande, un par
Ecarteur de paupières, fenêtré, grand, pair

H-1126 Jaffe

Lidhalter, klein, Paar
Lid retractor, small, pair
Retractor para párpados, pequeño, un par
Ecarteur de paupières, fenêtré, petit, pair



1/1

H-1128 Desmarres

Lidhalter, Kinder, 8.7 mm
Lid retractor, infant, 8.7 mm
Retractor para párpados, para niños, 8.7 mm
Ecarteur de paupières, pour enfants, 8.7 mm



1/1

H-1130/1 Desmarres

Lidhalter, Größe 1, 12 mm
Lid retractor, size 1, 12 mm
Retractor para párpados, tam. 1, 12 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 1, 12 mm



1/1

H-1130/2 Desmarres



1/1

H-1130/3 Desmarres



1/1

H-1130/4 Desmarres

H-1130/2 Desmarres

Lidhalter, Größe 2, 14 mm
Lid retractor, size 2, 14 mm
Retractor para párpados, tam. 2, 14 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 2, 14 mm

H-1130/3 Desmarres

Lidhalter, Größe 3, 16.5 mm
Lid retractor, size 3, 16.5 mm
Retractor para párpados, tam. 3, 16.5 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 3, 16.5 mm

H-1130/4 Desmarres

Lidhalter, Größe 4, 19 mm
Lid retractor, size 4, 19 mm
Retractor para párpados, tam. 4, 19 mm
Ecarteur de paupières, plein, taille 4, 19 mm

Helveston

Retraktor
Retractor
Separador
Ecarteur

H-1131/1 7 mm



H-1131/2 9 mm



H-1131/3 11 mm



H-1133 Gass

Sklera Marker 1.5 mm
Sclera marker 1.5 mm
Marcador para sclera 1.5 mm
Marqueur scléral 1.5 mm



Schepens H-1135/1

Lokalisator 8 mm
Localisator 8 mm
Localizador 8 mm
Dépresseur scléral 8 mm

H-1135/2

Lokalisator 10 mm
Localisator 10 mm
Localizador 10 mm
Dépresseur scléral 10 mm


H-1135/3

Lokalisator 12 mm
Localisator 12 mm
Localizador 12 mm
Dépresseur scléral 12 mm

1/1

H-1139 Flynn

Sklera Depressor
Localisator
Localizador
Dépresseur scléral



H-1136 Schocket

Lokalisator, doppelt
Localisator, double-ended
Localizador, doble
Dépresseur scléral, double



H-1137 Laqua

Lokalisator, doppelt
Localisator, double-ended
Localizador, doble
Dépresseur scléral, double



H-1138 Kreissig


Kombi-Deller, doppelseitig
Localizer, double ended
Localizador, doble
Dépresseur scléral, double





H-1140
Jaeger

Lidplatte, Metall
Spatula, metal
Placa para párpados, de metal
Spatule, en métal

H-1805/1
Guthrie

Doppelhähkchen,
scharf, Fig. 1
Fixation hook, double,
sharp, fig. 1
Gancho doble para fijación,
agudo, tam. 1
Crochet double à fixation, pointu, fig. 1

H-1805/2
Guthrie

Doppelhähkchen,
scharf, fig. 2
Fixation hook, double,
sharp, fig. 2
Gancho doble para fijación,
agudo, tam. 2
Crochet double à fixation, pointu, fig. 2

H-1810
Fink

Muskelhaken, scharf
Oblique muscle hook, sharp
Gancho muscular, agudo
Crochet musculaire, pointu


H-1820

Rollet

Tränensackhäkchen, scharf
Hook for lachrymal sack, sharp
Gancho para el saco lacrimal, agudo
Crochet pointu pour le sac lacrymal



1/1

H-1821

Rollet

Tränensackhäkchen, stumpf
Hook for lachrymal sack, blunt
Gancho para el saco lacrimal, romo
Crochet mousse pour le sac lacrymal



1/1

H-1825

Aubaret

Tränensackhäkchen, scharf
Hook for lachrymal sack, sharp
Gancho para el saco lacrimal, agudo
Crochet pointu pour le sac lacrymal



1/1

Axenfeld

Haken, 2 Zinken,
Hook, 2 prongs
Gancho, con 2 púas
Crochet, à 2 griffes



1/1

H-1830

scharf : agudo
sharp : pointu

H-1832

stumpf : romo
blunt : mousse

Axenfeld

Haken, 3 Zinken,
Hook, 3 prongs
Gancho, con 3 púas
Crochet, à 3 griffes



1/1

H-1840

scharf : agudo
sharp : pointu

H-1842

stumpf : romo
blunt : mousse

Axenfeld

Haken, 4 Zinken,
Hook, 4 prongs
Gancho, con 4 púas
Crochet, à 4 griffes



1/1

H-1840/4

scharf : agudo
sharp : pointu


H-1842/4

stumpf : romo
blunt : mousse

H-1845

Paul


Wundhaken, stumpf
Retractor, blunt
Separador, romo
Ecarteur, mousse



1/1

Jameson

Schielhaken
Strabismus hook
Gancho para estrabismo
Crochet à strabisme



1/1

H-1890

klein : pequeno
small : petit


H-1892

groß : grande
large : grand

H-1900/1

Graefe

Schielhaken, Fig. 1
Strabismus hook, fig. 1
Gancho para estrabismo, tam. 1
Crochet à strabisme, fig. 1



1/1



1/1

H-1900/2

Schielhaken, Fig. 2
Strabismus hook, fig. 2
Gancho para estrabismo, tam. 2
Crochet à strabisme, fig. 2



1/1

H-1900/3


Schielhaken, Fig. 3
Strabismus hook, fig. 3
Gancho para estrabismo, tam. 3
Crochet à strabisme, fig. 3



1/1

H-1902

Schielhaken, 12 mm
Strabismus hook, 12 mm
Gancho para estrabismo, 12 mm
Crochet à strabisme, 12 mm



1/1

Häkchen Ganchos
Hooks Crochet

H-1903

Gass

Häkchen bei Netzhautablösung, 13 mm, 1.5 mm ovales Loch

Retinal detachment hook, 13 mm, 1.5 mm oval hole

Gancho para desprendimiento de retina, 13 mm, abertura ovalado, 1.5 mm

Crochet à décollement de rétine, 13 mm, 1.5 mm trou ovale



1/1

H-1905


Jaeger

Schielhaken

Strabismus hook

Gancho para estrabismo

Crochet à strabisme



1/1

H-1912


Green

Schielhaken

Strabismus hook

Gancho para estrabismo

Crochet à strabisme



1/1

H-1920


Stevens

Tenotomiehäkchen

Tenotomy hook

Gancho para tenotomia

Crochet à ténotomie



1/1


Helveston

Schielhaken, fein

Muscle hook, delicate

Gancho de estrabismo, delicado

Crochet à strabisme, délicate



1/1

H-1917

12 mm



1/1

H-1916

10 mm



1/1

H-1918

8 mm



1/1

H-1919

Helveston

Häkchen, 6 mm

Teaser hook, 6 mm

Gancho de estrabismo muy delicado, 6 mm

Crochet à strabisme, 6 mm, fins



1/1



1/1

Helveston

Muskelhaken, sehr fein

Muscle hook, very delicate

Gancho para localizar muy delicado

Crochet musculaire, fins

H-1921



1/1

H-1922



1/1



1/1

Schielhaken mit Nut

Grooved strabismus hook with nut

Gancho para estrabismo con tuerca

Crochet à strabisme avec noix

H-1895L

links : izquierda
left : droit

H-1895R


rechts : derecha
right : gauche

Sautter

Orbitalspatel
Orbital spatula
Espátula orbital
Ecarteur-spatule orbitaire

H-2105

12 mm



H-2110

Schepens

Orbitalspatel
Orbital retractor
Retractor orbital
Ecarteur orbitaire




H-2108

Giessen

Wundspatel
Spatula
Espátula
Spatule

Flieringa

Fixierring
Fixation ring
Anillo de fijación
Anneaux de fixation



H-3234/1	14 mm	H-3234/4	17 mm	H-3234/7	20 mm	H-3234/10	23 mm ^{1/1}
H-3234/2	15 mm	H-3234/5	18 mm	H-3234/8	21 mm	H-3234/11	24 mm
H-3234/3	16 mm	H-3234/6	19 mm	H-3234/9	22 mm		

Fine-Thornton

Fixierring
Fixation ring
Anillo de fijación
Anneau de fixation



H-2595/1	13 mm	H-2595/2	16 mm
-----------------	-------	-----------------	-------


H-2596 Thornton

Fixierring, 16 mm, geschlossen
Fixation ring, 16 mm, closed
Anillo de fijación, 16 mm, cerrado
Anneau de fixation, 16 mm, fermé



H-2597 Hofmann-Thornton

Fixierring, 16 mm, geschlossen
Fixation ring, 16 mm, closed
Anillo de fijación, 16 mm, cerrado
Anneau de fixation, 16 mm, fermé



H-2598 Gimbel

LASIK Fixationsring, 13 mm
LASIK stabilization ring, 13 mm
Anillo de fijación de LASIK, 13 mm
Anneau de fixation LASIK, 13 mm



H-2599 Fixierring mit konzentrischen Riefen
Fixation ring with concentric grooves
Anillo de fijación con estrías concéntricas
Anneau de fixation avec rainure concentrique



H-2607 Lu-Mendez


Mess- & Fixierring, i.D. 11 mm
Degree gauge and fixation ring, i.d. 11 mm
Instrumento de medición en grado y anillo de fijación, diámetro interior 11 mm
Anneau de fixation, diamètre intérieur 11 mm



ALBERT HEISS

EST. 1921

GERMAN CRAFTSMANSHIP IN OPHTHALMOLOGY



Scharfe Instrumente

Sharp Instruments

Instrumentos Cortantes

Instruments Tranchants

2


Augen Instrumente | Ophthalmic Surgical Instruments | Instrumentos para oftalmología | Instruments de Chirurgie Ophtalmologique

Vertrieb durch salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225




1/1


Diamantmesser für die Kataraktchirurgie, Titangriff mit Bajonett-Verschluss
Diamond knife, titanium handle, bayonet lock



	B	L	D	A
H-1390/1	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°
H-1390/2	1.0 mm	2.0 mm	0.17 mm	30°



H-1390/3	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°/30° Tri-facet
----------	--------	--------	---------	-------------------




H-1390/4	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	bogenförmig mit 4 Facetten curved with 4 facets
----------	--------	--------	---------	--



1/1

Speer mit stumpfen Seiten
Spear with blunt sides




	B	L	D	A
H-1391/1	2.8 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1391/2	3.0 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1391/3	3.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°

B = Breite
width
anchura
largeur

L = Länge
length
longitud
longueur


D = Dicke
height
grosor
épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme




Speer mit stumpfen Seiten
Spear with blunt sides

1/1




	B	L	D	A
H-1380/03	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	90°
H-1380/02	1.4 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1380/01	2.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1380/0	2.5 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°

Lanze mit stumpfen Seiten
Lance with blunt sides




	B	L	D	A
H-1380/1	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	40°
H-1380/2	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	60°



Tunnelmesser mit 19 Facetten
Tunnel knife with 19 facets

1/1




	B	L	D
H-1391/4	1.4 mm	4.0 mm	0.17 mm
H-1391/5	2.0 mm	4.0 mm	0.17 mm

B = Breite
width
anchura
largeur

L = Länge
length
longitud
longueur


D = Dicke
height
grosor
épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme



1/1

Clear Cornea mit schneidenden Seiten
Clear Cornea with sharp sides




	B	L	D	A
H-1395/12	3.0 mm	4.0 mm	0.17 mm	60°
H-1395/1	2.5 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1395/2	2.8 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1395/3	3.0 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1395/4	3.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°



1/1

MICS Speer Trapezoid mit schneidenden Seiten – für Mikroschnitte
Tapered spear MICS for micro coaxial surgery



	B	L	D	A
H-1395/8	1.8 – 2.4 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1395/9	1.8 – 2.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1395/10	1.5 – 1.8 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1395/11	1.1 – 1.4 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°

B = Breite
width
anchura
largeur

L = Länge
length
longitud
longueur


D = Dicke
height
grosor
épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme




1/1

MICS Clear Cornea mit schneidenden Seiten
MICS Clear Cornea with sharp sides




	B	L	D	A
H-1398/1	1.0 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1398/2	1.6 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1398/3	1.8 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1398/4	2.0 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1398/5	2.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°

Speer Trapezoid mit 4 Facetten
tapered spear with 4 facets



	B	L	D	A
H-1395/5	2.75 – 3.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°
H-1395/6	2.5 – 3.0 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°

Speer Trapezoid mit 6 Facetten
Tapered spear with 6 facets




	B	L	D	A
H-1395/7	2.65 – 3.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	90°

B = Breite
width
anchura
largeur

L = Länge
length
longitud
longueur


D = Dicke
height
grosor
épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme





Zaldivar Universalmesser
Zaldivar multi purpose knife

	B	B1	L	D
H-1396/1	1.0 mm	0.55 mm	4.5 mm	0.17 mm



Spezialmesser für die Viskokanalostomie

	B	L	D	A
H-1396/2	0.5 mm	3.5 mm	0.2 mm	20°



Stufenmesser, 7 Stufen 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.37 / 0.5 / 4.0 mm
Step knife, 7 steps 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.37 / 0.5 / 4.0 mm

	B	B1	L	D	A
H-1396/3	1.0 mm	0.3 mm	3.5 mm	0.17 mm	25°

B = Breite
width
anchura
largeur

L = Länge
length
longitud
longueur


D = Dicke
height
grosor
épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme



1/1

Glaukoma, 7 Stufen: 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.37 / 0.5 / 4.0 mm
 Glaucomar, 7 steps: 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.37 / 0.5 / 4.0 mm
 Glaucomar, 7 profundidades: 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.37 / 0.5 / 4.0 mm
 Glaucomar, 7 profondeurs: 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.37 / 0.5 / 4.0 mm




	B	B1	L	D	A / A1
H-1394/4	1.0 mm	0.3 mm	3.5 mm	0.17 mm	25°



1/1

3D Diamantmesser mit schneidenden Seiten
 Diamond knife, 3D-blade with sharp sides




	B	L	D	A
H-1397/1	1.6 mm	4.0 mm	0.17 mm	80°
H-1397/2	1.8 mm	4.0 mm	0.17 mm	80°
H-1397/3	2.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	80°
H-1397/4	2.5 mm	4.0 mm	0.17 mm	80°
H-1397/5	2.8 mm	4.0 mm	0.17 mm	80°
H-1397/6	3.0 mm	4.0 mm	0.17 mm	80°
H-1397/7	3.2 mm	4.0 mm	0.17 mm	80°



1/1

Diamantmesser für Hornhautinzisionen, 0.50 mm Schnitttiefe
 Diamond knife, limbal relaxing incision, cutting depth 0.50 mm



	B	D	A
H-1381	0.5 mm	0.2 mm	20°

B = Breite
width
anchura
largeur

L = Länge
length
longitud
longueur

D = Dicke
height
grosor
épaisseur


A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme



Diamantmesser für Hornhautinzissionen,
 0.50 / 0.55 / 0.60 mm Schnitttiefe

Diamond knife, limbal relaxing incision,
 cutting depths 0.50 / 0.55 / 0.60 mm

1/1




H-1382/1

B	B1	L	D	A
1.0 mm	0.4 mm	3.0 mm	0.1 mm	20°




Diamantmesser für Hornhautinzissionen, Schnitttiefe 0.60 mm
 Diamond knife, limbal relaxing incision, cutting depth 0.60 mm

1/1



H-1382/2


B	B1	L	D	A
1.0 mm	0.4 mm	3.0 mm	0.1 mm	20°



Diamantmesser für Hornhautinzissionen,
 0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.75 mm Schnitttiefe

Diamond knife, limbal relaxing incision,
 cutting depth 0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.75 mm

1/1



H-1382/3

B	B1	D	A
0.8 mm	0.2 mm	0.1 mm	15°

B = Breite
 width
 anchura
 largeur

L = Länge
 length
 longitud
 longueur


D = Dicke
 height
 grosor
 épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
 blade angle / shape
 angular / forma
 angle / forme




Diamantmesser mit Mikrometer für die refraktive Chirurgie
Diamond knife with a micrometer for refractive surgery

1/1



H-1393/1


B	L	D	A
1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°



H-1393/2

Klinge mit 2 Schneiden vertikal
Blade double edge vertical


B	L	D	A
1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°



H-1393/3

Klinge mit 3 Schneiden vertikal für gerade Astigmatismus-Inzisionen
Blade with triple edge vertical for straight astigmatism incisions


B	L	D	A
1.0 mm	3.0 mm	0.1 mm	15°



H-1393/4

Klinge mit 3 Schneiden für Schnitte vom Limbus zur optischen Zone
Blade with triple edge for cuts from limbus to the optical zone

B	L	D	A
1.5 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°



H-1393/5

Klinge mit 1 Schneide vertikal
Blade with one edge vertical

B	L	D	A
1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°

B = Breite
width
anchura
largeur

L = Länge
length
longitud
longueur


D = Dicke
height
grosor
épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme




Diamantmesser mit 7 Stufen:
0 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 2.5 mm
Diamond knife with 7 steps:
0 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 2.5 mm


1/1



	B	L	D	A / A1
H-1394/1	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°



H-1394/2	Tri-facet Klinge Tri-facet blade			45° / 30°
	0.9 mm	3.0 mm	0.17 mm	




H-1394/3	2 Schneiden vertikal Double edge vertical			45°
	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	



Diamantmesser für die Retina-Chirurgie, Titangriff, gerade
Retina diamond knife, titanium handle, straight

1/1



	B	L	D	A
H-1383/1	0.5 mm	3.0 mm	0.17 mm	20°
H-1383/2	0.9 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°
H-1383/3	1.0 mm	3.0 mm	0.17 mm	45°

B = Breite
width
anchura
largeur


L = Länge
length
longitud
longueur

D = Dicke
height
grosor
épaisseur

A = Klingenwinkel / Klingenform
blade angle / shape
angular / forma
angle / forme

Graefe

Skarifikateur
 Scarifier
 Escarificador
 Scarificateur pour le sac lacrymal



1/1

H-1235/1 Fig. 1



1/1

H-1235/2 Fig. 2



1/1


H-1235/3 Fig. 3



1/1

Graefe

Starmesser
 Cataract knife
 Cuchillo para cataractas
 Couteau à cataracte



1/1

H-1300/1 Fig. 1



1/1


H-1300/2 Fig. 2



1/1

Ziegler

Diszissionsmesser
 Discission knife
 Cuchillo para discisión
 Couteau pour l'iris



1/1

H-1500/1 Fig. 1



1/1

H-1500/2 Fig. 2



1/1

H-1500/3 Fig. 3




1/1

H-1535


Sato

Hornhautmesser, gerade
 Corneal knife, straight
 Queratómo, recto
 Couteau pour la cornée, droit




1/1

H-1600 **Tooke**
Hornhautmesser
Corneal knife
Queratótomo
Couteau pour la cornée




1/1

H-1602 **Johnson-Tooke**
Hornhautmesser
Corneal knife
Queratótomo
Couteau pour la cornée




1/1

H-1605 **Gill**
Hornhautmesser
Corneal knife
Queratótomo
Couteau pour la cornée




1/1

H-1610 **Paton**
Hornhautdissektor
Corneal dissector
Disecador para la córnea
Dissecteur pour la cornée



1/1

Kuhnt
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Legra para la córnea
Rugine pour la cornée



1/1

H-1615/1 Fig. 1



1/1

H-1615/2 Fig. 2



1/1

H-1615/3 Fig. 3




1/1

H-1615/4 Fig. 4



1/1

H-1650 **Starnadel, gerade**
Cataract needle, straight
Aguja para cataracta, recta
Aiguille à cataracte, droite




1/1

H-1670

Bowman

Diszissionsnadel, gerade
Discission needle, straight
Aguja para discisión, recta
Aiguille à dissection, droite




1/1

H-1700

Fremdkörpernadel, gerade

Foreign-body needle, straight
Aguja para cuerpos extraños, recta
Aiguille à corps étrangers, droite




1/1

H-1702

Fremdkörpernadel, gebogen

Foreign-body needle, curved
Aguja para cuerpos extraños, curva
Aiguille à corps étrangers, courbe




1/1

H-1730

Walton

Hohlmeissel für Fremdkörper
Foreign-body gouge
Gubia para cuerpos extraños
Gouge à corps étrangers



1/1

H-1740

Plange

Fremdkörpernadel,
Foreign-body needle
Aguja para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers




1/1

H-1742

La Force


Fremdkörperninstrument
Foreign-body spud
Instrumento para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

H-1743
Golf Club


Fremdkörpernadel, runde Spitze
Foreign-body spud, round tip
Aguja para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers, bout arrondi



1/1

H-1744
Francis


Fremdkörperninstrument
Foreign-body spud
Instrumento para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

H-1745
Corbett

Fremdkörpernadel
Foreign-body needle
Aguja para cuerpos extraños
Aiguille à corps étrangers



1/1

H-1752

Nadel und Hohlmeißel, zum Schieben, runde Hülse
Needle and gouge, in round metal sliding handle
Aguja y gubia con mango redondo corredizo de metal
Aiguille et gouge à manche métal rond à glissière



1/1

H-1753


Nadel und Plangehebel, zum Schieben, runde Hülse
Needle and foreign-body needle, with round metal sliding handle
Aguja y aguja para cuerpos extraños con mango redondo corredizo de metal
Aiguille et aiguille à corps étrangers à manche métal rond à glissière



1/1

H-1780

Nadel und Hohlmeißel in Umsteckhülse
Needle and gouge in reversible handle
Aguja y gubia reversible, con rosca
Aiguille et gouge, se dévissant,
rentrant dans le manche



1/1


Meyhoefer

Chalazionslöffel, scharf

Chalazion curette, sharp

Cucharilla para chalazion, cortante

Curette á chalazion tranchante



1/1

H-2140

1.0 mm



1/1

H-2140/0

0.5 mm



1/1


Meyhoefer

Chalazionslöffel, scharf

Chalazion curette, sharp

Cucharilla para chalazion, cortante

Curette á chalazion tranchante



1/1

H-2150/00

Fig. 00

1.5 mm



1/1

H-2150/0

Fig. 0

2.0 mm



1/1

H-2150/1

Fig. 1

2.5 mm



1/1

H-2150/2

Fig. 2

3.0 mm



1/1

H-2150/3

Fig. 3

3.5 mm



1/1

H-2150/4

Fig. 4

4.0 mm



1/1


Bunge

Excenterationslöffel, scharf

Evisceration spoon, sharp

Cucharilla para evisceración, cortante

Curette pour éviscération



1/1

H-2165/1

Fig. 1

6 mm



1/1

H-2165/2

Fig. 2

7 mm



1/1

H-2165/3

Fig. 3

8,5 mm



1/1

H-2165/4

Fig. 4

10 mm



1/1

H-2580




Barraquer

Keratoplastikmesser,
birnenförmig

Keratoplasty knife,
pear-shaped

Cuchillo para queratoplastia,
forma pera

Couteau pour kératoplastie,
en poire



1/1

H-2582


Barraquer

Keratoplastikmesser,
7 × 1.0 mm

Keratoplasty knife,
7 × 1.0 mm

Cuchillo para queratoplastia,
7 × 1.0 mm

Couteau pour kératoplastie,
7 × 1.0 mm



1/1

H-2584

Paufique

Keratoplastikmesser

Keratoplasty knife

Cuchillo para queratoplastia

Couteau pour kératoplastie



1/1


Hornhauttrephine
Corneal trephine
Trépano para la córnea
Trepan cornéen



1/1

zu verwenden mit
to be used with
para usar con
adaptée à

Trephinengriff
Trephine handle
Mango para trépano
Poignée de trépan




1/1

H-2560/07	4.0 mm	—	
H-2560/05	4.5 mm	—	
H-2560/01	5.5 mm	—	
H-2560/1	6.0 mm	H-2561/1	6.0 mm
H-2560/2	6.25 mm	H-2561/2	6.25 mm
H-2560/3	6.5 mm	H-2561/3	6.5 mm
H-2560/4	6.75 mm	H-2561/4	6.75 mm
H-2560/5	7.0 mm	H-2561/5	7.0 mm
H-2560/6	7.25 mm	H-2561/6	7.25 mm
H-2560/7	7.5 mm	H-2561/7	7.5 mm
H-2560/8	7.75 mm	H-2561/8	7.75 mm
H-2560/9	8.0 mm	H-2561/9	8.0 mm
H-2560/10	8.25 mm	H-2561/10	8.25 mm
H-2560/11	8.5 mm	H-2561/11	8.5 mm
H-2560/12	8.75 mm	H-2561/12	8.75 mm
H-2560/13	9.0 mm	H-2561/13	9.0 mm
H-2560/14	9.25 mm	H-2561/14	9.25 mm

H-2562

Universal-Trephinengriff für H-2560/1 – H2560/9
 Trepine handle for H-2560/1 – H2560/9
 Mango para trépano para H-2560/1 – H2560/9
 Poignée de trépan universel adaptée à la tête de trépan pour H-2560/1 – H2560/9



1/1

H-1280

Skalpellgriff Nr. 3
 Scalpel handle No. 3
 Mango de bisturí No. 3
 Manches pour bistouris No. 3



1/1

H-1281

Skalpellgriff Nr. 7
 Scalpel handle No. 7
 Mango de bisturí No. 7
 Manches pour bistouris No. 7



1/1

H-1290

Skalpellgriff, Mikro-Skalpellklingen
 Scalpel handle, micro scalpel blades
 Mango de bisturí, micro hojas de bisturí
 Manches pour bistouris, micro lame de bistouris



1/1

H-1290A

Skalpellgriff, 13 cm, für Mikro-Skalpellklingen
 Blade handle, 13 cm, for micro scalpel blades
 Porta hojas, 13, para micro hojas de bisturí
 Manches pour bistouris, 13 cm, pour micro lame de bistouris




1/1

SINCE 1921

ALBERT
HEISS

OPHTHALMIC
SURGICAL
INSTRUMENTS



Spatel & Manipulatore
Spatulas & Manipulators
Espátulas & Manipuladores
Spatules & Manipulateurs

3

Graether

Irisretraktor mit Kragenknopf
Iris retractor, collar button
Retractor para iris, botón en el cuello
Rétracteur d'iris, "bouton de col"

H-1166A



abgewinkelt
angled
angulado
coudé



H-1166

gerade
straight
recto
droit




Graefe

Irishäkchen
Iris hook
Gancho para iris
Crochet pour l'iris

H-1800




scharf
sharp
agudo
pointu



H-1802




stumpf
blunt
romo
mousse



H-1804

Mikro-Irishäkchen, Modell Bonn
Mikro-iris hook, Bonn model
Micro-gancho para iris, modelo Bonn
Micro-crochet pour l'iris, modèle Bonn



H-1960

Culler

Irisspatel, 1 mm
Iris spatula, 1 mm
Espátula para iris, 1 mm
Spatule pour l'iris, 1 mm




1/1

H-1977

Culler

Irisspatel, 1.7 mm
Iris spatula, 1.7 mm
Espátula para iris, 1.7 mm
Spatule pour l'iris, 1.7 mm




1/1

Wecker

Irisspatel
Iris spatula
Espátula para iris
Spatule pour l'iris

H-1970/1


Fig. 1
(1.6 mm)



1/1

H-1970/2

Fig. 2
(2.7 mm)



1/1

H-1982

Irisspatel, rund, 0.5 mm
Iris spatula, round, 0.5 mm
Espátula para iris, redonda, 0.5 mm
Spatule pour l'iris, rondé, 0.5 mm



1/1

H-1992

Troutman-Barraquer


Irisspatel
Iris spatula
Espátula para iris
Spatule pour l'iris, manche court



1/1

Barraquer

Irisspatel, rund
Iris spatula, round
Espátula para iris, redonda
Spatule pour l'iris, rondé



1/1

H-1993/1

0.50 mm

H-1993/2

0.25 mm



Irisspatel für Vitrektomie & Synechia
Iris spatula for vitreous & synechia
Espátula para iris, vitre y sinequia
Spatule pour l'iris, vitré et synéchies

H-1998A 8 mm



1/1

H-1998C 12 mm



1/1

H-1998B 10 mm



1/1

H-1998D 15 mm



1/1

H-2095A

Phakospatel 8 mm
Phaco spatula, 8 mm
Espátula para phaco, 8 mm
Spatule pour phaco, 8 mm



H-2095B

10 mm



1/1

H-2095C

12 mm



1/1



1/1



1/1

Sinskey

Linsenhäkchen, 0.2 mm stumpf

Lens manipulation hook, 0.2 mm blunt tip

Gancho para manipulación de lente, 0.2 mm, romo

Crochet manipulateur à implant, 0.2 mm, mousse

H-1971



gerade
straight
recto
droit



H-1971R



gerade
straight
recto
droit



H-1971A



abgewinkelt
angled
angulado
coudé



H-1971AR



abgewinkelt
angled
angulado
coudé



H-1973



Uthoff

Repositionshäkchen, 0.2 mm

Reposition hook, 0.2 mm

Gancho de reposición, 0.2 mm

Crochet à reposition, 0.2 mm



H-1971B



Sinskey

Häkchen, 180° gedreht, abgewinkelt

Hook reversed, angled

Gancho de reposición, girado por 180°, angulado, roma

Crochet, retourné, coudé



H-1979



Hirschmann

Linsenmanipulator, abgewinkelt

Lens manipulator, angled

Manipulador de lentes, angulado

Crochet manipulateur, coudé



H-1975

Lewicky

Linsen Häkchen,
abgewinkelt, gebogen
0.15 mm stumpf

Lens manipulation hook,
angled, curved, 0.15 mm blunt tip

Gancho para manipulación de lente,
angulado, curvo, 0.15 mm, romo

Crochet manipulateur à implant,
angulé, courbe, 0.15 mm, mousse


 $\frac{1}{1}$
H-1978

Harris-Sinskey

Linsen Häkchen,
abgewinkelt, 0.25 mm stumpf

Lens manipulation hook,
angled, 0.25 mm blunt tip

Gancho para manipulación de lente,
angulado, 0.25 mm, romo

Crochet manipulateur à implant,
angulé, 0.25 mm, mousse


 $\frac{1}{1}$
H-1978R

Harris-Sinskey

I.O.L. Häkchen/ Linsen Häkchen,
abgewinkelt, 0.25 mm stumpf, Rundgriff

Lens manipulation hook,
angled, 0.25 mm blunt tip, round handle

Gancho para manipulación de lente,
angulado, 0.25 mm, romo, mango redondo

Crochet manipulateur à implant,
angulé, 0.25 mm, mousse, manche ronde


 $\frac{1}{1}$
H-1911

Hunkeler

Linsenkernmanipulator,
0.3 mm Halbkugelkopf, abgewinkelt, gebogen

Nucleus manipulator,
0.3 mm hemi-ball tip, angled, curved

Manipulador para núcleo de lente,
0.3 mm cabeza redonda, angulado

Crochet manipulateur,
0.3 mm embout olivaire, coudé


 $\frac{1}{1}$
H-1911A

Hunkeler

Linsenkernmanipulator,
0.3 mm Halbkugelkopf, abgewinkelt

Nucleus manipulator,
0.3 mm hemi-ball tip, angled

Manipulador para núcleo de lente,
0.3 mm cabeza redonda, angulado

Crochet manipulateur,
0.3 mm embout olivaire, coudé


 $\frac{1}{1}$

H-1961



Jaffe-Bechert

Linsenkernrotator,
abgewinkelt, horizontal

Lens nucleus rotator,
angled, horizontal

Rotator para núcleo de lente,
angulado, horizontal

Crochet manipulateur de noyau,
coudé, mousse, horizontal



1/1

H-1961A



abgewinkelt, vertikal

angled, vertical

angulado, vertical

coudé, vertical

H-1962




Clayman

Linsenkernrotator,
abgewinkelt,
V-förmige Spitze

Lens nucleus rotator,
angled, V-shaped tip

Rotator para núcleo,
angulado, punta con forma de V

Crochet manipulateur de noyau,
coudé, extrémité en V



1/1

H-1980



Pisacano

Linsenkernrotator, abgewinkelt, vertikal

Nucleus rotator, angled, vertical

Rotator para núcleo de lente, angulado, vertical

Rotateur pour cristallin, coudé, vertical



1/1

H-1980A




Pisacano

Linsenkernrotierer, abgewinkelt, horizontal

Lens nucleus rotator, angled, horizontal

Rotator para núcleo de lente, angulado, horizontal

Crochet manipulateur de noyau, coudé, horizontal



1/1

H-1925



Anis

Linsenkernmanipulator, 0.5 mm Kugelkopf

Nucleus manipulator, 0.5 mm ball tip

Manipulador para núcleo de lente, 0.5 mm cabeza redondo

Crochet manipulateur, 0.5 mm embout olivaire



1/1

H-1925A



Anis

Linsenkernmanipulator, 0.5 mm Kugelkopf, abgewinkelt, gebogen

Nucleus manipulator, 0.5 mm ball tip, angled, curved

Manipulador para núcleo de lente, 0.5 mm cabeza redondo, angulado

Crochet manipulateur, 0.5 mm embout olivaire, coudé



1/1

H-1925B



Connor Wand

Linsenkernmanipulator, 0.5 mm Kugelkopf, gebogen

Nucleus manipulator, 0.5 mm ball tip, curved

Manipulador para núcleo de lente, 0.5 mm cabeza redondo, angulado

Crochet manipulateur, 0.5 mm embout olivaire, coudé



1/1

Lester

IOL Manipulator
IOL manipulator
Gancho para manipulación de IOL
Crochet manipulateur, coudé olivaire "bouton de col"

H-1930



gerade
straight
recto
droit



1/1

H-1930A



abgewinkelt
angled
angulado
coudé




1/1

H-1931



Maloney

IOL Manipulator, gebogen
IOL manipulator, curved
Gancho para manipulación de IOL, curvo
Crochet manipulateur, coudé olivaire "bouton de col", courbe



1/1

H-1932



Lester

IOL Manipulator, abgewinkelt, gebogen
IOL manipulator, angled, curved
Gancho para manipulación de IOL, angulado, curvo
Crochet manipulateur, Coudé olivaire "bouton de col", coudé, courbe



1/1

H-1981



Drysdale

Linsenkernelmanipulator
Nucleus manipulator
Manipulator para núcleo de lente
Crochet manipulateur, droit



1/1

H-1981A



Drysdale

Linsenkernelmanipulator
Nucleus manipulator
Manipulator para núcleo de lente
Crochet manipulateur, droit



1/1

Kuglen

Irishäkchen und Linsenmanipulator
Iris hook and lens manipulator
Manipulador de lentes
Crochet à l'iris, crochet manipulateur

H-1963




gerade
straight
recto
droit



H-1963A



abgewinkelt
angled
angulado
coudé



H-1964



Rentsch

„Boat Hook“ Linsenmanipulator, gerade
„Boat Hook“ Lens manipulator, straight
„Boat Hook“ Manipulador de lentes, recto
„Boat Hook“ Spatule pour l'iris, droit



Frenzl

Linsenmanipulationshäkchen, 0.15 mm
Lens manipulating hook, 0.15 mm
Gancho para manipulación de lentes, 0.15 mm
Crochet manipulateur, 0.15 mm

H-1965



abgewinkelt
angled
angulado
coudé



H-1965A



gerade
straight
recto
droit



H-1966



Osher

Y-Linsenmanipulator, gerade
Y-Hook lens manipulator, straight
Gancho para manipulación de lentes, forma Y, recto
Crochet manipulateur, droit



H-1966A



Osher

Linsenkernrotator, abgewinkelt
Lens nucleus rotator, angled
Rotator para núcleo de lente, angulado
Crochet manipulateur de noyau, coudé



H-2315

Kirby

Linsenschieber
 Lens expressor
 Gancho para el cristalino
 Crochet à cristallin




1/1

H-2350

Kirby

Linsenschieber, doppelt
 Lens expressor, double
 Gancho para el cristalino, doble
 Crochet à cristallin, double



1/1

H-2355

Kirby

Linsenschieber und Schlinge
 Lens expressor hook and loop
 Expresor y asa
 Anse et crochet à cristallin



1/1

H-2360

Kirby

Linsenschieber und Löffel
 Lens expressor hook and spoon
 Expresor y cucharilla
 Curette et crochet à cristallin



1/1

H-1972



Jaffe

Linsenspatel, 0.5 mm
 Lens spatula, 0.5 mm
 Espátula para el cristalino, 0.5 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



1/1

H-1972R



Jaffe

Linsenspatel, 0.5 mm
 Lens spatula, 0.5 mm
 Espátula para el cristalino, 0.5 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



1/1

H-1972A



Obstbaum

Linsenspatel, 0.25 mm
 Lens spatula, 0.25 mm
 Espátula para el cristalino, 0.25 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.25 mm



1/1

H-1972AR



Obstbaum

Linsenspatel, 0.25 mm, Rundgriff
 Lens spatula, 0.25 mm, round handle
 Espátula para el cristalino, 0.25 mm, mango redondo
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.25 mm, manche ronde



1/1

H-1974



Hirschman

Linsenspatel, 0.5 mm,
 mit Ausschnitten
 Lens spatula, 0.5 mm,
 with notches
 Espátula para el cristalino,
 0.5 mm, con ranuras
 Spatule pour la lentille cristalline,
 0.5 mm



1/1

H-1986



Knolle

Linsenspatel, 0.5 mm
 Lens spatula, 0.5 mm
 Espátula para el cristalino, 0.5 mm
 Spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



1/1

Koch

Linsenspatel,
 Lens spatula
 Espátula para el cristalino
 Spatule pour la lentille cristalline

H-1987/1



leicht gebogen
 gently curved
 media curva
 courbe medium



1/1


H-1987/2



leicht gebogen,
 mit Einkerbungen
 gently curved,
 with notches
 media curva,
 con muesca
 courbe medium
 avec échancrure




1/1



H-1935

Neuhann-Nagahara



Kernspalter und Linsenrotierer
Nucleus dividing hook and nucleus rotator
Gancho para separación de núcleo y rotator para núcleo
Crochet diviseur à noyau et crochet manipulateur



H-1924

Neuhann


Kernspalter und Linsenrotierer
Nucleus dividing hook and nucleus rotator
Gancho para separación de núcleo y rotator para núcleo
Crochet diviseur à noyau et crochet manipulateur



H-1934

Neuhann



Spatel und Kernspalter, 0.5 mm
Spatula and nucleus dividing hook, 0.5 mm
Gancho para separación de núcleo, espátula para el cristalino, 0.5 mm
Phako cliveur, spatule pour la lentille cristalline, 0.5 mm



H-1926

Neuhann

Kernspalter
Nucleus dividing hook
Gancho para separación de núcleo
Crochet diviseur à noyau





stark gebogen
strongly curved

curvo
courbe

H-1926A

Neuhann

Kernspalter, abgewinkelt
Nucleus dividing hook, angulated
Gancho para separación de núcleo, angulares
Crochet diviseur à noyau, coudé




stark gebogen
strongly curved

curvo
courbe


H-1947





Kernspalter und Irishäkchen
Nucleus dividing hook and nucleus rotator
Gancho para separación de núcleo y rotator para núcleo de lente
Crochet manipulateur noyau et crochet manipulateur



H-1948





Neuhann
Kernspalter und Linsenhäkchen
Nucleus dividing hook and spatula
Gancho para separación de núcleo y espátula para el cristalino
Crochet diviseur à noyau et spatule pour la lentille cristalline



H-2335




Nagahara-Koch
Doppelinstrument, Kernspalter links, Linsenspatel
Phaco splitter left, lens spatula
Gancho para separación de núcleo espátula para el cristalino
Phako cliveur, spatule pour la lentille cristalline



H-2338



Nagahara-Jaffe
Doppelinstrument, Kernspalter rechts, Spatel 0.5 mm
Phaco splitter right, lens spatula 0.5 mm
Gancho para separación de núcleo derecho, espátula para el cristalino 0.5 mm
Phako cliveur, droite, spatule pour la lentille cristalline 0.5 mm



H-2339

Doppelinstrument, Kernspalter links, Spatel 0.5 mm
Phaco splitter left, lens spatula 0.5 mm
Gancho para separación de núcleo izquierda, espátula para el cristalino 0.5 mm
Phako cliveur, gauche, spatule pour la lentille cristalline 0.5 mm

H-1927



Rosen
Kernspalter
Nucleus dividing hook
Gancho para separación de núcleo
Crochet diviseur à noyau, courbe



stumpfe Spitze punta roma
blunt tip bords mousses

H-1928



Rosen
Kernspalter, 60°
Nucleus dividing hook, 60°
Gancho para separación de núcleo, 60°
Crochet diviseur à noyau, courbe, 60°



stumpfe Spitze punta roma
blunt tip bords mousses

H-1936



Rosen

Kernspalter
Nucleus dividing hook
Gancho para separación de núcleo
Crochet diviseur à noyau, courbe



1/1

H-1937



Rosen

Kernspalter, 60°
Nucleus dividing hook, 60°
Gancho para separación de núcleo, 60°
Crochet diviseur à noyau, courbe, 60°



1/1

H-1958



Dodick-Kammann

Kernspalter, 1.5 mm lange Spitze, gerade
Nucleus dividing hook, 1.5 mm long tip, straight
Gancho para separación de núcleo, punta 1.5 mm, recta
Crochet diviseur à noyau, courbe, bords 1.5 mm, droit



1/1

H-1958A

abgewinkelt
angled

angulada
coudé



1/1

H-1959



Dodick-Kammann

Kernspalter, 2.0 mm lange Spitze, gerade
Nucleus dividing hook, 2.0 mm long tip, straight
Gancho para separación de núcleo, punta 2.0 mm, recta
Crochet diviseur à noyau, courbe, bords 2.0 mm, droit



1/1

H-1959A

abgewinkelt
angled

angulada
coudé



1/1

H-1933



Fukasaku

Phaco Nucleus Spalter
Phaco splitter
Phaco chopper/splitter
Diviseur à noyau

stumpfe Spitze
blunt tip

punta roma
bords mous



1/1

H-1938



Davidoff

Kernspalter, stumpfe Spitze
Nucleus dividing hook, blunt tip
Gancho para separación de núcleo, punta roma
Crochet diviseur à noyau, courbe



1/1


Tomahawk

Kernspalter, stumpfe Spitze, vertikal
 Nucleus dividing hook, blunt tip, vertical
 Gancho para separación de núcleo, vertical
 Tomahawk crochet diviseur à noyau, vertical


 $\frac{1}{1}$
H-1939A

rechte Hand
 right Hand

mano derecho
 main droite

H-1939B

linke Hand
 left Hand

mano izquierdo
 main gauche



H-1943
Minardi

Kernspalter, 0.7 mm lange Spitze „Quick Chop“
 Nucleus dividing hook, 0.7 mm long tip, „Quick Chop“
 Gancho para separación de núcleo, punta 0.7 mm, „Quick Chop“
 Crochet diviseur à noyau, bords 0.7 mm, „Quick Chop“


 $\frac{1}{1}$

H-1984
Koch

Manipulationshäkchen „Stop & Chop“
 Manipulation hook „Stop & Chop“
 Gancho para manipulación „Stop & Chop“
 Crochet manipulateur „Stop & Chop“


 $\frac{1}{1}$

H-1967L
Nagahara

Kernspalter, linke Hand
 Phaco splitter, left hand
 Gancho para separación de núcleo, mano izquierdo
 Phako cliveur, gauche


 $\frac{1}{1}$
H-1967R

rechte Hand
 right hand

mano derecho
 main droite


H-1968L
Haeflinger

Kernspalter, rechte Hand
 Phaco splitter, right hand
 Gancho para separación de núcleo, mano derecho
 Phako cliveur, droite


 $\frac{1}{1}$
H-1968R

linke Hand
 left hand

mano izquierdo
 main gauche


H-1929
Tokuda

Kernspalter und Separator, vertikal
 Nucleus divider and separator, vertical
 Gancho para separación de núcleo, vertical
 Crochet diviseur à noyau, vertical


 $\frac{1}{1}$

H-1969L

Chang

Mikro Finger Nucleus Manipulator für die linke Hand
Micro finger for use in left hand
Micro-finger manipulador para núcleo de lente, mano izquierda
Micro-manipulatur à noyau, main gauche



1/1

H-1969R


für die rechte Hand
for use in right hand

mano derecho
main droite

H-1940

Bucher-Kansas

Kernspalter Trisector, 4 mm breit
Nucleus trisector, 4 mm wide
Gancho para separación de núcleo, trisector, 4 mm
Trisecteur de noyau, largeur 4 mm



1/1

H-1941

Kansas

Kernspalter Bisector
Nucleus bisector
Gancho para separación de núcleo, bisector
Bisecteur de noyau




1/1

H-1942

Kansas

Kernspalter Vectis,
Nucleus vectis,
Gancho para separación
de núcleo, Vectis
Spatule guide, vectis



1/1

zur Verwendung mit
H1940 und H1941
to be used with
H1940 and H1941

para
H-1940 y H-1941
pour
H-1940 et H-1941

H-1945

Keener


Schlingeninstrument, komplett
Lens divider, complete
Cortador de lentes
Diviseur à noyau, complet



1/1

H-1946

Schlingen zu H-1945 (3 Stück)
Loops for H-1945 (3 pieces)
Set de tres asas paracortador des lentes (3 piezas)
Anses pour H-1945 (3 pièces)



1/1


H-2336
Chang-Liebermann


Mikro Finger, Kernmanipulator, für die linke Hand
 Micro finger, nucleus manipulator, for use in left hand
 Micro finger, manipulador para núcleo de lente, mano izquierda
 Micro-manipulateur à noyau, pour la main gauche


H-2337
Chang-Liebermann


Mikro Finger, Kernmanipulator, für die rechte Hand
 Micro finger, nucleus manipulator, for use in right hand
 Micro finger, manipulador para núcleo de lente, mano derecha
 Micro-manipulateur à noyau, pour la main droite

H-5740


Mikro Finger, Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
 Micro finger, irrigating nucleus splitter, 20 ga
 Micro finger, gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
 Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga


H-5745
Dodick

Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
 Irrigating nucleus splitter, 20 ga
 Gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
 Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga


H-5750
Rosen

Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
 Irrigating nucleus splitter, 20 ga
 Gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
 Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga





H-5755

Fukasaku

Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga
Irrigating nucleous splitter, 20 ga
Gancho para separación de núcleo, con irrigación, 20 ga
Micro-manipulateur à noyau avec irrigation, 20 ga



1/1

H-2003

Blumenthal

Bindehaut Dissektor
Conjunctiva dissector
Espatula para conjuntiva
Spatule pour conjonctive



1/1

H-2005

Seibel

Hornhaut-Flap-Spatel und Repositionsspatel
Flap lifter & retreatment spatula
Espatula para LASIK, doble
Dissecteur et spatule



1/1

H-2005A

Seibel

Hornhaut-Flap-Spatel und Repositionsspatel
Flap lifter & retreatment spatula
Espatula para LASIK, doble
Dissecteur et spatule




1/1

H-2370

Kimura

Spatel, Platin
Spatula, platinum
Espatula, platino
Spatule, platine



H-2232

Castroviejo

Doppelspatel, 10 & 15 mm, 0.5 mm breit
Spatule double, 10 & 15 mm, 0.5 mm wide
Espátula doble, 10 & 15 mm, ancho 0.5 mm
Spatule double, 10 & 15 mm, 0.5 mm le large

1/1



H-2232A

Castroviejo

Doppelspatel, 10 & 15 mm, 0.25 mm breit
Spatule double 10 & 15 mm, 0.25 mm wide
Espátula doble, 10 & 15 mm, ancho 0.25 mm
Spatule double, 10 & 15 mm, 0.25 mm le large

1/1



H-1988

Girard


Synechienspatel, 0.5 mm
Synechiaie spatula, 0.5 mm
Espátula para synequia, 0.5 mm
Spatule à synéchies, 0.5 mm

1/1

H-1923



DMEK / DSAEK Descemet Spatel, 90°
DMEK / DSAEK Spatula for descemet's stripping, 90°
DMEK / DSAEK Espátula para reirar la Descemet, 90°
DMEK / DSAEK Spatule pour retirer la Descemet, 90°



1/1

H-1923A




DMEK / DSAEK Descemet Spatel, 45°
DMEK / DSAEK Spatula for descemet's stripping, 45°
DMEK / DSAEK Espátula para reirar la Descemet, 45°
DMEK / DSAEK Spatule pour retirer la Descemet, 45°



1/1

H-2380

DSAEK Implantationsspatel
DSAEK Glide spatula
DSAEK Espátula corredera
DSAEK Spatule glissière



1/1

H-1971B Sinskey



Häkchen, Ø 0.2 mm, 180° gedreht, abgewinkelt
Hook reversed, Ø 0.2 mm, angled 180°
Gancho, Ø 0.2 mm, girado por 180°, angulado, roma
Crochet, Ø 0.2 mm, retourné, coudé



1/1

H-1991



Descemet's Stroma Markierer
Donor descemet's stroma Scorer
Marcador donante Descemet estroma
Marqueur stroma descemetique donneur



1/1

H-1994



DMEK Mikro-Dissektor für das Endotheltransplantat
DMEK Micro dissector for endothelial graft
DMEK Microdissector para el injerto endotelial
DMEK Microdissecteur pour greffon endothélia



1/1

H-2090

Druckplatte
Pressure plate
Placa de presión
Plateau de pression



1/1

Camellin

LASEK Alkoholtrichter
LASEK Alcohol well
LASEK Embudo de alcohol
LASEK enntonnoir pour alcool



H-2050 8.5 mm

H-2051 9.5 mm

LASEK Trepan
LASEK Trepine
Trepano para LASEK
Trépan LASEK



H-2565 8.0 mm

H-2566 9.0 mm

H-2054

LASEK Epithelspatel,
scharfe Vorderseite
LASEK Epi peeler,
sharp tip
Espatula para LASEK
Spatule LASEK



H-2055

Sloane
LASEK Epithelrechen
LASEK Micro hoe
LASEK Micro-restrillo para epitelio
LASEK Mikro Houe, semi-tranchante



H-2056

Sloane
LASEK Repositionsspatel, gebogen, stumpf
LASEK Flap repositor, curved, blunt
Espatula para LASEK, curva, redonda
LASEK Spatule pour réposition, courbe, mousse



H-2058

Sloane
LASEK Epithelspatel
LASEK Epi peeler
Espatula para LASEK
Spatule LASEK, bords semi-tranchants



H-2059

Sloane
LASEK Epitheldissektor
LASEK Epi dissector
Espatula para LASEK
Dissecteur LASEK



H-2000



Katzen

LASIK Hornhaut-Flap Spatel
LASIK Flap "unzipper"
LASIK Espatula para colgajo de cornea
LASIK Spatule pour la cornée




1/1



H-2001

Maddox

LASIK Doppelspatel
LASIK Spatula, double end
Espatula para LASIK, doble
LASIK Spatule double



1/1

H-2002



Guimaraes

LASIK Spatel, leicht gebogen
LASIK Spatula, gently curved
Espatula para LASIK, curva
LASIK Spatule, courbe



1/1

H-2009

Buratto

LASIK Flapprotector
LASIK Flap protector
Protector de colgajo para LASIK
LASIK volet de protection




1/1

H-2010

Buratto

LASIK Flapprotector
LASIK Flap Pprotector
LASIK Protector de colgajo
LASIK volet de protection



1/1

H-2011

Mannis-Buratto

LASIK Flapprotector
LASIK Flap protector
Protector de colgajo para LASIK
LASIK volet de protection



1/1

H-2057



Fukasaku

LASIK Spatel, abgewinkelt
LASIK Spatula, angulated
Espatula para LASIK, angular, delicada
Spatule pour LASIK, coudé




1/1

Bangerter

Spatel
Spatula
Espátula
Spatule

H-2090/1

6 mm



1/1

H-2090/2

10 mm



1/1

H-2090/3

12 mm




1/1

Castroviejo

Zyklodialysespatel
Cyclodialysis spatula
Espátula para ciclodialisis
Spatule pour cyclodialyse

H-1995


10 mm x 1 mm



1/1

H-1996

15 mm x 1 mm



1/1

H-2588

Paton

Keratoplastikspatel
Keratoplasty spatula
Espátula para queratoplastia
Spatule pour kératoplastie



1/1

H-2015

Arlt

Drahtschlinge, gerieft, 4 mm
Lens loop, serrated, 4 mm
Asa, estriada, 4 mm
Anse, striée, 4 mm



H-2020

Snellen

Drahtschlinge, 4 mm
Lens loop, 4 mm
Asa, 4 mm
Anse, 4 mm



H-2022

New Orleans, Drahtschlinge, 5 mm
New Orleans, Lens loop, 5 mm
New Orleans, Asa, 5 mm
New Orleans, Anse, 5 mm




Weber

Drahtschlinge
Lens loop
Asa
Anse

H-2025/1

klein
small
pequeña
petit



H-2025/2

groß
large
grande
grand



H-2325

Kirby

Drahtschlinge, runder Griff
Lens loop, round handle
Asa, mango redondo
Anse, manche rond



H-2065

Wells

Enukleationslöffel
Enucleation spoon
Espátula para enucleación
Spatule échancée pour énucléer



PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES

4

The Art of
Ophthalmic
Surgical
Instruments



Albert
Heiss
since 1921

H-3000


Irispinzette, gerade, 0.7 mm, gerieft, 10 cm
 Iris forceps, straight, 0.7 mm, serrated, 10 cm
 Pinza para iris recta, 0.7 mm, estriada, 10 cm
 Pince à iris, droite, 0.7 mm, striée, 10 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3001

Irispinzette, schwach gebogen, 0.7 mm, gerieft, 10 cm
 Iris forceps, half-curved, 0.7 mm, serrated, 10 cm
 Pinza para iris, curva aguda, 0.7 mm, estriada, 10 cm
 Pince à iris, à faible courbure, 0.7 mm, striée, 10 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3002

Irispinzette, stark gebogen, 0.7 mm, gerieft, 10 cm
 Iris forceps, full-curved, 0.7 mm, serrated, 10 cm
 Pinza para iris, curva fuerte, 0.7 mm, estriada, 10 cm
 Pince à iris, à forte courbure, 0.7 mm, striée, 10 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3010


Irispinzette, gerade, 0.7 mm, 1 x 2 Zähne, 10 cm
 Iris forceps, straight, 0.7 mm, 1 x 2 teeth, 10 cm
 Pinza para iris, recta, 0.7 mm, 1 x 2 dientes, 10 cm
 Pince à iris, droite, 0.7 mm, à 1 x 2 griffes, 10 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3011

Irispinzette, schwach gebogen, 0.7 mm, 1 x 2 Zähne, 10 cm
 Iris forceps, half-curved, 0.7 mm, 1 x 2 teeth, 10 cm
 Pinza para iris, curva aguda, 0.7 mm, 1 x 2 dientes, 10 cm
 Pince à iris, demi-courbe, 0.7 mm, à 1 x 2 griffes, 10 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3012

Irispinzette, stark gebogen, 0.7 mm, 1 x 2 Zähne, 10 cm
 Iris forceps, full-curved, 0.7 mm, 1 x 2 teeth, 10 cm
 Pinza para iris, curva fuerte, 0.7 mm, 1 x 2 dientes, 10 cm
 Pince à iris, à forte courbure, 0.7 mm, à 1 x 2 griffes, 10 cm


 $\frac{1}{1}$

H-3030

Irispinzette, gerade, gerieft, 7 cm
Iris forceps, straight, serrated, 7 cm
Pinza para iris, recta, estriada, 7 cm
Pince à iris, droite, striée, 7cm



1/1

H-3031

Irispinzette, gebogen gerieft, 7 cm
Iris forceps, curved, serrated, 7 cm
Pinza para iris, curva, estriada, 7 cm
Pince à iris, courbe, striée, 7 cm



1/1

H-3020

Irispinzette, gerade 1 × 2 Zähne, 7 cm
Iris forceps, straight, 1 × 2 teeth, 7 cm
Pinza para iris, recta, 1 × 2 dientes, 7 cm
Pince à iris, à 1 × 2 griffes, droite, 7 cm



1/1

H-3021

Irispinzette, gebogen 1 × 2 Zähne, 7 cm
Iris forceps, curved, 1 × 2 teeth, 7 cm
Pinza para iris, curva, 1 × 2 dientes, 7 cm
Pince à iris, à 1 × 2 griffes, courbe, 7 cm



1/1

H-3111

Bishop-Harmon

Irispinzette, gerade, gerieft, 0.7 mm, 8.5 cm
Iris forceps, straight, serrated, 0.7 mm, 8.5 cm
Pinza para iris, recta, estriada, 0.7 mm, 8.5 cm
Pince à iris, striée, fine, 0.7 mm, 8.5 cm



1/1

H-3111A

Bishop-Harmon

Irispinzette, gerade, gerieft, 0.3 mm, 8.5 cm
Iris forceps, straight, serrated, 0.3 mm, 8.5 cm
Pinza para iris, recta, estriada, 0.3 mm, 8.5 cm
Pince à iris, striée, fine, 0.3 mm, 8.5 cm



1/1

H-3112 Bishop-Harmon


Irispinzette, kreuzgerieft, fein, 0.7 mm
 Eye dressing forceps, cross-serrated, 0.7 mm
 Pinza para iris, estriada, fina, 0.7 mm
 Pince à iris, striée, fine, 0.7 mm



1/1

H-3112A Bishop-Harmon


Irispinzette, kreuzgerieft, fein, 0.3 mm
 Eye dressing forceps, cross-serrated, 0.3 mm
 Pinza para iris, estriada, fina, 0.3 mm
 Pince à iris, striée, fine, 0.3 mm



1/1

H-3110 Bishop-Harmon


Irispinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, 0.7 mm, 8.5 cm
 Iris forceps, straight, 1 x 2 teeth, 0.7 mm, 8.5 cm
 Pinza para iris, recta, 1 x 2 dientes, 0.7 mm, 8.5 cm
 Pince à iris, à 1 x 2 griffes, 0.7 mm, 8.5 cm



1/1

H-3110A Bishop-Harmon


Irispinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, 0.3 mm, 8.5 cm
 Iris forceps, straight, 1 x 2 teeth, 0.3 mm, 8.5 cm
 Pinza para iris, recta, 1 x 2 dientes, 0.3 mm, 8.5 cm
 Pince à iris, à 1 x 2 griffes, fine, 0.3 mm, 8.5 cm



1/1

H-3100 Irispinzette, Schweizer Modell, gebogen, 1 x 2 Zähne, 9.5 cm

Iris forceps, Swiss model, curved, 1 x 2 teeth, 9.5 cm
 Pinza para iris modelo suizo, curva, 1 x 2 dientes, 9.5 cm
 Pince à iris, modèle suisse, courbe, fine, à 1 x 2 griffes, 9.5 cm



1/1

H-3105 Graefe

Irispinzette, gebogen, 1 x 2 Zähne, 8 cm
 Iris forceps, curved, 1 x 2 teeth, 8 cm
 Pinza para iris, curva, 1 x 2 dientes, 8 cm
 Pince à iris, à 1 x 2 griffes, fine, 8 cm



1/1

H-3158 Bracken

Irispinzette, gebogen, gerieft, 10.5 cm
 Iris forceps, curved, serrated, 10.5 cm
 Pinza para iris, curva, estriada, 10.5 cm
 Pince à iris, courbe, striée, 10.5 cm



1/1

H-3331

Osher

Irispinzette, 45° abgewinkelt, 11 cm
 Iris forceps, 45° angled, 11 cm
 Pinzas para iris, 45° angulada, 11 cm
 Pince de joaillier à iris, coudée 45°, 11 cm



H-3140

Hess

Irispinzette, Schweizer Modell,
 1 x 2 Zähne, 9.5 cm
 Iris forceps, Swiss model,
 1 x 2 teeth, 9.5 cm
 Pinza para iris, modelo suizo,
 1 x 2 dientes, 9.5 cm
 Pince à iris, modèle suisse, très fine,
 à 1 x 2 griffes, 9.5 cm



H-3145

Hess

Irispinzette, Standard Modell, 1 x 2 Zähne, 7 cm
 Iris forceps, standard model, 1 x 2 teeth, 7 cm
 Pinza para iris, modelo clásico, 1 x 2 dientes, 7 cm
 Pince à iris, modèle classique, fine, à 1 x 2 griffes, 7 cm



H-3584

Gill

Irispinzette gebogen, 1 x 2 Zähne, 7 cm
 Iris forceps, curved, 1 x 2 teeth, 7 cm
 Pinza para iris, curva, 1 x 2 dientes, 2, 7 cm
 Pince à iris, courbe, à 1 x 2 griffes, 7 cm



H-3592

Gill-Hess

Mikro-Irispinzette, 1 x 2 Zähne, 0.2 mm, 7 cm
 Micro-iris forceps, 1 x 2 teeth, 0.2 mm, 7 cm
 Micro-pinza para iris, 1 x 2 dientes, 0.2 mm, 7 cm
 Micro-pince à iris, à 1 x 2 griffes, 0.2 mm, 7 cm



H-3004

Irispinzette, bajonettförmig gebogen
 Iris forceps, bayonet-shaped
 Pinza para iris, bayoneta
 Pinces à iris, baïonnette



H-3133



Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, gerade, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, straight, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, recta, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, droite, 7 cm



1/1

H-3132



Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, gerade, mit Fadenplatte, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, straight, with tying platform, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, recta, con plataforma, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, droite, avec plateforme, 7 cm



1/1

H-3133A



Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, gerieft, gerade, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, serrated, straight, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, estriada, recta, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, striée, droite, 7 cm



1/1

H-3135



Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, abgewinkelt, 6 mm, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, angulated, 6 mm, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, angulares, 6 mm, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, coudée, 6 mm, 7 cm



1/1

H-3135A



Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, gerieft, abgewinkelt, 6 mm, 7 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, serrated, angulated, 6 mm, 7 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, estriada, angulares, 6 mm, 7 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, condée striée, coudée, 6 mm, 7 cm



1/1



1/1

H-3136


Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, runder Griff, 10.5 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, round handle, 10.5 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, mango redondo, 10.5 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, manche rond, 10.5 cm



1/1

H-3137

Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, runder Griff, 11.5 cm
Micro-iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, round handle, 11.5 cm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, mango redondo, 11.5 cm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, manche rond, 11.5 cm



1/1

H-3138

Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, mit Fadenplatte, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm
Micro-iris forceps, Bonn model, with tying platform, 1 × 2 teeth, 0.12 mm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, largo, con plataforma, 1 × 2 dientes, 0.12 mm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, avec plateforme, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm



1/1

H-3139

Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, mit Fadenplatte, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm
Micro-iris forceps, Bonn model, with tying platform, 1 × 2 teeth, 0.12 mm
Micro-pinza para iris, modelo Bonn, largo, con plataforma, 1 × 2 dientes, 0.12 mm
Micro-pince à iris, modèle Bonn, avec plateforme, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm



H-3170


Anatomische Pinzette, gerade, 1 mm, 10 cm
 Dressing forceps, straight, 1 mm, 10 cm
 Pinza de disección, recta, 1 mm, 10 cm
 Pince à disséquer, striée, droite, 1 mm, 10 cm



1/1

H-3172


Chirurgische Pinzette, gerade, 1 mm, mit 1 × 2 Zähnen, 10 cm
 Utility forceps, straight, 1 mm, with 1 × 2 teeth, 10 cm
 Pinza de disección, recta, 1 mm, 1 × 2 dientes, 10 cm
 Pince à conjonctive, droite, 1 mm, à 1 × 2 griffes, 10 cm



1/1

H-3180
McCullough

anatomische Pinzette, gerieft, 9.5 cm
 Utility forceps, serrated, 9.5 cm
 Pinza de disección, estriada, 9.5 cm
 Pince à disséquer, striée, 9.5 cm



1/1

H-3182
McCullough

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne und Riefen, 9.5 cm
 Suture forceps, 1 × 2 teeth and serration, 9.5 cm
 Pinza de disección, 1 × 2 dientes y estriada, 9.5 cm
 Pince pour sutures, à 1 × 2 griffes et striée, 9.5 cm



1/1

H-3185
Wills Hospital


Allzweckpinzette, gerieft, 10 cm
 Utility forceps, serrated, 10 cm
 Pinza utility, estriada, 10 cm
 Pince à dissection standard, striée, 10 cm




1/1

H-3186

Adson



Anatomische Pinzette, gerieft, 12 cm
Dressing Forceps, serrated, 12 cm
Pinza de disección, estriada, 12 cm
Pince à disséquer, striée, 12 cm




1/1

H-3188

Adson



Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 12 cm
Utility forceps, 1 x 2 teeth, 12 cm
Pinza de disección, 1 x 2 dientes, 12 cm
Pince à conjonctive, à 1 x 2 griffes, 12 cm



1/1

H-3006

Troeltsch

Nasentamponpinzetten
Nasal tampon forceps
Pinzas para taponamiento
Pincas à pansements



1/1

H-3190

Bonaccolto



Allzweckpinzette, gerieft, 1.3 mm, schmal, 10 cm
Utility forceps, serrated, narrow, 1.3 mm, 10 cm
Pinza utility, estriada, estrecha, 1.3 mm, 10 cm
Pince "utility", étroite, 1.3 mm, 10 cm



1/1

H-3192

Bonaccolto

Allzweckpinzette, gerieft, breit, 1.9 mm, 10 cm
Utility forceps, serrated, wide, 1.9 mm, 10 cm
Pinza utility, estriada, ancha, 1.9 mm, 10 cm
Pince "utility", large, 1.9 mm, 10 cm

H-3195

Nugent



Allzweckpinzette, glattes Maul, 10 cm
Utility forceps, smooth jaws, 10 cm
Pinza utility, lisa, 10 cm
Pince "utility", lisse, 10 cm



1/1

H-3195A

Nugent



Allzweckpinzette, gerieft, 10 cm
Utility forceps, serrated, 10 cm
Pinza "utility", estriada, 10 cm
Pince "utility", striée, 10 cm



1/1

H-3530

Arruga

Kapselpinzette, Standardmodell, 10 cm
Capsular forceps, standard model, 10 cm
Pinza capsular, modelo clásico, 10 cm
Pince capsulaire, modèle classique, 10 cm



1/1

H-3535

Arruga

Kapselpinzette, neue Biegung, 10 cm
Capsular forceps, new curve, 10 cm
Pinza capsular, curvatura nueva, 10 cm
Pince capsulaire, courbe nouvelle, 10 cm



1/1

H-3550


Castroviejo

Kapselpinzette, gekreuzt, 9.5 cm
Capsular forceps, cross action, 9.5 cm
Pinza capsular, con ramas cruzadas, 9.5 cm
Pince capsulaire à branches croisées, 9.5 cm

H-3545



Fasspinzette für Skleranägel
Grasping forceps for scleral plugs
Pinza porta clavo escleral
Pince pour "scleral plug"



1/1

H-6093




Mermoud


Glaukom Pinzette, 11 mm lange Schenkel, gerade, Griff 6 mm
Glaucoma forceps, shanks 11 mm, straight, handle 6 mm
Pinza glaucoma, lados de un largo 11 mm, recta, mango 6 mm
Pince pour glaucome, branches 11 mm, droit, manche 6 mm




1/1


H-6180
Kraff


Kapselpinzette, 11 mm Maulteile, 1.5 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Capsule tag forceps, 11 mm long jaws, 1.5 mm platform, 10.5 cm
Pinza capsular, largo de 11 mm, plataforma 1.5 mm, 10.5 cm
Pince capsulaire, 11 mm, plateforme 1.5 mm, 10.5 cm


H-3676
Von Barsewisch


Vorderkammerpinzette, 7 mm Maulteile, 1.5 mm Fadenplatte
Anterior chamber forceps, 7 mm long jaws, 1.5 mm platform
Pinza con cámara anterior, largo de 7 mm, plataforma 1.5 mm
Pince pour chambre antérieure, 7 mm, avec plateforme 1.5 mm


H-6200
Ernest

Nukleusteiler, gekreuzt, sehr fein, 10.5 cm
Nucleus cracker, cross action, very delicate, 10.5 cm
Separador para núcleo del cristalino, delicadísimo, 10.5 cm
Séparateur pour noyau, délicat, 10.5 cm


H-6205
Dodick


Nukleusteiler, gekreuzt, sehr fein, 10.5 cm
Nucleus cracker, cross action, very delicate, 10.5 cm
Separador para núcleo del cristalino, delicadísimo, 10.5 cm
Séparateur pour noyau, très fine, 10.5 cm



1/1

H-6062


Akahoshi

Pre-Chopper, 11.5 cm, für 2.2 mm Inzision, halbscharf

Pre-Chopper, 11.5 cm, for 2.2 mm incisions, semi sharp

Pre-Chopper, 11.5 cm, para incisión de 2.2 mm, semi cortantes

Pre-Chopper, 11.5 cm, pour incision de 2.2 mm, semi-tranchantes



1/1

H-6010

Lehner

Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm

Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm

Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm

Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm



1/1

H-6015

Utrata

Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm

Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm

Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm

Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm



1/1

H-6015A Utrata

Kapsulorhexis Pinzette sehr fein, 10.5 cm, geriefte Spitze

Capsulorhexis forceps, very delicate, 10.5 cm, serrated tip

Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm, estriada-cruz

Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm, mors strié



1/1

H-6016

Jaffe

Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, 10.5 cm

Capsulorhexis forceps, round tips, 10.5 cm

Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, 10.5 cm

Pince pour capsulorhexis, extrémité mousse, 10.5 cm



H-6082

Crozafon



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm



1/1

H-6083

Giannetti



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm



1/1

H-6084

Giannetti



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm



H-6085

Crozafon



MICS Kapsulorhexis Pinzette, maximale Maulöffnung 2 mm für 1.5 mm Inzision
MICS Capsulorhexis forceps, maximum jaw opening 2 mm for 1.5 mm incisions
MICS Pinza capsulorhexis, abertura máximo 2 mm, para incisión de 1.5 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, ouverture maximum 2 mm, pour incision de 1.5 mm




1/1

Inamura

Kapsulorhexis Pinzette, gekreuzt
Capsulorhexis forceps, cross-action
Pinza para capsulorhexis, cruzada
Pince pour capsulorhexis, croisée

H-6094



Edelstahl
Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable



1/1

HT-6094

Titan
Titanium
Titanio
Titane



1/1





1/1

H-6087

Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm



1/1

H-6087G

Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette mit Skala, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long graduated shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm, graduato
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm, graduer



1/1

H-6088

Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm



1/1

H-6088G

Corydon

MICS Kapsulorhexis Pinzette mit Skala, für 2.2 mm Inzision, 12 mm lange Schenkel
MICS Capsulorhexis forceps for 2.2 mm incisions, 12 mm long graduated shanks
MICS Pinza capsulorhexis, para incisión de 2.2 mm, lados de un largo de 12 mm, graduato
MICS Pince pour capsulorhexis, pour incision de 2.2 mm, branches 12 mm, graduer



H-6012
Utrata


Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, 8,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, 8.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, 8.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, 8.5 cm



1/1

H-6012A
Utrata


Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, 8,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, 8.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, 8.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, 8.5 cm



1/1

H-6012G
Utrata


Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, mit Skala, 8,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, graduated, 8.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, graduato, 8.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, graduer, 8.5 cm



1/1

H-6013
Utrata


Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, 10,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, 10.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, 10.5 cm



1/1

H-6013A
Utrata


Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, 10,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, 10.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, 10.5 cm



1/1

H-6013G
Utrata


Micro Kapsulorhexis Pinzette, für 1.8 mm Inzision, 13 mm, mit Skala, 10,5 cm
Micro capsulorhexis forceps, for 1.8 mm incisions, 13.0 mm shanks, graduated, 10.5 cm long
Pinza para capsulorhexis, para incisión de 1.8 mm, lados de un largo de 13 mm, graduato, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, pour incision de 1.8 mm, branches 13 mm, graduer, 10.5 cm




1/1

H-6017



Kapsulorhexis Pinzette, Typ Utrata, 0.6 mm
Capsulorhexis forceps, Utrata style, 0.6 mm
Pinza para capsulorhexis, tipo Utrata, 0.6 mm
Pince pour capsulorhexis, type Utrata, 0.6 mm



1/1

H-6019



Kapsulorhexis Pinzette, Typ Utrata, 0.6 mm, Titangriff
Capsulorhexis forceps, Utrata style, 0.6 mm, titanium handle
Pinza para capsulorhexis, tipo Utrata, 0.6 mm, mango de Titanio
Pince pour capsulorhexis, type Utrata, 0.6 mm, manche titane



1/1



H-6019A



Kapsulorhexis Pinzette, Typ Utrata, 0.6 mm, Titangriff
Capsulorhexis forceps, Utrata style, 0.6 mm, titanium handle
Pinza para capsulorhexis, tipo Utrata, 0.6 mm, mango de Titanio
Pince pour capsulorhexis, type Utrata, 0.6 mm, manche titane



1/1



H-6080



Masket

Kapsulorhexis Pinzette, 12 mm lange Schenkel, gebogen, Griff Ø 6 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 12 mm vouted shanks, handle Ø 6 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 12 mm, mango Ø 6 mm, 10.5 mm
Pince pour capsulorhexis, branches 12 mm, courbe, manche rond 6 mm, 10.5 cm



1/1

H-6081



Masket

Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, gebogen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 11 mm vouted shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, courbe, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



1/1



1/1

H-6081A Corydon


Kapsulorhexispinzette, 11 mm lange Schenkel, geriefte Spitze
 Capsulorhexis forceps, 11 mm long shanks, serrated tip
 Pinza para capsulorhexis, lados de un largo 11 mm, estriada-cruz
 Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, mors strié



1/1

H-6090 Utrata


Kapsulorhexis Pinzette, 12 mm lange Schenkel, Griff Ø 6 mm, 10.5 cm
 Capsulorhexis Forceps, 12 mm shanks, handle Ø 6 mm, 10.5 cm
 Pinza paracapsulorhexis, lados de un largo de 12 mm, mango Ø 6 mm, 10.5 cm
 Pince pour capsulorhexis, branches 12 mm, manche Ø 6 mm, 10.5 cm



1/1

H-6091 Utrata


Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
 Capsulorhexis forceps, 11 mm shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 mm
 Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 mm
 Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



1/1

H-6092 Utrata


Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
 Capsulorhexis forceps, round tips, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
 Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
 Pince pour capsulorhexis, mors ronds, manche Ø 8 mm, 10.5 cm

H-6038



Explantationspinzette, 1 x 1 Zähne
Explantation forceps, 1 x 1 teeth
Pinza de explantación, 1 x 1 dientes
Pince à explantation, 1 x 1 dents



1/1

H-6420



IOL Schere
Geriefte unteres Scherblatt verhindert das Herausrutschen der Linse beim Schneiden,
sicheres Schneiden durch starke, kräftige und scharfe Scherblätter.
Blattlänge: 8 mm, Schaftdurchmesser: 1.8 mm

IOL scissors
Grooves on the lower cutting blade guarantees no sliding effect while cutting the lens,
secure cutting thanks to strong and sharp blades.
Blade length: 8 mm, diameter of the shaft: 1.8 mm

Tijera IOL
Las muescas en la hoja inferior evitan el efecto de resbalamiento mientras se corta la lente,
corte seguro gracias a las hojas fuertes y agudas.
Largo de la hoja: 8 mm, diámetro del mango: 1.8 mm

Ciseaux pour IOL
Les dentelures sur la lame inférieure suppriment l'effet de glissement pendant la coupe de la lentille.
Coupe sécurisée grâce aux lames très coupantes.
Longueur de la lame: 8 mm, Diamètre de la tige: 1.8 mm



1/1



H-6357



IOL Faßzange
Sicheres Fassen der Linse und der Fragmente während des Schnitts im Kapselsack,
die Fragmente können dank der speziellen Maulform einfach entfernt werden.
Maullänge: 11 mm, Schaftdurchmesser: 1.2 mm

IOL forceps
Secure holding of the lens and the fragments during cutting it inside the capsule sac,
fragments can be easily removed thanks to the special shape of the jaws.
Jaw length: 11 mm, diameter of the shaft: 1.2 mm

Pinza IOL
Mantiene la lente y los fragmentos seguros mientras se corta en el saco capsular cristalino,
gracias a la forma special de la boca los fragmentos se dejan quitar facilmente.
Largo de la boca: 11 mm, diámetro del mango: 1.2 mm

Pince pour IOL
Maintien sûr de la lentille et des fragments au cours de la coupe à l'intérieur du sac capsulaire,
les fragments peuvent être facilement enlevés grâce à la forme spéciale des mâchoires.
Longueur de la mâchoire: 11 mm
Diamètre de la tige: 1.2 mm




1/1



H-3280


Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3282
Blaydes

Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3283
Shepard


Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm


 $\frac{1}{1}$
H-3285
Clayman

Linsenimplantationspinzette, 11.5 cm
 Lens implantation forceps, 11.5 cm
 Pinza para implantación del cristalino, 11.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 11.5 cm


 $\frac{1}{1}$
H-6035

Implantationspinzette, 10.5 cm
 Implantation forceps, 10.5 cm
 Pinza para implantación, 10.5 cm
 Pince pour implantation lentille cristalline, 10.5 cm


 $\frac{1}{1}$
H-6055
Steinert


IOL Implantationspinzette, 7 mm konisch geformtes Maul, 10.5 cm
 IOL Inserting forceps, 7 mm conical shaped jaws, 10.5 cm
 Pinza para IOL, 7 mm, angulada, 10.5 cm
 Pince pour IOL, 7 mm, coudée, 10.5 cm


 $\frac{1}{1}$

H-6020

McDonald


Faltpinzette, 10.5 cm
Folding forceps, 10.5 cm
Pinza para plegar el lente, 10.5 cm
Pince pour plier l'implant, 10.5 cm



H-6030

Livernois

Aufnahme- und Faltpinzette, 10.5 cm
Holding and folding forceps, 10.5 cm
Pinza para tomar y plegar, 10.5 cm
Pince pour saisir et plier l'implant, 10.5 cm



H-6060

Gaskin

Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 11 mm lange Spitzen, 6 mm Griff, 11.5 cm
Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 6 mm handle, 11.5 cm
Pinza de fragmento, angulada, puntas delicadísimas con una plataforma de 11 mm, mango 6 mm, 11.5 cm
Pince à fragments, coudée, pointes délicates, plateforme 11mm, manche 6 mm, 11.5 cm



H-6061

Gaskin

Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 11 mm lange Spitzen, 8 mm Griff, 11.5 cm
Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 8 mm handle, 11.5 cm
Pinza de fragmento, angulada, puntas delicadísimas con una plataforma de 11 mm, mango 8 mm, 11.5 cm
Pince à fragments, coudée, pointes délicates, 11 mm, manche 8 mm, 11.5 cm



H-6140

Gaskin



Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine 11 mm lange Fadenplatte, 10.5 cm
Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 10.5 cm
Pinza de fragmento, angulada, con plataforma de 11 mm delicadísima, 10.5 cm
Pince à fragments, coudée, avec plateforme 11 mm très délicate, 10.5 cm



1/1

H-6070

Dardenne



Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 10 mm lange Schenkel, 1 mm lange Spitzen, 10.5 cm
Fragment forceps, angled, very delicate 10 mm long delicate shanks, 1 mm long grasping tips, 10.5 cm
Pinza de fragmento, angulada, con tallo de 10 mm puntas delicadísimas 1 mm, 10.5 cm
Pince à fragments, coudée, branches 10 mm, longueur du mors 1 mm, 10.5 cm




1/1

H-6210

Kansas



Fragmentpinzette, abgewinkelt, 10.5 cm
Nucleus removal forceps, 10.5 cm
Pinza para fragmentos
Núcleo de cristalino, 10.5 cm
Pince à fragments, coudée, 10.5 cm



1/1

H-3288A

Haberle-McPherson



Linsenhaltepinzette, abgewinkelt mit diagonalen Riefe
Lens holding forceps, angled with diagonal groove
Pinza para lentes, angulares, con estría diagonal
Pince pour IOL, coudée, avec encoche diagonale




1/1

H-6040

Faulkner

Linsenpinzette, 11 mm abgewinkelt, 10.5 cm
Lens holding forceps, 11 mm angled, 10.5 cm
Pinza para lentes, 11 mm angulada, 10.5 cm
Pince pour IOL, 11 mm coudée, 10.5 cm




1/1

H-6045

Osniaka-Faulkner



Linsenpinzette, abgewinkelt, 10.5 cm
Lens holding forceps, angled, 10.5 cm
Pinza para sujetar el cristalino, angulada, 10.5 cm
Pince pour IOL, coudée, 10.5 cm



1/1

H-6056


Buratto



Linsenpinzette, abgewinkelt, 10.5 cm
IOL Insertor, angled, 10.5 cm
Pinza para IOL, angulada, 10.5 cm
Pince pour IOL, coudée, 10.5 cm



1/1



H-6065A Livernois

Linsenpinzette, gerade, poliertes, rundes Maul, 10.5 cm
Lens holding forceps, straight, polished round jaws, 10.5 cm
Pinza para lentes, recta, 10.5 cm
Pince à implant, droite, mors ronds polis, 10.5 cm

1/1



H-6065B Livernois

Linsenpinzette, abgewinkelt, poliertes, rundes Maul, 10.5 cm
Lens holding forceps, angled, polished round jaws, 10.5 cm
Pinza para lentes, angulada, 10.5 cm
Pince à implant, coudée, mors ronds polis, 10.5 cm

1/1

H-3342 Barraquer



Colibri-Fadenlöspinzette
Colibri forceps for removing sutures
Colibri pinza para saltar los puntos de sutura
Pince colibri pour enlever les fils



1/1



H-3332 Fadenlöspinzette, Juweliers Typ
Suture removal forceps, jewelers type
Pinzas para retirar sutura, tipo Joyero
Pince pour enlever les fils, type joailler

1/1

H-3337 Barraquer



Fadenpinzette, gerade, 1 mm, 11cm
Tying forceps, straight, 1 mm, 11cm
Pinza para anudar, recta, 1 mm, 11cm
Pince à fils, sans griffes, droit, 1 mm, 11cm



1/1

H-3338 Barraquer



Fadenpinzette, gebogen, 1 mm, 11cm
Tying forceps, curved, 1 mm, 11cm
Pinza para anudar, curva, 1 mm, 11cm
Pince à fils, sans griffes, courbe, 1 mm, 11cm



1/1



H-3288 Kelman-McPherson



Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, 7.5 mm, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, angled, 7.5 mm, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, acodada, 7.5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, coudée, 7.5 mm, 10.5 cm

1/1

H-3347 McPherson


Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, ohne Zähne, 0.3 mm, 5 mm Fadenplatte, 8.5 cm
 Micro-Zying forceps, angled, smooth jaws, 0.3 mm, with tying platform 5 mm, 8.5 cm
 Micro-Pinza para anudar, acodada, sin dientes, 0.3 mm, con plataforma 5 mm, 8.5 cm
 Micro-Pince à fils, coudée, sans griffes, 0.3 mm, plateforme 5 mm, 8.5 cm



1/1

H-3347A McPherson


Mikro-Fadenpinzette, gerade, ohne Zähne, 0.3 mm, 5 mm Fadenplatte, 8.5 cm
 Micro-tying forceps, straight, smooth jaws, 0.3 mm, with tying platform 5 mm, 8.5 cm
 Micro-pinza para anudar, recta, sin dientes, 0.3 mm, con plataforma 5 mm, 8.5 cm
 Micro-pince à fils, droite, sans griffes, 0.3 mm, plateforme 5 mm, 8.5 cm



1/1

H-3348 Castroviejo


Fadenpinzette, gerade 0.5 mm, 7 mm Fadenplatte, 10 cm
 Tying forceps, straight, 0.5 mm, with tying platform 7 mm, 10 cm
 Pinza para anudar, recta, 0.5 mm, con plataforma 7 mm, 10 cm
 Pince à fils, droite 0.5 mm, plateforme 7 mm, 10 cm



1/1

H-3348A Castroviejo


Fadenpinzette, gebogen 0.5 mm, 7 mm Fadenplatte, 10 cm
 Tying forceps, curved, 0.5 mm, with tying platform 7 mm, 10 cm
 Pinza para anudar, curva, 0.5 mm, con plataforma 7 mm, 10 cm
 Pince à fils, courbe, 0.5 mm, plateforme 7 mm, 10 cm



1/1

H-3349A Troutman


Mikro-Fadenpinzette, gerade, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 9.5 cm
 Micro-Tying forceps, straight, very delicate, with tying platform 5 mm, 9.5 cm
 Micro-Pinza para anudar, recta, muy fina, con plataforma 5 mm, 9.5 cm
 Micro-Pince à fils, droit, très fine, plateforme 5 mm, 9.5 cm



1/1

H-3349B Troutman


Mikro-Fadenpinzette, gebogen, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 9.5 cm
 Micro-Tying forceps, curved, very delicate, with tying platform 5 mm, 9.5 cm
 Micro-Pinza para anudar, curva, muy fina, con plataforma 5 mm, 9.5 cm
 Micro-Pince à fils, courbe, très fine, plateforme 5 mm, 9.5 cm



1/1



1/1

H-3329 Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gerade, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying Forceps, straight, very delicate, with tying platform 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, muy fina, con plataforma 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, droit, très fine, 5 mm, avec plateforme, 11.5 cm



1/1

H-3329A Troutman




Mikro-Fadenpinzette, gebogen, sehr fein, 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying forceps, curved, very delicate, with tying platform 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, curva, muy fina, con plataforma 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, courbe, très fine, 5 mm, avec plateforme 5 mm, 11.5 cm

H-3361 Paufique




Fadenpinzette, 0,7 mm, mit Fadenplatte, 8 cm
Tying forceps, 0.7 mm, with tying platform, 8 cm
Pinza para anudar, 0,7 mm, con plataforma, 8 cm
Pince à fils, sans griffes, 0,7 mm, avec plateforme, 8 cm



1/1

H-3361A Paufique

Fadenpinzette, 0.3 mm, mit Fadenplatte, 8 cm
Tying forceps, 0.3 mm, with tying platform, 8 cm
Pinza para anudar, 0.3 mm, con plataforma, 8 cm
Pince à fils, sans griffes, 0.3 mm, avec plateforme, 8 cm




1/1

H-6050A Tennant



Fadenpinzette, gerade, mit Führungsstift, mit sehr feinen Spitzen, 6 mm Fadenplatte, 10 cm
Tying forceps, straight, with guide pin, extra delicate smooth jaws, 6 mm tying platform, 10 cm
Pinza para anudar, recta, puntas delicadísimas, plataforma de 6 mm, 10 cm
Pince à fils, droite, pointes délicates, plateforme 6 mm, 10 cm



1/1

H-6050B Tennant



Fadenpinzette, gebogen, mit sehr feinen Spitzen, 6 mm Fadenplatte, 10 cm
Tying forceps, curved, extra delicate smooth jaws, 6 mm tying platform, 10 cm
Pinza para anudar, curva, puntas delicadísimas, plataforma de 6 mm, 10 cm
Pince à fils, courbe, pointes délicates, plateforme 6 mm, 10 cm

H-6120A McPherson


Mikro-Fadenpinzette, gerade, 5 mm lange Fadenplatte, 10.5 cm
 Micro-Tying forceps, straight, 5 mm long tying platform, 10.5 cm
 Micro-Pinza para anudar, recta, con plataforma 5 mm, 10.5 cm
 Micro-Pince à fils, droit, plateforme 5 mm, 10.5 cm



1/1

H-6120B McPherson


Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, 5 mm lange Fadenplatte, 10.5 cm
 Micro-Tying forceps, angled, 5 mm long tying platform, 10.5 cm
 Micro-Pinza para anudar, angulada, con plataforma 5 mm, 10.5 cm
 Micro-Pince à fils, coudée, plateforme 5 mm, 10.5 cm



1/1

H-6150A Jaffe


Fadenpinzette, gerade, mit 6 mm Fadenplatte, 10.5 cm
 Tying forceps, straight, with 6 mm tying platform, 10.5 cm
 Pinza para anudar, recta, con plataforma 6 mm, 10.5 cm
 Pince à fils, droit, plateforme 6 mm, 10.5 cm



1/1

H-6150B Jaffe


Fadenpinzette, gebogen, mit 6 mm Fadenplatte, 10.5 cm
 Tying forceps, curved, with 6 mm tying platform, 10.5 cm
 Pinza para anudar, curva, con plataforma 6 mm, 10.5 cm
 Pince à fils, courbe, plateforme 6 mm, 10.5 cm



1/1

H-6151A Sinskey

Fadenpinzette, gerade
 Tying forceps, straight
 Pinza para anudar, recta
 Pince à fils, droite



1/1

H-6151B Sinskey

Fadenpinzette, gebogen
 Tying forceps, curved
 Pinza para anudar, curva
 Pince à fils, courbe



1/1

H-6155 Helveston

Fadenpinzette
 Tying forceps
 Pinza para anudar
 Pince à fils



1/1

H-3359A Mikro-Fadenpinzette, schwarz, 0.1 mm,


10 cm, mit Fadenplatte
 Micro-Tying forceps, black, 0.1 mm,
 10 cm, with tying platform
 Micro-Pinza para anudar, negra, 0.1 mm,
 10 cm, con plataforma
 Micro-Pince à fils, 0.1 mm, noir,
 10 cm, avec plateforme



1/1

H-3005

Kanülenpinzette
Forceps for removal of cannulas
Pinza para la extracción de cánulas
Pince pour retrait de canules



1/1

H-3334/1

Pinzette Juwelier-Typ Nr. 1
Jewelers forceps No. 1
Pinza tipo joyero No. 1
Pince à fils, type joaillier, No. 1



1/1

H-3334/2

Pinzette Juwelier-Typ Nr. 3c
Jewelers forceps No. 3c
Pinza tipo joyero No. 3c
Pince à fils, type joaillier, No. 3c



1/1

H-3334/3

Pinzette Juwelier-Typ Nr. 3
Jewelers forceps No. 3
Pinza tipo joyero No. 3
Pince à fils, type joaillier, No. 3



1/1

H-3334/4

Pinzette Juwelier-Typ Nr. 4
Jewelers forceps No. 4
Pinza tipo joyero No. 4
Pince à fils, type joaillier, No. 4



1/1

H-3334/5

Pinzette Juwelier-Typ Nr. 5
Jewelers forceps No. 5
Pinza tipo joyero No. 5
Pince à fils, type joaillier, No. 5



1/1

H-3334/6

Pinzette Juwelier-Typ Nr. 5 – 45
Jewelers forceps No. 5 – 45
Pinza tipo joyero No. 5 – 45
Pince à fils, type joaillier, No. 5 – 45



1/1

H-3334/7

Pinzette Juwelier-Typ Nr. 7
Jewelers forceps No. 7
Pinza tipo joyero No. 7
Pince à fils, type joaillier, No. 7



1/1

H-3336

Fadenpinzette,
Juweliers Typ, 10.5 cm
Tying forceps,
jewelers type, 10.5 cm
Pinza para sutura,
tipo joyero, 10.5 cm
Pince à fils,
type jaoaillier, 10.5 cm



1/1

H-3335
Dastoor


Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.7 mm, 10 cm
 Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.7 mm, 10 cm
 Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.7 mm, 10 cm
 Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.7 mm, 10 cm



1/1

H-3364
Jayle


Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.7 mm, mit Fadenplatte, 11 cm
 Suture forceps, 1 × 2 teeth 0.7 mm, with tying platform, 11 cm
 Pinza para Sutura, 1 × 2 dientes, 0.7 mm, con plataforma, 11 cm
 Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.7 mm, avec plateforme, 11 cm



1/1

H-3340
Barraquer


Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, ohne Fadenplatte
 Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, without platform
 Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, sin plataforma
 Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, sans plateforme



1/1

H-3341
Barraquer


Mikro-Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, ohne Fadenplatte
 Micro-Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, without platform
 Micro-Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, sin plataforma
 Micro-Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, sans plateforme



1/1

H-3345
Barraquer


Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, mit Fadenplatte
 Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, with platform
 Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con plataforma
 Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec plateforme



1/1

H-3346
Barraquer


Mikro-Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte
 Micro-Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with platform
 Micro-Pinza para sutura „Colibri“, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma
 Micro-Pince à suture „Colibri“, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme



1/1

H-3351

Polack



Hornhaut Nahtpinzette, U-förmig, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 7.5 cm
Corneal suturing forceps, U-shaped, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, 7.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 7.5 cm
Pince à suture pour la cornée, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, 7.5 cm



1/1

H-3350

Castroviejo



Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.9 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.9 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para sutura, recta, 1 × 2 dientes, 0.9 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 0.9 mm, avec plateforme, 10 cm



1/1

H-3352

Castroviejo

Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para sutura, recta, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec plateforme, 10 cm

H-3354

Castroviejo

Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para sutura, recta, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, 10 cm

H-3355

Castroviejo

Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 1.5 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Suture forceps, straight, 1 × 2 teeth, 1.5 mm, with tying platform, 10 cm
Pinza para Sutura, recta, 1 × 2 dientes, 1.5 mm, con plataforma, 10 cm
Pince à suture, droit, à 1 × 2 griffes, 1.5 mm, avec plateforme, 10 cm

H-3356

Castroviejo



Nahtpinzette, setilich abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, mit Fadenplatte, 9 cm
Suture forceps, angled, 1 × 2 teeth, 0.5 mm with tying platform, 9 cm
Pinza para sutura, acodada, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con plataforma, 9 cm
Pince à suture, coudée, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec plateforme, 9 cm



1/1



1/1

H6133A Castroviejo



Nahtpinzette 1 × 2 Zähne, 0.9 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.9 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.9 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.9 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

H6133B Castroviejo


Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

H6133C Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

H6133D Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm



1/1

H-3357A Castroviejo



Nahtpinzette 1 × 2 Zähne, 0.9 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.9 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.9 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.9 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

H-3357B Castroviejo


Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

H-3357C Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con mango ancho, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

H-3357D Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, breiter Griff, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm
Pinza para Ssre, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm




1/1

H-3357BS Stern-Castroviejo



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, mit Schloss, 10.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm wide handle, with lock, 10.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, con cierre, 10.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, avec ressort, 10.5 cm




1/1

H-3357DA Castroviejo



Nahtpinzette, Colibri, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, Fadenplatte, breiter Griff, 10.5 mm
Suture forceps, Colibri, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, wide handle, 10.5 cm
Pinza para sutura, Colibri, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con mango ancho, 10.5 mm
Pince à suture, Colibri, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm avec manche nouvelle, 10.5 mm



1/1

H-3362 Paufigue



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.7 mm, 45°, Fadenplatte, 7.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.7 mm, 45°, tying platform, 7.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.7 mm, 45°, con plataforma, 7.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.7 mm, 45°, avec plateforme, 7.5 cm

H-3362A Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, 45°, Fadenplatte, 8 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, 45°, tying platform, 8 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, 45°, con plataforma, 8 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, 45°, avec plateforme, 8 cm

H-3362B Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 45°, Fadenplatte, 8 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, 45°, tying platform, 8 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 45°, con plataforma, 8 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, 45°, avec plateforme, 8 cm



1/1

H-3359 Mikro-Nahtpinzette, schwarz, 1 × 2 Zähne, 0.1 mm, mit Fadenplatte, 10 cm
Micro-Suture forceps, black, 1 × 2 teeth, 0.1 mm, with tying platform, 10 cm
Micro-Pinza para sutura, negra, 1 × 2 dientes, 0.1 mm, con plataforma, 10 cm
Micro-Pince à suture, noire, à 1 × 2 griffes, 0.1 mm, avec plateforme, 10 cm



1/1

H-3360 St. Martin




Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.8 mm, 7.5 cm
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.8 mm, 7.5 cm
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.8 mm, 7.5 cm
Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.8 mm, 7.5 cm



1/1

H-3596


Nahtpinzette, Modell Zürich „Colibri“, Zähne 0.12 mm, mit Fadenplatte
 Suture forceps, Zurich model “Colibri“, teeth 0.12 mm, with tying platform
 Pinza para sutura, modelo Zürich „Colibri“, dientes 0.12 mm, con plataforma
 Pince à suture, modèle Zürich „Colibri“, griffes 0.12 mm, avec plateforme



1/1

H-3596A

Nahtpinzette, Modell Zürich „Colibri“, Zähne 0,12 mm, mit Fadenplatte, abgewinkelt
 Suture forceps, Zurich model “Colibri“, teeth 0.12 mm, with tying platform, angled
 Pinza para sutura, modelo Zürich „Colibri“, dientes 0,12 mm, con plataforma, angulada
 Pince à suture, modèle Zürich „Colibri“, griffes 0,12 mm, avec plateforme, coudée



1/1

H-3363
Sauer

Nahtpinzette, mit schrägen Zähnen, 8 cm
 Suture forceps, with oblique angled teeth, 8 cm
 Pinza para sutura, con dientes obliquos, 8 cm
 Pince à suture, avec griffes obliques, 8 cm



1/1

H-3365
Dastoor

Nahtpinzette, 11 cm
 Suture forceps, 11 cm
 Pinza para sutura, 11 cm
 Pince à suture, 11 cm





1/1

H-6132A McPherson



Hornhautpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, straight, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para córnea, recta, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, droit, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec plateforme, 10.5 cm



1/1

H-6132B McPherson



Hornhautpinzette, abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, angled, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para córnea, angulada, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, coudée, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec plateforme, 10.5 cm



1/1

H-6170 Kelman-McPherson



Nahtpinzette, 8 mm, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, 10.5 cm
Suture forceps, 8 mm, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, 10.5 cm
Pinza para sutura, 8 mm, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, 10.5 cm
Pince à suture, 8 mm, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, 10.5 cm




1/1

H-6175 Hoffer-McPherson



Nahtpinzette, 11 mm, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 10.5 cm
Suture forceps, 11 mm, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, 10.5 cm
Pinza para sutura, 11 mm, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 10.5 cm
Pince à suture, 11 mm, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, 10.5 cm



1/1

H-6131A Hyde

Hornhautpinzette, Colibri, 2 × 2 Zähne, 0.12 mm, 45° Zähne, 7 mm Fadenplatte
Corneal forceps, 2 × 2 teeth, 0.12 mm, 45° teeth, tying platform 7 mm
Pinzas para córnea, 2 × 2 dientes, 0.12 mm, dientes 45°, con plataforma 7 mm
Micro-Pince pour la cornée, à 2 × 2 griffes, 0.12 mm, griffes 45°, avec plateforme 7 mm

H-3315 Moehle


Hornhautpinzette, 9 cm
Corneal forceps, 9 cm
Pinza para la córnea, 9 cm
Pince pour la cornée, 9 cm



1/1

H-3339 Troutman



Mikro-Hornhautpinzette, 0.12 mm, 45°, ohne Fadenplatte
Micro-Corneal forceps, 0.12 mm, 45°, without tying platform
Micro-Pinza para la córnea, 0.12 mm, 45°, sin plataforma
Micro-Pince pour la cornée, 0.12 mm, 45°, sans plateforme



1/1

H-3339A Troutman


Mikro-Hornhautpinzette, 0.12 mm, 45°, mit Fadenplatte
Micro-Corneal forceps, 0.12 mm, 45°, with tying platform
Micro-Pinza para la córnea, 0.12 mm, 45°, con plataforma
Micro-Pince pour la cornée, 0.12 mm, 45°, avec plateforme



1/1

H-3344 Pierse-Colibri



Hornhautpinzette, 1 × 1 Zähne, 0.1 mm
Corneal forceps, 1 × 1 teeth, 0.1 mm
Pinzas para córnea, 1 × 1 dientes, 0.1 mm
Micro-Pince pour la cornée, à 1 × 1 griffes, 0.1 mm



1/1

H-3375 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, 1 × 1 Zähne, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, 1 × 1 teeth, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, 1 × 1 dientes, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, à 1 × 1 griffes, 0.2 mm, 8 cm



1/1

H-3376 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, 1 × 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, 1 × 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, 1 × 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, à 1 × 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



1/1

H-3377 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, Colibri, 1 × 1 Zähne, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, Colibri, 1 × 1 teeth, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, Colibri, 1 × 1 dientes, 0.2 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, Colibri, à 1 × 1 griffes, 0.2 mm, 8 cm




1/1

H-3378 Pierse


Mikro-Fixierpinzette, Colibri, 1 × 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Fixation forceps, Colibri, 1 × 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pinza para fijación, Colibri, 1 × 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
Micro-Pince à fixer, Colibri, à 1 × 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



1/1



H-6160

Bores

Hornhautfixierpinzette U-förmig, 1 x 2 Zähne, 0,12 mm, 10.5 cm
Corneal fixation forceps U-shaped, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, 10.5 cm
Pinza de fijación para córnea en forma de U, 1 x 2 dientes, 0,12 mm, 10.5 cm
Pince fixation pour cornée en forme de U, à 1 x 2 griffes, 0,12 mm, 10.5 cm

1/1



H-6130A

McPherson



Hornhautpinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, 0.4 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, straight, 1 x 2 teeth, 0.4 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para córnea, recta, 1 x 2 dientes, 0.4 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, droit, à 1 x 2 griffes, 0.4 mm, avec plateforme, 10.5 cm

1/1



H-6130B

McPherson



Hornhautpinzette, abgewinkelt, 1 x 2 Zähne, 0.4 mm, Fadenplatte, 10.5 cm
Corneal forceps, angled, 1 x 2 teeth, 0.4 mm, tying platform, 10.5 cm
Pinza para córnea, angulada, 1 x 2 dientes, 0.4 mm, con plataforma, 10.5 cm
Pince pour la cornée, coudée, à 1 x 2 griffes, 0.4 mm, avec plateforme, 10.5 cm

1/1




H-3370

Moorfield

Naht und Bindehautpinzette, 10 cm
Suture and conjunctival forceps, 10 cm
Pinza para sutura y conjuntiva, 10 cm
Pince à suture et conjonctive, 10 cm

1/1




H-3380

Fechtner



Bindehautpinzette, Ringdurchmesser 1.2 mm, 10.5 cm
Conjunctiva forceps, ring diameter 1.2 mm, 10.5 cm
Pinzas para conjuntiva, diámetro 1.2 mm, 10.5 cm
Pince pour conjonctive, diamètre 1.2 mm, 10.5 cm

1/1



H-3380A

Fechtner



Bindehautpinzette, abgewinkelt, Ringdurchmesser 1.2 mm, 10.5 cm
Conjunctiva forceps, angled, ring diameter 1.2 mm, 10.5 cm
Pinzas para conjuntiva, angulada, diámetro 1.2 mm, 10.5 cm
Pince pour conjonctive, coudée, diamètre 1.2 mm, 10.5 cm

1/1

H-6190A Draeger



LASIK Flap Pinzette, 10.5 cm
LASIK Flap forceps, 10.5 cm
Pinza para LASIK Flap, 10.5 cm
Pince pour LASIK Flap, 10.5 cm



1/1

H-6190 Buratto



LASIK Flap Pinzette, geriefte Spitze, 10.5 cm
LASIK Flap forceps, serrated tip, 10.5 cm
Pinza para LASIK Flap, puntas estriada-cruz, 10.5 cm
Pince pour LASIK Flap, striée, 10.5 cm



1/1

H-6092R



Descemetorhexis Pinzette gespiegelte, runde Spitzen, Utrata Typ, Griff Ø 8 mm, 11.5 cm
Descemetorhexis forceps, inverted Utrata shaped blunt tips, ergonomic, handle Ø 8 mm, 11.5 cm
Pinza descemetorhexis, forma Utrata inversa, extremidad, roma, longitud 11.5 cm
Pince descemetorhexis, forme Utrata inversée, bout émoussé, longueur 11.5 cm



1/1

H-6355



DSAEK Pinzette, 0.8 mm, 45° abgewinkelte Plattform
DSAEK forceps, 0.8 mm, 45° angled platform
Pinza para DSAEK, 0.8 mm, con plataforma angulada (45°)
Pince pour DSAEK, 0.8 mm, avec plateforme coudée (45°)



1/1

H-6356



DSAEK Pinzette, 0.8 mm
DSAEK forceps, 0.8 mm
Pinza para DSAEK, 0.8 mm
Pince pour DSAEK, 0.8 mm



1/1

H-3400 **Beaupré**
Cilienpinzette, 11,5 cm
Cilia forceps, 11,5 cm
Pinza para depilación, 11,5 cm
Pince à épiler les cils, 11,5 cm



1/1

H-3410 **Henry**
Cilienpinzette, 9,5 cm
Cilia forceps, 9,5 cm
Pinza para depilación, 9,5 cm
Pince à épiler les cils, 9,5 cm



1/1

H-3420 **Gradle**
Cilienpinzette, 9,5 cm
Cilia forceps, 9,5 cm
Pinza para depilación, 9,5 cm
Pince à épiler les cils, 9,5 cm




1/1

H-3430 **Barraquer**
Cilienpinzette, 10,5 cm
Cilia forceps, 10,5 cm
Pinza para depilación, 10,5 cm
Pince à épiler les cils, 10,5 cm



1/1

H-3450 **Beer**
Cilienpinzette, 8 cm
Cilia forceps, 8 cm
Pinza para depilación, 8 cm
Pince à épiler les cils, 8 cm



1/1

H-3455 **Ziegler**
Cilienpinzette, 9 cm
Cilia forceps, 9 cm
Pinza para depilación, 9 cm
Pince à épiler les cils, 9 cm



1/1

H-3460 **Saupe**
Cilienpinzette, 10 cm
Cilia forceps, 10 cm
Pinza para depilación, 10 cm
Pince à épiler les cils, 10 cm




1/1

H-3312 **Watzke**
Bandspreizpinzette
Sleeve spreading forceps
Pinza para extender mangos
Pince pour manchon



1/1

H-3313 **Lambert**
Bandspreizpinzette
Sleeve spreading forceps
Pinza para extender mangos
Pince pour manchon



1/1

H-6145

Arita

Meibom Drüsen-Klemme
Meibomian gland compressor
Pinza para las glándulas del Meibomio
Pince pour les glandes de Meibomius



1/1

H-2099

Maharaj

Meibom Drüsen-Klemme
Meibomian gland compressor
Pinza para las glándulas del Meibomio
Pince pour les glandes de Meibomius




1/1

H-3595

Schaaf

Fremdkörperpinzette, 9.5 cm
Foreign-Body forceps, 9.5 cm
Pinza para cuerpos extraños, 9.5 cm
Pince pour corps étrangers, 9.5 cm



1/1

H-6300

Vitreoretinal Faßzange, glatt, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, smooth, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plana, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, mousse, 20 ga



1/1

H-6310

Vitreoretinal Faßzange, gerieft, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, serrated, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, estriada, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, striée, 20 ga



H-6320

Vitreoretinal Faßzange, 1 x 2 Zähne, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, 1 x 2 teeth, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, dientes 1 x 2, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, à 1 x 2 griffes, 20 ga



H-6330

Vitreoretinal Faßzange, 0.3 mm Plattform, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, 0.3 mm platform, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plataforma 0.3 mm, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, plateforme 0.3 mm, 20 ga



H-6340

Vitreoretinal Faßzange, glatt, 45°, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, smooth, 45°, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plana, 45°, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, mousse, 45°, 20 ga



H-6345

Vitreoretinal Faßzange, glatt, 90°, 20 ga
Vitreoretinal grasping forceps, smooth, 90°, 20 ga
Pinza para vitreoretinal, plana, 90°, 20 ga
Pince vitréo-rétinienne, mousse, 90°, 20 ga





1/1



Vitreoretinal Faßzange
Vitreoretinal grasping forceps
Pinza para vitreoretinal
Pince vitréo-rétinienne

H-6302



20 ga, glatt, Titangriff
20 ga, smooth, titanium handle
20 ga, plana, mango titanio
20 ga, mousse, manche titane

H-6303



23 ga, glatt, Titangriff
23 ga, smooth, titanium handle
23 ga, plana, mango titanio
23 ga, mousse, manche titane

H-6312



20 ga, gerieft, Titangriff
20 ga, serrated, titanium handle
20 ga, estriada, mango titanio
20 ga, striée, manche titane

H-6313



23 ga, gerieft, Titangriff
23 ga, serrated, titanium handle
23 ga, estriada, mango titanio
23 ga, striée, manche titane

H-6322



20 ga, 1 x 2 Zähne, Titangriff
20 ga, 1 x 2 teeth, titanium handle
20 ga, dientes 1 x 2, mango Titanio
20 ga, 1 x 2 griffes, manche titane

H-6331



20 ga, 0.1 mm Plattform, Titangriff
20 ga, 0.1 mm platform, titanium handle
20 ga, plataforma 0.1 mm, mango titanio
20 ga, plateforme 0.1 mm, manche titane

H-6338



23 ga, 0.1 mm Plattform, Titangriff
23 ga, 0.1 mm platform, titanium handle
23 ga, plataforma 0.1 mm, mango titanio
23 ga, plateforme 0.1 mm, manche titane

H-6332



20 ga, 0.3 mm Plattform, Titangriff
20 ga, 0.3 mm platform, titanium handle
20 ga, plataforma 0.3 mm, mango titanio
20 ga, plateforme 0.3 mm, manche titane

H-6333



23 ga, 0.3 mm Plattform, Titangriff
23 ga, 0.3 mm platform, titanium handle
23 ga, plataforma 0.3 mm, mango titanio
23 ga, plateforme 0.3 mm, manche titane

H-6342



20 ga, glatt, 45°, Titangriff
20 ga, smooth, 45°, titanium handle
20 ga, plana, 45°, mango titanio
20 ga, mousse, 45°, manche titane

H-6347



20 ga, glatt, 90°, Titangriff
20 ga, smooth, 90°, titanium handle
20 ga, plana, 90°, mango titanio
20 ga, mousse, 90°, manche titane

H-6339



23 ga, ILM Pinzette, Titangriff
23 ga, ILM Forceps, titanium handle
23 ga, pinza para ILM, mango titanio
23 ga, pince pour ILM, manche titane

H-3901

Ayer

Chalazionspinzette, I.D. 8 mm, 9 cm
Chalazion forceps, I.D. 8 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 8 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 8 mm, 9 cm




1/1

H-3910

Lambert

Chalazionspinzette, I.D. 8 mm, 9 cm
Chalazion forceps, I.D. 8 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 8 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 8 mm, 9 cm



1/1


H-3910A

Lambert

Chalazionspinzette, I.D. 12 mm, 9 cm
Chalazion forceps, I.D. 12 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 12 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 12 mm, 9 cm



1/1



1/1

H-3920/1

Desmarres

Chalazionspinzette, 20 mm, 9 cm
Chalazion forceps, 20 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, 20 mm, 9 cm
Pince à chalazion, 20 mm, 9 cm

H-3920/2

26 mm
26 mm
26 mm
26 mm


H-3920/3

31 mm
31 mm
31 mm
31 mm

H-3930

Cauer

Chalazionspinzette, I.D. 12 x 14 mm, 10 cm
Chalazion forceps, I.D. 12 x 14 mm, 10 cm
Pinza de chalazion, diámetro interior 12 x 14 mm, 10 cm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 12 x 14 mm, 10 cm




1/1

H-3935

Lordan

Chalazionspinzette, 10 cm
Chalazion forceps, 10 cm
Pinza de chalazion, 10 cm
Pince à chalazion, 10 cm



1/1

H-3940

Hunt


Chalazionspinzette, I.D. 12 mm, 10 cm
Chalazion forceps, I.D. 12 mm, 10 cm
Pinza de chalazion, diámetro interior 12 mm, 10 cm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 12 mm, 10 cm



1/1


H-3915 Francis

Chalazionspinzette I.D. 12 × 14 mm, 9 cm
Chalazion forceps I.D. 12 × 14 mm, 9 cm
Pinza de chalazion, diámetro interior 12 × 14 mm, 9 cm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 12 × 14 mm, 9 cm




H-3916 Baird

Chalazionspinzette I.D. 8 × 9 mm
Chalazion forceps I.D. 8 × 9 mm
Pinza de chalazion, diámetro interior 8 × 9 mm
Pince à chalazion, diamètre intérieur 8 × 9 mm



H-3950 Erhardt

Lidpinzette, 9.5 cm
Lid forceps, 9.5 cm
Pinza para párpados, 9.5 mm
Pince de paupières, 9.5 cm



H-3200 Graefe

Fixierpinzette, ohne Schloss, 11 cm
Fixation forceps, without lock, 11 cm
Pinza de fijación, sin muelle, 11 cm
Pince à fixer, sans ressort, 11 cm



H-3201 Graefe

Fixierpinzette, mit Schloss, 11 cm
Fixation forceps, with lock, 11 cm
Pinza de fijación, con muelle, 11 cm
Pince à fixer, avec ressort, 11 cm



H-3245

Elschnig

Fixierpinzette, 10 cm
Fixation forceps, 10 cm
Pinza de fijación, 10 cm
Pince à fixer, 10 cm




1/1

H-3255

Green

Fixierpinzette, 10 cm
Fixation forceps, 10 cm
Pinza de fijación, 10 cm
Pince à fixer, 10 cm



1/1

H-3260

Fixierpinzette, 1 x 2 Zähne, 11.5 cm
Fixation forceps, 1 x 2 teeth, 11.5 cm
Pinza de fijación, 1 x 2 dientes, 11.5 cm
Pince à fixer, à 1 x 2 griffes, 11.5 cm



1/1

Moody

Fixierpinzette, 1 x 2 Zähne, 0.5 mm, mit Schloss
Fixation forceps, 1 x 2 teeth, 0.5 mm, with lock
Pinza para fijación, 1 x 2 dientes, 0.5 mm, con muelle
Pince à fixer, à 1 x 2 griffes, 0.5 mm, avec ressort



1/1

H-6165

links
left
izquierda
gauche

H-6166

rechts
right
derecha
droit

H-3290

Lester

Fixierpinzette, 1 x 2 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, 1 x 2 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, 1 x 2 dientes, 9 cm
Pince à fixer, à 1 x 2 griffes, 9 cm



1/1

H-3292

Lester

Fixierpinzette, 2 x 3 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, 2 x 3 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, 2 x 3 dientes, 9 cm
Pince à fixer, à 2 x 3 griffes, 9 cm



1/1

H-3300

Castroviejo

Fixierpinzette, gerade, 1 × 1 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, straight, 1 × 1 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, recta, 1 × 1 dientes, 9 cm
Pince à fixer, droit, à 1 × 1 griffes, 9 cm



1/1

H-3310

Castroviejo

Fixierpinzette, abgewinkelt, 1 × 1 Zähne, 9 cm
Fixation forceps, angled, 1 × 1 teeth, 9 cm
Pinza de fijación, acodada, 1 × 1 dientes, 9 cm
Pince à fixer, coudée, à 1 × 1 griffes, 9 cm



1/1

H-3742

Bangerter

Muskelklemme, selbsthaltend
Muscle clamp, self retaining
Pinza clamp muscular
Pince musculaire



1/1

H-3295 Dastoor

Muskelpinzette, 1 × 2 Zähne, 11 cm
Superior rectus forceps, 1 × 2 teeth, 11 cm
Pinza para estrabismo, 1 × 2 dientes, 11 cm
Pince à strabisme, à 1 × 2 griffes, 11 cm




1/1

H-3298 Troutman



Muskelpinzette, 1 × 2 Zähne, 11 cm
Superior rectus forceps, 1 × 2 teeth, 11 cm
Pinza para fijación recto superior, 1 × 2 dientes, 11 cm
Pince à strabisme, à 1 × 2 griffes, 11 cm




1/1

H-3465 Remky




Zügelnahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 11 cm
Superior rectus forceps, 1 × 2 teeth, 11 cm
Pinza para superior rectus, angulada, 1 × 2 dientes, 11 cm
Pince à mors croisée, à 1 × 2 griffes, 11 cm



1/1

H-3960 Downes

Lidklemme
Lid clamp
Pinca para párpados
Pince de paupières



1/1

Berke

Muskelpinzette für Ptosis, 10.5 cm
Ptosis clamp, 10.5 cm
Pinza muscular para ptosis, 10.5 cm
Pince musculaire pour ptosis, 10.5 cm




1/1

H-3820 20 mm

H-3821 27 mm

Snellen

Entropionpinzette, 9.5 cm
Entropium forceps, 9.5 cm
Pinza para entropión, 9.5 cm
Pince à entropion, 9.5 cm



1/1

H-3851 links
left

izquierda
à gauche

H-3850 rechts
right

derecha
à droit

H-3955

Putterman


Klemme mit 6 Pins
Forceps and clamp with 6 pins
Pinza con 6 pins, para cirugía plástica del párpado
Pince avec 6 broches



1/1

Jameson

Vorlagerungspinzette, 14 mm
Advancement forceps, 14 mm
Pinza para avanzamiento muscular, 14 mm
Pince pour avancement musculaire, 14 mm



1/1

H-3721

links
left

izquierda
à gauche

H-3720

rechts
right

derecha
à droit

Jameson

Vorlagerungspinzette, 10 mm
Advancement forceps, 10 mm
Pinza para avanzamiento muscular, 10 mm
Pince pour avancement musculaire, 10 mm



1/1

H-3721S

links
left

izquierda
à gauche

H-3720S

rechts
right


derecha
à droit

Hartmann

Klemme, 10 cm
Haemostatic forceps, 10 cm
Pinza hemostática, 10 cm
Pince hémostatique, 10 cm

H-2700 gerade recta
straight droite

H-2701 gebogen curva
curved courbe




Halstead-Mosquito


Klemme, 12 cm
Haemostatic forceps, 12 cm
Pinza hemostática, 12 cm
Pince hémostatique, 12 cm

H-2720 gerade recta
straight droite

H-2725 gebogen curva
curved courbe



H-2730 Backhaus
Tuchklemme, 8 cm
Towel forceps, 8 cm
Pinza para compresas, 8 cm
Pince à compresses, 8 cm



H-2732 Jones
Tuchklemme
Towel forceps
Pinza para compresas
Pince à compresses



H-2755 Dieffenbach
Gefäßklemme, gerade, 3.5 cm
Serrefine, straight, 3.5 cm
Serra-fina, recta, 3.5 cm
Serre-fine, droite, 3.5 cm



H-2756 Dieffenbach
Gefäßklemme, gebogen, 3.5 cm
Serrefine, curved, 3.5 cm
Serra-fina, curva, 3.5 cm
Serre-fine, courbe, 3.5 cm

ALBERT HEISS

Scheren. Scissors. Tijeras. Ciseaux.



The Art of Ophthalmic Surgical Instruments. Germany. Since 1921.



H-4210/1 Noyes

Iridektomieschere, spitz/spitz, Fig. 1
Iris scissors, pointed/pointed, fig. 1
Pinza-tijera para iridectomia, aguda/aguda, fig. 1
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus/pointus, fig. 1

H-4210/2 Noyes

Iridektomieschere, spitz/stumpf, Fig. 2
Iris scissors, pointed/blunt, fig. 2
Pinza-tijera para iridectomia, aguda/roma, fig. 2
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus/mousse, fig. 2



H-4210/3 Noyes

Iridektomieschere, stumpf/stumpf, Fig. 3
Iris scissors, blunt/blunt, fig. 3
Pinza-tijera para iridectomia, roma/roma, fig. 3
Pince-ciseaux à iridectomie, mousse/mousse, fig. 3



H-4260 Castroviejo



Irisschere, spitz, gebogen, 9.5 cm
Iris scissors, pointed, curved, 9.5 cm
Pinza-tijera para iridectomia, aguda, curva, 9.5 cm
Pince-ciseaux à iridectomie, pointus, courbes, 9.5 cm



H-4240 Vannas

Mikro-Nachstarschere, gerade, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, recta, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, droits, fins, lames 7 mm, 8 cm




H-4240B Vannas

Mikro-Nachstarschere, gerade, sehr fein, stumpf, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, blunt, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, recta, fina, roma, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, droits, fins, mousse, lames 7 mm, 8 cm




H-4241 Vannas

Mikro-Nachstarschere, gebogen, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, curva, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, courbes, fins, lames 7 mm, 8 cm




H-4241B Vannas

Mikro-Nachstarschere, gebogen, sehr fein, stumpf, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, very delicate, blunt, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, curva, fina, roma, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, courbes, fins, mousse, lames 7 mm, 8 cm




H-4242 Vannas

Mikro-Nachstarschere, abgewinkelt, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, angled, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, angulada, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, anglés, lames 7 mm, 8 cm


H-4243 Vannas

Mikro-Nachstarschere, kniegebogen, sehr fein, Blattlänge 7 mm, 8 cm
 Micro-scissors, secondaire cataract, angled, very delicate, blade 7 mm, 8 cm
 Micro-tijera para cataracta secundaria, cangulada, fina, hojas 7 mm de largo, 8 cm
 Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, coudée, fins, lames 7 mm, 8 cm


H-4245 Uthoff

Kapselschere, konvex gebogene Blätter, Blattlänge 10 mm, 8.5 cm
 Capsule scissors, convex curved blades, blade 10 mm, 8.5 cm
 Tijera para cápsula, curva convexa, hojas 10 mm de largo, 8.5 cm
 Ciseaux capsulaires, courbe-convexe, lames 10 mm, 8.5 cm



H-4246 Ong

Kapselschere, nach oben abgewinkelt, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
 Capsule scissors, angled forward, blade 11 mm, 8.5 cm
 Tijera para cápsula, angulada hacia arriba, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
 Ciseaux capsulaires, en angle vers le haut, lames 11 mm, 8.5 cm



H-4247 Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gerade, sehr fein, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, Tübingen model, very delicate, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, recta Modelo Tübingen, fina, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, droits, fins, lames 11 mm, 8.5 cm




H-4247B Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gerade, sehr fein, stumpf, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, straight, Tübingen model, very delicate, blunt, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, recta Modelo Tübingen, fina, roma, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, droits, fins, mousse, lames 11 mm, 8.5 cm




H-4247A Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gebogen, sehr fein, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, Tübingen model, very delicate, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, curva, Modelo Tübingen, fina, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, courbe, fins, lames 11 mm, 8.5 cm



H-4247AB Vannas

Mikro-Nachstarschere, Modell Tübingen, gebogen, sehr fein, stumpf, Blattlänge 11 mm, 8.5 cm
Micro-scissors, secondaire cataract, curved, Tübingen model, very delicate, blunt, blade 11 mm, 8.5 cm
Micro-tijera para cataracta secundaria, curva, Modelo Tübingen, fina, roma, hojas 11 mm de largo, 8.5 cm
Micro-ciseaux pour cataracte secondaire, modèle Tübingen, courbe, fins, mousse, lames 11 mm, 8.5 cm



1/1



H-6420

IOL Schere

Gerieftes unteres Scherblatt verhindert das Herausrutschen der Linse beim Schneiden, sicheres Schneiden durch starke, kräftige und scharfe Scherblätter.
Blattlänge: 8 mm, Schaftdurchmesser: 1.1 mm

IOL scissors


Grooves on the lower cutting blade guarantees no sliding effect while cutting the lens, secure cutting thanks to strong and sharp blades.
Blade length: 8 mm, diameter of the shaft: 1.1 mm

Tijera IOL

Las muescas en la hoja inferior evitan el efecto de resbalamiento mientras se corta la lente, corte seguro gracias a las hojas fuertes y agudas.
Largo de la hoja: 8 mm, diámetro del mango: 1.1 mm

Ciseaux pour IOL

Les dentelures sur la lame inférieure suppriment l'effet de glissement pendant la coupe de la lentille.
Coupe sécurisée grâce aux lames très coupantes.
Longueur de la lame: 8 mm, diamètre de la tige: 1.1 mm



1/1



H-6357

IOL Faßzange

Sicheres Fassen der Linse und der Fragmente während des Schnitts im Kapselsack, die Fragmente können dank der speziellen Maulform einfach entfernt werden.
Maullänge: 11 mm, Schaftdurchmesser: 0.9 mm

IOL forceps

Secure holding of the lens and the fragments during cutting it inside the capsule sac, fragments can be easily removed thanks to the special shape of the jaws.
Jaw length: 11 mm, diameter of the shaft: 0.9 mm

Pinza IOL

Mantiene la lente y los fragmentos seguros mientras se corta en el saco capsular cristalino, gracias a la forma special de la boca los fragmentos se dejan quitar facilmente.
Largo de la boca: 11 mm, diámetro del mango: 0.9 mm

Pince pour IOL

Maintien sûr de la lentille et des fragments au cours de la coupe à l'intérieur du sac capsulaire, les fragments peuvent être facilement enlevés grâce à la forme spéciale des mâchoires.
Longueur de la mâchoire: 11 mm
Diamètre de la tige: 0.9 mm



H-6038



Explantationspinzette, 1 x 1 Zähne
Explantation forceps, 1 x 1 teeth
Pinza de explantación, 1 x 1 dientes
Pince à explantation, 1 x 1 dents



H-4294



IOL Schere, gerades Scherblatt

Gerieftes unteres Scherblatt verhindert das Herausrutschen der Linse beim Schneiden.
Sicheres Schneiden durch starke, kräftige und scharfe Scherblätter.

IOL Scissors, straight blades

Grooves on the lower cutting blade guarantees no sliding effect while cutting the lens.
Secure cutting thanks to strong and sharp blades.

Tijera para IOL, hojas rectas

Las muescas en la hoja inferior evitan el efecto de resbalamiento mientras se corta la lente.
Corte seguro gracias a las hojas fuertes y agudas.

Ciseaux pour IOL, lames droites

Les dentelures sur la lame inférieure suppriment l'effet de glissement pendant la coupe de la lentille.
Coupe sécurisée grâce aux lames très coupantes.



H-4295



IOL Schere, gerades Scherblatt, abgewinkelt

Gerieftes unteres Scherblatt verhindert das Herausrutschen der Linse beim Schneiden.
Sicheres Schneiden durch starke, kräftige und scharfe Scherblätter.

IOL Scissors, straight blades, angled


Grooves on the lower cutting blade guarantees no sliding effect while cutting the lens.
Secure cutting thanks to strong and sharp blades.

Tijera para IOL, hojas rectas, angulada

Las muescas en la hoja inferior evitan el efecto de resbalamiento mientras se corta la lente.
Corte seguro gracias a las hojas fuertes y agudas.

Ciseaux pour IOL, lames droites, coudé

Les dentelures sur la lame inférieure suppriment l'effet de glissement pendant la coupe de la lentille.
Coupe sécurisée grâce aux lames très coupantes.



H-4250


Mikro-Schere, 135° gebogen, sehr fein, 11 cm
Micro-Scissors, 135° curved, very delicate, 11 cm
Micro-tijera, 135° curva, fina, 11 cm
Micro-ciseaux, 135° courbes, fins, 11 cm



1/1

Westcott

Sehnenschere
Tenotomy scissors
Pinza-tijera para tenotomia
Pince-ciseaux à tendons

H-4270

stumpf, 11 cm
blunt, 11 cm
roma, 11 cm
mousse, 11 cm



1/1

H-4270G


stumpf, 11 cm, mit Skalierung
blunt, 11 cm, graduated
roma, 11 cm, graduada
mousse, 11 cm, graduée



2/1

H-4270L Westcott

Sehnenschere, stumpf, links, 11 cm
Tenotomy scissors, blunt, left, 11 cm
Pinza-tijera para tenotomia, roma, izquierda, 11 cm
Pince-ciseaux à tendons, mousse, gauche, 11 cm



1/1

H-4271

Westcott

Sehnenschere, spitz, 11 cm
Tenotomy scissors, pointed, 11 cm
Pinza-tijera para tenotomia, aguda, 11 cm
Pince-ciseaux à tendons, pointus, 11 cm



1/1

H-4306

McPherson-Westcott

Sehnenschere, gebogen, stumpf, 10 cm
Tenotomy scissors, curved, blunt, 10 cm
Pinza-tijera para tenotomia, curva, roma, 10 cm
Pince-ciseaux à tendons, courbe, mousse, 10 cm



1/1

H-4306A

McPherson-Westcott

Sehnenschere, gebogen, spitz, 10 cm
Tenotomy scissors, curved, pointed, 10 cm
Pinza-tijera para tenotomia, curva, aguda, 10 cm
Pince-ciseaux à tendons, courbe, pointus, 10 cm




1/1

Westcott

Sehnenschere
Tenotomy scissors
Pinza-tijera para tenotomia
Pince-ciseaux à tendons

H-4272

stumpf, mittleres Blatt
blunt, medium blade
roma
mousse



1/1

H-4272A

spitz, mittleres Blatt
pointed, medium blade
aguda
pointus

H-4272G


stumpf, mittleres Blatt,
mit Skalierung
blunt, medium blade,
graduated
roma, graduada
mousse, graduée



2/1

Westcott


Sehnenschere
Tenotomy scissors
Pinza-tijera para tenotomia
Pince-ciseaux à tendons


H-4370

stumpf, breiter Griff, 14 cm
blunt, wide handle, 14 cm
roma mango ancho, 14 cm
mousses, manche large, 14 cm


H-4370G

stumpf, breiter Griff, 14 cm, mit Skalierung
blunt, wide handle, 14 cm, graduated
roma mango ancho, 14 cm, graduada
mousses, manche large, 14 cm, graduée


H-4371
Westcott

Sehnenschere, spitz, breiter Griff, 14 cm
Tenotomy scissors, pointed, wide handle, 14 cm
Pinza-tijera para tenotomia, aguda mango ancho, 14 cm
Pince-ciseaux à tendons, pointus, manche large, 14 cm

H-4300
Castroviejo

Hornhautschere, kniegebogen, 10 cm
Corneal scissors, angled to side, 10 cm
Pinza-tijera para córnea, acodada, 10 cm
Pince-ciseaux cornéenne, coudée, 10 cm



- H-4302** Mikro-Schere, gerade, spitz, 10.5 cm
Micro-Scissors, straight, pointed, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, recta, aguda, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, droits, pointus, 10.5 cm



- H-4302A** Mikro-Schere, gerade, stumpf, 10.5 cm
Micro-Scissors, straight, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, recta, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, droits, mousses, 10.5 cm



- H-4303** Mikro-Schere, gebogen, spitz, 10.5 cm
Micro-Scissors, curved, pointed, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, curva, aguda, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, courbes, pointus, 10.5 cm



- H-4303A** Mikro-Schere, gebogen, stumpf, 10.5 cm
Micro-Scissors, curved, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera, curva, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, courbes, mousses, 10.5 cm



- H-4304** Mikro-Keratomie-Schere, gebogen, stumpf, 10.5 cm
Micro-Corneal scissors, curved, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, curva, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, courbes, mousses, 10.5 cm



- H-4305** Mikro-Hornhaut-Schere, kniegebogen, stumpf, 10.5 cm
Micro-Corneal scissors, angled, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, acodada, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, cornéenne, coudée, 10.5 cm



- H-4307** Mikro-Hornhaut-Schere, über Fläche abgewinkelt, stumpf, 10.5 cm
Micro-Corneal scissors, angled, blunt, 10.5 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, acodada, roma, 10.5 cm
Micro-Pince-ciseaux, cornéenne, coudée, mousse, 10.5 cm



H-4319
Walker

Hornhautschere, gerade
 Corneal scissors, straight
 Pinza-tijera para córnea, recta
 Pince-ciseaux cornéenne, droits


H-4310
Castroviejo


Hornhautschere, aufgebogen, 14 mm, stumpf, 10 cm
 Corneal scissors, curved, 14 mm, blunt, 10 cm
 Pinza-tijera para la córnea, curva, 14 mm, roma, 10 cm
 Pince-ciseaux cornéenne, courbes, mousses, 10 cm


H-4311
Castroviejo

Hornhautschere, schwach aufgebogen, 16 mm, stumpf, 10 cm
 Corneal scissors, slightly curved, 16 mm, blunt, 10 cm
 Pinza-tijera para la córnea, curvatura suave, 16 mm, roma, 10 cm
 Pince-ciseaux cornéenne, demi-courbes, 16 mm, mousses, 10 cm


H-4312

Hornhautschere, gebogen, 10 mm, spitz, 10.5 cm
 Corneal scissors, curved, 10 mm, pointed, 10.5 cm
 Pinza-tijera para la córnea, curva, 10 mm, aguda, 10.5 cm
 Pince-ciseaux cornéenne, courbes, 10 mm, pointus, 10.5 cm


H-4312A

Hornhautschere, gebogen, 10 mm, stumpf, 10.5 cm
 Corneal scissors, curved, 10 mm, blunt, 10.5 cm
 Pinza-tijera para córnea, curva, 10 mm, roma, 10.5 cm
 Pince-ciseaux cornéenne, courbes, 10 mm, mousses, 10.5 cm



Katzin

Mikro-Hornhautschere, 10 cm
Micro-Corneal transplant scissors, 10 cm
Micro-Pinza-tijera para córnea, 10 cm
Micro-Pince-ciseaux cornéenne, 10 cm

H-4285 rechts : derecha
right : à droite

H-4286 links : izquierda
left : à gauche




Troutman

Mikro-Hornhautschere, 10 cm
Micro-Corneal transplant scissors, 10 cm
Micro-Pinza-tijera para la córnea, 10 cm
Micro-Pince-ciseaux cornéenne, 10 cm

H-4315 rechts : derecha
right : à droite

H-4316 links : izquierda
left : à gauche



Fogla

DALK Schere, rechts, unteres Scherblatt ist dünner und 1 mm länger als das obere, 10,5 cm
DALK Scissors, right, the lower blade is thinner and 1 mm longer than the upper blade, 10.5 cm
DALK Pinza-tijera, derecha, la hoja inferior es más delgada y 1 mm más larga que la superior, 10.5 cm
DALK Pince-ciseaux, à droite, la lame inférieure est plus fine et 1 mm plus longue que la lame supérieure, 10.5 cm

H-4335 rechts : derecha
right : à droite

H-4336 links : izquierda
left : à gauche



Castroviejo

Hornhaut Schere, Blattlänge 11 mm, 10.5 cm

Corneal scissors, blade 11 mm, 10.5 cm

Pinza-tijera para la córnea, hojas 11 mm de largo, 10.5 cm

Pince-ciseaux cornéenne, lames 11 mm, 10.5 cm

H-4325 rechts derecha
right à droite

H-4326 links izquierda
left à gauche




H-4330 Castroviejo

Schere für vordere Synechie, 10.5 cm

Anterior synechia scissors, 10.5 cm

Pinza-tijera sinequia anterior, 10.5 cm

Pince-ciseaux pour synéchie antérieure, 10.5 cm



H-4360


Castroviejo

Hornhaut Schere, aufgebogen, stumpf, breiter Griff, Blattlänge 14 mm, 13 cm

Corneal scissors, curved, blunt, wide handle, blade 14 mm, 13 cm

Pinza-tijera para la córnea, curva, roma, mango ancho, hojas 14 mm de largo, 13 cm

Pince-ciseaux cornéenne, courbes, mousse, manche large, lames 14 mm, 13 cm



H-4375

Castroviejo

Mikro-Schere für Keratoplastik, gebogen, spitz, breiter Griff, 13 cm

Micro-scissors, keratoplasty stitch, curved, pointed, wide handle, 13 cm

Micro-Pinza-tijera para queratoplastia, curva, aguda, mango ancho, 13 cm

Micro-Pince-ciseaux pour kératoplastie, courbes, pointus, manche large, 13 cm



- H-6400** Vitrektomie Schere gerade, 20 ga
Vitreotomy scissors, straight, 20 ga
Tijera para vitrectomia, recta, 20 ga
Ciseaux pour vitrectomie, droit, 20 ga



- H-6405** Vitrektomie Schere gewinkelt, 30°, 20 ga
Vitreotomy scissors, angled 30°, 20 ga
Tijera para vitrectomia, angulada 30°, 20 ga
Ciseaux pour vitrectomie coudée, 30°, 20 ga



- H-6410** Vitrektomie Schere gewinkelt, 60°, 20 ga
Vitreotomy scissors, angled 60°, 20 ga
Tijera para vitrectomia, angulada 60°, 20 ga
Ciseaux pour vitrectomie coudée, 60°, 20 ga



- H-6415** Vitrektomie Schere gewinkelt, 90°, 20 ga
Vitreotomy scissors, angled 90°, 20 ga
Tijera para vitrectomia, angulada 90°, 20 ga
Ciseaux pour vitrectomie coudée, 90°, 20 ga



- H-2090** Druckplatte
Pressure plate
Placa de presión
Plateau de pression



- H-3005** Kanülenpinzette
Forceps for removal of cannulas
Pinza para la extracción de cánulas
Pince pour retrait de canules





1/1

Vitrektomie Schere, Titangriff
Vitrektomy scissors, titanium handle
Tijera para vitrectomia, mango titanio
Ciseaux pour vitrectomie, manche titane



H-6402

20 ga, gerade
20 ga, straight
20 ga, recta
20 ga, droit



H-6403

23 ga, gerade
23 ga, straight
23 ga, recta
23 ga, droit



H-6404

23 ga, gerade, 2 mm
23 ga, straight, 2 mm
23 ga, recta, 2 mm
23 ga, droit, 2 mm



H-6407

20 ga, 30° gewinkelt
20 ga, angled 30°
20 ga, angulada 30°
20 ga, coudée, 30°



H-6412

20 ga, 60° gewinkelt
20 ga, angled 60°
20 ga, angulada 60°
20 ga, coudée, 60°



H-6417

20 ga, 90° gewinkelt
20 ga, angled 90°
20 ga, angulada 90°
20 ga, coudée, 90°




H-4000



Irisschere, gerade, spitz, 9 cm
Iris scissors, straight, pointed, 9 cm
Tijera para iridectomia, recta, aguda, 9 cm
Ciseaux pour iridectomie, droits, pointus, 9 cm

H-4000M

gerade, stumpf, 9 cm
Iris, straight, blunt, 9 cm
recta, roma, 9 cm,
droits, mousse, 9 cm



H-4001



Irisschere, aufgebogen, spitz, 9 cm
Iris scissors, curved, pointed, 9 cm
Tijera para iridectomia, curva, aguda, 9 cm
Ciseaux pour iridectomie, courbes, pointus, 9 cm

H-4001M

aufgebogen, stumpf, 9 cm
curved, blunt, 9 cm
curva, roma, 9 cm
courbes, mousse, 9 cm


H-4010



Irisschere, gerade, spitz, 10.5 cm
Iris scissors, straight, pointed, 10.5 cm
Tijera para iridectomia, recta, aguda, 10.5 cm
Ciseaux pour iridectomie, droits, pointus, 10.5 cm

H-4010M

gerade, stumpf, 10.5 cm
straight, blunt, 10.5 cm
recta, roma, 10.5 cm
droits, mousses, 10.5 cm



H-4011



Irisschere, aufgebogen, spitz, 10.5 cm
Iris scissors, curved, pointed, 10.5 cm
Tijera para iridectomia, curva, aguda, 10.5 cm
Ciseaux pour iridectomie, courbes, pointus, 10.5 cm


H-4011M

aufgebogen, stumpf, 10.5 cm
curved, blunt, 10.5 cm
curva, roma, 10.5 cm
courbes, mousses, 10.5 cm

H-4012



Irisschere, gerade, spitz, 11.5 cm
Iris scissors, straight, pointed, 11.5 cm
Tijera para iridectomia, recta, aguda, 11.5 cm
Ciseaux oculaires, droits, pointus, 11.5 cm



H-4013



Irisschere, aufgebogen, spitz, 11.5 cm
Iris scissors, curved, pointed, 11.5 cm
Tijera para iridectomia, curva, aguda, 11.5 cm
Ciseaux oculaires, courbes, pointus, 11.5 cm

H-4160




Irisschere, gebogen, fein, Modell Bonn, 9 cm
Iris scissors, curved, delicate, Bonn model, 9 cm
Tijera para iridectomia, curva, fina, modelo Bonn, 9 cm
Ciseaux pour iridectomie, courbes, fine, modèle Bonn, 9 cm


H-4161




Irisschere, gerade, fein, Modell Bonn, 9 cm
Iris scissors, straight, delicate, Bonn model, 9 cm
Tijera para iridectomia, recta, fina, modelo Bonn, 9 cm
Ciseaux pour iridectomie, droits, fine, modèle Bonn, 9 cm




H-4015A Augenschere, gerade, spitz-spitz, 11.5 cm
 Eye scissors, straight, pointed-pointed, 11.5 cm
 Tijera ocular, recta, aguda-aguda, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, pointus-pointus, 11.5 cm




H-4015B Augenschere, gerade, spitz-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, straight, pointed-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, recta, aguda-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, pointus-mousses, 11.5 cm




H-4015C Augenschere, gerade, stumpf-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, straight, blunt-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, recta, roma-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, mousses-mousses, 11.5 cm




H-4016A Augenschere, gebogen, spitz-spitz, 11.5 cm
 Eye scissors, curved, pointed-pointed, 11.5 cm
 Tijera ocular, curva, aguda-aguda, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, pointus-pointus, 11.5 cm




H-4016B Augenschere, gebogen, spitz-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, curved, pointed-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, curva, aguda-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, pointus-mousses, 11.5 cm




H-4016C Augenschere, gebogen, stumpf-stumpf, 11.5 cm
 Eye scissors, curved, blunt-blunt, 11.5 cm
 Tijera ocular, curva roma-roma, 11.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, mousses-mousses, 11.5 cm




H-4020 Augenschere, gerade, spitz, 12.5 cm
 Eye scissors, straight, pointed, 12.5 cm
 Tijera ocular, recta, aguda, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, pointus, 12.5 cm





H-4021 Augenschere, gebogen, spitz, 12.5 cm
 Eye scissors, curved, pointed, 12.5 cm
 Tijera ocular, curva, aguda, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, pointus, 12.5 cm




H-4030 Augenschere, gerade, stumpf, 12.5 cm
 Eye scissors, straight, blunt, 12.5 cm
 Tijera ocular, recta, roma, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, droits, mousses, 12.5 cm




H-4031 Augenschere, gebogen, stumpf, 12.5 cm
 Eye scissors, curved, blunt, 12.5 cm
 Tijera ocular, curva, roma, 12.5 cm
 Ciseaux oculaires, courbes, mousses, 12.5 cm



1/1



1/1



1/1

H-4050

Strabismusschere, gerade, 12 cm
Strabismus scissors, straight, 12 cm
Tijera para estrabismo, recta, 12 cm
Ciseaux à strabisme, droits, 12 cm


H-4051

Strabismusschere, gebogen, 12 cm
Strabismus scissors, curved, 12 cm
Tijera para estrabismo, curva, 12 cm
Ciseaux à strabisme, courbes, 12 cm


 $\frac{1}{1}$
H-4055

Strabismusschere, gerade, 10 cm
Strabismus scissors, straight, 10 cm
Tijera para estrabismo, recta, 10 cm
Ciseaux à strabisme, droits, 10 cm


H-4056

Strabismusschere, gebogen, 10 cm
Strabismus scissors, curved, 10 cm
Tijera para estrabismo, curva, 10 cm
Ciseaux à strabisme, courbes, 10 cm


 $\frac{1}{1}$
H-4060

Strabismusschere, gerade, mit zwei Knöpfchen 11.5 cm
Strabismus scissors, straight, probe points, 11.5 cm
Tijera para estrabismo, recta, abotonada, 11.5 cm
Ciseaux à strabisme, droits, boutonnés, 11.5 cm


 $\frac{1}{1}$

H-4100 Stevens

Sehnenschere, gerade, kurzes Modell, stumpf, 10.5 cm
Tenotomy scissors, straight, short model, blunt, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo corta, roma, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, droits, mousses, 10.5 cm

H-4101 Stevens

Sehnenschere, gerade, kurzes Modell, spitz, 10.5 cm
Tenotomy scissors, straight, short model, pointed, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo corto, aguda, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, droits, pointus, 10.5 cm



H-4110 Stevens

Sehnenschere, gebogen, kurzes Modell, stumpf, 10.5 cm
Tenotomy scissors, curved, short model, blunt, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo corto, roma, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, courbes, mousses, 10.5 cm

H-4111 Stevens

Sehnenschere, gebogen, kurzes Modell, spitz, 10.5 cm
Tenotomy scissors, curved, short model, pointed, 10.5 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo corto, aguda, 10.5 cm
Ciseaux à tendons, modèle court, courbes, pointus, 10.5 cm

H-4120 Stevens

Sehnenschere, gerade, langes Modell, stumpf, 11 cm
Tenotomy scissors, straight, long model, blunt, 11 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo largo, roma, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle long, droit, mousses, 11 cm

H-4121 Stevens

Sehnenschere, gerade, langes Modell, spitz, 11 cm
Tenotomy scissors, straight, long model, pointed, 11 cm
Tijera-tenótomo, recta, modelo largo, aguda, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle longue, droit, pointus, 11 cm



H-4130 Stevens

Sehnenschere, gebogen, langes Modell, stumpf, 11 cm
Tenotomy scissors, curved, long model, blunt, 11 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo largo, roma, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle longue, courbes, mousses, 11 cm

H-4131 Stevens

Sehnenschere, gebogen, langes Modell, spitz, 11 cm
Tenotomy scissors, curved, long model, pointed, 11 cm
Tijera-tenótomo, curva, modelo largo, aguda, 11 cm
Ciseaux à tendons, modèle longue, courbes, pointus, 11 cm


- H-4140** **Spencer**
 Ligaturschere, 9 cm
 Stitch scissors, 9 cm
 Tijera para incisión, 9 cm
 Ciseaux pour incision, 9 cm




- H-4150** **Enukleationsschere, leicht gebogen, 13.5 cm**
 Enucleation scissors, half-curved, 13.5 cm
 Tijera para enucleación, curvatura suave, 13.5 cm
 Ciseaux à enucléer, demi-courbes, 13.5 cm



- H-4155** **Enukleationsschere, stark gebogen, 13.5 cm**
 Enucleation scissors, full-curved, 13.5 cm
 Tijera para enucleación, curvatura fuerte, 13.5 cm
 Ciseaux à enucléer, très courbes, 13.5 cm



- H-4180** **Lagrange**
 Sklerektomieschere, 12 cm
 Sclerectomy scissors, 12 cm
 Tijera para esclerectomia, 12 cm
 Ciseaux à sclérectomie, 12 cm



GERMAN
CRAFTSMANSHIP
EST. 1921

ALBERT HEISS

6


TITANINSTRUMENTE
TITANIUM INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS TITANIO
INSTRUMENTS TITANE

HT-1900

Sinskey



Linsenhäkchen, 0.2 mm, abgewinkelt
Lens hook, 0.2 mm, angled
Gancho para manipulación de lente, 0.2 mm, angulado
Crochet à manipulateur à implant, 0.2 mm, coudé



1/1



HT-1910

Linsenspatel, 0.5 mm, abgewinkelt
Lens spatula, 0.5 mm, angled, blunt
Espátula para el cristalino, 0.5 mm, angulada, roma
Spatule pour la cristalline, 0.5 mm, coudé



1/1



Lester

IOL Manipulator
IOL manipulator
Gancho para manipulación de IOL
IOL manipulateur

HT-1925

0.25 mm, gerade
0.25 mm, straight
0.25 mm, recto
0.25 mm, droit



1/1



HT-1930

0.25 mm, abgewinkelt
0.25 mm, angled
0.25 mm, angulado
0.25 mm, coudé



1/1



HT-1950

Drysdale

Linsenkernmanipulator
Nucleus manipulator
Manipulator para núcleo de lente
Crochet manipulateur, droit




1/1



HT-1935




Linsenkernrotator, Y-Spitze, abgewinkelt
Nucleus rotator, Y-tip, angled
Rotator para núcleo, forma Y, angulado
Crochet manipulateur de noyau, coudé, extrémité en Y



HT-1940



Irishäkchen, abgewinkelt
Iris hook, angled
Ganco para Iris, angulado
Crochet pour l'iris, coudé



HT-1945



Kernspalter, 90°, 0.8 mm, abgewinkelt
Phaco chopper, 90°, 0.8 mm, angled
Ganco par separación de núcleo, 90°, 0.8 mm, angulado
Phaco cliveur, 90°, 0.8 mm, coudé



HT-1945-1

Kernspalter, 90°, 1.4 mm, abgewinkelt
Phaco chopper, 90°, 1.4 mm, angled
Ganco par separación de núcleo, 1.4 mm, 90°, angulado
Phaco cliveur, 90°, 1.4 mm, coudé



HT-1946



Kernspalter, 0.9 mm, 60°, abgewinkelt
Phaco chopper, 0.9 mm, 60°, angled
Ganco par separación de núcleo, 0.9 mm, 60°, angulado
Phaco cliveur, 60°, 0.9 mm, coudé



HT-1920



Kernspalter, 0.9 mm, abgewinkelt
Nucleus divider, 0.9 mm, angled
Ganco par separación de núcleo, 0.9 mm, angulado
Crochet à téntomie Stevens, 0.9 mm, coudé



HT-3000



Fadenpinzette, gerade, 0.3 mm, ohne Fadenplatte
Tying forceps, straight, 0.3 mm, without tying platform
Pinza para anudar, recta, 0.3 mm, sin plataforma
Pince à fils, droite, 0.3 mm, sans plateforme



1/1



HT-3010



Fadenlöspinzette, Colibri
Suture removal forceps, Colibri type
Pinza para soltar los puntos de sutura, tipo Colibri
Pince enlever points de suture, Colibri



1/1



HT-3025A



Fadenpinzette, gerade, 0.3 mm, mit 6 mm Fadenplatte
Tying forceps, straight, 0.3 mm, with 6 mm tying platform
Pinza para anudar, recta, 0.3 mm, con plataforma de 6 mm
Pince à fils, droite, 0.3 mm, avec plateforme de 6 mm



1/1



HT-3025B



Fadenpinzette, gebogen, 0.3 mm, mit 6 mm Fadenplatte
Tying forceps, curved, 0.3 mm, with 6 mm tying platform
Pinza para anudar, curva, 0.3 mm, con plataforma de 6 mm
Pince à fils, courbe, 0.3 mm, avec plateforme de 6 mm



1/1



HT-3030



Kelman-McPherson
Fadenpinzette, abgewinkelt, mit 7 mm Fadenplatte
Tying forceps, angled, 7 mm tying platform
Pinza para anudar, angulada, con plataforma de 7 mm
Pince à fils, coudée, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3031



Kelman-McPherson
Fadenpinzette, gerade, mit 7 mm Fadenplatte
Tying forceps, straight, 7 mm tying platform
Pinza para anudar, recta, con plataforma de 7 mm
Pince à fils, droite, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3035

Kelman-McPherson



Fadenpinzette, abgewinkelt, mit 11 mm Fadenplatte
Tying forceps, angled, 11 mm tying platform
Pinza para anudar, angulada, con plataforma de 11 mm
Pince à fils, coudée, avec plateforme de 11 mm



1/1



HT-3036

Kelman-McPherson



Fadenpinzette, gerade, mit 11 mm Fadenplatte
Tying forceps, straight, 11 mm tying platform
Pinza para anudar, recta, con plataforma de 11 mm
Pince à fils, droite, avec plateforme de 11 mm



1/1




HT-3420

Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gerade, sehr fein, mit 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying forceps, straight, very delicate, 5 mm tying platform, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, mui fina, con plataforma de 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, droit, très fine, avec plateforme de 5 mm, 11.5 cm



1/1




H-3420A

Troutman



Mikro-Fadenpinzette, gebogen, sehr fein, mit 5 mm Fadenplatte, 11.5 cm
Micro-Tying forceps, curved, very delicate, 5 mm tying platform, 11.5 cm
Micro-Pinza para anudar, curva, mui fina, con plataforma de 5 mm, 11.5 cm
Micro-Pince à fils, courbe, très fine, avec plateforme de 5 mm, 11.5 cm



1/1



HT-3525A

McPherson



Mikro-Fadenpinzette, gerade, mit 5 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, straight, 5 mm tying platform, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, recta, con plataforma de 5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, droite, avec plateforme de 5 mm, 10.5 cm



1/1



HT-3525B

McPherson



Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt, mit 5 mm Fadenplatte, 10.5 cm
Micro-Tying forceps, angled, 5 mm tying platform, 10.5 cm
Micro-Pinza para anudar, angulada, con plataforma de 5 mm, 10.5 cm
Micro-Pince à fils, coudée, avec plateforme de 5 mm, 10.5 cm



1/1






HT-3545

Gaskin




Fragmentpinzette, abgewinkelt, sehr feine, 11 mm lange Spitzen, 8 mm Griff, 10,5 cm
 Fragment forceps, angled, very delicate 11 mm long smooth jaws, 8 mm handle, 10.5 cm
 Pinza de fragmento, angulada, puntas delicadísimas con una plataforma de 11 mm, mango 8 mm, 10,5 cm
 Pince à fragments, coudée, pointes délicates, 11 mm, manche 8 mm, 10,5 cm



HT-3020

Nahtpinzette, Colibri, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, 90° Zähne, mit Fadenplatte
 Suture forceps, Colibri type, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, 90° teeth, with tying platform
 Pinza para sutura, tipo Colibri, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, 90° dientes, con plataforma
 Pince à suture, type Colibri, 1 x 2 griffes, 0.12 mm, griffes 90°, avec plateforme




HT-3021

Nahtpinzette, Colibri, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, 90° Zähne, ohne Fadenplatte
 Suture forceps, Colibri type, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, 90° teeth, without tying platform
 Pinza para sutura, tipo Colibri, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, 90° dientes, sin plataforma
 Pince à suture, type Colibri, 1 x 2 griffes, 0.12 mm, griffes 90°, sans plateforme



HT-3022

Nahtpinzette, Colibri, 1 x 2 Zähne, 0.12 mm, 45° Zähne, mit Fadenplatte
 Suture forceps, Colibri Type, 1 x 2 teeth, 0.12 mm, 45° teeth, with tying platform
 Pinza para sutura, tipo Colibri, 1 x 2 dientes, 0.12 mm, 45° dientes, con plataforma
 Pince à suture, type Colibri, 1 x 2 griffes, 0.12 mm, griffes 45°, avec plateforme




HT-3530A

McPherson



Hornhautpinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, 0.4 mm, Fadenplatte, 10,5 cm
 Corneal forceps, straight, 1 x 2 teeth, 0.4 mm, tying platform, 10.5 cm
 Pinza para cornéa, recta, 1 x 2 dientes, 0.4 mm, con plataforma, 10,5 cm
 Pince pour la cornée, droite, à 1 x 2 griffes, 0.4 mm, avec plateforme, 10,5 cm




HT-3530B

McPherson



Hornhautpinzette, abgewinkelt, 1 x 2 Zähne, 0.4 mm, Fadenplatte, 10,5 cm
 Corneal forceps, angled, 1 x 2 teeth, 0.4 mm, tying platform, 10.5 cm
 Pinza para cornéa, angulada, 1 x 2 dientes, 0.4 mm, con plataforma, 10,5 cm
 Pince pour la cornée, coudée, à 1 x 2 griffes, 0.4 mm, avec plateforme, 10,5 cm



HT-3110

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit 7 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 7 mm tying platform, angled
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 7 mm, angulada
Pince à suture, coudé, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3111

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, gerade, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit 7 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 7 mm tying platform, straight
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 7 mm, recta
Pince à suture, droit, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme de 7 mm



1/1



HT-3120

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, abgewinkelt, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit 11 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 11 mm tying platform, angled
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 11 mm, angulada
Pince à suture, abgewinkelt, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme de 11 mm



1/1



HT-3121

Kelman-McPherson



Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, gerade, mit 11 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with 11 mm tying platform, straight
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma de 11 mm, recta
Pince à suture, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, droit, avec plateforme de 7 mm



1/1




HT-3130

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, 45° Zähne, mit 7 mm Fadenplatte
Suture forceps, 1 × 2 Teeth, 0.12 mm, 45° teeth, with 7 mm tying platform
Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, 45° dientes, con plataforma de 7 mm
Pince à suture, 1 × 2 griffes, 0.12 mm, griffes 45°, avec plateforme de 7 mm



1/1





1/1

HT-3415

Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, mit Fadenplatte, runder Griff, 11.5 cm
 Micro-Iris forceps, Bonn model, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, with tying platform, round handle, 11.5 cm
 Micro-Pinza para iris, modelo Bonn, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con plataforma, mango redondo, 11.5 cm
 Micro-Pince à iris, modèle Bonn, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec plateforme, manche rond, 11.5 cm



1/1

HT-3510

Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, langes Modell mit Fadenplatte, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm
 Micro-Iris forceps, Bonn model, with tying platform, 1 × 2 teeth, 0.12 mm
 Micro-pinza para iris, modelo Bonn, largo, con plataforma, 1 × 2 dientes, 0.12 mm
 Micro-Pince à iris, modèle Bonn, avec plateforme, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm



1/1

HT-3520A

Castroviejo

Nahtpinzette 1 × 2 Zähne, 0.9 mm, breiter Griff, 10.5 cm
 Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.9 mm, wide handle, 10.5 cm
 Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.9 mm, con mango ancho, 10.5 cm
 Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.9 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm



HT-3520B

Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.5 mm, breiter Griff, 10.5 cm
 Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.5 mm, wide handle, 10.5 cm
 Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.5 mm, con mango ancho, 10.5 cm
 Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.5 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

HT-3520C

Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm, breiter Griff, 10.5 cm
 Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm, wide handle, 10.5 cm
 Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.3 mm, con mango ancho, 10.5 cm
 Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.3 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

HT-3520D

Castroviejo

Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm, breiter Griff, 10.5 cm
 Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm, wide handle, 10.5 cm
 Pinza para sutura, 1 × 2 dientes, 0.12 mm, con mango ancho, 10.5 cm
 Pince à suture, à 1 × 2 griffes, 0.12 mm, avec manche nouvelle, manche large, 10.5 cm

HT-3376 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, 1 × 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
 Micro-Fixation forceps, 1 × 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
 Micro-Pinza para fijación, 1 × 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
 Micro-Pince à fixer, à 1 × 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



1/1



HT-3378 Pierse



Mikro-Fixierpinzette, Colibri, 1 × 1 Zähne, 0.3 mm, 8 cm
 Micro-Fixation forceps, Colibri, 1 × 1 teeth, 0.3 mm, 8 cm
 Micro-Pinza para fijación, Colibri, 1 × 1 dientes, 0.3 mm, 8 cm
 Micro-Pince à fixer, Colibri, à 1 × 1 griffes, 0.3 mm, 8 cm



1/1



HT-6080 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gerade
 Capsulorhexis forceps, angled, straight
 Pinza para Capsulorhexis, angulada, recta
 Pince pour Capsulorhexis, coudée, droit



1/1



HT-6090 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gebogen
 Capsulorhexis forceps, angled curved
 Pinza para capsulorhexis, angulada curva
 Pince pour capsulorhexis, coudée, courbe



1/1



HT-6081 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gebogen, runder Griff
 Capsulorhexis forceps, angled curved, round handle
 Pinza para capsulorhexis, angulada curva, mango redondo
 Pince pour capsulorhexis, coudée, courbe, manche ronde



1/1



HT-6091 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, abgewinkelt, gerade, runder Griff
 Capsulorhexis forceps, angled, straight, round handle
 Pinza para capsulorhexis, angulada, recta, mango redondo
 Pince pour capsulorhexis, coudée, droit, manche ronde



1/1



HT-3430 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 11 mm shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



1/1



HT-3431 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, round tips, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, mors ronds, manche Ø 8 mm, 10.5 cm



1/1



HT-3432 Masket



Kapsulorhexis Pinzette, 11 mm lange Schenkel, gebogen, Griff Ø 8 mm, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, 11 mm vaulted shanks, handle Ø 8 mm, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, lados de un largo de 11 mm, mango Ø 8 mm, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, branches 11 mm, courbe, manche Ø 8 mm, 10.5 cm




1/1



HT-3540 Utrata



Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm




1/1



HT-3541 Jaffe



Kapsulorhexis Pinzette, runde Spitzen, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, round tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, puntas redondas, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, extrémité mousse, 10.5 cm



1/1







HT-3542 Lehner




Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein, 10.5 cm
Capsulorhexis forceps, very delicate grasping tips, 10.5 cm
Pinza para capsulorhexis, extra delicada, 10.5 cm
Pince pour capsulorhexis, très fine, 10.5 cm




HT-4578A Mikro Nadelhalter, 0.6 x 10 mm, gerade, mit Schloss
Micro-Needle holder, 0.6 x 10 mm, straight, with lock
Micro-Porta-Aguja, 0.6 x 10 mm, recta, con cierre
Micro-Porte-aiguille, 0.6 x 10 mm, droit, avec ressort



HT-4578B Mikro Nadelhalter, 0.6 x 10 mm, gerade, ohne Schloss
Micro-Needle holder, 0.6 x 10 mm, straight, without lock
Micro-Porta-Aguja, 0.6 x 10 mm, recta, sin cierre
Micro-Porte-aiguille, 0.6 x 10 mm, droit, sans ressort



HT-4579A Mikro Nadelhalter, 0.6 x 10 mm, gebogen, mit Schloss
Micro-Needle holder, 0.6 x 10 mm, curved, with lock
Micro-Porta-Aguja, 0.6 x 10 mm, curva, con cierre
Micro-Porte-aiguille, 0.6 x 10 mm, courbe, avec ressort



HT-4579B Mikro Nadelhalter, 0.6 x 10 mm, gebogen ohne Schloss
Micro-Needle holder, 0.6 x 10 mm, curved, without lock
Micro-Porta-Aguja, 0.6 x 10 mm, curva, sin cierre
Micro-Porte-aiguille, 0.6 x 10 mm, courbe, sans ressort




EXHIBITION 2024



1921
GERMANY

albert heiss

the art of ophthalmic surgical instruments




Nadelhalter . Needle Holders . Porta-Agujas . Porte-Aiguilles.

GERMAN CRAFTSMANSHIP SINCE 1921

H-4596
Troutman


Mikro-Klingenhalter, 9 cm
Micro-Blade holder, 9 cm
Micro-Porta-hoja de afeitar, 9 cm
Micro-Porte-lame de rasoir, 9 cm



1/1

H-4591

Klingenhalter, Schweizer Modell, 9 cm
Blade holder, Swiss model, 9 cm
Porta hoja, modelo Suizo, 9 cm
Porte-lame de rasoir, modèle suisse, 9 cm



H-4592

Klingenhalter, Schweizer Modell, 12 cm
Blade holder, Swiss model, 12 cm
Porta hoja, modelo Suizo, 12 cm
Porte-lame de rasoir, modèle suisse, 12 cm

1/1

H-4594
Barraquer

Klingenhalter, 11 cm
Blade holder, 11 cm
Porta hoja de afeitar, 11 cm
Porte-lame de rasoir, 11 cm



1/1

H-4600

Rasierklingen, 10 Stück
Razor blades, 10 pieces
Hoja de afeitar, 10 piezas
Porte-lames, 10 pièces




1/1

H-4400

Barraquer-Troutman



Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, straight, without lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aguja, recta, sin cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, sans ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm




1/1

H-4405

Barraquer-Troutman



Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, curved, without lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aguja, curva, sin cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, sans ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm




1/1

H-4410

Barraquer-Troutman



Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, straight, with lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aguja, recta, con cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, avec ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm



1/1

H-4415

Barraquer-Troutman



Mikro-Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 0.6 × 9 mm, runder Griff, 9 cm
Micro Needle holder, curved, with lock, 0.6 × 9 mm, round handle, 9 cm
Micro-Porta-aguja, curva, con cierre, 0.6 × 9 mm, con mango redondo, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, avec ressort, 0.6 × 9 mm, manche rond, 9 cm



1/1

H-4420

Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.5 × 9 mm, ohne Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.5 × 9 mm, without lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, recta, 0.5 × 9 mm, sin cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.5 × 9 mm, sans ressort, 9 cm



1/1

H-4425

Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm, ohne Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 9 mm, without lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, curva, 0.5 × 9 mm, sin cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.5 × 9 mm, sans ressort, 9 cm




1/1

H-4430

Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.5 × 9 mm, mit Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.5 × 9 mm, with lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, recta, 0.5 × 9 mm, con cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.5 × 9 mm, avec ressort, 9 cm




H-4435

Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm, mit Sperre, 9 cm
Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 9 mm, with lock, 9 cm
Micro-Porta-aguja, curva, 0.5 × 9 mm, con cierre, 9 cm
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.5 × 9 mm, avec ressort, 9 cm




H-4440

Troutman



Mikro-Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 0.7 × 9 mm, breiter Griff, 13 cm
Micro-Needle holder, straight, with lock, 0.7 × 9 mm, wide handle, 13 cm
Micro-Porta-aguja, recta, con cierre, 0.7 × 9 mm, mango ancho, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, avec ressort, 0.7 × 9 mm, manche large, 13 cm



H-4441

Troutman



Mikro-Nadelhalter, gerade, ohne Sperre, 0.7 × 9 mm, breiter Griff, 13 cm, Micro-Needle holder, straight, without lock, 0.7 × 9 mm, wide handle, 13 cm
Micro-Porta-aguja, recta, sin cierre, 0.7 × 9 mm, mango ancho, 13 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, sans ressort, 0.7 × 9 mm, manche large, 13 cm




H-4450

Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 14 cm
Micro-Needle holder, straight, 0.6 × 10 mm, without lock, 14 cm
Micro-Porta-aguja, recta, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 14 cm
Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 14 cm




H-4455

Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0,6 × 10 mm, ohne Sperre, 14 cm
 Micro-Needle holder, curved, 0,6 × 10 mm, without lock, 14 cm
 Micro-Porta-aguja, curva, 0,6 × 10 mm, sin cierre, 14 cm
 Micro-Porte-aiguille, courbes, 0,6 × 10 mm, sans ressort, 14 cm




H-4460

Castroviejo



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0,6 × 10 mm, mit Sperre, 14 cm
 Micro-Needle holder, straight, 0,6 × 10 mm, with lock, 14 cm
 Micro-Porta-aguja, recta, 0,6 × 10 mm, con cierre, 14 cm
 Micro-Porte-aiguille, droits, 0,6 × 10 mm, avec ressort, 14 cm




H-4465

Castroviejo




Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0,6 × 10 mm, mit Sperre, 14 cm
 Micro-Needle holder, curved, 0,6 × 10 mm, with lock, 14 cm
 Micro-Porta-aguja, curved, 0,6 × 10 mm, con cierre, 14 cm
 Micro-Porte-aiguille, courbes, 0,6 × 10 mm, avec ressort, 14 cm



H-4560

Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0,6 × 9 mm, ohne Sperre, 12 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
 Micro-Needle holder, curved, 0,6 × 9 mm, without lock, 12 cm, with extra delicate spring, with screw lock
 Micro-Porta-aguja, curva, 0,6 × 9 mm, sin cierre, 12 cm, con resorte extra delicado, con cierre roseado
 Micro-Porte-aiguille, courbes, 0,6 × 9 mm, sans ressort, 12 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



H-4562

Troutman



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0,5 × 10 mm, ohne Sperre, 10 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
 Micro-Needle holder, straight, 0,5 × 10 mm, without lock, 10 cm, with extra delicate spring, with screw lock
 Micro-Porta-aguja, recta, 0,5 × 10 mm, sin cierre, 10 cm, con resorte extra delicado, con cierre roseado
 Micro-Porte-aiguille, droits, 0,6 × 10 mm, sans ressort, 10 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis





H-4563 Troutman

Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 10 mm, ohne Sperre, 10 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 10 mm, without lock, 10 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.5 × 10 mm, sin cierre, 10 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.5 × 10 mm, sans ressort, 10 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



H-4565 Barraquer

Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 12 cm mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, without lock, 12 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 12 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 12 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



H-4566 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.7 × 10 mm, ohne Sperre, 12 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.7 × 10 mm, without lock, 12 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.7 × 10 mm, sin cierre, 12 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.7 × 10 mm, sans ressort, 12 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



H-4568 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 × 10 mm, ohne Sperre, 13 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.6 × 10 mm, without lock, 13 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 × 10 mm, sin cierre, 13 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 × 10 mm, sans ressort, 13 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis



H-4569 Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.7 × 10 mm, ohne Sperre, 13 cm, mit besonders feiner Feder, mit Schraubverschluss
Micro-Needle holder, curved, 0.7 × 10 mm, without lock, 13 cm, with extra delicate spring, with screw lock
Micro-Porta-aguja, curva, 0.7 × 10 mm, sin cierre, 13 cm, con extra delicado resorte, con cierre roseado
Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.7 × 10 mm, sans ressort, 13 cm, avec ressort très délicat, avec filet de vis


Barraquer

„Original Modell“

„Original model“

„Modelo original“

„Modèle original“



- H-4571** Nadelhalter, gebogen, 1.0 x 9 mm, 13,5 cm, ohne Sperre,
 Needle holder, curved, 1.0 x 9 mm, 13.5 cm, without lock
 Porta-aguja, curvo, boca 1.0 x 9mm, 13.5 cm, sin cierre
 Porte-aiguille, courbe, 1.0 x 9 mm, 13.5 cm, sans ressort


H-4571A Barraquer

mit Sperre

with lock

con cierre


avec ressort



H-4572 Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 x 10 mm, ohne Sperre, 11.5 cm
 Micro-Needle holder, curved, 0.6 x 10 mm, without lock, 11.5 cm,
 Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 x 10 mm, sin cierre, 11.5 cm
 Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 x 10 mm, sans ressort, modèle court, 11.5 cm



H-4572B Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.6 x 10 mm, ohne Sperre, 11.5 cm
 Micro-Needle holder, straight, 0.6 x 10 mm, without lock, 11.5 cm,
 Micro-Porta-aguja, recta, 0.6 x 10 mm, sin cierre, 11.5 cm
 Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 x 10 mm, sans ressort, modèle court, 11.5 cm



H-4572A Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.6 x 10 mm, mit Sperre, 11.5 cm
 Micro-Needle holder, curved, 0.6 x 10 mm, with lock, 11.5 cm,
 Micro-Porta-aguja, curva, 0.6 x 10 mm, con cierre, 11.5 cm
 Micro-Porte-aiguille, courbes, 0.6 x 10 mm, avec ressort, modèle court, 11.5 cm




H-4572AB Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gerade, 0.6 x 10 mm, mit Sperre, 11.5 cm
 Micro-Needle holder, straight, 0.6 x 10 mm, with lock, 11.5 cm,
 Micro-Porta-aguja, recta, 0.6 x 10 mm, con cierre, 11.5 cm
 Micro-Porte-aiguille, droits, 0.6 x 10 mm, avec ressort, modèle court, 11.5 cm




Mikro-Nadelhalter
Micro-Needle holder
Micro-Porta-aguja
Micro-Porte-aiguille



H-4555A gebogen, 0,5 x 7 mm, ohne Sperre, 12,5 cm
curved, 0,5 x 7 mm, without lock, 12,5 cm
curva, 0,5 x 7 mm, sin cierre, 12,5 cm
courbes, 0,5 x 7 mm, sans ressort, 12,5 cm

H-4555B gebogen, 0,5 x 7 mm, mit Sperre, 0,5 mm, 12,5 cm
curved, 0,5 x 7 mm, with lock, 12,5 cm
curva, 0,5 x 7 mm, con cierre, 12,5 cm
courbes, 0,5 x 7 mm, avec ressort, 12,5 cm



H-4573A McPherson




Nadelhalter, 0,8 x 9 mm, gerade, mit Sperre, 10,5 cm
Needle holder, 0,8 x 9 mm, straight, with lock, 10,5 cm
Porta-Aguja, 0,8 x 9 mm, recta, con cierre, 10,5 cm
Porte-aiguille, 0,8 x 9 mm, droits, avec ressort, 10,5 cm



H-4573B McPherson




Nadelhalter, 0,8 x 9 mm, gerade, ohne Sperre, 10,5 cm
Needle holder, 0,8 x 9 mm, straight, without lock, 10,5 cm
Porta-Aguja, 0,8 x 9 mm, recta, sin cierre, 10,5 cm
Porte-aiguille, 0,8 x 9 mm, droits, sans ressort, 10,5 cm



H-4574A McPherson



Nadelhalter, 0,8 x 9 mm, gebogen, mit Sperre, 10,5 cm
Needle holder, 0,8 x 9 mm, curved, with lock, 10,5 cm
Porta-Aguja, 0,8 x 9 mm, curva, con cierre, 10,5 cm
Porte-aiguille, 0,8 x 9 mm, courbes, avec ressort, 10,5 cm



H-4574B McPherson



Nadelhalter, 0,8 x 9 mm, gebogen, ohne Sperre, 10,5 cm
Needle holder, 0,8 x 9 mm, curved, without lock, 10,5 cm
Porta-Aguja, 0,8 x 9 mm, curva, sin cierre, 10,5 cm
Porte-aiguille, 0,8 x 9 mm, courbes, sans ressort, 10,5 cm



H-4575

Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, Standard Modell, 1,0 x 10 mm, ohne Sperre, 13 cm

Micro-Needle holder, curved, standard model, 1.0 x 10 mm, without lock, 13 cm

Micro-Porta-aguja, curva, modelo clásico, 1.0 x 10 mm, sin cierre, 13 cm

Micro-Porte-aiguille, courbes, modèle classique, 1.0 x 10 mm, sans ressort, 13 cm



H-4576

Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, Standard Modell, 1,0 x 10 mm, mit Sperre, 13 cm

Micro-Needle holder, curved, standard model 1.0 x 10 mm, with lock, 13 cm

Micro-Porta-aguja, curva, modelo clásico, 1.0 x 10 mm, con cierre, 13 cm

Micro-Porte-aiguille, courbes, modèle classique, 1.0 x 10 mm, avec ressort, 13 cm



H-4578

Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, extra feines Maul, 0,6 x 10 mm, ohne Sperre, 13 cm

Micro-Needle holder, curved, extra delicate jaws, 0.6 x 10 mm, without lock, 13 cm

Micro-Porta-aguja, curva, boca extra delicada, 0.6 x 10 mm, sin cierre, 13 cm

Micro-Porte-aiguille, courbes, spécial délicate bouche, 0.6 x 10 mm, sans ressort, 13 cm



H-4579

Barraquer




Mikro-Nadelhalter, gebogen, extra feines Maul, 0,6 x 10 mm, mit Sperre, 13 cm

Micro-Needle holder, curved, extra delicate jaws, 0.6 x 10 mm, with lock, 13 cm

Micro-Porta-aguja, curva, boca extra delicada, 0.6 x 10 mm, con cierre, 13 cm

Micro-Porte-aiguille, courbes, spécial délicate bouche, 0.6 x 10 mm, avec ressort, 13 cm



H-4577

Troutman-Barraquer




Mikro-Nadelhalter, abgewinkelt, ohne Sperre, 11,5 cm


Micro-Needle holder, angled, without lock, 11.5 cm

Micro-Porta-aguja, acodada, sin cierre, 11.5 cm

Micro-Porte-aiguille, coudé, sans ressort, 11.5 cm


H-4579A Barraquer


Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm Maulteile, mit Sperre, 12.5 mm
 Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 9 mm jaws, with lock, 12.5 cm,
 Micro-Porta-aguja, curva, boca 0.5 × 9 mm, con cierre, 12.5 cm
 Micro-Porte-aiguille, courbe, spécial délicate bouche 0.5 × 9 mm, avec ressort, 12.5 cm


H-4579B Barraquer



Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm Maulteile, ohne Sperre, 12.5 mm
 Micro-Needle holder, curved, 0.5 × 9 mm jaws, without lock, 12.5 cm
 Micro-Porta-aguja, curva, boca 0.5 × 9 mm, sin cierre, 12.5 cm
 Micro-Porte-aiguille, courbe, spécial délicate bouche 0.5 × 9 mm, sans ressort, 12.5 cm


H-4500 Arruga

Nadelhalter, gerade, mit Sperre, 14 cm
 Needle holder, straight, with lock, 14 cm
 Porta-aguja, recta, con cierre, 14 cm
 Porte-aiguille, droits, avec ressort, 14 cm


H-4501 Arruga

Nadelhalter, gebogen, mit Sperre, 14 cm
 Needle holder, curved, with lock, 14 cm
 Porta-aguja, curva, con cierre, 14 cm
 Porte-aiguille, courbes, avec ressort, 14 cm



H-4510 Kalt
Nadelhalter, gerade, 14 cm
Needle holder, straight, 14 cm
Porta-aguja, recta, 14 cm
Porte-aiguille, droits, 14 cm


1/1

H-4520 Kalt
Nadelhalter, gebogen, 14 cm
Needle holder, curved, 14 cm
Porta-aguja, curva, 14 cm
Porte-aiguille, courbes, 14 cm

H-4550 Paton
Nadelhalter, gerade, 11.5 cm
Needle holder, straight, 11.5 cm
Porta-aguja, recta, 11.5 cm
Porte-aiguille, droits, 11.5 cm




1/1



1/1


H-4580 Castroviejo
Nadelhalter, gerade, 1.0 × 11 mm, mit Sperre, 14 cm
Needle holder, straight, 1.0 × 11 mm, with lock, 14 cm
Porta-aguja, recta, 1.0 × 11 mm, con cierre, 14 cm
Porte-aiguille, droits, 1.0 × 11 mm, avec ressort, 14 cm




1/1

H-4580A Castroviejo
Nadelhalter, gebogen, 1.0 × 11 mm, mit Sperre, 14 cm
Needle holder, curved, 1.0 × 11 mm, with lock, 14 cm
Porta-aguja, curva, 1.0 × 11 mm, con cierre, 14 cm
Porte-aiguille, courbes, 1.0 × 11 mm, avec ressort, 14 cm





H-4581
Castroviejo


Nadelhalter, gerade, 1.0 × 11 mm, ohne Sperre, 14 cm
 Needle holder, straight, 1.0 × 11 mm, without lock, 14 cm
 Porta-aguja, recta, 1.0 × 11 mm, sin cierre, 14 cm
 Porte-aiguille, droits, 1.0 × 11 mm, sans ressort, 14 cm


H-4581A
Castroviejo


Nadelhalter, gebogen, 1.0 × 11 mm, ohne Sperre, 14 cm
 Needle holder, curved, 1.0 × 11 mm, without lock, 14 cm
 Porta-aguja, curva, 1.0 × 11 mm, sin cierre, 14 cm
 Porte-aiguille, courbes, 1.0 × 11 mm, sans ressort, 14 cm

ALBERT HEISS



Tränenweg Instrumente
Verschiedene Instrumente
Lachrymal Instruments
Miscellaneous Instruments
Instrumentos para Lacrimal
Instrumentos Diversos
Instruments voies lacrymales
Instruments divers

THE ART OF OPHTHALMIC SURGICAL INSTRUMENTS – SINCE 1921

H-2745

Harms

Trabekular-Sonde, rechts
Trabecular probe, right
Estilete trabeculares, derecho
Trabéculotome, á droite



1/1

H-2746

Harms

Trabekular-Sonde, links
Trabecular probe, left
Estilete trabeculares, izquierdo
Trabéculotome, á gauche



1/1

Bowman

Augensonde, Edelstahl
Lachrymal probe, stainless steel
Estilete lacrimal, acero inoxidable
Styilet lacrymal, acier inoxydable

zylindrisch : cilindrico
cylindrical : cylindrique



1/1

geknöpft : olivar
bulbous : olivaire



1/1

Fig.

Fig.

zylindrisch	0000 – 000	H-2802/1	2 – 3	H-2802/6
cylindrical	000 – 00	H-2802/2	3 – 4	H-2802/7
cilindrico	00 – 0	H-2802/3	4 – 5	H-2802/8
cylindrique	0 – 1	H-2802/4	5 – 6	H-2802/9
	1 – 2	H-2802/5	7 – 8	H-2802/10

geknöpft	0000 – 000	H-2812/1	2 – 3	H-2812/6
bulbous	000 – 00	H-2812/2	3 – 4	H-2812/7
olivar	00 – 0	H-2812/3	4 – 5	H-2812/8
olivaire	0 – 1	H-2812/4	5 – 6	H-2812/9
	1 – 2	H-2812/5	7 – 8	H-2812/10

H-2830 Catalano


Tränenweg Intubations-Set, 0.7 × 140 mm
Lachrymal Intubation Set, 0.7 × 140 mm
Set de intubación para lacrimal, 0.7 × 140 mm
Jeu pour conduits lacrymaux, 0.7 × 140 mm



1/1

H-2835 Crawford


Haken : Gancho
Retrieving Hook : Crochet



3/4

H-2836 Crawford

Tränenweg Intubations-Set : Set de intubación para lacrimal
Lachrymal intubation set : Jeu pour conduits lacrymaux



1/1

H-2840 Rolf

Tränensacksonde
Probe for lachrymal sac
Estilete para el saco lacrimal
Stylet pour le sac lacrymal




1/1

H-2829 Wright

Fasziennadel, 130 mm
Fascia needle, 130 mm
Aguja de vendaje, 130 mm
Aiguille pour sutures
aponévrotiques, 130 mm

mit Öhr 1.0 mm × 6.0 mm
with eye 1.0 × 6.0 mm
con ojo de 1.0 × 6.0 mm
avec trou 1.0 × 6.0 mm



1/1

Pigtail-Sonde
Pigtail probe
Pigtail estilete lacrimal
Stylet lacrymal

H-2815

mit Haken
with hook
con gancho
avec crochet

H-2816

mit Öhr, 0.3 mm
with eye, 0.3 mm
con ojos de 0.3 mm
avec trou, 0.3 mm



1/1

Wilder

Dilatator für den Tränenkanal
Lachrymal dilator
Dilatador para el canal lacrimal
Dilatateur pour voies lacrymales

Fig. 0

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



1/1

H-2850/0

Fig. 0

H-2850/1

Fig. 1

H-2850/2


Fig. 2

H-2850/3

Fig. 3

H-2851

Dilatator für den Tränenkanal, kurz
Lachrymal dilator, short
Dilatador para el canal lacrimal, corto
Dilatateur pour voies lacrymales, court




1/1

H-2855

Castroviejo

Dilatator für den Tränenkanal, doppelt
Lachrymal dilator, double end
Dilatador para el canal lacrimal, doble
Dilatateur pour voies lacrymales, double



1/1

H-2875

Dilatator für den Tränenkanal, Modell Gießen
Lachrymal dilator, Gießen model
Dilatador para el canal lacrimal, modelo Gießen
Dilatateur pour voies lacrymales, modèle Gießen



Sichel-Wilder

Dilatator für den Tränenkanal
Lachrymal dilator
Dilatador para el canal lacrimal
Dilatateur pour voies lacrymales

H-2857/1

Fig. 1

H-2857/2

Fig. 2

H-2857/3

Fig. 3



Citelli

Knochenstanze
Rongeur
Pinza-gubia
Emporte-pièce

H-2900/2 3 mm



Beyer

Knochenstanze, fein
Atticus punch, delicate
Pinza-gubia, fina
Emporte-pièce, fine

H-2902



Kerrison

Knochenstanze
Atticus punch
Pinza-gubia
Emporte-pièce

H-2905/0 3.2 mm




H-2905/1 4 mm



H-2905/2 5 mm




H-2905/3 6.2 mm



H-1630

Rollet

Meißel für den Tränensack
Rugine for lachrymal sack
Cinzel para el saco lacrimal
Rugine pour le sac lacrymal




1/1

H-2920

West

Flachmeißel für den Tränensack, 5.4 mm
Bone chisel for lachrymal sack, 5.4 mm
Cinzel para el saco lacrimal, 5.4 mm
Ciseau-burin pour le sac lacrymal, 5.4 mm




1/1

H-2922

West

Hohlmeißel für den Tränensack
Bone gouge for lachrymal sack
Gubia para el saco lacrimal
Gouge pour le sac lacrymal



1/1

H-2926

Freer

Flachmeißel für den Tränensack, 4.7 mm
Bone chisel for lachrymal sack, 4.7 mm
Cinzel para el saco lacrimal, 4.7 mm
Ciseau-burin pour le sac lacrymal, 4.7 mm



1/1

H-2930

Mead

Hammer
Mallet
Martillo
Maillet



2/3

H-2930A

Ersatzbacken, Paar
Spare facing, pair
Tapas de repuesto, par
Paire d'embouts maillet de rechange

H-2910
Friedmann

Hohlmeisselzange, 14.5 cm

Rongeur, 14.5 cm

Pinza Gubia, 14.5 cm

Gouge coudée, 14.5 cm



1/1



1/1

Hartmann-Halle

Nasenspekulum

Nasal speculum

Espéculo nasal

Spéculum nasal

H-2915/1

klein

small

pequeño

petit



1/1

H-2915/2

mittel

medium

mediano

moyen



1/1

H-2915/3

groß


large

grande

grand



1/1




H-2950

Carter

Halte- und Implantationspinzette für Enucleationsplomben
Sphere introducer
Pinzas para poner un empaste de enucleación
Pince d'implantation pour plombes d'enucléation

1/1



H-2928

Freer

Doppelelevator, scharf und stumpf
Twin elevator, sharp and blunt
Disector y elevador
Elévateur double, tranchant et mousse

2/3

H-2940


Skleraschutz, klein, 20 mm x 28 mm, Paar, Edelstahl
Scleral shield, small, 20 mm x 28 mm, pair, stainless steel
Protector, pequeño, inoxidable, 20 mm x 28 mm, un par
Coques, petites, 20 mm x 28 mm, pair

H-2941

Skleraschutz, gross, 22 mm x 30 mm, Paar, Edelstahl
Scleral shield, big, 22 mm x 30 mm, pair, stainless steel
Protector, largo, inoxidable, 22 mm x 30 mm, un par
Coques, grandes, 22 mm x 30 mm, pair

H-2942

Skleraschutz, Set: klein / gross
Scleral shield, set: small / big
Protector, set: pequeño / largo
Coques, set: petites / grandes




1/1

H-2983

Kelly

Descemet's Membranstanze, 1 mm × 0.75 mm
Descemet's membrane punch, 1 mm × 0.75 mm
Sacabocado, 1 mm × 0.75 mm
Punch descemet, 1 mm × 0.75 mm



1/1

H-2985

Gass

Corneaskleralstanze, 1,5 mm
Corneoscleral punch, 1.5 mm
Punzón, 1.5 mm
Punch, 1.5 mm




1/1



1/1

H-2986

Mikro Glaucomstanze, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm
Micro trabeculectomy punch, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm
Micro punzón para trabeculectomía, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm
Punch trabeculectomie, 0.9 mm / 20 ga, 0.3 mm



1/1


H-2984

Luntz-Dodick

Glaucomstanze 0.5 mm
Trabeculectomy punch, 0.5 mm
Punzón para trabeculectomía, 0.5 mm
Punch trabeculectomie, 0.5 mm

H-2984A

Ersatzstanzenkopf für H-2984
Replacement cutting head for H-2984
Punta de recambio
Punch de rechange pour H-2984



1/1

H-7150

Algerbrush

Corneafräse mit 1.0 mm Bohrer
Rust ring remover with 1.0 mm burr
Removedor de anillo de óxido con fresa de 1.0 mm
Fraise cornéenne avec fraise de 1.0 mm

H-7153

1.0 mm Bohrer, Packung á 5 Stück, unsteril
1.0 mm burr, box of 5 pcs., non-sterile
Fresa de reemplazo para cepillo Algerbrusch de 1.0mm, caja de 5 unidades
Fraise de 1.0 mm, box avec 5 pieces

H-7151

Algerbrush

Corneafräse mit 0.5 mm Bohrer
Rust ring remover with 0.5 mm burr
Removedor de anillo de óxido con fresa de 0.5 mm
Fraise cornéenne avec fraise de 0,5 mm

H-7152

0.5 mm Bohrer, Packung á 5 Stück, unsteril
0.5 mm burr, box of 5 pcs., non-sterile
Fresa de reemplazo para cepillo Algerbrusch de 1.0mm, caja de 5 unidades
Fraise de 0.5 mm, box avec 5 pieces

H-7154

Algerbrush

Pterygiumfräse mit 3.5 mm Bohrer
Pterygium instrument with 3.5 mm burr
Instrumento para pterygium, con fresa de 3.5 mm
Instrument pour ptérygion avec fraise de 3.5 mm


H-7155

Spannfutter mit 3,5 mm Kugel-Fräse, diamantbeschichtet
Chuck with 3.5 mm round medium burr, diamond dusted
Mandril con fresa de diamante mediana redonda de 3,5 mm
Mandrin de perçage diamant rond moyen de 3,5 mm




the art of ophthalmic surgery · germany · since 1921

ALBERT HEISS



9

Mess- & Markierinstrumente
Measuring & Marking Instruments
Compás y Marcadores
Compas et Marqueurs




H-2630 **Castroviejo**
Zirkel, 15 mm
Caliper, 15 mm
Compás, 15 mm
Compas, 15 mm




1/1

H-2631 **Castroviejo**
Zirkel, 20 mm, gerade
Caliper, 20 mm, straight
Compás, 20 mm, recto
Compas, 20 mm, droit




1/1

H-2631A **Castroviejo**
Zirkel, 20 mm, gebogen
Caliper, 20 mm, curved
Compás, 20 mm, curva
Compas, 20 mm, courbes



1/1

H-2637 **Castroviejo**
Zirkel, 20 mm, gerade, 0.5 mm Teilung
Caliper, 20 mm, straight, 0.5 mm graduation
Compás, 20 mm, recto, graduación 0.5 mm
Compas, 20 mm, droit, graduation de 0.5 mm




1/1

H-2632

Osher

Inzisionszirkel, 1 – 10 mm
Incision caliper, 1 – 10 mm
Compás para incisión, 1 – 10 mm
Compas pour incision, 1 – 10 mm



1/1

H-2670

Braunstein

Limbusmarker 3.0 / 3.5 mm
Marker, 3.0 / 3.5 mm
Marcador, 3.0 / 3.5 mm
Marqueur, 3.0 / 3.5 mm



1/1

H-2670A


Braunstein

IVT Limbusmarker 4.0 / 3.5 mm
IVT Marker, 4.0 / 3.5 mm
Marcador IVT, 4.0 / 3.5 mm
Marqueur IVT, 4.0 / 3.5 mm

H-2633

Jameson


Markierer, 80 mm
Caliper, 80 mm
Compás, 80 mm
Pied à coulisse, 80 mm



1/1

Hoffer

Hornhautmarkierer mit Fadenkreuz
Corneal marker with cross hairs
Marcador para la córnea, con retículo
Anneaux marqueur avec croix de centrage




1/1

H-2610/1	3.0 mm	H-2610/8	4.75 mm
H-2610/2	3.25 mm	H-2610/9	5.0 mm
H-2610/3	3.5 mm	H-2610/10	5.5 mm
H-2610/4	3.75 mm	H-2610/11	6.0 mm
H-2610/5	4.0 mm	H-2610/12	7.0 mm
H-2610/6	4.25 mm	H-2610/13	8.0 mm
H-2610/7	4.5 mm	H-2610/14	9.0 mm

Bores

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Anneaux marqueur



1/1

H-2611/1	3.0 mm	H-2611/8	4.75 mm
H-2611/2	3.25 mm	H-2611/9	5.0 mm
H-2611/3	3.5 mm	H-2611/10	6.0 mm
H-2611/4	3.75 mm	H-2611/11	7.0 mm
H-2611/5	4.0 mm	H-2611/12	8.0 mm
H-2611/6	4.25 mm	H-2611/13	9.0 mm
H-2611/7	4.5 mm	H-2611/14	9.5 mm



1/1

H-2612


Hoffer

Hornhautmarkierer mit Fadenkreuz, 8.0 / 9.0 mm
Corneal marker with cross hairs, 8.0 / 9.0 mm
Marcador para la córnea, con retículo, 8.0 / 9.0 mm
Anneaux marqueur avec croix de centrage, 8.0 / 9.0 mm

H-2613

Bores

Hornhautmarkierer, 8.0 / 9.0 mm
Corneal marker, 8.0 / 9.0 mm
Marcador para la córnea, 8.0 / 9.0 mm
Anneaux marqueur, 8.0 / 9.0 mm




1/1

H-2605

Mendez

Messring
Measuring ring
Anillo de medición
Marqueur par degré




1/1

H-2606

Bores


Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

Thornton

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

H-2636/1

4 Klingen
4 Blades
4 Hojas
4 Lames

H-2636/2

6 Klingen
6 Blades
6 Hojas
6 Lames

H-2636/3

8 Klingen
8 Blades
8 Hojas
8 Lames

H-2636/4


12 Klingen
12 Blades
12 Hojas
12 Lames

H-2636/5

16 Klingen
16 Blades
16 Hojas
16 Lames

Anis

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

H-2635/0

6 Klingen
6 Blades
6 Hojas
6 Lames

H-2635/1

8 Klingen
8 Blades
8 Hojas
8 Lames

H-2635/2

12 Klingen
12 Blades
12 Hojas
12 Lames


H-2635/3

16 Klingen
16 Blades
16 Hojas
16 Lames

H-2640

Anis

Nahtmarkierer, 8 Klingen
Suture marker, 8 blades
Marcador para sutura, 8 hojas
Marqueur, 8 lames




1/1

H-2645



Chayet

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée



1/1

H-2646



Mendez

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée




1/1

H-2647



Lu

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée




1/1

H-2648



Dulaney

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée




1/1

H-2600

Maloney

Keratometer
Keratometer
Quratometro
Kératoscope



1/1




H-2614



Fechtner

Trabekular Marker
Trabecutectomy marker
Marcador por la trabeculectomia
Marqueur pour la trabéculectomie



1/1

H-2602

Henderson

Hornhautmarkierer, zur Achsmarkierung
Corneal marker, to mark the axis
Marcador para la córnea
Marquer pour la cornée



1/1



1/1

H-2603


Henderson

Meßring, konisch, mit Einkerbungen zur Ausrichtung an den Orientierungspunkten
Degree gauge, beveled, with 4 notches to adjust at the alignment marks
Anillo de Medición
Marqueur par degré

H-2604

Henderson


Achsenmarkierer, zur Markierung der Orientierungspunkte
Alignment marker, to mark the patient at the slit lamp
Marcador para el alineamiento
Marqueur pour alignement



1/1

H-2608A


Referenzmarkierer für Torische Linsen, 3 Klingen
Reference marker for toric lenses, 3 blades
Marcador para referencia, 3 hojas
Marqueur pour référence, 3 lames



1/1

H-2608B


Referenzmarkierer für Torische Linsen, 2 Klingen
Reference marker for toric lenses, 2 blades
Marcador para referencia, 2 hojas
Marqueur pour référence, 2 lames





1/1

H-2609

Drehbarer Hornhautmarkierer für Torische Linsen
Rotatable corneal marker for toric lenses
Marcador rotatable para la córnea, para lentes tóricos
Marqueur pour la cornée, rotatif, pour lentilles toriques




1/1



Der einstellbare Pendelmarkierer wurde speziell zur Achsmarkierung der Hornhaut bei Operationen zur Korrektur einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) entwickelt. Zur Implantation torischer Hinterkammer IOL, phaker torischer IOL, LASIK, usw. kann mit dem Pendelmarkierer die Zylinderachse der Hornhaut präoperativ exakt markiert werden.

Optimale Ergebnisse – leichte Handhabung

Durch die präzise Ausrichtung der Eingriffsachse wird eine exakte rotatorische Positionierung der IOL im Auge möglich. Überdecken die Markierungen auf der Kornea exakt die Linien auf der implantierten IOL Optik, ist ein optimales refraktives Resultat des operativen Eingriffs erreicht.



Zur Präoperativen Markierung der Zylinder- bzw. der Eingriffsachse fixiert der aufrecht sitzende Patient einen Punkt in der Ferne.
Zur Markierung der Achse den Stempel zentriert auf die Kornea aufsetzen.
Durch den Pendel bleibt der voreingestellte Gradzahl des Stempels während der gesamten Anwendung erhalten.

The adjustable pendulum marker was especially developed for marking axes on the cornea during surgical procedures to correct astigmatism, such as: The implantation of a toric posterior chamber IOL or a toric phakic IOL, LASIK, etc. With the pendulum marker you can preoperatively mark the cylinder axis on the cornea to ensure precise positioning of toric IOLs.

Optimal results – simple application

When the markings on the cornea align exactly with the lines on the implanted IOL, an optimal refractive result of the surgical procedure is attained.

For the preoperative marking of the axis the patient is focusing a far point in a upright position.
Place the stamp on the centre of the cornea.

The pendulum always ensures the correct degree.

H-2660

Einstellbarer Pendelmarkierer, 15 mm
Adjustable pendulum marker, 15 mm

H-2661

Einstellbarer Pendelmarkierer, 13 mm
Adjustable pendulum marker, 13 mm

H-2670

Braunstein

Limbusmarker 3.0 / 3.5 mm
Marker, 3.0 / 3.5 mm
Marcador, 3.0 / 3.5 mm
Marqueur, 3.0 / 3.5 mm


H-2670A

Braunstein

IVT Limbusmarker 4.0 / 3.5 mm
IVT Marker, 4.0 / 3.5 mm
Marcador IVT, 4.0 / 3.5 mm
Marqueur IVT, 4.0 / 3.5 mm



1/1



1/1

H-2004

IVT Doppel-Führungsinstrument, 3.5 mm / 4.0 mm, 7 mm Teller
IVT Marker, 3.5 mm / 4.0 mm, 7 mm plate
Marcador IVT, 3.5 mm / 4.0 mm, plato 7 mm
Marqueur IVT, 3.5 mm / 4.0 mm, plateau 7 mm



1/1

H-2651

Kapsulorhexismarkierer, 6.0 mm, mit 2.5 mm Ärmchen
Capsulorhexis marker, 6.0 mm diameter marking ring with 2.5 mm extensions
Marcador capsulorhexis, diámetro de 6.0 mm, con brazos de 2.5 mm
Marqueur capsulorhexis, diamètre de 6.0 mm, avec de

H-2652

Kapsulorhexismarkierer, 5.5 mm, mit 2.5 mm Ärmchen
Capsulorhexis marker, 5.5 mm diameter marking ring with 2.5 mm extensions
Marcador capsulorhexis, diámetro de 5.5 mm, con brazos de 2.5 mm
Marqueur capsulorhexis, diamètre de 5.5 mm, avec de

H-2653

Giessen

Maßstab
Ruler
Reglila
Règle



1/1

H-2655 Urrets-Zavalía

Markierer, Fixierspitze und Lokalisator
Marker, fixation pick and depressor
Marcador, punto de fijación y depresor
Marqueur, pique à fixation et dépresseur, permet la rotation du globe



1/1

H-2625 Vogt

Messspatel
Measuring spatula
Reglilla
Spatule de mesure



1/1

H-2650 Gonnin-Amsler

Markierungsinstrument für die Netzhautablösung
Marker used in the treatment of detached retina
Marcador para separación de la retina
Marqueur, pour décollement de rétine



1/1

Schioetz

Tonometer Modell D
Tonometer model D
Tonómetro modelo D
Tonomètre, modèle D

H-4810

Spezifikation 5, gerade Skala,
im Samtetui
Specification 5, straight scale,
in velvet-lined case
Especificación 5, escala recta,
en estuche forrado de terciopelo
Spécification 5, échelle droit,
en étui velours



1/1

H-4814

Spezifikation 5, schrägliegende Skala,
im Samtetui
Specification 5, inclined scale,
in velvet-lined case
Especificación 5, escala inclinado,
en estuche forrado de terciopelo
Spécification 5, échelle incliné,
en étui velours

H-4815

Edelstahl, Spezifikation 5, schrägliegende Skala,
im Samtetui
Stainless steel, specification 5, inclined scale,
in velvet-lined case
Acero inoxidable, especificación 5, escala inclinado,
en estuche forrado de terciopelo
Acier inoxydable, spécification 5, échelle incliné,
en étui velours

ALBERT HEISS

KANÜLEN
CANNULAS
CÁNULAS
CANULES

70

THE ART OF
OPHTHALMIC
SURGICAL
INSTRUMENTS
SINCE 1921



Saughandgriff
Aspirating handpiece
Mango de aspiración
Manche d'aspiration



Spitze konisch, Saugöffnung 0.3 mm
Conical tip, aspirating port 0.3 mm
Punta cónica y arenosa, abertura de aspiración 0.3 mm
Pointe conique micro billée, aspiration 0.3 mm

H-5700 21 ga
21 ga
21 ga
21 ga

H-5701 23 ga
23 ga
23 ga
23 ga



Spülhandgriff
Irrigating handpiece
Mango de irrigación
Manche d'irrigation



Spitze konisch, Spülöffnung 2 x 0.5 mm
Conical tip, irrigating port 2 x 0.5 mm
Punta cónica y arenosa, abertura de irrigación 2 x 0.5 mm
Pointe conique micro billée, irrigation 2 x 0.5 mm

H-5710 21 ga
21 ga
21 ga
21 ga

H-5711 23 ga
23 ga
23 ga
23 ga



H-5720

Brauweiler



Saughandgriff, 21 ga, abgeschrägt und aufgerauht
Aspirating handpiece, 21 ga, declined and rough
Mango de aspiración, 21 ga, con punta achaflada y arenosa
Manche d'aspiration, 21 ga, pointe inclinée micro billée



H-5725

Koch



Saughandgriff, 21 ga, aufgerauht
Aspirating handpiece, 21 ga, rough
Mango de aspiración, 21 ga, con punta arenosa
Manche d'aspiration, 21 ga, pointe micro billée



H-5730

Brauweiler



Spülhandgriff, 21 ga
Irrigating handpiece, 21 ga
Mango de irrigación, 21 ga
Manche d'irrigation, 21 ga





H-5735

Brauweiler



Spülhandgriff, mit Knöpfchen, 21 ga
Irrigating handpiece, with bulbous tip, 21 ga
Mango de irrigación, con botón en el cuello, 21 ga
Manche d'irrigation col bouton, 21 ga





H-5390

Simcoe

Saug- und Spülkanüle,
23 ga, 0,3 Aspiration

Irrigation-Aspiration cannula,
23 ga, 0.3 aspiration

Cánula para irrigación
y aspiración, 23 ga,
0,3 aspiración

Canule pour aspiration
et irrigation, 23 ga,
0,3 aspiration



H-5391

Simcoe

Saug- und Spülkanüle,
reversed, 23 ga

Irrigation-aspiration cannula,
reversed, 23 ga

Cánula para irrigación
y aspiración, reves, 23 ga

Canule pour aspiration
et irrigation, inversée, 23 ga



H-5390A

0,4 mm Aspirationsöffnung
0.4 mm aspiration port
abertura de aspiración 0,4 mm
aspiration 0,4 mm



Brinkhorst

Kanüle, 22 ga
Cannula, 22 ga
Cánula, 22 ga
Canule, 22 ga

H-5130

gerade recta
straight droite

H-5135

rechts derecha
right à droite

H-5140

links izquierda
left à gauche



McIntyre-Brinkhorst

Kanüle, 26 ga
Cannula, 26 ga
Cánula, 26 ga
Canule, 26 ga

H-5141

links izquierda
left à gauche

H-5142

rechts derecha
right à droite

H-5143

gerade recta
straight à droite


H-5160

 Spülkanüle,
Modell Bonn

 Irrigating cannula,
Bonn model

 Cánula para irrigación,
modelo Bonn

 Canule irrigatoire,
modèle Bonn,

H-5170

 Spülkanüle,
Modell Bonn, fein

 Irrigating cannula,
Bonn model, delicate

 Cánula para Irrigación,
modelo Bonn, delicada

 Canule irrigatoire,
modèle Bonn, fine

H-5230
Sheets

 Schlingenkanüle,
23 ga

 Irrigating vectis cannula,
23 ga

 Lazo para irrigación,
23 ga


 Boucle de lavage,
23 ga

H-5240
Knolle-Pearce

 Schlingenkanüle,
23 ga

 Irrigating vectis cannula,
23 ga

 Lazo para irrigación,
23 ga

 Anse à lentilles avec irrigation,
23 ga

H-5250
Simcoe

 Schlingenkanüle,
25 ga


 Irrigating nucleus
delivery cannula, 25 ga

 Cánula para manipulación
del núcleo, 25 ga

 Canule pour manipulation
du noyan, 25 ga


H-5300
Graether

 Kragenkopfkanüle
Cannula with collar button
Cánula con botón en el cuello
Canule avec bouton de faux col

 abgewinkelt, links
angled, left
angulada, izquierda
coudée, à gauche

H-5310

 gerade
straight
recta
droite

H-5320

 abgewinkelt, rechts
angled, right
angulada, derecha
coudée, à droite

H-5570
Healon

 Injektionskanüle,
21 ga

 Injection cannula,
21 ga


 Cánula para inyección,
21 ga

 Canule pour injection,
21 ga



H-5185

Enzymkanüle,
24 ga
Enzyme cannula,
24 ga
Cánula para enzima,
24 ga
Canule à enzymes,
24 ga



H-5270

Kratz
Kapselpolierer,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher,
sandblasted, 23 ga
Pulidor para Cápsula,
arenoso, 23 ga
Polissoir capsulaire,
rugueux, 23 ga



H-5535

Jensen
Kapselpolierer mit Olive,
sandgestrahlt, 25 ga
Capsule polisher,
olive tip, sandblasted, 25 ga
Pulidor para cápsula,
punta oliva, enarenado, 25 ga
Polissoir capsulaire, olivaire
rugueux, 25 ga



H-5536

Jensen
Kapselpolierer mit Olive,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher,
olive tip, sandblasted, 23 ga
Pulidor para cápsula,
punta oliva, enarenado, 23 ga
Polissoir capsulaire, olivaire
rugueux, 23 ga



H-5510

Simcoe
Kapselpolierer,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher,
sandblasted, 23 ga
Pulidor para cápsula,
enarenado, 23 ga
Polissoir capsulaire,
rugueux, 23 ga



H-5520

Simcoe
Kapselpolierer gebogen,
sandgestrahlt, 23 ga
Capsule polisher curved,
sandblasted, 23 ga
Pulidor para cápsula, curva
enarenado, 23 ga
Polissoir pour
capsule postérieure,
courbe, rugueux, 23 ga



H-5530

Simcoe
Hinterkapselpolierer
gebogen, mit außenliegender
Öffnung
Posterior capsule polisher
curved, with reversed
aperture
Pulidor para cápsula
posterior, curva,
con apertura al revés
Polissoir pour capsule
postérieure, courbe,
avec orifice à l'extérieur





Welsh

Kortex Saugkanüle,
flache Olive, 25 ga

Cortex aspirating cannula,
flat olive, 25 ga

Cánula de aspiración
de corteza, oliva plana, 25 ga

Canule d'aspiration de cortex,
embout olivaire, 25 ga

H-5146

gerade
straight

recta
droite

H-5147

links
left

izquierda
à gauche

H-5148

rechts
right

derecha
à droite



H-5149

Troutman

Kanüle mit Olive,
25 ga

Cannula with olive tip,
25 ga

Cánula con punta oliva,
25 ga

Canule embout olivaire,
25 ga



Simcoe

Kortex Extraktor, 21 mm,
0.3 mm seitliche Bohrung, 23 ga

Cortex extractor 21 mm,
0.3 mm side port, 23 ga

Extractor para corteza 21mm,
0.3 mm apertura, 23 ga

Extracteur de cortex, 21 mm,
0.3 mm, 23 ga



H-5195

sandgestrahlte Spitze
sandblasted tip
punta enarenada
bout rugueux

H-5196

glatte Spitze
smooth tip
punta pulida
bout lisse



H-5540


Simcoe

Kortex Extraktor,
gebogen, sandgestrahlt,
23 ga

Cortex extractor,
curved, sandblasted,
23 ga

Extractor para corteza ,
curva, enarenado,
23 ga

Extracteur de cortex,
courbe, rugueux,
23 ga



Anis

Kortex Extraktor
Cortex extractor
Extractor para corteza
Extracteur de cortex

H-5545

gerade, 23 ga
straight, 23 ga
recta, 23 ga
droite, 23 ga

H-5546

abgewinkelt, 23 ga
angled, 23 ga
angulada, 23 ga
coudé, 23 ga



H-5385

Fukasaku

Anästhesie-Kanüle,
24 ga

Anesthesia cannula,
24 ga

Cánula para anestesia,
24 ga

Canule pour anesthésie,
24 ga



H-5386

Stevens

Sub Tenon
Anästhesie-Kanüle, 19 ga

Sub tenon
Anesthesia cannula, 19 ga

Sub tenon
Cánula para anestesia, 19 ga

Sub tenon
Canule pour anesthésie, 19 ga



H-5387

Corbin

Sub Tenon
Anästhesie-Kanüle, 23 ga

Sub tenon
Anesthesia cannula, 23 ga


Sub tenon
Cánula para anestesia, 23 ga

Sub tenon
Canule pour anesthésie, 23 ga






- H-5100 Randolph**
Zyklodialyse Kanüle,
19 ga
Cyclodialysis cannula,
19 ga
Cánula para ciclodialísis,
19 ga
Canule pour cyclodialyse,
19 ga



- H-5145** Luftkanüle, 27 ga,
Modell Tübingen
Air injection cannula, 27 ga,
Tübingen model
Cánula para Aire, 27 ga,
modelo Tübingen
Canule pour injection d'air,
27 ga, modèle Tübingen



- H-5180 Sautter**
Luftkanüle, 27 ga
Air injection cannula, 27 ga
Cánula para aire, 27 ga
Canule pour injection d'air, 27 ga



- Rycroft**
Luftkanüle, abgewinkelt
Air injection cannula
Cánula para aire
Canule à air, coudée
- H-5400** 30 ga
H-5410 27 ga
H-5415 25 ga




- H-5415A Rycroft**
Luftkanüle, abgewinkelt
Air injection cannula
Cánula para aire
Canule à air, coudée
horizontal abgeflacht, 25 ga
flattened horizontal, 25 ga
arquitrabada horizontal, 25 ga
aplatée horizontale, 25 ga



- H-5415V Rycroft**
Luftkanüle, abgewinkelt
Air injection cannula
Cánula para aire
Canule à air, coudée
vertikal abgeflacht, 25 ga
flattened vertical, 25 ga
arquitrabada vertical, 25 ga
aplatée verticale, 25 ga






H-5000

Tränenwegkanüle,
gerade, konisch
Lachrymal cannula,
straight, conical
Cánula para canal
lacrimal, recta, cónica
Canule à voie lacrymal,
droite, conique



H-5046

Tränenwegkanüle
gebogen, konisch, 23 ga
Lachrymal cannula
curved, beveled, 23 ga
Cánula para lacrimal
curva, cónica, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
courbe, conique, 23 ga




H-5047

Tränenwegkanüle
gerade, konisch, 23 ga
Lachrymal cannula
straight, beveled, 23 ga
Cánula para lacrimal
recta, cónica, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, conique, 23 ga



H-5010

Tränenwegkanüle,
kniegebogen, konisch
Lachrymal cannula,
angled, conical
Cánula para canal
lacrimal, angulada, cónica
Canule à voie lacrymal,
coudée, conique



H-5020

Tränenwegkanüle,
gebogen, konisch
Lachrymal cannula,
curved, conical
Cánula para canal
lacrimal, curva, cónica
Canule à voie lacrymal,
courbe, conique



H-5030

Tränenwegkanüle,
kurz abgebogen, konisch
Lachrymal cannula,
short angled, conical
Cánula para canal lacrimal,
acodada corto, cónica
Canule à voie lacrymal,
coudée court, conique




H-5040 Anel

Tränenwegkanüle,
gerade, 23 ga
Lachrymal cannula,
straight, 23 ga
Cánula para canal
lacrimal, recta, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 23 ga



H-5045 Anel

Tränenwegkanüle,
gebogen, 23 ga
Lachrymal cannula,
curved, 23 ga
Cánula para canal lacrimal,
curva, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
courbé, 23 ga



Bangerter

Tränenwegsondenkanüle,
gerade, 21 ga
Lachrymal Probe cannula,
straight, 21 ga
Cánula para canal lacrimal,
recta, 21 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 21 ga



H-5050 40 mm

H-5055 60 mm



H-5058

Jünemann

Tränenwegsondenkanüle,
0.8 mm, mit Griffplatte
Lachrymal probe cannula,
0.8 mm, with handle
Cánula para canal lacrimal,
0.8 mm, con mango
Canule à voie lacrymal,
droite, 0.8 mm, avec manche



H-5059

Jünemann

Tränenwegsondenkanüle,
1.0 mm, mit Griffplatte
Lachrymal probe cannula,
1.0 mm, with handle
Cánula para canal lacrimal,
1.0 mm, con mango
Canule à voie lacrymal,
droite, 1.0 mm, avec manche



H-5005

Tränenwegkanüle,
gerade, 8 mm, 23 ga
Lachrymal cannula,
straight, 8 mm, 23 ga
Cánula para canal
lacrimal, recta, 8 mm, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 8 mm, 23 ga



1/4

H-5006

Tränenwegkanüle,
gerade, 14 mm, 27 ga
Lachrymal cannula,
straight, 14 mm, 27 ga
Cánula para canal
lacrimal, recta, 14 mm, 27 ga
Canule à voie lacrymal,
droite, 14 mm, 27 ga



1/4

H-5007

Tränenwegkanüle,
gebogen, 14 mm, 23 ga
Lachrymal cannula,
curved, 14 mm, 23 ga
Cánula para canal
lacrimal, curva, 14 mm, 23 ga
Canule à voie lacrymal,
courbe, 14 mm, 23 ga



1/4

H-5056

McIntyre

Tränenwegkanüle, gerade, 23 ga,
0.3 mm seitliche Bohrung
Lachrymal cannula, straight, 23 ga,
0.3 mm side port
Cánula para canal lacrimal, recta, 23 ga,
con abertura de 0.3 mm
Canule à voie lacrymal, droite, 23 ga,
avec orifice latéral à 0.3 mm



H-5057

McIntyre

Tränenwegkanüle, gebogen, 23 ga,
0.3 mm seitliche Bohrung
Lachrymal cannula, curved, 23 ga,
0.3 mm side port
Cánula para canal lacrimal, curva, 23 ga,
con abertura de 0.3 mm
Canule à voie lacrymal, courbe, 23 ga,
avec orifice latéral à 0.3 mm



1/4


1/4



H-5060 Tränenwegkanüle,
Modell Bonn
Lachrymal cannula,
Bonn model
Cánula para canal lacrimal,
modelo Bonn
Canule à voie lacrymal,
modèle Bonn



H-5590 Bangerter
Retrobulbäre Kanüle
Retrobulbar cannula
Cánula retrobulbar
Canule retrobulbaire




Vitreoretinal Kanüle
Vitreoretinal cannula
Cánula para vitreoretinal
Canule à vitréo-rétinienne

H-5061 19 ga x 32 mm
19 ga x 32 mm
19 ga x 32 mm
19 ga x 32 mm

H-5062 20 ga x 32 mm
20 ga x 32 mm
20 ga x 32 mm
20 ga x 32 mm

H-5063 23 ga x 32 mm
23 ga x 32 mm
23 ga x 32 mm
23 ga x 32 mm

H-5063 25 ga x 32 mm
25 ga x 32 mm
25 ga x 32 mm
25 ga x 32 mm



H-5680 Staubsaugerhandgriff,
passiv, LL Anschluss
Backflush handpiece,
passive, LL connector
Instrumento para reflujo,
conexiones LL
Canule backflush,
connecteur LL

H-5680A Staubsaugerhandgriff,
passiv, Luer Anschluss
Backflush handpiece,
passive, Luer connector
Instrumento para reflujo,
conexiones Luer
Canule backflush,
connecteur Luer


H-5681 Silikonreservoir allein
für H-5680
Silicone reservoir
for H-5680
Recambio de reservorio
para reflujo
Reservoir de rechange
pour canule backflush



H-5155 Charleux
Spül- oder Saugkanüle
27 ga, 20 mm
Irrigation or aspiration
cannula, 27 ga, 20 mm
Cánula para irrigación o
aspiración, 27 ga, 20 mm
Canule à irrigation ou
aspiration, 27 ga, 20 mm




H-5156 Charleux
Spül- oder Saugkanüle
27 ga, 30 mm
Irrigation or aspiration
cannula, 27 ga, 30 mm
Cánula para irrigación o
aspiración, 27 ga, 30 mm
Canule à irrigation ou
aspiration, 27 ga, 30 mm



Retrobulbäre Kanüle
Retrobulbar cannula
Cánula retrobulbar
Canule retrobulbaire

H-5600 0.6 x 40 mm

H-5610 0.6 x 60 mm



H-5260 Bishop-Harmon
Vorderkammerspülset, 19 ga,
Anterior chamber
irrigator set, 19 ga
Set de Irrigador
para cámara anterior, 19 ga
Set pour irrigation chambre
antérieure, 19 ga

bestehend aus:
consisting of:
compuesto de:
composé de:

H-5261

H-5262

H-5263

H-5261 Silikonball
Silicone bulb
Balón de silicon
Bulbe silicone

H-5262 LL Adapter
LL Adaptor
LL Adaptador
LL Adapteur

H-5263 Vorderkammerspülkanüle,
19 ga
Anterior chamber irrigator,
19 ga
Irrigador para cámara anterior,
19 ga
Irrigateur pour chambre antérieure,
19 ga

H-5264 Vorderkammerspülkanüle,
21 ga
Anterior chamber irrigator,
21 ga
Irrigador para cámara anterior,
21 ga
Irrigateur pour chambre antérieure,
21 ga



McIntyre

Vorderkammerkanüle,
abgewinkelt
Anterior chamber irrigator,
angled
Irrigador para cámara
Anterior, angulada
Canule pour capsule
antérieure, coudée

H-5162 23 ga

H-5164 26 ga

H-5166 30 ga



McIntyre

Vorderkammerkanüle,
gerade
Anterior chamber irrigator,
straight
Irrigador para cámara
Anterior, recta
Canule pour capsule
antérieure, droite

H-5163 23 ga

H-5165 26 ga

H-5167 30 ga



H-5266

Lewicky

Vorderkammerkanüle,
20 ga
Anterior chamber irrigator,
20 ga
Cánula para cámara anterior,
20 ga
Canule pour capsule antérieure,
20 ga



H-5267

Heslin

Vorderkammerkanüle,
23 ga
Anterior chamber irrigator,
23 ga
Irrigador para cámara
Anterior, 23 ga
Canule pour capsule
antérieure, 23 ga



Gimbel

LASIK Spülkanüle,
25 ga
LASIK Fountain cannula,
25 ga
LASIK Cánula para
irrigación, 25 ga
LASIK Canule irrigatoire,
25 ga



H-5660 links izquierda
left à gauche

H-5661 rechts derecha
right à droite



Buratto

LASIK Kanüle
LASIK Cannula
Cánula para LASIK
LASIK Canule



H-5255 25 ga

H-5256 23 ga



H-5664

Fukasaku

LASIK Kanüle, 23 ga
LASIK Cannula, 23 ga
Cánula para LASIK, 23 ga
LASIK Canule, 23 ga



- H-5770** Saug- / Spülhandgriff
für auswechselbare Spitzen
Aspiration / Irrigation handle
for interchangeable tips
Cánula para irrigación ó aspiración
Canule à irrigation ou aspiration



1/1

- H-5771** Saug- / Spül-Tip Metall, 2 mm, 60° abgewinkelt, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, metal, 2 mm, 60° angled, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, angulada 60°, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, métal, coudée en 60°, 19 ga



1/1

- H-5772** Saug- / Spül-Tip Metall, gerade, 19 Ga.
Aspiration-irrigation tip, metal, straight, 19 Ga.
Cánula para irrigación ó aspiración, recta, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, métal, droite, 19 ga



1/1

- H-5773** Saug- / Spül-Tip Metall, abgewinkelt, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, metal, angled, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, metal, angulada, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, métal, coudée, 19 ga



1/1

- H-5774** Saug- / Spül-Tip Silikon, gerade, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, silicone, straight, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, silicona, recta, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, silicone, droite, 19 ga



1/1

- H-5775** Saug- / Spül-Tip Silikon, abgewinkelt, 19 ga
Aspiration-irrigation tip, silicone, angled, 19 ga
Cánula para irrigación ó aspiración, silicona, angulada, 19 ga
Canule à irrigation ou aspiration, silicone, coudée, 19 ga



1/1



1/1

H-5776 Saug- / Spül-Tip Metall,
Modell Brinkhorst, 19 ga
Aspiration-irrigation tip metal,
Brinkhorst model, 19 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, metal,
modelo Brinkhorst, 19 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, métal,
modèle Brinkhorst, 19 ga



1/1

H-5777 Saug- / Spül-Tip Silikon,
gerade 20 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
straight 20 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
recta, 20 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone,
droite, 20 ga



1/1

H-5778 Saug- / Spül-Tip Silikon
abgewinkelt, 20 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
angled, 20 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
angulada, 20 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone,
coudée, 20 ga



1/1

H-5779 Saug- / Spül-Tip Silikon,
gerade 22 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
straight 22 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
recta, 22 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone, droite, 22 ga



1/1

H-5780 Saug- / Spül-Tip Silikon
abgewinkelt, 22 ga
Aspiration-irrigation tip silicone,
angled, 22 ga
Cánula para irrigación ó
aspiración, silicona,
angulada, 22 ga
Canule à irrigation ou
aspiration, silicone, coudée, 22 ga


H-5640 McIntyre

Spülhandgriff, Kunststoff,
autoklavierbar, männliche Anschlüsse

Infusion handle, plastic,
autoclavable, male connectors

Mango para irrigación, de plástico,
autoclavable, conexiones Luer

Manche irrigation, plastique,
autoclavable, m-connecteur



1/1


H-5640A McIntyre

Spülhandgriff, Kunststoff,
autoklavierbar, m-w Anschlüsse

Infusion handle, plastic,
autoclavable, m-f connectors

Mango para irrigación, de plástico,
autoclavable, conexiones m-f

Manche irrigation, plastique,
autoclavable, m-f connecteur



1/1

H-5650 Spülhandgriff m-m Anschlüsse

Infusion handle,
m-m connectors

Mango para irrigación,
conexiones m-m

Manche irrigation,
m-m connecteur



1/1

H-5655 Spülhandgriff m-w Anschlüsse

Infusion handle,
m-f connectors

Mango para irrigación,
conexiones m-f

Manche irrigation,
m-f connecteur



1/1

H-5656 Spülkanülenhandgriff männlich / Schlauch- Anschlüsse, 11.5 cm lang

Infusion handle, male / tube connectors, 11.5 cm

Mango para irrigación, conexiones: macho / manguera, 11.5 cm

Manche irrigation, connecteur: mâle / tuyau, 11.5 cm




1/1

H-5657 Spülkanülenhandgriff männlich / Schlauch- Anschlüsse, 7.5 cm lang

Infusion handle, male / tube connectors, 7.5 cm

Mango para irrigación, conexiones: macho / manguera, 7.5 cm

Manche irrigation, connecteur: mâle / tuyau, 7.5 cm



1/1

Fine Art of Ophthalmic Instruments. Since 1921.




ALBERT HEISS

Sterilisierbehälter | Sterilizing Cases | Cajas para Esterilización | Boîtes de stérilisation

Sterilisieretui, Kunststoff, mit Silikonbänkchen für 1 Instrument
Sterilisation tray, plastic, with two silicone bars for one instrument
Caja para esterilización, plástico, con soporte de silicona para un instrumento
Boîte de stérilisation, plastique, avec supports silicone pour 1 instrument

H-7050


Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
152 × 64 × 19 mm



Sterilisieretui, Kunststoff, mit Silikonmatte
Sterilisation tray, plastic
Caja para esterilización, plástico, con alfombra de silicona
Boîte de stérilisation, plastique, avec tapis en silicone


H-7060

Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
152 × 64 × 19 mm




H-7061

Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
190 × 64 × 19 mm



H-7062


Innenmaße L × B × H
Inner dimensions L × W × H
Dimensión interior L × A × A
Dimensions intérieures L × l × H
162 × 102 × 19 mm



Sterilisieretui, Kunststoff, mit Silikonmatte
Sterilisation tray, plastic
Caja para esterilización, plástico, con alfombra de silicona
Boîte de stérilisation, plastique, avec tapis en silicone


H-7063

Innenmaße L x B x H
Inner dimensions L x W x H
Dimensión interior L x A x A
Dimensions intérieures L x l x H
254 x 152 x 19 mm



H-7064

Innenmaße L x B x H
Inner dimensions L x W x H
Dimensión interior L x A x A
Dimensions intérieures L x l x H
254 x 152 x 38 mm



Autoklavierbare Schutzhüllen

Idealer Schutz für feine Spitzen und Kanten von empfindlichen Instrumenten.
 Für sterile und unsterile Anwendungen, fester Sitz und leichte Handhabung.
 Verpackungseinheit: 100 Stück

Autoclavable protective caps

Autoclavable protective caps.
 Optimum protection for delicate tips and edges of surgical instruments.
 For sterile and non-sterile applications, secure loading and removal.
 Package unit: 100 pieces

Fundas protectoras esterilizables en autoclave

Protección ideal para puntas y bordes finos de instrumentos sensibles.
 Para aplicaciones estériles y no estériles, ajuste firme y fácil manejo.
 Unidad de embalaje: 100 piezas

Housses de protection autoclavables


Protection idéale pour les pointes et les bords fins d'instruments sensibles.
 Pour les applications stériles et non stériles, ajustement ferme et manipulation facile.
 Unité d'emballage: 100 pieces

VH-1510

Außenmaße L × B × H
 Outer dimensions L × W × H
 Dimensión exterior L × A × A
 Dimensions extérieures L × l × H

10 mm × 28 mm × 5 mm

Passend für Ø 0.5 – 2.5 mm
 Suitable for Ø 0.5 – 2.5 mm
 Adecuado para Ø 0.5 – 2.5 mm
 Convient à Ø 0.5 – 2.5 mm



VH-1511

Außenmaße L × B × H
 Outer dimensions L × W × H
 Dimensión exterior L × A × A
 Dimensions extérieures L × l × H

9.3 mm × 28.5 mm × 4.8 mm

Passend für Ø 2.5 – 4.0 mm
 Suitable for Ø 2.5 – 4.0 mm
 Adecuado para Ø 2.5 – 4.0 mm
 Convient à Ø 2.5 – 4.0 mm





VH-1512


Außenmaße L × B × H
 Outer dimensions L × W × H
 Dimensión exterior L × A × A
 Dimensions extérieures L × l × H

12.5 mm × 28.5 mm × 7.5 mm

Passend für Ø 4.0 – 7.0 mm
 Suitable for Ø 4.0 – 7.0 mm
 Adecuado para Ø 4.0 – 7.0 mm
 Convient à Ø 4.0 – 7.0 mm









ECCE Extrakapsuläre Kataraktextraktion
ECCE Extra capsular cataract extraction

1. H-1052	LIEBERMANN, Lidsperrer, K-wire	LIEBERMANN, Eye speculum, K-wire
2. H-1058A	BARRAQUER, Lidsperrer für Erwachsene (A)	BARRAQUER, Eye speculum, adult size (A)
3. H-1394/1	Diamant Stufen Messer, 45° Schneidkante	Diamond step knife, 45° cutting edge
4. H-1940	BUCHER-KANSAS, Kernspalter Trisector, 4 mm breit	BUCHER-KANSAS Nucleus trisector, 4 mm wide
5. H-1942	KANSAS, Kernspalter Vectis	KANSAS, Nucleus vectis
6. H-1963A	KUGLEN, Irishäkchen und Linsenmanipulator	KUGLEN, Iris hook and lens manipulator
7. H-1971A	SINSKEY, I.O.L. Hähchen / Linsenhähchen, Ø 0.2 mm	SINSKEY, I.O.L. Hook / Lens manipulation hook
8. H-1993/1	BARRAQUER, Irisspatel 0,5 mm, rund	BARRAQUER, Iris spatula 0.5 mm, round
9. H-2025/2	WEBER, Drahtschlinge, groß, Fig. 2	WEBER, Lens loop, large, fig. 2
10. H-2631	CASTROVIEJO, Zirkel, 20 mm, gerade	CASTROVIEJO, Caliper, 20 mm, straight
11. H-2700	HARTMANN, Arterienklemme, gerade	HARTMANN, Haemostatic forceps, straight
12. H-2732	JONES, Tuchklemme	JONES, Towel clamp
13. H-2755	DIEFFENBACH, Gefäßklemme, gerade, 3.5 cm	DIEFFENBACH, Serrefine, straight, 3.5 cm
14. H-3110	BISHOP-HARMON, Irispinzette, gerade, 1 × 2 Zähne	BISHOP-HARMON, Iris forceps, straight, 1 × 2 teeth
15. H-3138	Mikro-Irispinzette, Modell Bonn, mit Fadenplatte, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm	Micro-iris forceps, Bonn model, with tying platform, 1 × 2 teeth
16. H-3190	BONACCOLTO, Allzweckpinzette, gerieft, 1.3 mm	BONACCOLTO, Utility forceps, serrated, 1.3 mm
17. H-3288	KELMAN-McPHERSON, Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt	KELMAN-McPHERSON, Micro-tying forceps, angled, 7.5 mm
18. H-3339A	TROUTMAN, Mikro-Hornhautpinzette „Colibri“	TROUTMAN, Micro-corneal forceps „Colibri“
19. H-4240	VANNAS, Mikro-Nachstarschere, gerade, sehr fein	VANNAS, Micro-scissors
20. H-4241	VANNAS, Mikro-Nachstarschere, gebogen, sehr fein	VANNAS, Micro-scissors
21. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt
22. H-4271	WESTCOTT, Sehnenschere, spitz	WESTCOTT, Tenotomy scissors, pointed
23. H-4325	CASTROVIEJO, Hornhautschere, rechts	CASTROVIEJO, Corneal section scissors, right
24. H-4326	CASTROVIEJO, Hornhautschere, links	CASTROVIEJO, Corneal section scissors, left
25. H-4579B	BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, gebogen, 0.5 × 9 mm	BARRAQUER, Micro-needle holder, curved, 0.5 × 9 mm
26. H-4580	CASTROVIEJO, Nadelhalter, gerade, 1.0 × 11 mm	CASTROVIEJO, Needle holder, straight, 1.0 × 11 mm
27. H-5260	BISHOP-HARMON, Vorderkammerspülkanüle, 19 ga	BISHOP-HARMON, Anterior chamber irrigator, 19 ga
28. H-5390	SIMCOE, Saug- und Spülkanüle, 23 ga	SIMCOE, Irrigation / aspiration cannula
29. H-5410	RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 27 ga	RYCROFT, Air injection cannula, angled, 27 ga
30. H-5536	JENSEN, Kapselpolierkanüle, mit Olive	JENSEN, Posterior capsule polisher, round
31. H-5195	SIMCOE, Kortex Extraktor, 21 mm	SIMCOE, Cortex extractor, 21 mm
32. H-6015	UTRATA, Kapsulorhexis Pinzette, sehr fein	UTRATA, Capsulorhexis forceps, very delicate
33. H-6120A	McPHERSON, Mikro-Fadenpinzette, gerade	McPHERSON, Micro-tying forceps, straight
34. H-6120B	McPHERSON, Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt	McPHERSON, Micro-tying forceps, angled
35. H-6210	KANSAS, Fragmentpinzette, abgewinkelt	KANSAS, Nucleus removal forceps



Katarakt Set (PHACO)
Cataract Set (PHACO)


1. H-1050	KRATZ-BARRAQUER, Lidsperrer, Standard, groß	KRATZ-BARRAQUER, Wire speculum, standard, large
2. H-1052	LIEBERMANN, Lidsperrer, K-wire	LIEBERMAN, Eye speculum, K-wire
3. H-1390/3	Diamantmesser, Tri-facet, 1.0 × 0.17 mm	Diamond knife, tri-facet, 1.0 × 0.17 mm
4. H-1395/3	Phaco Diamantmesser, 4 Schneidkant	Phaco diamond knife, 4 cutting edge
5. H-1927	ROSEN, Phaco Nucleus Spalter	ROSEN, Phaco splitter / Nucleus dividing hook
6. H-1930A	LESTER, IOL Manipulator, abgewinkelt	LESTER, IOL Manipulator, angled
7. H-1961	JAFFE-BECHERT, Linsenkernrotator, abgewinkelt	JAFFE-BECHERT, Lens nucleus rotator, angled
8. H-1963A	KUGLEN, Irishäkchen & Linsenmanipulator, abgewinkelt	KUGLEN, Iris hook and lens manipulator, angled
9. H-2595/1	FINE-THORNTON, Fixierring, offen, 13 mm	FINE-THORNTON, Fixation ring, opened, 13 mm
10. H-2631	CASTROVIEJO, Zirkel, 20 mm, gerade	CASTROVIEJO, Caliper, 20 mm, straight
11. H-2700	HARTMANN, Arterienklemme, gerade	HARTMANN, Haemostatic forceps, straight
12. H-2732	JONES, Tuchklemme	JONES, Towel clamp
13. H-3288	KELMAN-McPHERSON, Mikro-Fadenpinzette	KELMAN-McPHERSON, Micro-tying forceps
14. H-3341	BARRAQUER, Mikro-Nahtpinzette, „Colibri“	BARRAQUER, Suture forceps, „Colibri“
15. H-3357D	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne	ASTROVIEJO, Suture forceps, 1 × 2 teeth
16. H-3380	FECHTNER, Bindehautpinzette	FECHTNER, Conjunctival forceps
17. H-4241	VANNAS, Mikro-Nachstarschere, gebogen	VANNAS, Micro-scissors, curved
18. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt
19. H-4579B	BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter	BARRAQUER, Micro-needle holder
20. H-5140	BRINKHORST, Kanüle, links	BIRNKHORST, Cannula, left
21. H-5135	BRINKHORST, Kanüle, rechts	BIRNKHORST, Cannula, right
22. H-5260	BISHOP-HARMON, Vorderkammerspülkanüle, 19 ga	BISHOP-HARMON, Anterior chamber irrigator, 19 ga
23. H-5390	SIMCOE, Saug- und Spülkanüle, 23 ga	SIMCOE, Irrigation / aspiration cannula, 23 ga
24. H-5410	RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 27 ga	RYCROFT, Air injection cannula, angled, 27 ga
25. H-5415	RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 25 ga	RYCROFT, Air injection cannula, angled, 25 ga
26. H-5535	JENSEN, Kapselpolierkanüle mit Olive	JENSEN, Posterior capsule polisher, round
27. H-6015	UTRATA, Kapsulorhexis Pinzette	UTRATA, Capsulorhexis forceps
28. H-6020	McDONALD, Faltpinzette, konkav	McDONALD, Folding forceps, concave inside
29. H-6030	LIVERNONIS, Aufnahme- und Faltpinzette	LIVERNONIS, Holding and folding forceps
30. H-6050A	TENNANT, Fadenpinzette, gerade	TENNANT, Tying forceps, straight, with guide pin
31. H-6050B	TENNANT, Fadenpinzette, gebogen	TENNANT, Tying forceps, curved
32. H-6205	DODICK, Nukleusteiler	DODICK, Nucleus cracker



MICS Katarakt Set MICS Cataract Set

1. **H-1395/9** Phako Diamantmesser 1.8 - 2.2 mm
2. **H-1971AR** SINSKEY, I.O.L. Håkchen, Ø 0.2 mm, abgewinkelt
3. **H-6083** GIANNETTI, MICS Kapsulorhexis Pinzette
4. **H-6205** DODICK, Nukleusteiler, gekreuzt
5. **H-5701** Saughandgriff aus Titan
6. **H-5711** Spülhandgriff aus Titan
7. **H-6418** Koaxiale Schere, gerade
8. **H-6019A** Capsulorhexis Pinzette, Typ Utrata


- Phaco diamond knife 1.8 - 2.2 mm
- SINSKEY, I.O.L. Hook / Lens manipulation hook
- GIANNETTI, MICS Capsulorhexis forceps
- DODICK, Nucleus cracker, cross action
- Aspirating handpiece (bimanual I/A)
- Irrigation handpiece (bimanual I/A)
- Coaxial scissors, straight
- Capsulorhexis forceps, Utrata style



FEMTO Katarakt Set
FEMTO Cataract Set

1. **H-1064** THORLAKSON, Lidsperrer, runde Valve
2. **H-1971AR** SINSKEY, I.O.L. Häkchen, Ø 0.2 mm
3. **H-1972AR** OBSTBAUM, Linsenspatel, 0.5 mm
4. **H-1984** KOCH, Kernspalter
5. **H-1929** TOKUDA, Kernspalter und Separator
6. **H-2595/1** FINE-THORNTON, Fixierring, offen, 13 mm
7. **H-6190** BURATTO, Flap Pinzette, geriefte Spitzen
8. **H-6082** CROZAFON, MICS Kapsulorhexis Pinzette
9. **H-5700** Saughandgriff aus Titan
10. **H-5710** Spülhandgriff aus Titan
11. **H-5410** RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 27 ga
12. **H-5180** SAUTER, Luftkanüle, 27 ga
13. **H-4572** BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, gebogen


- THORLAKSON, Eye speculum, O-wire
- SINSKEY, I.O.L. Hook / Lens manipulation hook
- OBSTBAUM, Lens spatula, 0.25 mm
- KOCH, Chopper
- TOKUDA, Nucleus divider and spatula
- FINE-THORNTON, Fixation ring, opened, 13 mm
- BURATTO, Flap forceps, serrated tip
- CROZAFON, MICS Capsulorhexis forceps
- Aspirating handpiece
- Irrigation handpiece
- RYCROFT, Air injection cannula, angled, 27 ga
- SAUTER, Air injection cannula, 27 ga
- BARRAQUER, Micro-needle holder, curved



Bimanual Mikro Phako Set Bimanual Micro Phaco Set

1. **H-1052** LIEBERMANN, Lidsperrer, K-wire
2. **H-1058A** BARRAQUER, Lidsperrer f. Erwachsene (A)
3. **H-1925** ANIS, Linsenkernelmanipulator
4. **H-6019** Kapsulorhexis Pinzette, Typ Utrata
5. **H-3375** PIERSE, Mikro-Fixierpinzette, 1 x 1 Zähne
6. **H-5700** Saughandgriff aus Titan, 21 ga
7. **H-5710** Spülhandgriff aus Titan, 21 ga
8. **H-5745** DODICK, Nukleusspalter mit Irrigation, 20 ga

- LIEBERMANN, Eye speculum, K-wire
- BARRAQUER, Eye speculum, adult size (A)
- ANIS, Nucleus manipulator
- Capsulorhexis forceps, Utrata style
- PIERSE, Micro-fixation forceps, 1 x 1 teeth
- Aspirating handpiece, 21 ga
- Irrigation handpiece, 21 ga
- DODICK, Irrigating nucleus splitter, 20 ga



IOL Explantations Set
IOL Explantation Set

1. **H-6038** Explantationspinzette
2. **H-4295** IOL-Schere, abgewinkelt


- IOL Explantation forceps
IOL-Lens cutter, angled

Mikro IOL Explantations Set
Micro IOL Explantation Set

1. **H-6357** Explantationspinzette
2. **H-6420** IOL-Schere, gerade


- IOL Explantation forceps
IOL-Lens cutter, straight






LASIK Set
LASIK Set


1. **H-1053** LIEBERMANN, Lidsperrer, V-wire
2. **H-1020** LIEBERMANN, Lidsperrer mit Aspiration, K-wire
3. **H-2000** KATZEN, LASIK Hornhaut-Flap Spatel
4. **H-2009** BURATTO, LASIK Flap Protektor
5. **H-2011** MANNIS-BURATTO, LASIK Flapprotektor
6. **H-2057** FUKASAKU, LASIK Spatel, abgewinkelt
7. **H-2598** GIMBEL, LASIK Fixationsring, 13 mm
8. **H-2645** CHAYET, LASIK Hornhautmarkierer
9. **H-5256** BURATTO, LASIK Kanüle, 23 ga
10. **H-6190** BURATTO, LASIK Flap Pinzette, geriefte Spitzen



5. LIEBERMANN, Eye speculum, V-wire
6. LIEBERMANN, Aspiration speculum, K-wire
7. KATZEN, LASIK Flap unzipper
8. BURATTO, LASIK Flap protector
9. MANNIS-BURATTO, LASIK Flap protector
10. FUKASAKU, LASIK Spatula, angulated
- GIMBEL, LASIK Stabilization ring, 13 mm
- CHAYET, LASIK Corneal marker
- BURATTO, LASIK Cannula, 23 ga
- BURATTO, LASIK Flap forceps, serrated tip




LASEK Set
LASEK Set



1. **H-1064** THORLAKSON, Lidsperrer, runde Valve
2. **H-2565** LASEK Trepan, 8 mm
3. **H-2566** LASEK Trepan, 9 mm
4. **H-2050** CAMELLIN, LASEK Alkoholtrichter, 8.5 mm
5. **H-2051** CAMELLIN, LASEK Alkoholtrichter, 9.5 mm
6. **H-2056** SLOANE, LASEK Repositionsspatel, gebogen
7. **H-2054** LASEK Epitelspatel
8. **H-2055** SLOANE, LASEK Epithelrechen

6. THORLAKSON, Eye speculum, O-wire
7. LASEK Trephine, 8 mm
8. LASEK Trephine, 9 mm
- CAMELLIN, LASEK Alcohol well, 8.5 mm
- CAMELLIN, LASEK Alcohol well, 9.5 mm
- SLOANE, LASEK Flap repositor, curved, blunt
- LASEK Epi peeler
- SLOANE, LASEK Micro hoe




FEMTO LASIK Set FEMTO LASIK Set

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. H-1064 | THORLAKSON, Lidsperrer, runde Valve | THORLAKSON, Eye speculum, O-wire |
| 2. H-1026 | Lidsperrer mit Aspiration, 9 mm Valve, geschlitzt | Aspiration speculum, 9 mm, with slit |
| 3. H-6190 | BURATTO, LASIK Flap Pinzette, geriefte Spitzen | BURATTO, LASIK Flap forceps, serrated tip |
| 4. H-6190A | DMEK, Präparationspinzette, glatte Spitzen | DMEK, Graft preparation forceps, smooth tip |
| 5. H-2940 | Skleraschutz, klein, Paar, 20 mm × 28 mm | Scleral shield, small, pair, 20 mm × 28 mm |
| 6. H-2005 | SEIBEL, Hornhaut-Flap-Spatel & Repositionsspatel | SEIBEL, Flap lifter & retreatment spatula |
| 7. H-2005A | SEIBEL, Hornhaut-Flap-Spatel & Repositionsspatel | SEIBEL, Flap lifter & retreatment spatula |
| 8. H-2595/1 | FINE-THORNTON, Fixierring, offen, 13 mm | FINE-THORNTON, Fixation ring, opened, 13 mm |



Fadenentfernungs Set Suture Removing Set

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. H-1058A | BARRAQUER, Lidsperrer f. Erwachsene (A) | BARRAQUER, Eye Speculum, adult size (A) |
| 2. H-3342 | BARRAQUER, Kolibri-Fadenlöspinzette | BARRAQUER, Colibri-forceps for removing sutures |
| 3. H-4241 | VANNAS, Mikro-Nachstarschere, gebogen | VANNAS, Micro-scissors, curved |



1.



2.




3. / 4. / 5. / 6.




7. / 8. / 9. / 10.



11.



12.



13.




14.



15.



16.



17. - 27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



34.



35.



36.



37.



38.



39.




40.



41.


Keratoplastik Set Keratoplasty Set

1. H-1054	LIEBERMANN, Lidsperrer, volle Blätter	LIEBERMANN, Eye speculum, solid blades
2. H-1058A	BARRAQUER, Lidsperrer für Erwachsene (A)	BARRAQUER, Eye speculum, adult size (A)
3. H-2560/10	Hornhaut Trephine 8.25 mm	Corneal trephine blade 8.25 mm
4. H-2560/7	Hornhaut Trephine 7.5 mm	Corneal trephine blade 7.5 mm
5. H-2560/8	Hornhaut Trephine 7.75 mm	Corneal trephine blade 7.75 mm
6. H-2560/9	Hornhaut Trephine 8 mm	Corneal trephine blade 8 mm
7. H-2561/10	Trephinengriff 8.25 mm	Trephine handle 8.25 mm
8. H-2561/7	Trephinengriff 7.5 mm	Trephine handle 7.5 mm
9. H-2561/8	Trephinengriff 7.75 mm	Trephine handle 7.75 mm
10. H-2561/9	Trephinengriff 8 mm	Trephine handle 8 mm
11. H-2588	PATON, Keratoplastikspatel	PATON, Keratoplasty spatula
12. H-2600	MALONEY, Intra-Operativer Keratometer	MALONEY, Intra operative keratometer
13. H-2700	HARTMANN, Arterienklemme, gerade	HARTMANN, Haemostatic forceps, straight
14. H-2732	JONES, Tuchklemme	JONES, Towel clamp
15. H-2755	DIEFFENBACH, Gefäßklemme, gerade	DIEFFENBACH, Serrefine, straight
16. H-2636/3	THORNTON, Hornhautmarkierer, 8 Klingen	THORNTON, Corneal marker, 8 blades
17. H-3234/1	FLIERINGA, Fixierring, Ø 14 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 14 mm
18. H-3234/2	FLIERINGA, Fixierring, Ø 15 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 15 mm
19. H-3234/3	FLIERINGA, Fixierring, Ø 16 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 16 mm
20. H-3234/4	FLIERINGA, Fixierring, Ø 17 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 17 mm
21. H-3234/5	FLIERINGA, Fixierring, Ø 18 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 18 mm
22. H-3234/6	FLIERINGA, Fixierring, Ø 19 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 19 mm
23. H-3234/7	FLIERINGA, Fixierring, Ø 20 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 20 mm
24. H-3234/8	FLIERINGA, Fixierring, Ø 21 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 21 mm
25. H-3234/9	FLIERINGA, Fixierring, Ø 22 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 22 mm
26. H-3234/10	FLIERINGA, Fixierring, Ø 23 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 23 mm
27. H-3234/11	FLIERINGA, Fixierring, Ø 24 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 24 mm
28. H-3339A	TROUTMAN, Mikro-Hornhautpinzette „Colibri“	TROUTMAN, Micro-corneal forceps „Colibri“
29. H-3351	POLACK, Hornhaut Nahtpinzette, U-förmig	POLACK, Corneal suturing forceps, U-shaped,
30. H-3357C	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.3 mm	CASTROVIEJO, Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.3 mm
31. H-3357D	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne, 0.12 mm	CASTROVIEJO, Suture forceps, 1 × 2 teeth, 0.12 mm
32. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf, 11 cm	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt
33. H-4271	WESTCOTT, Sehnenschere, spitz, 11 cm	WESTCOTT, Tenotomy scissors, pointed
34. H-4315	TROUTMAN, Mikro-Hornhautschere, rechts	TROUTMAN, Micro-corneal section scissors, right
35. H-4316	TROUTMAN, Mikro-Hornhautschere, links	TROUTMAN, Micro-corneal section scissors, left
36. H-4465	CASTROVIEJO, Mikro-Nadelhalter, gebogen,	CASTROVIEJO, Micro-needle holder, curved
37. H-4579	BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, mit Sperre	BARRAQUER, Micro-needle holder, curved, ratchet
38. H-5260	BISHOP-HARMON, Vorderkammerspülkanüle, 19 ga	BISHOP-HARMON, Anterior chamber irrigator, 19 ga
39. H-5400	RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 30 ga	RYCROFT, Air injection cannula, angled, 30 ga
40. H-6050A	TENNANT, Fadenpinzette, gerade	TENNANT, Tying forceps, straight
41. H-6050B	TENNANT, Fadenpinzette, gebogen	TENNANT, Tying forceps, curved



Penetrating Keratoplasty Set · Penetrating Keratoplasty Set



1. H-2600	MALONEY, Intra-Operativer Keratometer	MALONEY, Intra operative Keratometer
2. H-5570	HEALON, Injektionskanüle, 21 ga	HEALON, Injection cannula, 21 ga
3. H-5400	RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 30 ga	RYCROFT, Air injection cannula, angled, 30 ga
4. H-3111A	BISHOP-HARMON, Irispinzette, gerade, gerieft	BISHOP-HARMON, Eye dressing forceps, straight
5. H-3357D	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, 0,12 mm	CASTROVIEJO, Suture forceps, 1 x 2 teeth, 0.12 mm
6. H-3357C	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, 0,3 mm	CASTROVIEJO, Suture forceps, 1 x 2 teeth, 0,3 mm
7. H-3347	McPHERSON, Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt	MCPHERSON, Micro-tying forceps, angled
8. H-3347A	McPHERSON, Mikro-Fadenpinzette, gerade	MCPHERSON, Micro-tying forceps, straight
9. H-2588	PATON, Keratoplastikspatel	PATON, Keratoplasty spatula
10. H-2560/3	Hornhaut Trephine 6.5 mm	Corneal trephine blade 7.5 mm
11. H-2560/4	Hornhaut Trephine 6.75 mm	Corneal trephine blade 7.5 mm
12. H-2560/5	Hornhaut Trephine 7 mm	Corneal trephine blade 7.5 mm
13. H-2560/6	Hornhaut Trephine 7.25 mm	Corneal trephine blade 7.75 mm
14. H-2560/7	Hornhaut Trephine 7.5 mm	Corneal trephine blade 8 mm
15. H-2561/3	Trephinengriff 6.5 mm	Trephine handle 8.25 mm
16. H-2561/4	Trephinengriff 6.75 mm	Trephine handle 7.5 mm
17. H-2561/5	Trephinengriff 7 mm	Trephine handle 7.75 mm
18. H-2561/6	Trephinengriff 7.25 mm	Trephine handle 8 mm
19. H-2561/7	Trephinengriff 7.5 mm	Trephine handle 8 mm
20. H-3357DA	Nahtpinzette, Colibri, 1 x 2 Zähne	Suture forceps, Colibri, 1 x 2 teeth
21. H-3351	POLACK, Hornhaut Nahtpinzette, U-förmig	POLACK, Corneal suturing forceps, U-shaped
22. H-4285	KATZIN, Mikro-Hornhautschere, rechts	KATZIN, Corneal transplant scissors, right
23. H-4286	KATZIN, Mikro-Hornhautschere, links	KATZIN, Micro-corneal transplant scissors, left
24. H-4325	CASTROVIEJO, Hornhautschere, rechts	CASTROVIEJO, Corneal section scissors, right
25. H-4326	CASTROVIEJO, Hornhautschere, links	CASTROVIEJO, Corneal section scissors, left
26. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf, 11 cm	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt
27. H-4579	BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, mit Sperre	BARRAQUER, Micro-needle holder, curved, ratchet
28. H-2700	HARTMANN, Arterienklemme, gerade	HARTMANN, Haemostatic forceps, straight
29. H-1064	TORLAKSON, Lidsperrer, O-wire	TORLAKSON, Eye Speculum, fenestr. blades
30. H-3234/1	FLIERINGA, Fixierring, Ø 14 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 14 mm
31. H-3234/2	FLIERINGA, Fixierring, Ø 15 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 15 mm
32. H-3234/3	FLIERINGA, Fixierring, Ø 16 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 16 mm
33. H-3234/4	FLIERINGA, Fixierring, Ø 17 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 17 mm
34. H-3234/5	FLIERINGA, Fixierring, Ø 18 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 18 mm
35. H-3234/6	FLIERINGA, Fixierring, Ø 19 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 19 mm
36. H-3234/7	FLIERINGA, Fixierring, Ø 20 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 20 mm
37. H-3234/8	FLIERINGA, Fixierring, Ø 21 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 21 mm
38. H-3234/9	FLIERINGA, Fixierring, Ø 22 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 22 mm
39. H-3234/10	FLIERINGA, Fixierring, Ø 23 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 23 mm
40. H-3234/11	FLIERINGA, Fixierring, Ø 24 mm	FLIERINGA, Fixation ring, Ø 24 mm
41. H-5260	BISHOP-HARMON, Vorderkammerspülkanüle, 19 ga	BISHOP-HARMON, Anterior chamber irrigator, 19 ga
42. H-2732	JONES, Tuchklemme	JONES, Towel clamp



DSAEK Set DSAEK Set

1. **H-1064** THORLAKSON, Lidsperrerr, runde Valve
2. **H-2613** BORES, Hornhautmarkierer 8.0 mm / 9.0 mm
3. **H-1971B** SINSKEY, Hkchen, Ø 0.2 mm, 180° gedreht
4. **H-1923** DMEK / DSAEK, Descemet Spatel, 90°
5. **H-1923A** DMEK / DSAEK, Descemet Spatel, 45°
6. **H-2380** DSAEK Implantationsspatel
7. **H-6356** DSAEK Faßpinzette
8. **H-5266** LEWICKY, Vorderkammerkanle, 20 ga


- THORLAKSON, Eye speculum, O-wire
- BORES, Corneal marker 8.0 mm / 9.0 mm
- SINSKEY, reversed hook, Ø 0.2 mm, 180° angle
- DMEK / DSAEK Spatula for descemet's stripping, 90°
- DMEK / DSAEK Spatula, for descemet's stripping, 45°
- DSAEK Glide spatula
- DSAEK Forceps
- LEWICKY, Anterior chamber maintainer, 20 ga



DALK Set DALK Set

1. **H-1052** LIEBERMANN, Lidsperrer, K-wire
2. **H-1972AR** OBSTBAUM, Linsenspatel 0,25 mm
3. **H-4315** TROUTMAN, Mikro-Hornhautschere, rechts
4. **H-4316** TROUTMAN, Mikro-Hornhautschere, links
5. **H-4335** DALK, Schere, rechts
6. **H-4336** DALK, Schere, links
7. **H-5410** RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 27 ga
8. **H-3329** TROUTMAN, Mikro-Fadenpinzette, gerade
9. **H-3329A** TROUTMAN, Mikro-Fadenpinzette, gebogen
10. **H-4572** BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, gebogen

- LIEBERMANN, Eye speculum, K-wire
- OBSTBAUM, Lens spatula, 0.25 mm
- TROUTMAN, Micro-corneal section scissors, right
- TROUTMAN, Micro-corneal section scissors, left
- DALK, Scissors, right
- DALK, Scissors, left
- RYCROFT, Air injection cannula, angled, 27 ga
- TROUTMAN, Micro-tying forceps, straight
- TROUTMAN, Micro-tying forceps, curved
- BARRAQUER, Micro-needle holder, curved




1.




2.



3.



4.



5.




6.



7.



8.



9.




10.



11.



12.



13.



14.




15.



16.



17.




18.



19.



Glaukom Set Glaucoma Set

1. H-1058A	BARRAQUER, Lidsperrer für Erwachsene	BARRAQUER, Eye speculum, adult size
2. H-1076	SCOTT, Lidsperrer, gefensterte Blätter	SCOTT, Eye speculum, fenestr. blades
3. H-2631	CASTROVIEJO, Zirkel, 20 mm, gerade	CASTROVIEJO, Caliper, 20 mm, straight
4. H-2700	HARTMANN, Arterienklemme, gerade	HARTMANN, Haemostatic forceps, straight
5. H-2730	BACKHAUS, Tuchklemme	BACKHAUS, Towel forceps
6. H-2745	HARMS, Trabekular-Sonde, rechts	HARMS, Trabecular probe, right
7. H-2746	HARMS, Trabekular-Sonde, links	HARMS, Trabecular probe, left
8. H-2983	KELLY, Descemet's Membranzstanze	KELLY, Descemet's membrane punch
9. H-2984	LUNTZ-DODICK, Glaukomstanze 0,5 mm	LUNTZ-DODICK, Trabeculectomy punch 0.5 mm
10. H-3110	BISHOP-HARMON, Irispinzette, gerade, 1 × 2 Zähne	BISHOP-HARMON, Iris forceps, straight, 1 × 2 teeth
11. H-3341	BARRAQUER, Mikro-Nahtpinzette „Colibri“, 1 × 2 Zähne	BARRAQUER, Suture forceps „Colibri“, 1 × 2 teeth
12. H-3380	FECHTNER, Bindehautpinzette, Ringdurchmesser 1,2 mm	FECHTNER, Conjunctival forceps, Ring diameter 1.2 mm
13. H-4015A	Augenschere, gerade, spitz-spitz	Eye scissors, straight, pointed-pointed
14. H-4240	VANNAS, Mikro-Nachstarschere, gerade, sehr fein	VANNAS, Micro-scissors, straight, very delicate
15. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt
16. H-4306	McPHERSON-WESTCOTT, Sehnenschere, gebogen, stumpf	McPHERSON-WESTCOTT, Tenotomy scissors, curved, blunt
17. H-4579B	BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, gebogen, ohne Sperre	BARRAQUER, Micro-needle holder, curved, without lock
18. H-5410	RYCROFT, Luftkanüle, abgewinkelt, 27 ga	RYCROFT, Air injection cannula, angled, 27 ga
19. H-5260	BISHOP-HARMON, Vorderkammerspülset, 19 ga	BISHOP-HARMON, Anterior chamber irrigator, 19 ga



Notfall Set
Emergency Set



1. H-1071	COOK, Lidsperrer, mittel	COOK, Eye speculum, medium
2. H-1058A	BARRAQUER, Lidsperrer für Erwachsene (A)	BARRAQUER, Eye speculum, adult size (A)
3. H-2732	JONES, Tuchklemme	JONES, Towel clamp
4. H-2720	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme, gerade, 12 cm	HALSTED-MOSQUITO, Haemostatic forceps, straight, 12 cm
5. H-2725	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme, gebogen	HALSTED-MOSQUITO, Haemostatic forceps, curved
6. H-2755	DIEFFENBACH, Gefäßklemme, gerade, 3,5 cm	DIEFFENBACH, Serrefine, straight
7. H-5145	Luftkanüle, 27 ga	Air injection cannula, 27 ga
8. H-4594	BARRAQUER, Klingenhalter	BARRAQUER, Blade holder
9. H-4600	Rasierklingen, 10 Stk.	Razor blades, 10 pieces
10. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf, 11 cm	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt, 11 cm
11. H-4303	Mikro-Schere, aufgebogen, spitz	Micro-scissors, curved, pointed
12. H-4001	Irisschere, aufgebogen	Iris scissors, curved
13. H-4010	Irisschere, gerade	Iris scissors, straight
14. H-4056	Strabismusschere, gebogen	Strabismus scissors, curved
15. H-4814	SCHIOETZ, Tonometer Modell D	SCHIOETZ, Tonometer model D
16. H-1903	GASS, Hähchen bei Netzhautablösung	GASS, Retinal detachment hook
17. H-1890	JAMESON, Schielhaken, klein	JAMESON, Strabismus hook, small
18. H-1900/1	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 1	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 1
19. H-1900/2	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 2	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 2
20. H-1130/1	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 1	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 1
21. H-1130/2	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 2	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 2
22. H-1130/3	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 3	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 3
23. H-1136	SCHOCKET, Skleraldepressor	SCHOCKET, Scleral depressor
24. H-3170	Anatomische Pinzette, gerade	Dressing forceps, straight
25. H-3357B	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne	CASTROVIEJO, Suture forceps, 1 × 2 teeth
26. H-3357C	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne	CASTROVIEJO, Suture forceps, 1 × 2 teeth
27. H-3132	Mikro-Irispinzette, Modell Bonn	Micro iris forceps, Bonn model
28. H-3288	KELMAN-McPHERSON, Mikro-Fadenpinzette, abgewinkelt	KELMAN-McPHERSON, Micro-tying forceps, angled
29. H-3348	CASTROVIEJO, Fadenpinzette, gerade	CASTROVIEJO, Tying forceps, straight
30. H-3020	Irispinzette, gerade	Iris forceps, straight
31. H-3245	ELSCHNIG, Fixierpinzette	ELSCHNIG, Fixation forceps
32. H-4572	BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, gebogen	BARRAQUER, Micro-needle holder, curved
33. H-4572A	BARRAQUER, Mikro-Nadelhalter, gebogen	BARRAQUER, Micro-needle holder, curved
34. H-4580A	CASTROVIEJO, Nadelhalter, gebogen	CASTROVIEJO, Needle holder, curved
35. H-2630	CASTROVIEJO, Zirkel, 15 mm	CASTROVIEJO, Caliper, 15 mm



Enukleations Set Enucleation Set

1. **H-1015** LESTER-BURCH, Lidsperrer
2. **H-1900/2** GRAEFE, Schielhaken, Fig. 2
3. **H-2065** WELLS, Enukleationslöffel
4. **H-2725** HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme, gebogen
5. **H-3010** Irispinzette, gerade
6. **H-4120** STEVENS, Sehnenschere, gerade
7. **H-4155** Enukleationsschere, stark gebogen


- LESTER-BURCH, Eye speculum
GRAEFE, Strabismus hook, fig. 2
WELLS, Enucleation spoon
HALSTED-MOSQUITO, Haemostatic forceps, curved
Iris forceps, straight
STEVENS, Tenotomy scissors, straight
Enucleation scissors, full-curved



Pterygium Set Pterygium Set


1. **H-1047** WEISS, Lidsperrerr, volle Blätter
2. **H-1128** DESMARRES, Lidhalter, für Kinder
3. **H-4010** Irisschere, gerade
4. **H-1615/1** KUHNT, Hornhautschaber, Fig. 1
5. **H-4465** CASTROVIEJO, Mikro-Nadelhalter, gebogen
6. **H-3255** GREEN, Fixierpinzette
7. **H-3362** PAUFIQUE, Nahtpinzette, 1 × 2 Zähne
8. **H-3170** Anatomische Pinzette, gerade
9. **H-3172** Chirurgische Pinzette, gerade
10. **H-7154** Algerbrush II, Pterygiumfräse mit 3,5 mm Bohrer

- WEISS, Eye speculum, solid blades
- DESMARRES, Lid retractor, infant
- Iris scissors, straight
- KUHNT, Corneal scarifier, fig. 1
- CASTROVIEJO, Micro-needle holder, curved
- GREEN, Fixation forceps
- PAUFIQUE, Suture forceps, 1 × 2 teeth
- Dressing forceps, straight
- Utility forceps, straight
- Algerbrush II, Pterygium instrument with 3.5 mm burr




Standard Set – Augenarztpraxis Standard Set – Office

1. **H-1058A** BARRAQUER, Lidsperrerr für Erwachsene (A)
2. **H-1058C** BARRAQUER, Lidsperrerr für Säuglinge (C)
3. **H-3342** BARRAQUER, Kolibri-Fadenlöspinzette
4. **H-4241** VANNAS, Mikro-Nachstarschere, gebogen
5. **H-3430** BARRAQUER, Cilienpinzette
6. **H-1752** Nadel und Hohlmeißel
7. **H-3595** SCHAAF, Fremdkörperpinzette
8. **H-2850/1** WILDER, Dilatator für den Tränenkanal, Fig. 1
9. **H-1130/1** DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 1, 12 mm
10. **H-1136** SCHOCKET, Skleraldepressor, doppelt
11. **H-4110** STEVENS, Sehnenschere, gebogen
12. **H-2150/1** MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 1
13. **H-3910** LAMBERT, Chalazionpinzette
14. **H-5160** Spülkanüle, Modell Bonn
15. **H-5260** BISHOP-HARMON, Vorderkammerspülset, 19 ga
16. **H-1890** JAMESON, Schielhaken, klein




- BARRAQUER, Eye speculum, adult size (A)
BARRAQUER, Eye speculum, baby size (C)
BARRAQUER, Colibri-forceps for removing sutures
VANNAS, Micro-scissors, curved
BARRAQUER, Cilia forceps
Needle and gouge
SCHAAF, Foreign body forceps
WILDER, Lachrymal dilator, size 1
DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 1, 12 mm
SCHOCKET, Scleral depressor, double-ended
STEVENS, Tenotomy scissors, blunt, curved
MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 1
LAMBERT, Chalazion forceps
Irrigating cannula, Bonn model
BISHOP-HARMON, Anterior chamber irrigator, 19 ga
JAMESON, Strabismus hook, small



Chalazion Set Chalazion Set


1. **H-1140** JAEGER, Spatula, Lidplatte aus Metall
2. **H-4011** Irisschere, aufgebogen
3. **H-3010** Irispinzette, gerade
4. **H-3172** Chirurgische Pinzette, gerade
5. **H-3920/1** DESMARRES, Chalazionpinzette, Fig. 1
6. **H-3935** LORDAN, Chalazionpinzette
7. **H-2150/0** MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 0
8. **H-2150/1** MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 1
9. **H-2150/2** MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 2
10. **H-4580A** CASTROVIEJO, Nadelhalter, gebogen, mit Sperre

- JAEGER, Spatula, all metal
- Iris scissors, curved
- Iris forceps, straight
- Utility forceps, straight
- DESMARRES, Chalazion forceps, size 1
- LORDAN, Chalazion forceps
- MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 0
- MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 1
- MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 2
- CASTROVIEJO, Needle holder, curved, with ratchet





Lid und Ptosis Set Eyelid and Ptosis Set

1. H-1140	JAEGER, Lidplatte aus Metall	JAEGER, Spatula, all metal
2. H-2730	BACKHAUS, Tuchklemme	BACKHAUS, Towel forceps
3. H-2700	HARTMANN, Arterienklemme, gerade	HARTMANN, Haemostatic forceps, straight
4. H-2701	HARTMANN, Arterienklemme, gebogen	HARTMANN, Haemostatic forceps, curved
5. H-4120	STEVENS, Sehnenschere, gerade	STEVENS, Tenotomy scissors, straight
6. H-4010	Irisschere, gerade	Iris scissors, straight
7. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt
8. H-4303	Mikro-Schere, spitz	Micro-scissors, pointed
9. H-3820	BERKE, Muskelpinzette für Ptosis	BERKE, Ptosis clamp
10. H-4580A	CASTROVIEJO, Nadelhalter, gebogen, mit Sperre	CASTROVIEJO, Needle holder, curved, with ratchet
11. H-4510	KALT, Nadelhalter, gerade	KALT, Needle holder, straight
12. H-2630	CASTROVIEJO, Zirkel, 15 mm	CASTROVIEJO, Caliper, 15 mm
13. H-1130/1	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 1	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 1
14. H-1130/2	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 2	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig.2
15. H-1130/3	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 3	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 3
16. H-1900/1	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 1	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 1
17. H-1900/2	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 2	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 2
18. H-1805/1	GUTHRIE, Doppelhäkchen, scharf, Fig. 1	GUTHRIE, Fixation hook, double, sharp, fig. 1
19. H-2140	MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, 1 mm	MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, 1 mm
20. H-2150/0	MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 0	MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 0
21. H-2150/1	MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 1	MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 1
22. H-2150/2	MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 2	MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 2
23. H-3200	GRAEFE, Fixierpinzette, ohne Schloss	GRAEFE, Fixation forceps, without catch
24. H-3190	BONACCOLTO, Allzweckpinzette	BONACCOLTO, Utility forceps, serrated
25. H-3020	Irispinzette, gerade	Iris forceps, straight
26. H-3352	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, gerade	CASTROVIEJO, Suture forceps, straight
27. H-3354	CASTROVIEJO, Mikro-Nahtpinzette, gerade	CASTROVIEJO, Micro-suture forceps, straight
28. H-3348A	CASTROVIEJO, Fadenpinzette, gebogen	CASTROVIEJO, Tying forceps, curved
29. H-3920/2	DESMARRES, Chalazionpinzette, Fig. 2	DESMARRES, Chalazion forceps, size 2
30. H-3935	LORDAN, Chalazionpinzette	LORDAN, Chalazion forceps
31. H-3910	LAMBERT, Chalazionpinzette	LAMBERT, Chalazion forceps




Strabismus Set Strabismus Set

1. H-1072	COOK, Lidsperrerr, klein	COOK, Eye speculum, small
2. H-2720	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme, gerade	HALSTED-MOSQUITO, Haemostatic forceps, straight
3. H-2725	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme, gebogen	HALSTED-MOSQUITO, Haemostatic forceps, curved
4. H-2730	BACKHAUS, Tuchklemme	BACKHAUS, Towel forceps
5. H-2755	DIEFFENBACH, Gefäßklemme, gerade	DIEFFENBACH, Serrefine, straight
6. H-4010	Irisschere, gerade	Iris scissors, straight
7. H-4100	STEVENS, Sehnenschere, gerade	STEVENS, Tenotomy scissors, short model
8. H-4110	STEVENS, Sehnenschere, gebogen	STEVENS, Tenotomy scissors, short model, curved
9. H-4303	Mikro-Schere, aufgebogen,spitz	Micro-scissors, curved, pointed
10. H-4270	WESTCOTT, Sehnenschere, stumpf	WESTCOTT, Tenotomy scissors, blunt
11. H-1130/1	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 1	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 1
12. H-1130/2	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 2	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig. 2
13. H-1912	GREEN, Schielhaken	GREEN, Strabismus hook
14. H-1890	JAMESON, Schielhaken, klein	JAMESON, Strabismus hook, small
15. H-1900/1	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 1	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 1
16. H-1900/2	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 2	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 2
17. H-1900/3	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 3	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 3
18. H-2630	CASTROVIEJO, Zirkel, 15 mm	CASTROVIEJO, Caliper, 15 mm
19. H-3170	Anatomische Pinzette, gerade, gerieft	Dressing forceps, straight, serrated
20. H-3190	BONACCOLTO, Allzweckpinzette, gerieft	BONACCOLTO, Utility forceps, serrated
21. H-3352	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, gerade	CASTROVIEJO, Suture forceps, straight
22. H-3354	CASTROVIEJO, Mikro-Nahtpinzette, gerade	CASTROVIEJO, Micro-suture forceps, straight
23. H-3020	Irisspinzette, gerade	Iris forceps, straight
24. H-3349A	TROUTMAN, Mikro-Fadenpinzette, gerade	TROUTMAN, Micro-tying forceps, straight
25. H-3348A	CASTROVIEJO, Fadenpinzette, gebogen, 0,5 mm	CASTROVIEJO, Tying forceps, curved, 0.5 mm
26. H-3720	JAMESON, Vorlagerungspinzette, rechts	JAMESON, Advancement forceps, right
27. H-3721	JAMESON, Vorlagerungspinzette, links	JAMESON, Advancement forceps, left
28. H-3742	BANGERTER, Muskelklemme, selbsthaltend	BANGERTER, Muscle clamp, self retaining
29. H-4580A	CASTROVIEJO, Nadelhalter, gebogen	CASTROVIEJO, Needle holder, curved
30. H-4580	CASTROVIEJO, Nadelhalter, gerade	CASTROVIEJO, Needle holder, straight




DCR Tränenweg Set DCR Lachrymal Set

1. H-1120	STEVENSON, Wundspreizer	STEVENSON, Lachrymal sac retractor
2. H-1821	ROLLET, Tränensackhäkchen, stumpf	ROLLET, Hook for lachrymal sac, blunt
3. H-2720	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme, gerade	HALSTED-MOSQUITO, Haemostatic forceps, straight
4. H-2725	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme, gebogen	HALSTED-MOSQUITO, Haemostatic forceps, curved
5. H-2730	BACKHAUS, Tuchklemme	BACKHAUS, Towel forceps
6. H-2816	Pigtail-Sonde, mit Ohr, 0,3 mm	Pigtail probe, with eye, 0.3 mm
7. H-2855	CASTROVIEJO, Dilatator für den Tränenkanal	CASTROVIEJO, Lachrymal dilator, double end
8. H-2905/1	KERRISON, Knochenstanze, 4 mm	KERRISON, Atticus punch, 4 mm
9. H-2910	FRIEDMANN, Hohlmeißelzange	FRIEDMANN, Rongeur
10. H-2915/3	HARTMANN-HALLE, Nasenspekulum groß	HARTMANN-HALLE, Nasal speculum large
11. H-2920	WEST, Flachmeißel	WEST, Bone chisel for lachrymal sac
12. H-2926	FREER, Flachmeißel	FREER, Bone chisel for lachrymal sac
13. H-2928	FREER, Doppelelevator, scharf & stumpf	FREER, Twin elevator, sharp and blunt
14. H-2930	MEAD, Hammer, 320 g	MEAD, Hammer, 320 g
15. H-3000	Irispinzette, gerade	Iris forceps, straight
16. H-3192	BONACCOLTO, Allzweckpinzette, gerieft, breit	BONACCOLTO, Utility forceps, serrated
17. H-3357C	CASTROVIEJO, Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne	CASTROVIEJO, Suture forceps, 1x 2 teeth, 0.3 mm
18. H-3363	SAUER, Nahtpinzette	SAUER, Suture forceps
19. H-4010	Irisschere, gerade	Iris scissors, straight
20. H-4130	STEVENS, Sehnenschere, stumpf	STEVENS, Tenotomy scissors, long model, curved
21. H-4271	WESTCOTT, Sehnenschere, spitz	WESTCOTT, Tenotomy scissors, pointed
22. H-4465	CASTROVIEJO, Mikro-Nadelhalter, gebogen	CASTROVIEJO, Micro-needle holder, curved
23. H-5040	ANEL, Tränenwegkanüle, gerade, 23 ga	ANEL, Lachrymal cannula, straight, 23 ga
24. H-5045	ANEL, Tränenwegkanüle, gebogen, 23 ga	ANEL, Lachrymal cannula, curved, 23 ga
25. H-5260	BISHOP-HARMON, Vorderkammerspülkanüle, 19 ga	BISHOP-HARMON, Anterior chamber irrigator, 19 ga
26. H-2802/1	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 0000-000	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 0000-000
27. H-2802/2	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 000-00	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 000-00
28. H-2802/3	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 00-0	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 00-0
29. H-2802/4	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 0-1	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 0-1
30. H-2802/5	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 1-2	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 1-2
31. H-2802/6	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 2-3	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 2-3
32. H-2802/7	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 3-4	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 3-4
33. H-2802/8	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 4-5	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 4-5
34. H-2802/9	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 5-6	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 5-6
35. H-2802/10	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, Fig. 7-8	BOWMAN, Lachrymal probe, cylindrical, fig. 7-8



Okuloplastik Set Oculoplastic Set

1. H-1015	LESTER-BURCH, Lidsperrer	LESTER-BURCH, Eye Speculum
2. H-2110	SCHEPENS, Orbitalretraktor	SCHEPENS, Orbital retractor
3. H-1130/2	DESMARRES, Lidhalter, voll, Fig. 2, 14 mm	DESMARRES, Lid retractor, solid blade, fig.2, 14 mm
4. H-2941	Skleraschutz, gross, Paar 22 mm x 30 mm	Scleral Shield, large, pair 22 mm x 30 mm
5. H-1140	JAEGER, Lidplatte aus Metall	JAEGER, Spatula, all metal
6. H-2829	WRIGHT, Faszienadel, 130 mm, mit Ohr	WRIGHT, Fascia needle
7. H-1821	ROLLET, Tränensackhäkchen, stumpf	ROLLET, Hook for lachrymal sac, blunt
8. H-2150/1	MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 1	MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 1
9. H-2165/3	BUNGE, Exenterationslöffel, Fig. 3	BUNGE, Evisceration spoon, fig. 3
10. H-1805/2	GUTHRIE, Doppelhäkchen, scharf, Fig. 2	GUTHRIE, Fixation hook, double, sharp, fig. 2
11. H-1900/2	GRAEFE, Schielhaken, Fig. 2	GRAEFE, Strabismus hook, fig. 2
12. H-4100	STEVENS, Sehnenschere, gerade, stumpf	STEVENS, Tenotomy scissors, straight, blunt
13. H-4110	STEVENS, Sehnenschere, gebogen, stumpf	STEVENS, Tenotomy scissors, curved, blunt
14. H-4150	Enukleationsschere, leicht gebogen	Enucleation scissors, half-curved
15. H-3010	Irispinzette, gerade, 0,7 mm	Iris forceps, straight
16. H-3955	PUTTERMAN, Lidpinzette mit 6 Pins	PUTTERMAN, Forceps and clamp
17. H-3960	DOWNES, Lidklemme	DOWNES, Lid clamp
18. H-3910	LAMBERT, Chalazionpinzette	LAMBERT, Chalazion forceps
19. H-2700	HARTMANN, Arterienklemme, gerade	HARTMANN, Haemostatic forceps
20. H-4581	CASTROVIEJO, Nadelhalter, gerade, ohne Sperre	CASTROVIEJO, Needleholder, straight, without ratchet
21. H-4510	KALT, Nadelhalter, gerade	KALT, Needleholder straight
22. H-2928	FREER, Doppelelevator, scharf und stumpf	FREER, Twin elevator, sharp and blunt
23. H-2920	WEST, Flachmeißel für den Tränensack	WEST, Bone chisel for lachrymal sack
24. H-2850/2	WILDER, Dilatator für den Tränenkanal, Fig. 2	WILDER, Dilatator for lachrymal duct, Fig. 2
25. H-2802/5	BOWMAN, Augensonde, zylindrisch, 1/2	BOWMAN, Lachrymal probe, 1/2
26. H-2816	Pigtail-Sonde, mit Ohr, 0,3 mm	Pigtail probe, with eye, 0.3 mm
27. H-1280	Skalpellgriff Nr. 3	Scalpel handle No. 3



Fremdkörperentfernungs-Set Foreign Body Extraction Set

- | | | |
|--------------------|--|---|
| 1. H-2150/0 | MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, Fig. 0 | MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, fig. 0, 2.0 mm |
| 2. H-2140 | MEYHOEFER, Chalazionslöffel, scharf, 1,0 mm | MEYHOEFER, Chalazion curette, sharp, 1.0 mm |
| 3. H-1700 | Fremdkörpernadel, gerade | Foreign-body needle, straight |
| 4. H-1702 | Fremdkörpernadel, gebogen | Foreign-body needle, curved |
| 5. H-1740 | PLANGE, Fremdkörpernadel | PLANGE, Foreign-body needle |
| 6. H-1742 | LA FORCE, Fremdkörperinstrument | LA FORCE, Foreign-body spud |
| 7. H-7150 | Algerbrush II, Corneafräse mit 1,0 mm Bohrer | Algerbrush II, Rust ring remover with 1.0 mm burr |

ALBERT HEISS

Opthalmic Surgical Instruments


Sachwortregister, alphabetisch

13

Alphabetical Index

Indice alfabetico

Index alphabetique



Deutsch

Deutsch	Seite
3D Diamantmesser	39
A	
Achsenmarkierer für Torische Linsen	185
ADSON Anatomische Pinzette	85
ADSON Chirurgische Pinzette	85
AGRICOLA Wundspreizer	23
AKAHOSHI Pre-Chopper	89
ALFONSO Lidsperrerr	13
Algerbrush II Corneafräse	177
Allzweckpinzette, gerieft	84, 86
Allzweckpinzette, glattes Maul	86
Allzweckpinzette, kreuzgerieft	86
Anastesie-Kanüle	194
Anatomische Pinzette	84, 85
ANEL Tränenwegkanüle	196
ANIS Hornhautmarkierer	183
ANIS Kortex-Extraktor	194
ANIS Linsenkernmanipulator	57
ANIS Nahtmarkierer	183
ARITA Meibom Drüsen Klemme	114
ARLT Drahtschlinge	75
ARRUGA Kapselpinzette	86
ARRUGA Nadelhalter	166
Arterienklemme	122
AUBARET Tränensackhäkchen	27
Aufnahme- und Faltpinzette	97
Augenschere	141
Augensonde	170
Augensonde	170
AXENFELD Haken	27
AYER Chalazionspinzette	116
B	
BACKHAUS Tuchklemme	122
BAIRD Chalazionspinzette	117
Bandspreizpinzette	113
BANGERTER Lidsperrerr	22
BANGERTER Muskelklemme	119
BANGERTER Retrobulbäre Kanüle	198
BANGERTER Spatel	74
BANGERTER Tränenwegsondenkanüle	196
BARRAQUER „Colibri“ -Fadenlöspinzette	99
BARRAQUER Cilienpinzette	113
BARRAQUER Fadenpinzette	99
BARRAQUER Irisspatel	53
BARRAQUER Keratoplastikmesser	48
BARRAQUER Klingenhalter	158
BARRAQUER Lidsperrerr	12, 13
BARRAQUER Mikro-Nadelhalter	162-165
BARRAQUER Mikro-Nahtpinzette „Colibri“	104
BARRAQUER Nahtpinzette „Colibri“	104
BARRAQUER-OOSTERHUIS Lidsperrerr	11
BARRAQUER-OOSTERHUIS-KRATZ Lidsperrerr	11
BARRAQUER-TROUTMAN Mikro-Nadelhalter	159
BARRETT Lidsperrerr	8

Deutsch	Seite
BEAUPRÉ Cilienpinzette	113
BEER Cilienpinzette	113
BERKE Muskelpinzette	120
BEYER Knochenstanze	172
Bindehaut Dissektor	69
Bindehautpinzette	111
BINKHORST Kanüle	191
BISHOP-HARMON Irispinzette	79, 80
BISHOP-HARMON Vorderkammerspülset	199
BLAYDES Linsenimplantationspinzette	96
BLUMENTHAL Bindehaut Dissektor	69
BONACCOLTO Allzweckpinzette	86
BORES Hornhautfixierpinzette	111
BORES Hornhautmarkierer	182, 183
BOWMAN Augensonde, geknöpft	170
BOWMAN Augensonde, zylindrisch	170
BOWMAN Disziissionsnadel	45
BRACKEN Irispinzette, gebogen	80
BRAUNSTEIN Limbusmarkierer	181, 187
BRAUWEILER Saughandgriff	190
BUCHER-KANSAS Kernspalter	67
BUNGE Exenterationslöffel	47
BURATTO LASIK Flap Pinzette	112
BURATTO LASIK Flap Protektor	73
BURATTO LASIK Kanüle	200
BURATTO Linsenpinzette, abgewinkelt	98
C	
CAMELLIN LASEK Alkoholtrichter	72
CARTER Halte- und Implantationspinzette	175
CASTROVIEJO Dilator	171
CASTROVIEJO Doppelspatel	70
CASTROVIEJO Fadenpinzette	100
CASTROVIEJO Fixierpinzette	119
CASTROVIEJO Hornhautschere	132, 136, 137, 134
CASTROVIEJO Irisschere	124
CASTROVIEJO Kapselpinzette	86
CASTROVIEJO Lidsperrerr	22
CASTROVIEJO Mikro-Nadelhalter	159-161
CASTROVIEJO Mikro-Nahtpinzette	105
CASTROVIEJO Mikro-Schere	137
CASTROVIEJO Nadelhalter	167, 168
CASTROVIEJO Nahtpinzette	105-107, 152
CASTROVIEJO Schere	136
CASTROVIEJO Zirkel	180
CASTROVIEJO Zyklodialysespatel	74
CATALANO / OGGEI Tränenweg Intubations-Set	170
CAUER Chalazionspinzette	116
Chalazionslöffel	47
Chalazionspinzette	116, 117
CHANG-LIEBERMAN Mikro Finger	68
CHARLEUX Spül- oder Saugkanüle	199
CHAYET LASIK Hornhautmarkierer	184
Chirurgische Pinzette	84, 85
CHU Lidsperrerr mit Aspiration	19
Cilienpinzette	113

Deutsch	Seite
CITELLI Knochenstanze	172
CLARK Lidsperrerr	8
CLAYMAN Linsenimplantationspinzette	96
CLAYMAN Linsenkernrotator	57
Clear Cornea Diamantmesser	36, 37
CONNOR WAND Linsenkernmanipulator	57
COOK Lidsperrerr	20
CORBETT Fremdkörperinstrument	46
CORBIN Sub Tenon Kanüle	194
CORCELLE Lidsperrerr	9
Corneafräse	177
Corneaskleralstanze	176
CORYDON Kapsulorhexis Pinzette	94
CORYDON MICS Kapsulorhexis Pinzette	81, 91
CRAWFORD Haken	170
CRAWFORD Intubations-Set	170
CROZAFON MICS Kapsulorhexis Pinzette	90
CULLER Irisspatel	53
CULLER Schielhaken	28
D	
DALK Schere, links	135
DARDENNE Fragmentpinzette	98
DASTOOR Muskelpinzette	120
DASTOOR Nahtpinzette	104, 108
DAVIDOFF Kernspalter	65
Descemet Spatel	71
Descemetorhexis Pinzette	112
Descemet's Membranstanze	176
Descemet's Stroma Markierer	71
DESMARRES Chalazionspinzette	116
DESMARRES Lidhalter	24
Diamant Stufen Messer	42
Diamant Tunnelmesser	35
Diamantmesser	34-42
Diamantmesser Arcuate (Thornton)	41
Diamantmesser four-facet	34
Diamantmesser für Keratotomie	41
Diamantmesser für LRI	39, 40
Diamantmesser Glaukomchirurgie	38
Diamantmesser Lanze	35
Diamantmesser Tri-facet	34
Diamantmesser, Retina-Chirurgie	42
DIEFFENBACH Gefäßklemme	122
Dilatator für den Tränenkanal	172
Disziissionsnadel	45
DMEK / DSAEK Descemet Spatel	71
DODICK Nukleusspalter mit Irrigation	68, 88
DODICK-KAMMANN Kernspalter	65
Doppelevator	175
Doppelhäkchen	26
Doppelspatel	70
DOWNES Lidklemme	120
Draht-Lidretractor	24
Drahtlidsperrerr	13
Drahtschlinge	75
Druckplatte für Trokarsysteme	71, 138

Deutsch

Deutsch	Seite
DRYSDALE Linsenkernmanipulator	58, 146
DSAEK Faßpinzette	112
DSAEK Implantationsspatel	71
DSAEK Pinzette	112
DULANEY LASIK Hornhautmarkierer	184

E ELSCHNIG Fixierpinzette	118
Entropionpinzette	120
Entropionpinzette	120
Enukleationslöffel	75
Enukleationsschere	144
Enzymkanüle	193
Epitheldissektor	72
ERHARDT Lidpinzette	117
ERNEST Nukleusteiler	88
Ersatzbacken	173
Exenterationslöffel	47
Exenterationslöffel	47
Explantationspinzette	95, 129

F Fadenlöspinzette	99, 148
Fadenpinzette	99-103, 148, 149
Faltpinzette	97
Fasspinzette für Skleranägel	87
Fasziennadel	171
FAULKNER Linsenpinzette	98
FECHTNER Bindehautpinzette	111
FECHTNER Trabekularmarker	184
FINE-THORNTON Fixierring	2
FINK Muskelhaken	26
Fixierpinzette	117-119
Fixierring	32
Flachmeißel	173
FLIERINGA Fixierring	32
Flynn Skleraldepressor	25
Fragmentpinzette	97, 98, 150
FRANCIS Chalazionspinzette	117
FRANCIS Fremdkörperinstrument	46
Frankel Lidsperrer	17
FREER Doppellevator	175
FREER Flachmeißel	173
Fremdkörperinstrument	45, 46
Fremdkörpernadel	45
Fremdkörperpinzette	114
FRENZL Linsenmanipulationshäkchen	59
FRIEDMANN Hohlmeißelzange	174
FUKASAKU Anastesie-Kanüle	194
FUKASAKU LASIK Spatel	73
FUKASAKU LASIK Spülkanüle	200
FUKASAKU Nukleusspalter	69
FUKASAKU Phaco Nucleus Spalter	65

GASKIN Fragmentpinzette	97, 98, 150
GASS Corneaskleralstanze	176
GASS Häkchen	29
GASS Sklera Marker	25

Deutsch	Seite
Gefäßklemme	122
GIANNETTI MICS Kapsulorhexis Pinzette	90
GIESSEN Maßstab	187
GIESSEN Wundspatel	31
GILL Hornhautmesser	44
GILL Irispinzette	81
GILL-HESS Mikro-Irispinzette	81
GIMBEL LASIK Fixationsring	32
GIRARD Synechienspatel	70
Glaukom Pinzette	87
Glaukomstanze	176
GOLDSTEIN Wundspreizer	23
GOLF CLUB Fremdkörperinstrument	46
GONNIN-AMSLER Markierungsinstrument	188
GRADLE Cilienpinzette	113
GRAEFE Fixierpinzette	117
GRAEFE Irishäkchen	52
GRAEFE Irispinzette	80
GRAEFE Schielhaken	28
GRAEFE Skarifikator	43
GRAETHER Irisretractor	52
GRAETHER Kragenknopf-Kanüle	192
GREEN Fixierpinzette	118
GREEN Schielhaken	29
GUIMARAES LASIK Spatel	73
GUTHRIE Doppelhäkchen	26
GUTHRIE Doppelhäkchen	26

H HABERLE-McPHERSON	
Linsenhaltepinzette	98
HAEFLINGER Kernspalter	66
Häkchen bei Netzhautablösung	29
Häkchen	55, 71
Haken	27, 170
HALSTED-MOSQUITO Arterienklemme	122
Halte- und Implantationspinzette	175
Hammer	173
HARMS Trabekular-Sonde	170
HARRIS-SINSKEY Linsen Häkchen	56
HARTMANN Arterienklemme	122
HARTMANN-HALLE Nasenspekulum	174
HEALON Injektionskanüle	192
HEISS Wundspreizer	23
HELVESTON Fadenpinzette	102
HELVESTON Retraktor	25
HELVESTON Schielhaken	29, 30
HENDERSON Achsenmarkierer	185
HENDERSON Hornhautmarkierer	185
HENDERSON Messring	185
HENRY Cilienpinzette	113
HESLIN Vorderkammerkanüle	200
HESS Irispinzette	81
Hinterkapselpolierer	193
HIRSCHMANN Linsenaken	55
HIRSCHMANN Linsenspatel	61
HOFFER Hornhautmarkierer	182

Deutsch	Seite
HOFFER-MCPHERSON Nahtpinzette	109
HOFMAN-THORNTON Fixierring	32
Hohlmeißel	45, 173
Hohlmeißelzange	174
Hornhaut Nahtpinzette, U-förmig	105
Hornhaut Trepheine	48
Hornhautdissektor	44
Hornhautfixierpinzette, U-förmig	111
Hornhaut-Flap-Spatel	69
Hornhautmarkierer	182, 183, 185
Hornhautmesser	43, 44
Hornhautpinzette	109, 110, 150
Hornhautschaber	44
Hornhautschere	134-137
HUNKELER Linsenkernmanipulator	56
HUNT Chalazionspinzette	116
HYDE / KANSAS Hornhautpinzette	109

I ILM Pinzette	115
Implantationspinzette	96
Implantationsspatel	71
INAMURA Kapsulorhexispinzette	90
Injektionskanüle	192
Intubations-Set	170
Inzisions-Messzirkel	181
IOL Häkchen	55, 56
IOL Implantationspinzette	96
IOL Manipulator	58, 146
IOL Schere	95, 128, 129
IOL Zängchen	95, 128, 129
Iridektomieschere	124
Irishäkchen	59
Irishäkchen	52, 147
Irismesser	43
Irispatel	53
Irispinzette	78-81
Irisretractor mit Kragenknopf	52
Irisschere	124, 140
Irisspatel	53, 54
IVT Doppel-Führungsinstrument	187

J JAEGER Lidplatte	26
JAEGER Schielhaken	29
JAFFE Draht-Lidretractor	24
JAFFE Fadenpinzette	102
JAFFE Kapsulorhexis Pinzette	89
JAFFE Linsenspatel	61
JAFFE-BECHERT Linsenkernrotator	57
JAMESON Messinstrument	181
JAMESON Schielhaken	28
JAMESON Vorlagerungspinzette	121
JAMESON-BREGEAT Schielhaken	28
JAYLE Nahtpinzette	104
JENSEN Kapselpolierkanüle	193
JOHNSON-TOOKE Hornhautmesser	44

Deutsch

Deutsch	Seite
JONES Tuchklemme	122
JÜNEMANN Tränenwegsondenkanüle	197
K	
KALT Nadelhalter	167
KANSAS Fragmentpinzette	98
KANSAS Kernspalter Bisector	67
Kanüle	190-202
Kanüle mit Olive	194
Kanüle zur Zyklo dialyse	195
Kanülenpinzette	103, 138
Kapselpinzette	88
Kapselpolierer	193
Kapselpolierkanüle mit Olive	193
Kapselschere	126
Kapsulorhexis Pinzette	89-94, 154, 155
Kapsulorhexismarkierer	187
Kapsulorhexis pinzette	90
KATZEN LASIK Hornhaut-Flap Spatel	73
KATZIN Mikro-Hornhautschere	135
KEENER Schlingeninstrument	67
KELLY Descemet's Membranzstanze	176
KELMAN-McPHERSON Fadenpinzette	148, 149
KELMAN-McPHERSON	
Mikro-Fadenpinzette	99, 149
KELMAN-McPHERSON Nahtpinzette	109, 151
Keratometer	184
Keratoplastikmesser	48
Keratoplastikspatel	74
Kernspalter	63-67, 147
Kernspalter Bisector	67
Kernspalter Trisector	67
Kernspalter und Irishäkchen	64
Kernspalter und Linsenkerntrotierer	63
Kernspalter und Linsenrotierer	63
Kernspalter und Linsenspatel	64
Kernspalter und Separator	66
Kernspalter Vectis	67
KERRISON Knochenstanze	172
KERSHNER Lidsperrerr	16
KIMURA Spatel	69
KIRBY Drahtschlinge, runder Griff	75
KIRBY Linsenschieber	60
Klingenhalter	158
Klingenhalter, Schweizer Modell	158
Knochenstanze	172
KNOLLE Linsenspatel	61
KNOLLE-PEARCE Schlingenkanüle	192
KNORZ Lidsperrerr	
mit Aspiration, geschlossen	19
KOCH Linsenspatel, leicht gebogen	62
KOCH Manipulationshäkchen	66
KOCH Saughandgriff abgewinkelt	190
Kolibri-Fadenlöspinzette	99
Kombi-Deller	25
Kortex Extraktor	194
Kortex Saugkanüle	194
Kortex-Extraktor	194

Deutsch	Seite
KRAFF Kapselpinzette	88
Kragenknopf-Kanüle	192
KRATZ Kapselpolierer	193
KRATZ Kragenknopf-Kanüle	192
KRATZ Lidsperrerr	13
KRATZ-BARRAQUER Lidsperrerr	10, 11
KREISSIG Kombi-Deller	25
KUGLEN Irishäkchen	
und Linsenmanipulator	59
KUHNT Hornhautschaber	44
L	
LA FORCE Fremdkörperinstrument	45
LAGRANGE Sklerektomieschere	144
LAMBERT Bandspreizpinzette	113
LAMBERT Chalazionpinzette	116
LANCASTER Lidsperrerr	8
Lanze 35	
LAQUA Lokalisator	25
LASEK Alkoholtrichter	72
LASEK Epithelrechen	72
LASEK Epithelspatel	72
LASEK Repositionsspatel	72
LASEK Trepan	72
LASIK Doppelspatel	73
LASIK Fixationsring	32
LASIK Flap Pinzette	112
LASIK Flaprotektor	73
LASIK Hornhaut-Flap Spatel	73
LASIK Hornhautmarkierer	184
LASIK Kanüle	200
LASIK Spatel	73
LASIK Spülkanüle	200
LEHNER Kapsulorhexis Pinzette	89, 155
LEHNER-UTRATA	
Micro Kapsulorhexis Pinzette	92
LESTER Fixierpinzette	118
LESTER IOL Manipulator	58, 146
LESTER-BURCH Lidsperrerr	8
LEWICKY Linsenhäkchen	56
LEWICKY Vorderkammerkanüle	200
Lidhalter	24
Lidklemme	120
Lidpinzette	121
Lidplatte	26
Lidsperrerr	8-22
Lidsperrerr mit Aspiration	18, 19
Lidsperrerr mit Öse	17
LIEBERMANN Lidsperrerr	14, 15, 18
LIEBERMANN Mikro-Finger	
Nukleus Manipulator	67
Ligaturschere	144
Limbusmarkierer	181, 187
Linsen Häkchen	55, 56
Linsenhäkchen	56, 146
Linsenhaken	55
Linsenhaltepinzette	98
Linsenimplantationspinzette	96

Deutsch	Seite
Linsenkernmanipulator	56-58, 146
Linsenkernrotator	57, 59, 147
Linsenmanipulationshäkchen	59
Linsenmanipulator	59
Linsenmanipulator	59
Linsenpinzette abgewinkelt	98, 99
Linsenschieber	60
Linsenspatel	61, 62, 146
LIVERNIS Aufnahme- und Faltpinzette	97
LIVERNIS Linsenpinzette	99
LL Adapter	199
Lokalisator	25
LORDAN Chalazionpinzette	116
LU LASIK Hornhautmarkierer	184
Luftkanüle	195
LU-MENDEZ Mess-& Fixiererring	32
LUNTZ-DODICK Glaukomstanze	176
M	
MADDOX LASIK Doppelspatel	73
MAHARAJ Meibom Drüsen Klemme	114
MALONEY Intra-Operativer Keratometer	184
MALONEY IOL Manipulator	58
Manipulationshäkchen	66
MANNIS-BURATTO LASIK Flaprotektor	73
Markierer	185, 188
MASKET Kapsulorhexis Pinzette	93, 154
McINTYRE Drahtlidsperrerr	13
McCULLOUGH anatomische Pinzette	84
McDONALD Faltpinzette	97
McINTYRE Spülkanülenhandgriff	203
McINTYRE Tränenwegsondenkanüle	197
McINTYRE Vorderkammerkanüle	200
McINTYRE-BINKHORST Kanüle	191
McINTYRE Vorderkammerkanüle	200
McPHERSON Hornhautpinzette	109, 110, 150
McPHERSON	
Mikro-Fadenpinzette	100, 102, 149
McPHERSON Nadelhalter	164
McPHERSON-WESTCOTT Sehnenschere	131
MEAD Hammer	173
Meibom Drüsen Klemme	114
Meißel für den Tränensack	173
MELLINGER Lidsperrerr	9
MENDEZ LASIK Hornhautmarkierer	184
MENDEZ Messring	183
MERMOUD Glaukom Pinzette	87
Mess-& Fixiererring	32
Messinstrument	181
Messring	183
Mess-Spatel	188
MEYHOEFER Chalazionslöffel	47
Micro Kapsulorhexis Pinzette	92
MICS Kapsulorhexis Pinzette	81, 90, 91
Mikro Finger, Kernmanipulator	68
Mikro Glaukomstanze	176
Mikro-Dissektor für das Endotheltransplantat	71

Deutsch

Deutsch	Seite
Mikro-Fadenpinzette	99-102, 149
Mikro-Finger Nukleus Manipulator	67
Mikro-Finger, Nukleusspalter mit Irrigation	68
Mikro-Fixierpinzette	110, 153
Mikro-Hornhautpinzette „Colibri“	110
Mikro-Hornhaut-Schere	133
Mikro-Hornhautschere	135
Mikro-Irishäkchen, Modell Bonn	52
Mikro-Irispinzette Modell Bonn	81, 82, 152
Mikro-Keratome-Schere	133
Mikro-Klingenhalter	158
Mikro-Nachsarschere	127-127
Mikro-Nadelhalter	155-164
Mikro-Nahtpinzette	104
Mikro-Nahtpinzette	105, 107
Mikro-Schere für Keratoplastik	137
Mikro-Schere	130, 133
MINARDI Kernspalter	66
MOODY Fixierpinzette	118
MOORFIELD Naht- und Bindehautpinzette	111
MUELLER Wundspreizer	23
MURDOCK Lidsperrerr	20
Muskelhaken	26
Muskelklemme	119
Muskelpinzette für Ptosis	120
N	
Nadel und Hohlmeißel	46
Nadel und Plangehebel	46
Nadelhalter	164-168
NAGAHARA -JAFEE Doppelinstrument	64
NAGAHARA Kernspalter	66
NAGAHARA -KOCH Doppelinstrument	64
Naht- und Bindehautpinzette	111
Nahtmarkierer	183
Nahtpinzette „Colibri“	104, 108, 150
Nahtpinzette	104-109, 151, 152
Nasenspekulum	174
Nasentamponpinzette	85
NEUHANN - NAGAHARA	
Kernspalter und Linsenrotierer	63
NEUHANN Kernspalter und Irishäkchen	64
NEUHANN	
Kernspalter und Linsenkerntrotierer	63
NEUHANN Kernspalter	63
NEUHANN Lidsperrerr	11
NEUHANN Spatel und Kernspalter	63
NEUHANN-KOCH	
Kernspalter und Linsenspatel	64
NEW ORLEANS Drahtschlinge	75
NOYES Iridektomieschere	124
NUGENT Allzweckpinzette	86
Nukleusspalter mit Irrigation	68
Nukleusteiler	88
O	
OBSTBAUM Linsenspatel	61
ONG Kapselschere	126

Deutsch	Seite
Orbitalretraktor	31
Orbitalspatel	31
OSHER Inzisions-Messzirkel	181
OSHER Irispinzette	81
OSHER Linsenkerntrotierer	59
OSHER Y-Linsenmanipulator	59
OSNIKA-FAULKNER Linsenpinzette	98
P	
PARK Lidsperrerr, gefensterter Blätter	21
PARK-GUYTON Lidsperrerr,	
gefensterter Blätter	21
PARK-MAUMENEE Lidsperrerr,	
gefensterter Blätter	21
PATON Hornhautdissektor	44
PATON Keratoplastikspatel	74
PATON Nadelhalter	167
PAUFIQUE Fadenpinzette	101
PAUFIQUE Keratoplastikmesser	48
PAUFIQUE Nahtpinzette	107
PAUL Wundhaken	28
Pendelmarkierer	186
Phako Diamantmesser	34, 36, 37
Phako Nucleus Spalter	64, 65, 147
Phakospatel	54
PIERSE Mikro-Fixierpinzette	110, 153
PIERSE-COLIBRI Hornhautpinzette	110
Pigtail-Sonde, mit Ohr	171
Pinzette Juwelier-Typ	103
Pinzette, bajonettförmig	81
PISACANO Linsenkerntrotierer	57
PLANGE Fremdkörperradel	45
PLEY Lidsperrerr	16
POLACK Hornhaut Nahtpinzette	105
Pre-Chopper	89
Pterygiumfräse	177
PUTTERMAN Lidpinzette	121
R	
RANDOLPH Kanüle zur Zyklodialyse	195
Rasierklingen	158
Referenz Markierer für torische Linsen	185
REMKY Zügelnahtpinzette	120
RENTSCH „BOAT HOOK“	
Linsenmanipulator	59
Repositionshäkchen	55
Retraktor	25
Retrobulbare Kanüle	198
ROLF Tränensacksonde	171
ROLLET Meißel für den Tränensack	173
ROLLET Tränensackhäkchen	27
ROSEN Kernpalter	64, 65, 68, 147
RYCROFT Luftkanüle	195
S	
SATO Hornhautmesser	43
SAUER Lidsperrerr	17

Deutsch	Seite
SAUER Nahtpinzette	108
Saug- / Spülaufsatz	201, 202
Saug- / Spülhandgriff	201
Saug- und Spülkanüle	191
Saughandgriff	190
SAUPE Cilienpinzette	113
SAUTTER Luftkanüle	195
SAUTTER Orbitalspatel	31
SCHAAF Fremdkörperpinzette	114
SCHEPENS Orbitalretraktor	31
SCHEPENS Skleraldepensor	25
Schere für vordere Synechie	136
Schielhaken mit Nut	28-30
SCHIOETZ Tonometer	188
Schlingen zu H-1945	67
Schlingeninstrument	67
Schlingenkanüle	192
SCHOCKET Skleraldepensor	25
SCOTT Lidsperrerr	21
Sehnenschere	130-132, 143
SEIBEL Hornhaut-Flap-Spatel	69
SHAPIRA Lidsperrerr	22
SHARAWY Lidsperrerr	17
SHEETS Schlingenkanüle	192
SHEPARD Linsenimplantationspinzette	96
SICHEL-WILDER Dilator	172
Silikon Reservoir allein zu H-5680	198
Silikon Sleeve	201
Silikonball	199
Silikonschlauch	18
SIMCOE Hinterkapselpolierer	193
SIMCOE Kapselpolierer	193
SIMCOE Kortex Extraktor	194
SIMCOE Saug- und Spülkanüle	191
SIMCOE Schlingenkanüle	192
SINSKEY Fadenpinzette	102
SINSKEY IOL Häkchen	55, 71, 146
Skalpellgriff	49
Skarifikateur für den Tränensack	43
Sklera Marker	25
Skleraldepensor	25
Skleraschutz, gross	175
Sklerektomieschere	144
SLOANE Epitheldissektor	72
SLOANE LASEK Epithelrechen	72
SLOANE LASEK Epithelspatel	72
SLOANE LASEK Repositionsspatel	72
SNELLEN Drahtschlinge	75
SNELLEN Entropionpinzette	120
Spatel und Kernspalter	63
Spatel	74, 69
SPENCER Ligaturschere	144
Spül- oder Saugkanüle	199
Spülhandgriff abgewinkelt,	190, 203
Spülkanüle, Modell Bonn	192
ST. MARTIN Nahtpinzette	107
Starnadel, gerade	44

English

English	Page	English	Page	English	Page
3D Diamond Knife	39	BARRAQUER-OOSTERHUIS Eye Speculum	11	CASTROVIEJO Iris scissors	124
		BARRAQUER-TROUTMAN		CASTROVIEJO Lachrymal dilator	171
A		Micro-needle-holder	159	CASTROVIEJO Micro-needle holder	159-161
Adjustable pendular marker	186	BARRETT Speculum	8	CASTROVIEJO Micro-scissors	137
ADSON Dressing forceps	85	BEAUPRÉ Cilia forceps	113	CASTROVIEJO Micro-suture forceps	105
ADSON Utility Forceps	85	BEER Cilia forceps	113	CASTROVIEJO Needle holder	167, 168
Advancement forceps	121	BERKE Ptosis clamp	120	CASTROVIEJO Spatule double	70
AGRICOLA Lachrymal sac retractor	23	BEYER Atticus punch	172	CASTROVIEJO Suture forceps	105, 106, 152
Air injection cannula	195	BINKHORST Cannula	191	CASTROVIEJO Tying forceps	100
AKAHOSHI Pre-Chopper	89	BISHOP-HARMON		CATALANO / OGGEL	
ALFONSO Eye speculum	13	Anterior chamber irrigator set	199	Lachrymal intubation set	170
Algerbrush II Pterygium Instrument	177	BISHOP-HARMON Eye dressing forceps	80	Cataract needle	44
Alignment marker	185	BISHOP-HARMON Iris forceps	80	CAUER Chalazion forceps	116
ANEL Lachrymal cannula	196	Blade Handle	49	Chalazion curette	47
Anesthesia Cannula	194	Blade Holder	49, 158	Chalazion Forceps	116, 117
ANIS Corneal marker	183	BLAYDES Lens implantation forceps	96	CHANG-LIEBERMAN	
ANIS Cortex extractor	194	BLUMENTHAL Conjunctiva dissector	69	Micro finger, nucleus manipulator	68
ANIS Nucleus manipulator	57	BONACCOLTO Utility forceps	86	CHARLEUX Irrigation/ Aspiration Cannula	199
ANIS Suture marker	183	Bone chisel	173	CHAYET LASIK corneal marker	184
Anterior chamber cannula	200	Bone gouge	173	CHU Eye Speculum	19
Anterior chamber forceps	88	BORES Corneal fixation forceps	111	Cilia forceps	113
Anterior chamber irrigator	199, 200	BORES Corneal marker	183	CITELLI Rongeur	172
Anterior chamber maintainer	200	BOWMAN Discission needle	45	CLARK Eye Speculum	8
Anterior synechia scissors	136	BOWMAN Lachrymal probe, bulbous	170	CLAYMAN Lens implantation forceps	96
ARITA Meibomian gland compressor	114	BOWMAN Lachrymal probe, cylindrical	170	CLAYMAN Nucleus rotator	57
ARLT Lens loop	75	BRACKEN Iris forceps	80	Clear Cornea Diamond Knife	36, 37
ARRUGA Capsular forceps	86	BRAUNSTEIN Fixed Caliper	181, 187	Colibri-forceps for removing sutures	99
ARRUGA Needle holder	166	BRAUWEILER Aspiration handpiece	190	Conjunctival forceps	111
Aspirating handpiece (bimanual I/A)	190	BRAUWEILER Irrigation handpiece angled	190	Conjunctiva Dissector	69
Aspiration / Irrigation handle	201	BUCHER-KANSAS Nucleus trisector	67	CONNOR WAND Nucleus Manipulator	57
Aspiration / Irrigation tip	201, 202	BUNGE Evisceration spoon	47	COOK Eye Speculum	20
Aspiration Handpiece	190	BURATTO IOL Insertor	98	CORBETT Foreign-body spud	46
Aspiration Speculum	18, 19	BURATTO LASIK Cannula	200	CORBIN Sub Tenon	194
Atticus punch	172	BURATTO LASIK flap forceps	112	CORCELLE Eye Speculum	9
AXENFELD Hook	27	BURATTO LASIK flap protector	73	Corneal dissector	44
AYER Chalazion forceps	116			Corneal fixation forceps U-shaped,	111
B		C		Corneal forceps	109, 110, 150
Backflush handpiece	198	Caliper	180, 181	Corneal knife	43, 44
BACKHAUS Towel forceps	122	CAMELLIN LASEK alcohol well	72	Corneal marker	182-185
BAIRD Chalazion forceps	117	Cannula	189-202	Corneal Scarifier	44
BANGERTER Eye Speculum, adult	22	Cannula with collar button	192	Corneal scissors	132, 134, 136, 137
BANGERTER Lachrymal cannula	196	Cannula with olive tip	194	Corneal suturing forceps	105
BANGERTER Muscle clamp	119	Capsular forceps	86	Corneal Trephine blade	48
BANGERTER Retrobulbar cannula	198	Capsule polisher curved	193	Corneoscleral punch	176
BANGERTER Spatula	74	Capsule scissors	126	Cortex aspirating cannula	194
BARRAQUER "Colibri" forceps	99	Capsule Tag Forceps	88	Cortex Extractor	194
BARRAQUER Blade holder	158	Capsulorhexis forceps	81, 89-94, 153, 154	CORYDON Capsulorhexis forceps	81, 91, 94
BARRAQUER Cilia forceps	113	Capsulorhexis Marker	187	CRAWFORD Intubation set	170
BARRAQUER Eye Speculum	12, 13	CARTER Sphere introducer and holder	175	CRAWFORD Retrieving hook	170
BARRAQUER Iris Spatula	53	CASTROVIEJO Anterior synechia scissors	136	CROZAFON MICS capsulorhexis forceps	90
BARRAQUER Keratoplasty knife	48	CASTROVIEJO Caliper	180	CULLER Iris spatula	53
BARRAQUER Micro-needle holder	162-166	CASTROVIEJO Capsular forceps	86	CULLER Strabismus hook	28
BARRAQUER		CASTROVIEJO		Cyclodialysis cannula	195
Micro-suture forceps "Colibri"	104	Corneal scissors	132, 134, 136, 137	Cyclodialysis spatula	74
BARRAQUER		CASTROVIEJO Cyclodialysis spatula	74		
Suture forceps "Colibri", 1 x 2 teeth	104	CASTROVIEJO Eye Speculum	22		
BARRAQUER Tying forceps	99	CASTROVIEJO Fixation forceps	119		

English

English	Page
D	
DALK scissors	135
DARDENNE Fragment forceps	98
DASTOOR Superior rectus forceps	120
DASTOOR Suture forceps	104
DASTOOR Suture forceps	104, 108
DAVIDOFF Nucleus dividing hook	65
Degree Gauge and Fixation Ring	32
Descemetorhexis forceps	112
Descemet's membrane punch	176
DESMARRES Chalazion forceps	116
DESMARRES Lid retractor	24
Diamond Knife	38-42
Diamond Knife Arcuate (Thornton)	41
Diamond Knife for Glaucoma Surgery	38
Diamond Knife for Keratotomy	41, 42
Diamond Knife for LRI	39, 40
Diamond Knife for retinal surgery	42
Diamond knife four-facet	34
Diamond Knife Spear	35
Diamond Step Knife	42
Diamond tunnel knife	35
DIEFFENBACH Serrefine	122
Dissection needle	45
DMEK / DSAEK	
Spatula for descemet's stripping	71
DODICK Irrigating nucleus splitter, 20 ga	68
DODICK Nucleus Cracker	88
DODICK-KAMMANN Nucleus dividing hook	65
Donnor descemet's stroma scorer	71
Double Ended IVT Guide	187
DOWNES Lid clamp	120
Dressing forceps	84, 85
DRYSDALE Nucleus Manipulator	58, 146
DSAEK Forceps	112
DSAEK Glide Spatula	71
DULANEY LASIK corneal marker	184
E	
ELSCHNIG Fixation forceps	118
Entropium forceps	120
Enucleation scissors	144
Enucleation spoon	75
Enzyme cannula	193
ERHARDT Lid forceps	117
ERNEST Nucleus Cracker	88
Evisceration spoon	47
Evisceration spoon	47
Eye dressing forceps	79, 80
Eye scissors	41
Eye Speculum	8-22
F	
Fascia needle	171
FAULKNER Lens holding forceps	98
FECHTNER Conjunctival forcep	111
FECHTNER Trabeculectomy Marker	184

English	Page
FINE-THORNTON Fixation Ring	32
Fink Oblique Muscle Hook	26
Fixation forceps	117-119
Fixation hook	26
Fixation ring	32
Fixed Caliper	181, 187
Flap lifter & retreatment spatula	69
FLIERINGA Fixation ring	32
Flynn Scleral Depressor	25
Folding forceps, concave inside	97
Forceps	77-122, 148-155
Forceps for removal of canulas	103, 138
Foreign body forceps	114
Foreign-body gouge	45
Foreign-body spud	45, 46
Fragment forceps	97, 98, 150
FRANCIS Chalazion forceps	117
FRANCIS Foreign-body spud	46
Frankel Eye Speculum	17
FREER Bone chisel	173
FREER Twin elevator	175
FRENZL Lens manipulatn hook	59
FRIEDMANN Rongeur	174
FUKASAKU Anesthesia Cannula	194
FUKASAKU Irrigating nucleus splitter	69
FUKASAKU LASIK Cannula	200
FUKASAKU LASIK spatula	73
FUKASAKU Phaco splitter	65
G	
GASKIN Fragment forceps	97, 98, 150
GASS Corneoscleral punch	176
GASS Retinal Detachment Hook	29
GASS Sclera Marker	25
GIANNETTI MICS capsulorhexis forceps	90
GIESSEN Ruler	187
GIESSEN Spatula	31
GILL Corneal knife	44
GILL Iris forceps, curved	81
GILL-HESS Micro-iris forceps	81
GIMBEL LASIK Stabilization Ring	32
GIRARD Synechiae Spatula	70
Glaucoma forceps	87
GOLDSTEIN Lachrymal sac retractor	23
GOLF CLUB Foreign-body spud	46
GONNIN-AMSLER Marker	188
GRADLE Cilia forceps	113
GRAEFE Fixation forceps	117
GRAEFE Iris forceps	80
GRAEFE Iris hook	52
GRAEFE Scarifier	43
GRAEFE Strabismus hook	28
GRAETHER Cannula	192
GRAETHER Iris Retractor	52
Grasping forceps for scleral plugs	87
GREEN Fixation forceps	118
GREEN Strabismus hook	29
Grooved Stabismus Hook	30

English	Page
GUIMARAES LASIK Spatula	73
GUTHRIE Fixation hook	26
H	
HABERLE-McPHERSON	
Lens holding forceps	98
HAEFLINGER Phaco splitter	66
Haemostatic forceps	122
HALSTED-MOSQUITO	
Haemostatic forceps	122
Hammer	173
HARMS Trabecular probe	170
HARRIS-SINSKEY	
IOL Hook/Lens manipulation hook	56
HARTMANN Haemostatic forceps	122
HARTMANN-HALLE Nasal speculum large	174
HEALON Injection cannula	192
HEISS Lachrymal sac retractor	23
HELVESTON Retractor	25
HELVESTON Strabismus hook	29, 30
HELVESTON Tying forceps	102
HENDERSON Alignment marker	185
HENDERSON Corneal marker	185
HENDERSON Degree gauge	185
HENRY Cilia forceps	113
HESLIN Anterior chamber maintainer	200
HESS Iris forceps	81
HIRSCHMANN Lens hook	55
HIRSCHMANN Lens spatula	61
HOFFER Corneal marker	182
HOFFER-MCPHERSON Suture forceps	109
HOFMAN-THORNTON Fixation Ring	32
Holding and folding forceps	97
Hook	27
Hook for lachrymal sac	27
HUNKELER Nucleus manipulator	56
HUNT Chalazion forceps	116
HYDE / KANSAS Corneal Forceps	109
I	
ILM forceps	115
Implantation forceps	96
INAMURA Capsulorhexis Forceps	90
Incision Caliber	181
Infusion handle male / tubing connectors	203
Injection cannula	192
Intra operative Keratometer	184
Intubation set	170
IOL Explantation Forceps	95, 129
IOL Holding Forceps	95, 128
IOL Hook/Lens manipulation Hook	55
IOL Inserter	98
IOL Inserting forceps	96
IOL Manipulator	58, 146
IOL Scissors	95, 128, 129
Iris forceps	78, 81
Iris hook	52, 147
Iris hook and lens manipulator	59

English

English	Page
Iris knife	43
Iris Retractor	52
Iris scissors	124, 140
Iris scissors, Bonn model	140
Iris Spatula	53, 54
Irrigating Cannula	192
Irrigating nucleus delivery cannula	192
Irrigating nucleus splitter	68
Irrigating vectis cannula	192
Irrigation handpiece	190
Irrigation handpiece (bimanual I/A)	190
Irrigation or aspiration	199
Irrigation/aspiration cannula	191
J JAEGER Spatula	26
JAEGER Strabismus hook	29
JAFFE Capsulorhexis forceps	89, 154
JAFFE Lens spatula	61
JAFFE Lid Retractor	24
JAFFE Tying forceps	102
JAFFE-BECHERT Lens nucleus rotator	57
JAMESON Advancement forceps	121
JAMESON Caliper	181
JAMESON Strabismus hook	28
JAMESON-BREGEAT Strabismus hook	28
JAYLE Suture forceps	104
JENSEN Posterior Capsule Polisher	193
Jewelers forceps	103
JOHNSON-TOOKE Corneal knife	44
JONES Towel clamp	122
JÜNEMANN Lachrymal probe cannula	197
K KALT Needle holder	167
KANSAS Nucleus bisector	67
KANSAS Nucleus Removal Forceps	98
KANSAS Nucleus vectis	67
KATZEN LASIK Flap "Unzipper"	73
KATZIN Micro-corneal transplant scissors	135
KEENER Lend divider, complete	67
KELLY Descemet's membrane punch	176
KELMAN-McPHERSON Micro-tying forceps	99
KELMAN-McPHERSON Suture forceps	109, 151
KELMAN-McPHERSON Tying forceps	148, 149
Keratoplasty knife	48
Keratoplasty spatula	74
KERRISON Atticus punch	172
KERRISON Rongeur	172
KERSHNER Eye Speculum	16
KIMURA Platinum Spatula	69
KIRBY Lens expressor hook	60
KIRBY Lens loop	75
KNOLLE Lens Spatula	61
KNOLLE-PEARCE Irrigating vectis cannula	192
KNORZ Aspiration Speculum	9
KOCH Aspiration Handpiece	190
KOCH Lens Spatula	62

English	Page
KOCH Manipulator Hook	66
KRAFF Capsule Tag Forceps	88
KRATZ Cannula with collar button	192
KRATZ Capsule polisher	193
KRATZ Eye Speculum	13
KRATZ-BARRAQUER Wire Speculum	10, 11
KREISSIG Localizer	25
KUGLEN Iris hook and lens manipulator	59
KUHNT Corneal Scarifier	44
L LA FORCE Foreign-body spud	45
Lachrymal cannula	196-198
Lachrymal dilator	171, 172
Lachrymal intubation set	170
Lachrymal probe cannula	197
Lachrymal probe, bulbous	170
Lachrymal probe, cylindrical	170
Lachrymal sac retractor	23
LAGRANGE Sclerectomy scissors	144
LAMBERT Chalazion Forceps	116
LAMBERT Sleeve Spreading Forceps	113
LANCASTER Eye Speculum	8
LAQUA Localizer	25
LASEK alcohol well	72
LASEK epi dissector	72
LASEK epi peeler	72
LASEK Flap Repositor	72
LASEK Micro Hoe	72
LASEK Trephine	72
LASIK Cannula	200
LASIK corneal marker	184
LASIK Flap "Unzipper"	73
LASIK flap forceps	112
LASIK Flap protector	73
LASIK Spatula	73
LASIK Stabilization ring	32
LEHNER Capsulorhexis forceps	89, 155
LEHNER-UTRATA	
Micro Capsulorhexis forceps	92
Lens divider	67
Lens expressor hook	60
Lens holding forceps	98, 99
Lens hook	55
Lens hook	146
Lens implantation forceps	96
Lens loop	75
Lens manipulating hook	59
Lens manipulator	59
Lens nucleus rotator	57, 59
Lens Spatula	61, 62, 146
LESTER IOL Manipulator	146
LESTER Fixation forceps	118
LESTER IOL Manipulator	58, 146
LESTER-BURCH Eye Speculum	8
LEWICKY Anterior chamber maintainer	200
LEWICKY Lens manipulation hook	56

English	Page
Lid clamp	120
Lid forceps	117
Lid retractor	24
LIEBERMAN Aspiration Speculum	18
LIEBERMAN Eye Speculum	14, 15
LIEBERMAN	
Micro finger nucleus manipulator	67
LIVERNIS Holding and folding forceps	97
LIVERNIS Lens Holding Forceps	99
LL Adaptor	199
LL connector	198
Localizer	25
Loops for H-1945	67
LORDAN Chalazion forceps	116
LU LASIK corneal marker	184
LU-MENDEZ Degree Gauge	
and Fixation Ring	32
LUNTZ-DODICK Trabeculectomy punch	176
M MADDOX LASIK Spatula	73
MAHARAJ Mabomian gland compressor	114
MALONEY Intra operative keratometer	184
MALONEY IOL Manipulator	58
Manipulator Hook	66
MANNIS-BURATTO LASIK flap protector	73
Marker	188
Marker, fixation pick and depressor	188
MASKET Capsulorhexis forceps	93, 154
McINTYRE Wire Speculum	13
McCULLOUGH Utility forceps	84
McDONALD Folding forceps	97
McINTIRE Anterior chamber cannula	200
McINTYRE Infusion Handle plastic	203
McINTYRE Lachrymal cannula	197
McINTYRE-BINKHORST Cannula	191
McPHERSON Corneal forceps	109, 110, 150
McPHERSON Micro-tying forceps	100, 102, 149
McPHERSON Needle holder	164
McPHERSON-WESTCOTT	
Tenotomy scissors	131
McCULLOUGH Suture forceps	84
MEAD hammer	173
Measuring ring	183
Measuring spatula	188
Meibomian Gland Compressor	114
MELLINGER Eye speculum	9
MENDEZ LASIK corneal marker	184
MENDEZ Measuring ring	183
MERMOUD Glaucoma forceps	87
MEYHOEFER Chalazion curette	47
Micro Capsulorhexis forceps	92
Micro dissector for endothelial graft	71
Micro finger nucleus manipulator	67, 68
Micro Needle holder	164
Micro trabeculectomy punch	176
Micro-blade holder	158
Micro-corneal forceps	110

English

English	Page
Micro-corneal scissors	133
Micro-corneal section scissors	135
Micro-corneal transplant scissors	135
Micro-corneal-scissors	133
Micro-fixation forceps	110, 153
Micro-iris forceps	81-83, 152
Micro-iris hook, Bonn model	52
Micro-needle holder	155, 159-165
Micro-scissors	125-137
Micro-suture forceps	105, 107
Micro-suture forceps "Colibri"	104
Micro-tying forceps	99-102, 149
MICS capsulorhexis forceps	90
MINARDI Phaco Chopper	66
MOODY Fixation forceps	118
MOORFIELD Suture and conjunctival forceps	111
MUELLER Lachrymal sac retractor	23
MURDOCK Eye Speculum	20
Muscle clamp, self retaining	119
N NAGAHARA Nucleus Chopper	66
NAGAHARA-JAFFE	
Phaco splitter, lens spatula	64
NAGAHARA-KOCH	
Phaco splitter left, lens spatula	64
Nasal speculum	174
Nasal tampon forceps	85
Needle and foreign-body needle	46
Needle and gouge	46
Needle Holder	164-168
NEUHANN-NAGAHARA	
Nucleus dividing hook	63
NEUHANN Eye speculum	11
NEUHANN Nucleus divider	63
NEUHANN Nucleus dividing hook	63
NEUHANN Spatula and nucleus dividing hook	63
NEUHANN-KOCH	
Nucleus dividing hook and spatula	64
NEW ORLEANS Lens loop	75
NOYES Iris scissors	124
Nucleus bisector	67
Nucleus chopper	66
Nucleus cracker	88
Nucleus divider and spatula	63, 64, 66, 147
Nucleus manipulator	56-58, 146
Nucleus removal forceps	98
Nucleus rotator	57, 147
Nucleus trisector	67
Nucleus vectis	67
NUGENT Utility forceps	86
O Oblique Muscle Hook	26
OBSTBAUM Lens spatula	61
ONG Capsule scissors	126
Orbital retractor	31

English	Page
Orbital spatula	31
OSHER Incision Caliber	181
OSHER Iris forceps	81
OSHER Lens nucleus rotator	59
OSHER Y-hook lens manipulator	59
OSNIAKA-FAULKNER Lens holding forceps	98
P PARK Eye Speculum	21
PARK-GUYTON Eye Speculum	21
PARK-MAUMENEE Eye Speculum	21
PATON Corneal dissector	44
PATON Keratoplasty spatula	74
PATON Needle holder	167
PAUFIQUE Keratoplasty knife	48
PAUFIQUE Suture forceps	107
PAUFIQUE Tying forceps	101
PAUL Retractor	28
Pendular Marker	186
Phaco Chopper	66
Phaco chopper	66, 147
Phaco Diamond knife	34-37
Phaco spatula	54
Phaco splitter	64-66, 147
PIERSE Micro-fixation forceps	110, 153
PIERSE-COLIBRI Corneal forceps	110
Pigtail probe	171
PISACANO Nucleus rotator	57
PLANGE Foreign-body needle	45
Platinum Spatula	69
PLEY Eye Speculum	16
POLACK Corneal suturing forceps	105
Posterior capsule polisher	193
Posterior Capsule polisher	193
Pre-Chopper	89
Pressure plate	71, 138
Probe for lachrymal sac	171
Pterygium Instrument	177
Ptosis clamp	120
PUTTERMAN forceps	121
R RANDOLPH Cyclodialysis cannula	195
Razor blades	158
REMKY Superior rectus forceps	120
RENTSCH "BOAT HOOK" Lens manipulator	59
Reposition hook	55
Retinal detachemnt hook	29
Retractor	25, 28
Retrieving hook	170
Retrobulbar cannula	198, 199
ROLF Probe for lachrymal sac	171
ROLLET Hook for lachrymal sac	27
ROLLET Rugine for lachrymal sac	173
Rongeur	172, 174
ROSEN Irrigating nucleus splitter	68
ROSEN Nucleus dividing hook	64, 65
ROSEN Phaco chopper	147

English	Page
Rotatable corneal marker for toric lenses	185
Rugine for lachrymal sac	173
Rust ring remover	177
RYCROFT air injection cannula	195
S SATO Corneal knife	43
SAUER Eye speculum	17
SAUER Suture forceps	108
SAUPE Cilia forceps	113
SAUTTER Air injection cannula	195
SAUTTER Orbital spatula	31
Scalpel handle	49
Scarifier for lachrymal sac	43
SCHAAF Foreign body forceps	114
SCHEPENS Orbital retractor	31
SCHEPENS Scleral depressor	25
SCHIOETZ Tonometer	188
SCHOCKET Scleral depressor	25
Scissors	123-144
Sclera marker	25
Scleral depressor	25
Scleral shield	175
Sclerectomy scissors	144
SCOTT Eye speculum	21
SEIBEL Flap lifter & retreatment spatula	69
Serrefine	122
SHAPIRA Eye speculum	22
SHARAWY Eye speculum with traction	17
SHEETS Irrigating vectus cannula	192
SHEPARD Lens implantation forceps	96
SICHEL-WILDER Lachrymal dilator	172
Silcone reservoir	198
Silicone bulb	199
Silicone Sleeve	201
SIMCOE Capsule polisher curved	193
SIMCOE Cortex extractor	194
SIMCOE Irrigating nucleus delivery cannula	192
SIMCOE Irrigation/aspiration cannula	191
SIMCOE Posterior capsule polisher	193
SINSKEY	
IOL Hook/Lens manipulation hook	55
SINSKEY Lens hook	146
SINSKEY reversed hook	55, 71
SINSKEY Tying forceps	102
Sleeve spreading forceps	113
SLOANE LASEK epi dissector	72
SLOANE LASEK epi peeler	72
SLOANE LASEK Flap repositor	72
SLOANE LASEK Micro Hoe	72
SNELLEN Entropium forceps	120
SNELLEN Lens loop	75
Spatula	74
Spatula and nucleus dividing hook	63
Spatule double	70
Speculum, nasal	8
SPENCER Stitch scissors	144
Sphere introducer and holder	175

English

English	Page
ST. MARTIN Suture forceps	107
STEINERT IOL inserting forceps	96
Stepkife for glaucoma surgery	38
Sterilisation Tray	206, 207
STERN-CASTROVIEJO Suture forceps	107
STEVENS Sub Tenon cannula	194
STEVENS Tenotomy hook	29
STEVENS Tenotomy scissors	143
STEVENSON Lachrymal sac retractor	23
Stitch scissors	144
Strabismus hook	28-30
Strabismus scissors	142
Superior rectus forceps	120
Suture and conjunctival forceps	111
Suture forceps	105-109, 151, 152
Suture forceps "Colibri"	104, 108, 150
Suture marker	183
Suture removal forceps	99, 148
Synechiae spatula	70
T	
TANNA-LIEBERMAN Eye Speculum	17
TENNANT Tying forceps	101
Tenotomy hook	29
Tenotomy scissors	130-132, 143
THORLAKSON Eye speculum	16
THORNTON Corneal marker	183
THORNTON Fixation ring	32
TOKUDA Nucleus divider and spatula	66
Tomahawk Nucleus chopper	66
Tonometer	188
TOOKE Corneal knife	44
Toric reference marker	185
Towel clamp	122
Towel forceps	122
Trabecular probe	170
Trabeculectomy marker	184
Trabeculectomy punch	176
Trephine handle	48
Triple Post Speculum	17
TROELTSCH Nasal tampon forceps	85
TROUTMAN Cannula with olive tip	194
TROUTMAN Micro-blade holder	158
TROUTMAN Micro-corneal forceps "Colibri"	110
TROUTMAN Micro-corneal section scissors	135
TROUTMAN Micro-needle holder	160-162
TROUTMAN Micro-tying forceps	100, 101, 149
TROUTMAN Superior rectus forceps	120
TROUTMAN Tying forceps	148
TROUTMAN-BARRAQUER Iris spatula	53
TROUTMAN-BARRAQUER	
Micro-needle holder	165
Twin elevator	175
Tying forceps	100, 101, 148, 149
U	
Universal Trephine Handle	49
URRETS-ZAVALIA Marker	188

English	Page
UTHOFF Capsule scissors	126
UTHOFF Reposition hook	55
Utility Forceps	84, 86
UTRATA	
Capsulorhexis forceps	89-94, 153, 154
V VANNAS Micro-scissors	125-127
Vitrectomy scissors	138, 139
Vitreoretinal cannula	198
Vitreoretinal grasping forceps	114,115
VOGT Measuring spatula	188
VON BARSEWISCH	
Anterior chamber forceps	88
W WALKER Corneal scissors	134
WALTON Foreign-body gouge	45
WATZKE Sleeve spreading forceps	113
WEBER Lens loop	75
WECKER Iris spatula	53
WEISS Eye Speculum	10
WELLS Enucleation spoon	75
WELSH Cortex aspiratin cannula	194
WEST Bone chisel	173
WESTCOTT Tenotomy scissors	130-132
WILDER Lachrymal dilator	171
WILLIAMS Eye Speculum	8
WILLS HOSPITAL Utility forceps	84
WILTFANG Aspiration speculum	18
WILTFANG Eye speculum	14
Wire Speculum	10-13
WRIGHT Fascia needle	171
Y Y-hook lens manipulator	59
Z ZIEGLER Cilia forceps	113
ZIEGLER Iris knife	43
ZÜRICH model Suture forceps	108

Español

Español	Página
A	
ADSON Pinza de disección	85
ADSON Pinza de disección	85
AGRICOLA Separador	23
Aguja de vendaje	171
Aguja para cataracta	44
Aguja para cuerpos extraños	45
Aguja para discisión	45
Aguja y Aguja para cuerpos extraños	46
Aguja y Gubia	46
AKAHOSHI Pre-Chopper	89
ALFONSO Blefaróstató	13
Algerbrush II Pterygium Instrument	177
Algerbrush II Removedor de anillo de óxido	177
ANEL Cánula para canal lacrimal	196
Anillo de fijación	32
Anillo de fijación de LASIK	32
Anillo de medición	183, 185
ANIS Extractor para corteza	194
ANIS Manipulator para núcleo de lente	57
ANIS Marcador para el córnea	183
ARITA Pinza para glándulas meibomio	114
ARLT Asa	75
ARRUGA Pinza capsular	86
ARRUGA Porta-aguja	166
Asa	75
Asas para H-1945 (3 piezas)	67
AUBARET Gancho	27
AXENFELD Gancho	27
AYER Pinza de chalazión	116
B	
BACKHAUS Pinza para compresas	122
BAIRD Pinza de chalazion	117
Balón de silicon	199
BANGERTER Blefaróstató	22
BANGERTER Cánula para canal lacrimal	196
BANGERTER Cánula retrobulbar	198
BANGERTER Espátula	74
BANGERTER Pinza clamp muscular	119
BARRAQUER Blefaróstató	12, 13
BARRAQUER Cuchillo para queratoplasti	48
BARRAQUER Espátula para Iris	53
BARRAQUER Micro-pinza para sutura	104
BARRAQUER Micro-porta-aguja	165
BARRAQUER	
Micro-porta-aguja	162, 163, 165, 166
BARRAQUER Pinza colibri	99
BARRAQUER Pinza para anudar	99
BARRAQUER Pinza para depilación	113
BARRAQUER Pinza para sutura	99, 104
BARRAQUER Porta-hoja de afeitar	158
BARRAQUER-OOSTERHUIS Blefaróstató	11
BARRAQUER-OOSTERHUIS-KRATZ	
Blefaróstató	11
BARRAQUER-TROUTMAN	
Micro-porta-aguja	159
BARRETT Blefaróstató	8

Español	Página
BEAUPRÉ Pinza para depilación	113
BEER Pinza para depilación	113
BERKE Pinza muscular para ptosis	120
BEYER Pinza-gubia	172
BINKHORST Cánula	191
BISHOP-HARMON Pinza para iris	79, 80
BISHOP-HARMON Set de irrigador	199
Bisturi de diamante	34-42
Bisturi de Diamante Arcuate (Thornton)	41
Bisturi de diamante para clear cornea MICS	37
Bisturi de diamante para glaucoma	38
Bisturi de diamante para LRI	39
Bisturi de diamante para phaco	34, 36, 37
Bisturi de diamante para queratotomía	41
Bisturi de diamante Tri-facet	34, 35
BLAYDES Pinza para implantación	
del cristalino	96
Blefaróstató	Aug.-22
Blefaróstató con aspiración	18, 19
BLUMENTHAL Espátula para conjuntiva	69
BONACCOLTO Pinza "utility"	86
BORES Marcador para la córnea	182, 183
BORES Pinza de fijación	111
BOWMAN Aguja para discisión	45
BOWMAN Estilete lacrimal, cilíndrico	170
BOWMAN Estilete lacrimal, olivar	170
BRACKEN Pinza para iris	80
BRAUNSTEIN Marcador	181, 187
BRAUWEILER Mango de aspiración	190
BRAUWEILER Mango de irrigación	190
BUCHER-KANSAS Gancho para	
separación de núcleo	67
BUNGE Cucharilla cortante	
para exenteración	47
BURATTO Cánula para LASIK	200
BURATTO Pinza para IOL	98
BURATTO Pinza para LASIK flap	112
BURATTO Protector de colgajo para LASIK	73
C	
Caja para Esterilización	206, 207
Calibrador	180
CAMELLIN LASEK embudo de alcohol	72
Cánula	191-202
Cánula con botón en el cuello	192
Cánula con punta oliva	194
Cánula de aspiración de corteza	194
Cánula para aire	195
Cánula para anestesia	194
Cánula para cámara anterior	200
Cánula para canal lacrimal	196, 197
Cánula para ciclodíalisis	195
Cánula para enzima	193
Cánula para inyección	192
Cánula para irrigación	
ó aspiración	191, 192, 199-202
Cánula para lacrimal	196
Cánula para LASIK	200

Español	Página
Cánula para manipulación del núcleo	192
Cánula para vitreoretinal	198
Cánula retrobulbar	198, 199
CARTER Pinzas para poner un empaste	175
CASTROVIEJO Blefaróstató	22
CASTROVIEJO Calibrador	180
CASTROVIEJO Compás	180
CASTROVIEJO Dilatador para	
el canal lacrimal	171
CASTROVIEJO Espátula	70
CASTROVIEJO Espátula para ciclodíalisis	74
CASTROVIEJO Micro-pinza para sutura	105
CASTROVIEJO Micro-pinza-tijera	
para queratoplastia	137
CASTROVIEJO Micro-porta-aguja	159-161
CASTROVIEJO Pinza capsular	86
CASTROVIEJO Pinza de fijación	119
CASTROVIEJO Pinza para anudar	100
CASTROVIEJO Pinza para sutura	105, 106, 152
CASTROVIEJO Pinza-tijera	
para iridectomia	124
CASTROVIEJO Pinza-tijera	
para la córnea	132-136
CASTROVIEJO Porta-aguja	167, 168
CATALANO / OGGE	
Set de intubación para lacrimal	170
CAUER pinza de chalazión	116
CHANG-LIEBERMAN Micro finger	68
CHARLEUX Cánula para	
irrigación ó aspiración	199
CHAYET Marcador corneal	
aplicación LASIK	184
CHU Blefaróstató con aspiración	19
Cíncel para el saco lacrimal	173
CITELLI Pinza-gubia	172
CLARK Blefaróstató	8
CLAYMAN Pinza para	
implantación del cristalino	96
CLAYMAN Rotator para núcleo	57
Compás	180
Compás para incisión	181
CONNOR WAND Manipulator	
para núcleo de lente	57
COOK Blefaróstató	20
CORBETT Instrumento para	
cuerpos extraños	46
CORBIN Sub Tenon	194
CORCELLE Blefaróstató	9
Cortador de lentes	67
CORYDON Pinza capsulorhexis	94
CRAWFORD Gancho recuperador	170
CRAWFORD Set de intubación para lacrimal	170
CROZAFON MICS Pinza capsulorhexis	90
Cucharilla para chalazión	47
Cucharillapara exenteración	47
Cuchillo para iris	43
Cuchillo para queratoplastia	48

Español

Español	Página
CULLER Espátula para iris	53
CULLER Gancho para estrabismo	28
D DALK Pinza-tijera	135
DARDENNE Pinza de fragmento	98
DASTOOR Pinza para estrabismo	120
DASTOOR Pinza para sutura	104, 108
DAVIDOFF Gancho para separación de núcleo	65
DESMARRES Pinza de chalazión	116
DESMARRES Retractor para párpados	24
DIEFFENBACH Serra-fina	122
Dilatador para el canal lacrimal	171, 172
Disecador para la córnea	44
Disector y elevador	175
DMEK / DSAEK Espátula para reirar la Descemet	71
DODICK Gancho para separación de núcleo	68
DODICK Separador para núcleo del cristalino	88
DODICK-KAMMANN Gancho para separación de núcleo	65
DOWNES Pinza para párpados	120
DRYSDALE Manipulador para Núcleo de Lente	58, 146
DSAEK Espátula corredera	71
DULANEY Marcador corneal aplicación LASIK	184
E ELSCHNIG Pinza de fijación	118
ERHARDT Pinza para párpados	117
ERNEST Separador para núcleo del cristalino	88
Escarificador para el saco lacrimal	43
Espatula, Platino	69
Espátula	31
Espátula	53, 54, 62, 69, 72-75, 146
Espátula doble	70
Espátula orbital	31
Espátula para ciclodíalisis	74
Espatula para conjuntiva	69
Espátula para el cristalino	61, 62, 146
Espátula para enucleación	75
Espátula para iris	53
Espátula para iris, vitre y sinequia	54
Espatula para LASEK	72
Espatula para LASIK	73
Espátula para phako	54
Espátula para queratoplastia	74
Espátula para Synequia	70
Especulo nasal	174
Estilete lacrimal, cilindrico	170
Estilete lacrimal, olivar	170
Estilete para el saco lacrimal	171
Estilete trabeculares	170

Español	Página
Expresor y asa	60
Expresor y cucharilla	60
Extractor para corteza	194
F FAULKNER Pinza para lentes	98
FECHTNER Marcador para la trabeculectomía	184
FECHTNER Pinza para conjuntiva	111
FINE-THORNTON Anillo de fijación	32
Fink Gancho Muscular	26
FLIERINGA A+395:404nillo de fijación	17
FLIERINGA Anillo de fijación	32
Flynn Spatula escleral	25
FRANCIS Instrumento para cuerpos extraños	46
FRANCIS Pinza de chalazion	117
FREER Cíncel para el saco lacrimal	173
FREER Disector y elevador	175
FRENZL Gancho para manipulación de lentes	59
Fresa corneal cuerpos extraños	177
FRIEDMANN Pinza gubia	174
FUKASAKU Cánula para anestesia	194
FUKASAKU Cánula para LASIK	200
FUKASAKU Espatula para LASIK	73
FUKASAKU Gancho para separación de núcleo	69
FUKASAKU Phaco chopper/splitter	65
G Gancho de DMEK, DSAEK	55, 71
Gancho de reposición	55
Gancho doble para fijación	26
Gancho Muscular	26
Gancho para desprendimiento de retina	29
Gancho para el cristalino	55, 60
Gancho para el saco lacrimal	27
Gancho para estrabismo	28-30
Gancho para iris	52, 59, 147
Gancho para localizar	30
Gancho para manipulación de IOL	58, 146
Gancho para manipulación de lente	59, 146
Gancho para separación de núcleo	63-69, 147
Gancho para tenotomía	29
Gancho recuperador	170
Gancho romo para el saco lacrimal	27
GASKIN	
Pinza de fragmento, angulada	97, 98, 150
GASS Gancho para desprendimiento de retina	29
GASS Marcador para Sclera	25
GASS Punzón	176
GIANNETTI MICS pinza capsulorhexis	90
GIESSEN Espátula	31
GIESSEN Reglilla	187
GILL Pinza para iris	81
GILL Queratótomo	44
GILL-HESS Micro-pinza para iris	81

Español	Página
GIMBEL Anillo de fijación de LASIK	32
GIRARD Espátula para Synequia	70
GOLDSTEIN Separador para el saco lacrimal	23
GOLF CLUB Instrumento para cuerpos extraños	46
GONNIN-Amsler Marcador	188
GRADLE Pinza para depilación	113
GRAEFE Escarificador para el saco lacrimal	43
GRAEFE Gancho para estrabismo	28
GRAEFE Gancho para iris	52
GRAEFE Pinza de fijación	117
GRAEFE Pinza para iris	80
GRAETHER Cánula con botón en el cuello	192
GRAETHER Retractor para Iris	52
GREEN Gancho para estrabismo	29
GREEN Pinza de fijación	118
Gubia para cuerpos extraños	45
Gubia para el saco lacrimal	173
GUIMARAES Espatula para LASIK	73
GUTHRIE Gancho doble para fijación	26
H HABERLE-McPHERSON	
Pinza para lentes	98
HAEFLINGER Gancho para separación de núcleo	66
HALSTED-MOSQUITO Pinza hemostática	122
HARMS Estilete trabeculares	170
HARRIS-SINSKEY IOL Gancho para manipulación de lente	56
HARTMANN Pinza hemostática	122
HARTMANN-HALLE Espejo nasal	174
HEALON Cánula para inyección	192
HEISS Separador para el saco lacrimal	23
HELVESTON Gancho para estrabismo	29, 30
HELVESTON Gancho para localizar	30
HELVESTON Pinza para Anudar	102
HELVESTON Retractor	25
HENDERSON Anillo de medición	185
HENDERSON Marcador para la córnea	185
HENDERSON Marcador para el alineamiento	185
HENRY Pinza para depilación	113
HESLIN Cánula para cámara anterior	200
HESS Pinza para iris	81
HIRSCHMANN Espátula para el cristalino	61
HIRSCHMANN Gancho para el cristalino	55
HOFFER Marcador para la córnea	182
HOFFER-MCPHERSON Pinza para sutura	109
HOFMAN-THORNTON Anillo de Fijación	32
Hojas de afeitar	158
HUNKELER Manipulador para núcleo de lente	56
HUNT pinza de chalazión	116
HYDE / KANSAS Pinza para córnea	109

Español

Español	Página
I	
INAMURA Pinza capsulorhexis	90
Instrumento de medición	32
Instrumento para cuerpos extraños	45, 46
Instrumento para reflujo	198
IOL Gancho para manipulación de lente	55, 56
Irrigador para camera anterior	200
J	
JAEGER Gancho para estrabismo	29
JAEGER Placa para párpados	26
JAFFE Espátula para el cristalino	61
JAFFE Pinza capsulorhexis	89, 154
JAFFE Pinza para anudar	102
JAFFE Retractor para párpados	24
JAFFE-BECHERT Rotator para núcleo de lente	57
JAMESON Compás	181
JAMESON Gancho para estrabismo	28
JAMESON Pinza para Avanzamiento muscular	121
JAMESON-BREGEAT Gancho para estrabismo	28
JAYLE Pinza para sutura	104
JENSEN Pulidor para cápsula	193
JOHNSON-TOOKE Queratótomo	44
JONES Pinza para compresas	122
JÜNEMANN Cánula para canal lacrimal	197
K	
KALT Porta-aguja	167
KANSAS Gancho para separación de núcleo	67
KANSAS Pinza para fragmentos	98
KATZEN LASIK espátula para colgajo de cornea	73
KATZIN Micro-pinza-tijera para córnea	135
KEENER Cortador de lentes	67
KELLY Punzón para la membrana	176
KELMAN-McPHERSON Pinza para anudar	99, 148
KELMAN-McPHERSON Pinza para sutura	109, 151
KERRISON Pinza-gubia	172
KERSHNER Blefaróstrado	16
Kershner Blépharostat	16
KERSHNER Kershner Blépharostat	16
KIMURA Espátula	69
KIRBY Asa	75
KIRBY Expresor y asa	60
KIRBY Expresor y cucharilla	60
KIRBY Gancho para el cristalino	60
KNOLLE Espátula para el cristalino	61
KNOLLE-PEARCE Lazo para irrigación	192
KNORZ Blefaróstato de aspiración	19
KOCH Gancho para el cristalino	66
KOCH Espátula para el cristalino	62
KOCH Mango de aspiración	190

Español	Página
KRAFF Pinza Capsular	88
KRATZ Blefaróstato	13
KRATZ Cánula con botón en el cuello	192
KRATZ Pulidor para cápsula	193
KRATZ-BARRAQUER Blefaróstato	10, 11
KREISSIG Localizador	25
KUGLEN Gancho para iris y manipulador	59
KUHNT Legar para la córnea	44
L	
LA FORCE Instrumento para cuerpos extraño	45
LAGRANGE Tijera para esclerectomía	144
LAMBERT Pinza de chalazión	116
LAMBERT Pinza para extender mangos	113
LANCASTER Blefaréstato	8
LAQUA Localizador	25
LASEK embudo de alcohol	72
LASEK Micro-Retrillo para Epitelio	72
LASIK Cánula	200
LASIK espátula para colgajo de cornea	73
Lazo para irrigación	192
Legar para la córnea	44
LEHNER Pinza capsulorhexis	89, 155
LEHNER-UTRATA Pinza para capsulorhexis	92
LESTER Gancho para manipulación de IOL	58, 146
LESTER Pinza de fijación	118
LESTER-BURCH Blefaróstato	8
LEWICKY Cánula para cámara anterior	200
Lewicky Gancho para manipulación	56
Lewicky Lewicky Gancho para Manipulación	56
LIEBERMANN Blefaróstato	14-18
LIEBERMANN Micro-finger manipulador	67
LIVERNOS Pinza para lentes	99
LIVERNOS Pinza para tomar y plegar	97
Localizador	25
LORDAN Pinza de chalazión	116
LU Marcador corneal aplicación LASIK	184
LU-MENDEZ Instrumento de medición	32
LUNTZ-DODICK Punzón para trabeculectomía	176
M	
MADDOX Espátula para LASIK	73
MAHARAJ Pinza para las Glándulas del Meibomio	114
MALONEY Gancho para manipulación de IOL	58
MALONEY Queratometro	184
Mango de aspiración	190
Mango de aspiración, (bimanual I/A)	190
Mango de bisturí	49
Mango de irrigación	190
Mango de irrigación, (Bimanual I/A)	190
Mango para cánulas de irrigación ó aspiración	201
Mango para irrigación	203

Español	Página
Mango para trépano	48
Mango para trépano universal	49
Manipulator para Núcleo de Lente	57-59, 146
MANNIS-BURATTO Protector de colgajo para LASIK	73
Marcador	181-188
Marcador ajustable	186
Marcador capsulorhexis	187
Marcador corneal aplicación LASIK	184
Marcador donante Descemet estroma	71
Marcador IVT	187
Marcador para la córnea	182, 183
Marcador para la trabeculectomía	184
Marcador para referencia	185
Marcador para Sclera	25
Marcador para separación de la retina	188
Marcador para sutura	183
Marcador pendular	186
Marcador rotatable para la córnea	185
Markador para el alineamiento	185
Martillo	173
MASKET Pinza capsulorhexis	93, 154
McINTYRE Blefaróstato	13
McCULLOUGH Pinza de disección	84
McCULLOUGH Pinza para sutura	84
McDONALD Pinza para plegar el lente	97
McINTIRE Irrigador para cámara anterior	200
McINTYRE Cánula para canal lacrimal	197
McINTYRE Irrigador para camera anterior	200
McINTYRE Mango para irrigación	203
McINTYRE-BINKHORST Cánula	191
McPHERSON Micro-pinza para anudar	100, 102, 149
McPHERSON Micro-pinza para sutura	100
McPHERSON Pinza para cornéa	109, 110, 150
McPHERSON Porta-aguja	164
McPHERSON-WESTCOTT Micro-tijera para tenotomía	131
MEAD Martillo	173
MELLINGER Blefaróstato	9
MENDEZ Anillo de medición	183
MENDEZ Marcador corneal	184
MERMOUD Pinza glaucoma	87
MEYHOEFER Cucharilla para chalazión cortante	47
Microdisector para el injerto endotelial	71
Micro-finger manipulador para núcleo	67, 68
Micro-gancho para iris	52
Micro-pinza de fijación	110, 153
Micro-pinza para anudar	99-102, 149
Micro-pinza para iris	81-83, 152
Micro-pinza para la cornea	110
Micro-pinza para sutura	100, 107, 148, 149
Micro-pinza-tijera	133, 135, 137
Micro-porta-hoja	158-166
Micro-punzón para trabeculectomía	176
Micro-tijera para cataracta secundaria	125-127

Español

Español	Página
Micro-tijera para tenotomía	131
MICS pinza capsulorhexis	90
Mikro finger, gancho para separación de núcleo	68
MINARDI Gancho para separación de núcleo	66
Modelo ZÜRICH Pinza para sutura	108
MOODY Pinza para fijación	118
MOORFIELD Pinza para sutura y conjuntiva	111
MUELLER Separador para el saco lacrimal	23
MURDOCK Blefaróstató	20
MURDOCK Blefaróstató	20
N NAGAHARA Gancho para separación de núcleo	66
NAGAHARA-JAFFE Gancho para Separación de núcleo	64
NEUHANN Blefaróstató	11
NEUHANN Gancho para separación de núcleo	63, 64
NEW ORLEANS Asa	75
NOYES Pinza-tijera para iridectomía	124
NUGENT Pinza "utility"	86
O OBSTBAUM Espátula para el Cristalino	61
ONG Tijera para cápsula	126
OSHER Compás para incisión	181
OSHER Gancho para manipulación de lentes	59
OSHER Pinza para Iris	81
OSHER Rotator para núcleo de lente	59
OSNIAKA-FAULKNER Pinza para sujetar el cristalino	98
P PARK Blefaróstató	21
PARK-GUYTON Blefaróstató	21
PARK-MAUMENEE Blefaróstató	21
PATON Disecador para la córnea	44
PATON Espátula para queratoplastia	74
PATON Porta-aguja	167
PAUFIQUE Cuchillo para queratoplastia	48
PAUFIQUE Pinza para anudar	101
PAUFIQUE Pinza para sutura	107
PAUL Separador	28
Phaco chopper/splitter	65
PIERSE Micro-pinza de fijación	110, 153
PIERSE-COLIBRI Pinza para córnea	110, 153
Pigtail estilite lacrima	171
Pinca para párpados	120
Pinza "utility"	86
Pinza capsular	86, 88
Pinza clamp muscular	119
Pinza colibri para soltar	99
Pinza con cámara anterior	88

Español	Página
Pinza de chalazión	116, 117
Pinza de disección	84, 85
Pinza de explantación	95, 129
Pinza de fijación	117-119
Pinza de fijación para córnea	111
Pinza de fragmento	97, 98
Pinza descemetorhexis	112
Pinza glaucoma	87
Pinza gubia	174
Pinza hemostática	122
Pinza IOL curva	95, 128
Pinza muscular para ptosis	120
Pinza para anudar	99, 101, 102, 148, 149
Pinza para avanzamiento muscular	121
Pinza para capsulorhexis	89, 92, 93, 94, 154, 155
Pinza para compresas	122
Pinza para conjuntiva	111
Pinza para córnea	109, 110, 150
Pinza para cuerpos extraños	114
Pinza para depilación	113
Pinza para DSAEK	112
Pinza para entropión	120
Pinza para estrabismo	120
Pinza para extender mangos	113
Pinza para fijación	118
Pinza para fijación recto superior	120
Pinza para fragmentos núcleo de lente	98
Pinza para Glandulas Meibomio	114
Pinza para ILM	115
Pinza para implantación del cristalino	96
Pinza para IOL	98
Pinza para iris	78-81
Pinza para las Glándulas del meibomio	114
Pinza para LASIK flap	112
Pinza para lentes	98, 99
Pinza para párpados	117
Pinza para plegar	97
Pinza para soltar los puntos de sutura	148
Pinza para sujetar el cristalino	98
Pinza para superior rectus	120
Pinza para sutura	84, 104-108, 150, 151
Pinza para tomar y plegar	97
Pinza para vitreoretinal	114, 115
Pinza porta clavo escleral	87
Pinza sutura para la cornea	105
Pinza tipo joyero	103
Pinza-gubia	172
Pinzas para extracción de cánulas	103, 138
Pinzas para poner un empaste	175
Pinzas para retirar sutura, tipo joyero	99
Pinzas para tamponamiento	85
Pinza-tijera	131-137
Pinza-tijera para córnea	134
Pinza-tijera para IOL	95, 128, 129
Pinza-tijera para iridectomía	124
Pinza-tijera para la córnea	132, 134, 136, 137
Pinza-tijera para sinequia anterior	136

Español	Página
Pinza-tijera para tenotomía	130-132
PISACANO Rotator para núcleo de lente	57
Placa de presión	71, 138
Placa para párpados	26
PLANGE Aguja para cuerpos extraños	45
PLEY Blefaróstató	16
POLACK Pinza sutura para la cornea	105
Porta-aguja	158-168
Porta-hoja	49, 158
Pre-Chopper	89
Protector	73, 175
Protector de colgajo para LASIK	73
Pulidor para cápsula	193
Punzón	176
PUTTERMAN Pinca con 6 pins	121

Q Queratometro para medición astigmatismo	184
Queratótomo, recta	43, 44

R RANDOLPH Cánula para ciclodíalisis	195
Reglilla	188
REMKY Pinza para superior rectus	120
Removedor de anillo de óxido	177
RENTSCH "BOAT HOOK"	
Manipulador de lentes	59
Retractor orbital	31
Retractor para Iris	52
Retractor	24, 25, 31, 52
Retractor para párpados	24
ROLF Estilite para el saco lacrimal	171
ROLLET Cíncel para el saco lacrimal	173
ROLLET Gancho para el saco lacrimal	27
ROSEN Gancho para separación e núcleo	64, 65, 147
Rotator para núcleo	57, 59, 147
RYCROFT Cánula para aire	195

S SATO Queratótomo	43
SAUER Blefaróstató	17
SAUER Pinza para sutura	108
SAUPE Pinza para depilación	113
SAUTER Cánula para aire	195
SAUTTER Espátula orbital	31
SCHAAF Pinza para cuerpos extraños	114
SCHEPENS Localizador	25
SCHEPENS Retractor orbital	31
SCHIOETZ Tonómetro	188
SCHOCKET Spatula escleral	25
SCOTT Blefaróstató	21
SEIBEL Espatula para LASEK	69
Separador	23, 28, 88
Separador para el saco lacrimal	23
Separador para nucleo del cristalino	88

Français

Français	Page	Français	Page	Français	Page
A		BERKE Pince musculaire pour ptosis	120	CASTROVIEJO Blépharostat	22
Anneau de fixation	32	BEYER Emporte-pièce	172	CASTROVIEJO Compas	180
ADSON Pince à conjonctive	85	BINKHORST Canule	191	CASTROVIEJO	
ADSON Pince à disséquer	85	BISHOP-HARMON Pince à iris	79, 80	Dilatateur pour voies lacrymales	171
AGRICOLA Ecarteur	23	BISHOP-HARMON Set pour irrigation	199	CASTROVIEJO Micro-pince à suture	105
Aiguille à cataracte	44	Bissecteur de noyau	67	CASTROVIEJO Micro-pince-ciseaux	
Aiguille à corps étrangers	45, 46	BLAYDES Pince pour implantation lentille	96	pour kératoplastie	137
Aiguille à dissection	45	Blepharostat 10-22		CASTROVIEJO Micro-porte-aiguille	159-161
Aiguille et aiguille à corps étrangers	46	Blépharostat avec aspiration	18, 19	CASTROVIEJO Pince à fils	100
Aiguille et gouge	46	BLUMENTHAL Spatule pour conjonctive	69	CASTROVIEJO Pince à fixer	119
Aiguille pour sutures aponévrotiques	171	Boîte de stérilisation	206, 207	CASTROVIEJO Pince à suture	105-107, 152
AKAHOSHI Pre-Chopper	89	BONACCOLTO Pince "utility"	86	CASTROVIEJO Pince capsulaire	86
ALFONSO Blépharostat	13	BORES Anneaux marqueur	182	CASTROVIEJO Pince-ciseaux à iridectomie	124
Algerbrush II Fraise cornéenne	177	BORES Marqueur pour la cornée	183	CASTROVIEJO	
Algerbrush II Instrument pour prérignon	177	BORES Pince fixation pour cornée	111	Pince-ciseaux cornéenne	132, 136
ANEL Canule à voie lacrymal	196	Boucle de lavage	192	CASTROVIEJO	
ANIS Crochet manipulateur	57	BOWMAN Aiguille à dissection, droite	45	Pince-ciseaux pour synéchie antérieure	136
ANIS Extracteur de cortex	194	BOWMAN Stylet lacrymal,		CASTROVIEJO Porte-aiguille	167, 168
ANIS Marqueur pour la cornée	183	cylindrique, acier	170	CASTROVIEJO Spatule doubles	70
Anneau de Fixation	32	BOWMAN Stylet lacrymal, olivaire	170	CASTROVIEJO Spatule pour cyclodialyse	74
Anneaux marqueur	182	BRACKEN Pince à iris	80	CATALANO / OGGEI	
Anse 60, 69, 75, 192		BRAUNSTEIN Marqueur	181, 187	Jeu pour conduits lacrymal	170
ARITA Pince pour les glandes meibomius	114	BRAUWEILER Manche d'aspiration	190	CAUER Pince à chalazion	116
ARLT Anse 75		BRAUWEILER Manche d'irrigation	190	CHANG-LIEBERMAN	
ARRUGA Pince capsulaire	86	BUCHER-KANSAS Trissecteur de noyau	67	Micro-manipulateur à noyau	68
ARRUGA Porte-aiguille	166	Bulbe silicone	199	CHARLEUX	
AUBARET Crochet	27	BUNGE Curette pour éviscération	47	Canule à irrigation ou aspiration	199
AXENFELD Crochet	27	BURATTO LASIK Canule	200	CHAYET LASIK marqueur pour la cornée	184
AYER Pince à chalazion	116	BURATTO LASIK volet de protection	73	CHU Blépharostat avec aspiration	19
		BURATTO Pince pour IOL	98	Ciseaux pour incision	144
		BURATTO Pince pour LASIK Flap	112	Ciseau-burin pour le sac lacrymal	173
B				Ciseaux à enucléer	144
BACKHAUS Pince à compresses	122	C		Ciseaux à sclérectomie	144
BAIRD Pince à chalazion,	117	CAMELLIN LASEK		Ciseaux à strabisme	142
BANGERTER Blépharostat	22	entonnoir pour alcool	72	Ciseaux à tendons	143
BANGERTER Canule à voie lacrymal	196	Canule à enzymes	193	Ciseaux capsulaires	126
BANGERTER Canule retrobulbaire	198	Canule à irrigation ou aspiration	199, 201, 202	Ciseaux IOL 95, 128	
BANGERTER Pince musculaire	119	Canule à vitreo-rétinienne	198	Ciseaux oculaires	140, 141
BANGERTER Spatule	74	Canule à voie lacrymal	196-198	Ciseaux pour IOL	129
BARRAQUER Blépharostat	12, 13	Canule avec bouton de faux col	192	Ciseaux pour iridectomie	140
BARRAQUER Couteau pour kératoplastie	48	Canule backflush	198	Ciseaux pour vitrectomie	138, 139
BARRAQUER Micro-porte-aiguille	162-165	Canule d'aspiration de cortex	194	CITELLI Emporte-pièce	172
BARRAQUER Pince à épiler les cils	113	Canule de irrigation/aspiration	191	CLARK Blépharostat	8
BARRAQUER Pince à fils	99	Canule embout olivaire	194	CLAYMAN Crochet manipulateur de noyau	57
BARRAQUER Pince à suture "Colibri"	104	Canule irrigatoire, modèle Bonn	192	CLAYMAN Pince pour implantation lentille	96
BARRAQUER Pince		Canule pour anesthésie	194	Compas 180	
colibri pour enlever les fils	99	Canule pour aspiration et irrigation	191	Compas pour incision	181
BARRAQUER Porte-lame de rasoir	158	Canule pour capsule antérieure	200	CONNOR WAND Crochet manipulateur	57
BARRAQUER Spatule pour l'iris	53	Canule pour cyclodialyse	195	COOK Blépharostat	20
BARRAQUER-OOSTERHUIS Blépharostat	11	Canule pour injection	192	Coques 175	
BARRAQUER-OOSTERHUIS-KRATZ		Canule pour injection d'air	195	CORBETT Aiguille à corps étrangers	46
Blépharostat 11		Canule pour injection d'air,		CORBIN Sub Tenon canule	194
BARRAQUER-TROUTMAN		modèle Tübingen	195	CORCELLE Blépharostat	9
Micro-porte-aiguille	159	Canule pour manipulation du noyau	192	CORYDON Pince pour capsulorhexis	81, 91, 94
BARRETT Blépharostat	8	Canule retrobulbaire	198, 199	Couteau pour kératoplastie	48
BARRQUER Micro-porte-aiguille	163	CARTER pince d'implantation		Couteau pour la cornée	44
BEAUPRÉ Pince à épiler les cils	113	pour plombes 175		Couteau pour la cornéenne	43
BEER Pince à épiler les cils	113				

Français

Français	Page
Couteau pour l'iris	43
CRAWFORD Crochet	170
CRAWFORD Jeu pour conduits lacrymaux	170
Crochet 27	
Crochet pour le sac lacrymal	27
Crochet à cristallin	60
Crochet à décollement de rétine	29
Crochet à l'iris59	
Crochet à manipulateur à implant	146
Crochet à reposition	55
Crochet à strabisme	28-32
Crochet à ténotomie	29
Crochet diviseur à noyau	63-66
Crochet double à fixation	26
Crochet manipulateur	54-59, 146, 147
Crochet musculaire	26
Crochet pour l'iris, coudé, titane	52, 147
Crochet retourné	55, 71
CROZAFON MICS pince pour capsulorhexis	90
CULLER Crochet à strabisme	28
CULLER Spatule pour l'iris	53
Curette à chalazion	47
Curette et crochet à cristallin	60
Curette pour éviscération	47
D DALK Pince-ciseaux	135
DARDENNE Pince à fragments	98
DASTOOR Pince à strabisme	120
DASTOOR Pince à suture	104, 108
DAVIDOFF Crochet diviseur à noyau	65
Dépresseur scléral	25
DESMARRES Ecarteur de paupières	24
DESMARRES Pince à chalazion	116
DIEFFENBACH Serre-fine	122
Dilatateur pour voies lacrymales	171, 172
Dissecteur et spatule	69
Dissecteur LASEK	72
Dissecteur pour la cornée	44
Diviseur à noyau	65, 67
DMEK / DSAEK Spatule	71
DODICK Micro-manipulateur à noyau	68
DODICK Séparateur pour noyau	88
DODICK-KAMMANN	
Crochet diviseur à noyau	65
DOWNES Pince de paupières	120
DRYSDALE Crochet manipulateur	58, 146
DSAEK Spatula glissière	71
DULANEY LASIK marqueur pour la cornée	184
E Ecarteur	25, 28
Ecarteur de paupières	24
Ecarteur orbitaire	31
Ecarteur 25	
Ecarteur-spatule orbitaire	31
Elévateur double	175
ELSCHNIG Pince à fixer	118
ERHARDT Pince de paupières	117

Français	Page
ERNEST Séparateur pour noyau	88
Extracteur de cortex	194
F FAULKNER Pince pour IOL	98
FECHTNER	
Marqueur pour la trabéculéctomie	184
FECHTNER Pince pour conjonctive	111
FINE-THORNTON Anneau de fixation	32
FINK Crochet musculaire	26
FLIERINGA Anneaux de fixation	32
Flynn Dépresseur scléral	25
Fraise cornéenne	177
Fraise pour Ptérygion	177
FRANCIS Aiguille à corps étrangers	46
FRANCIS Pince à chalazion	117
Frankel Blépharostat	17
FREER Ciseau-burin pour le sac lacrymal	173
FREER Elévateur double	175
FRENZL Crochet manipulateur	59
FRIEDMANN Gouge coudée	174
FUKASAKU Canule pour anesthésie	194
FUKASAKU Diviseur à noyau	65
FUKASAKU Micro-manipulateur à noyau	69
FUKASAKU spatule pour LASIK	73
G GASKIN Pince à fragments	97, 150
GASS Crochet à décollement de rétine	29
GASS Marqueur scléral	25
GASS Punch 176	
GIANNETTI MICS	
pince pour capsulorhexis	90
GIESSEN Règle	187
GIESSEN Spatule	31
GILL Couteau pour la cornée	44
GILL Pince à iris	81
GILL-HESS Pince à iris	81
GIMBEL Anneau de fixation LASIK	32
GIRARD Spatule à synéchies	70
GOLDSTEIN Ecarteur pour le sac lacrymal	23
GOLF CLUB Aiguille à corps étrangers	46
GONNIN-AMSLER	
Marqueur pur décollement de rétine	188
Gouge à corps étrangers	45
Gouge coudée	174
Gouge pour le sac lacrymal	173
GRADLE Pince à épiler les cils	113
GRAEFE Crochet à strabisme	28
GRAEFE Crochet pour l'iris	52
GRAEFE Pince à fixer	117
GRAEFE Pince à iris, courbe	80
GRAEFE Scarificateur pour le sac lacrymal	43
GRAETHER Canule avec bouton de faux col	192
GRAETHER Retracteur d'iris	52
GREEN Crochet à strabisme	29
GREEN Pince à fixer	118
GUIMARAES LASIK spatule	73
GUTHRIE Crochet double à fixation	26

Français	Page
H HABERLE-McPHERSON	
Pince pour IOL	98
HAEFLINGER Phako cliveur	66
HALSTED-MOSQUITO	
Pince hémostatique	122
HARMS Trabéculotome	170
HARRIS-SINSKEY IOL	
Crochet/Crochet manipulateur	56
HARTMANN Pince hémostatique	122
HARTMANN-HALLE Spéculum nasal	174
HEALON Canule pour injection	192
HEISS Ecarteur pour le sac lacrymal	23
HELVESTON Crochet à strabisme	29, 30
HELVESTON Ecarteur	25
HELVESTON Pince à fils	102
HENDERSON Marqueur par degré	185
HENDERSON Marqueur pour alignement	185
HENDERSON Marqueur pour la cornée	185
HENRY Pince à épiler les cils	113
HESLIN Canule pour capsule antérieure	200
HESS Pince à iris	81
HIRSCHMANN	
Spatule pour la lentille cristalline	61
HOFFER Anneaux marqueur	182
HOFFER-MCPHERSON Pince à suture	109
HOFMAN-THORNTON Anneau de fixation	32
HUNKELER Crochet manipulateur	56
HUNT Pince à chalazion	116
HYDE / KANSAS Pince pour la cornée	109
I INAMURA Pince pour capsulorhexis	90
IOL Crochet manipulateur	55, 56
IOL Manipulateur	146
Irrigateur pour chambre antérieure	199
J JAEGER Crochet à strabisme	29
JAEGER Spatule	26
JAFFE Ecarteur de paupières	24
JAFFE Pince à fils	102
JAFFE Pince pour capsulorhexis	89, 154
JAFFE Spatule pour la lentille cristalline	61
JAFFE-BECHERT	
Crochet manipulateur de noyau	57
JAMESON Pied à coulisse	181
JAMESON	
Pince pour avancement musculaire	121
JAMESON-BREGAT	
Crochet à strabisme	28
JAMSEON Crochet à strabisme	28
JAYLE Pince à suture	104
JENSEN Polissoir capsulaire	193
Jeu pour conduits lacrymaux	170
JOHNSON-TOOKE Couteau pour la cornée	44
JONES Pince à compresses	122
JÜNEMANN Canule à voie lacrymal	197

Français

Français	Page
K	
KALT Porte-aiguille	167
KANSAS Bissecteur de noyau	67
KANSAS Pince à fragments	98
KANSAS Spatule guide	67
KATZEN LASIK spatule pour la cornée	73
KATZIN Micro-pince-ciseaux cornéenne	135
KEENER Diviseur à noyau	67
KELLY Punch descemet	176
KELMAN-McPHERSON Pince à fils	99, 149
KELMAN-MCPHERSON Pince à suture	109, 151
Kératoscope	184
KERRISON Emporte-pièce	172
KERSHNER Blépharostat	16
KIMURA Spatule	69
KIRBY Ans	75
KIRBY Anse et corchet à cristallin	60
KIRBY Crochet à cristallin	60
KIRBY Curette et crochet à cristallin	60
KNOLLE Spatule pour la lentille cristalline	61
KNOLLE-PEARCE	
Anse à lentilles avec irrigation	192
KNORZ Bléfarostat avec aspiration	19
KOCH Manche d'aspiration	190
KOCH Crochet manipulateur	66
KOCH Spatule pour la lentille cristalline	62
KRAFF Pince capsulaire	88
KRATZ Blépharostat	13
KRATZ Canule avec bouton de faux col	192
KRATZ Polissoir capsulaire	193
KRATZ-BARRAQUER Blépharostat	10, 11
KREISSIG Dépresseur scléral	25
KUGLEN Crochet à l'iris	59
KUHNT Rugine pour la cornée	44
L	
LA FORCE Aiguille à corps étrangers	45
LAGRANGE Ciseaux à sclérectomie	144
LAMBERT Pince à chalazion	116
LAMBERT Pince pour manchon	113
LANCASTER Blépharostat	8
LAQUA Dépresseur scléral	25
LASEK entonnoir pour alcool	72
LASEK spatule pour réposition	72
LASIK Canule 200	
LASIK marqueur pour la cornée	184
LASIK spatule 73	
LASIK spatule double	73
LASIK spatule pour la cornée	73
LASIK volet de protection	73
LEBUISSON Crochet manipulateur coudé	54
LEHNER Pince pour capsulorhexis	89, 155
LEHNER-UTRATA	
Pince pour capsulorhexis	92
Les dentelures sur la lame inférieure	129
LESTER Crochet manipulateur	58
LESTER IOL Manipulateur	146
LESTER Pince à fixer	118

Français	Page
LESTER-BURCH Blépharostat	8
LEWICKY Canule pour capsule antérieure	200
LEWICKY Crochet manipulateur à implant	56
LIEBERMAN Blépharostat avec aspiration	18
LIEBERMANN Blépharostat	14, 15
LIEBERMANN Micro-manipulateur à noyau	67
LIVERNIS Pince à implant	99
LIVERNIS Pince pour saisir et plier l'implant	97
LL Adapteur	199
LU LASIK marqueur pour la cornée	184
LU-MENDEZ Anneau de Fixation	32
LUNTZ-DODICK Punch trabeculectomie	176
M	
MADDUX LAXIK spatule double	73
MAHARAJ Pince pour les glandes de Meibomius	114
Maillet	173
MALONEY Crochet manipulateur	58
MALONEY Kératoscope	184
Manche d'aspiration	190
Manche de bistouri	49
Manche d'irrigation	190, 203
Manche d'irrigation, plastique	203
Manche pour canules à irrigation ou aspiration	201
Manches pour bistouris	49
MANNIS-BURATTO LASIK volet de protection	73
Marquer pour la trabéculéctomie	184
Marqueur	181-188
Marqueur par degré	183, 185
Marqueur pendulaire	186
Marqueur pour alignement	185
Marqueur pour la cornée	183, 185
Marqueur pour référenciel	185
Marqueur pur décollement de rétine	188
Marqueur scléral	25
Marqueur stroma descemetique donneur	71
MASKET Pince pour capsulorhexis	93, 154
McINTYRE Blépharostat	13
McCULLOUGH Pince à disséquer	84
McDONALD Pince pour plier l'implant	97
McINTIRE Canule pour capsule antérieure	200
McINTYRE Canule à voie lacrymal	197
McINTYRE Canule pour capsule antérieure	200
McINTYRE Manche irrigation	203
McINTYRE-BINKHORST Canule	191
McPERSON-WESTCOTT	
Pince-ciseaux à tendons	131
McPHERSON Micro-pince à fils	100, 102, 149
McPHERSON Pince pour la cornée	109, 110, 150
McPHERSON Porte-aiguille	164
McPHERSON-WESTCOTT	
Pince-ciseaux à tendons	131
MEAD Maillet	173
MELLINGER Blépharostat	9
MENDEZ LASIK marqueur pour la cornée	184
MENDEZ Marqueur par degré	183

Français	Page
MERMOUD pince pour glaucome	87
MEYHOEFER Curette à chalazion	47
Micro-ciseaux 130	
Micro-ciseaux pur cataracte secondaire	125-127
Micro-Crochet pour l'iris, modèle Bonn	52
Microdissecteur pour greffon endothélial	71
Micro-manipulateur à noyau	67, 68
Micro-pince à fils	99, 101, 102, 1049
Micro-pince à fixer	110, 153
Micro-pince à fixer, Colibri	110, 153
Micro-pince à iris modèle Bonn	82, 83, 152
Micro-pince à suture	105, 107
Micro-pince pour la cornée	110
Micro-pince-ciseaux pour kératoplastie	137
Micro-pince-ciseaux, cornéenne	133, 135
Micro-pince-ciseaux	133, 135, 137
Micro-porte-aiguille	155-165
Micro-porte-lame de rasoir	158
Micro-punch trabeculectomie	176
MICS pinze pour capsulorhexis	90
Mikro houe	72
MINARDI Kernspalter	66
Modèle ZÜRICH Pince à suture	108
MOODY Pince à fixer	118
MOORFIELD Pince pour conjonctive	111
MUELLER Ecarteur pour le sac lacrymal	23
MURDOCK Blépharostat	20
N	
NAGAHARA Phako cliveur	66
NAGAHARA-JAFFE	
Phako cliveur, gauche, spatule	64
NAGAHARA-KOCH Phako cliveur, spatule	64
NEUHANN-NAGAHARA	
Crochet diviseur à noyau et crochet	63
NEUHANN Crochet diviseur à noyau	63, 64
NEUHANN Phako cliveur	63
NEUHANN-KOCH Crochet diviseur à noyau	64
NEW ORLEANS Anse	75
NOYES Pince-ciseaux à iridectomie	124
NUGENT Pince "utility"	86
O	
OBSTBAUM Spatule	
pour la lentille cristalline	61
ONG Ciseaux capsulaires	126
OSHER Compas pour incision	181
OSHER Crochet manipulateur de noyau	59
OSHER Pince de joailler à iris	81
OSHER Y-Crochet manipulateur	59
OSNIAKA-FAULKNER Pince pour IOL	98
PARK Blépharostat	21
PARK-GUYTON Blépharostat	21
PARK-MAUMENEE Blépharostat	21
PATON Dissecteur pour la cornée	44
PATON Porte-aiguille	167
PATON Spatule pour kératoplastie	74

Français

Français	Page
PAUFIQUE Couteau pour kératoplastie	48
PAUFIQUE Pince à fils	101
PAUFIQUE Pince à suture	107
PAUL Ecarteur	28
Phako cliveur 36, 37, 63-66, 147	
Pied à coulisse	181
PIERSE Micro-pince à fixer	110, 153
PIERSE Micro-pince à fixer, Colibri	110, 153
PIERSE-COLIBRI	
Micro-pince pour la cornée	110
Pince "utility" 86	
Pince à chalazion	116, 117
Pince à compresses	122
Pince à conjonctive	84, 85
Pince à disséquer	84, 85
Pince à entropion	120
Pince à épiler les cils	113
Pince à fils 99-103, 148, 149	
Pince à fixer 117-119	
Pince à fragments 97, 98, 150	
Pince à implant	99
Pince à iris 78-81	
Pince à mors croisée	120
Pince à strabisme	120
Pince à suture 104-109, 150-152	
Pince à suture	107
Pince capsulaire	86, 88
Pince ciseaux pour IOL	129
Pince colibri pour enlever les fils	99
Pince de joailler à iris	81
Pince de paupières	117, 120
Pince descemetorhexis	112
Pince d'implantation pour plombs	175
Pince enlever points de suture	148
Pince fixation pour cornée	111
Pince hémostatique	122
Pince musculaire	119
Pince musculaire pour ptosis	120
Pince pour "scleral plug"	87
Pince pour avancement musculaire	121
Pince pour cambre antérieure	88
Pince pour capsulorhexis 81, 89-94, 153, 154	
Pince pour conjonctive	111
Pince pour corps étrangers	114
Pince pour DSAEK	112
Pince pour enlever les fils	99
pince pour glaucome	87
pince pour ILM	115
Pince pour implantation lentille	96
Pince pour implantation	
lentille cristalline 95, 96, 129	
Pince pour IOL	98
Pince pour la cornée 109, 150	
Pince pour LASIK Flap	112
Pince pour les glandes de Meibomius	114
Pince pour manchon	113
Pince pour plier l'implant	97

Français	Page
Pince pour retrait de canules	103, 138
Pince pour saisir et plier l'implant	97
Pince pour sutures	84
Pince vitréo-rétinienne	114, 115
Pince-ciseaux 124-136	
Pince-ciseaux à iridectomie	124
Pince-ciseaux à tendons	130-132
Pince-ciseaux cornéenne	134, 136
Pincés à pansements	85
PISACANO Crochet manipulateur de noyau	57
PISACANO Rotateur pur cristallin	57
PLANGE Aiguille à corps étrangers	45
Plateau de pression	71, 138
PLEY Blépharostat	16
Poignée de trépan	48
Poignée de trépan universel	49
POLACK Pince à suture pour la cornée	105
Polissoir capsulaire	193
Porte-aiguille 164-168	
Porte-lame de rasoir	158
Porte-lames 158	
Pre-Chopper 89	
Punch 176	
Punch descemet	176
Punch trabeculectomie	176
PUTTERMAN Pince	121
R RANDOLPH	
Canule pour cyclodialyse	195
Règle 187	
REMKY Pince à mors croisée	120
RENTSCH "BOAT HOOK" Spatule pour l'iris	59
Reservoir de rechange	198
Retracteur d'iris	52
ROLF Stylet pour le sac lacrymal	171
ROLLET Crochet pour le sac lacrymal	27
ROLLET Rugine pour le sac lacrymal	173
ROSEN Crochet diviseur à noyau	64, 65
ROSEN Micro-manipulateur à noyau	68
ROSEN Phaco cliveur	147
Rotateur pur cristallin	57
Rugine pour la cornée	44
Rugine pour le sac lacrymal	173
RYCROFT Canule à air	195
S SATO Couteau pour la cornée	43
SAUER Blépharostat	17
SAUER Pince à suture	108
SAUPE Pince à épiler les cils	113
SAUTTER Ecarteur-spatule orbitaire	31
Scarificateur pour le sac lacrymal	43
SCHAAF Pince pour corps étrangers	114
SCHEPENS Dépresseur scléral	25
SCHEPENS Ecarteur orbitaire	31
SCHIOETZ Tonomètre	188
SCHOCKET Dépresseur scléral	25
SCOTT Blépharostat	21

Français	Page
SEIBEL Dissecteur et spatule	69
Séparateur pour noyau	88
Serre-fine, courbe	122
SHAPIRA Blépharostat	22
SHARAWY Blepharostat	17
SHEETS Boucle de lavage	192
SHEPARD Pince pour implantation lentille	96
SICHEL-WILDER Dilatator	172
SIMCOE Canule de irrigation/aspiration	191
SIMCOE Canule pour aspiration et irrigation	191
SIMCOE Canule pour manipulation du noyau	192
SIMCOE Extracteur de cortex	194
SIMCOE Polissoir pour capsule postérieure	193
SIMCOE Polissoir capsulaire	193
SINSKEY Crochet à manipulateur à implant	146
SINSKEY Crochet retourné	55, 71
SINSKEY IOL Crochet/Crochet manipulateur	55
SINSKEY Pince à fils	102
SLOANE Dissecteur LASEK	72
SLOANE LASEK spatule pour réposition	72
SLOANE Mikro houe	72
SLOANE Spatule LASEK	72
SNELLEN Anse	75
SNELLEN Pince à entropion	120
Spatule 26, 53, 54, 59-62, 67-72, 146	
Spatule à synéchie	70
Spatule de mesure	188
Spatule doubles	70
Spatule échancrée pour énucléer	75
Spatule guide 67	
Spatule LASEK	72
Spatule pour conjonctive	69
Spatule pour cyclodialyse	74
Spatule pour kératoplastie	74
Spatule pour la lentille cristalline 61, 62, 146	
Spatule pour LASIK	73
Spatule pour l'iris	53, 59
Spatule pour l'iris, vitré et synéchies	54
Spatule pour phaco	54
Spatule, platine	69
Spéculum nasal	174
SPENCER Ciseaux pour incision	144
ST. MARTIN Pince à suture	107
STEINERT Pince pour IOL	96
STERN-CASTROVIEJO Pince à suture	107
STEVENS Ciseaux à tendons	143
STEVENS Crochet à ténatomie	29
STEVENS Sub Tenon Canule	194
STEVENSON Ecarteur pour le sac lacrymal	23
Stylet lacrymal avec trou	171
Stylet lacrymal, cylindrique	170
Stylet lacrymal, olivaire	170
Stylet pour le sac lacrymal	171
Sub Tenon Canule	194
T TANNA-LIEBERMANN Blépharostat	17
TENNANT Pince à fils	101

Français

Français	Page	Français	Page	Français	Page
THORLAKSON Blépharostat	16	Y Y-Crochet manipulateur	59		
THORNTON Anneau de fixation	32	Z ZIEGLER Couteau pour l'iris	43		
THORNTON Marqueur pour la cornée	183	ZIEGLER Pince à épiler	113		
TOKUDA Crochet diviseur à noyau	66	ZÜRICH Pince à suture „Colibri“	108		
Tomahawk Crochet diviseur à noyau	66				
Tonomètre 188					
TOOKE Couteau pour la cornée	44				
Trabéculotome	170				
Trabéculotome	170				
Trepan cornéen	48				
Trepan LASEK	72				
Trissecteur de noyau	67				
TROELTSCH Pincettes à pansements	85				
TROUTMAN Canule	194				
TROUTMAN Micro-pince à fils 100, 101, 149					
TROUTMAN Micro-pince pour la cornée	110				
TROUTMAN Micro-pince-ciseaux cornéenne	135				
TROUTMAN Micro-porte-aiguille 160-162					
TROUTMAN Micro-porte-lame de rasoir	158				
TROUTMAN Pince à fils	148				
TROUTMAN Pince à strabisme	120				
TROUTMAN-BARRAQUER					
Micro-porte-aiguille	165				
TROUTMAN-BARRAQUER					
Spatule pour l'iris	53				
U URRETS-ZAVALIA Marqueur	188				
UTHOFF Ciseaux capsulaires	126				
UTHOFF Crochet à reposition	55				
UTRATA					
Pince pour capsulorhexis 89, 92, 153, 154					
V VANNAS Micro-ciseaux					
pour cataracte secondaire 125-127					
VOGT Spatule de mesure	188				
VON BARSEWISCH					
Pince pour cambre antérieure	88				
W WALKER Pince-ciseaux cornéenne	134				
WALTON Gouge à corps étrangers	45				
WATZKE Pince pour manchon	113				
WEBER Anse 75					
WECKER Spatule pour l'iris	53				
WEISS Blépharostat	10				
WELLS Spatule écahnée pour énucléer	75				
WELSH Canule d'aspiration de cortex	194				
WEST Ciseau-burin pour le sc larymal	173				
WEST Gouge pour le sac lacrymal	173				
WESTCOTT Pince-ciseaux à tendons 130-132					
WILDER Dilatateur pour voies lacrymales	171				
WILLIAMS Blépharostat	8				
WILLS HOSPITAL					
Pince à dissection standard	84				
WILTFANG Blépharostat avec aspiration 14, 18					
WRIGHT Aiguille pour sutures aponévrotiques	171				

ALBERT HEISS

Opthalmic Surgical Instruments


Artikelnummer Verzeichnis

14

Numerical Index

Indice numérico

Index numérique



Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-1001A	12	H-1052A	14	H-1078L	22	H-1140	26
H-1001AR	12	H-1052N	14	H-1078R	22	H-1166	52
H-1001B	12	H-1052S	14	H-1082	17	H-1166A	52
H-1005	8	H-1053	14	H-1083	17	H-1235/1	43
H-1005T	8	H-1054	15	H-1084	17	H-1235/2	43
H-1008	16	H-1054A	15	H-1085	21	H-1235/3	43
H-1010	8	H-1054N	15	H-1090	21	H-1280	49
H-1011	8	H-1055	17	H-1092	21	H-1281	49
H-1012A	13	H-1055A	17	H-1094	22	H-1290	49
H-1012B	13	H-1056	16	H-1095	22	H-1290A	49
H-1015	8	H-1057	16	H-1096	22	H-1380/0	35
H-1019	14	H-1058A	12	H-1097	22	H-1380/01	35
H-1020	18	H-1058AH	12	H-1098	13	H-1380/02	35
H-1020T	18	H-1058AR	12	H-1099	22	H-1380/03	35
H-1021	18	H-1058B	12	H-1100	23	H-1380/1	35
H-1022	18	H-1058C	12	H-1110	23	H-1380/2	35
H-1023	19	H-1058D	12	H-1115	23	H-1381	39
H-1024	19	H-1059	13	H-1120	23	H-1382/1	40
H-1025	8	H-1059A	13	H-1121	23	H-1382/2	40
H-1026	19	H-1060	20	H-1122	23	H-1382/3	40
H-1035	8	H-1061	20	H-1125	24	H-1383/1	42
H-1037	9	H-1062	13	H-1126	24	H-1383/2	42
H-1040	9	H-1062A	13	H-1128	24	H-1383/3	42
H-1040A	9	H-1063L	13	H-1130/1	24	H-1390/1	34
H-1041	9	H-1063R	13	H-1130/2	24	H-1390/2	34
H-1041A	9	H-1064	16	H-1130/3	24	H-1390/3	34
H-1044	9	H-1066A	11	H-1130/4	24	H-1390/4	34
H-1045	10	H-1066B	11	H-1131/1	25	H-1391/1	34
H-1046	10	H-1066C	11	H-1131/2	25	H-1391/2	34
H-1047	10	H-1067A	11	H-1131/3	25	H-1391/3	34
H-1048	10	H-1067B	11	H-1133	25	H-1391/4	35
H-1049	10	H-1068	11	H-1135/1	25	H-1391/5	35
H-1049N	10	H-1070	20	H-1135/2	25	H-1393/1	41
H-1050	10	H-1071	20	H-1135/3	25	H-1393/2	41
H-1050R	10	H-1072	20	H-1136	25	H-1393/3	41
H-1051	11	H-1073	20	H-1137	25	H-1393/4	41
H-1051A	11	H-1074	17	H-1138	25	H-1393/5	41
H-1052	14	H-1076	21	H-1139	25	H-1394/1	42

Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-1394/2	42	H-1615/1	44	H-1900/1	28	H-1940	67
H-1394/3	42	H-1615/2	44	H-1900/2	28	H-1941	67
H-1394/4	39	H-1615/3	44	H-1900/3	28	H-1942	67
H-1395/1	36	H-1615/4	44	H-1902	28	H-1943	66
H-1395/10	36	H-1630	173	H-1903	29	H-1945	67
H-1395/11	36	H-1650	44	H-1905	29	H-1946	67
H-1395/12	36	H-1670	45	H-1911	56	H-1947	64
H-1395/2	36	H-1700	45	H-1912	29	H-1948	64
H-1395/3	36	H-1702	45	H-1916	29	H-1958	65
H-1395/4	36	H-1730	45	H-1917	29	H-1958A	65
H-1395/5	37	H-1740	45	H-1918	29	H-1959	65
H-1395/6	37	H-1742	45	H-1919	30	H-1959A	65
H-1395/7	37	H-1743	46	H-1920	29	H-1960	53
H-1395/8	36	H-1744	46	H-1921	30	H-1961	57
H-1395/9	36	H-1745	46	H-1922	30	H-1961A	57
H-1396/1	38	H-1752	46	H-1923	71	H-1962	57
H-1396/2	38	H-1753	46	H-1923A	71	H-1963	59
H-1396/3	38	H-1780	46	H-1924	63	H-1963A	59
H-1397/1	39	H-1800	52	H-1925	57	H-1964	59
H-1397/2	39	H-1802	52	H-1925A	57	H-1965	59
H-1397/3	39	H-1804	52	H-1925B	57	H-1965A	59
H-1397/4	39	H-1805/1	26	H-1926	63	H-1966	59
H-1397/5	39	H-1805/2	26	H-1926A	63	H-1966A	59
H-1397/6	39	H-1810	26	H-1927	64	H-1967L	66
H-1397/7	39	H-1820	27	H-1928	64	H-1967R	66
H-1398/1	37	H-1821	27	H-1929	66	H-1968L	66
H-1398/2	37	H-1825	27	H-1930	58	H-1968R	66
H-1398/3	37	H-1830	27	H-1930A	58	H-1969L	67
H-1398/4	37	H-1832	27	H-1931	58	H-1969R	67
H-1398/5	37	H-1840	27	H-1932	58	H-1970/1	53
H-1500/1	43	H-1840/4	27	H-1933	65	H-1970/2	53
H-1500/2	43	H-1842	27	H-1934	63	H-1971	55
H-1500/3	43	H-1842/4	27	H-1935	63	H-1971A	55
H-1535	43	H-1845	28	H-1936	65	H-1971AR	55
H-1600	44	H-1890	28	H-1937	65	H-1971B	55, 71
H-1602	44	H-1892	28	H-1938	65	H-1971R	55
H-1605	44	H-1895L	30	H-1939A	66	H-1972	61
H-1610	44	H-1895R	30	H-1939B	66	H-1972A	61

Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-1972AR	61	H-2010	73	H-2165/4	47	H-2561/13	48
H-1972R	61	H-2011	73	H-2232	70	H-2561/14	48
H-1973	55	H-2015	75	H-2232A	70	H-2561/2	48
H-1974	61	H-2020	75	H-2315	60	H-2561/3	48
H-1975	56	H-2022	75	H-2325	75	H-2561/4	48
H-1977	53	H-2025/1	75	H-2335	64	H-2561/5	48
H-1978	56	H-2025/2	75	H-2336	68	H-2561/6	48
H-1978R	56	H-2050	72	H-2337	68	H-2561/7	48
H-1979	55	H-2051	72	H-2338	64	H-2561/8	48
H-1980	57	H-2054	72	H-2339	64	H-2561/9	48
H-1980A	57	H-2055	72	H-2350	60	H-2562	49
H-1981	58	H-2056	72	H-2355	60	H-2565	72
H-1981A	58	H-2057	73	H-2360	60	H-2566	72
H-1982	53	H-2058	72	H-2370	69	H-2580	48
H-1984	66	H-2059	72	H-2380	71	H-2582	48
H-1986	61	H-2065	75	H-2560/01	48	H-2584	48
H-1987/1	62	H-2090	71, 138	H-2560/03	48	H-2588	74
H-1987/2	62	H-2090/1	74	H-2560/05	48	H-2595/1	32
H-1988	70	H-2090/2	74	H-2560/07	48	H-2595/2	32
H-1991	71	H-2090/3	74	H-2560/09	48	H-2596	32
H-1992	53	H-2095A	54	H-2560/1	48	H-2597	32
H-1993/1	53	H-2095B	54	H-2560/10	48	H-2598	32
H-1993/2	53	H-2095C	54	H-2560/11	48	H-2599	32
H-1994	71	H-2099	114	H-2560/12	48	H-2600	184
H-1995	74	H-2105	31	H-2560/13	48	H-2602	185
H-1996	74	H-2108	31	H-2560/14	48	H-2603	185
H-1998A	54	H-2110	31	H-2560/2	48	H-2604	185
H-1998B	54	H-2140	47	H-2560/3	48	H-2605	183
H-1998C	54	H-2140/0	47	H-2560/4	48	H-2606	183
H-1998D	54	H-2150/0	47	H-2560/5	48	H-2607	32
H-2000	73	H-2150/00	47	H-2560/6	48	H-2608A	185
H-2001	73	H-2150/1	47	H-2560/7	48	H-2608B	185
H-2002	73	H-2150/2	47	H-2560/8	48	H-2609	185
H-2003	69	H-2150/3	47	H-2560/9	48	H-2610/1	182
H-2004	187	H-2150/4	47	H-2561/1	48	H-2610/10	182
H-2005	69	H-2165/1	47	H-2561/10	48	H-2610/11	182
H-2005A	69	H-2165/2	47	H-2561/11	48	H-2610/12	182
H-2009	73	H-2165/3	47	H-2561/12	48	H-2610/13	182

Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-2610/14	182	H-2636/3	183	H-2812/1	170	H-2922	173
H-2610/2	182	H-2636/4	183	H-2812/10	170	H-2926	173
H-2610/3	182	H-2636/5	183	H-2812/2	170	H-2928	175
H-2610/4	182	H-2637	180	H-2812/3	170	H-2930	173
H-2610/5	182	H-2640	183	H-2812/4	170	H-2930A	173
H-2610/6	182	H-2645	184	H-2812/5	170	H-2940	175
H-2610/7	182	H-2646	184	H-2812/6	170	H-2941	175
H-2610/8	182	H-2647	184	H-2812/7	170	H-2942	175
H-2610/9	182	H-2648	184	H-2812/8	170	H-2950	175
H-2611/1	182	H-2650	188	H-2812/9	170	H-2983	176
H-2611/10	182	H-2651	187	H-2816	171	H-2984	176
H-2611/11	182	H-2652	187	H-2829	171	H-2984A	176
H-2611/12	182	H-2653	187	H-2830	170	H-2985	176
H-2611/13	182	H-2655	188	H-2835	170	H-2986	176
H-2611/14	182	H-2660	186	H-2836	170	H-3000	78
H-2611/2	182	H-2661	186	H-2840	171	H-3001	78
H-2611/3	182	H-2670	181, 187	H-2850/0	171	H-3002	78
H-2611/4	182	H-2670A	181, 187	H-2850/1	171	H-3004	81
H-2611/5	182	H-2700	122	H-2850/2	171	H-3005	103, 138
H-2611/6	182	H-2701	122	H-2850/3	171	H-3006	85
H-2611/7	182	H-2720	122	H-2851	171	H-3010	78
H-2611/8	182	H-2725	122	H-2855	171	H-3011	78
H-2611/9	182	H-2730	122	H-2857/0	172	H-3012	78
H-2612	182	H-2732	122	H-2857/1	172	H-3020	79
H-2613	182	H-2745	170	H-2857/2	172	H-3021	79
H-2614	184	H-2746	170	H-2857/3	172	H-3030	79
H-2625	188	H-2755	122	H-2875	172	H-3031	79
H-2630	180	H-2756	122	H-2900/2	172	H-3100	80
H-2631	180	H-2802/1	170	H-2902	172	H-3105	80
H-2631A	180	H-2802/10	170	H-2905/0	172	H-3110	80
H-2632	181	H-2802/2	170	H-2905/1	172	H-3110A	80
H-2633	181	H-2802/3	170	H-2905/2	172	H-3111	79
H-2635/0	183	H-2802/4	170	H-2905/3	172	H-3111A	79
H-2635/1	183	H-2802/5	170	H-2910	174	H-3112	80
H-2635/2	183	H-2802/6	170	H-2915/1	174	H-3112A	80
H-2635/3	183	H-2802/7	170	H-2915/2	174	H-3132	82
H-2636/1	183	H-2802/8	170	H-2915/3	174	H-3133	82
H-2636/2	183	H-2802/9	170	H-2920	173	H-3133A	82

Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-3135	82	H-3283	96	H-3348A	100	H-3455	113
H-3135A	82	H-3285	96	H-3349A	100	H-3460	113
H-3136	83	H-3288	99	H-3349B	100	H-3465	120
H-3137	83	H-3288A	98	H-3350	105	H-3530	86
H-3138	83	H-3290	118	H-3351	105	H-3535	86
H-3139	83	H-3292	118	H-3352	105	H-3545	87
H-3140	81	H-3295	120	H-3354	105	H-3550	86
H-3145	81	H-3298	120	H-3355	105	H-3584	81
H-3158	80	H-3300	119	H-3356	105	H-3592	81
H-3170	84	H-3310	119	H-3357A	106	H-3595	114
H-3172	84	H-3312	113	H-3357B	106	H-3596	108
H-3180	84	H-3313	113	H-3357BS	107	H-3596A	108
H-3182	84	H-3329	101	H-3357C	106	H-3676	88
H-3185	84	H-3329A	101	H-3357D	106	H-3720	121
H-3186	85	H-3331	81	H-3357DA	107	H-3720S	121
H-3188	85	H-3332	99	H-3359	107	H-3721	121
H-3190	86	H-3334/1	103	H-3359A	102	H-3721S	121
H-3192	86	H-3334/2	103	H-3360	107	H-3742	119
H-3195	86	H-3334/3	103	H-3361	101	H-3820	120
H-3195A	86	H-3334/4	103	H-3361A	101	H-3821	120
H-3200	117	H-3334/5	103	H-3362	107	H-3850	120
H-3201	117	H-3334/6	103	H-3362A	107	H-3851	120
H-3234/1	32	H-3334/7	103	H-3362B	107	H-3901	116
H-3234/10	32	H-3335	104	H-3363	108	H-3910	116
H-3234/11	32	H-3336	103	H-3364	104	H-3910A	116
H-3234/2	32	H-3337	99	H-3365	108	H-3915	117
H-3234/3	32	H-3338	99	H-3370	111	H-3916	117
H-3234/4	32	H-3339	110	H-3375	110	H-3920/1	116
H-3234/5	32	H-3339A	110	H-3376	110	H-3920/2	116
H-3234/6	32	H-3340	104	H-3377	110	H-3920/3	116
H-3234/7	32	H-3341	104	H-3378	110	H-3930	116
H-3234/8	32	H-3342	99	H-3380	111	H-3935	116
H-3234/9	32	H-3344	110	H-3380A	111	H-3940	116
H-3245	118	H-3345	104	H-3400	113	H-3950	117
H-3255	118	H-3346	104	H-3410	113	H-3955	121
H-3260	118	H-3347	100	H-3420	113	H-3960	120
H-3280	96	H-3347A	100	H-3430	113	H-4000	140
H-3282	96	H-3348	100	H-3450	113	H-4000M	140

Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-4001	140	H-4210/2	124	H-4311	134	H-4562	161
H-4001M	140	H-4210/3	124	H-4312	134	H-4563	162
H-4010	140	H-4240	125	H-4312A	134	H-4565	162
H-4010M	140	H-4240B	125	H-4315	135	H-4566	162
H-4011	140	H-4241	125	H-4316	135	H-4568	162
H-4011M	140	H-4241B	125	H-4319	134	H-4569	162
H-4012	140	H-4242	125	H-4325	136	H-4571	163
H-4013	140	H-4243	126	H-4326	136	H-4571A	163
H-4015A	141	H-4245	126	H-4330	136	H-4572	163
H-4015B	141	H-4246	126	H-4335	135	H-4572A	163
H-4015C	141	H-4247	127	H-4336	135	H-4572AB	163
H-4016A	141	H-4247A	127	H-4360	137	H-4572B	163
H-4016B	141	H-4247AB	127	H-4370	132	H-4573A	164
H-4016C	141	H-4247B	127	H-4370G	132	H-4573B	164
H-4020	141	H-4250	130	H-4371	132	H-4574A	164
H-4021	141	H-4260	124	H-4375	137	H-4574B	164
H-4030	141	H-4270	130	H-4400	159	H-4575	165
H-4031	141	H-4270G	130	H-4405	159	H-4576	165
H-4050	142	H-4270L	130	H-4410	159	H-4577	165
H-4051	142	H-4271	131	H-4415	159	H-4578	165
H-4055	142	H-4272	131	H-4420	159	H-4579	165
H-4056	142	H-4272A	131	H-4425	159	H-4579A	166
H-4060	142	H-4272G	131	H-4430	160	H-4579B	166
H-4100	143	H-4285	135	H-4435	160	H-4580	167
H-4101	143	H-4286	135	H-4440	160	H-4580A	167
H-4110	143	H-4294	129	H-4441	160	H-4581	168
H-4111	143	H-4295	129	H-4450	160	H-4581A	168
H-4120	143	H-4300	132	H-4455	161	H-4591	158
H-4121	143	H-4302	133	H-4460	161	H-4592	158
H-4130	143	H-4302A	133	H-4465	161	H-4594	158
H-4131	143	H-4303	133	H-4500	166	H-4596	158
H-4140	144	H-4303A	133	H-4501	166	H-4600	158
H-4150	144	H-4304	133	H-4510	167	H-4810	188
H-4155	144	H-4305	133	H-4520	167	H-4814	188
H-4160	140	H-4306	131	H-4550	167	H-4815	188
H-4161	140	H-4306A	131	H-4555A	164	H-5000	196
H-4180	144	H-4307	133	H-4555B	164	H-5005	197
H-4210/1	124	H-4310	134	H-4560	161	H-5006	197

Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-5007	197	H-5166	200	H-5536	193	H-5777	202
H-5010	196	H-5167	200	H-5540	194	H-5777S	202
H-5020	196	H-5170	192	H-5545	194	H-5778	202
H-5030	196	H-5180	195	H-5546	194	H-5778S	202
H-5040	196	H-5185	193	H-5570	192	H-5779	202
H-5045	196	H-5195	194	H-5590	198	H-5780	202
H-5046	196	H-5196	194	H-5600	199	H-5780S	202
H-5047	196	H-5230	192	H-5610	199	H-6010	89
H-5050	196	H-5240	192	H-5640	203	H-6012	92
H-5055	196	H-5250	192	H-5640A	203	H-6012A	92
H-5056	197	H-5255	200	H-5650	203	H-6012G	92
H-5057	197	H-5256	200	H-5655	203	H-6013	92
H-5058	197	H-5260	199	H-5656	203	H-6013A	92
H-5059	197	H-5261	199	H-5657	203	H-6013G	92
H-5060	198	H-5262	199	H-5664	200	H-6015	89
H-5061	198	H-5263	199	H-5680	198	H-6015A	89
H-5062	198	H-5264	199	H-5680A	198	H-6016	89
H-5063	198	H-5266	200	H-5681	198	H-6017	93
H-5064	198	H-5267	200	H-5700	190	H-6019	93
H-5100	195	H-5270	193	H-5701	190	H-6019A	93
H-5130	191	H-5300	192	H-5710	190	H-6020	97
H-5135	191	H-5310	192	H-5711	190	H-6030	97
H-5140	191	H-5320	192	H-5720	190	H-6035	96
H-5141	191	H-5385	194	H-5725	190	H-6038	95, 129
H-5142	191	H-5386	194	H-5730	190	H-6040	98
H-5143	191	H-5387	194	H-5735	190	H-6045	98
H-5145	195	H-5390	191	H-5740	68	H-6050A	101
H-5146	194	H-5390A	191	H-5745	68	H-6050B	101
H-5147	194	H-5391	191	H-5750	68	H-6055	96
H-5148	194	H-5400	195	H-5755	69	H-6056	98
H-5149	194	H-5410	195	H-5770	201	H-6060	97
H-5155	199	H-5415	195	H-5771	201	H-6061	97
H-5156	199	H-5415A	195	H-5772	201	H-6062	89
H-5160	192	H-5415V	195	H-5773	201	H-6065A	99
H-5162	200	H-5510	193	H-5774	201	H-6065B	99
H-5163	200	H-5520	193	H-5774S	201	H-6070	98
H-5164	200	H-5530	193	H-5775	201	H-6080	93
H-5165	200	H-5535	193	H-5776	202	H-6081	93

Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page	Cat.No.	Seite/Page
H-6081A	94	H-6180	88	H-7061	206	HT-3378	153
H-6082	90	H-6190	112	H-7062	206	HT-3415	152
H-6083	90	H-6200	88	H-7063	207	HT-3420	149
H-6084	90	H-6205	88	H-7064	207	HT-3420A	149
H-6085	90	H-6210	98	H-7150	177	HT-3430	154
H-6087	81	H-6300	114	H-7151	177	HT-3431	154
H-6087G	91	H-6302	115	H-7152	177	HT-3432	154
H-6088	91	H-6303	115	H-7153	177	HT-3510	152
H-6088G	91	H-6310	114	H-7154	177	HT-3520A	152
H-6090	94	H-6312	115	H-7155	177	HT-3520B	152
H-6091	94	H-6313	115	HT-1900	146	HT-3520C	152
H-6092	94	H-6320	114	HT-1910	146	HT-3520D	152
H-6092R	112	H-6322	115	HT-1920	147	HT-3525A	149
H-6093	87	H-6330	114	HT-1925	146	HT-3525B	149
H-6094	90	H-6331	115	HT-1930	146	HT-3530A	150
H-6120A	102	H-6332	115	HT-1935	147	HT-3530B	150
H-6120B	102	H-6333	115	HT-1940	147	HT-3540	154
H-6130A	110	H-6338	115	HT-1945	147	HT-3541	154
H-6130B	110	H-6339	115	HT-1945-1	147	HT-3542	155
H-6131A	109	H-6340	114	HT-1946	147	HT-3545	150
H-6132A	109	H-6345	114	HT-1950	146	HT-4578A	155
H-6132B	109	H-6347	115	HT-3000	148	HT-4578B	155
H-6133A	106	H-6355	112	HT-3010	148	HT-4579A	155
H-6133B	106	H-6356	112	HT-3020	150	HT-4579B	155
H-6133C	106	H-6357	95, 128	HT-3021	150	HT-6080	153
H-6133D	106	H-6400	138	HT-3022	150	HT-6081	153
H-6140	98	H-6402	139	HT-3025A	148	HT-6090	153
H-6145	114	H-6403	139	HT-3025B	148	HT-6091	153
H-6150A	102	H-6404	139	HT-3030	148	HT-6094	90
H-6150B	102	H-6405	138	HT-3031	148		
H-6151A	102	H-6407	139	HT-3035	149		
H-6151B	102	H-6410	138	HT-3036	149		
H-6155	102	H-6412	139	HT-3110	151		
H-6160	111	H-6415	138	HT-3111	151		
H-6165	118	H-6417	139	HT-3120	151		
H-6166	118	H-6420	95, 128	HT-3121	151		
H-6170	109	H-7050	206	HT-3130	151		
H-6175	109	H-7060	206	HT-3376	153		

Gestaltung und Layoutsatz:

PustlaukDesign GmbH
D-78532 Tuttlingen
pustlaukdesign@t-online.de

2000052024



Autorisierter Distributor

Kontakt:

Firma salensa
Gabriele Sadlowski e.K.
Sandgraben 4
88142 Wasserburg
Fon +49 (0) 83 82/94 30 225
Fax +49 (0) 83 82/94 30 226
Mail: vertrieb@salensa.de
www.salensa.de



Albert Heiss GmbH & Co. KG
Stockacher Straße 138
78532 Tuttlingen/Germany
Tel: +49 7461 2527
Fax: +49 7461 12229
mail: sales@albert-heiss.de
www.albert-heiss.de