


Hoffer

Hornhautmarkierer mit Fadenkreuz
Corneal marker with cross hairs
Marcador para la córnea, con retículo
Anneaux marqueur avec croix de centrage




1/1

H-2610/1	3.0 mm	H-2610/8	4.75 mm
H-2610/2	3.25 mm	H-2610/9	5.0 mm
H-2610/3	3.5 mm	H-2610/10	5.5 mm
H-2610/4	3.75 mm	H-2610/11	6.0 mm
H-2610/5	4.0 mm	H-2610/12	7.0 mm
H-2610/6	4.25 mm	H-2610/13	8.0 mm
H-2610/7	4.5 mm	H-2610/14	9.0 mm

Bores

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Anneaux marqueur



1/1

H-2611/1	3.0 mm	H-2611/8	4.75 mm
H-2611/2	3.25 mm	H-2611/9	5.0 mm
H-2611/3	3.5 mm	H-2611/10	6.0 mm
H-2611/4	3.75 mm	H-2611/11	7.0 mm
H-2611/5	4.0 mm	H-2611/12	8.0 mm
H-2611/6	4.25 mm	H-2611/13	9.0 mm
H-2611/7	4.5 mm	H-2611/14	9.5 mm



1/1

H-2612

Hoffer

Hornhautmarkierer mit Fadenkreuz, 8.0 / 9.0 mm
Corneal marker with cross hairs, 8.0 / 9.0 mm
Marcador para la córnea, con retículo, 8.0 / 9.0 mm
Anneaux marqueur avec croix de centrage, 8.0 / 9.0 mm

H-2613

Bores

Hornhautmarkierer, 8.0 / 9.0 mm
Corneal marker, 8.0 / 9.0 mm
Marcador para la córnea, 8.0 / 9.0 mm
Anneaux marqueur, 8.0 / 9.0 mm




1/1

H-2605

Mendez

Messring
Measuring ring
Anillo de medición
Marqueur par degré



1/1

H-2606

Bores


Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

Thornton

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

H-2636/1

4 Klingen
4 Blades
4 Hojas
4 Lames

H-2636/2

6 Klingen
6 Blades
6 Hojas
6 Lames

H-2636/3

8 Klingen
8 Blades
8 Hojas
8 Lames

H-2636/4


12 Klingen
12 Blades
12 Hojas
12 Lames

H-2636/5

16 Klingen
16 Blades
16 Hojas
16 Lames

Anis

Hornhautmarkierer
Corneal marker
Marcador para la córnea
Marqueur pour la cornée



1/1

H-2635/0

6 Klingen
6 Blades
6 Hojas
6 Lames

H-2635/1

8 Klingen
8 Blades
8 Hojas
8 Lames

H-2635/2

12 Klingen
12 Blades
12 Hojas
12 Lames


H-2635/3

16 Klingen
16 Blades
16 Hojas
16 Lames

H-2640

Anis

Nahtmarkierer, 8 Klingen
Suture marker, 8 blades
Marcador para sutura, 8 hojas
Marqueur, 8 lames




1/1

H-2645



Chayet

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée



1/1

H-2646



Mendez

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée




1/1

H-2647



Lu

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée




1/1

H-2648



Dulaney

LASIK Hornhautmarkierer
LASIK Corneal marker
Marcador corneal aplicación LASIK
LASIK marqueur pour la cornée




1/1

H-2600

Maloney

Keratometer
Keratometer
Quratometro
Kératoscope



1/1




H-2614



Fechtner

Trabekular Marker
Trabecutectomy marker
Marcador por la trabeculectomia
Marqueur pour la trabéculectomie



1/1

H-2602

Henderson

Hornhautmarkierer, zur Achsmarkierung
Corneal marker, to mark the axis
Marcador para la córnea
Marquer pour la cornée



1/1



1/1

H-2603


Henderson

Meßring, konisch, mit Einkerbungen zur Ausrichtung an den Orientierungspunkten
Degree gauge, beveled, with 4 notches to adjust at the alignment marks
Anillo de Medición
Marqueur par degré


H-2604

Henderson

Achsenmarkierer, zur Markierung der Orientierungspunkte
Alignment marker, to mark the patient at the slit lamp
Marcador para el alineamiento
Marqueur pour alignement




1/1



1/1

H-2608A


Referenzmarkierer für Torische Linsen, 3 Klingen
Reference marker for toric lenses, 3 blades
Marcador para referencia, 3 hojas
Marqueur pour référence, 3 lames



1/1

H-2608B



Referenzmarkierer für Torische Linsen, 2 Klingen
Reference marker for toric lenses, 2 blades
Marcador para referencia, 2 hojas
Marqueur pour référence, 2 lames



1/1

H-2609


Drehbarer Hornhautmarkierer für Torische Linsen
Rotatable corneal marker for toric lenses
Marcador rotatable para la córnea, para lentes tóricos
Marqueur pour la cornée, rotatif, pour lentilles toriques



Der einstellbare Pendelmarkierer wurde speziell zur Achsmarkierung der Hornhaut bei Operationen zur Korrektur einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) entwickelt. Zur Implantation torischer Hinterkammer IOL, phaker torischer IOL, LASIK, usw. kann mit dem Pendelmarkierer die Zylinderachse der Hornhaut präoperativ exakt markiert werden.

Optimale Ergebnisse – leichte Handhabung

Durch die präzise Ausrichtung der Eingriffsachse wird eine exakte rotatorische Positionierung der IOL im Auge möglich. Überdecken die Markierungen auf der Kornea exakt die Linien auf der implantierten IOL Optik, ist ein optimales refraktives Resultat des operativen Eingriffs erreicht.



Zur Präoperativen Markierung der Zylinder- bzw. der Eingriffsachse fixiert der aufrecht sitzende Patient einen Punkt in der Ferne.
Zur Markierung der Achse den Stempel zentriert auf die Kornea aufsetzen.
Durch den Pendel bleibt der voreingestellte Gradzahl des Stempels während der gesamten Anwendung erhalten.

The adjustable pendulum marker was especially developed for marking axes on the cornea during surgical procedures to correct astigmatism, such as: The implantation of a toric posterior chamber IOL or a toric phakic IOL, LASIK, etc. With the pendulum marker you can preoperatively mark the cylinder axis on the cornea to ensure precise positioning of toric IOLs.

Optimal results – simple application

When the markings on the cornea align exactly with the lines on the implanted IOL, an optimal refractive result of the surgical procedure is attained.

For the preoperative marking of the axis the patient is focusing a far point in a upright position.
Place the stamp on the centre of the cornea.

The pendulum always ensures the correct degree.

H-2660

Einstellbarer Pendelmarkierer, 15 mm
Adjustable pendulum marker, 15 mm

H-2661

Einstellbarer Pendelmarkierer, 13 mm
Adjustable pendulum marker, 13 mm

H-2670

Braunstein

Limbusmarker 3.0 / 3.5 mm
Marker, 3.0 / 3.5 mm
Marcador, 3.0 / 3.5 mm
Marqueur, 3.0 / 3.5 mm


H-2670A

Braunstein

IVT Limbusmarker 4.0 / 3.5 mm
IVT Marker, 4.0 / 3.5 mm
Marcador IVT, 4.0 / 3.5 mm
Marqueur IVT, 4.0 / 3.5 mm



1/1



1/1

H-2004

IVT Doppel-Führungsinstrument, 3.5 mm / 4.0 mm, 7 mm Teller
IVT Marker, 3.5 mm / 4.0 mm, 7 mm plate
Marcador IVT, 3.5 mm / 4.0 mm, plato 7 mm
Marqueur IVT, 3.5 mm / 4.0 mm, plateau 7 mm



1/1

H-2651

Kapsulorhexismarkierer, 6.0 mm, mit 2.5 mm Ärmchen
Capsulorhexis marker, 6.0 mm diameter marking ring with 2.5 mm extensions
Marcador capsulorhexis, diámetro de 6.0 mm, con brazos de 2.5 mm
Marqueur capsulorhexis, diamètre de 6.0 mm, avec de

H-2652

Kapsulorhexismarkierer, 5.5 mm, mit 2.5 mm Ärmchen
Capsulorhexis marker, 5.5 mm diameter marking ring with 2.5 mm extensions
Marcador capsulorhexis, diámetro de 5.5 mm, con brazos de 2.5 mm
Marqueur capsulorhexis, diamètre de 5.5 mm, avec de

H-2653

Giessen

Maßstab
Ruler
Reglila
Règle



1/1

H-2655 Urrets-Zavalía

Markierer, Fixierspitze und Lokalisator
Marker, fixation pick and depressor
Marcador, punto de fijación y depresor
Marqueur, pique à fixation et dépresseur, permet la rotation du globe



1/1

H-2625 Vogt

Messspatel
Measuring spatula
Reglilla
Spatule de mesure



1/1

H-2650 Gonnin-Amsler

Markierungsinstrument für die Netzhautablösung
Marker used in the treatment of detached retina
Marcador para separación de la retina
Marqueur, pour décollement de rétine




1/1

Schioetz

Tonometer Modell D
Tonometer model D
Tonómetro modelo D
Tonomètre, modèle D

H-4810

Spezifikation 5, gerade Skala,
im Samtetui
Specification 5, straight scale,
in velvet-lined case
Especificación 5, escala recta,
en estuche forrado de terciopelo
Spécification 5, échelle droit,
en étui velours



1/1

H-4814

Spezifikation 5, schrägliegende Skala,
im Samtetui
Specification 5, inclined scale,
in velvet-lined case
Especificación 5, escala inclinado,
en estuche forrado de terciopelo
Spécification 5, échelle incliné,
en étui velours

H-4815

Edelstahl, Spezifikation 5, schrägliegende Skala,
im Samtetui
Stainless steel, specification 5, inclined scale,
in velvet-lined case
Acero inoxidable, especificación 5, escala inclinado,
en estuche forrado de terciopelo
Acier inoxydable, spécification 5, échelle incliné,
en étui velours