

## HORNHAUTSCHEREN

## CORNEAL SCISSORS

## CISEAUX POUR LA CORNÉE


## TIJERAS PARA LA CORNEA

### SA60-4321-46

KATZIN

10 cm

rechts  
right  
à droite  
derecha




### 4321-57

KATZIN

10 cm

links  
left  
à gauche  
izquierda




### 4323-86

KATZIN

10 cm

rechts, mit Stop  
right, with stop  
à droite, avec arrêt  
derecha, con stop




### SA60-4323-87

KATZIN

10 cm

links, mit Stop  
left, with stop  
à gauche, avec arrêt  
izquierda, con stop




### SA60-4331-46

KATZIN

10,5 cm

rechts, stark gebogen  
right, strong curved  
à droite, très courbe  
derecha, muy curvo




### SA60-4331-57

KATZIN

10,5 cm

links, stark gebogen  
left, strong curved  
à gauche, très courbe  
izquierda, muy curvo



## HORNHAUTSCHEREN


## CORNEAL SCISSORS

## CISEAUX POUR LA CORNÉE

## TIJERAS PARA LA CORNEA


### SA60-4351-47 CASTROVIEJO

11 cm  
links  
left  
à gauche  
izquierda




### SA60-4351-56 CASTROVIEJO

11 cm  
rechts  
right  
à droite  
derecha




### SA60-4361-47 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm  
links  
left  
à gauche  
izquierda




### SA60-4361-56 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm  
rechts  
right  
à droite  
derecha




### SA60-4363-87 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm  
links, mit Stop  
left, with stop  
à gauche, avec arrêt  
izquierda, con stop



### SA60-4363-86 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm  
rechts, mit Stop  
right, with stop  
à droite, avec arrêt  
derecha, con stop




**SA60-14363-86**

CASTROVIEJO MINIATUR

10,5 cm

mit Stop, rechts  
with stop, right  
avec arrêt, à droite  
con stop, derecha




**SA60-4367-86**

CASTROVIEJO MINIATUR

10,5 cm

mit Stop, rechts  
with stop, right  
avec arrêt, à droite  
con stop, derecha




**SA60-4367-87**

CASTROVIEJO MINIATUR

10,5 cm

mit Stop, links  
with stop, left  
avec arrêt, à gauche  
con stop, izquierda




**SA60-4371-47**

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR

10,5 cm

links  
left  
à gauche  
izquierda




**SA60-SA60-4371-56**

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR

10,5 cm

rechts  
right  
à droite  
derecha




**14371-47**

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR

10,5 cm

links  
left  
à gauche  
izquierda



## HORNHAUTSCHEREN

## CORNEAL SCISSORS


## CISEAUX POUR LA CORNÉE

## TIJERAS PARA LA CORNEA




### SA60-4400-43 CASTROVIEJO

9 cm  
kniegebogen  
angled to side  
coudé  
angulado



### SA60-4403-43 CASTROVIEJO

9,5 cm  
leicht gebogen  
slightly curved  
légèrement courbé  
ligeramente curvo



### SA60-4405-41 CASTROVIEJO


9,5 cm  
stark gebogen  
strong curved  
très courbe  
muy curvo



### SA60-4405-43


### SA60-4411-83 BARRAQUER – MODELL FRANZ

11 cm  
mit Stop, aufgewinkelt, rechts  
with stop, angled on flat, right  
avec arrêt, angulaire, à droit  
con stop, angulada, derecha



### SA60-4413-83 BARRAQUER – MODELL FRANZ

11 cm  
mit Stop, aufgewinkelt, links  
with stop, angled on flat, left  
avec arrêt, angulaire, à gauche  
con stop, angulada, izquierda



## HORNHAUTSCHEREN

## CORNEAL SCISSORS


## CISEAUX POUR LA CORNÉE

## TIJERAS PARA LA CORNEA

### SA60-4415-43

CASTROVIEJO


10,0 mm



### SA60-4409-43

CASTROVIEJO


11,5 mm



### SA60-4417-43

CASTROVIEJO

13,5 mm




### SA60-4419-43

CASTROVIEJO

11 cm

16 mm



### SA60-14001-43

CASTROVIEJO


10,5 cm

gebogen, Blattlänge 11 mm

curved, 11 mm blades

courbe, lames 11 mm

curvo, hojas 11 mm de largo



### SA60-4420-43

CASTROVIEJO


10,5 cm

kniegebogen

angled to side

coudé

angulado



**SA60-4420-41** **SA60-4420-42**  
CASTROVIEJO

10,5 cm

Keratoplastikschere, kniegebogen


Keratoplasty scissors, angled to side

Ciseaux pour kératoplastie, coudé

Tijera para queratoplastia, angulada

**SA60-4420-43**

**SA60-4420-44**




SA60-4420-41

**SA60-4423-43**

MACKENSEN

8,5 cm

Keratoplastikschere, stark gebogen  
Keratoplasty scissors, strong curved  
Ciseaux pour kératoplastie, très courbe  
Tijera para queratoplastia, muy curva




**SA60-8173-43**

AEBLI

12 cm

aufgewinkelt, rechts  
angled on flat, right  
angulaire, à droite  
angulado, derecha



SA60-8173-43

**SA60-8173-47**

AEBLI

12 cm

aufgewinkelt, links  
angled on flat, left  
angulaire, à gauche  
angulado, izquierda