


FEDERSCHEREN FÜR MIKRO-CHIRURGIE
SPRING HANDLE SCISSORS FOR MICRO-SURGERY

CISEAUX À MICRO-CHIRURGIE
TIJERAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-4200-71

10 cm


gerade, Blattlänge 8 mm
straight, 8 mm blades
droit, lames 8 mm
recto, hojas 8 mm de largo



SA60-4201-71

10 cm


gebogen, Blattlänge 8 mm
curved, 8 mm blades
courbe, lames 8 mm
curvo, hojas 8 mm de largo



SA60-4205-43

10 cm


Keratome Schere, stark gebogen, stumpf
Corneal scissors, strong curved, blunt
Micro ciseaux, très courbe, mousse
Tijera para la cornea, muy curva, roma



SA60-4207-73

10 cm

Keratome Schere, stark gebogen, stumpf
Corneal scissors, strong curved, blunt
Micro ciseaux, très courbe, mousse
Tijera para la cornea, muy curva, roma




SA60-4209-71

KOCH

11 cm


stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4210-43

10 cm

aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado




FEDERSCHEREN FÜR MIKRO-CHIRURGIE
SPRING HANDLE SCISSORS FOR MICRO-SURGERY

CISEAUX À MICRO-CHIRURGIE
TIJERAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-4212-73


10,5 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



SA60-4214-83

BARRAQUER MINIATUR


10,5 cm
mit Stop, aufgewinkelt, rechts
with stop, angled on flat, right
avec arrêt, angulaire, à droite
con stop, angulado, derecha



SA60-4218-83

BARRAQUER MINIATUR

10,5 cm
mit Stop, aufgewinkelt, links
with stop, angled on flat, left
avec arrêt, angulaire, à gauche
con stop, angulado, izquierda




SA60-4224-41

10 cm
kniegebogen, spitz
angled to side, pointed
coudé, pointée
angulado, aguda




SA60-4224-43

10 cm
kniegebogen, stumpf
angled to side, blunt
coudé, mousse
angulado, romo



SA60-4226-73

10 cm
kniegebogen, stumpf
angled to side, blunt
coudé, mousse
angulado, romo



FEDERSCHEREN FÜR MIKRO-CHIRURGIE
SPRING HANDLE SCISSORS FOR MICRO-SURGERY


CISEAUX À MICRO-CHIRURGIE
TIJERAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-4231-41

WESTCOTT (Mc PHERSON)

10,5 cm

gebogen, spitz
 curved, pointed
 courbe, pointée
 curvo, aguda



SA60-4231-43

WESTCOTT (Mc PHERSON)

10,5 cm

gebogen, stumpf
 curved, blunt
 courbe, mousse
 curvo, romo




SA60-4251-43

Mc GUIRE

10,5 cm

rechts
 right
 à droite
 derecha




SA60-4253-53

Mc GUIRE

10,5 cm

links
 left
 à gauche
 izquierda




SA60-8079-61

CASTROVIEJO

13 cm

Keratoplastikschere, gebogen, spitz
 Keratoplasty scissors, curved, pointed
 Ciseaux pour kératoplastie, courbe, pointu
 Tijera para queratoplastia, curva, aguda




SA60-8745-63

CASTROVIEJO

13 cm

Keratoplastikschere, gebogen, stumpf
 Keratoplasty scissors, curved, blunt
 Ciseaux pour kératoplastie, courbe, mousse
 Tijera para queratoplastia, curva, roma



SA60-6138-43

OSHER

Linsenschneider, gezahnt
 IOL Scissors, serrated
 Ciseaux pour IOL, denté
 Tijera para IOL, serrada



HORNHAUTSCHEREN

CORNEAL SCISSORS

CISEAUX POUR LA CORNÉE


TIJERAS PARA LA CORNEA

SA60-4301-47 TROUTMAN Original-Modell

10 cm
links
left
à gauche
izquierda

SA60-4309-47 TROUTMAN

10 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo




SA60-4301-56 TROUTMAN Original-Modell

10 cm
rechts
right
à droite
derecha


SA60-4309-56 TROUTMAN

10 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo




SA60-4303-86 TROUTMAN

10 cm
rechts, mit Stop
right, with stop
à droite, avec arrêt
derecha, con stop




SA60-4303-87 TROUTMAN

10 cm
links, mit Stop
left, with stop
à gauche, avec arrêt
izquierda, con stop



SA60-4305-76

10 cm
rechts
right
à droite
derecha



SA60-4305-77

10 cm
links
left
à gauche
izquierda

