

OPHTHALMOLOGIE



Mehrweginstrumente
salensa ReUse Line

100% Made in Germany • Reparatur Service • MDR konform



Produktkatalog 2026



salensa ReUse Line – Mehrweginstrumente

100 % Made in Germany - Präzision, Qualität und Verlässlichkeit.

Die salensa ReUse Line steht für hochwertige Mehrweginstrumente, die seit Generationen von einem familiengeführten Unternehmen in Deutschland entwickelt und gefertigt werden – unter Einsatz modernster Produktionstechnologien. Jedes Instrument erfüllt höchste Anforderungen an Präzision, Funktionalität und Langlebigkeit und ist für den zuverlässigen Einsatz in der operativen Augenchirurgie konzipiert.

Alle Produkte erfüllen die geltenden regulatorischen Anforderungen, insbesondere der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR), und entsprechen aktuellen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Mit einem Portfolio von über 1.200 Instrumenten bietet unser langjährig erfahrener Hersteller ein umfassendes Spektrum – von bewährten Standardinstrumenten bis hin zu spezialisierten Lösungen für mikrochirurgische Anwendungen. Hochwertige Materialien und ergonomisch optimierte Designs unterstützen präzises, sicheres und effizientes Arbeiten im klinischen Alltag.

Die salensa ReUse Line ermöglicht eine wirtschaftliche und nachhaltige Instrumentennutzung. Ergänzend trägt ein schneller und qualifizierter Reparaturservice direkt beim Hersteller zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sowie zur Verlängerung der Produktlebenszyklen bei.

**salensa – Ihr autorisierter Distributor für kompetente und individuelle Beratung.
Kontaktieren Sie uns!**

KATALOGÜBERSICHT

QUICK REFERENCE

SOMMAIRE DU CATALOGUE

SUMARIO DEL CATÁLOGO

Sperrelevatoren, Wundsperrerr	Eye Specula, Retractors	Blepharostats, Ecarteurs	Blefaróstatos, Separadores	1 - 16
Lidhalter	Lid Retractors	Releveurs à Paupières	Retractores para Párpados	17 - 18
Häkchen, IOL-Instrumente	Hooks, IOL-Instruments	Crochets, Instrument p. IOL	Ganchos, Instrument p. IOL	19 - 35
Starmesser und -nadeln, Lanzen, Skalpelle, Satomesser	Cataract Knives, Keratomes, Scalpels, Sato Knives	Couteaux lancéolaires et cataract, Bistouries, Couteaux Sato	Cuchillos lanceolares y cataratas, Bisturries, Cuchillos Sato	36 - 39
Messer, Disziissionsnadeln, Schaber, Meissel, Spateln, Chopper	Knives, Discission Needles, Corneal Scarifiers, Chisel, Spatulas, Chopper	Couteaux, Rugines, Ciseau, Kystotomes, Spatules, Chopper	Cuchillos, Legras, Cincel, Quistotomos Espátulas, Chopper	40 - 49
Fremdkörper- und Doppel-instrumente	Foreign body and double ended instruments	Corps étrangers et instruments doubles	Cuerpos extranos y instrumentos dobles	50 - 52
Löffel, Schlingen, Sonden	Spoons, Loops, Probes	Curettes, Anses, Stylets	Cucharillas, Asas, Estiletes	53 - 58
Klemmen, Stanzen, Dilatatoren	Clamps, Punches, Dilators	Pinces-Clamps, Emporte-Pièces, Dilatateurs	Pinzas-Clamps, Punzones, Dilatadores	59 - 63
Trephinen, Markierinstrumente	Trephines, Marking Instruments	Trépan, Marqueurs	Trépanos, Marcadores	64 - 67
Irispinzetten, Pinzetten für Mikro-Chirurgie, IOL-Pinzetten	Iris Forceps, Forceps for Micro-Surgery, IOL-Forceps	Pinces à Iris; Pinces à Micro-Chirurgie, Pinces pour IOL	Pinzas para Iris, Pinzas para Micro-Cirugia, Pinzas para IOL	68 - 74
Kapsulorhexis-Pinzetten	Capsulorhexis Forceps	Pinces à capsulorhexis	Pinzas capsulorhexis	75 - 77
IOL-Pinzetten	IOL-Forceps	Pinces pour IOL	Pinzas para IOL	78 - 81
Kapselpinzetten	Capsule Forceps	Pinces Capsulaires	Pinzas capsulares	82
Bindehautpinzetten	Conjunctival Forceps	Pinces à Conjunctiva	Pinza para Conjunctiva	82
Fixierpinzetten	Fixation Forceps	Pinces à Fixer	Pinzas de Fijación	83 - 84
Pinzetten für Schieloperation	Strabismus Forceps	Pinces à Strabisme	Pinzas para Estrabismo	85
Muskelpinzetten	Muscle Forceps	Pinces Musculaires	Pinzas Musculares	86 - 87
Entropionspinzetten	Entropium Forceps	Pinces à entropion	Pinzas de Entropión	88 - 89
Chalazionspinzetten	Chalazion Forceps	Pinces à Chalazion	Pinzas de Chalazion	90
Cilienpinzetten	Cilia Forceps	Pinces à Épiler les Cils	Pinzas Depilatorias	91
Pinzetten	Forceps	Pinces	Pinzas	92
Nahtpinzetten	Suture Forceps	Pinces à Sutures	Pinzas para Suturas	93 - 98
Nadelhalter	Needle Holders	Porte-Aiguilles	Porta-Agujas	100 - 111
Klingenhalter, Skalpellgriffe	Razor Blade Holders, Scalpel Handles	Porte-Lames, Manche de Scalpel	Porta-Hojas, Mangos de Bisturi	113 - 114
Kanülen	Cannulas	Canules	Canulas	115 - 122
Silikon-Teile, Sterilisierbehälter	Silicone-articles, Trays	Articles de silicone, Boîtes	Articulos de silicona, Cajas para esterilización	123 - 127
Iridektomiescheren, Federscheren, Weckerscheren	Iris Scissors, Springhandle and Wecker Scissors	Ciseaux à Iridectomie, «Wecker» etc.	Tijeras para Iridectomia, „Wecker“ etc.	128 - 130
Vannas Scheren	Vannas Scissors	Ciseaux Vannas	Tijeras Vannas	131 - 134
Kapselscheren	Capsule Scissors	Ciseaux Capsulaires	Tijeras para Capsula	135

KATALOGÜBERSICHT

QUICK REFERENCE

SOMMAIRE DU CATALOGUE

SUMARIO DEL CATÁLOGO

Mikro-Federschere	Micro-Springhandle Scissors	Ciseaux à Micro-Chirurgie	Tijeras para Micro-Cirugía	136 - 139
Hornhautschere, rechts und links	Corneal Scissors, left and right	Ciseaux pour la Cornée, gauche et à droite	Tijeras para la Cornea, derecha y izquierda	140 - 143
Hornhautschere	Corneal scissors	Ciseaux pour la Cornée	Tijeras para la Cornea	144 - 145
Federschere divers	Spring Handle Scissors miscellaneous	Ciseaux divers	Tijeras diversas	146
Sehnenschere	Tenotomy Scissors	Ciseaux à Ténatomie	Tijeras para Tenotomia	147 - 149
Strabismus- und Sehnen-schere	Strabismus and Tenotomy Scissors	Ciseaux à Strabisme et Ténatomie	Tijeras para Estrabismo y Tenotomia	150 - 151
Augenschere	Iris Scissors	Ciseaux Oculaires	Tijeras Oculares	152 - 156
Fadenschere	Stitch Scissors	Ciseaux par Incision	Tijeras para incisión	157
Enukleationsschere	Enucleation Scissors	Ciseaux à Énucléer	Tijeras para Enucleación	158
Glaskörperinstrumente	Vitreous body instruments	Instruments à Vitrectomie	Instruments para cuerpo vítreo	159
Verbandschere	Bandage scissors	Ciseaux à pansements	Tijeras para vendajes	168
Alle Augeninstrumente und -schere sind, falls nicht anders vermerkt, in natürlicher Größe abgebildet.	All ophthalmic instruments and eye scissors are shown in natural size, unless otherwise stated. Iris Scissors	Tous les instruments et ciseaux ophtalmologiques sont, sauf indication contraire, représentés en grandeur naturelle.	Todos los instrumentos y tijeras para oftalmología son representados en tamaño natural, salvo que esté indicada otra cosa.	
Ausführliches Inhaltsverzeichnis am Ende des Katalogs.	Detailed index at the end of the catalogue.	Table des matières détaillée à la fin du catalogue.	Un índice detallado se encuentra en el fin del catálogo.	
Alle aufgeführten Medizinprodukte sind mit dem CE-Zeichen versehen. Bei Produkten höher Klasse I wird die Kennnummer der benannten Stelle zusätzliche versehen.	All listed medical devices bear the CE marking. For products above Class I, the identification number of the notified body is additionally applied.	Tous les dispositifs médicaux répertoriés sont pourvus du marquage CE. Pour les produits de classe supérieure à la classe I, le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé en complément.	Todos los productos sanitarios enumerados cuentan con el marcado CE. En los productos de clase superior a I, se añade adicionalmente el número de identificación del organismo notificado.	

SA60-1402-10

LIEBERMANN

10 mm

V-Valven, temporal, ohne Spülung, für Kinder
V-Wire, temporal, without irrigation, for children
V-oreilles, temporal, sans irrigation, pour enfants
V-hojas, temporal, sin irrigación, para niños

SA60-1402-15

LIEBERMANN

15 mm

V-Valven, temporal, ohne Spülung, für Erwachsene
V-Wire, temporal, without irrigation, for adults
V-oreilles, temporal, sans irrigation, pour adultes
V-hojas, temporal, sin irrigación, para adultos

SA60-1402N15

LIEBERMANN

15 mm


V-Valven, nasal, ohne Spülung, für Erwachsene
V-Wire, nasal, without irrigation, for adults
V-oreilles, nasal, sans irrigation, pour adultes
V-hojas, nasal, sin irrigación, para adultos

SA60-1412-15

LIEBERMANN

15 mm

V-Valven, temporal, mit Spülung, für Erwachsene
V-Wire, temporal, with irrigation, for adults
V-oreilles, temporal, avec irrigation, pour adultes
V-hojas, temporal, con irrigación, para adultos



SA60-1402-15

SA60-1403-05

LIEBERMANN

5 mm

K-Valven, temporal, ohne Spülung, für Säuglinge

K-Wire, temporal, without irrigation, for infants

K-oreilles, temporal, sans irrigation, pour nourrissons

K-hojas, temporal, sin irrigación, para lactantes

SA60-1403-09

LIEBERMANN

9 mm

K-Valven, temporal, ohne Spülung, für Kinder

K-Wire, temporal, without irrigation, for children

K-oreilles, temporal, sans irrigation, pour enfants

K-hojas, temporal, sin irrigación, para niños

SA60-1403-15

LIEBERMANN


15 mm

K-Valven, temporal, ohne Spülung, für Erwachsene

K-Wire, temporal, without irrigation, for adults

K-oreilles, temporal, sans irrigation, pour adultes

K-hojas, temporal, sin irrigación, para adultos

**SA60-1403N15**

LIEBERMANN

15 mm

K-Valven, nasal, ohne Spülung, für Erwachsene

K-Wire, nasal, without irrigation, for adults

K-oreilles, nasal, sans irrigation, pour adultes

K-hojas, nasal, sin irrigación, para adultos

SA60-1413-15

LIEBERMANN

15 mm

K-Valven, temporal, mit Spülung, für Erwachsene

K-Wire, temporal, with irrigation, for adults


K-oreilles, temporal, avec irrigation, pour adultes

K-hojas, temporal, con irrigación, para adultos

SA60-1404-10
LIEBERMANN

10 mm

volle Valven, für Kinder
solid blades, for children
mors solides, pour enfants
hojas solidas, para niños

**SA60-1404-15**
LIEBERMANN

15 mm

volle Valven, für Erwachsene
solid blades, for adults
mors solides, pour adultes
hojas solidas, para adultos

**SA60-1405-15**
LIEBERMANN


15 mm

volle umkehrbare Valven, für Erwachsene
solid reversible valves, for adults
mors solides réversibles, pour adultes
hojas solidas reversibles, para adultos

**SA60-1406-15**
GINSBERG


15 mm

volle obere Valven und gefensterte untere Valven,
für Erwachsene
solid upper valves, fenestrated lower valves,
for adults
mors solides et fenestrées, pour adultes
hojas solidas y fenestradas, para adultos

**SA60-1407-12**
THORLAKSON


12 mm

O-Valven, ohne Spülung
O-Wire, without irrigation
O-oreilles, sans irrigation
O-hojas, sin irrigación

**1408-15**
KERSHNER

15 mm


Gefensterte Valven, umkehrbar, für Erwachsene
Fenestrated valves, reversible, for adults
mors fenestrées réversibles, pour adultes
Hojas fenestradas reversibles, para adultos



SA60-1500-16
MELLINGER

15 mm

selbsthaltend, gefensterte Valven
self-retaining, fenestrated valves
auto-entretien, mors fenestrées
hojas fenestradas



SA60-1501-16
MELLINGER-GIMBLE

15 mm


selbsthaltend, offene Valven
self-retaining, open valves
auto-entretien, oreilles ouvertes
hojas abiertas



SA60-1503-16
MELLINGER-BEARD

15 mm

selbsthaltend, volle Valven
self-retaining, solid valves
auto-entretien, mors solides
hojas solidas



SA60-1504-15
WEISS

15 mm

offene Valven
open valves
oreilles ouvertes
hojas abiertas



SA60-1505-15

LANCASTER

15 mm

volle Valven
solid blades
mors solides
hojas solidas



SA60-1511-14

CASTROVIEJO

14 mm

klein, gefensterte Valven
small, fenestrated valves
petit, mors fenestrées
pequeno, hojas fenestradas



SA60-1512-16

CASTROVIEJO

16 mm

mittel, gefensterte Valven
medium, fenestrated valves
moyen, mors fenestrées
medio, hojas fenestradas



SA60-1515-02

SAUER

2 mm

volle Valven für Frühgeborene
solid blades for premature
babies
mors solides pour prématures
hojas solidas para los bebes
prematuros

SA60-1515-04

SAUER

4 mm

volle Valven für Säuglinge
solid blades for infants
mors solides pour nourrissons
hojas solidas para lactantes

SA60-1515-08

SAUER

8 mm

volle Valven für Kinder
solid blades for children
mors solides pour enfants
hojas solidas para niños

SA60-1515-06

SAUER

6 mm

volle Valven für Kinder
solid blades for children
mors solides pour enfants
hojas solidas para niños

SA60-1515-12

SAUER

12 mm

volle Valven für Erwachsene
solid blades for adults
mors solides pour adultes
hojas solidas para adultos



1515-12

SA60-1516-22
LESTER-BURCH

22 mm

volle Valven
solid blades
mors solides
hojas solidas

**SA60-1517-14**

WEISS

14 mm

klein, volle Valven, für Kinder
small, solid valves, for children
petit, mors solides, pour enfants
pequeno, hojas solidas, para niños




SA60-1518-14

WEISS

14 mm

klein, gefensterte Valven, für Kinder
 small, fenestrated valves, for children
 petit, mors fenestrées, pour enfants
 pequeño, hojas fenestradas, para niños

**SA60-1519-18**

WEISS

18 mm

gross, gefensterte Valven, für Erwachsene
 large, fenestrated valves, for adults
 grand, mors fenestrées, pour adultes
 grande, hojas fenestradas, para adultos

**SA60-1520-14**

WEISS

14 mm

klein, volle Valven, für Kinder
 small, solid valves, for children
 petit, mors solides, pour enfants
 pequeño, hojas solidas, para niños

**SA60-1520-18**

WEISS

18 mm

gross, volle Valven, für Erwachsene
 large, solid valves, for adults
 grand, mors solides, pour adultes
 grande, hojas solidas, para adultos



SA60-1521-15

CLARK


15 mm

offene Valven, für Erwachsene

open valves, for adults

oreilles ouvertes, pour adultes

hojas abiertas, para adultos

**SA60-1522-12**

MURDOCK

12 mm

gefensterte Valven, für Kinder

fenestrated valves, for children

mors fenestrées, pour enfants

hojas fenestradas, para niños

SA60-1522-15

MURDOCK


15 mm

gefensterte Valven, für Erwachsene

fenestrated valves, for adults

mors fenestrées, pour adultes

hojas fenestradas, para adultos



1522-15

SA60-1522R15

MURDOCK

15 mm

rechts, gefensterte Valven, für

Erwachsene

right, fenestrated valves, for adults

à droite, mors fenestrées, pour

adultes

a la derecha, hojas fenestradas,

para adultos

SA60-1523-15

MURDOCK

15 mm

mit Feststellschraube, gefensterte

Valven, für Erwachsene

with locking screw, fenestrated

valves, for adults

avec vis de serrage, mors

fenestrées, pour adultes


con fijación de rosca, hojas

fenestradas, para adultos

SA60-1525-14
MAUMENEE-PARK


14 mm

volle Valven
solid valves
mors solides
hojas solidas

**SA60-1526-15**
PARK-GUYTON

15 mm

gefensterte Valven
fenestrated valves
mors fenestrées
hojas fenestradas

**SA60-1528-11**
BANGERTER


11 mm

volle Valven, für Kinder
solid valves, for children
mors solides, pour enfants
hojas solidas, para niños

SA60-1528-15
BANGERTER

15 mm

volle Valven, für Erwachsene
solid valves, for adults
mors solides, pour adultes
hojas solidas, para adultos



SA60-1529-12**BARRAQUER**

12 mm

volle Valven, für Kinder
solid blades, for children
mors solides, pour enfants
hojas solidas, para niños

**SA60-1529-15****BARRAQUER**

15 mm

volle Valven, für Erwachsene
solid blades, for adults
mors solides, pour adultes
hojas solidas, para adultos

**SA60-1530-15****BARRAQUER**

15 mm

Standard Modell, für Erwachsene
standard model, for adults
modèle standard, pour adultes
tipo standard, para adultos

SA60-1530H15**BARRAQUER**

15 mm

extra stabil, für Erwachsene
heavy wire, for adults
modèle stable, pour adultes
tipo fuerte, para adultos

**SA60-1531-04****BARRAQUER**

4 mm

runde Valven, für Säuglinge
round valves, for infants
mors rondes, pour nourrissons
hojas rodondos, para lactantes

**SA60-1531-08****BARRAQUER**

8 mm

runde Valven, für Kinder
round valves, for children
mors rondes, pour enfants
hojas rodondos, para niños

**SA60-1531-12****BARRAQUER**

12 mm

runde Valven, für Erwachsene
round valves, for adults
mors rondes, pour adultes
hojas rodondos, para adultos

SA60-1532-03**BARRAQUER**

3 mm

Valven für Frühchen
valves for premature infants
mors pour prématurés
hojas para pretérminos

**SA60-1532-05****BARRAQUER**

5 mm

Valven für Säuglinge
valves for infants
mors pour nourrissons
hojas para lactantes

**SA60-1532-10****BARRAQUER**

10 mm

Valven für Kinder
valves for children
mors pour enfants
hojas para niños

**SA60-1532-14****BARRAQUER**


14 mm

Valven für Erwachsene
valves for adults
mors pour adultes
hojas para adultos

SA60-1533-11**BARRAQUER-OOSTERHUIS**

11 mm

gefensterte Valven, verstellbar, für Kinder
fenestrated valves, adjustable, for children
mors fenestrées, ajustable, pour enfants
hojas fenestradas, ajustable, para niños

**SA60-1533-15****BARRAQUER-OOSTERHUIS**

15 mm

gefensterte Valven, verstellbar, für Erwachsene
fenestrated valves, adjustable, for adults
mors fenestrées, ajustable, pour adultes
hojas fenestradas, ajustable, para adultos

SA60-1533B11**BARRAQUER-OOSTERHUIS**

11 mm

gefensterte Valven, verstellbar, mit Stop, für Kinder
fenestrated valves, adjustable, with stop, for children
mors fenestrées, ajustable, avec stop, pour enfants
hojas fenestradas, ajustable, con stop, para niños

SA60-1533B15**BARRAQUER-OOSTERHUIS**

15 mm

gefensterte Valven, verstellbar, mit Stop, für Erwachsene
fenestrated valves, adjustable, with stop, for adults
mors fenestrées, ajustable, avec stop, pour adultes
hojas fenestradas, ajustable, con stop, para adultos



1533B15

SA60-1538-15
BARRAQUER-OOSTERHUIS

15 mm

volle Valven, verstellbar, für Erwachsene
solid valves, adjustable, for adults
mors solides, ajustable, pour adultes
hojas solidas, ajustable, para adultos



SA60-1536-12
SCHOTT

12 mm

gefensterte Valven, für Kinder
fenestrated valves, for children
mors fenestrées, pour enfants
hojas fenestradas, para niños



SA60-1536-15
SCHOTT

15 mm


gefensterte Valven, für Erwachsene
fenestrated valves, for adults
mors fenestrées, pour adultes
hojas fenestradas, para adultos



SA60-1537-12
SCHOTT

12 mm

volle Valven, für Kinder
solid valves, for children
mors solides, pour enfants
hojas solidas, para niños



SA60-1537-15
SCHOTT

15 mm

volle Valven, für Erwachsene
solid blades, for adults
mors solides, pour adultes
hojas solidas, para adultos



SA60-1540-03

COOK

3 mm

Valven für Frühchen
valves for premature infants
mors pour prématurés
hojas para pretérminos

SA60-1540-05

COOK

5 mm

Valven für Neugeborene
valves for newborn babies
mors pour nouveaux-nés
hojas para neonatos



1540-05

SA60-1540-08

COOK

8 mm

Valven für Säuglinge
valves for infants
mors pour nourrissons
hojas para lactantes

SA60-1540-11

COOK

11 mm

Valven für Kinder
valves for children
mors pour enfants
hojas para niños



SA60-1540-15

COOK

15 mm


Valven für Erwachsene
valves for adults
mors pour adultes
hojas para adultos



SA60-1543-11**WILLIAMS**


11 mm

gefensterte Valven für Kinder
fenestrated valves for children
mors fenestrés pour enfants
hojas fenestradas para niños

**SA60-1543-15****WILLIAMS**

15 mm

gefensterte Valven für Erwachsene
fenestrated valves for adults
mors fenestrés pour adultes
hojas fenestradas para adultos

**SA60-1544-15****KRATZ-BARRAQUER**

15 mm

Valven für Erwachsene
valves for adults
mors pour adultes
hojas para adultos

**SA60-1544N15****KRATZ-BARRAQUER**

15 mm

Valven nasale Anwendung für Erwachsene
valves nasal placement for adults
mors, l'usage nasal pour adultes
hojas aplicación nasal para adultos

**SA60-1547-15****BARRAQUER**

15 mm

Valven, temporale Anwendung, für Erwachsene
valves, temporal placement, for adults
mors, l'usage temporal, pour adultes
hojas, aplicación temporal, para adultos

SA60-1548-15

McINTYRE

15 cm

geschlossene Valven für Erwachsene
 closed valves for adults
 mors pour adultes
 hojas para adultos

**SA60-1549-15**

McINTYRE

15 cm

offene Valven für Erwachsene
 open valves for adults
 mors pour adultes
 hojas para adultos

**SA60-1550-08**

ALFONSO

5 / 8 mm

gefensterte Valven für Neugeborene
 fenestrated valves for newborn babies
 mors fenestrées pour nouveau-nés
 hojas fenestradas para neonatos



TRÄNENSACKSPREIZER LACRIMAL SAC RETRACTORS

ÉCARTEURS POUR LE SAC LACRIMAL SEPARADORES PARA EL SACO LACRIMAL

SA60-1551-11 MUELLER

Tränensackspreizer, 3 x 3 Zinken
Lacrimal sac retractor, 3 x 3 prongs
Ecarteur pour le sac lacrimal, 3 x 3 griffes
Separador para el saco lacrimal, 3 x 3 púas



SA60-1552-06 AGRICOLA

Tränensackspreizer, 3 x 3 Zinken
Lacrimal sac retractor, 3 x 3 prongs
Ecarteur pour le sac lacrimal, 3 x 3 griffes
Separador para el saco lacrimal, 3 x 3 púas



SA60-1553-10 STEVENSON

Tränensackspreizer, 3 x 3 Zinken
Lacrimal sac retractor, 3 x 3 prongs
Ecarteur pour le sac lacrimal, 3 x 3 griffes
Separador para el saco lacrimal, 3 x 3 púas



LIDHALTER
LID RETRACTORS

RELEVEURS À PAUPIÈRES
RETRACTORES PARA PÁRPADOS

SA60-1651-05
DESMARRES
5mm



SA60-1651-08
DESMARRES
8 mm



SA60-1651-11
DESMARRES
11 mm



SA60-1651-14
DESMARRES
14 mm



SA60-1651-17
DESMARRES
17 mm



SA60-1655-13
SCHEPENS
Orbitalspatel
Orbital retractor
Ecarteur orbiteur
Retractor orbital



SA60-1664-10

JAFFE

10 mm

Lidhalter für Kinder, einzeln erhältlich

Lid retractor, for children, sold separatly

Ecarteur de paupières, pour enfants, individuel

Retractor para párpados, para niños, solo



1664-15

SA60-1664-15

JAFFE

15 mm

Lidhalter für Erwachsene, einzeln erhältlich

Lid retractor, for adults, sold separatly

Ecarteur de paupières, pour adultes, individuel

Retractor para párpados, para adultos, solo

SA60-1666-15

TENNANT

15 mm

Lidhalter für Erwachsene, einzeln erhältlich

Lid retractor, for adults, sold separatly

Ecarteur de paupières, pour adultes, individuel

Retractor para párpados, para adultos, solo



SA60-1670-11

JAEGER

Lidplatte

Lid plate


Plaque a paupieres

Placa para párpados




SA60-1700-00**TYRELL**


Irishhäkchen, scharf
Iris hook, sharp
Crochet a iris, pointu
Gancho para iris, agudo

**SA60-1701-00****GRAEFE**


Irishhäkchen, stumpf
Iris hook, blunt
Crochet a iris, mousse
Gancho para iris, romo

**SA60-1701-01****BONN**

Irishhäkchen, stumpf
Iris hook, blunt
Crochet a iris, mousse
Gancho para iris, romo

**SA60-1701-20****BONN**

Irishhäkchen, stumpf, superfein
Iris hook, blunt, extra delicate
Crochet a iris, mousse, extra fine
Gancho para iris, romo, muy
delicado

**SA60-1702-00****GUTHRIE**

Doppelhäkchen, scharf, klein
Fixation hook, double prong, sharp, small
Crochet double à fixation, pointu, petit
Gancho doble para fijación, agudo,
pequeño

**SA60-1703-00****GUTHRIE**

Doppelhäkchen, scharf, gross
Fixation hook, double prong, sharp, large
Crochet double à fixation, pointu, grand
Gancho doble para fijación, agudo,
grande



SA60-1704-00**ROLLET**

Tränensackhäkchen, 4 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 4 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 4 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 4 púas,
 agudo

**SA60-1704-03****ROLLET**

Tränensackhäkchen, 4 Zinken, stumpf
 Hook for lacrimal sack, 4 prongs, blunt
 Crochet pour le sac lacrimon, à 4 griffes,
 mousse
 Gancho para el saco lacrimon, con 4 púas,
 romo

SA60-1705-00**AUBARET**

Tränensackhäkchen, 4 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 4 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 4 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 4 púas,
 agudo

**SA60-1708-00****AXENFELD**

Tränensackhäkchen, 2 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 2 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 2 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 2
 púas, agudo

**SA60-1709-00****AXENFELD**

Tränensackhäkchen, 2 Zinken, stumpf
 Hook for lacrimal sack, 2 prongs, blunt
 Crochet pour le sac lacrimon, à 2 griffes,
 mousse
 Gancho para el saco lacrimon, con 2
 púas, romo

SA60-1710-00**AXENFELD (KNAPP)**

Tränensackhäkchen, 3 Zinken, scharf
 Hook for lacrimal sack, 3 prongs, sharp
 Crochet pour le sac lacrimon, à 3 griffes,
 pointu
 Gancho para el saco lacrimon, con 3
 púas, agudo

**SA60-1711-00****AXENFELD (KNAPP)**



Tränensackhäkchen, 3 Zinken, stumpf
 Hook for lacrimal sack, 3 prongs, blunt
 Crochet pour le sac lacrimon, à 3 griffes,
 mousse
 Gancho para el saco lacrimon, con 3
 púas, romo



SA60-1714-03

CLAYMAN

IOL-Häkchen
IOL-Hook
Crochet manipulateur
pour IOL
Gancho para manipulación
de IOL



SA60-1716-10

JAEGER

Schielhäkchen, klein
Strabismus hook, small
Crochet à strabisme, petit
Gancho para estrabismo, pequeño



SA60-1717-10

GRAEFE

Schielhäkchen, klein
Strabismus hook, small
Crochet à strabisme, moyen
Gancho para estrabismo, pequeño



SA60-1717-20

GRAEFE

Schielhäkchen, mittel
Strabismus hook, medium
Crochet à strabisme, grand
Gancho para estrabismo, mediano



SA60-1717-30

GRAEFE

Schielhäkchen, groß
Strabismus hook, large
Crochet à strabisme, petit
Gancho para estrabismo, grande



SA60-1718-20

BONN

Schielhäkchen
Strabismus hook
Crochet à strabisme
Gancho para estrabismo



1719-00

JAMESON

Schielhäkchen, klein
Strabismus hook, small
Crochet à strabisme, petit
Gancho para estrabismo, pequeño



SA60-1719-10

JAMESON

Schielhäkchen, groß
Strabismus hook, large
Crochet à strabisme, petit
Gancho para estrabismo, grande



SA60-1721-00

GREEN

Schielhäkchen
Strabismus hook
Crochet à strabisme
Gancho para estrabismo



SA60-1722-00

STEVENS

Linsenhäkchen
Lens hook
Crochet pour lentes
Gancho para lentes



SA60-1723-06
HELVESTON

6 mm
Häkchen, sehr fein, stumpf
'Teaser' hook, delicate, blunt
Crochet 'teaser', extra fine, mousse
Gancho 'teaser', muy delicado, romo



SA60-1723-12
HELVESTON

12 mm
Häkchen
Hook
Crochet
Gancho



SA60-1724-00
GASS

Häkchen bei Netzhautablösung,
mit Loch
Retinal detachment hook, with
hole
Crochet à décollement de
retine, avec trou
Gancho para desprendimiento
de Retina



SA60-1730-00
ARRUGA

Starhaken, rechts
Extraction hook, right
Crochet pour extraction, a droite
Gancho para extracción, derecha



SA60-1731-00
ARRUGA


Starhaken, links
Extraction hook, left
Crochet pour extraction, a gauche
Gancho para extracción, izquierda



SA60-1734-02
SINSKEY


0,2 mm

Linsenhäkchen, abgewinkelt
 Lens hook, angled,
 Crochet pour IOL, coude,
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado

**SA60-1735-02**
SINSKEY


0,2 mm

Linsenhäkchen, gerade
 Lens hook, straight
 Crochet pour IOL, droit
 Gancho para lentes intraoculares,
 recto


**SA60-1736-02**
CLAYMAN

0,2 mm


Linsenhäkchen, abgewinkelt
 Lens hook, angled
 Crochet pour IOL, coude
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado

**SA60-1738-00**
KUGLEN

Linsenmanipulator, gerade
 Lens manipulator, straight
 Crochet a implant, droit
 Gancho para lentes intraoculares,
 recto


**SA60-1739-00**
KUGLEN

Linsenmanipulator, abgewinkelt
 Lens manipulator, angled
 Crochet a implant, coude
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado




SA60-1740-00**DARDENNE**

Irishäkchen, „push-pull“, abgewinkelt
 Iris hook, „push-pull“, angled
 Crochet a iris, «push-pull», coude
 Gancho para iris, “push-pull”, angulado


**SA60-1762-00****PFAEFFL**

Femtoflap lifter, V-Haken und
 modifiziertes Sinskey Häkchen
 Femto flap lifter, V-shaped hook and
 modified Sinskey hook
 Femto flap lifter, Crochet en forme de
 „V“ et crochet modifié de Sinskey
 Femto flap lifter, Gancho en forma de
 „V“ y gancho modificado de Sinskey

**SA60-1763-00****STEINMETZ**


1,0 mm

Spatel, zur manuellen Kernfragen-
 tation, für die rechte Hand
 Spatula, for manual nucleus
 fragmentation, for use in right hand
 Spatule, pour diviser de noyau, pour
 la droite
 Espátula, para dividir el nucleo, para
 la mano derecha

**SA60-1763-01****STEINMETZ**

1,0 mm

Spatel, zur manuellen Kernfragen-
 tation, für die linke Hand
 Spatula, for manual nucleus
 fragmentation, for use in left hand
 Spatule, pour diviser de noyau, pour
 la gauche
 Espátula, para dividir el nucleo, para
 la mano siniestra

**SA60-1765-60****KAGAWA**

Nukleusspalter, 60°
 Nucleus dividing hook, 60°
 Phaco cliveur, 60°
 Gancho para separaciòn de
 núcleo, 60°


**SA60-1765-90****KAGAWA**

Nukleusspalter, 90°
 Nucleus dividing hook, 90°
 Phaco cliveur, 90°
 Gancho para separaciòn de
 núcleo, 90°




SA60-1767-50**JAFFE**


Linsen-Spatel, 0,5 mm breit
 Lens spatula, 0,5 mm wide
 Spatule pour la lentille cristalline,
 0,50 mm
 Espátula para el cristalino, 0,5 mm
 de ancho

**SA60-1768-50****HIRSCHMANN**


Linsen-Spatel, mit Kerben
 Lens spatula, with notches
 Spatule pour la lentille cristalline
 Espátula para el cristalino, con
 ranuras

**SA60-1770-00****KNOLLE**


Iris-Häkchen, gerade, stumpf
 Iris hook, straight, blunt tip
 Crochet a iris, droit, mousse
 Gancho para iris, recto, romo

**SA60-1771-00****JAFFE-KNOLLE**

Iris-Häkchen, abgewinkelt, stumpf
 Iris hook, angled, blunt tip
 Crochet a iris, coude, mousse
 Gancho para iris, angulado, romo

**SA60-1773-15****KOCH**


1,5 mm
 Manipulator, „Stop and Chop“,
 gewinkelt
 Nucleus manipulator, „stop and
 chop“, angled
 Manipulateur, „stop and chop“,
 coude
 Manipulador, „stop and chop“,
 angulado




SA60-1775-15**FENZL**

0,15 mm

Linsenmanipulator, gerade
 Lens manipulator, straight
 Manipulateur, droit
 Manipulador, recto


**SA60-1776-00****KUGLEN**

Linsenmanipulator und -häkchen,
 „push-pull“ Modell, abgewinkelt
 Lens manipulator and hook,
 “push-pull” model, angled
 Manipulateur et crochet a iris,
 „push-pull” model, coude
 Manipulador y gancho para iris,
 modelo „push-pull”, angulado

**SA60-1777-20****SINSKEY**


0,20 mm

Linsenhäkchen, gerade,
 Lens hook, straight
 Crochet pour IOL, droit
 Gancho para lentes intraoculares, recto

**SA60-1778-20****SINSKEY**

0,20 mm


Linsenhäkchen, abgewinkelt
 Lens hook, angled
 Crochet pour IOL, coude
 Gancho para lentes intraoculares, angulado



SA60-1778-25**SINSKEY**


0,25 mm

Linsenhäkchen, abgewinkelt
 Lens hook, angled
 Crochet pour IOL, coude
 Gancho para lentes intraoculares,
 angulado

**SA60-1779-25****LESTER**


0,25 mm

IOL-Manipulator, gerade
 IOL-Manipulator, straight
 Manipulateur pour IOL, droit
 Manipulador pour IOL, recto

**SA60-1779-50****LESTER**


0,25 mm

IOL-Manipulator, abgewinkelt
 IOL-Manipulator, angled
 Manipulateur pour IOL, coude,
 Manipulador pour IOL, angulado

**SA60-1779-75****LESTER**

0,25 mm

IOL-Manipulator, abgewinkelt und
 gewölbt
 IOL-Manipulator, angled, vaulted
 shank
 Manipulateur pour IOL, coude et
 voûté
 Manipulador pour IOL, angulado y
 curvo



SA60-1781-00

NEUHANN

Linsenkernrotierer und Kernspalter
 Nucleus rotator and dividing hook
 Crochet manipulateur de noyau et diviseur à noyau
 Rotador para núcleo y divisor de núcleo

**SA60-1781-01**

NEUHANN

Irishäkchen Push-Pull und Kernspalter
 Push-Pull Iris Hook push-pull and nucleus
 dividing hook
 Crochet à iris push-pull et diviseur à noyau
 Gancho para iris push-pull y divisor de núcleo

**SA60-1781-02**

NEUHANN

Kernspalter und Linsenspatel
 Nucleus dividing hook and lens spatula
 Diviseur à noyau et spatule pour la lentille
 cristalline
 Divisor de núcleo y espátula para el cristalino

**SA60-1781-03**

HOFFMANN


Kernspalter und Linsenkernrotierer
 Nucleus dividing hook and nucleus rotator
 Diviseur à noyau et crochet manipulateur
 de noyau
 Divisor de núcleo y rotador de núcleo



SA60-1782-00


NEUHANN

Linsenkernrotierer
Nucleus rotator
Crochet manipulateur de noyau
Rotador de núcleo

**SA60-1783-00**


BECHERT

Linsenkernrotierer, Original Modell
Nucleus rotator, original model
Crochet manipulateur de noyau,
modele original
Rotador de núcleo, modelo original

**SA60-1783-01**


BECHERT

Linsenkernrotierer, Gabel 90° gedreht
Nucleus rotator, fork 90° twisted
Crochet manipulateur de noyau,
fourche 90° tournée
Rotador de núcleo, horquilla con
torsión de 90°

**SA60-1783-02**


BECHERT

Linsenkernrotierer, gerade
Nucleus rotator, straight
Crochet manipulateur de noyau,
droite
Rotador de núcleo, recto

**SA60-1784-50**


CLAYMAN

Linsenkernrotierer, abgewinkelt
Nucleus rotator, angled
Crochet manipulateur de noyau,
coude
Rotador de núcleo, angulado




SA60-1785-00**KOCH**


Nukleusspalter
Nucleus splitter
Crochet diviseur à noyau
Gancho para separación de núcleo

**SA60-1786-00****ROSEN**


Nukleusspalter, stumpfe Spitze
Nucleus splitter, blunt tip
Crochet diviseur à noyau, bord mousse
Gancho para separación de núcleo, punta roma

**SA60-1787-00****GRAETHER**

Kragenknopf Irisretraktor
Iris retractor with collar button
Rétracteur d'iris „bouton de col“
Retractor para iris, boton en el cuello

**SA60-1787-45****GRAETHER**


Kragenknopf Irisretraktor, 45°
abgewinkelt
Iris retractor with collar button,
45° angled
Rétracteur d'iris „bouton de col“,
45° coude
Retractor para iris, boton en el
cuello, 45° angulado




1787-00

SA60-1788-50**LUND**

Irishäkchen, abgewinkelt
Iris hook, angled
Crochet à iris, coude
Gancho para iris, angulado

**SA60-1789-50****ANIS**


0,5 mm
Kernmanipulator
Nucleus manipulator
Crochet manipulateur
Manipulador de núcleo de lente



SA60-1790-20


JACOBI

Repositionsähkchen, für 0,2 mm
IOL-Loch
Reposition hook, for 0,2 mm IOL hole
Crochet a reposition, pour trou de
0,20 mm
Gancho de reposición, para ojo de
0,20 mm

**SA60-1790-30**

JACOBI

Repositionsähkchen, für 0,3 mm
IOL-Loch
Reposition hook, for 0,3 mm IOL hole
Crochet a reposition, pour trou de
0,30 mm
Gancho de reposición, para ojo de
0,30 mm

**SA60-1791-01**


LIEBERMANN

Mikrofinger, für die rechte Hand
Micro Finger, for use in right hand
Micro manipulateur à noyau, main
droite
Micro Finger manipulador para
núcleo de lente, mano derecha

**SA60-1791-02**



LIEBERMANN

Mikrofinger, für die linke Hand
Micro Finger, for use in left hand
Micro manipulateur à noyau, main
gauche
Micro Finger manipulador para núcleo
de lente, mano izquierda

**SA60-1792-01**


CHANG

Phako Chopper, doppelendig, für
die linke Hand
Phaco Chopper, double ended, for
use in left hand
Micro manipulateur à noyau doub-
les, main gauche
Micro Finger manipulador doble
para núcleo de lente, mano iz-
quierda




SA60-1793-00
NAGAHARA


Linsenspatel
 Lens spatula
 Spatule pour cristallin
 Espátula para cristalino

**SA60-1794-00**
FUKASAKU


„snap & split“
 Häkchen
 Hook
 Crochet
 Gancho

**SA60-1795-00**
DRYSDALE



Kernmanipulator und Kapselpolierer
 Nucleus manipulator and capsule
 polisher
 Crochet pour manipulation du noyau
 et polissoir capsulaire
 Manipulador para núcleo de lente y
 pulidor para cápsula

**SA60-1796-01**
PISACANO

Linsenkernrotierer, horizontal
 Nucleus rotator, horizontal
 Crochet pour manipulation du noyau,
 horizontal
 Rotador para núcleo de lente,
 horizontal


**SA60-1796-02**
PISACANO

Linsenkernrotierer, vertikal
 Nucleus rotator, vertical
 Crochet pour manipulation du noyau,
 vertical
 Rotador para núcleo de lente, vertical




SA60-1797-01**RENTSCH**


Linsenmanipulator, Typ „Bootshaken“,
gerade
Nucleus rotator, „Boat hook“, straight
Crochet pour manipulation du lentille,
„Boat hook“, droit
Manipulador de lentes, „Boat hook“,
recto

**SA60-1797-02****MALTZMAN-FENZL**


Linsenmanipulator, abgewinkelt
Lens manipulator, angled
Crochet pour manipulation du lentille,
coude
Manipulador de lentes, angulado

**SA60-1798-00****NAGAHARA**


Nucleus Chopper

**SA60-1798-01****NAGAHARA**

Nucleus Chopper, für die linke Hand
Nucleus Chopper, for left hand
Nucleus Chopper, main gauche
Nucleus Chopper, mano izquierda

**SA60-1798-02****NAGAHARA**

Nucleus Chopper, für die rechte Hand
Nucleus Chopper, for right hand
Nucleus Chopper, main droite
Nucleus Chopper, mano derecha




SA60-1799-00**HÄFLIGER**

Kernspalter, stumpf, für die rechte Hand

Nucleus dividing hook, blunt, for right hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, émoussée, main droite

Micromanipulador para faco, romo, mano derecha


**SA60-1799-01****HÄFLIGER**

Kernspalter, stumpf, für die linke Hand

Nucleus dividing hook, blunt, for left hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, émoussée, main gauche

Micromanipulador para faco, romo, mano izquierda


**SA60-1799-30****HÄFLIGER**

Kernspalter, scharf, für die rechte Hand

Nucleus dividing hook, sharp, for right hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, tranchant, main droite

Micromanipulador para faco, afilado, mano derecha


**SA60-1799-31****HÄFLIGER**

Kernspalter, scharf, für die linke Hand

Nucleus dividing hook, sharp, for left hand

Manipulateur à Phaco-emulsification, tranchant, main gauche

Micromanipulador para faco, afilado, mano izquierda



SKALPELLE / MESSER

SCALPELS / KNIVES

BISTOURIS / COUTEAUX

BISTURÍES / CUCHILLOS

Augenskalpell, geballt
Scalpel, convex Bistouri,
convexe Bisturi hoja,
convexa

SA60-1800-13 13 mm
SA60-1800-20 20 mm



1800-20

Augenskalpell, spitz
Scalpel, pointed Bistouri,
pointu Bisturi hoja, aguda

SA60-1802-13 13 mm
SA60-1802-16 16 mm
SA60-1802-18 18 mm
SA60-1802-25 25 mm



1802-18

SA60-1810-02

Diamantmesser mit einschneidigem
Diamant
Diamond knife, one cutting edge
Couteau de diamant, lame avec un
tranchant Bisturi de diamante con un
corte



vergrößert
enlarged
agrandi
agrandando

SA60-1811-02

Diamantmesser mit zweischneidigem
Diamant
Diamond knife, two cutting
edges
Couteau de diamant, lame avec deux
tranchants
Bisturi de diamante con dos cortes



vergrößert
enlarged
agrandi
agrandando

Andere Modelle auf Wunsch erhältlich
Other models available
Autres modèles sur demande
Otros modelos, sobre demanda

SA60-1825-15 TOOKE

Hornhautmesser
Corneal knife
Couteau pour la cornée
Queratótopo



GRAEFE

Skleramesser,
Scarifier
Scarificateur
Escarificador


SA60-1830-04 4 mm
SA60-1830-06 6 mm
SA60-1830-10 10 mm



1830-10


SA60-1832-02 GOLF CLUB

Fremdkörpermesser
Foreign body spud
Couteau à corps étrangers
Cuchillo para cuerpos extraños




SA60-1834-02
FRANCIS

Fremdkörpermesser
Foreign Body Knife
Couteau a corps étrangers
Cuchillo para cuerpos extraños



SA60-1836-00
GILL

Hornhautmesser, gerade
Corneal knife, straight
Couteau pour la cornée, droite
Queratótomo, recto



1836-00

SA60-1837-00
GILL

Hornhautmesser, leicht gebogen
Corneal knife, slightly curved
Couteau pour la cornée, courbe
Queratótomo, curvo

SA60-1838-00
PATON

Skleramesser
Scarifier
Scarificateur
Escarificador



SA60-1840-25
GRAEFE

25 mm x 1,5 mm
Starmesser
Cataract knife
Couteau à cataracte
Cuchillo para cataratas




SA60-1840-30
GRAEFE

30 mm x 2,0 mm
Starmesser
Cataract knife
Couteau à cataracte
Cuchillo para cataratas


SA60-1854-03
DARDENNE

Satomesser
Sato knife
Couteau Sato
Cuchillo Sato




SA60-1855-00
SATO

Hornhautmesser
Corneal knife
Couteau pour la cornée
Queratótomo




SA60-1882-10
JAEGER

Lanzenmesser, 45°
abgewinkelt, klein
Keratome, 45° angled,
small
Couteau lanceolaire,
coude 45°, petit
Cuchillo lanceolar,
angulado 45°, pequeño




SA60-1882-20
JAEGER

Lanzenmesser, 45°
abgewinkelt, groß
Keratome, 45° angled,
large
Couteau lanceolaire,
coude 45°, grand
Cuchillo lanceolar,
angulado 45°, grande




SA60-1893-21 (2,1 mm)
SA60-1893-28 (2,8 mm)
SA60-1893-32 (3,2 mm)
SA60-1893-35 (3,5 mm)

Phako-Lanze
Phaco keratome Keratomes
lanceolaire de phaco
Queratótomo de phaco



SA60-1894-00
HAMBURG

Luftlanze
Keratome
Keratome lanceolaire
Queratótomo



SA60-1900-15


R. KOCH

19 G

Spülhandgriff mit Chopper, 2 seitliche
SpülöffnungenIrrigation handle with chopper, 2 side
ports

Manche d'irrigation avec nucleus chopper

Mango de irrigación, con chopper

**SA60-1900-55**


ROSEN

19 G

Spülhandgriff mit Kernspalter, 2 seitliche
SpülöffnungenIrrigation handle with nucleus chopper,
2 side ports

Manche d'irrigation avec chopper

Mango de irrigación, con nucleus chopper

**SA60-1900-75**


ROSEN

19 G

Spülhandgriff mit Kernspalter, Spülöffnung
vorneIrrigation handle with hydro chopper, end
opening

Manche d'irrigation avec chopper

Mango de irrigación, con nucleus chopper


**SA60-1900-81**

NAGAHARA

Spülhandgriff mit Kernspalter, Spülöffnung
vorneIrrigation handle with hydro chopper, end
opening

Manche d'irrigation avec chopper


Mango de irrigación, con nucleus chopper

**SA60-1900-83**

NAGAHARA

Spülhandgriff mit Kernspalter 60°,
Spülöffnung vorneIrrigation handle with hydro chopper
60°, end opening

Manche d'irrigation avec chopper 60°

Mango de irrigación, con nucleus
chopper 60°

SA60-1910-00
BOWMAN

Diszissionsnadel
Discission needle
Aiguille à dissecion
Aguja para discisión



SA60-1913-17
WHEELER

Diszissionsnadel
Discission needle
Aiguille à dissecion
Aguja para discisión



SA60-1914-00
JAECKER

Fadenlösmesser
Knife for suture removal
Couteau pour couper les fils
Cuchillo para cortar suturas



SA60-1915-10
KUHNT

Fig. 1
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



SA60-1916-20
KUHNT

Fig. 2
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



SA60-1917-30
KUHNT

Fig. 3
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



1SA60-918-40
KUHNT

Fig. 4
Hornhautschaber
Corneal scarifier
Rugine pour la cornée
Legra para la cornea



SA60-1920-45
MODELL HEIDELBERG

Raspatorium
Raspatory
Rugine
Legra



SA60-1925-45
MODELL HEIDELBERG

Elevatorium
Elevator
Releveur
Elevador



SA60-1926-00
FREER

Elevatorium doppelendig, scharf/ stumpf
Periosteal elevator, blunt/ semi-sharp
Élévateur double, tranchant et mousse
Elevador y disector



2/3

IRISMESSER

IRIS KNIVES

COUTEAUX POUR L'IRIS

CUCHILLOS PARA IRIS

SA60-1930-45 = 4,5 mm
SA60-1930-60 = 6,0 mm
SA60-1930-75 = 7,5 mm

ZIEGLER

Irismesser
Iris knife
Couteau pour l'iris
Cuchillo para iris



1930-60

SA60-1932-70
KNAPP

Irismesser
Iris knife
Couteau pour l'iris
Cuchillo para iris



SA60-1945-50
WEST

Hohlmeissel für
Tränensack
Bone gouge for
lacrimal sac
Gouge pour le
sac lacrymal
Gubia para el
saco lacrimal





SA60-1946-50
WEST

Flachmeissel für
Tränensack
Bone cicel for
lacrimal sac
Ciseau-burin pour
le sac lacrymal
Cinzel para el
saco lacrimal



SA60-1950-00
ROLLET

Meissel für
Tränensack
Bone cicel for
lacrimal sac
Rugine pour le
sac lacrymal
Cinzel para el
saco lacrimal




KYSTOTOME
CYSTOTOMES

KYSTOTOMES
QUISTOTOMOS

SA60-1958-00
GRAEFE

Kystotom, gerade
Cystotome, straight
Kystotome, droit
Quistotomo, derecho



1958-00

SA60-1960-00
GRAEFE

Kystotom, abgewinkelt,
rechts
Cystotome, angled, right
Kystotome, coude á droite
Quistotomo, angulado
a la derecha

SA60-1964-08
SCHEPENS

8 mm
Skleral Depressor
Scleral Sepsessor
Dépresseur scléral
Localizador



1964-08

SA60-1964-10
SCHEPENS

10 mm
Skleral Depressor
Scleral Sepsessor
Dépresseur scléral
Localizador

SA60-1964-12
SCHEPENS

12 mm
Skleral Depressor
Scleral Sepsessor
Dépresseur scléral
Localizador

SA60-1965-00
KREISSIG

Kombideller, doppelendig
Localizer, double ended
Localisateur, double
Localizador, doble



SA60-1966-00
SCHOCKET


Skleral Depressor, doppelendig
Scleral depressor, double ended
Dépresseur scléral, double
Localizador doble



SA60-1969-00

CARTER

Einführinstrument
Introducer for eye spheres
Introducer
Introducer



SA60-1972-00

KIMURA

Platin Spatel
Platinum spatula
Spatule platine
Espátula, platino



SA60-1973-12

BURATTO

Lasik Flap Protektor
Lasik flap protector
Lasik flap protecteur
Lasik flap protector



SA60-1974-07

HELVESTON

7 mm

Retraktor, Barbie, Blatt gebogen,
Retractor, „Barbie“, curved blade
Ecarteur, „Barbie“, courbe
Separador, „Barbie“, curvo



SA60-1974-09

HELVESTON

9 mm

Retraktor, Big Barbie, Blatt gebogen
Retractor, „Big Barbie“, curved blade
Ecarteur, „Big Barbie“, courbe
Separador, „Big Barbie“, curvo



SA60-1974-11

HELVESTON

11 mm

Retraktor, Great Big Barbie,
Blatt gebogen
Retractor, „Great Big Barbie“,
curved blade
Ecarteur, „Great Big Barbie“, courbe,
Separador, „Great Big Barbie“, curvo



SA60-1975-00

Keratoplastik Siebpatel, gelocht
Keratoplasty spatula, perforated
Spatule pour kératoplastie, perforé
Espátula para queratoplastia,
perforada



SA60-1976-00

MODELL GIESSEN

Wundspatel und Retraktor
Spatula and retractor
Spatule et ecarteur
Espátula y separador



SA60-1978-30

MODELL FRANKFURT

Irisspatel, gebogen
Iris spatula, curved
Spatule à iris, courbe
Espátula, curva



SA60-1979-00

TROUTMAN

Linsenspatel
Lens spatula
Spatule pour la lentille cristalline
Espátula para el cristalino



SA60-1980-05
WECKER

0,5 mm
Irisspatel, sehr fein
Iris spatula, very delicate
Spatule pour l'iris, très fine
Espátula para iris, muy fina



SA60-1980-01
WECKER

1,0 mm
Irisspatel, fein
Iris spatula, delicate
Spatule pour l'iris, fine
Espátula para iris, fina



SA60-1980-10
WECKER

2,0 mm
Irisspatel
Iris spatula
Spatule pour l'iris
Espátula para iris




SA60-1982-10
WECKER

2,0 mm
Irisspatel, Silber 800
Iris spatula, sterling silver
Spatule pour l'iris, l'argent
Espátula para iris, plata



SA60-1980-20
WECKER

3,0 mm
Irisspatel
Iris spatula
Spatule pour l'iris
Espátula para iris



1983-06

SA60-1983-06 = 6 mm
SA60-1983-08 = 8 mm
SA60-1983-10 = 10 mm
SA60-1983-12 = 12 mm
BANGERTER
Spatel
Spatula
Spatule
Espátula



1983-10



1983-12

SA60-1984-10 = 1,0 mm
SA60-1984-15 = 1,5 mm
SA60-984-20 = 2,0 mm
BANGERTER

Irisspatel
 Iris spatula
 Spatule à iris
 Espátula para iris



SA60-1985-10
ELSCHNIG

Cyclodialysespatel
 Cyclodialysis spatula
 Spatule pour cyclodialyse
 Espátula para ciclodialisis



SA60-1986-10
CASTROVIEJO

10 mm
 Cyclodialysespatel
 Cyclodialysis spatula
 Spatule pour cyclodialyse
 Espátula para ciclodialisis



SA60-1986-15
CASTROVIEJO

20 mm
 Cyclodialysespatel
 Cyclodialysis spatula
 Spatule pour cyclodialyse
 Espátula para ciclodialisis



SA60-11988-00
TROUTMAN


0,5 mm
 Micro-Irisspatel
 Iris spatula for microsurgery
 Spatule pour microchirurgie
 Espátula para microcirugía



SA60-1989-05

0,5 mm


Phako- und Irisspatel
Phaco spatula
Spatule phaco
Espátula, phaco



SA60-1990-01

KOCH


Irisspatel
Nucleus spatula, duckbill
Nucleus spatula
Nucleus espátula



SA60-1990-02

KOCH

Irisspatel, mit Einkerbung
Nucleus spatula, with
notches
Nucleus spatule avec
entaille
Nucleus espátula con
muesca




SA60-1993-05

BARRAQUER

0,5 mm


Irisspatel, runde Spitze
Iris spatula, round tip
Spatule pour l'iris, pointe ronde
Espátula para iris, punta redonda



SA60-1996-13

1,0 mm

Mikro-Irisspatel, gerade
Iris spatula for microsurgery, straight
Spatule pour microchirurgie, droite
Espátula para microcirugía, recta



SA60-2002-00
MEYER

Fremdkörper-Hohlmeißel
 Foreign body gouge
 Gouge a corps étrangers
 Gubia para cuerpos extraños




SA60-2003-00
SCHWEIZER MODELL

Fremdkörpernadel
 Foreign body needle
 Instrument a corps étrangers
 Aguja para cuerpos extraños





SA60-2010-00

Fremdkörpernadel, gerade
 Foreign body needle, straight
 Aiguille a corps étrangers,
 droite
 Aguja para cuerpos extraños,
 recta




SA60-2011-00

Fremdkörpernadel, gebogen
 Foreign body needle, curved
 Aiguille a corps étrangers,
 courbe
 Aguja para cuerpos extraños,
 curva




SA60-12021-00
ALVIS

Fremdkörperkürette
 Foreign body spud and curette
 Curette a corps étrangers
 Cucharilla cortante para
 cuerpos extraños




SA60-2022-00
PLANGE

Fremdkörperhebel
 Foreign body spud
 Instrument a corps
 étrangers
 Instrumento para cuerpos
 extraños



SA60-2023-00
PLANGE

Fremdkörperhebel,
 runder Griff
 Foreign body spud,
 round handle
 Instrument a corps
 étrangers, manche rond
 Instrumento para cuerpos
 extraños, mango redondo



SA60-2025-00

Fremdkörperschlinge und
 -magnet
 Foreign body loop and
 magnetic probe
 Anse pour corps étrangers
 et aimant
 Instrumento doble, asa e
 imán para cuerpos extraños



SA60-2031-00

DIX

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Flachmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double ended,
chisel and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, rugine et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, cincel y aguja

**SA60-2032-00**

DIX

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Hohlmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double ended,
gouge and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, gouge et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, gubia y aguja

**SA60-2032-10**

DIX

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Hohlmeissel-Nadel, extra fein
Foreign body instrument, double ended,
gouge and needle, extremely delicate
Instruments double pour corps étran-
gers, gouge et aiguille, extra fine
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, gubia y aguja, delicadísima

SA60-2033-00

PLANGE

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Fremdkörperhebel-Nadel
Foreign body instrument, double
ended, spud and needle
Instruments double pour corps
étrangers, manette et aiguille
Instrumento doble para cuerpos
extraños, aguja y aguja

**SA60-2036-00**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Flachmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double
ended, chisel and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, rugine et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, cincel y aguja

**SA60-2037-00**

Fremdkörper-Doppelinstrument,
Hohlmeissel-Nadel
Foreign body instrument, double
ended, gouge and needle
Instruments double pour corps étran-
gers, gouge et aiguille
Instrumento doble para cuerpos extra-
ños, gubia y aguja



SA60-2044-00

Doppelinstrument, Löffel/Spatel
Double ended instrument, spoon/
spatula
Instrument double, spatule et
curette
Instrumento doble, cucharilla y
Espátula



SA60-2045-00

WHEELER

Doppelspatel, leicht gebogen
Double ended spatula, slightly
curved
Spatule double, courbe medium
Espátula doble, media curva



SA60-2050-00

GREEN

Doppelspatel, leicht gebogen
Double ended spatula, slightly
curved
Spatule double, courbe medium
Espátula doble, media curva



SA60-2053-00

KIRBY

Linsenschieber und Schlinge
Lens expressor hook and loop
Crochet et anse
Expresor y asa



SA60-2055-25 (0,25 mm)

SA60-2055-50 (0,50 mm)

CASTROVIEJO

10 & 15 mm

Doppelspatel
Double ended spatula
Spatule double
Espátula doble



SA60-2104-10

DAVIEL

Starlöffel, klein
Cataract spoon, small
Curette a cataracte, petite
Cucharilla para cataratas, pequeña



SA60-2104-20

DAVIEL

Starlöffel, groß
Cataract spoon, large
Curette a cataracte, grande
Cucharilla para cataratas, grande



SA60-2107-10

HERBA

Chalazionslöffel, klein
Chalazion curette, small
Curette a chalazion, petite
Cucharilla para chalazion, pequeña



SA60-2107-20

HERBA

Chalazionslöffel, mittel
Chalazion curette, medium
Curette a chalazion, moyenne
Cucharilla para chalazion, media



SA60-2107-30

HERBA

Chalazionslöffel, groß
Chalazion curette, large
Curette a chalazion, grande
Cucharilla para chalazion, grande



MEYHÖFER

SA60-2108-05 0,5 mm Ø

SA60-2108-10 1,0 mm Ø

SA60-2108-15 1,5 mm Ø

SA60-2108-20 2,0 mm Ø

SA60-2108-25 2,5 mm Ø

SA60-108-30 3,0 mm Ø

SA60-2108-35 3,5 mm Ø

Chalazionslöffel
Chalazion curette
Curette a chalazion
Cucharilla para chalazion



2108-35

LÖFFEL SPOONS

CURETTES CUCHARILLAS

SA60-2111-00 WELLS

Enukleationslöffel
Enucleation spoon
Levier pour enucléation
Espátula para enucleación



SA60-2122-06 6 mm Ø SA60-2122-08 8 mm Ø SA60-2122-10 10 mm Ø SA60-2122-12 12 mm Ø BUNGE

Excenterationslöffel
Exenteration spoon
Curette pour exenteration
Cucharilla para exenteracion




2122-06

SCHLINGEN LENS LOOPS

ANSES ASAS

SA60-2150-10 WEBER

Schlinge, klein
Lens loop, small
Anse, petite
Asa, pequeña



SA60-2150-20 WEBER

Schlinge, groß
Lens loop, large
Anse, grande
Asa, grande



SA60-2153-00 ARLT

Schlinge, gerieft
Lens loop, serrated
Anse, striée
Asa, estriada



SA60-2154-00
SNELLEN

Schlinge, glatt
Lens loop, smooth
Anse, lisse
Asa, lisa



SA60-2155-00
LEWIS

Schlinge, glatt
Lens loop, smooth
Anse, lisse
Asa, lisa



2SA60-156-00
TROUTMAN

Schlinge, abgewinkelt
Lens loop, angled
Anse, coudée
Asa, angulada



SA60-2157-00
NEW ORLEANS

Schlinge, glatt
Lens loop, smooth
Anse, lisse
Asa, lisa



SA60-2158-00
FLYNN

Sklera-Lokalisator
Scleral depressor
Dépresseur scléral
Localizador



Angabe der 6-stelligen
Katalognummer genügt.

The indication of the 6-digit
catalog number is sufficient.

L'indication du numéro de
catalogue à 6 chiffres suffit.

La indicación del número de
catálogo de 6 cifras es suficiente.

-04 = Fig. 0000/000
-03 = 000/00
-02 = 00/0
-01 = 0/1
-12 = 1/2
-23 = 2/3
-34 = 3/4
-45 = 4/5
-56 = 5/6
-67 = 6/7
-78 = 7/8
-99 = 1 Satz mit 5 oder 6 Stück
-99 = 1 set with 5 or 6 pieces
-99 = le jeu de 5 ou 6
-99 = 1 juego de 5 ó 6 piezas

BOWMAN

Tränenkanalsonde, zylindrisch
Lacrimal probe, cylindrical
Sonde double pour voices
lacrinales,
cylindrique
Estilete lacrimal, cilíndrico

Neusilber
German silver
Ruolz
Metal blanco

SA60-2180-01

SA60-2180-03
SA60-2180-04
SA60-2180-12
SA60-2180-23
SA60-2180-34
SA60-2180-45
SA60-2180-56
SA60-2180-67
SA60-2180-78

Silber 800
Sterling silver
Argent
Plata

SA60-2181-01
SA60-2181-02
SA60-2181-03
SA60-2181-04
SA60-2181-12
SA60-2181-23
SA60-2181-34
SA60-2181-45
SA60-2181-56
SA60-2181-78

Edelstahl
Stainless steel
Acier inoxydable
Acero inoxidable

SA60-2182-02

SA60-2182-04
SA60-2182-12

2SA60-182-34

SA60-2182-56



BOWMAN

Tränenkanalsonde, geknöpft
Lacrimal probe, probe tips
Sonde double pour voices
lacrinales, olivaire
Estilete lacrimal, olivar

Neusilber
German silver
Ruolz
Metal blanco

SA60-2184-01

SA60-2184-02
SA60-2184-03
SA60-2184-04
SA60-2184-12
SA60-2184-23
SA60-2184-34
SA60-2184-45
SA60-2184-56
SA60-2184-78

Silber 800
Sterling silver
Argent
Plata

SA60-2185-01
SA60-2185-02

SA60-2185-12
SA60-2185-23
SA60-2185-34
SA60-2185-45
SA60-2185-56
SA60-2185-67
SA60-2185-78

Edelstahl
Stainless steel
Acier inoxydable
Acero inoxidable

SA60-2186-01
SA60-2186-02

SA60-2186-04
SA60-2186-12
SA60-2186-23
SA60-2186-34
SA60-2186-45
SA60-2186-56
SA60-2186-67
SA60-2186-78



SA60-2190-10

HARMS

Trabekularsonde, rechts
Trabeculotomy probe, right
Sonde trabeculótome, droit
Estilete trabeculares, derecho



2190-10

SA60-2190-20

HARMS

Trabekularsonde, links
Trabeculotomy probe, left
Sonde trabeculótome, gauche
Estilete trabeculares, izquierdo

SA60-2196-60

WORST

Pigtailsonde, mit Haken
Pigtail probe, with hook
Pigtail stylet lacrymal, avec
crochet
Pigtail estilete lacrimal, con
ganchos



SA60-2197-00

WORST

Pigtailsonde, mit Öse
Pigtail probe, with eye
Pigtail stylet lacrymal, avec trou
Pigtail estilete lacrimal, con ojete



SA60-2200-10 Fig. 1

SA60-2200-20 Fig. 2

SA60-2200-30 Fig. 3

WILDER (NETTLESHIP)

4 mm Ø

Tränenweg-Dilatator

Lacrimal dilator

Dilatateur pour voies lacrimales

Dilatador lacrimal



SA60-2201-10 Fig. 1

SA60-2201-20 Fig. 2

SA60-2201-30 Fig. 3

WILDER

3 mm Ø

Tränenweg-Dilatator

Lacrimal dilator

Dilatateur pour voies lacrimales

Dilatador lacrimal



SA60-2202-00

CASTROVIEJO

Dilatator, doppelendig

Lacrimal dilator, double ended

Dilatateur pour voies lacrimales

double

Dilatador lacrimal doble



SA60-2203-00

MULDOON

Dilatator

Lacrimal dilator

Dilatateur pour voies lacrimales

Dilatador lacrimal



SA60-2206-00

RUEDEMANN

Dilatator für Säuglinge

Lacrimal dilator for infants

Dilatateur pour nourrissons

Dilatador lacrimal para lactantes



SA60-2207-00

MODELL GIESSEN

Tränenwegsonde, abgewinkelt

Lacrimal probe, angled

Sonde a voies lacrymales, coude

Estilete lacrimal, angulada



GEFÄSSKLEMMEN

SERREFINES

SERRE-FINES

SERRA-FINAS

SA60-2260-35 JOHN HOPKINS

3,8 cm

Gefäßklemme, gerade
Serrefine, straight Serre-
fine, droit
Serra-fina, recta



SA60-2261-35 JOHN HOPKINS

3,8 cm

Gefäßklemme, gebogen
Serrefine, curved
Serre-fine, courbe
Serra-fina, curva



KLEMMEN

CLAMPS


PINCES-CLAMPS

PINZAS-CLAMPS

SA60-2265-95 BACKHAUS

9,5 cm

Tuchklemme
Towel clamp
Pince a etoffe
Pinza de campo



SA60-2267-50 JONES

Tuchklemme
Towel clamp, cross action
Pince a compreses
Pinza para compresas



SA60-2272-10
HARTMANN-MOSQUITO


10 cm

Arterienklemme, gerade
Mosquito forceps, straight
Pince hemostatique, droite
Pinza hemostatica, recta

SA60-2273-10
HARTMANN-MOSQUITO

10 cm

Arterienklemme, gebogen
Mosquito forceps, curved
Pince hemostatique, courbe
Pinza hemostatica, curva



SA60-2274-12
HALSTED-MOSQUITO


12,5 cm

Arterienklemme, gerade
Mosquito forceps, straight
Pince hemostatique, droite
Pinza hemostatica, recta

SA60-2275-12
HALSTED-MOSQUITO

12,5 cm

Arterienklemme, gebogen
Mosquito forceps, curved
Pince hemostatique, courbe
Pinza hemostatica, curva





SA60-2285-15

GASS

1,5 mm

Sklerotomie Stanze
Sclerotomy punch
Emporte-pièce
Punzón




SA60-2286-10

KELLY

1,0 mm

Descement Membran Stanze
Descement's membrane punch
Emporte-pièce
Punzón



SA60-2288-10 1,0 mm

SA60-2288-15 1,5 mm

HOLTH

Kapselstanze
Corneoscleral punch
Emporte-pièce capsulaire
Punzón capsular




SA60-2290-10


LUNTZ-DODICK

1,0 mm


Trabekulektomie Stanze
Trabeculectomy punch
Punch trabeculectomie
Punzón para trabeculectomía



SA60-2293-30 3,0 mm
SA60-2294-40 4,0 mm
KERRISON
Knochenstanze
Rongeur
Emporte-pièce
Pinza-gubia



2SA60-296-20 2,0 mm
SA60-2296-30 3,0 mm
CITELLI
Knochenstanze
Rongeur
Emporte-pièce
Pinza-gubia



SA60-2298-20
BEYER
2,0 mm
Knochenstanze
Rongeur
Emporte-pièce
Pinza-gubia



SA60-2312-10 1,0 mm
SA60-2312-12 1,2 mm
SA60-2312-15 1,5 mm
SA60-2312-17 1,7 mm
SCHWEIZER MODELL

Hornhauttrephine
 Corneal trephine
 Trepan cornéen
 Trepano corneal



SA60-2319-00

Handgriff für Hornhauttrephinen
 Handle for corneal trephines
 Manche pour trepans
 Mango para trepanos corneal



SA60-2328-50 5,0 mm
SA60-2328-55 5,5 mm
SA60-2328-60 6,0 mm
SA60-2328-65 6,5 mm
SA60-2328-70 7,0 mm
SA60-2328-75 7,5 mm
SA60-2328-80 8,0 mm
SA60-2328-85 8,5 mm
SA60-2328-90 9,0 mm
SA60-2329-10 10,0 mm
SA60-2329-11 11,0 mm

CASTROVIEJO

Hornhauttrephine
 Corneal trephine
 Trepan cornéen
 Trepano corneal




SA60-2367-20
CASTROVIEJO-SCHACHAR

Zirkel, gebogen
Caliper, curved
Compas, courbe
Compas, curvo



SA60-2369-15
CASTROVIEJO

Zirkel, gerade
Caliper, straight
Compas, droite
Compas, recto



SA60-2370-20
CASTROVIEJO

Zirkel, gerade
Caliper, straight
Compas, droite
Compas, recto



SA60-2371-30
GIESSEN



SA60-2375-00
MEYER-SCHWICKERATH

Lokalisator und Skleraldepressor
Localizer and scleral depressor
Pique à fixation et dépresseur
Punto de fijación y depresor



SA60-2376-18
O'CONNOR

Skleral Depressor und Skleral
Markierer, doppelendig
Scleral depressor and scleral
marker, double ended
Épresseur scléral et marqueur,
double
Localizador y marcador, doble



- SA60-2382-30** = 3,0 mm Ø
SA60-2382-35 = 3,5 mm Ø
SA60-2382-40 = 4,0 mm Ø
SA60-2382-50 = 5,0 mm Ø
SA60-2382-60 = 6,0 mm Ø
SA60-2382-70 = 7,0 mm Ø

HOFFER

Hornhautmarkierer für optisches
Zentrum, mit Fadenkreuz
 Corneal marker for optic zone, with
cross hairs
 Marqueur pour centre optique, avec
croix de centrage
 Marcador para centro optico, con
retículo



Enlarged



SA60-2382-30

- SA60-2383-30** = 3,0 mm Ø
SA60-2383-40 = 4,0 mm Ø
SA60-2383-80 = 8,0 mm Ø

THORNTON

Hornhautmarkierer für optisches
Zentrum, mit Zentrierstift
 Corneal marker for optic zone, with
centering pin
 Marqueur pour centre optique
 Marcador para centro optico



Enlarged



SA60-2383-40

- SA60-2384-30** = 3,0 mm Ø
SA60-2384-35 = 3,5 mm Ø
SA60-2384-40 = 4,0 mm Ø
SA60-2384-50 = 5,0 mm Ø
SA60-2384-55 = 5,5 mm Ø
SA60-2384-65 = 6,5 mm Ø
SA60-2384-70 = 7,0 mm Ø

BORES

Hornhautmarkierer für optisches
Zentrum
 Corneal marker for optic zone
 Marqueur pour centre optique
 Marcador para centro optico



Enlarged



SA60-2384-35

- SA60-2385-04** = 4 Klingen / lines / lames / hojas
SA60-2385-06 = 6 Klingen / lines / lames / hojas
SA60-2385-08 = 8 Klingen / lines / lames / hojas
SA60-2385-12 = 12 Klingen / lines / lames / hojas
SA60-2385-16 = 16 Klingen / lines / lames / hojas

OSHER-NEUMANN

Hornhautmarkierer
 Corneal marker
 Marqueur pour la cornee
 Marcador corneal



SA60-2385-06

SA60-2393-17

THORNTON

17 mm Ø

Fixierring, 12 Zähne

Globe fixation ring, 12 teeth

Anneau de fixation, 12 griffes

Anillo de fijación, 12 dientes



SA60-2394-13

NEUHANN

13 mm Ø

Fixierring für clear cornea, vorne offen,

6 Zähne

Fixation ring for clear cornea, open

front, 6 teeth

Anneau de fixation, 6 griffes

Anillo de fijación, 6 dientes



SA60-2395-13 = 13 mm Ø

SA60-2395-16 = 16 mm Ø

FINE-THORTON

Fixierring für clear cornea, Ring vorne

offen und beweglich, 10 Zähne

Fixation ring for clear cornea, open

front, swivel ring, 10 teeth

Anneau de fixation, 10 griffes

Anillo de fijación, 10 dientes



SA60-2398-14 = 14 mm Ø

SA60-2398-15 = 15 mm Ø

SA60-2398-16 = 16 mm Ø

SA60-2398-17 = 17 mm Ø

SA60-2398-18 = 18 mm Ø

SA60-2398-19 = 19 mm Ø

SA60-2398-20 = 20 mm Ø


SA60-2398-21 = 21 mm Ø

FLIERINGA

Fixierring

Fixation ring

Anneau de fixation Anillo de fijación



CHIRURGISCHE PINZETTEN

TISSUE FORCEPS


SA60-2400-05 = 0,5 mm**SA60-2400-07** = 0,7 mm**SA60-2400-10** = 1,0 mm**SA60-2400-12** = 1,2 mm**SA60-2400-14** = 1,4 mm

Irispinzette, gerade, 1 x 2 Zähne

Iris forceps, straight, 1 x 2 teeth

Pince à iris, droite, 1 x 2 griffes

Pinza para iris, recta, 1 x 2 dientes


**SA60-2401-07** = 0,7 mm**SA60-2401-10** = 1,0 mm

Irispinzette, schwach gebogen, 1 x 2 Zähne

Iris forceps, slightly curved, 1 x 2 teeth

Pince à iris, courbe, 1 x 2 griffes

Pinza para iris, curva suave, 1 x 2 dientes


**SA60-2403-07** = 0,7 mm

Irispinzette, stark gebogen, 1 x 2 Zähne

Iris forceps, strong curved, 1 x 2 teeth

Pince à iris, courbe, 1 x 2 griffes

Pinza para iris, muy curva, 1 x 2 dientes



PINCE CHIRURGICALE

PINZAS PARA TEJIDO

ANATOMISCHE PINZETTEN

DRESSING FORCEPS


SA60-2410-05 = 0,5 mm**SA60-2410-07** = 0,7 mm**SA60-2410-10** = 1,0 mm**SA60-2410-12** = 1,2 mm

Irispinzette, gerade, mit Querriefen

Iris forceps, dressing, straight

Pince à iris, striée, droite

Pinza para iris, estriada, recta



2410-05


SA60-2411-05 = 0,5 mm**SA60-2411-07** = 0,7 mm

Irispinzette, schwach gebogen, mit Querriefen

Iris forceps, dressing, slightly curved

Pince à iris, striée, courbe

Pinza para iris, estriada, curva suave



2411-07


SA60-2413-07 = 0,7 mm

Irispinzette, stark gebogen, mit Querriefen

Iris forceps, dressing, strong curved

Pince à iris, striée, courbe

Pinza para iris, estriada, muy curva



PINCE ANATOMIQUE

PINZAS PARA VENDAJES

IRISPINZETTEN

IRIS FORCEPS


PINCES À IRIS

PINZAS PARA IRIS

SA60-2420-10 = 1,2 mm

ADSON


Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne
Tissue forceps, 1 x 2 teeth
Pince chirurgicale, 1 x 2 griffes
Pinza para tejido, 1 x 2 dientes



SA60-2422-10 = 1,1 mm

ADSON

Anatomische Pinzette, gerieft
Dressing forceps, serrated
Pince anatomique, striée
Pinza para vendajes, estriada



PINZETTEN FÜR MIKRO-CHIRURGIE

FORCEPS FOR MICRO-SURGERY


PINCES À MICRO-CHIRURGIE

PINZAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-2425-00

ELZE

Irispinzette, 1 x 2 Zähne, sehr fein
Iris forceps, 1 x 2 teeth, very delicate
Pince à iris, 1 x 2 griffes, extra fine
Pinza para iris, 1 x 2 dientes, delicadísimo



SA60-2426-03

TENNANT

Fadenpinzette, gerade, 6 mm Fadenplatte
Tying forceps, straight, 6 mm tying platform
Pince à fils, droite, 6 mm plateaux
Pinza para anudar, recta, plataforma de 6 mm




2427-03

SA60-2427-03

TENNANT


Fadenpinzette, gebogen, 6 mm Fadenplatte
Tying forceps, curved, 6 mm tying platform
Pince à fils, courbe, 6 mm plateaux
Pinza para anudar, curva, plataforma de 6 mm



SA60-2428-01

CASTROVIEJO-WARING

Fixierpinzette, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
Fixation forceps, 1 x 2 teeth, tying platform
Pince à fixer, 1 x 2 griffes, plateaux
Pinza de fijación, 1 x 2 dientes, plataforma



PINZETTEN FÜR MIKRO-CHIRURGIE

FORCEPS FOR MICRO-SURGERY


PINCES À MICRO-CHIRURGIE

PINZAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-2430-02

DERMOT-PIERSE


Ø 0,2 mm
1 x 1 Zähne
1 x 1 teeth
1 x 1 griffes
1 x 1 dientes



SA60-2432-00

REMKY


2 Zinken mit 1 x 2 Zähnen, abgewinkelt
2 prongs with 1 x 2 teeth, angled
2 griffes avec 1 x 2 griffes, angulaire
2 puas con 1 x 2 dientes, angulado



SA60-2433-12 = 0,12 mm

BONNER MODELL

Nahtpinzette, gerade,
1 x 2 Zähne, Fadenplatte
Suture Forceps, straight,
1 x 2 teeth, tying platform
Pince pour sutures, droite,
1 x 2 griffes, plateaux
Pinza de disección, recta,
1 x 2 dientes, plataforma



SA60-2434-12 = 0,12 mm

SA60-2434-30 = 0,30 mm

SA60-2434-50 = 0,50 mm

BONNER MODELL

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, platform
droite, 1 x 2 griffes, plateaux
recta, 1 x 2 dientes, plataforma



SA60-2436-12 = 0,12 mm

BONNER MODELL


gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, platform
droite, 1 x 2 griffes, plateaux
recta, 1 x 2 dientes, plataforma



SA60-2438-12 = 0,12 mm

BONNER MODELL

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, platform
droite, 1 x 2 griffes, plateaux
recta, 1 x 2 dientes, plataforma



PINZETTEN FÜR MIKRO-CHIRURGIE

FORCEPS FOR MICRO-SURGERY

PINCES À MICRO-CHIRURGIE

PINZAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-2439-12 = 0,12 mm BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, without platform
droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma




SA60-2440-30 = 0,3 mm McPHERSON

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
straight, 1 x 2 teeth, platform
droite, 1 x 2 griffes, plateaux
recta, 1 x 2 dientes, plataforma




SA60-2441-30 = 0,3 mm McPHERSON

abgewinkelt, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
angled, 1 x 2 teeth, platform
coudée, 1 x 2 griffes, plateaux
angulada, 1 x 2 dientes, plataforma




SA60-2442-01 BONN McPHERSON

gerade, Fadenplatte
straight, tying platform
droite, plateaux
recto, plataforma




SA60-2443-01 BONN McPHERSON

gebogen, Fadenplatte
curved, tying platform
courbe, plateaux
curva, plataforma




SA60-2442-50 = 0,5 mm McPHERSON

gerade, ohne Zähne, Fadenplatte
straight, without teeth, tying platform
droite, sans griffes, plateaux
recta, sin dientes, plataforma



SA60-2443-50 = 0,5 mm McPHERSON

abgewinkelt, ohne Zähne, Fadenplatte
angled, without teeth, tying platform
coudée, sans griffes, plateaux
angulada, sin dientes, plataforma



PINZETTEN FÜR MIKRO-CHIRURGIE


FORCEPS FOR MICRO-SURGERY

PINCES À MICRO-CHIRURGIE

PINZAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-2444-06 = 6 mm
SA60-2444-08 = 8 mm
BONN


gerieft, abgewinkelt, ohne Zähne
 serrated, angled, without teeth
 striée, coudée, sans griffes
 estriada, angulada, sin dientes



2444-06


SA60-2445-12 = 0,12 mm
BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, plataforma




SA60-2446-12 = 0,12 mm
BONN

abgewinkelt, 1 x 2 Zähne,
 ohne Fadenplatte
 angled, 1 x 2 teeth, without tying
 platform
 coudée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 angulada, 1 x 2 dientes, sin plataforma




SA60-2447-12 = 0,12 mm
BONN

abgewinkelt, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 angled, 1 x 2 teeth, tying platform
 coudée, 1 x 2 griffes, plateaux
 angulada, 1 x 2 dientes, plataforma



SA60-2448-00 = 0,3 mm
BONN


gerade, ohne Zähne, Fadenplatte
 straight, without teeth, tying platform
 droite, sans griffes, plateaux
 recta, sin dientes, plataforma



SA60-2448-12 = 0,12 mm

SA60-448-20 = 0,20 mm
BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, plataforma




2448-12

SA60-2449-12 = 0,12 mm

SA60-2449-20 = 0,20 mm
BONN


gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma



2449-12


SA60-2678-12
BONN

gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, plataforma




SA60-2450-05 = 0,5 mm**SA60-2450-07** = 0,7 mm

gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**SA60-2451-05** = 0,5 mm


HEIDELBERG

leicht gebogen, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 slightly curved, 1 x 2 teeth, without tying platform
 demi-courbée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 curva suave, 1 x 2 dientes, sin plataforma


**SA60-2457-05** = 0,5 mm

HEIDELBERG


stark gebogen, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 strong curved, 1 x 2 teeth, without tying platform
 très courbée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 muy curva, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**SA60-2451-07** = 0,7 mm


gebogen, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 curved, 1 x 2 teeth, without tying platform
 courbée, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 curva, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**SA60-2452-07** = 0,7 mm

gerade, gerieft straight,
 serrated droite, striée
 recta, estriada


**SA60-2453-07** = 0,7 mm

gebogen, gerieft curved,
 serrated courbe, striée curva,
 estriada



SA60-2454-00 = 0,8 mm**SA60-2454-50** = 0,5 mm**BISHOP-HARMON**

gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma




2454-00

SA60-2454-05 = 0,5 mm**SA60-2454-07** = 0,7 mm**BISHOP-HARMON**


gerade, gerieft
 straight, serrated
 droite, striée
 recta, estriada

**SA60-2456-00** = 0,8 mm**LESTER**


gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma

**SA60-2458-00** = 0,35 mm**HAMBURG**

gerade, 1 x 2 Zähne, ohne Fadenplatte
 straight, 1 x 2 teeth, without tying platform
 droite, 1 x 2 griffes, sans plateaux
 recta, 1 x 2 dientes, sin plataforma


**SA60-2465-00****HESS**

Standard Modell, 1 x 2 Zähne
 standard model, 1 x 2 teeth
 modèle classique, 1 x 2 griffes
 modelo clásico, 1 x 2 dientes



SA60-2466-10**UTRATA**

11 mm abgewinkelt, feine Spitzen
 11 mm angled shanks, delicate tips
 branches 11 mm coudée, pointes délicates
 11 mm angulada, puntas fiñas

**SA60-2466-20****GIANETTI**

geschweift, feine Spitzen, 2,2 mm Inzision
 vaulted shanks, fine tips, 2,2 mm incision
 branches courbées, pointes délicates,
 2,2 mm incision
 curva, muy fina, para incisión de 2,2 mm

**SA60-2468-00****INAMURA**

gekreuzt, kurzes Modell
 cross action, short model
 croisée, modèle courte
 cruzada, modelo corto


**SA60-2469-00****MASKET**

geschweift, 11 mm lange Schenkel
 11 mm vaulted shanks
 branches courbées, 11 mm
 curva, lados de un largo de 11 mm



SA60-2469-01**UTRATA**


abgewinkelt, 12 mm lange Schenkel
 angled, 12 mm shanks
 branches coudées, 12 mm
 agulada, lados de un largo de 12 mm

**SA60-2470-12****UTRATA**

abgewinkelt, 12 mm lange Schenkel
 angled, 12 mm shanks
 branches coudées, 12 mm
 agulada, lados de un largo de 12 mm

**SA60-2471-00****UTRATA**

abgewinkelt, 11 mm lange Schenkel
 angled, 11 mm shanks
 branches coudées, 11 mm
 agulada, lados de un largo de 11 mm

**SA60-2471-05****UTRATA**

sehr fein
 extremely delicate
 très fine
 muy fina

**SA60-2471-10****UTRATA**

abgewinkelt, runde Spitzen
 angled, rounded tips
 coudée, extrémité mousse
 agulada, puntas redondas


**SA60-2471-12****KRAFF-UTRATA**

1,8 mm Inzision
 geschweift, 12 mm lange Schenkel
 12 mm vaulted shanks
 branches courbées, 12 mm
 curva, lados de un largo de 12 mm




SA60-2472-00**MASKET**


1,8 mm Inzision
 geschweift, 12 mm lange Schenkel
 12 mm vaulted shanks
 branches courbées, 12 mm
 curva, lados de un largo de 12 mm

**SA60-2473-00****UTRATA**


1,8 mm Inzision
 abgewinkelt, 12 mm lange Schenkel
 angled, 12 mm shanks
 branches coudées, 12 mm
 angulada, lados de un largo de 12 mm

**SA60-2474-00****CORYDON**

1,8 mm Inzision
 geschweift, 11 mm lange Schenkel,
 geriefte Spitzen
 11 mm vaulted shanks, serrated tips
 branches courbées, 11 mm, mors stries
 curva, lados de un largo de 11 mm,
 puntas estriada

**SA60-2479-00****INAMURA**

1,4 mm Inzision
 gekreuzt, kurzes Modell
 cross action, short model
 croisée, modèle courte
 cruzada, modelo corto



SA60-2480-00


BURATTO

IOL Pinzette für gefaltete Linsen
 IOL forceps, cross action
 Pince pour IOL
 Pinza para IOL

**SA60-2481-00**


BURATTO

IOL Pinzette für gefaltete Linsen
 IOL forceps, cross action
 Pince pour IOL
 Pinza para IOL

**SA60-2482-12**


SPALECK

Linsenimplantationspinzette, sehr fein,
 konkave Maulteile
 Soft IOL inserting forceps, convex jaws
 Pince pour IOL, convexe
 Pinza para IOL, convexa

**2483-06**

LIVERNOIS

Linsenhaltepinzette, abgewinkelt,
 runde Maulteile
 Lens holding forceps, angled, round,
 smooth jaws
 Pince pour IOL, coudée,
 mors ronds polis
 Pinza para lentes, angulada, puntas
 redondas

**SA60-2485-00**

BURATTO

IOL Pinzette für gefaltete Linsen
 IOL forceps
 Pince pour IO
 Pinza para IOL



SA60-2486-00

MCDONALD II

IOL Pinzette für gefaltete Linsen

IOL forceps

Pince pour IOL

Pinza para IOL



SA60-2487-00

LIVERNOIS

Aufnahme- und Faltpinzette

Lens holding and folding forceps

Pince pour saisir et plier l'implant

Pinza para tomar y plegar



SA60-2488-00


GASKIN

Fragmentpinzette

Fragment forceps

Pince à fragments

Pinza de fragmento



SA60-2488-60

BURATTO

IOL Pinzette für gefaltete Linsen

IOL forceps

Pince pour IOL

Pinza para IOL



SA60-2489-00


KANSAS

Fragmentpinzette, 2 Reihen Zähne

Fragment forceps, two rows of teeth


Pince à fragments, avec griffes

Pinza de fragmento, avec dientes





SA60-2490-00
CLAYMAN


Linsenimplantationspinzette
Soft IOL inserting forceps
Pince pour IOL
Pinza para IOL

**SA60-2491-00**
DODEN


Linsenimplantationspinzette
Soft IOL inserting forceps
Pince pour IOL
Pinza para IOL

**SA60-2493-80**
SHEPARD


Linsenimplantationspinzette, mit
Stop
Soft IOL inserting forceps, with stop
Pince pour IOL, avec arrêt fermeture
et verrou
Pinza para IOL, con tope y cierre

**SA60-2494-00**
BURATTO

LASIK Flap Pinzette
LASIK Flap forceps
Pince pour LASIK flap
Pinza para LASIK flap

**SA60-2495-50**
McPHERSON

5 mm
IOL Pinzette, abgewinkelt,
Fadenplatte
IOL forceps, angled, tying
platform
Pince pour IOL, coudée, avec
plateaux
Pinza para IOL, angulada, con
plataforma



SA60-2497-12 = 12,0 mm

SA60-2497-75 = 7,5 mm

SA60-2497-90 = 9,0 mm

KELMAN

Micro-Pinzette, ohne Zähne, mit
Fadenplatte

Micro-forceps, angled, with platform

Micro-pince, coudée, avec plateaux

Pinza para micro-cirugia, angulada,
con plataforma




SA60-2498-11

Implantationspinzette, abgewinkelt,
1 x 1 Zahn

Implantation forceps, angled,
1 x 1 teeth

Pince de implantation, coudée,
1 x 1 griffes

Pinza para implantación, angulada,
1 x 1 dientes



SA60-2672-11


BONN-McPHERSON

Nahtpinzette, abgewinkelt, mit
Fadenplatte

Tying forceps, angled, with tying
platform

Pince à suture, coudée, avec plateaux

Pinza para sutura, angulada, con
plataforma



SA60-2499-75

KELMAN-McPHERSON

7,5 mm

Mikro-Pinzette, abgewinkelt, mit
Fadenplatte

Micro-forceps, angled, with platform

Micro-pince, coudée, avec plateaux

Pinza para micro-cirugia, angulada, con
plataforma



SA60-6452-00

AKAHOSHI

120 mm

Pre-Chopper

gerade

straight

droit

recta



KAPSELPINZETTEN

CAPSULE FORCEPS

PINCES CAPSULAIRES

PINZAS CAPSULARES

SA60-2505-00

ARRUGA

Kapselpinzette
Capsule forceps
Pince capsulaire
Pinza capsular



SA60-2507-00

ARRUGA-KIRBY

Kapselpinzette
Capsule forceps
Pince capsulaire
Pinza capsular



SA60-2513-00

ARRUGA-NIZETIC

Kapselpinzette
Capsule forceps
Pince capsulaire
Pinza capsular



SA60-2517-00

DODICK

Kernspalt-Pinzette, gekreuzt, sehr fein
Micro Nucleus Cracker, cross action
Séparateur pour noyau, très fine
Separador para núcleo de cristalino



BINDEHAUTPINZETTEN

CONJUNCTIVAL FORCEPS


PINCES À CONJUNCTIVA

PINZA PARA CONJUNCTIVA

SA60-2524-45

DRAEGER

Bindehautpinzette
Conjunctival forceps
Pince a conjunctiva
Pinza para conjunctiva




SA60-2525-12

POLACK

0,12 mm, 45°

Doppelkornealpinzette, 1 x 2 Zähne
Corneal suturing forceps, 1 x 2 teeth,
Pince corneal, 1 x 2 griffes
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes



FIXIERPINZETTEN

FIXATION FORCEPS

PINCES À FIXER


PINZAS DE FIJACIÓN

SA60-2531-12

BORES

0,12 mm, 45°


Doppelkornealpinzette, 1 x 2 Zähne
Corneal suturing forceps, 1 x 2 teeth
Pince corneal, 1 x 2 griffes
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes



SA60-2532-00

GRAEFE

Fixierpinzette ohne Schloss
Fixation forceps without catch
Pince a fixer sans ressort
Pinza de fijación sin muelle




2532-00

SA60-2533-00

GRAEFE


Fixierpinzette mit Schloss
Fixation forceps with catch
Pince a fixer avec ressort
Pinza de fijación con muelle



SA60-2537-00

JESS


Fixierpinzette
Fixation forceps
Pince a fixer
Pinza de fijación



SA60-2539-00

CASTROVIEJO


Fixierpinzette, 1 x 1 Zahn
Fixation forceps, 1 x 1 tooth
Pince a fixer, 1 x 1 griffe
Pinza de fijación, 1 x 1 diente



SA60-2540-00


CASTROVIEJO

Fixierpinzette, 2 x 2 Zähne
Fixation forceps, 2 x 2 teeth
Pince a fixer, 2 x 2 griffes
Pinza de fijación, 2 x 2 dientes



SA60-2541-00

Fixierpinzette, 1 x 2 Zähne
Fixation forceps, 1 x 2 teeth
Pince a fixer, 1 x 2 griffes
Pinza de fijación, 1 x 2 dientes



SA60-2542-12
GREEN

Fixierpinzette, ohne Schloss
Fixation forceps, without catch
Pince a fixer, sans ressort
Pinza de fijación, sin muelle



2542-12

SA60-2543-12
GREEN

Fixierpinzette, mit Schloss
Fixation forceps, with catch
Pince a fixer, avec ressort
Pinza de fijación, con muelle

SA60-2545-00
BARRAQUER

Fixierpinzette
Fixation forceps
Pince a fixer
Pinza de fijación



SA60-2546-00
TROUTMAN

Zügelnahtpinzette
Superior rectus forceps
Pince pour le muscle droit supérieur
Pinza para superior rectus



SA60-2548-12
KREMER

Fixierpinzette mit Schloss, sehr fein
Fixation forceps with catch, very delicate
Pince a fixation pour la cornee, très fine
Pinza de fijación corneale



SA60-2549-00
REMKY

Zügelnahtpinzette
Superior rectus forceps
Pince pour le muscle droit supérieur
Pinza, para superior rectus



PINZETTEN FÜR SCHIELOPERATION


STRABISMUS FORCEPS

PINCES À STRABISME

PINZAS PARA ESTRABISMO


SA60-2550-12

Pinzette für Schiel-OP, 1 x 2 Zähne
Strabismus forceps, 1 x 2 teeth
Pince à strabisme, 1 x 2 griffes
Pinza para estrabismo, 1 x 2 dientes



SA60-2551-12


Pinzette für Schiel-OP, gerieft
Strabismus forceps, serrated jaws
Pince à strabisme, striée
Pinza para estrabismo, estriada



SA60-2553-00

McCULLOUGH


Pinzette für Schiel-OP, kreuzgerieft
Strabismus forceps, cross-serrated jaws
Pince à strabisme, striée
Pinza para estrabismo, estriada



SA60-2554-00

McCULLOUGH

Pinzette für Schiel-OP, kreuzgerieft,
1 x 2 Zähne
Strabismus forceps, cross-serrated jaws,
1 x 2 teeth
Pince à strabisme, striée, 1 x 2 griffes
Pinza para estrabismo, estriada,
1 x 2 dientes



SA60-2555-15

BONACCOLTO

Pinzette für Schiel-OP, 1,5 mm, schmal
Strabismus forceps, 1,5 mm, slim
Pince à strabisme, 1,5 mm, étroite
Pinza para estrabismo, 1,5 mm, estrecha



SA60-2556-23

BONACCOLTO

Pinzette für Schiel-OP, 2,4 mm, breit
Strabismus forceps, 2,4 mm, wide
Pince à strabisme, 2,4 mm, large
Pinza para estrabismo, 2,4 mm, ancha



SA60-2558-10

ELSCHNIG

Pinzette für Schiel-OP
Strabismus forceps
Pince à strabisme
Pinza para estrabismo



SA60-2564-11

HATA

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



SA60-2565-11

HATA

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda



SA60-2566-04

PRINCE

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



SA60-2567-04

PRINCE

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda



SA60-2568-03

SATTLER

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



SA60-2569-03

SATTLER

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda



SA60-2570-04

JAMESON

Muskelpinzette, rechts, für Kinder
Advancement forceps, right, for children
Pince a musculaire, à droit, pour enfants
Pinza muscular, derecha, para niños



SA60-2570-07

JAMESON

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



SA60-2571-04

JAMESON

Muskelpinzette, links, für Kinder
Advancement forceps, left, for children
Pince a musculaire, à gauche, pour enfants
Pinza muscular, izquierda, para niños



SA60-2571-07

JAMESON

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda



SA60-2572-00

WORTH

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



SA60-2573-00

WORTH

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda



SA60-2575-00

BLASCOVIC

Muskelpinzette, rechts
Advancement forceps, right
Pince a musculaire, à droit
Pinza muscular, derecha



SA60-2576-00

BLASCOVIC

Muskelpinzette, links
Advancement forceps, left
Pince a musculaire, à gauche
Pinza muscular, izquierda



SA60-2578-20 = 20 mm

SA60-2578-27 = 27 mm

BERKE

Muskelpinzette für Ptosis
Ptosis forceps
Pince musculaire pour ptosis
Pinza muscular para ptosis



SA60-2579-10

BANGERTER

Muskelklemme
Muscle clamp
Pince pour les muscles
Pinza clamp muscular



SA60-2582-00

WATZKE

Spreizpinzette
Sleeve spreading forceps
Pince à écarter
Pinza para extender



ENTROPIONSPINZETTEN

ENTROPIUM FORCEPS

PINCES À ENTROPION

PINZAS DE ENTROPIÓN

SA60-2584-28

SNELLEN

28 mm

Entropionspinzette, links
Entropium forceps, left
Pince à entropion, à gauche
Pinza para entropión, izquierda



SA60-2585-28

SNELLEN

28 mm

Entropionspinzette, rechts
Entropium forceps, right
Pince à entropion, à droit
Pinza para entropión, derecha



SA60-2598-00

TEARSE

Meibom Pinzette
Meibomian expressor forceps
Pince presse
Pinza para apagar las glándulas



CHALAZIONSPINZETTEN

CHALAZION FORCEPS

PINCES À CHALAZION

PINZAS DE CHALAZION

SA60-2600-20 = 20 mm

SA60-2600-26 = 26 mm

SA60-2600-31 = 31 mm

SA60-2600-34 = 33 mm


DESMARRES

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



SA60-2602-08

AYER

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



SA60-2604-08

LAMBERT

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



SA60-2606-09

CAUER

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



SA60-2607-12

HUNT

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



SA60-2608-13

BAIRD

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



SA60-2609-11

LORDAN

Chalazionspinzette

Chalazion forceps

Pince à chalazion

Pinza de chalazion



SA60-2621-00

HENRY

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



SA60-2622-00

GRADLE

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



SA60-2623-00

BARRAQUER

Cilienpinzette, Standardmodell
Cilia forceps, standard model
Pince à épiler, modèle standard
Pinza depilatoria, typo standard



SA60-2623-06

BARRAQUER

Cilienpinzette, feines Modell
Cilia forceps, fine model
Pince à épiler, modèle fine
Pinza depilatoria, delicadissima



SA60-2624-00

SCHWEIZER MODELL

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



SA60-2626-15

SCHWEIZER MODELL

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



SA60-2628-00

BEER

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria



SA60-2629-00**SAUPE**

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria

**SA60-2630-00****HEIDELBERGER MODELL**

Cilienpinzette
Cilia forceps
Pince à épiler
Pinza depilatoria

**SA60-2632-00****SPEEMANN**

Fremdkörperpinzette
Jeweler type foreign body forceps
Pince pour corps étrangers
Pinza para cuerpos extraños typó jeweler

**SA60-2635-00****SHAAF**


Fremdkörperpinzette
Foreign body forceps
Pince pour corps étrangers
Pinza para cuerpos extraños

**SA60-2641-09****BARRAQUER**

Vorderkammerpinzette
Secondary membrane forceps
Pince pour la chambre antérieure
Pinza para la cámara anterior

**SA60-2645-00**

Pinzette für Sklera-Stopfen
Forceps for scleral plugs
Pince pour obturateur scléral
Pinza para tapón escleral



NAHTPINZETTEN


SUTURE FORCEPS

PINCES À SUTURES

PINZAS PARA SUTURAS

SA60-2665-12 = 0,12 mm
SA60-2665-35 = 0,35 mm
SA60-2665-60 = 0,60 mm
SA60-2665-90 = 0,90 mm
CASTROVIEJO

Nahtpinzette
 Suture forceps
 Pince à suture
 Pinza para sutura



2665-35


SA60-2666-50 = 0,50 mm
CASTROVIEJO

Nahtpinzette, abgewinkelt Suture
 forceps, angled Pince à suture,
 coudée Pinza para sutura,
 angulosa



SA60-2667-12 = 0,12 mm
SA60-2667-35 = 0,35 mm
SA60-2667-60 = 0,60 mm
CASTROVIEJO

Nahtpinzette, breiter Griff Suture
 forceps, wide handle Pince à
 suture
 Pinza para sutura



2667-12

SA60-2664-75

7,5 mm

Fadenpinzette, abgewinkelt, ohne
 Zähne
 Tying forceps, angled, without teeth
 Pince à fils, coudée, sans griffes
 Pinza para anudar, angulosa, sin
 dientes



SA60-2668-45
MODELL TUEBINGEN

Fadenpinzette, gebogen, ohne Zähne
 Tying forceps, curved, without teeth
 Pince à fils, courbe, sans griffes
 Pinza para anudar, curva, sin dientes



SA60-2669-45 = 0,45 mm
SA60-2669-60 = 0,60 mm
CASTROVIEJO


Fadenpinzette, gerade, ohne Zähne
 Tying forceps, straight, without teeth
 Pince à fils, droite, sans griffes
 Pinza para anudar, recta, sin dientes



2669-60

SA60-2670-00
MODELL TUEBINGEN

Fadenpinzette, gerade, 6 mm Faden-
platte, ohne Zähne
Tying forceps, straight, 6 mm tying
platform, without teeth
Pince à fils, droite, 6 mm plateaux,
sans griffes
Pinza para anudar, recta, 6 mm plata-
forma, sin dientes



SA60-2671-10
BECHERT-McPHERSON

Fadenpinzette
Tying forceps
Pince à fils
Pinza para anudar



SA60-2672-11
BONN-McPHERSON

Fadenpinzette, abgewinkelt, mit Fadenplatte
Tying forceps, angled, with tying platform
Pince à fils, coudée, avec plateaux
Pinza para anudar, angulada, con plataforma



SA60-2673-00
PAUFIQUE

Nahtpinzette, Standardmodell
Suture forceps, standard model
Pince à suture, modèle standard
Pinza para sutura, tipo standard

SA60-2673-35
PAUFIQUE

Nahtpinzette, feines Modell
Suture forceps, fine model
Pince à suture, modèle fine
Pinza para sutura, tipo delicadísima



2673-00

SA60-2676-40
PAUFIQUE

Fadenpinzette, Fadenplatte 0,4 mm breit,
ohne Zähne
Tying forceps, tying platform 0,4 mm wide,
without teeth
Pince à fils, avec plateaux, 0,4 mm, sans
griffes
Pinza para anudar, con plataforma, sin
dientes

SA60-2674-00

ST. MARTIN

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne
Suturing forceps, 1 x 2 teeth
Pince à suture, 1 x 2 griffes
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes



SA60-2675-00

MOORFIELD

Nahtpinzette
Suturing forceps
Pince à suture
Pinza para sutura



SA60-2676-00

TENNANT

Fadenpinzette, 6 mm Fadenplatte, ohne Zähne
Tying forceps, 6 mm tying platform, without teeth
Pince à fils, avec plateaux 6 mm, sans griffes
Pinza para anudar, con plataforma 6 mm, sin dientes



SA60-2677-00

TENNANT


Fadenpinzette, gebogen, 6 mm Fadenplatte, ohne Zähne
Tying forceps, curved, 6 mm tying platform, without teeth
Pince à fils, courbe, avec plateaux 6 mm, sans griffes
Pinza para anudar, curva, con plataforma 6 mm, sin dientes



SA60-2698-08

McPHERSON

Nahtpinzette, gerade, mit Fadenplatte
Suture forceps, straight, with tying platform
Pince à suture, droite, avec plateaux
Pinza para sutura, recta, con plataforma



SA60-2678-00

BECHERT-McPHERSON


Fadenpinzette, abgewinkelt, mit Fadenplatte
Tying forceps, angled, with tying platform
Pince à fils, coudée, avec plateaux
Pinza para anudar, angulada, con plataforma



SA60-2698-06

BONNER MODELL

Nahtpinzette, gerade, 1 x 2 Zähne, Fadenplatte
Suture Forceps, straight, 1 x 2 teeth, tying platform
Pince pour sutures, droite, 1 x 2 griffes, plateaux
Pinza de disección, recta, 1 x 2 dientes, plataforma



NAHTPINZETTEN


SUTURE FORCEPS

PINCES À SUTURES

PINZAS PARA SUTURAS

SA60-2680-25 = 0,25 mm
SA60-2680-40 = 0,40 mm
COLIBRI

Nahtpinzette, ohne Fadenplatte
 Suture forceps, without tying platform
 Pince à suture, sans plateaux
 Pinza para sutura, sin plataforma




SA60-2681-25 = 0,25 mm
SA60-2681-40 = 0,40 mm
COLIBRI

Nahtpinzette, mit Fadenplatte
 Suture forceps, with tying platform
 Pince à suture, avec plateaux
 Pinza para sutura, con plataforma




SA60-2682-12 = 0,12 mm
SA60-2682-25 = 0,25 mm
SA60-2682-40 = 0,40 mm
COLIBRI-TROUTMAN

Nahtpinzette, Zähne 45°, ohne Fadenplatte
 Suture forceps, teeth 45°, without tying platform
 Pince à suture, griffes 45°, sans plateaux
 Pinza para sutura, dientes 45°, sin plataforma




SA60-2683-12 = 0,12 mm
SA60-2683-25 = 0,25 mm
SA60-2683-40 = 0,40 mm
COLIBRI-TROUTMAN

Nahtpinzette, Zähne 45°, mit Fadenplatte
 Suture forceps, teeth 45°, with tying platform
 Pince à suture, griffes 45°, avec plateaux
 Pinza para sutura, dientes 45°, con plataforma



SA60-2684-12
COLIBRI

Nahtpinzette, kurze kräftige Zähne, mit Fadenplatte
 Suture forceps, short strong teeth, with tying platform
 Pince à suture, griffes courtes, avec plateaux
 Pinza para sutura, dientes cortos, con plataforma



NAHTPINZETTEN

SUTURE FORCEPS

PINCES À SUTURES

PINZAS PARA SUTURAS

SA60-2685-12

ZUERCHER MODELL

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, sehr fein, mit Fadenplatte
Suture forceps, 1 x 2 teeth, very delicate, with tying platform

Pince à suture, 1 x 2, griffes, extra fin, avec plateaux
Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, delicadísima, con plataforma



SA60-2685-25

ZUERCHER MODELL

Nahtpinzette, 1 x 2 Zähne, Standardmodell, mit Fadenplatte

Suture forceps, 1 x 2 teeth, standard modell, with tying platform

Pince à suture, 1 x 2, griffes, modèle standard, avec plateaux

Pinza para sutura, 1 x 2 dientes, typo standard, con plataforma



SA60-2685-26

ZUERCHER MODELL

Nahtpinzette, gewinkelt, 1 x 2 Zähne, Standardmodell, mit Fadenplatte

Suture forceps, angled, 1 x 2 teeth, standard modell, with tying platform

Pince à suture, coudée, 1 x 2, griffes, modèle standard, avec plateaux

Pinza para sutura, angulada, 1 x 2 dientes, typo standard, con plataforma



SA60-2686-12 = 0,12 mm

SA60-2686-25 = 0,25 mm


SA60-2686-40 = 0,40 mm

COLIBRI

Nahtpinzette, Zähne 90°, ohne Fadenplatte
Suture forceps, teeth 90°, without tying platform

Pince à suture, griffes 90°, sans plateaux

Pinza para sutura, dientes 90°, sin plataforma



SA60-2687-12 = 0,12 mm

SA60-2687-25 = 0,25 mm

SA60-2687-40 = 0,40 mm

COLIBRI

Nahtpinzette, Zähne 90°, mit Fadenplatte
Suture forceps, teeth 90°, with tying platform

Pince à suture, griffes 90°, avec plateaux

Pinza para sutura, dientes 90°, con plataforma



SA60-2688-00


BARRAQUER

Fadenlöspinzette, spitz, ohne Zähne

Suture removal forceps, pointed, without teeth

Pince tire-fils, pointu, sans griffes

Pinza para quitar suturas, aguda, sin dientes



NAHTPINZETTEN

SUTURE FORCEPS

PINCES À SUTURE


PINZAS PARA SUTURAS

SA60-2690-00

ENGLISCHES MODELL

Nahtpinzette, gerade, ohne Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, straight, without teeth, with tying platform

Pince à suture, droite, sin griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, recta, sin dientes, con plataforma




SA60-2691-00

ENGLISCHES MODELL

Nahtpinzette, abgewinkelt, ohne Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, angled, without teeth, with tying platform

Pince à suture, coudée, sin griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, angulada, sin dientes, con plataforma




SA60-2693-25

ENGLISCHES MODELL

Nahtpinzette, gerade, mit Zähnen, mit Fadenplatte
Suture forceps, straight, with teeth, with tying platform


Pince à suture, droite, avec griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, recta, con dientes, con plataforma



SA60-2694-25

ENGLISCHES MODELL

Nahtpinzette, abgewinkelt, mit Zähnen, mit Fadenplatte
Suture forceps, angled, mit teeth, with tying platform
Pince à suture, coudée, avec griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, angulada, con dientes, con plataforma




SA60-2695-25

ENGLISCHES MODELL

Nahtpinzette, s-förmig, mit Zähne, mit Fadenplatte
Suture forceps, s-shaped, mit teeth, with tying platform

Pince à suture, avec griffes, avec plateaux
Pinza para sutura, con dientes, con plataforma




SA60-2696-25

ENGLISCHES MODELL

Nahtpinzette, gerade, mit Zähne, ohne Fadenplatte
Suture forceps, straight, with teeth, without tying platform

Pince à suture, droite, avec griffes, sans plateaux
Pinza para sutura, recta, con dientes, sin plataforma





Welcher Nadelhalter für welche Nadel?
Which Needle Holder for which Needle?
Quel porte-aiguille pour quelle aiguille?
¿Qué porta agujas para qué aguja?

Nadelhalter Needle Holder Porte-Aiguilles Porta-Agujas		Nadelstärke Needle size Taille de l'aiguille El tamaño de la aguja
0,5 mm		max. 9 x 0
1,0 mm		max. 7 x 0
1,5 mm		max. 6 x 0
2,0 mm		max. 5 x 0
2,5 mm		max. 3 x 0

SA60-2700-10
BARRAQUER

gebogen, mit Schloss, Maul 0,75 mm
curved, with catch, jaw 0,75 mm
courbe, avec ressort, mors 0,75 mm
curva, con muelle, boca 0,75 mm



SA60-2702-10

SA60-2702-10
BARRAQUER
(Original)

gebogen, ohne Schloss, Maul 0,75 mm
curved, without catch, jaw 0,75 mm
courbe, sans ressort, mors 0,75 mm
curva, sin muelle, boca 0,75 mm

SA60-2704-13
KALT

gerade, mit Schloss
straight, with catch
droit, avec ressort
recta, con muelle



SA60-2705-13
KALT

gebogen, mit Schloss
curved, with catch
courbe, avec ressort
curva, con muelle

SA60-2705-13

SA60-2712-13
ARRUGA

gerade, mit Schloss
straight, with catch
droit, avec ressort
recta, con muelle



SA60-2713-13
ARRUGA

gebogen, mit Schloss
curved, with catch
courbe, avec ressort
curva, con muelle


SA60-2713-13

SA60-2712-99
ARRUGA

gerade, ohne Schloss
straight, without catch
droit, sans ressort
recta, sin muelle

SA60-2716-16
CASTROVIEJO-KALT

gerade, mit Schloss
straight, with catch
droit, avec ressort
recta, con muelle



SA60-2732-07
CASTROVIEJO

gerade, extra fein, ohne Sperre,
Maul 0,7 mm
straight, extremely delicate, without catch,
jaw 0,7 mm
droit, très fine, sans ressort, mors
0,7 mm
recta, muy fina, sin muelle, boca 0,7 mm



SA60-2732-12
CASTROVIEJO

gerade, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
straight, without catch, jaw 1,0 mm
droit, sans ressort, mors 1,0 mm
recta, sin muelle, boca 1,0 mm




SA60-2733-07
CASTROVIEJO

gebogen, extra fein, ohne Sperre,
Maul 0,7 mm
curved, extremely delicate, without catch,
jaw 0,7 mm
courbe, très fine, sans ressort,
mors 0,7 mm
curva, muy fina, sin muelle, boca 0,7 mm



SA60-2733-12
CASTROVIEJO

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm




SA60-2734-07
CASTROVIEJO

gerade, extra fein, mit Sperre, Maul 0,7 mm
straight, extremely delicate, with catch, jaw
0,7 mm
droit, très fine, avec ressort, mors 0,7 mm
recta, muy fina, con muelle, boca 0,7 mm



SA60-2734-12
CASTROVIEJO

gerade, mit Sperre, Maul 1,0 mm
straight, with catch, jaw 1,0 mm
droit, avec ressort, mors 1,0 mm
recta, con muelle, boca 1,0 mm




SA60-2735-07
CASTROVIEJO

gebogen, extra fein, mit Sperre,
Maul 0,7 mm
curved, extremely delicate, with catch,
jaw 0,7 mm
courbe, très fine, avec ressort,
mors 0,7 mm
curva, muy fina, con muelle, boca 0,7 mm



SA60-2735-12
CASTROVIEJO

gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm



SA60-2752-10

BARRAQUER

gerade, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
straight, without catch, jaw 1,0 mm
droit, sans ressort, mors 1,0 mm
recta, sin muelle, boca 1,0 mm



SA60-2753-10

BARRAQUER

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm



SA60-2753-10

SA60-2754-10

BARRAQUER

gerade, mit Sperre, Maul 1,0 mm
straight, with catch, jaw 1,0 mm
droit, avec ressort, mors 1,0 mm
recta, con muelle, boca 1,0 mm



SA60-2755-10

BARRAQUER

gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm



2SA60-755-10

SA60-2757-10

BARRAQUER

14 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm



SA60-2757-75

BARRAQUER

14 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,75 mm
curved, without catch, jaw 0,75 mm
courbe, sans ressort, mors 0,75 mm
curva, sin muelle, boca 0,75 mm



SA60-2757-10

SA60-2759-10
BARRAQUER

14 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm



SA60-2759-75
BARRAQUER

14 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,75 mm
curved, with catch, jaw 0,75 mm
courbe, avec ressort, mors 0,75 mm
curva, con muelle, boca 0,75 mm

SA60-2762-10
BARRAQUER

gerade, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
straight, without catch, jaw 1,0 mm
droit, sans ressort, mors 1,0 mm
recta, sin muelle, boca 1,0 mm




SA60-2763-10
BARRAQUER

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm



SA60-2764-10
BARRAQUER

gerade, mit Sperre, Maul 1,0 mm
straight, with catch, jaw 1,0 mm
droit, avec ressort, mors 1,0 mm
recta, con muelle, boca 1,0 mm



SA60-2765-10
BARRAQUER

gebogen, mit Sperre, Maul 1,0 mm
curved, with catch, jaw 1,0 mm
courbe, avec ressort, mors 1,0 mm
curva, con muelle, boca 1,0 mm

SA60-2766-50
BARRAQUER

12,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



2767-50

SA60-2767-50
BARRAQUER

12,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2768-50
BARRAQUER

12,5 cm

gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



2769-50

SA60-2769-50
BARRAQUER

12,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



SA60-2773-06

10,5 cm

gebogen, Maul 0,60 mm
curved, jaw 0,60 mm
courbe, mors 0,60 mm
curvo, boca 0,60 mm



SA60-2775-50
BARRAQUER

11,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2775-75
BARRAQUER

11,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,75 mm
curved, without catch, jaw 0,75 mm
courbe, sans ressort, mors 0,75 mm
curva, sin muelle, boca 0,75 mm

SA60-2777-75
BARRAQUER

11,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,75 mm
curved, with catch, jaw 0,75 mm
courbe, avec ressort, mors 0,75 mm
curva, con muelle, boca 0,75 mm



SA60-2783-05
BARRAQUER

12,5 cm

stark gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
strong curved, without catch, jaw 0,5 mm
très courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
muy curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2786-50
BARRAQUER

9,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2787-50
BARRAQUER

9,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



NADELHALTER

NEEDLE HOLDERS

PORTE-AIGUILLES

PORTA-AGUJAS

SA60-2792-07 CASTROVIEJO

9,0 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2793-07 CASTROVIEJO

9,0 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2794-07 CASTROVIEJO

9,0 cm

gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



SA60-2795-07 CASTROVIEJO

9,0 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



SA60-2800-60
BARRAQUER

12 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2801-60
BARRAQUER

12 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2803-60
BARRAQUER

13,5 cm


gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2806-50
BARRAQUER

13,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2807-50
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm

2809-10

SA60-2809-10
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 1,0 mm
curved, without catch, jaw 1,0 mm
courbe, sans ressort, mors 1,0 mm
curva, sin muelle, boca 1,0 mm

SA60-2810-50
TROUTMAN

11 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



2810-50

SA60-2811-50
TROUTMAN

11 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2812-50
TROUTMAN

11 cm

gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



SA60-2813-50
TROUTMAN

11 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



2813-50

SA60-2814-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,3 mm
straight, without catch, jaw 0,3 mm
droit, sans ressort, mors 0,3 mm
recta, sin muelle, boca 0,3 mm



SA60-2815-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,3 mm
curved, without catch, jaw 0,3 mm
courbe, sans ressort, mors 0,3 mm
curva, sin muelle, boca 0,3 mm



SA60-2816-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm

gerade, mit Sperre, Maul 0,3 mm
straight, with catch, jaw 0,3 mm
droit, avec ressort, mors 0,3 mm
recta, con muelle, boca 0,3 mm



SA60-2817-03
CASTROVIEJO-KOSHIMA

14,5 cm


gebogen, mit Sperre, Maul 0,3 mm
curved, with catch, jaw 0,3 mm
courbe, avec ressort, mors 0,3 mm
curva, con muelle, boca 0,3 mm



SA60-2819-60
BARRAQUER

12 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,6 mm
curved, without catch, jaw 0,6 mm
courbe, sans ressort, mors 0,6 mm
curva, sin muelle, boca 0,6 mm



SA60-2820-40
BARRAQUER

13,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,4 mm
straight, without catch, jaw 0,4 mm
droit, sans ressort, mors 0,4 mm
recta, sin muelle, boca 0,4 mm



SA60-2821-50
BARRAQUER


13,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm

SA60-2822-40
BARRAQUER

13,5 cm

gerade, mit Sperre, Maul 0,4 mm
straight, with catch, jaw 0,4 mm
droit, avec ressort, mors 0,4 mm
recta, con muelle, boca 0,4 mm



SA60-2823-50
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



SA60-2825-05
BARRAQUER

13,5 cm


gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2826-05
BARRAQUER

13,5 cm

gerade, mit Sperre, Maul 0,5 mm
straight, with catch, jaw 0,5 mm
droit, avec ressort, mors 0,5 mm
recta, con muelle, boca 0,5 mm



SA60-2827-05
BARRAQUER

13,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm



SA60-2828-05
BARRAQUER

11,5 cm

gerade, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
straight, without catch, jaw 0,5 mm
droit, sans ressort, mors 0,5 mm
recta, sin muelle, boca 0,5 mm



2828-05

SA60-2829-05
BARRAQUER

11,5 cm

gebogen, ohne Sperre, Maul 0,5 mm
curved, without catch, jaw 0,5 mm
courbe, sans ressort, mors 0,5 mm
curva, sin muelle, boca 0,5 mm



SA60-2831-05
BARRAQUER

11,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm

SA60-2833-05
ANIS

11,5 cm

gebogen, mit Sperre, Maul 0,5 mm
curved, with catch, jaw 0,5 mm
courbe, avec ressort, mors 0,5 mm
curva, con muelle, boca 0,5 mm





SA60-3500-00
BARRAQUER

11 cm

Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



SA60-3500-01
BARRAQUER

11 cm

Klingenhalter, extra feines Maul
Blade breaker and holder, extremely delicate jaws
Porte-lame, mors ultra fine
Porta-hoja, boca muy fina

SA60-3504-06
CASTROVIEJO

12 cm

Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



SA60-3505-06
CASTROVIEJO

9 cm

Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



SA60-3506-07

10 cm

Klingenhalter für Mikro-Klingen
Blade holder for micro-blades
Porte-lame pour micro-lames
Porta-hoja para micro-hojas



SA60-3507-06
TROUTMAN

9 cm

Klingenhalter
Blade breaker and holder
Porte-lame
Porta-hoja



SKALPELLGRIFF
SCALPEL HANDLE

MANCHE DE SCALPEL
MANGO DE BISTURÍ

SA60-3509-07

7,5 cm

Skalpellgriff
Chuck handle
Manche de scalpel
Mango de bisturí



3509-07

SA60-3509-10

10 cm

Skalpellgriff
Chuck handle
Manche de scalpel
Mango de bisturí

SA60-3525-03

Skalpellgriff Nr. 3
Scalpel-handle No. 3
Manche de scalpel No. 3
Mango de bisturí No. 3



SA60-3525-7K

Skalpellgriff Nr. 7K
Scalpel-handle No. 7K
Manche de scalpel No. 7K
Mango de bisturí No. 7K



SA60-3525-09

Skalpellgriff Nr. 9
Scalpel-handle No. 9
Manche de scalpel No. 9
Mango de bisturí No. 9



Andere Modelle auf Wunsch erhältlich
Other models available
Autres modèles sur demande
Otros modelos, sobre demanda

LUER-KONUS

LUER-LOCK

SA60-3600-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
SA60-3600-40 27 Gauge / 0,40 mm Ø
SA60-3600-50 25 Gauge / 0,50 mm Ø



gerade, stumpfe Spitze
straight, blunt tip
droite, mousse
recta, punta roma

SA60-3602-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
SA60-3602-40 27 Gauge / 0,40 mm Ø



gewinkelt, stumpfe Spitze
angled, blunt tip
coudée, mousse
angulosa, punta roma

SA60-3603-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
SA60-3603-40 27 Gauge / 0,40 mm Ø




gebogen, stumpfe Spitze
curved, blunt tip
courbe, mousse
curva, punta roma

SA60-3604-23 23 Gauge / 0,65 mm Ø
SA60-3604-27 27 Gauge / 0,40 mm Ø
SA60-3604-30 30 Gauge / 0,30 mm Ø
Ø RAININ



Luftkanüle, spatelförmige Spitze
Air injection cannula, spatulated tip
Canule pour injection d'air, pointe aplatie
Cánula para aire, punta Espátula

SA60-3605-22 22 Gauge / 0,70 mm Ø
HEALON



Injektionskanüle, gewinkelt
Injection cannula, angled
Canule pour injection, coudée
Cánula para inyección, angulada

SA60-3606-26 26 Gauge / 0,45 mm Ø
SA60-3606-27 27 Gauge / 0,40 mm Ø
SAUTTER



Luftkanüle, gebogen
Air injection cannula, curved
Canule pour injection d'air, courbe
Cánula para aire, curva

SA60-3609-70 22 Gauge / 0,70 mm Ø
ANEL



Trauenwegkanüle, leicht gebogen
Lacrimal cannula, slightly curved
Canule a voies lacrymales, courbe moyen
Cánula lacrimal, media curva

SA60-3610-70 22 Gauge / 0,70 mm Ø
ANEL



Trauenwegkanüle, gerade
Lacrimal cannula, straight
Canule a voies lacrymales, droit
Cánula lacrimal, recta

LUER-KONUS


LUER-LOCK

SA60-3611-70 22 Gauge / 0,70 mm Ø
ANEL



Tränenwegkanüle, gebogen
Lacrimal cannula, curved
Canule a voies lacrymales, courbe
Cánula lacrimal, muy curva

SA60-3612-21 21 Gauge / 0,80 mm Ø
BRAUWEILER



Spülkanüle, gewinkelt
Irrigating cannula, angled
Canule irrigatoire, coudée
Cánula para irrigación, angulada

SA60-3613-19 19 Gauge / 1,00 mm Ø
SA60-3613-20 20 Gauge / 0,90 mm Ø
BONN



Spülkanüle, gewinkelt
Irrigating cannula, angled
Canule irrigatoire, coudée
Cánula para irrigación, angulada

SA60-3614-10 Olive 1,1 mm Ø



SA60-3615-10 Olive 1,1 mm Ø
SA60-3615-23 Olive 1,3 mm Ø




SA60-3616-25 Olive 1,2 mm Ø
TROUTMAN



Alpha-Chymotrypsin Kanüle
Alpha-Chymotrypsin cannula
Alpha-Chymotrypsin canule
Alpha-Chymotrypsin cánula

SA60-3617-46 40 x 0,6 mm Ø
ATKINSON



Retrobulbäre Kanüle
Retrobulbar cannula
Canule retrobulbaire
Cánula retrobulbar

LUER-KONUS

LUER-LOCK

SA60-3619-19 19 Gauge/sub tenon
STEVENS



Anästhesie Kanüle
Anesthesia cannula
Canule pour anesthésie
Cánula para anestesia

SA60-3621-15 15 mm
CASTROVIEJO



Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

SA60-3623-19
RANDOLPH



Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

SA60-3626-19
SHEETS




Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

SA60-3627-26 26 Gauge



Kanüle zur Cyklodialyse
Cyclodialysis cannula
Canule pour cyclodialyse
Cánula para ciclodíálisis

SA60-3630-30
SHEPARD



Spülkanüle für radiale Keratotomie
Radial keratotomy irrigation cannula
Canule irrigatoire pour kératotomie radiale
Cánula de irrigación para queratotomia radial

SA60-3632-23



Tränenwegkanüle, gerade, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, straight, stainless steel
Canule à voies lacrymales, droite, inox
Cánula lacrimal, recta, inox

LUER-KONUS

LUER-LOCK

SA60-3633-23



Tränenwegkanüle, gebogen, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, curved, stainless steel
Canule à voies lacrymales, courbée, inox
Cánula lacrimal, curva, inox

SA60-3634-23




Tränenwegkanüle, kurz gewinkelt, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, short angled, stainless steel
Canule à voies lacrymales, coudee, inox
Cánula lacrimal, angulada, inox

SA60-3635-23



Tränenwegkanüle, lang gewinkelt, konisch V2A-Stahl
Lacrimal cannula, long angled, stainless steel
Canule à voies lacrymales, coudee, inox
Cánula lacrimal, angulada, inox

SA60-3639-23 26 Gauge




Spülcystotomkanüle
Irrigation cystotome cannula
Canule irrigatoire pour cystotome
Cánula de irrigación para cistotomo

SA60-3640-23 23 Gauge
SA60-3640-26 26 Gauge
SA60-3640-30 30 Gauge




Vorderkammer-Spülkanüle, gerade
Anterior chamber irrigation cannula, straight
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure, droite
Cánula de irrigación para cámara anterior, recta

SA60-3641-23 23 Gauge
SA60-3641-26 26 Gauge
SA60-3641-30 30 Gauge



Vorderkammer-Spülkanüle, gewinkelt
Anterior chamber irrigation cannula, angled
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure, coudee
Cánula de irrigación para cámara anterior, angulada

SA60-3647-25 25 Gauge




Hydrodissektionskanüle
Hydrodissection cannula
Canule pour hydrodissection
Cánula de hidrodissección

LUER-KONUS


LUER-LOCK

SA60-3648-23
McINTYRE




Tränenwegkanüle, mit 2 seitlichen Öffnungen
0,30 mm, gerade
Lacrimal cannula, 2 side openings 0,30 mm, straight
Canule à voies lacrymales, 2 orifices latéral
0,30 mm, droite
Cánula lacrimal, con 2 aberturas laterales de
0,30 mm, recta

SA60-3649-23
McINTYRE




Tränenwegkanüle, mit 2 seitlichen Öffnungen
0,30 mm, gebogen
Lacrimal cannula, 2 side openings 0,30 mm, curved
Canule à voies lacrymales, 2 orifices latéral
0,30 mm, courbe
Cánula lacrimal, con 2 aberturas laterales de
0,30 mm, curva

SA60-3650-20 20 Gauge
SA60-3650-23 23 Gauge
WEST



Spülkanüle, seitliche Öffnung 0,30 mm
Irrigation cannula, side opening 0,30 mm
Canule irrigatoire, orifice latéral, 0,30 mm
Cánula para irrigación, abertura lateral 0,30 mm

SA60-3652-46 40 x 0,6 mm Ø
SA60-3652-48 40 x 0,8 mm Ø
SA60-3652-66 60 x 0,6 mm Ø
SA60-3652-68 60 x 0,8 mm Ø
SA60-3652-69 60 x 0,9 mm Ø
BANGERTER



Sondenkanüle
Probe cannula
Canule-sonde
Cánula tipo sonda

SA60-3654-23 13 mm
SA60-3655-23 21 mm
SIMCOE



Kortex-Extractor
Cortex extractor
Extracteur de cortex
Extractor para corteza

SA60-3657-19 19 Gauge



Kanüle
Cannula
Canule
Cánula

SA60-3658-25 2,5 mm lang
SA60-3658-40 4,0 mm lang
SA60-3658-50 5,0 mm lang
SA60-3658-60 6,0 mm lang



Infusionskanüle
Infusion cannula
Canule de perfusion
Cánula para infusión

LUER-KONUS

LUER-LOCK

SA60-3660-23
 HESLIN



Infusionskanüle
 Infusion cannula
 Canule de perfusion
 Cánula para infusión

SA60-3662-23
 SIMCOE

Original-Modell
 Original model
 Modèle original
 Modelo original



Kanüle
 Cannula
 Canule
 Cánula

SA60-3663-23

vertauschte Anschlüsse
 reversed tubes
 inversée
 revers



SA60-3664-01
 SIMCOE

Kanüle, rechts
 Cannula, right
 Canule, droite
 Cánula, derecha

Kanüle, rechts
 Cannula, right
 Canule, droite
 Cánula, derecha

SA60-3664-02
 SIMCOE


Kanüle, links
 Cannula, left
 Canule, gauche
 Cánula, izquierda

SA60-3664-01

LUER-KONUS


LUER-LOCK

SA60-3665-23 23 Gauge
SA60-3665-27 27 Gauge
SA60-3665-30 30 Gauge
KNOLLE




Vorderkammer-Spülkanüle
Anterior chamber irrigating cannula
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure
Cánula para irrigación para la cámara anterior

SA60-3670-23
23 Gauge 4 Ports
KNOLLE-PEARCE



Linsenschlinge mit Spülung
Irrigating vectis cannula
Anse à lentilles avec irrigation
Asa para lentes irrigación

SA60-3671-20
20 Gauge 3 Ports
SHEETS



Linsenschlinge mit Spülung
Irrigating vectis cannula
Anse à lentilles avec irrigation
Asa para lentes irrigación

SA60-3686-19 19 Gauge

BISHOP-HARMON

Vorderkammer-Spülkanüle
Anterior chamber irrigation cannula
Canule irrigatoire pour la chambre antérieure
Cánula para irrigación para la cámara anterior

SA60-3686-50

Silikon Ball
Silicone bulb
Bulbe silicone
Balón de silicon



SA60-3686-60

Luer Lock Adapter
Adapter
Adapteur
Adaptor

SA60-3686-99

Vorderkammerspülset
Anterior chamber irrigating set
Set pour irrigation la chambre antérieure
Set de irrigador para la cámara anterior

SA60-3688-00

McINTYRE

Spülhandgriff, männliche Anschlüsse
Infusion handle, male connectors
Manche irrigation, m-connecteur
Mango para irrigación, conexiones Luer



SA60-3689-00

KANSAS

Spülhandgriff
Infusion handle
Manche irrigation
Mango para irrigación



SA60-3693-21 21 Gauge

BRAUWEILER

Spülhandgriff, Spüloeffnung 2 x 0,50 mm, Spitze
konisch, aufgerauht
Irrigation handpiece, irrigation port 2 x 0,50 mm,
conical tip, rough
Manche d'irrigation, irrigation 2 x 0,50 mm, pointe
conique, rugueux
Mango de irrigación, abertura de irrigación
2 x 0,50 mm, punta conica y arenosa



SA60-3700-00

160 x 85 mm

rostsicher
stainless steel
inox



SA60-3710-00

160 x 85 mm

Silikoneinsatz für 10 Heftinstrumente,
passend in Etui 3700-00.

Silicone tray for 10 cutting instruments,
fitting into box 3700-00.

Boîte de silicone avec chevalet pour 10 instruments
tranchants, s'adaptant dans l'etui 3700-00.

Bandeja de silicona para 10 instrumentos cortantes,
ajustandose en el estuche 3700-00.




SA60-3715-12

Kanülenbänkchen für 12 Kanülen

Silicone tray for 12 cannulas

Boîte de silicone pour 12 canules

Bandeja de silicona para 12 canulas



SA60-3720-00


300 x 600 mm

Silikon-Noppenmatte

Silicone-mat

Tapis en silicone

Alfombrilla de silicona



Jede kleinere Abmessung auf Wunsch erhältlich.

Any smaller size available upon request.

Toute autre taille plus petite livrable sur demande.

Cualquier otro tamaño mas pequeño entregable a petición.

SA60-3720-01

160 x 85 mm

Silikon-Noppenmatte, passend in Etui 3700-00

Silicone-mat, fits into box 3700-00

Tapis en silicone, pour boîte 3700-00

Alfombrilla de silicona, para caja 3700-00

SA60-3725-46


460 x 30 mm

Silikon-Noppenstreifen

Silicone bar

Tapis en silicone

Alfombrilla de silicona



Sterilisierbehälter aus Edelstahl mit Noppenmatten
 Stainless steel sterilization cases with silicone mats
 Boîtes de stérilisation inox avec support silicone
 Cajas para esterilizar inox con bandejas de silicona

SA60-3741-50	200 x 140 x 45 mm
SA60-3744-50	280 x 195 x 45 mm
SA60-3745-50	265 x 255 x 45 mm
SA60-3746-50	370 x 190 x 45 mm
SA60-3747-50	380 x 260 x 45 mm

Einlagig
 1 layer
 1 étage
 1 capa

SA60-3741-65	200 x 140 x 65 mm
SA60-3744-65	280 x 195 x 65 mm
SA60-3745-65	265 x 255 x 65 mm
SA60-3746-65	370 x 190 x 65 mm
SA60-3747-65	380 x 260 x 65 mm

Zweilagig
 2 layers
 2 étages
 2 capas



Container mit Edelstahlsiebkorb, Silikonmatte und Silikonhalterungen
 Container with stainless steel baskets, silicone mat and silicone fixation
 Boîte de stérilisation avec boîte en inox et supporte silicone
 Caja para esterilizar con bandeja-tamize et bandeja de silicona

	Außenmaße Outer dimensions Dimension extérieure Dimensiones exteriores	Edelstahlsiebkorb stainless steel basket boîte en inox bandeja-tamize
CS3741-50	227 x 166 x 60 mm	186 x 150 x 35 mm
CS3744-50	312 x 189 x 66 mm	270 x 175 x 35 mm
CS3745-50	299 x 278 x 105 mm	250 x 240 x 32 mm
CS3747-50	462 x 278 x 105 mm	403 x 250 x 32 mm



CS3741-50



CS3747-50



Container mit zwei Edelstahlsiebkörben, Silikonmatte und Silikonhalterungen
 Container with two stainless steel baskets, silicone mat and silicone fixation
 Boîte de stérilisation avec deux boîtes en inox et supporte silicone
 Caja para esterilizar con dos bandejas-tamizes et bandeja de silicona

	Außenmaße Outer dimensions Dimension extérieure Dimensiones exteriores	Edelstahlsiebkorb (2x) stainless steel basket (2x) boîte en inox (2x) bandeja-tamize (2x)
CD3741-65	227 x 166 x 100 mm	186 x 150 x 35 mm
CD3744-65	312 x 189 x 83 mm	270 x 175 x 35 mm
CD3745-65	299 x 278 x 105 mm	250 x 240 x 32 mm
CD3747-65	462 x 278 x 105 mm	403 x 250 x 32 mm

SA60-3760-04
SA60-3760-06
SA60-3760-11

Nirosta
Stainless steel
Acier inoxydable
Acero inoxidable

Ø 41 x 19 mm
Ø 61 x 30 mm
Ø 116 x 35 mm



IRIDEKTOMIESCHEREN

IRIS SCISSORS

CISEAUX À IRIDECTOMIE

TIJERAS PARA IRIDECTOMIA



SA60-4000-41


10,0 cm
gerade
straight
droit
recto



SA60-4000-42



SA60-4000-43



SA60-4001-41


10,0 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4001-42



SA60-4001-43



SA60-4006-41


11,0 cm
gerade
straight
droit
recto



SA60-4006-42



SA60-4006-43



SA60-4007-41

11,0 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4007-42



SA60-4007-43





SA60-4009-41

SA60-4009-43

SA60-4009-51

11,0 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4009-51



SA60-4010-41

SA60-4010-42

SA60-4010-43

NOYES

11,5 cm
gerade
straight
droit
recto



SA60-4011-41

SA60-4011-42

SA60-4011-43

NOYES

11,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-14007-41

12 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



IRIDEKTOMIESCHEREN
IRIS SCISSORS

CISEAUX À IRIDECTOMIE
TIJERAS PARA IRIDECTOMIA

SA60-4021-08



SA60-4022-08



SA60-4023-08



4SA60-024-08
WECKER



8 mm Klingenlänge
8 mm length of cutting blades
8 mm longueur des lames
8 mm largo de las hojas

SA60-4021-12



4SA60-022-12



SA60-4023-12



SA60-4024-12
WECKER



12 mm Klingenlänge
12 mm length of cutting blades
12 mm longueur des lames
12 mm largo de las hojas

SA60-4030-07
BARRAQUER

7 mm (normal)

SA60-4033-07



7 mm Klingenlänge
7 mm length of cutting blades
7 mm longueur des lames
7 mm largo de las hojas

SA60-4030-10
BARRAQUER

10 mm

SA60-4033-10



10 mm Klingenlänge
10 mm length of cutting blades
10 mm longueur des lames
10 mm largo de las hojas

Normale Größe – Regular size – Taille normal – Tamaño normal

SA60-4040-41

VANNAS

8,5 cm

gerade, 7 mm Blattlänge
straight, 7 mm blades
droit, lames 7 mm
recto, hojas 7 mm de largo



SA60-4041-41

VANNAS

8,5 cm

gebogen, Blattlänge
7 mm curved, 7 mm blades
courbe, lames 7 mm
curvo, hojas 7 mm de largo



SA60-4042-41

VANNAS

8,5 cm

leicht aufgewinkelt
slightly angled on flat
légèrement angulaire
ligeramente angulado



SA60-4043-41

VANNAS

8,5 cm

stark aufgewinkelt
strong angled on flat
très angulaire
muy angulado



SA60-4044-41

VANNAS

8,0 cm

kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



Extra fein – Extremely delicate – Extra fine – Delicadísima

SA60-4046-41
VANNAS

8,5 cm

gerade, 5 mm Blattlänge
straight, 5 mm blades
droit, lames 5 mm
recto, hojas 5 mm de largo



SA60-4047-41
VANNAS

8,5 cm

gebogen, Blattlänge 5 mm
curved, 5 mm blades
courbe, lames 5 mm
curvo, hojas 5 mm de largo



SA60-4048-41
VANNAS

8 cm

kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



SA60-4049-41
VANNAS

8,5 cm

leicht aufgewinkelt
slightly angled on flat
légèrement angulaire
ligeramente angulado



SA60-4050-41

MODELL TUEBINGEN

9 cm

gerade, Blattlänge 8 mm
straight, 8 mm blades
droit, lames 8 mm
recto, hojas 8 mm de largo



SA60-4051-41

MODELL TUEBINGEN

9 cm

gebogen, Blattlänge 8 mm
curved, 8 mm blades
courbe, lames 8 mm
curvo, hojas 8 mm de largo



SA60-4053-41

MODELL TUEBINGEN

8,5 cm

stark gebogen, Blattlänge 9 mm
strong curved, 9 mm blades
très courbe, lames 9 mm
muy curvo, hojas 9 mm de largo



SA60-4052-41

GILL

8,5 cm

aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



SA60-6281-41

GILLS-WELSH

8,5 cm

aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



SA60-4060-61

CASTROVIEJO-VANNAS

12 cm

gerade, Blattlänge 6 mm
straight, 6 mm blades
droit, lames 6 mm
recto, hojas 6 mm de largo



SA60-4061-61

CASTROVIEJO-VANNAS

12 cm

gebogen, Blattlänge 6 mm
curved, 6 mm blades
courbe, lames 6 mm
curvo, hojas 6 mm de largo



SA60-9835-61

VANNAS

12,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo




SA60-4065-43

8,5 cm
gebogen, leicht stumpf, Blattlänge 6 mm
curved, slightly blunt, 6 mm blades
courbe, mousse, lames 6 mm
curvo, romo, hojas 6 mm de largo



SA60-4067-43

9 cm
gebogen, leicht stumpf, Blattlänge 6,5 mm
curved, slightly blunt, 6,5 mm blades
courbe, mousse, lames 6,5 mm
curvo, romo, hojas 6,5 mm de largo



SA60-4070-41

8,5 cm
Trabekular-Schere, gerade,
Blattlänge 6,5 mm
Trabecular scissors, straight,
6,5 mm blades
Ciseaux à trabéculaires, droit,
lames 6,5 mm
Tijera trabeculares, recta,
hojas 6,5 mm de largo



SA60-4071-41

Trabekular-Schere, gebogen,
Blattlänge 6,5 mm
Trabecular scissors, curved,
6,5 mm blades
Ciseaux à trabéculaires, courbe,
lames 6,5 mm
Tijera trabeculares, curva,
hojas 6,5 mm de largo



KAPSELSCHEREN

CAPSULE SCISSORS

CISEAUX CAPSULAIRES

TIJERAS PARA CAPSULA

SA60-4054-41 ONG

9 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado

SA60-4056-41

8,3 cm

SA60-4057-41 ONG

9 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



4054-41

SA60-4058-41 VANNAS

8,3 cm
aufgewinkelt, Blattlänge 3 mm
angled on flat, 3 mm blades
angulaire, lames 3 mm
angulado, hojas 3 mm de largo



SA60-4075-41 URIBE-STERN

10,5 cm
aufgewinkelt, gebogen
angled on flat, curved
angulaire, courbe
angulado, curvo



SA60-4083-41 GILLS-VANNAS

10,5 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



FEDERSCHEREN FÜR MIKRO-CHIRURGIE

SPRING HANDLE SCISSORS FOR MICRO-SURGERY

CISEAUX À MICRO-CHIRURGIE

TIJERAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-4200-71

10 cm

gerade, Blattlänge 8 mm
straight, 8 mm blades
droit, lames 8 mm
recto, hojas 8 mm de largo



SA60-4201-71

10 cm

gebogen, Blattlänge 8 mm
curved, 8 mm blades
courbe, lames 8 mm
curvo, hojas 8 mm de largo



SA60-4205-43

10 cm

Keratome Schere, stark gebogen, stumpf
Corneal scissors, strong curved, blunt
Micro ciseaux, très courbe, mousse
Tijera para la cornea, muy curva, roma



SA60-4207-73

10 cm

Keratome Schere, stark gebogen, stumpf
Corneal scissors, strong curved, blunt
Micro ciseaux, très courbe, mousse
Tijera para la cornea, muy curva, roma




SA60-4209-71

KOCH

11 cm

stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4210-43

10 cm

aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



SA60-4212-73

10,5 cm
 aufgewinkelt
 angled on flat
 angulaire
 angulado



SA60-4214-83

BARRAQUER MINIATUR

10,5 cm
 mit Stop, aufgewinkelt, rechts
 with stop, angled on flat, right
 avec arrêt, angulaire, à droite
 con stop, angulado, derecha



SA60-4218-83

BARRAQUER MINIATUR

10,5 cm
 mit Stop, aufgewinkelt, links
 with stop, angled on flat, left
 avec arrêt, angulaire, à gauche
 con stop, angulado, izquierda



SA60-4224-41

10 cm
 kniegebogen, spitz
 angled to side, pointed
 coudé, pointée
 angulado, aguda



SA60-4224-43

10 cm
 kniegebogen, stumpf
 angled to side, blunt
 coudé, mousse
 angulado, romo



SA60-4226-73

10 cm
 kniegebogen, stumpf
 angled to side, blunt
 coudé, mousse
 angulado, romo



FEDERSCHEREN FÜR MIKRO-CHIRURGIE

SPRING HANDLE SCISSORS FOR MICRO-SURGERY

CISEAUX À MICRO-CHIRURGIE

TIJERAS PARA MICRO-CIRUGIA

SA60-4231-41

WESTCOTT (Mc PHERSON)

10,5 cm

gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointée
curvo, aguda



SA60-4231-43

WESTCOTT (Mc PHERSON)

10,5 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt
courbe, mousse
curvo, romo



SA60-4251-43

Mc GUIRE

10,5 cm

rechts
right
à droite
derecha



SA60-4253-53

Mc GUIRE

10,5 cm

links
left
à gauche
izquierda



SA60-8079-61

CASTROVIEJO

13 cm

Keratoplastikschere, gebogen, spitz
Keratoplasty scissors, curved, pointed
Ciseaux pour kératoplastie, courbe, pointu
Tijera para queratoplastia, curva, aguda



SA60-8745-63

CASTROVIEJO

13 cm

Keratoplastikschere, gebogen, stumpf
Keratoplasty scissors, curved, blunt
Ciseaux pour kératoplastie, courbe, mousse
Tijera para queratoplastia, curva, roma



SA60-6138-43

OSHER

Linsenschneider, gezahnt
IOL Scissors, serrated
Ciseaux pour IOL, denté
Tijera para IOL, serrada



HORNHAUTSCHEREN

CORNEAL SCISSORS

CISEAUX POUR LA CORNÉE

TIJERAS PARA LA CORNEA

SA60-4301-47 TROUTMAN Original-Modell

10 cm
links
left
à gauche
izquierda

SA60-4309-47 TROUTMAN

10 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4301-56 TROUTMAN Original-Modell

10 cm
rechts
right
à droite
derecha

SA60-4309-56 TROUTMAN

10 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4303-86 TROUTMAN

10 cm
rechts, mit Stop
right, with stop
à droite, avec arrêt
derecha, con stop



SA60-4303-87 TROUTMAN

10 cm
links, mit Stop
left, with stop
à gauche, avec arrêt
izquierda, con stop



SA60-4305-76

10 cm
rechts
right
à droite
derecha



SA60-4305-77

10 cm
links
left
à gauche
izquierda



SA60-4321-46

KATZIN

10 cm

rechts

right

à droite

derecha



4321-57

KATZIN

10 cm

links

left

à gauche

izquierda



4323-86

KATZIN

10 cm

rechts, mit Stop

right, with stop

à droite, avec arrêt

derecha, con stop



SA60-4323-87

KATZIN

10 cm

links, mit Stop

left, with stop

à gauche, avec arrêt

izquierda, con stop



SA60-4331-46

KATZIN

10,5 cm

rechts, stark gebogen

right, strong curved

à droite, très courbe

derecha, muy curvo



SA60-4331-57

KATZIN

10,5 cm

links, stark gebogen

left, strong curved

à gauche, très courbe

izquierda, muy curvo



HORNHAUTSCHEREN

CORNEAL SCISSORS

CISEAUX POUR LA CORNÉE

TIJERAS PARA LA CORNEA

SA60-4351-47 CASTROVIEJO

11 cm
links
left
à gauche
izquierda



SA60-4351-56 CASTROVIEJO

11 cm
rechts
right
à droite
derecha



SA60-4361-47 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
links
left
à gauche
izquierda



SA60-4361-56 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
rechts
right
à droite
derecha



SA60-4363-87 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
links, mit Stop
left, with stop
à gauche, avec arrêt
izquierda, con stop



SA60-4363-86 CASTROVIEJO MINIATUR

11 cm
rechts, mit Stop
right, with stop
à droite, avec arrêt
derecha, con stop



SA60-14363-86

CASTROVIEJO MINIATUR

10,5 cm

mit Stop, rechts
with stop, right
avec arrêt, à droite
con stop, derecha



SA60-4367-86

CASTROVIEJO MINIATUR

10,5 cm

mit Stop, rechts
with stop, right
avec arrêt, à droite
con stop, derecha



SA60-4367-87

CASTROVIEJO MINIATUR

10,5 cm

mit Stop, links
with stop, left
avec arrêt, à gauche
con stop, izquierda



SA60-4371-47

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR

10,5 cm

links
left
à gauche
izquierda



SA60-SA60-4371-56

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR

10,5 cm

rechts
right
à droite
derecha



14371-47

CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR

10,5 cm

links
left
à gauche
izquierda





SA60-4400-43 CASTROVIEJO

9 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



SA60-4403-43 CASTROVIEJO

9,5 cm
leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbé
ligeramente curvo



SA60-4405-41 CASTROVIEJO

9,5 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4405-43

SA60-4411-83 BARRAQUER – MODELL FRANZ

11 cm
mit Stop, aufgewinkelt, rechts
with stop, angled on flat, right
avec arrêt, angulaire, à droit
con stop, angulada, derecha



SA60-4413-83 BARRAQUER – MODELL FRANZ

11 cm
mit Stop, aufgewinkelt, links
with stop, angled on flat, left
avec arrêt, angulaire, à gauche
con stop, angulada, izquierda



SA60-4415-43
CASTROVIEJO

10,0 mm



SA60-4409-43
CASTROVIEJO

11,5 mm



SA60-4417-43
CASTROVIEJO

13,5 mm



SA60-4419-43
CASTROVIEJO

11 cm

16 mm



SA60-14001-43
CASTROVIEJO

10,5 cm

gebogen, Blattlänge 11 mm

curved, 11 mm blades

courbe, lames 11 mm

curvo, hojas 11 mm de largo



SA60-4420-43
CASTROVIEJO

10,5 cm

kniegebogen

angled to side

coudé

angulado



SA60-4420-41 **SA60-4420-42**
CASTROVIEJO

10,5 cm

Keratoplastikscherer, kniegebogen

Keratoplasty scissors, angled to side

Ciseaux pour kératoplastie, coudé

Tijera para queratoplastia, angulada

SA60-4420-43

SA60-4420-44



SA60-4420-41

HORNHAUTSCHEREN

CORNEAL SCISSORS

CISEAUX POUR LA CORNÉE

TIJERAS PARA LA CORNEA

SA60-4423-43

MACKENSEN

8,5 cm

Keratoplastikschere, stark gebogen
Keratoplasty scissors, strong curved
Ciseaux pour kératoplastie, très courbe
Tijera para queratoplastia, muy curva



SA60-8173-43

AEBLI

12 cm

aufgewinkelt, rechts
angled on flat, right
angulaire, à droite
angulado, derecha



SA60-8173-43

SA60-8173-47

AEBLI

12 cm

aufgewinkelt, links
angled on flat, left
angulaire, à gauche
angulado, izquierda


SA60-4431-43
CASTROVIEJO

11 cm
Synechien-Schere
Synechia scissors
Ciseaux à synéchies
Tijera de sinequia



SA60-4432-43

10 cm
Mikro Schere, 90° kniegebogen
Micro Scissors, 90° angled to side
Ciseaux micro, 90° coudé
Micro tijera, 90° angulada



SA60-8658-43
CASTROVIEJO

11 cm
Keratoplastikschere, gewinkelt
Keratoplasty scissors, angled
Ciseaux pour kératoplastie, angulaire
Tijera para queratoplastia, angulada



SEHNENSCHEREN

TENOTOMY SCISSORS

CISEAUX À TÉNOTOMIE

TIJERAS PARA TENOTOMIA

SA60-4551-41 WESTCOTT

11,5 cm

gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo



SA60-4550-43 WESTCOTT

11,5 cm

gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo

SA60-4551-43 WESTCOTT

11,5 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



SA60-4551-53 WESTCOTT

11,5 cm

gebogen, stumpf, links
curved, blunt tips, left
courbe, mousse, à gauche
curvo, romo, izquierda



SA60-4553-43 WESTCOTT

13 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



SA60-4555-61 WESTCOTT

13,5 cm

gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo

SA60-4555-63 WESTCOTT

13,5 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



SA60-4557-43 WESTCOTT

11 cm

Kleines Modell, gebogen, stumpf
Small model, curved, blunt
Modèle petite, courbe, mousse
Modelo pequeño, curvo, romo



SEHNENSCHEREN

TENOTOMY SCISSORS

CISEAUX À TÉNOTOMIE

TIJERAS PARA TENOTOMIA

SA60-6851-43

WESTCOTT

12 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-6851-43Z

WESTCOTT

12 cm
gebogen, gezahnt
curved, serrated
courbe, denté
curvo, serrada



SA60-8770-63

WESTCOTT

13,5 cm
gerade
straight
droit
recto



SA60-8771-63

WESTCOTT

13,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo

8771-63

SA60-4600-03

STEVENS

10,5 cm
gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo



SA60-4601-03

STEVENS

10,5 cm
gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo



SA60-4601-01

STEVENS

10,5 cm
gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo



4604-03

STEVENS

11 cm

gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo



SA60-4605-03

STEVENS

11 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo




SA60-4605-01

STEVENS

11 cm

gebogen, spitz
curved, pointed
courbe, pointu
curvo, agudo



SA60-4610-03

STEVENS

11,5 cm

gerade, stumpf
straight, blunt tips
droit, mousse
recto, romo




SA60-4611-03

STEVENS

11,5 cm

gebogen, stumpf
curved, blunt tips
courbe, mousse
curvo, romo




STRABISMUSSCHEREN
STRABISMUS SCISSORS

CISEAUX À STRABISME
TIJERAS PARA ESTRABISMO

SA60-4622-03
HEIDELBERGER MODELL

9 cm
gerade
straight
droit
recto




SA60-4623-03
HEIDELBERGER MODELL

9 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4628-03

10,5 cm
gerade
straight
droit
recto



4629-03

10,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4628-13

10,5 cm
gerade
straight
droit
recto



für die linke Hand
for left hand
pour main gauche
para la mano izquierda


SA60-4629-13

10,5 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4632-03

11 cm
gerade
straight
droit
recto




SA60-4633-03

11 cm
gebogen
curved
courbe
curvo




SA60-4635-03

11 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4640-03

12 cm
gerade
straight
droit
recto



SA60-4641-03

12 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4644-03

12 cm
gerade
straight
droit
recto



SA60-4645-03

12 cm
leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbe
ligeramente curvo




SA60-4647-03

12 cm
stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4648-00

10,5 cm
gerade, geknüpft
straight, probe points
droit, boutonnés
recto, puntas olivar



SA60-4649-00

10,5 cm
gebogen, geknüpft
curved, probe points
courbe, boutonnés
curvo, puntas olivar



AUGENSCHEREN
EYE SCISSORS

CISEAUX OCULAIRES
TIJERAS OCULARES



SA60-4704-01

9 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4704-03



SA60-4705-01

9 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4705-03



SA60-4706-01

9,5 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4706-03



SA60-4707-01

9,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4707-03



SA60-4708-01

10,5 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4708-02



SA60-4708-03



SA60-4709-01

10,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4709-02



SA60-4709-03



SA60-4710-01

11,5 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4711-01

11,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4711-03



AUGENSCHEREN
EYE SCISSORS

CISEAUX OCULAIRES
TIJERAS OCULARES



SA60-4712-01

11,5 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4712-02



SA60-4712-03



SA60-4713-01

11,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4713-03



SA60-4714-01

10,5 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4715-01

10,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4718-01

12,5 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4718-02



SA60-4718-03



SA60-4719-01

12,5 cm

gebogen, curved, courbe, curvo



4SA60-719-02



SA60-4719-03



SA60-4720-01

BONNER MODELL

9,0 cm

gerade, straight, droit, recto



SA60-4720-02



SA60-4720-03



SA60-4721-01

BONNER MODELL

9,0 cm


gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4721-02



SA60-4721-03



SA60-4752-01

10 cm
gerade, straight, droit, recto



SA60-4753-01

10 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4752-11

10 cm
gerade, straight, droit, recto

für die linke Hand
for left hand
pour main gauche
para la mano izquierda



SA60-4753-11

10 cm
gebogen, curved, courbe, curvo




SA60-4754-01

11 cm
gerade, straight, droit, recto




SA60-4755-01

11 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4758-01

12 cm
gerade, straight, droit, recto



SA60-4759-01


12 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



SA60-4762-01

10 cm
gerade, straight, droit, recto

mit extra großen Ringen
with special large rings
anneaux extrêmement
argollas muy grande



SA60-4763-01

10 cm
gebogen, curved, courbe, curvo



**SA60-4771-01
WILMER**

9,5 cm
aufgewinkelt, gezahnt
angled on flat, serrated
angulaire, striée
angulada, serrada




**SA60-4773-03
GRAEFE (WALTER)**

10 cm
aufgewinkelt
angled on flat
angulaire
angulado



**SA60-4774-03
GRAEFE**

10 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



SA60-44830-01

11,5 cm
kniegebogen
angled to side
coudé
angulado



SA60-44832-00

11,5 cm
kniegebogen, geknüpft
angled to side, probe points
coudé, boutonnées
angulado, puntas olivar



SA60-44834-00

11,5 cm
kniegebogen, geknüpft/spitz
angled to side, probe points/sharp
coudé, boutonnées/pointu
angulado, puntas olivar/aguda




SA60-44835-03

Mc GUIRE
10,5 cm


SA60-44837-13

Mc GUIRE
10,5 cm
für die linke Hand
for left hand
pour main gauche
para la mano izquierda




SA60-44006-41

11 cm
gerade
straight
droit
recto




SA60-44844-42

10,5 cm
mit Kerbe für den Faden
Spencer-type notch
avec entaille pour le fil
con muesca para el hilo




SA60-44840-00
SPENCER

9 cm
Faden- und Ligaturschere
Stitch scissors
Ciseaux pour incision
Tijera para incisión




SA60-44842-00
SPENCER

11 cm
Faden- und Ligaturschere
Stitch scissors
Ciseaux pour incision
Tijera para incisión



SA60-44847-01


10 cm
gebogen
curved
courbe
curvo



SA60-4854-03

12,5 cm

gerade
straight
droit
recto



SA60-4855-03

12 cm

leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbe
ligeramente curvo



SA60-4857-03

12 cm

mittel gebogen
medium curved
moyennement courbe
medio curvo



SA60-4859-03

11,5 cm


stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4864-03

13,5 cm

gerade
straight
droit
recto



SA60-4865-03

13 cm

leicht gebogen
slightly curved
légèrement courbe
ligeramente curvo



SA60-4867-03

13 cm

mittel gebogen
medium curved
moyennement courbe
medio curvo



SA60-4869-03

13 cm

stark gebogen
strong curved
très courbe
muy curvo



SA60-4879-03

11,5 cm

für Kinder
for children
pour enfants
para niños





VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



SA60-4920-00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



SA60-4920-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



SA60-4921-00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



SA60-4922-00
FASSZANGE, GLATT, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G



SA60-4922-00-23
FASSZANGE, GLATT, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G



SA60-4923-00
FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G



SA60-4925-00
FASSZANGE, 1X2 ZÄHNE, 20G
GRASPING FORCEPS, 1X2 TEETH, 20G



SA60-4926-00
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G

SA60-4926-00-23
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G

SA60-4926-00-25
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 25G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G



SA60-4927-00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



SA60-4927-00-23
FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



SA60-4928-00
FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G



SA60-4928-00-23
FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G



SA60-4929-00
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G



SA60-4929-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G



SA60-4930-00
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G

SA60-4930-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G



SA60-4931-00
LÖFFELZANGE, 20G
SPOON FORCEPS, 20G



SA60-4958-00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

SA60-4958-00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**SA60-4959-00**

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET, 20G
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED INSIDE, 20G

**SA60-4973-00**

FASSZANGE, 20G
GRASPING FORCEPS, 20G

SA60-4960-00

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

**SA60-4977-00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 20G

**SA60-4960-00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G

SA60-4977-00-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 23G

SA60-4960-55

FASSZANGE, MIT SPALT AN DER SPITZE, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS, SMALL GAP, 20G

**SA60-4979-00**

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20° GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS, SHAFT 20° CURVED, 20G

**SA60-4961-00**

FASSZANGE, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G

SA60-4962-00

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

**SA60-4962-00-23**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G

SA60-4963-00

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

**SA60-4963-00-23**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G

**SA60-4966-00**

FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

6 mm Griffstück | 6 mm handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



SA60-4932-00

HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



SA60-4954-00

SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G

SA60-4952-00

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G
SCISSORS, CURVED, 20G



SA60-4956-00

SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G



SA60-4952-00-23

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G
SCISSORS, CURVED, 23G

SA60-4957-00

HEIMANN
SCHERE, GERADE, 20G
SCISSORS, STRAIGHT, 20G

SA60-4952-00-25

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G
SCISSORS, CURVED, 25G



SA60-4957-00-23

HEIMANN
SCHERE, GERADE, 23G
SCISSORS, STRAIGHT, 23G

SA60-4953-00

HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G



SA60-4953-00-23

HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**SA60-4920-50**FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G**SA60-4921-50**FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G**SA60-4922-50**FASSZANGE, GLATT, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G**SA60-4923-50**FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G**SA60-4925-50**FASSZANGE, 1 X2 ZÄHNE, 20G
GRASPING FORCEPS, 1 X2 TEETH, 20G**SA60-4926-50**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G**SA60-4926-50-23**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G**SA60-4926-50-25**FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 25G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G**SA60-4927-50**FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G**4928-50**FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G**SA60-4928-50-23**FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G**SA60-4929-50**FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G**SA60-4929-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G**SA60-4930-50**FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G**SA60-4930-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G**SA60-4931-50**LÖFFELZANGE, 20G
SPOON FORCEPS, 20G**SA60-4958-50**FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G**SA60-4958-50-23**FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



SA60-4959-50

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET, 20G
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED INSIDE, 20G



SA60-4960-50

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

SA60-4960-50-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G



SA60-4961-50

FASSZANGE, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G



SA60-4962-50

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

SA60-4962-50-23

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G



SA60-4963-50

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

SA60-4963-50-23

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



SA60-4966-50

FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



SA60-4973-50

FASSZANGE, 20G
GRASPING FORCEPS, 20G



SA60-4977-50

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 20G

SA60-4977-50-23

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN 0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CURVED SHAFT, 23G



SA60-4979-50

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20° GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS, SHAFT 20° CURVED, 20G



GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

6 mm Griffstück aus Titan | 6 mm titanium handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



SA60-4932-50

HEIMANN

SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



SA60-4954-50

SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G

SA60-4952-50

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G
SCISSORS, CURVED, 20G



SA60-4956-50

SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G



SA60-4952-50-23

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G
SCISSORS, CURVED, 23G

SA60-4957-50

HEIMANN

SCHERE, GERADE, 20G SCISSORS,
STRAIGHT, 20G

SA60-4952-50-25

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G
SCISSORS, CURVED, 25G



SA60-4957-50-23

HEIMANN

SCHERE, GERADE, 23G SCISSORS,
STRAIGHT, 23G

SA60-4953-50

HEIMANN

SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G



SA60-4953-50-23

HEIMANN

SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



SA60-4920P00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G



SA60-4920P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



SA60-4921P00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



SA60-4922P00
FASSZANGE, GLATT, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 20G



SA60-4922P00-23
FASSZANGE, GLATT, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 23G



SA60-4923P00
FASSZANGE, GERIEFT, 30°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 30°, 20G



SA60-4925P00
FASSZANGE, 1X2 ZÄHNE, 20G
GRASPING FORCEPS, 1X2 TEETH, 20G



SA60-4926P00
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 20G



SA60-4926P00-23
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 23G

SA60-4926P00-25
FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,44 MM, 25G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.44 MM, 25G



SA60-4927P00
FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G



SA60-4927P00-23
FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G



SA60-4928P00
FASSZANGE, GLATT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 20G



SA60-4928P00-23
FASSZANGE, GLATT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 60°, 23G



SA60-4929P00
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 20G



SA60-4929P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 60°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 60°, 23G



SA60-4930P00
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 20G



SA60-4930P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 90°, 23G



SA60-4931P00
LÖFFELZANGE, 20G
SPOON FORCEPS, 20G



SA60-4958P00
FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

SA60-4958P00-23
FASSZANGE, GERIEFT, 23G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 23G



VITREKTOMIE-ZÄNGCHEN | VITREORETINAL FORCEPS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm

**SA60-4959P00**

FASSZANGE, INNEN DIAMANTBESCHICHTET,
20G
GRASPING FORCEPS, DIAMOND COATED IN-
SIDE, 20G

**SA60-4960P00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 20G

**SA60-4960P00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, 23G

**SA60-4961P00**

FASSZANGE, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, 45°, 20G

**SA60-4962P00**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 20G

**SA60-4962P00-23**

FASSZANGE, GLATT, 90°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 90°, 23G

**SA60-4963P00**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 20G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 20G

**SA60-4963P00-23**

FASSZANGE, GLATT, 45°, 23G
GRASPING FORCEPS, SMOOTH, 45°, 23G

**SA60-4966P00**

FASSZANGE, GERIEFT, 20G
GRASPING FORCEPS, SERRATED TIPS, 20G

**SA60-4973P00**

FASSZANGE, 20G
GRASPING FORCEPS, 20G

**SA60-4977P00**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-
VED SHAFT, 20G

**SA60-4977P00-23**

FASSZANGE, FASSFLÄCHEN AN DEN SPITZEN
0,3 MM, SCHAFT GEBOGEN, 23G
GRASPING FORCEPS, GRIP TIPS 0.3 MM, CUR-
VED SHAFT, 23G

**SA60-4979P00**

FASSZANGE, KAPSULORHEXIS, SCHAFT 20°
GEBOGEN, 20G
GRASPING FORCEPS, CAPSULORHEXIS,
SHAFT 20° CURVED, 20G



GLASKÖRPERSCHEREN | VITREORETINAL SCISSORS

8 mm Kunststoff Griffstück | 8 mm plastic handle | 20G=0,9 mm/23G=0,6 mm/25G=0,5 mm



SA60-4932P00

HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 90°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 90°, 20G



SA60-4954P00

SCHERE, GEWINKELT, 30°, 20G
SCISSORS, ANGLED, 30°, 20G



SA60-4952P00

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 20G
SCISSORS, CURVED, 20G



SA60-4956P00

SCHERE MIT SCHIPPE, GEWINKELT, 60°, 20G
SCISSORS WITH SCOOP TIP, ANGLED, 60°, 20G

SA60-4952P00-23

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 23G
SCISSORS, CURVED, 23G

SA60-4957P00

HEIMANN
SCHERE, GERADE, 20G SCISSORS,
STRAIGHT, 20G

SA60-4952P00-25

SCHERE, RUNDGEBOGEN, 25G
SCISSORS, CURVED, 25G



SA60-4957P00-23

HEIMANN
SCHERE, GERADE, 23G SCISSORS,
STRAIGHT, 23G




SA60-4953P00

HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 20G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 20G


SA60-4953P00-23

HEIMANN
SCHERE, KNIEGEBOGEN, 60°, 23G
SCISSORS, ANGLED SIDEWAYS, 60°, 23G

SA60-5906-00
LISTER
18 cm



SA60-5908-00
LISTER
20 cm



	Seite		Seite		Seite
A		BRAUWEILER		E	
ADSON, Pinzetten	69	Kanülen	116	ELSCHNIG	
AEBLI, Federschere	145	Saughandgriff	122	Cyclodialysespatel	48
AGRICOLA, Tränensackspreizer	16	BUNGE, Excenterationslöffel	55	Pinzette für Schiel-OP	85
ALFONSO, Sperrelevator	15	BURATTO		ELZE, Irispinzette	69
ALVIS		IOL Pinzette	78 f	ENGLISCHES MODELL, Nahtpinzette	98
Fremdkörperkürette	50	LASIK Flap Pinzette	80	Entropionspinzetten	88
Anatomische Pinzetten	68	Lasik Flap Protektor	45	Enukleationsscheren	158
ANEL, Kanülen	115				
ANIS, Kernmanipulator	31	C		F	
ARLT, Schlinge	55	CARTER, Einführinstrument	45	Fadenscheren	157
ARRUGA		CASTROVIEJO		Federschere für Mikro-Chirurgie	136 ff
Kapselpinzette	82	Cyclodialysespatel	48	FENZL, Linsenmanipulator	27
Nadelhalter	100	Dilatator	59	FINE-THORTON, Fixierring	67
Starhaken	23	Doppelspatel	53	Fixierpinzetten	83
ARRUGA-KIRBY, Kapselpinzette	82	Fadenpinzette	93	Fixierringe	67
ARRUGA-NIZETIC, Kapselpinzette	82	Federschere	141	FLYNN, Sklera-Lokalisator	56
ATKINSON, Kanülen	116	Fixierpinzette	83	FRANCIS, Fremdkörpermesser	37
AUBARET		Hornhautscheren	144 ff	FREER, Elevatorium	42
Tränensackhäkchen	20	Kanülen	117	Fremdkörperinstrumente	50
Augenskalpell	36	Keratoplastikscherer	138, 145	Fremdkörperschlinge und -magnet	51
AXENFELD, Tränensackhäkchen	20	Klingenhalter	113	FUKASAKU, Häkchen	33
AXENFELD (KNAPP), Tränensackhäkchen	20	Nahtpinzette	93		
AYER, Chalazionspinzette	90	Nadelhalter	101 ff		
		Synechia-Schere	146		
		Sperrelevatoren	5		
		Zirkel	65	G	
B		CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR		GASKIN, Fragmentpinzette	79
BACKHAUS, Tuchklemme	60	Hornhautscheren	142 ff	GASS	
BAIRD, Chalazionspinzette	90	Trephe	64	Gefässklemmen	60
BANGERTER		CASTROVIEJO-KALT, Nadelhalter	100	Häkchen	23
Irisspatel	48	CASTROVIEJO-KOSHIMA, Nadelhalter	108	Stanze	62
Muskelsklemme	88	CASTROVIEJO-VANNAS			
BARRAQUER		Vannas-artige Scheren	133	GIANETTI	
Cilienpinzette	91	CASTROVIEJO-WARING		Kapsulorhexis-Pinzetten	75
Fadenlöspinzette	97	Fixierpinzette	69	GIESSEN, Markierinstrument	65
Fixierpinzette	84	CAUER, Chalazionspinzette	90	GILL	
Hornhautscheren	143	Chalazionspinzetten	90	Hornhautmesser	37
Iridektomiescheren	130	CHANG, Phako Chopper	32	Vannas-artige Scheren	133
Irisspatel	49	Chirurgische Pinzetten	68	GILLS-VANNAS, Kapselschere	135
Klingenhalter	113	Cilienpinzetten	91	GILLS-WELSH	
Nadelhalter	100 ff	CITELLI, Knochenstanze	63	Vannas-artige Scheren	133
Vorderkammerpinzette	92	CLARK, Sperrelevatoren	8	GINSBERG, Sperrelevator	3
BARRAQUER MINIATUR, Federschere	137	CLAYMAN		Glaskörperscheren	159 ff
BARRAQUER-OOSTERHUIS		IOL-Häkchen	21	Glaskörperzängchen	159 ff
Sperrelevatoren	11	Linsenhäkchen	24	Golf CLUB, Fremdkörpermesser	36
BECHERT, Linsenkerntrotierer	30	Linsenimplantationspinzette	80	GRADLE, Cilienpinzette	91
BECHERT-MCPHERSON, Fadenpinzette	94	Linsenkerntrotierer	30	GRAEFE	
BEER, Cilienpinzette	91	COLIBRI, Nahtpinzetten	96 f	Augenscheren	155
BERKE, Muskelpinzette	88	COLIBRI-TROUTMAN, Nahtpinzette	96	Fixierpinzette	83
BEYER, Knochenstanze	63	COOK, Sperrelevatoren	13	Irishäkchen	19
Bindehautpinzetten	82	CORYDON, Kapsulorhexis-Pinzette	77	Schielhäkchen	21
BISHOP-HARMON, Irispinzetten	74			Skleramesser	36
BLASCOVIC, Muskelpinzette	88			Starmesser	37
BONACCOLTO, Pinzette für Schiel-OP	85	D		GRAEFE (WALTER)	
BONN		DARDENNE,		Augenscheren	155
Mikropinzette	71	Irishäkchen	25, 41	GRAETHER, Irisretraktor	31
Kanülen	116	Satomesser	38	GREEN	
Irishäkchen	19	DAVIEL, Starlöffel	53	Doppelspatel	53
Schielhäkchen	22	DERMOT-PIERSE, Pinzette	70	Fixierpinzette	84
BONN-MCPHERSON		DESMARRES		Schielhäkchen	22
Fadenpinzette	94	Chalazionspinzette	90	GUTHRIE, Doppelhäkchen	19
Mikropinzette	71	Lidhalter	17		
Nahtpinzette	81	Diamantmesser	36	H	
BONNER MODELL		Dilatatoren	59	HÄFLIGER, Kernspalter	35
Augenscheren	153	DIX, Fremdkörper-Doppelinstrument	52	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemme	61
Mikropinzette	70	DODEN, Linsenimplantationspinzette	80	HAMBURG	
Nahtpinzette	95	DODICK, Kernspalt-Pinzette	82	Irispinzetten	74
BORES		Doppelinstrumente	52	Luftlanze	39
Doppelkornealpinzette	83	DRAEGER, Bindehautpinzette	82	HARMS, Trabekularsonde	58
Markierinstrument	66	DRYSDALE,		HARTMANN-MOSQUITO, Arterienklemmen	61
BOWMAN		Kernmanipulator und Kapselpolierer	33	HATA, Muskelpinzette	86
Disziissionsnadel	41			HEALON, Kanülen	115
Tränenkanalsonde	57			HEIDELBERG, Irispinzetten	73

	Seite		Seite		Seite
HEIDELBERGER MODELL		KUHNT		Linsenkernrotierer	30
Cilienpinzette	92	Hornhautschaber	41	Linsenkernrotierer und Kernspalter	29
Strabismusscheren	150	Kystotome	43	NEW ORLEANS, Schlinge	56
HEIMANN, Glaskörperscheren	168			Noppenmatten	124
HELVESTON		L		NOYES, Iridektomiescheren	129
Häkchen	23	Löffel	53		
Retraktor	45	LAMBERT, Chalazionspinzette	90	O	
HENRY, Cilienpinzette	91	LANCASTER, Sperrelevator	5	O'CONNOR, Lokalisator	65
HERBA, Chalazionslöffel	54	Lanzenmesser	39	ONG, Kapselscheren	135
HESS, Irispinzetten	74	LESTER		OSHER, Linsenschneider	138
HIRSCHMANN, Linsen-Spatel	26	IOL-Manipulator	28	OSHER-NEUMANN, Markierinstrument	66
HOFFER, Markierinstrument	66	Irispinzetten	74		
HOFFMANN		LESTER-BURCH, Sperrelevatoren	6	P	
Kernspalter und Linsenkernrotierer	29	LEWIS, Schlinge	56	PARK-GUYTON, Sperrelevatoren	9
HOLTH, Stanze	62	LIEBERMANN		PATON, Skleramesser	37
HUNT, Chalazionspinzette	90	Mikrofinger	32	PAUFIQUE, Nahtpinzette	94
Hydro Chopper	40	Sperrelevatoren	1	PFAEFFL, Femtoflapflifter	25
		LISTER, Enukleationsscheren	168	Phako- und Irisspatel	49
I		LIVERNOS		Phako-Lanze	39
I. O. L.-Instrumente	24	Linsenhaltelinzette	78	Pinzetten für Skleranägel	92
Implantationspinzetten	81	Aufnahme- und Faltpinzette	79	Pinzetten	92
INAMURA, Kapsulorhexis-Pinzetten	75 ff	LORDAN, Chalazionspinzette	90	Pinzetten für Mikro-Chirurgie	69
Iridektomiescheren	131	LUND, Irishäkchen	31	Pinzetten für Schieloperation	85
Irismesser	42	LUNTZ-DODICK, Stanze	62	PISACANO, Linsenkernrotierer	33
Irispinzetten	68 ff			PLANGE	
		M		Fremdkörperheber	51
J		MACKENSEN, Keratoplastikschere	148	Fremdkörper-Doppelinstrument	52
JACOBI, Repositionshäkchen	32	MALTZMAN-FENZL, Linsenmanipulator	34	POLACK, Doppelkornealpinzette	82
JAECKER, Fadenlösmesser	41	Markierinstrumente	65	PRINCE, Muskelpinzette	86
JAEGER		MASKET, Kapsulorhexis-Pinzetten	75, 77		
Lanzenmesser	39	MAUMENEE-PARK, Sperrelevatoren	9	R	
Lidplatte	18	Mc GUIRE		R. KOCH, Spülhandgriff	40
Schielhäkchen	21	Augenscheren	156	RAININ, Kanülen	115
JAFFE		Federscheren für Mikro-Chirurgie	138	RANDOLPH, Kanülen	117
Lidhalter	18	McCULLOUGH, Pinzetten für Schiel-OP	85	REMKY	
Linsen-Spatel	26	McDONALD, IOL Pinzette	79	Pinzette	70
JAFFE-KNOLLE, Iris-Häkchen	26	McINTYRE, Sperrelevatoren	15	Zügelnahtpinzette	84
JAMESON,		McPHERSON		RENTSCH, Linsenmanipulator	34
Muskelpinzette	87	Fadenpinzette	95	ROLLET	
Schielhäkchen	22	IOL Pinzette	80	Tränensackhäkchen	20
JESS, Fixierpinzette	83	Mikropinzette	71	Meissel	43
JOHN HOPKINS, Gefäßklemme	60	MELLINGER, Sperrelevatoren	4	ROSEN	
JONES, Tuchklemme	60	MELLINGER-BEARD, Sperrelevatoren	4	Nukleusspalter	31
		MELLINGER-GIMBLE, Sperrelevatoren	4	Spülhandgriff	40
K		MEYER, Fremdkörper-Hohlmeissel	50	RUEDEMANN, Dilator	59
KAGAWA, Nukleusspalter	25	MEYER-SCHWICKERATH, Lokalisator	65		
KALT, Nadelhalter	100	MEYHÖFER, Chalazionslöffel	54	S	
KANSAS, Fragmentpinzette	79	MODELL FRANKFURT, Irisspatel	46	SATO, Hornhautmesser	38
Kapselscheren	135	MODELL GIESSEN		Satomesser	38
Kapsulorhexis-Pinzetten	75	Tränenwegsonde	59	SÄTTLER, Muskelpinzette	86
KATZIN, Hornhautscheren	140	Wundspatel und Retraktor	46	SAUPE, Cilienpinzette	92
KELLY, Stanze	62	Elevatorium	42	SAUTTER, Kanülen	115
KELMAN, Mikro-Pinzette	81	Rasparatorium	42	SCHEPENS	
KELMAN-McPHERSON, Mikro-Pinzette	81	MODELL TUEBINGEN		Orbitalspatel	17
Keratoplastik Siebspatel	46	Fadenpinzette	93 f	Skleral Depressor	44
KERSHNER, Sperrelevatoren	3	Vannas-artige Scheren	133	SCHIOETZ, Tonometer	112
KIMURA, Platin Spatel	45	MOORFIELD, Nahtpinzette	95	Schlingen	56
KIRBY, Linsenschieber	53	MUELLER, Tränensackspreizer	16	SCHOCKET, Skleral Depressor	44
Klemmen	60	MULDOON, Dilator	59	SCHOTT, Sperrelevatoren	12
Klingenhalter	113	Muskelpinzetten	86	SCHWEIZER MODELL	
KNAPP, Irismesser	42			Cilienpinzette	91
Knochenstanzen	63	N		Fremdkörpernadel	50
KNOLLE, Iris-Häkchen	26	NAGAHARA		Trephinen	64
KOCH		Nucleus Chopper	34	Sehnenscheren	147 ff
Irisspatel	49	Linsenspatel	33	SHAAF, Fremdkörperpinzette	92
Federscheren für Mikro-Chirurgie	136	Spülhandgriff	40	SHEETS, Kanülen	117
Manipulator	26	Nahtpinzetten	93 ff	SHEPARD	
Nukleusspalter	31	NEUHANN		Kanülen	117
KRATZ-BARRAQUER, Sperrelevator	14	Fixierring	67	Linsenimplantationspinzette	80
KREISSIG, Kombideller	44	Irishäkchen, Kernspalter	29	SINSKEY, Linsenhäkchen	24, 27
KREMER, Fixierpinzette	84	Kernspalter und Linsenspatel	29	Skalpellgriffe	114
KUGLEN, Linsenmanipulator	24, 27				

	Seite		Seite
Skleral Depressor	44	Federschere für Mikro-Chirurgie	138
SNELLEN		WHEELER	
Entropionspinzette	89	Disziissionsnadel	41
Schlinge	56	Doppelspatel	52
Spülhandgriffe	122	WILDER (NETTLESHIP)	
SPALECK, Linsenimplantationspinzette	78	Tränenweg-Dilatator	59
Spatel	45 f	WILLIAMS, Sperrelevatoren	14
SPEEMANN, Fremdkörperpinzette	92	WILMER, Augenschere	155
SPENCER, Fadenschere	157	WORST, Pigtailsonde	58
ST. MARTIN, Nahtpinzette	95	WORTH, Muskelpinzette	87
Stanzen	62		
Starmesser	37		
STEINMETZ, Spatel	25		
Sterilisierbehälter	123		
STEVENS			
Kanülen	117		
Sehnenscheren	148 f		
Linsenhäkchen	22		
STEVENSON, Tränensackspreizer	16		
Strabismusscheren	150 f		
T		Z	
TEARSE, Meibom Pinzette	89	ZIEGLER, Irismesser	42
TENNANT		Zirkel	65
Fadenpinzetten	69, 95	ZUERCHER MODELL, Nahtpinzette	97
Lidhalter	18		
THORLAKSON, Sperrelevator	3		
THORNTON			
Markierinstrument	66		
Fixierring	67		
TOOKE, Hornhautmesser	36		
Tränensackspreizer	16		
Trephine	64		
TROUTMAN			
Hornhautscheren	139		
Kanülen	116		
Klingenhalter	113		
Linsenspatel	46		
Mikro-Irisspatel	48		
Nadelhalter	108		
Schlinge	56		
Zügelnahtpinzette	84		
TYRELL, Irishäkchen	19		
U			
URIBE-STERN, Kapselschere	135		
UTRATA, Kapsulorhexis-Pinzetten	75 ff		
V			
VANNAS			
Kapselschere	135		
Scheren	131 ff		
Vannas-artige Scheren	133 f		
Vannas-artige Scheren	133 f		
Vitrektomie Scheren	159 ff		
Vitrektomie Zängchen	159 ff		
W			
WATZKE, Spreizpinzette	88		
WEBER, Schlinge	55		
WECKER			
Iridektomiescheren	130		
Irisspatel	47		
WEISS, Sperrelevatoren	4, 6		
WELLS, Enukleationslöffel	55		
WEST			
Flachmeissel	43		
Hohlmeissel	43		
WESTCOTT, Sehnenscheren	147 f		
WESTCOTT (Mc PHERSON)			

Page

A

ADSON, Forceps	69
Advancement forceps	86
AEBLI, Spring Handle Scissors	145
AGRICOLA, Lacrimal sac retractor	16
ALFONSO, Eye specula	15
ALVIS	
Anatomical forceps	68
Foreign body instrument	50
ANEL, Cannulas	115
ANIS, Nucleus manipulator	31
ARLT, Loop	55
ARRUGA	
Capsule forceps	82
Extraction hook	23
Needleholders	100
ARRUGA-KIRBY, Capsule forceps	82
ARRUGA-NIZETIC, Capsule forceps	82
ATKINSON, Cannulas	116
AUBARET	
Eye scalpel	36
Hook for lacrimal sack	20
AXENFELD, Hook for lacrimal sack	20
AXENFELD (KNAPP)	
Hook for lacrimal sack	20
AYER, Chalazion forceps	90

B

BACKHAUS, Towel clamp	60
BAIRD, Chalazion forceps	90
BANGERTER	
Iris spatula	48
Muscle clamp	88
BARRAQUER	
Cilia forceps	91
Corneal scissors	143
Fixation forceps	84
Iris scissors	130
Iris spatula	49
Needleholders	100 ff
Razor Blade holder	113
Secondary membrane forceps	92
Suture removal forceps	97
BARRAQUER MINIATUR,	
Spring handle scissors	137
BARRAQUER-OOSTERHUIS	
Retractors	11
BECHERT, Lens nucleus rotator	30
BECHERT-MCPHERSON, Suture forceps	94
BEER, Cilia forceps	91
BERKE, Muscle forceps	88
BEYER, Punch	63
Conjunctival forceps	82
BISHOP-HARMON, Iris forceps	74
BLASCOVIC, Muscle forceps	88
BONACCOLTO, Strabismus forceps	85
BONN	
Cannulas	116
Forceps micro-surgery	71
Iris hooks	19
Strabismus hook	22
BONN-McPHERSON	
Forceps micro-surgery	71
Suture forceps	81
Tying forceps	94
BONNER MODELL	
Eye scissors	153
Forceps micro-surgery	70
Suture forceps	95
BORES	
Corneal suturing forceps	83
Marking instrument	66

BOWMAN

Dicission needle	41
Lacrimal probe	57
BRAUWEILER	
Aspirating handpiece	122
Cannulas	116
BUNGE, Exenteration spoon	55
BURATTO	
IOL-forceps	78 f
Lasik flap forceps	80
Lasik flap protector	45

C

Caliper	65
Capsule scissors	135
Capsulorhexis-forceps	75
CARTER, Introducer	45
CASTROVIEJO	
Caliper	65
Cannulas	117
Corneal scissors	139 ff
Cyclodialysis spatula	48
Dilators	59
Double ended spatula	53
Fixation forceps	83
Keratoplasty scissors	138, 144 f
Needleholders	101 ff
Razor Blade holder	113
Retractors	5
Spring handle scissors	138 ff
Suture forceps	93
Synechia-Schere	146
Tying forceps	93
CASTROVIEJO MICRO-MINIATUR	
Corneal scissors	142 ff
Trepines	64
CASTROVIEJO-KALT, Needleholders	100
CASTROVIEJO-KOSHIMA, Needleholders	108
CASTROVIEJO-VANNAS	
Vannas-type scissors	133
CASTROVIEJO-WARING	
Fixation forceps	69
Cataract knives	37
CAUER, Chalazion forceps	90
Chalazion forceps	90
CHANG, Phako Chopper	32
Cilia forceps	91
CITELLI, Punch	63
Clamps	60
CLARK, Retractors	8
CLAYMAN	
IOL-Hook	21
Lens hook	24
Lens nucleus rotator	30
Soft IOL inserting forceps	80
COLIBRI, Suture forceps	96 f
COLIBRI-TROUTMAN, Suture forceps	96
COOK, Retractors	13
CORYDON, Capsulorhexis-forceps	77
Cystotomes	43

D

DARDENNE	
Iris hooks	25, 41
Sato knife	38
DAVIEL, Spoon	53
DERMOT-PIERSE, Micro-forceps	70
DESMARRES	
Chalazion forceps	90
Lid retractors	17
Diamond knives	36
Dilators	59
DIX, Foreign body instrument	52

Page

DODEN, Soft IOL inserting forceps	80
DODICK, Micro Nucleus Cracker	82
Double ended instruments	52
DRAEGER, Conjunctival forceps	82
DRYSDALE, Nucleus rotator	33

E

ELSCHNIG	
Cyclodialysis spatula	48
Strabismus forceps	85
ELZE, Iris forceps	69
ENGLISCHES MODELL, Suture forceps	98
Entropium forceps	88
Enucleation scissors	158

F

Spring handle scissors for Micro-Surgery	136 ff
FENZL, Lense manipulator	27
FINE-THORTON, Fixation ring	67
Fixation forceps	83
Fixation rings	67
FLYNN, Scleral depressor	56
FRANCIS, Foreign body forceps	37
FREER, Elevator	42
Forceps	92
Forceps for Micro-Surgery	69
Forceps for scleral plugs	92
Foreign body instruments	50
Foreign body loop and magnetic probe	51
FUKASAKU, Hook	33

G

GASKIN, Fragment forceps	79
GASS	
Hook	23
Punch	62
Serrefines	60
GIANETTI	
Capsulorhexis-forceps	75
GIESSEN, Marking instrument	65
GILL	
Corneal knife	37
Vannas-type scissors	133
GILLS-VANNAS, Capsule scissors	135
GILLS-WELSH	
Vannas-type scissors	133
GINSBERG, Eye specula	3
Golf CLUB, Foreign body spud	36
GRADLE, Cilia forceps	91
GRAEFE	
Cataract knife	37
Eye scissors	155
Fixation forceps	83
Iris hooks	19
Scarifier	36
Strabismus hook	21
GRAEFE (WALTER)	
Eye scissors	155
GRAETHER, Iris retractor	31
GREEN	
Double ended spatula	53
Fixation forceps	84
Strabismus hook	22
GUTHRIE, Fixation hook	19

H

HÄFLIGER, Nucleus manipulator	35
HALSTED-MOSQUITO, Mosquito forceps	61
HAMBURG	
Iris forceps	74
Keratome	39

	Page
HARMS, Trabeculotomy probe	58
HARTMANN-MOSQUITO	
Mosquito forceps	61
HATA, Advancement forceps	86
HEALON, Cannulas	115
HEIDELBERG, Iris forceps	73
HEIDELBERGER MODELL	
Cilia forceps	92
Strabismus scissors	150
HEIMANN, vitreous body scissors	168
HELVESTON	
Hook	23
Retractor	45
HENRY, Cilia forceps	91
HERBA, Chalazion curette	54
HESS, Iris forceps	74
HIRSCHMANN, Lens spatula	26
HOFFER, Marking instrument	66
HOFFMANN	
Nucleus dividing hook and lens spatula	29
HOLTH, Punch	62
HUNT, Chalazion forceps	90
Hydro Chopper	40
I	
Implantation forceps	81
I. O. L.-Instruments	24
INAMURA, Capsulorhexis-forceps	75 ff
Infusion handles	122
Iris forceps	68 ff
Iris knives	42
Iris scissors	129 ff
J	
JACOBI, Reposition hook	32
JAECKER, Knife for suture removal	41
JAEGER	
Keratome	39
Lid plate	18
Strabismus hook	21
JAFFE	
Lens spatula	26
Lid retractors	18
JAFFE-KNOLLE, Iris hook	26
JAMESON,	
Advancement forceps	87
Strabismus hook	22
JESS, Fixation forceps	83
JOHN HOPKINS, Serrefine	60
JONES, Towel clamp	60
K	
KAGAWA, Nucleus dividing hook	25
KALT, Needleholders	100
KANSAS, Fragment forceps	79
KATZIN, Corneal scissors	140
KELLY, Punch	62
KELMAN, Micro-forceps	81
KELMAN-McPHERSON, Micro-forceps	81
Keratomes	39
Keratoplasty spatula	46
KERSHNER, Retractors	3
KIMURA, Platinum spatula	45
KIRBY, Lens expressor hook	53
KNAPP, Irismesser	42
KNOLLE, Iris hook	26
KOCH	
Iris spatula	49
Manipulator	26
Nucleus splitter	31
Spring handle scissors for Micro-Surgery	136
KRATZ-BARRAQUER, Eye specula	14

	Page
KREISSIG, Localizer	44
KREMER, Fixation forceps	84
KUGLEN, Lens manipulator	24, 27
KUHNT	
Corneal scarifier	41
L	
Lacrimal sac retractors	16
LAMBERT, Chalazion forceps	90
LANCASTER, Eye specula	5
Lens loops	56
LESTER	
IOL-Manipulator	28
Iris forceps	74
LESTER-BURCH, Retractors	6
LEWIS, Loop	56
LIEBERMANN	
Micro Finger	32
Retractors	1
LISTER, Enucleation scissors	168
LIVERNOS	
Lens holding forceps	78
Lens holding and folding forceps	79
LORDAN, Chalazion forceps	90
LUND, Iris hooks	31
LUNTZ-DODICK, Punch	62
M	
MACKENSEN, Keratoplasty scissors	145
MALTZMAN-FENZL, Lens manipulator	34
Marking instruments	65
MASKET, Capsulorhexis-forceps	75, 77
MAUMENEE-PARK, Retractors	9
Mc GUIRE	
Eye scissors	156
Spring handle scissors for Micro-Surgery	138
McCULLOUGH, Strabismus forceps	85
McDONALD, IOL-forceps	79
McINTYRE, Retractors	15
McPHERSON	
Tying forceps	95
IOL-forceps	80
Forceps for Micro-Surgery	71
MELLINGER, Retractors	4
MELLINGER-BEARD, Retractors	4
MELLINGER-GIMBLE, Retractors	4
MEYER, Foreign body gouge	50
MEYER-SCHWICKERATH, Localizer	65
MEYHÖFER, Chalazion curette	54
MODELL FRANKFURT, Iris spatula	46
MODELL GIESSEN	
Lacrimal probe	59
Spatula and retractor	46
MODELL HEIDELBERG	
Elevator	42
Raspatory	42
MODELL TUEBINGEN	
Tying forceps	93 f
Vannas-type scissors	133
MOORFIELD, Suture forceps	95
MUELLER, Lacrimal sac retractor	16
MULDOON, Dilators	59
N	
NAGAHARA	
Nucleus Chopper	34
Lens spatula	33
Irrigation handle	40
NEUHANN	
Fixation ring	67
Iris hooks, nucleus dividing hook	29

	Page
Lens nucleus rotator	30
Nucleus dividing hook and lens spatula	29
Nucleus rotator and dividing hook	29
NEW ORLEANS, Lens loop	56
NOYES, Iris scissors	129
O	
O'CONNOR, Localizer	65
ONG, Capsule scissors	135
OSHER, IOL Scissors	138
OSHER-NEUMANN, Marking instruments	66
P	
PARK-GUYTON, Retractors	9
PATON, Scarifier	37
PAUFIQUE, Suture forceps	94
PFAEFFL, Femto flap lifter	25
Phaco keratome	39
Phaco spatula	49
PISACANO, Lens nucleus rotator	33
PLANGE	
Foreign body instrument	52
Foreign body spud	51
POLACK, Corneal suturing forceps	82
PRINCE, Advancement forceps	86
Punches	62 ff
R	
R. KOCH, Irrigation handle	40
RAININ, Cannulas	115
Razor Blade holder	113
RANDOLPH, Cannulas	117
REMKY	
Forceps	70
Superior rectus forceps	84
RENTSCH, Lens manipulator	34
ROLLET	
Bone cicel	43
Hook for lacrimal sack	20
ROSEN	
Irrigation handle	40
Nucleus splitter	31
RUEDEMANN, Dilators	59
S	
SATO, Corneal knife	38
Sato knives	38
SATTLER, Advancement forceps	86
SAUPE, Cilia forceps	92
SAUTTER, Cannulas	115
Scalpel handles	114
Scleral depressor	44
SCHEPENS	
Orbital retractor	17
Skleral Depressor	44
SCHIOETZ, Tonometer	112
SCHOCKET, Scleral depressor	44
SCHOTT, Retractors	12
SCHWEIZER MODELL	
Cilia forceps	91
Corneal trephines	64
Foreign body needle	50
SHAAF, Foreign body forceps	92
SHEETS, Cannulas	117
SHEPARD	
Cannulas	117
Soft IOL inserting forceps	80
SINSKEY, Lens hook	24, 27
Silicone-mats	124

Page

SNELLEN	
Entropium forceps	89
Lens loop	56
SPALECK, Soft IOL inserting forceps	78
Spatulas	45 f
SPEEMANN	
Jeweler type foreign body forceps	92
SPENCER, Stitch scissors	157
Spoons	53
ST. MARTIN, Suture forceps	95
STEINMETZ, Spatula	25
STEVENS	
Cannulas	117
Tenotomy scissors	148 f
Lens hook	22
STEVENSON, Lacrimal sac retractor	16
Stitch scissors	157
Strabismus forceps	85
Strabismus scissors	150 f
Suture forceps	93 ff

T

TEARSE, Meibomian expressor forceps	89
TENNANT	
Lid retractors	18
Tying forceps	69, 95
Tenotomy scissors	147 ff
THORLAKSON, Eye specula	3
THORNTON	
Marking instrument	66
Fixation ring	67
Tissue forceps	68
TOOKE, Corneal knife	36
Trays	123
Trephines	64
TROUTMAN	
Cannulas	116
Corneal scissors	139
Lens loop	56
Lens spatula	46
Micro-Iris spatula	48
Needleholders	108
Razor Blade holder	113
Superior rectus forceps	84
TYRELL, Iris hooks	19

U

URIBE-STERN, Capsule scissors	135
UTRATA, Capsulorhexis-forceps	75 ff

V

VANNAS	
Capsule scissors	135
Scissors	131 ff
Vannas-type scissors	133 f
Vannas-type scissors	133 f
Vitreoretinal scissors	159 ff
Vitreoretinal forceps	159 ff

W

WATZKE, Sleeve spreading forceps	88
WEBER, Lens loop	55
WECKER	
Iris scissors	130
Iris spatula	47
WEISS, Retractors	4, 6
WELLS, Enucleation spoon	55
WEST	
Bone cicell	43
Bone gouge	43
WESTCOTT, Tenotomy scissors	147 f

Page

WESTCOTT (Mc PHERSON)	
Spring handle scissors	
for Micro-Surgery	139
WHEELER	
Dicission needle	41
Double ended spatula	52
WILDER (NETTLESHIP)	
Lacrimal dilator	59
WILLIAMS, Retractors	14
WILMER, Eye scissors	155
WORST, Pigtail probe	58
WORTH, Advancement forceps	87

Z

ZIEGLER, Iris knife	42
ZUERCHER MODELL, Suture forceps	97

We reserve the right to change the prices and technical details, for printing mistakes or for other incidental mistakes we take no responsibility.

Wir behalten uns das Recht vor, die Preise und die technischen Angaben zu modifizieren. Für die Druckfehler und sonstigen Irrtümer wird keine Verantwortung übernommen.



Impressum

Autorisierter Distributor

salensa | Gabriele Sadlowski e.K.
Sandgraben 4 · 88142 Wasserburg (D)

T +49 8382 94 30 225 · vertrieb@salensa.de
Amtsgericht Kempten · HRA 9986

Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden hergestellt von:
Carl Teufel GmbH & Co. KG, Tuttlinger Straße 30, 78576 Emmingen-Liptingen-Deutschland.
Der Hersteller ist Inverkehrbringer und verantwortlich für die Konformität gemäß Verordnung (EU) 2017/745 (MDR).

Dieser Katalog richtet sich ausschließlich an medizinische Fachkreise im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes (HWG).

Stand: 03/2026 · Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

