

EasyStop

Sicherheit durch Innovation

EasyStop

Das System EasyStop ohne VerbrauchsfILTER.

Mit dem EasyStop-System antwortet Innovations Medical auf gewachsene Anforderungen an Sterilität, Umweltschutz und Komfort beim Handling.

EasyStop stoppt Microorganismen noch wirksamer als herkömmliche Einmalfilter und lässt sich beliebig oft anwenden. Der dabei erzielte Abscheidungsgrad liegt bei 99,997%. Zum Öffnen bzw. Schließen genügt ein Griff: Filterabdeckung eindrücken, drehen – fertig.

Genial einfach, einfach genial



Das Ringrippen-Labyrinth stoppt die Microben, Keime und Partikel im Belüftungsstrom. Das Sterilgut bleibt dauerhaft geschützt und sorgt für eine maximale Patientensicherheit.

Vertrieb durch **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225