

Permanentfilter

- Passend für Sterilcontainer mit Filterhalter für Permanentfilter
- Der Permanentfilter bleibt über die gesamte Zykluszeit in der Filterhalterung
- Filterwechsel bei der Aufbereitung entfällt bis zum Erreichen der Zykluszeit (1200 Zyklen)
- Äußerst widerstandsfähig, langlebig und chemikalienbeständig



Einwegfilter

- Passend für Sterilcontainer mit Filterhalter für Einwegpapierfilter
- Der Einwegpapierfilter wird bei jedem Sterilisationszyklus gewechselt.
- Die klassische Filtertechnologie

