




Optionaler Thermolock 410.47.01.0

Deckel XL

EasyStop
411.03.01.X

Permanentfilter
413.03.01.X

Papierfilter
412.03.01.X

Entsorgungsdeckel
417.04.01.X

rot 1

silber 2

blau 3

grün 4

gold 5

schwarz 6

grau 7

Wanne


Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
XL 100	590 x 290 x 100	533 x 269 x [73]	410.05.10.2.XX.00
XL 135	590 x 290 x 135	533 x 269 x [108]	410.05.13.2.XX.00
XL 150	590 x 290 x 150	533 x 269 x [123]	410.05.15.2.XX.00
XL 170	590 x 290 x 170	533 x 269 x [143]	410.05.17.2.XX.00
XL 220	590 x 290 x 220	533 x 269 x [193]	410.05.22.2.XX.00
XL 270	590 x 290 x 270	533 x 269 x [243]	410.05.27.2.XX.00



ohne Thermolock 06



ohne Thermolock 10



Optionaler Thermolock 410.47.01.0



Deckel L

EasyStop 421.03.01.X	Permanentfilter 423.03.01.X	Papierfilter 422.03.01.X	Entsorgungsdeckel 427.04.01.X
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
L 100	460 x 290 x 100	422 x 269 x [73]	420.05.10.2.XX.00
L 135	460 x 290 x 135	422 x 269 x [108]	420.05.13.2.XX.00
L 150	460 x 290 x 150	422 x 269 x [123]	420.05.15.2.XX.00



ohne Termolock 06



ohne Termolock 10



Optionaler Thermolock 410.47.01.0

Deckel M

EasyStop
431.03.01.X

Permanentfilter
433.03.01.X

Papierfilter
432.03.01.X

Entsorgungsdeckel
437.04.01.X

rot 1

silber 2

blau 3

grün 4

gold 5

schwarz 6

grau 7

Wanne

Größe		Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
M	100	290 x 290 x 100	253 x 269 x [73]	430.05.10.2.XX.00
M	135	290 x 290 x 135	253 x 269 x [108]	430.05.13.2.XX.00
M	150	290 x 290 x 150	253 x 269 x [123]	430.05.15.2.XX.00
M	170	290 x 290 x 170	253 x 269 x [143]	430.05.17.2.XX.00
M	220	290 x 290 x 220	253 x 269 x [193]	430.05.22.2.XX.00
M	270	290 x 290 x 270	253 x 269 x [243]	430.05.27.2.XX.00



ohne Thermolock 06



ohne Thermolock 10



Deckel S



EasyStop
471.03.01.X

Entsorgungsdeckel
477.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe		Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
S	47	300 x 135 x 47	279 x 129 x [31]	470.05.04.2
S	62	300 x 135 x 62	279 x 129 x [46]	470.05.06.2
S	71	300 x 135 x 71	279 x 129 x [55]	470.05.07.2



Deckel D

EasyStop
481.03.01.X

Entsorgungsdeckel
487.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe		Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
D	50	310 x 190 x 50	282 x 181 x [34]	480.05.04.2
D	67	310 x 190 x 67	282 x 181 x [51]	480.05.06.2
D	85	310 x 190 x 85	282 x 181 x [69]	480.05.08.2

Prüfung



Deckel D1/2

EasyStop
491.03.01.X

Entsorgungsdeckel
497.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
D1/2 50	205 x 145 x 50	181 x 136 x [34]	490.05.04.2
D1/2 67	205 x 145 x 67	181 x 136 x [51]	490.05.06.2