



Identbeschläge




ohne Thermolock 10



notwendig



Optionaler Thermolock 410.47.01.0



nicht notwendig aber kompatibel


Identbeschläge



ohne Thermolock 06




notwendig



Optionaler Thermolock 410.47.01.0



nicht notwendig aber kompatibel





versiegelt klassisch mit Plombe oder automatisch während der Sterilisation über einen optionalen Thermolock

sicher vollendete, normgerechte Sterilisation | unbestechliche Kontrolle durch Plombe | eindeutige Codierung durch Farblabels | voll einsehbarer, großer Identbeschlag für Kennung und Protokolletikette | glatte Oberflächen vermeiden die Verletzungsgefahr



Filteranzeige visuelle Erkennung der eingesetzten Filterscheiben

Vertrieb durch **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225