

Hard Top Box

Sicherheit in ihrer schönsten Form



Exklusiver Vertrieb Ophthalmologie

Hart im Nehmen Smart im Handling Die Hard Top Box

Der fortschrittliche Sterilcontainer von Innovations Medical

Unschlagbar seine Konstruktion Mühelos die Handhabung
Sicherheit und Qualität bei der Sterilisation Ihr Nutzen

Eine nachhaltige, verantwortungsbewusste und wertbeständige Investition.

Unabhängige Untersuchungen bestätigen die Funktions-, Sicherheits- und Qualitätsvorteile der Hard Top Box. Im Trockenzklus ist die Aluminiumlegierung jeder Kunststoff-Lösung überlegen.

Der Sterilcontainer von Innovations Medical toppt alle relevanten Standards und erfüllt die höchsten Anforderungen des Health Care Marktes.



Vertrieb durch salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225

Perfektion im Detail

Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in jedem Detail der Hard Top Box - von der Konstruktion bis hin zur übersichtlichen Kennzeichnung des Inhalts sowie den Schutzmechanismen zur Gewährleistung der Sicherheit.

ökonomisch nachhaltige, wertbeständige Investition

- verschiedene Größen für den individuellen Bedarf
- extrem stabile Deckel und Wannen
- dauerhaft wartungs- und verschleißfrei
- kein Verbrauchsmaterial (pasteursche Schleife) notwendig
- Deckeldichtungen werden sicher in einer Form-Nut gehalten, ein einfacher und schneller Austausch ohne Kleber

Vollendete Sicherheit

Der Deckel

Der erste seiner Art !

Präzise gefräst aus einem massiven Aluminiumblock.

Ein hohes Maß an Form und Stabilität - geschaffen für den harten Alltag.

ergonomisch einfaches Handling | exaktes stapeln | schneller, sicherer Einsatz | glatte Konturen mit fließenden Übergängen

reduziert auf wenige Anbauteile | den Prüfaufwand | die Trocknungszeit im Sterilisator | den Aufwand zum Wechsel der Dichtung | die Wartungskosten

Vertrieb durch **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

Die Wanne



Containerwanne

- mit hoch belastbarem Tragegriff
- formschlüssige Verbindung des Identbeschlages mit der Wanne ohne Niet oder Verschraubung (innovative TOX-Clinchverbindungen machen die Dichtigkeitsprüfung der Wanne überflüssig)
- mit Abstützung bei Stapelung der Sterilcontainer
- der Innenraum bietet ausreichend Platz für alle gängigen Siebgrößen
- die Dicke des Wannenmaterials ist optimal auf die Trocknung und das Handling ausgelegt
- keine Adhäsionskräfte durch zu große Dichtflächen zwischen Deckel und Wanne



EasyStop

Sicherheit durch Innovation

EasyStop

Das System EasyStop ohne VerbrauchsfILTER.

Mit dem EasyStop-System antwortet Innovations Medical auf gewachsene Anforderungen an Sterilität, Umweltschutz und Komfort beim Handling.

EasyStop stoppt Microorganismen noch wirksamer als herkömmliche Einmalfilter und lässt sich beliebig oft anwenden. Der dabei erzielte Abscheidungsgrad liegt bei 99,997%. Zum Öffnen bzw. Schließen genügt ein Griff: Filterabdeckung eindrücken, drehen – fertig.

Genial einfach, einfach genial



Das Ringrippen-Labyrinth stoppt die Microben, Keime und Partikel im Belüftungsstrom. Das Sterilgut bleibt dauerhaft geschützt und sorgt für eine maximale Patientensicherheit.

Vertrieb durch **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

Permanentfilter

- Passend für Sterilcontainer mit Filterhalter für Permanentfilter
- Der Permanentfilter bleibt über die gesamte Zykluszeit in der Filterhalterung
- Filterwechsel bei der Aufbereitung entfällt bis zum Erreichen der Zykluszeit (1200 Zyklen)
- Äußerst widerstandsfähig, langlebig und chemikalienbeständig



Einwegfilter

- Passend für Sterilcontainer mit Filterhalter für Einwegpapierfilter
- Der Einwegpapierfilter wird bei jedem Sterilisationszyklus gewechselt.
- Die klassische Filtertechnologie





versiegelt klassisch mit Plombe oder automatisch während der Sterilisation über einen optionalen Thermolock


sicher vollendete, normgerechte Sterilisation | unbestechliche Kontrolle durch Plombe | eindeutige Codierung durch Farblabels | voll einsehbarer, großer Identbeschlag für Kennung und Protokolletikette | glatte Oberflächen vermeiden die Verletzungsgefahr



Filteranzeige visuelle Erkennung der eingesetzten Filterscheiben


Vertrieb durch **salensa.de** | +49 83 82 / 94 30 225

Farben



Identischilder

Vertrieb durch salensa.de | +49 83 82 / 94 30 225



Optionaler Thermolock 410.47.01.0

Deckel XL

EasyStop
411.03.01.X

Permanentfilter
413.03.01.X

Papierfilter
412.03.01.X

Entsorgungsdeckel
417.04.01.X

rot 1

silber 2

blau 3

grün 4

gold 5

schwarz 6

grau 7

Wanne


Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
XL 100	590 x 290 x 100	533 x 269 x [73]	410.05.10.2.XX.00
XL 135	590 x 290 x 135	533 x 269 x [108]	410.05.13.2.XX.00
XL 150	590 x 290 x 150	533 x 269 x [123]	410.05.15.2.XX.00
XL 170	590 x 290 x 170	533 x 269 x [143]	410.05.17.2.XX.00
XL 220	590 x 290 x 220	533 x 269 x [193]	410.05.22.2.XX.00
XL 270	590 x 290 x 270	533 x 269 x [243]	410.05.27.2.XX.00



ohne Thermolock 06



ohne Thermolock 10



Optionaler Thermolock 410.47.01.0



Deckel L

EasyStop
421.03.01.X

Permanentfilter
423.03.01.X

Papierfilter
422.03.01.X

Entsorgungsdeckel
427.04.01.X

rot 1

silber 2

blau 3

grün 4

gold 5

schwarz 6

grau 7

Wanne


Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
L 100	460 x 290 x 100	422 x 269 x [73]	420.05.10.2.XX.00
L 135	460 x 290 x 135	422 x 269 x [108]	420.05.13.2.XX.00
L 150	460 x 290 x 150	422 x 269 x [123]	420.05.15.2.XX.00



ohne Termolock 06



ohne Termolock 10



Optionaler Thermolock 410.47.01.0

Deckel M

EasyStop 431.03.01.X	Permanentfilter 433.03.01.X	Papierfilter 432.03.01.X	Entsorgungsdeckel 437.04.01.X
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
M 100	290 x 290 x 100	253 x 269 x [73]	430.05.10.2.XX.00
M 135	290 x 290 x 135	253 x 269 x [108]	430.05.13.2.XX.00
M 150	290 x 290 x 150	253 x 269 x [123]	430.05.15.2.XX.00
M 170	290 x 290 x 170	253 x 269 x [143]	430.05.17.2.XX.00
M 220	290 x 290 x 220	253 x 269 x [193]	430.05.22.2.XX.00
M 270	290 x 290 x 270	253 x 269 x [243]	430.05.27.2.XX.00




ohne Termolock 06



ohne Termolock 10


Identbeschläge



ohne Thermolock 10



notwendig



Optionaler Thermolock 410.47.01.0



nicht notwendig aber kompatibel


Identbeschläge



ohne Thermolock 06




notwendig



Optionaler Thermolock 410.47.01.0



nicht notwendig aber kompatibel





Deckel S



EasyStop
471.03.01.X

Entsorgungsdeckel
477.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe		Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
S	47	300 x 135 x 47	279 x 129 x [31]	470.05.04.2
S	62	300 x 135 x 62	279 x 129 x [46]	470.05.06.2
S	71	300 x 135 x 71	279 x 129 x [55]	470.05.07.2



Deckel D

EasyStop
481.03.01.X

Entsorgungsdeckel
487.04.01.X

rot 1 silber 2 blau 3 grün 4 gold 5 schwarz 6 grau 7

Wanne

Größe		Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
D	50	310 x 190 x 50	282 x 181 x [34]	480.05.04.2
D	67	310 x 190 x 67	282 x 181 x [51]	480.05.06.2
D	85	310 x 190 x 85	282 x 181 x [69]	480.05.08.2

Präzision



Deckel D1/2

EasyStop
491.03.01.X

Entsorgungsdeckel
497.04.01.X

rot 1

silber 2

blau 3

grün 4

gold 5

schwarz 6

grau 7

Wanne

Größe

Außenabmessung

Innenabmessung
[max. Beladehöhe]

Artikelnummer

D1/2 50

205 x 145 x 50

181 x 136 x [34]

490.05.04.2


D1/2 67

205 x 145 x 67


181 x 136 x [51]

490.05.06.2

ID Schilder 40x60
ohne Laserbeschriftung
410.23.00.X



ID Schilder 18x50
ohne Laserbeschriftung
410.22.00.X



mit individueller Beschriftung
410.13.00.X



mit individueller Beschriftung
410.12.00.X



- rot 1
- silber 2
- blau 3
- grün 4
- gold 5
- schwarz 6
- grau 7

Plombe

ohne Indikator
410.21.00.1

[100pcs.]

mit Indikator [100pcs.]
410.11.00.1



Silikonmatten

Größe

XL [440x230]
410.30.00.3

L [380x230]
420.30.00.3


M [220x230]
430.30.00.3

S [270x125]
440.30.00.3

Dental [260x160]
450.30.00.3


1/2 Dental [160x130]
460.30.00.3

XL lang [540x230]
410.36.00.3



Optionaler Thermolock

410.47.01.0




Siebkörbe

Größen

XL lang [540x250]	XL [480x250]	L [405x250]	M [243x250]
400.50.030 [31]	410.50.030 [31]	420.50.030 [31]	430.50.030 [31]
400.50.050 [47]	410.50.050 [47]	420.50.050 [47]	430.50.050 [47]
400.50.070 [67]	410.50.070 [67]	420.50.070 [67]	430.50.070 [67]
400.50.100 [95]	410.50.100 [95]	420.50.100 [95]	430.50.100 [95]
400.50.000 [Deckel]	410.50.000 [Deckel]	420.50.000 [Deckel]	430.50.000 [Deckel]

S [265x120]	Dental [270x175]	1/2 Dental [171x131]
470.50.050 [44]	480.50.030 [27]	490.50.030 [28]
	480.50.050 [35]	
	480.50.070 [70]	

470.50.000 [Deckel]	480.50.000 [Deckel]	490.50.000 [Deckel]
---------------------	---------------------	---------------------



Autorisierter Distributor:
salensa | Gabriele Sadlowski e.K.
Sandgraben 4, 88142 Wasserburg (D)
Phone: +49 8382 94 30 225
Fax: +49 8382 94 30 226
vertrieb@salensa.de | www.salensa.de

Hersteller und Inverkehrbringer:
Innovations Medical GmbH
Badstrasse 11, 78532 Tuttlingen (D)

Der Katalog richtet sich ausschließlich an medizinische
Fachkreise im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes (HWG).