

Die Wanne



Containerwanne

- mit hoch belastbarem Tragegriff
- formschlüssige Verbindung des Identbeschlages mit der Wanne ohne Niet oder Verschraubung (innovative TOX-Clinchverbindungen machen die Dichtigkeitsprüfung der Wanne überflüssig)
- mit Abstützung bei Stapelung der Sterilcontainer
- der Innenraum bietet ausreichend Platz für alle gängigen Siebgrößen
- die Dicke des Wannenmaterials ist optimal auf die Trocknung und das Handling ausgelegt
- keine Adhäsionskräfte durch zu große Dichtflächen zwischen Deckel und Wanne

