




Optionaler Thermolock 410.47.01.0

Deckel XL

EasyStop
411.03.01.X

Permanentfilter
413.03.01.X

Papierfilter
412.03.01.X

Entsorgungsdeckel
417.04.01.X

rot 1

silber 2

blau 3

grün 4

gold 5

schwarz 6

grau 7

Wanne

Größe	Außenabmessung	Innenabmessung [max. Beladehöhe]	Artikelnummer
XL 100	590 x 290 x 100	533 x 269 x [73]	410.05.10.2.XX.00
XL 135	590 x 290 x 135	533 x 269 x [108]	410.05.13.2.XX.00
XL 150	590 x 290 x 150	533 x 269 x [123]	410.05.15.2.XX.00
XL 170	590 x 290 x 170	533 x 269 x [143]	410.05.17.2.XX.00
XL 220	590 x 290 x 220	533 x 269 x [193]	410.05.22.2.XX.00
XL 270	590 x 290 x 270	533 x 269 x [243]	410.05.27.2.XX.00



ohne Thermolock 06



ohne Thermolock 10