

DISPOSABLES

EDI.13



Quality
Reliability

e. janach®
janach.it

Produktkatalog

Ophthalmologische Einweg-Instrumente für die Mikrochirurgie

BLEFAROSTATI/SPECULUM


JD2056.7/5
5 PER BOX STERILE



Blefarostato monofilamento

Wire speculum


JDS2031/5
5 PER BOX STERILE



Blefarostato regolabile, leggero,
valve aperte da **14 mm**, a forma di v

Adjustable speculum,
14 mm v-shaped blades


JDS2032/5
5 PER BOX STERILE



Blefarostato regolabile, leggero,
valve piene da **13 mm**

Adjustable, solid blade speculum,
13 mm long blades


JDS2051/10
10 PER BOX STERILE



Blefarostato colibri,
valve piene da **14 mm**

Solid blade speculum,
14 mm long blades

JD2007.1/5
5 PER BOX STERILE



Blefarostato monouso con valve aperte da **15 mm**. Consigliato per uso diagnostico e chirurgico. L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente

Wire speculum disposable **15 mm** blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures. The wide frame allows easy placement and removal



JD2010/5
5 PER BOX STERILE



Blefarostato **reversibile**, valve piene. In **polimero medicale**


reverse speculum, solid blade. **medical polymer**. Latex-free



FORBICI/SCISSORS CALIPER/COMPASSO NEEDLE HOLDER/PORT'AGHI

JDS1010/10

10 PER BOX STERILE



Forbice lunga **90 mm**, retta, punta acute, lame da **24 mm**

90 mm long scissors, straight, **24 mm** long blades, pointed tips



JDS1502/5

5 PER BOX STERILE



Forbice corneale curva e smussa

Corneal scissor, curved, blunt tips



JDS1542/5

5 PER BOX STERILE



Forbice congiuntivale, curva, punta smusse, lame da **10 mm**

Conjunctival scissors, curved, **10 mm** long blades, blunt tips




JDS4201/10

10 PER BOX STERILE



Microforbice per iride, punta smusse, curva, lame da **6 mm**

Iris scissors, curved, **6 mm** long blades, blunt tips



JDS2295.0/10

10 PER BOX STERILE



Anello da fissazione bulbo, **Ø 15 mm**, apertura da 9 mm sul fronte, con denti atraumatici

Fixation ring, **Ø 15 mm**, with 9 mm front opening, with blunt teeth

JDS2820.2/10

10 PER BOX STERILE



Compasso, scala 20 mm

Caliper, 20 mm spread




JDS4061/10

10 PER BOX STERILE



Port'aghi in acciaio, robusto, curvo, senza arresto, da **145 mm**

Stainless steel needle holder, curved, without lock, overall length: **145 mm**



INDIVIDUALI GENERICI/MISCELLANEOUS

10 PER BOX STERILE

JDS7322/10



Doppio scollaperiostio

Double-ended periosteal elevator

JDS2155.2/10



Uncino Graefe

Graefe hook


JDS2100.2/10



Elevatore palpebrale Desmarres, 14 mm

Eyelid retractor Desmarres, 14 mm


JDS2530/10



Cucchiaio da calazio doppio,
tondo Ø 2.3, ovale da 3.5 x 2.0 mm

Double chalazion curette,
round Ø 2.3, oval 3.5 x 2.0 mm

JDS2710/10



Pinza emostatica da 12.5 cm, retta,
piani zigrinati

Mosquito forceps,
12.5 cm, straight, serrated jaws

JDS3500.2/5

5 PER BOX STERILE



Pinza da calazio, 23 x 16 mm, acciaio

Chalazion forcep, 23 x 16 mm, steel

JDS3500.3/5

5 PER BOX STERILE



Pinza da calazio, 31 x 17 mm, acciaio

Chalazion forcep, 31 x 17 mm, steel

PINZE DA CAPSULORESSI/CAPSULORRHEXIS FORCEPS

10 PER BOX STERILE

JDS3135.1/10



1.8 mm incision



Pinza da capsuloressi, apertura controllata, per MICS fino a **1.8 mm**

MICS Rhexis forceps, for incisions down to **1.8 mm**, with controlled opening

JD3135.1R/10




1.8 mm incision



Pinza capsuloressi per MICS, con sistema di apertura controllata fino a **1.8 mm**, manico ergonomico, mod. Giannetti

MICS capsulorrhesis forceps with **1.8 mm** controlled opening, round handle sharp tips, by Giannetti

JDS3126.4/10




1.8 mm incision



Pinza capsuloressi **azione incrociata**, manico piatto, branche da **11 mm**, apice acuto

Capsulorrhesis forceps **cross action**, flat handle, **11 mm** sharp tips

JDS3126.8/10




Pinza da capsuloressi per MICS fino a **1.8 mm** ad **azione incrociata**

Cross action MICS Rhexis forceps, for incisions down to **1.8 mm**

JD3124.1

5 PER BOX STERILE



0.5 mm incision




Pinza capsuloressi coassiale per MICS, gambo rastremato **21-27G**, apici smussi, per incisione da 0.5 mm, mod. A. Caporossi

MICS coaxial capsulorrhesis forceps, tapered shaft **21-27G**, blunt tips for 0.5 mm incision, by A. Caporossi

JDS3133/5

5 PER BOX STERILE





Pinza capsuloressi, angolata, dorso poco curvo da 11 mm, apice acuto, manico ergonomico

Capsulorrhesis forceps, angled, 11 mm slightly curved arms, sharp tips, ergonomic handle

JDS3133.1/5

5 PER BOX STERILE



Pinza da ressi, manico ergonomico

Capsulorrhesis forceps, round handle

PINZE CORNEALI/CORNEAL FORCEPS

10 PER BOX STERILE

JDS3266.18/10
HOSKIN



Pinza corneale, retta, presa atraumatica, da 0.30 mm

Corneal forceps, straight, 0.30 mm pierce tips


JDS3234.1/10



Pinza corneale tipo colibrì, con 1x2 denti obliqui da 0.12 mm, con ppf

Colibri corneal forceps, 1x2 oblique, 0.12 mm teeth, with tying platform

JD3291/10



Pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm, con piani prendifilo, mod. Bonn

Bonn corneal forceps, 1x2 straight 0.20 mm teeth, with tying platform


JDS3151/10



Pinza corneale, retta, denti 0.12, PPF 5 mm, mod. Bonn

Bonn corneal forceps, straight, 0.12 mm teeth, 5 mm tying platforms


JDS3224/10



Pinza per congiuntiva con denti

Toothed forceps for conjunctiva

JDS3088/10




Pinza chirurgica e da fissazione, retta, con 1x2 denti retti da 0.70 mm

Conjunctival and fixation forceps, 1x2 straight, 0.70 mm teeth

PINZE SERRAFILI - MC. PHERSON/TYING FORCEPS

10 PER BOX STERILE

JD3290/10



Pinza serrafili e asportazione punti, retta

Tying and stitch forceps, straight


JDS3290.1/10



Pinza serrafili

Tying forceps



JDS3292/10



Pinza serrafili, curva,
con piani delicati da 4 mm.
Consigliata per suture da 8-0 a 10-0

Tying forceps, curved, with 4 mm tying
platform, delicate.
Recommended for 8-0 to 10-0 sutures


JD3218.1/10



Pinza Mc. Pherson, angolata

Mc. Pherson forceps, angled

JDS3085/10



Pinza Kelman-Mcpherson. Pinza serrafili,
angolata, lunga, delicata, senza piani

Mc. Pherson tying forceps, angled,
long, delicate, without platform

MANIPOLATORI IOL

IOL MANIPULATOR/IRIS PUSH-PULL/IRIS SPATULA

10 PER BOX STERILE


JD2193.4A/10



Uncino tira-spingi, posizionatore per IOL,
delicato, angolato, braccio da 12 mm

Push-pull IOL manipulator, delicate tip,
12 mm angle to tip

JDS2193.6/10



Uncino-manipolatore IOL, angolato,
punta a forcella, braccio da 12 mm

IOL manipulator, angled, Y-shaped tip,
12 mm angle to tip

JD2180.2A/10



Uncino manipolatore IOL

IOL manipulator

JDS2193A/10



Uncino-manipolatore IOL, push-pull, angolato, braccio curvo da 12 mm

IOL manipulator, push-pull, angled, curved, 12 mm angle to tip

JDS2407.4/10



Doppia spatola da iride con estremità curva e piatta, una da 1.2 mm e l'altra da 1 mm

Double ended Iris spatula, curved and flat. Width of the tips: one side 1.2 mm, one side 1.0 mm

PHACO CHOPPER

10 PER BOX STERILE

JD2180.24A/10



Phaco chopper Nagahara, angolo di taglio 60°, angolato, braccio da 10 mm

Nagahara Phaco chopper blunt tip, 60° cutting edge, 10 mm angle to tip

JDS2180.24A/10



Phaco-chopper, angolato, braccio da 1.2 mm, punta smussa, angolo di taglio 60°

Phaco chopper, angled, 1.2 mm angle to tip, blunt tip, 60° cutting edge

JD2180.8A/10



Uncino chopper mod. Pezzola

Phaco chopper blunt cutting tip by Pezzola

JDS2180.8A/10



Phaco-chopper, angolato, braccio da 10 mm, punta smussa di forma cuneiforme, angolo di taglio 70° arrotondata, L=90 mm, consigliato per tecnica di karate/quick-chop

Phaco chopper, 10 mm angle to tip wedge-shaped rounded tip, 70° cutting edge, L=90 mm, suggested for quick-chop

SPLITTER/MANIPOLATORI PER NUCLEO

NUCLEUS SPLITTER/MANIPULATOR

10 PER BOX STERILE

JD2192.9A/10



Splitter-manipolatore per nucleo, delicato, angolato, braccio da 10 mm

Nucleus splitter-manipulator, delicate, 10 mm angle to tip

JDS2192.24A/10



Spatola-manipolatore del nucleo, angolata, braccio da 10 mm, punta smussa, sezione rotonda

Nucleus spatula-manipulator, angled, 10 mm angle to tip, with blunt tip, cylindrical section

JD2622 SET VIE LACRIMALI/LACRIMAL INSPECTION SET


5 PER BOX STERILE

★ BEST SELLER

set composto da:
includes:

cannula curva **26G** x 1¼" (0.45 x 32 mm),
lunghezza 33 mm
26G x 1¼" (0.45 x 32 mm), curved cannula,
33 mm long

dilatatore vie lacrimali, sottile
lacrimal dilator, fine



DILATATORE VIE LACRIMALI/LACRIMAL DILATOR

JD2622.1/10

10 PER BOX STERILE



Dilatatore singolo vie lacrimali, sottile

Single lacrimal dilator, fine

CANNULE VIE LACRIMALI/LACRIMAL CANNULA

10 PER BOX STERILE

JD90387



Cannula vie lacrimali,
26G x 1¼" (0.45 x 32 mm) curva

Lachrymal cannula,
26G x 1¼" (0.45 x 32 mm), curved

JD90388



Cannula vie lacrimali,
25G x 1 ⅜" (0.50 x 29 mm) curva

Lachrymal cannula,
25G x 1 ⅜" (0.50 x 29 mm), curved

JD90393



Cannula vie lacrimali,
26G (0.45 x 30 mm) curva

Lachrymal cannula,
26G (0.45 x 30 mm) curved


SET RICOSTRUZIONE VIE LACRIMALI/NASOLACRIMAL INTUBATION SET

JD7020

3 PER BOX STERILE

Set ricostruzione vie lacrimali, per adulti,
composto da:
2 sonde Ø 22G lunghezza 185 mm
e 1 tubicino in silicone, Ø 0,7 mm,
lunghezza 300 mm

Nasolacrimal intubation set includes:
2 malleable Ø 22G, 185 mm long probes
and 1 silicone tubing Ø 0,7 mm,
300 mm long



* 52-208


1 PER BOX STERILE

* solo per il mercato domestico

* only for domestic market

Set completo per DCR,
con dispositivo di recupero incluso.
Lunghezza della sonda 150 mm, lunghezza del tubo
di silicone 320 mm, dispositivo di recupero lunghezza 105 mm

Complete set for Dacryocystorhinostomy,
supplied with retrieval device included. Probe length 150 mm,
silicone tube length 320 mm, retrieval device 105 mm length



CANNULE IDRODISSEZIONE /HYDRODISSECTOR CANNULA

10 PER BOX STERILE

JD94011



Cannula **IDRODISSEZIONE 25G**.
Angolo 7 mm dalla punta.
Punta rastremata e appiattita
sul **piano orizzontale**

25G HYDRODISSECTOR.
Angled 7 mm from tip.
Tip tapered and flattened in
the **horizontal plane**

JD93384C



Cannula **IDRODISSEZIONE 27G**,
22 mm, punta piatta nel **piano verticale**

27G HYDRODISSECTOR, 22 mm,
flattered tip in the **vertical plane**

CANNULE I/A BIMANUALI 23G

I/A BIMANUAL 23G "THIN-WALL" CANNULAE

5 PER BOX STERILE

"THIN-WALL"



JD96624



Manipolo per infusione 23G, punta curva,
fori laterali da 0.4 mm

23G infusion handpiece,
two 0.4 mm sideports

JD96613



Cannula aspirazione 23G, punta curva,
foro aspirazione 0.3 mm, **SABBIATA**

23G aspiration handpiece,
SANBLASTED, 0.3 mm port (curved)

JD96629



Cannula aspirazione 23G, punta curva,
foro aspirazione 0.3 mm, **LISCIA**

23G aspiration handpiece,
SMOOTH, 0.3 mm port (curved)

CANNULA I/A COASSIALE

I/A COAXIAL CANNULA

5 PER BOX STERILE



JD96682



Manipolo I/A 45°, **sleeve silicone**,
incisioni da 2.2 mm

24G **soft outer** 45° I/A handpiece,
silicon sleeve, 2.2 mm incision

SONDE MONOUSO GHIANDOLE MEIBOMIANE

DISPOSABLE MEIBOMIAN GLANDS PROBES

5 per box sterile


DRY EYE

Sonde per ghiandole Meibomiane

Probes for Meibomian glands

ogni misura è fornita in 5 unità per scatola

each size is provided in 5 units per box



JD2123.2
JD2124.2

probe length L=2mm - Ø=0.10mm
probe length L=2mm - Ø=0.15mm

2 mm

JD2123.4
JD2124.4

probe length L=4mm - Ø=0.10mm
probe length L=4mm - Ø=0.15mm

4 mm

JD2123.6
JD2124.6

probe length L=6mm - Ø=0.10mm
probe length L=6mm - Ø=0.15mm

6 mm



CHAMBER MAINTAINERS

10 PER BOX STERILE

JD93768
maintainer




Mantenitore camera anteriore da 20G
20G anterior chamber maintainer,
self-retaining

JD93769
maintainer



Mantenitore camera anteriore da 23G
23G anterior chamber maintainer,
self-retaining



CANNULE

10 PER BOX STERILE

JD91389 ○



Cannula 19G per anestesia sottotenoniana 19G Cannula for sub-tenon anaesthesia

JD93381 ●



Cannula 30G, angolo 35°, 4 mm dalla punta 30G Anterior Chamber Cannula. Angled 35°, 4 mm from tip (Rycroft)

JD94011 ●



Cannula idrodissezione 25G. Angolo 7 mm dalla punta. Punta rastremata e appiattita sul piano orizzontale 25G Hydrodissector. Angled 7 mm from tip. Tip tapered and flattened in the horizontal plane, 4 mm from tip (Rycroft)

EYEBANKING DMEK PUNCH

DMEKpunch a suzione, lama calibrata da 100 μ , Ø10.0mm, MONOUSO
vacuum DMEKpunch 100 μ calibrated blade, Ø10.0mm, DISPOSABLE

JD2890FD.100

Descrizione / Description

1. Lama Ø10.0 mm, profondità di taglio calibrata 100 μ
Punch blade Ø 10.0 mm with calibrated depth 100 μ
2. Base / Support
3. Raccordo / Syringe tubing
4. Siringa 5 cc con molla / 5 cc spring syringe



DMEK PUNCH

Caratteristiche / Unique features

- Sistema di centraggio della cornea / Cornea centering system
- Profondità di taglio a 0.10 mm che consente di individuare la Descemet velocemente, in modo sicuro ed efficace 0.10 mm
fixed-cutting depth allows safe and quick detection of the Descemet Membrane
- Sistema ripetibile ed indipendente dall'operatore / Predictable and reproducible system, does not depend on the operator
- Mortalità cellulare indotta dalla procedura assente 7 No induced cellular mortality

LAVORO SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO DEVELOPED IN COLLABORATION WITH THE EYE BANK FOUNDATION OF VENETO

La procedura DMEK è un nuovo traguardo nella chirurgia lamellare profonda. Grazie alla preziosa collaborazione iniziata con il Dott. R. Fogla, il nostro centro di ricerca ha sviluppato ed introdotto fra i primi un sistema a suzione per questa affascinante procedura.

Un nuovo progetto basato su analogo sistema, nato con la collaborazione tecnico-scientifica della Banca degli Occhi di Mestre, ha creato un innovativo donor punch in grado di semplificare la procedura di preparazione del lenticolo all'interno delle Banche degli Occhi.

DMEK is the latest accomplishment in deep lamellar surgery. Thanks to the valuable collaboration started with Dr. R. Fogla, our R & D department has been among the first developers of an innovative suction system for this fascinating procedure.

A new project, based on a similar system, developed with the scientific collaboration of the Mestre Eye Bank, has given birth to a new concept of donor punch with peculiar features that facilitate lenticle preparation in Eye Banks.

Nuovo sistema di aspirazione potenziato grazie a un innovativo zoccolo di suzione e nuovo disegno del punzone permette un facile e preciso taglio sotto il controllo visivo del chirurgo.

NEW enhanced donor vacuum trephine. Innovative design allows the surgeon to perform a precise and easy cutting under visual control

DMEK PUNCH MISURE ADDIZIONALI/ADDITIONAL SIZES DMEKPUNCH 100 μ CALIBRATED BLADE

JD2890FD.775

DONOR PUNCH Ø7.75 mm, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 μ , per membrana di Descemet
DONOR PUNCH Ø7.75 mm, CALIBRATED BLADE 100 μ , for Descemet membrane

JD2890FD.800


DONOR PUNCH Ø8.00 mm, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 μ , per membrana di Descemet
DONOR PUNCH Ø8.80 mm, CALIBRATED BLADE 100 μ , for Descemet membrane

JD2890FD.825

DONOR PUNCH Ø8.25 mm, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 μ , per membrana di Descemet
DONOR PUNCH Ø8.25 mm, CALIBRATED BLADE 100 μ , for Descemet membrane

JD2890FD.850

DONOR PUNCH Ø8.50 mm, PROFONDITA' CONTROLLATA 100 μ , per membrana di Descemet
DONOR PUNCH Ø8.50 mm, CALIBRATED BLADE 100 μ , for Descemet membrane





ONE-STEP YOGURT TECHNIQUE

La nuova tecnica di preparazione autonoma (Descemet peeling) nella procedura di trapianto DMEK, simula l'apertura di un vasetto di yogurt.

Un metodo innovativo, sicuro ed efficiente, che fornisce tempi di preparazione più brevi e un basso tasso di insuccesso indipendentemente dal livello di esperienza del chirurgo.

A new DMEK graft technique, which allows self-preparation of the lenticle with the peeling of the Descemet simulating the simple opening of a yogurt cup.

A new innovative, save and efficient method, that provides shorter preparation time and low rate of failure independently of surgeon's experience level.

FACILE / EASY

Il taglio del punch si estende fino alla linea di Schwalbe, dove la membrana di Descemet si stacca molto facilmente

Trephination extends up to Schwalbe's line in the periphery where DM is very easily peeled off. The technique resembles, thus, the opening of a yogurt cup creating a hinge to grasp the graft

SICURO / SAFE

Nessuna perdita di cellule endoteliali in quanto tutte le manipolazioni sono fatte solo su tessuto in eccesso che funge anche da indicatore di orientamento lenticolo. Niente più innesto a testa in giù

No endothelial cell loss as all manipulations are made only on excess tissue which also acts as an orientation marking. No more upside-down placed graft

VELOCE / QUICK

La preparazione viene eseguita con la tecnica single-peel in meno di 5 minuti

Preparation is performed in a single-peel technique in less than 5 minute

CONVENIENTE / AFFORDABLE

Non sono necessari strumenti speciali o ulteriori punch corneali
No need for special instrumentation or multiple corneal punches

FALLO DA SOLO / DO IT YOURSELF

Crea il tuo innesto in sala operatoria, curva di apprendimento molto bassa

Create your graft in operating theatre, very low learning curve

FIXED DEPTH

available size

JD700TZ Ø 7.0

JD750TZ Ø 7.5

JD800TZ Ø 8.0

JD850TZ Ø 8.5

JD900TZ Ø 9.0



PUNCH A SUZIONE MONOUSO PER DONATORE-TAGLIO A TOTALE SPESSORE DISPOSABLE CUTTING THROUGH VACUUM DONOR PUNCH

Nuovo sistema di aspirazione potenziato grazie a nuova geometria creata sulla base di suzione.
Il nuovo disegno del punzone permette un facile e preciso taglio sotto il controllo visivo del chirurgo.

The new enhanced suction system and an innovative design of the blade allows the surgeons to perform a precise cut of the lenticle under constant visual control by the surgeons.

JD2890.600 punch con lama, Ø 6.00 mm
punch with blade, Ø 6.00 mm

JD2890.625 punch con lama, Ø 6.25 mm
punch with blade, Ø 6.25 mm

JD2890.650 punch con lama, Ø 6.50 mm
punch with blade, Ø 6.50 mm

JD2890.675 punch con lama, Ø 6.75 mm
punch with blade, Ø 6.75 mm

JD2890.700 punch con lama, Ø 7.00 mm
punch with blade, Ø 7.00 mm

JD2890.725 punch con lama, Ø 7.25 mm
punch with blade, Ø 7.25 mm

JD2890.750 punch con lama, Ø 7.50 mm
punch with blade, Ø 7.50 mm

JD2890.775 punch con lama, Ø 7.75 mm
punch with blade, Ø 7.75 mm

JD2890.800 punch con lama, Ø 8.00 mm
punch with blade, Ø 8.00 mm

JD2890.825 punch con lama, Ø 8.25 mm
punch with blade, Ø 8.25 mm

JD2890.850 punch con lama, Ø 8.50 mm
punch with blade, Ø 8.50 mm

JD2890.875 punch con lama, Ø 8.75 mm
punch with blade, Ø 8.75 mm

JD2890.900 punch con lama, Ø 9.00 mm
punch with blade, Ø 9.00 mm

JD2890.925 punch con lama, Ø 9.25 mm
punch with blade, Ø 9.25 mm

JD2890.950 punch con lama, Ø 9.50 mm
punch with blade, Ø 9.50 mm

JD2890.100 punch con lama, Ø 10.00 mm
punch with blade, Ø 10.00 mm



PUNCH SENZA SUZIONE MONOUSO PER DONATORE-TAGLIO A TOTALE SPESSORE DISPOSABLE CUTTING THROUGH DONOR PUNCH NO VACUUM

JD2899.600 punch con lama, Ø 6.00 mm
punch with blade, Ø 6.00 mm

JD2899.625 punch con lama, Ø 6.25 mm
punch with blade, Ø 6.25 mm

JD2899.650 punch con lama, Ø 6.50 mm
punch with blade, Ø 6.50 mm

JD2899.675 punch con lama, Ø 6.75 mm
punch with blade, Ø 6.75 mm

JD2899.700 punch con lama, Ø 7.00 mm
punch with blade, Ø 7.00 mm

JD2899.725 punch con lama, Ø 7.25 mm
punch with blade, Ø 7.25 mm

JD2899.750 punch con lama, Ø 7.50 mm
punch with blade, Ø 7.50 mm

JD2899.775 punch con lama, Ø 7.75 mm
punch with blade, Ø 7.75 mm

JD2899.800 punch con lama, Ø 8.00 mm
punch with blade, Ø 8.00 mm

JD2899.825 punch con lama, Ø 8.25 mm
punch with blade, Ø 8.25 mm

JD2899.850 punch con lama, Ø 8.50 mm
punch with blade, Ø 8.50 mm

JD2899.875 punch con lama, Ø 8.75 mm
punch with blade, Ø 8.75 mm

JD2899.900 punch con lama, Ø 9.00 mm
punch with blade, Ø 9.00 mm

JD2899.925 punch con lama, Ø 9.25 mm
punch with blade, Ø 9.25 mm

JD2899.950 punch con lama, Ø 9.50 mm
punch with blade, Ø 9.50 mm



JCP0011.1

DISPOSABLE INSERTER FOR DESCMET LENTICLE

BEST SELLER ★

FEATURES:

PER INCISIONI CONVENZIONALI 2.8_3.0 mm

FOR CONVENTIONAL INCISIONS 2.8_3.0 mm




Il nuovo sistema basato, come concetto sul precedente kit di inserimento roll DMEK presentato nel 2013, migliora ed agevola la cattura del roll precedentemente "strippato" direttamente sul piatto di suzione del punch creato per la preparazione del roll che, immerso successivamente in soluzione bilanciata (BSS), verrà attraverso il cono applicato all'apice del cartridge, aspirato e convogliato agevolmente all'interno nel cartridge. Conclusa la fase di aspirazione del roll e verificando che sia stato correttamente posizionato nel cartridge, il cono verrà rimosso lasciando il sistema pronto per l'inserimento del lenticolo. Il cartridge potrà così essere inserito nella piccola incisione corneale attraverso la quale il roll verrà iniettato con la massima sicurezza e precisione. kit fornito completo di siringa, adattatore plastico, cartridge e cono di aspirazione.

The new system based on the same concept of the previous DMEK roll insertion kit introduced in 2013, improves and facilitates the capture of the lenticle previously "stripped" directly on the base of the suction punch used for its preparation. The roll, later soaked in balanced solution (BSS), will be easily aspirated inside the cartridge through the cone applied on the cartridge. Once the roll has been correctly positioned inside the cartridge, the cone will be removed leaving the system ready for delivery. The cartridge can then be inserted into the small corneal incision through which the roll will be injected with maximum safety and precision

The kit includes syringe, plastic adapter, cartridge and suction funnel

- 1 ACCERTARSI CHE L'IMBUTO SIA ASSEMBLATO AL CARTRIDGE
MAKE SURE THE FUNNEL IS WELL ASSEMBLED TO THE CARTRIDGE
- 2 ASSEMBLARE LA CARTUCCIA ALLA SIRINGA CON UNA PRESSIONE TALE DA RENDERE STABILE L'ACCOPIAMENTO
ASSEMBLE THE CARTRIDGE TO THE SYRINGE WITH A PRESSURE SUCH THAT THE COUPLING IS STABLE
- 3 ASPIRARE DELICATAMENTE IL LENTICOLO ATTRAVERSO L'IMBUTO FINO A CHE NON GIUNGA NELLA ZONA CENTRALE DEL BECCUCCIO PER INIEZIONE
GENTLY ASPIRATE THE LENTICLE THROUGH THE FUNNEL UNTIL IT REACHES THE CENTER OF THE INJECTION SPOUT
- 4 RIMUOVERE L'IMBUTO / REMOVE THE FUNNEL
- 5 INTRODURRE IL BECCUCCIO PER INIEZIONE NELL'INCISIONE ED INIETTARE IL LENTICOLO
INSERT THE INJECTION SPOUT INTO THE INCISION AND INJECT THE LENTICLE




JCP0011.2 SMALL INCISION

FEATURES:

PER PICCOLE INCISIONI 2.3_2.5 mm

FOR SMALL INCISIONS 2.3_2.5 mm




MIDI

MICRO INCISION DESCemet INSERTER V. SARNICOLA M.D.

JD0012 DMEK INSERTER

unique and unparallelled



INSERTORE MIDI PER DMEK PER INCISIONI DA 2.4/2.5 MM, BY SARNICOLA M.D., STERILE, MONOUSO

Il sistema presenta diverse caratteristiche: ergonomia e semplicità di introduzione del lenticolo in camera anteriore grazie alla trasparenza del vetro, inoltre l'angolazione riprende il naturale e fisiologico approccio così come altri strumenti chirurgici.

. Nella **PRIMA FASE** il contenitore centrale cattura e accoglie facilmente il roll (DM) attraverso una delicata e controllata suzione grazie a un filtro che previene ed evita l'aspirazione all'interno della siringa.

. Nella **SECONDA FASE** il sistema "MIDI" prevede l'accoppiamento del cartridge con il contenitore principale. Il sistema è pronto per inserire il roll in modo corretto semplice, sicuro e sempre ripetibile. Caratteristica fondamentale è il sistema rotativo del contenitore centrale che permette di orientare correttamente il roll prima dell'inserimento.

MIDI INSERTER FOR DMEK. 2.4/2.5 MM INCISION, BY SARNICOLA M.D., STERILE, DISPOSABLE

The system is introduced with innovative ergonomics, which facilitates the introduction of the glass tip in the anterior chamber.

The angle, similar to many other traditional surgical instruments, allows a more natural and physiological approach.

. In the **FIRST STEP** the central glass captures the roll (DM), through a gentle and controlled suction, an innovative filter system control prevents the graft from being sucked into the syringe.

. In the **SECOND STEP**, the "MIDI" cartridge (micro incision descemet inserter), is mounted on the main container making the system ready to inject the roll in a simple, proper and safe way.

Importantly, the main container glass can be rotated thus allowing proper orientation of the graft before injecting.

JDMEK SCORING-STRIPPING DMEK/DSAEK SET


5 PER BOX STERILE

**set composto da:
includes**

Uncino "scoring" DSEK/DSAEK, acuto, angolato / DSEK/DSAEK "scoring" hook sharp, angled

Uncino "stripper" DSEK/DSAEK, apice a "T" per rimuovere la membrana di Descemet

DSEK/DSAEK "stripper", "T" shaped tip to remove the Descemet membrane



DOPPIO MARCATORE/DOUBLE-ENDED MARKER

JDS2296.20/5

5 PER BOX STERILE



Doppio marcatore corneale
per DMEK/DSEK, Ø 8.00 mm, Ø 9.00 mm

Double-ended corneal marker for
DMEK/DSEK, Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm

JD0013 EYE BANK DESCemet PEELING SET

5 PER BOX STERILE

**set composto da:
includes**

L'uncino di sezione triangolare con apice atraumatico svolge la funzione di clivaggio al margine del lenticolo precedentemente fissato sulla base a suzione. Una volta definito lo spessore della membrana di pura Descemet, la pinza J2892 esegue lo scollamento sotto l'azione di peeling

Delicate blunt hook for Descemet membrane cleavage. The Fogla hook, with atraumatic tips, triangular shaped, performs the cleavage at the edges of the lenticle previously secured to the suction DMEK support. Once the correct thickness of the pure Descemet membrane is achieved, the Janach forceps J2892 performs the detachment by means of the peeling action




La pinza con branche anatomiche afferra al margine la membrana fissata sul supporto a suzione che dolcemente viene scollata sotto un'azione di peeling. Il lenticolo scollato viene poi immerso nella soluzione prima di essere inserito nel paziente.

Lo scollamento del margine si ottiene utilizzando l'uncino di clivaggio J2891E

Forceps with tips anatomically designed for the stripping/peeling of the delicate Descemet membrane. The forceps grasp the membrane at the edge and perform the detachment of the Descemet lenticle by means of a peeling action.

At this step the membrane is secured to its support by the suction system. Cleavage of the membrane is performed with the Fogla hook J2891E



JDBB01 BIG BUBBLE SET DESIGNED BY R. FOGLA M.D.

BEST SELLER

5 PER BOX STERILE

**set composto da:
includes**

cannula DALK da iniezione, monouso 27G (BIG BUBBLE)
disposable DALK air injection cannula 27G (BIG BUBBLE)

dissettole monouso per tasca intrastromale, sezione conica, per tecnica "BB"
disposable intrastromal pocket dissector, conical shaped, for BIG BUBBLE technique



lower port



conical shaped

JDBB00 BIG BUBBLE JANACH SET

5 PER BOX STERILE

**set composto da:
includes**

cannula DALK da iniezione, monouso 27G (BIG BUBBLE)
disposable DALK air injection cannula 27G (BIG BUBBLE)

dissettole per tasca intrastromale, sezione triangolare, per tecnica "BB"
Intrastromal pocket dissector, triangle-shaped, for BIG BUBBLE technique



lower port



triangle-shaped

BIG BUBBLE DISPOSABLE CANNULA

10 PER BOX STERILE



SG211050

Cannula DALK/BIG BUBBLE da iniezione aria,
piatta 27G foro inferiore da 0.4 mm

27G air injection big-bubble flat cannula,
0.4 mm lower port

JCP0005 CXL CROSS LINKING DISPOSABLE SET

5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes

siringa a molla con anello a suzione
single use vacuum syringe with suction ring

blefarostato REVERSIBILE, valve piene. In polimero medicale
REVERSE speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free

spatola per depitelizzazione
spatula for epithelium removal

marcatore per zona ottica, Ø 9.0 mm
corneal marker, Ø 9.0 mm

tamponi triangolari in PVA con manico, 2 confezioni da 5 pezzi sterili
PVA spears, triangular, with handle, 2 pack of 5 spears each, sterile

telo 75x60 cm, in materiale bi-accoppiato con foro ovale 6x9 cm
standard drape 75x60 cm, with oval incision film 6x9 cm



JCP0007 CXL DISPOSABLE KIT SYRINGE+CXL RING

5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes

siringa a molla con anello a suzione, monouso
single use vacuum syringe with disposable suction ring

JD2654 DISPOSABLE VACUUM SYRINGE

5 PER BOX STERILE

siringa a molla monouso, con tubo in silicone e raccordo
da usare con anello riutilizzabile J2294

disposable vacuum syringe with tubing set
to be used with J2294 reusable ring




J2294 CXL CROSS LINKING REUSABLE RING

anello per procedura CXL, risterilizzabile, per un posizionamento stabile sulla cornea. Elimina fuoriuscite del prodotto evitando irritazioni ed emorragie subcongiuntivali, garantendo la perfetta riproducibilità dell'intervento.

Utilizzare con siringa a suzione monouso JD2654

reusable CXL soaking ring for cross-linking procedure. Allows for easy, quick and steady positioning on the cornea, eliminates fluid leakage, avoids subconjunctival irritations and haemorrhages assures accurate repeatability of the procedure.

To be used with disposable vacuum syringe JD2654
designed by P. Vinciguerra M.D.



BACKFLUSH

5 PER BOX STERILE

JD95641



Backflush attivo/passivo, manico 23G,
cannula a **punta morbida**

Active/passive backflush handle with 23G
Soft tip cannula

JD95615



Backflush attivo/passivo, manico 25G,
cannula a **punta morbida**

Active/passive backflush handle with 25G
soft tip cannula

JD95590A



Backflush attivo/passivo

Active/passive backflush handle.
Allows conversion from active to passive
aspiration

JD3784

10 PER BOX STERILE



Serbatoio backflush passivo

Silicone spare reservoir for backflush


RETRATTORI FLESSIBILI/FLEXIBLE IRIS RETRACTORS

5 PER BOX STERILE

JD4900

Retrattori flessibili, 1 confezione da 5 pezzi,
monouso

Flexible iris retractors, 1 pack of 5 hooks,
disposable



CANNULE/CANNULAE

10 PER BOX STERILE

BLUNT TIP



JD95582		cannula 20G x 32 mm, per BACKFLUSH (non protetta)	cannula 20G x 32 mm, for BACKFLUSH
JD95589		23G x 32 mm	23G x 32 mm
JD95588		25G x 32 mm	25G x 32 mm
JD95597		27G x 32 mm	27G x 32 mm

SOFT TIP



JD95568		cannula 20G x 32 mm,SOFT TIP, lunghezza silicone 1 m	cannula 20G x 32 mm, silicon length 1 mm, SOFT TIP
JD95569		23G, lunghezza silicone 2 mm	23G x 32 mm, silicon length 2 mm, SOFT TIP
JD95567		25G, lunghezza silicone 1 mm	25G x 32 mm, silicon length 1 mm, SOFT TIP

BRUSH TIP



JD95586		cannula 20G x 32 mm, per BRUSH SILICONE, lunghezza silicone 1.25	20G x 32 mm, BRUSH SILICONE cannula, silicon length 1.25 mm
JD95560		23G x 32 mm, lunghezza silicone 0.7 mm	23G x 32 mm, silicon length 0.7 mm
JD95550		25G x 32 mm, lunghezza silicone 0.7 mm	25G x 32 mm, silicon length 0.7 mm

PFCL DUAL BORE

10 PER BOX STERILE



JD95500		cannula coassiale (Dual Bore), PFCL, 23G/30G	Perfluorocarbon PFCL, coaxial (Dual Bore) cannula, 23G/30G
JD95500A		cannula coassiale (Dual Bore), PFCL, 25G/30G	Perfluorocarbon PFCL, coaxial (Dual Bore) cannula, 25G/30G

LENTI MONOUSO/DISPOSABLE LENSES

8 PER BOX STERILE

JD4811

LENTE PIATTA

La lente permette una visione del polo centrale potere posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Ideale per fotografia. FOV 36°, ingrandimento 1,02x


FLAT LENS

The lens allows the view of the central posterior pole and vitreous in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 36°, 1,02X Magnification



FLAT LENS



JD4805

LENTE MAGNIFYING PER POLO POSTERIORE CONVESSA

Per esaminare in modo dettagliato le membrane retiniche durante la loro manipolazione, in occhi fachici e pseudofachici.

FOV 30°, ingrandimento 1,49x


MAGNIFYING LENS

For detailed examination and minute surgical manipulation of retinal membranes in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 30°, 1,49x magnification



MAGNIFYING LENS



JD4803

LENTE CON AMPIO CAMPO VISIVO


La superficie concava facilita la visione del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici, permettendo un campo di visione di 48°

WIDE FIELD

Concave anterior surface facilitates a 48° field of view of the central posterior pole and central vitreous in phakic and pseudophakic eyes



WIDE FIELD



JD4807

LENTE PRISMATICA - 30°

Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici.

FOV 33°, ingrandimento 1.02x



PRISMA LENS - 30°

Provides visualization of the posterior peripheral fundus and vitreous beyond the equator with minimal distortion in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 33°, 1.02x magnification



PRISMA 30°



JD4802

LENTE BICONCAVA

Facilita la visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici.

FOV 25°, ingrandimento 0.80x


BICONCAVE LENS

It facilitates the view of the fundus in an air-filled vitreous cavity in phakic and pseudophakic eyes.

FOV 25°, 0.80x magnification



BICONCAVE



RINGS

10 PER BOX STERILE



Anello in silicone, monouso



Silicone ring, disposable

JD4801.1/10

PINZE VITREORETINA VR/RETINAL FORCEPS_SCISSORS

5 PER BOX STERILE

23G



JD3834.23



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, 23G

23G **ILM**, internal limiting membrane removal forceps

JD3839.23



Micropinza, 23G retta, presa "coccodrillo"

23G retinal serrated forceps

JD3842.23



Microforbice vitreale, 23G retta

23G vitreous scissors, straight jaws

25G



JD3834.25



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, 25G

25G **ILM**, internal limiting membrane removal forceps

JD3839.25



Micropinza, 25G retta, presa "coccodrillo"

25G retinal serrated forceps

JD3842.25



Microforbice vitreale, 25G retta

25G vitreous scissors, straight jaws

27G



JD3834.27



Micropinza **ILM**, per rimozione membrana limitante interna, 27G

27G **ILM**, internal limiting membrane removal forceps

JD3839.27



Micropinza, 27G retta, presa "coccodrillo"

27G retinal serrated forceps

PINZE ICL/ICL FORCEPS

JD3864.1
5 PER BOX STERILE



Pinza per il caricamento nel cartridge della lente ICL™

ICL™ forceps, for cartridge loading



JDS2188.2/10
10 PER BOX STERILE



Pinza per caricamento lente ICL™, angolata, branche sottili da 13 mm

ICL™ angled loading forceps, delicate tips. 13 mm long thin blades

SPATOLA ICL/ICL SPATULA

10 PER BOX STERILE

JD2184.2.1A/10



Spatola a disco per lente ICL™

Spatula for ICL™



SMILE DISPOSABLE FORCEPS

5 PER BOX STERILE

JD3167/5



Pinza 23G per procedura SMILE

23G SMILE disposable forceps



PRK SPATULA AND CONTAC LENS POSITIONING

10 PER BOX STERILE

JD2112/10



Spatola hockey per depitelizzazione PRK, consigliata anche per procedure di DSEK/ DSAEK, Slam e Pterigio

Hockey spatula for epithelium removal, suggested for PRK DSEK/ DSAEK, Slam and Pterygium



JD2188/10



Pinza per posizionamento lente terapeutica post-op, mod. Marino

Post-op contact lens positioning forceps, by Marino



JDGALAKIT CATARACT SET

5 PER BOX STERILE

BEST SELLER ★





set composto da:
includes:


forbice ad anelli retta, smussa / ring handle scissors, straight, blunt




blefarostato regolabile valve aperte, acciaio / adjustable speculum



pinza a colibri denti da 0.12 mm / colibri forceps, 0.12 mm teeth



pinza da capsuloressi per MICS fino a 1.8 mm ad azione incrociata
Iris **cross action** MICS Rhexis forceps, for incisions down to 1.8 mm



phaco chopper manico in alluminio / phaco chopper, aluminium handle



JCP0003 TORIC IOL SET

5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes:

anello + marcatore assiale/ring + axial marke

anello graduato 5° ogni step/ring with marks each 5°



JCPCAT1 CATARACT SET

5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes




CATARACT SET


forbice ad anelli retta, smussa / ring scissors, straight, blunt tips



blefarostato regolabile, leggero, valve aperte da 14 mm, a FORMA DI V
Adjustable speculum, 14 mm v-shaped blades



pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm
corneal forceps, 1x2 denti retti da 0.20 mm




pinza capsuloressi, angolata, dorso poco curvo da 11 mm, apice acuto, manico ergonomico
capsulorhexis forceps, angled, 11 mm, curved arms, sharp tips, ergonomic handle



phaco chopper Nagahara, angolo di taglio 60°, angolato, braccio da 10 mm
Nagahara Phaco chopper blunt tip, 60° cutting edge, 10 mm angle to tip



splitter-manipolatore per nucleo, delicato, angolato, braccio da 10 mm
nucleus splitter-manipulator, delicate, 10 mm angle to tip



JCP0004.41 FLACS KIT PER CATARATTA FEMTO ASSISTITA


set composto da:
includes:



blefarostato regolabile valve aperte, acciaio / adjustable speculum



blefarostato monofilamento, modello Carones
wire speculum



pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm
corneal forceps, 1x2 denti retti da 0.20 mm



micro spatola sottile a lancia, larghezza 0.8 mm
incisions breaching spatula for femto laser procedure, 0.8 mm lancet shaped



pinza serrafili, angolata, lunga, delicata, senza piani
tying forceps, angled, long, delicate, without platform




splitter-manipolatore per nucleo, delicato, angolato, braccio da 10 mm
nucleus splitter-manipulator, delicate, 10 mm angle to tip



uncino manipolatore IOL / IOL manipulator



forbice 90 mm, retta, punte acute, lame da 24 mm
90 mm scissors, straight, 24 mm long blades, pointed tips



cannula per viscoelastico / viscoelastic cannula



pinza per caricamento lente iol, acciaio / iol lens loading forceps, steel



JDIOLEXP EXTRACTION IOL SET


5 PER BOX STERILE

**set composto da:
includes:**

forbice per taglio IOL da rimuovere, angolata, lame delicate da 6 mm, lama inferiore dentellata
scissors for removal of IOL, angled, 6 mm long, delicate blades, with serrated lower blade



pinza holder per espianto IOL, angolata 13mm, apici zigrinati 5mm
IOL extraction forceps, angled, strongly serrated



uncino reverse / reverse hook




JDFEMTO.1 FEMTO CATARACT BASIC SET

5 PER BOX STERILE

**set composto da:
includes:**

blefarostato REVERSIBILE, valve piene. In polimero medicale
REVERSE speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free



micro spatola sottile a lancia, larghezza 0.8 mm, per scollare ed aprire delicatamente le incisioni create dal femto laser
incisions breaching spatula for femto laser procedure, 0.8 mm lancet shaped (to open the incision performed by femto laser)



splitter per nucleo, di forma a disco, sottile, per femto laser (utile per separare i quadranti di nucleo) monouso
nucleus splitter, disc shaped very thin for femto second laser (useful to separate the quadrants of the nucleus) disposable



STRUMENTI ADDIZIONALI/ADDITIONAL TOOLS

10 PER BOX STERILE

JD2192.35A/10



Micro spatola sottile a lancia, larghezza 0.8 mm, per scollare ed aprire delicatamente le incisioni create dal femto laser

Incisions breaching spatula for femto laser procedure, 0.8 mm lancet shaped (to open the incision performed by femto laser)

JD2294.50/10

10 PER BOX STERILE



Anello graduato 5° ogni step

Ring with marks each 5°

ADDITIONAL TOOLS FOR THE BASIC SET JDFEMTO.1


JD2180.24A/10



Phaco chopper Nagahara, angolo di taglio 60°, angolato, braccio da 10 mm

Nagahara Phaco chopper blunt tip, 60° cutting edge, 10 mm angle to tip

JD3126.9/10



Pinza capsulare, con sistema di apertura controllata, punte smusse da 11 mm, per incisione da 1.7 mm (per rimuovere il flap capsulare nella chirurgia con femto laser)

Capsule removal forceps with controlled opening, 11 mm blunt tips, work down to 1.7 mm incisions. (to be used after femtosecond laser capsulotomy to grasp and remove the capsule)

JD96624



Manipolo per infusione 23G, "THIN-WALL", punta curva, fori laterali da 0.4 mm

23G infusion handpiece, "THIN-WALL", two 0.4 mm sideports

JD96613



Cannula aspirazione 23G, punta curva, THIN-WALL", foro aspirazione 0.3 mm, sabbiata


23G aspiration handpiece, sanblasted, THIN-WALL", 0.3 mm port, CURVED

JCP0008 SET PER SUTURA/SUTURING SET


5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes:

pinza serrafili / tying forceps



bisturi 22.5° / 22.5° knife



portaghi / needleholder




JCP0015.1 SET ASPORTAZIONE SUTURA/STITCHES REMOVAL SET


5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes:

pinza serrafili, acciaio / tying forceps



Microforbice per iride, lame da 6 mm, punte smusse, CURVA/Iris scissors, 6 mm long blades, blunt tips, CURVED



JDLASIK00 LASIK SET

5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes:

spatola rastremata per scollamento flap corneale.

L' apice leggermente angolato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap

tapered spatula to unstick the corneal flap. The angled tapered tip works at the flap edges inside the groove

spatola rastremata per sollevamento flap corneale. Viene posizionata sotto il flap e lo solleva con un' azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)

tapered spatula to lift the corneal flap. The tip, positioned under the flap, lifts it under a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the exit point)

blefarostato REVERSIBILE, valve piene. In polimero medicale
REVERSE speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free

cannula per lavaggio flap corneale tecnica LASIK, dorso piatto,
a 3 fori, Ø 0.50 mm, braccio da 12 mm

LASIK irrigation cannula, flat, 3 ports, 25 gauge, 12 mm angle to tip

tamponi triangolari in PVA con manico, conf. 5 sponge

PVA spears with handle, 5 sponge



JDLASIK01 LASIK SET

5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes:

uncino delicato per scollamento flap corneale. Viene inserito nel solco per scollare i margini del flap

hook to unstick the corneal flap. The delicate hook works at the flap edges inside the groove

ansa per sollevamento flap corneale, rastremata e allungata a forma di "C".

Viene posizionata sotto il flap e lo solleva con un' azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)

spatula to lift the corneal flap. The "C" shaped tapered spatula, once positioned under the flap, lifts it with a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the exit point)


blefarostato REVERSIBILE, valve piene. In polimero medicale
REVERSE speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free

cannula per lavaggio flap corneale tecnica LASIK, dorso piatto, a 3 fori, Ø 0.50 mm,
braccio da 12 mm

LASIK irrigation cannula, flat, 3 ports, 25 gauge, 12 mm angle to tip

tamponi triangolari in PVA con manico, conf. 5 sponge

PVA spears with handle, 5 sponge



SMILE

5 PER BOX STERILE

JD3167/5



Pinza 23G per procedura SMILE

SMILE disposable 23G forceps

JDS2192.39/5



Doppio strumento per procedura Smile®
Spatola per delaminare e scollare il flap
e/o il lenticolo.
Uncino per sollevare l'incisione

Double ended instrument for Smile® procedure.
Spatula for detachment and delamination
of lenticle.
Hook for opening of the incision

JDS2192.91/5



Dissetto per tasca intrastromale. Il
particolare design con curvatura e
sottigliezza del dissetto consente una
delicata dissezione della tasca evitando
stress dell'incisione principale

Intrastromal pocket dissector. The unique
design, curvature and thickness of this
dissector allows easy dissection of the
pocket without stressing the incision

JDS2115.18A/5



Strumento con doppio terminale, per scollare
e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK.
L'uncino delicato viene inserito nel solco per
scollare i margini del flap. L'ansa allungata a
forma di "C" e rastremata viene posizionata
sotto il flap e lo solleva con un' azione di
spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera
fino al punto d'uscita)

Double-ended instrument to unstick and lift
the corneal flap in LASIK procedures.
The delicate hook works at the flap edges
inside the groove. The "C" shaped tapered
loop, once positioned below the flap, lifts it
with a gentle push on the horizontal plane
(from the hinge to the exit point)

JCP0002 PRK PHOTO REFRACTIVE KERATOMY SET

5 PER BOX STERILE

set composto da:
includes:

blefarostato REVERSIBILE, valve piene. In polimero medicale
REVERSE speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free

spatola per depitelizzazione
spatula for epithelium removal



marcatore per zona ottica, Ø 9.0 mm
corneal marker, Ø 9.0 mm



cannula per irrigazione curva, apertura sul fronte. Per PRK/LASIK
PRK/LASIK irrigation cannula. Curved and flat, front opening



JCP0001 IVT INJECTIONS SET

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA CUSTOMIZED CONFIGURATION ON REQUEST

blefarostato REVERSIBILE, valve piene. In polimero medicale
REVERSE speculum, solid blade. Medical polymer. Latex-free

5 bastoncini assorbenti a sigaretta
5 cellulose absorbent sticks

5 compresse di garze TNT 10x10 cm - 4 strati
5 TNT gauze 10x10 cm - 4 layers

pinza corneale, 1x2 denti retti da 0.20 mm, con piani prendifilo, mod. Bonn
corneal Bonn forceps, 1x2 straight teeth, 0.20 mm, with tying platform

marcatore 3,5-4 mm / marker 3,5-4 mms

ago ipodermico 30 G x 13 mm / hypodermic needle, 30 G x 13 mm

siringa 2,5 ml LL / syringe 2,5 ml LL

ciotola graduata 500 cc / graduated bowl, 500 cc

spugna con manico / handle sponge

telo paziente SMS 100x120 cm, film inciso e tasca laterale
SMS ophthalmic drape, 100x120 cm with incision film and side pocket

telo standard 150x150 cm / standard drape, 150x150 cm

MARCATORE/MARKER

10 PER BOX STERILE


JD2836/10



Marcatore 3,5-4 mm

Marker 3,5-4 mm

J2294.75
RIUTILIZZABILE
REUSABLE



Doppio anello fissabulbo per ago da 30G,
sistema guidato a 3.5 e 4.0 mm dal limbus,
con guida per iniezioni intravitreali

IVT double fixation ring for 30G needle, 3.5
and 4.0 mm guided system for intravitreal
injections

JDFS.BOX.100


Strisce oftalmiche di fluoresceina sodica, 1 mg.
Singole buste, confezione da 100 pz.

Fluorescein sodium ophthalmic strips, 1 mg.
100 per box, individually packed sterile



FLUORESCEINA

STRISCE OFTALMICHE / OPHTHALMIC STRIPS



CAUTERIO MONOUSO DISPOSABLE CAUTERY

10 PER BOX STERILE



Bovie BBAA00



Cauterio monouso - PUNTA FINE

Disposable cautery - FINE TIP

Bovie BBAA01



Cauterio monouso ad alta temperatura

High temperature cautery

Bovie BBAA04



Cauterio monouso - PUNTA ALLUNGATA

Disposable cautery - ELONGED TIP

Bovie BBAA90



Cauterio monouso - PUNTA MICROFINE

Disposable cautery - ULTRAFINE TIP

JT0006 OPHTHALMOPLASTIC CUSTOM PACK

SINGLE BOX

set composto da:
includes:

1 telo tavolo porta strumenti avvolgente 160x160 cm
1 drape, cm 160x160

1 telo paziente **A** con fessura adesiva, taglio a U, 150x200 cm
1 patient drape with adhesive fenestration, cm 150x200


1 telo **B** 75x90 cm in TNT bi accoppiato con lato adesivo
1 TNT drape 75x90 cm bicoupled with adhesive side

1 siringa luer lock, 5 ml / 1 luer lock syringe, 5 ml

1 ago da 30G x 1/2 " (13 mm) / needle 30G x 1/2 " (mm 13)

1 ago da 18G x 1/2" (38 mm) / needle 18G x 1/2" (mm 38)


tamponi 5x66 mm / sponges 5x66 mm



JT0000 LASIK DRAPE

SINGLE BOX

Telo paziente singolo per tecnica LASIK bilaterale,
doppia tasca di raccolta
Patient drape for bilateral LASIK procedure, two side pocket



ACCESSORI/ACCESSORIES

Viscot® V1425SR-10
10 PER BOX STERI



Penna dermografica Viscot® con punta
doppia: ultra fine e media


Double tip Viscot® dermographic
pen: ultra fine and medium

ACCESSORI/ACCESSORIES

J4491

box of 200 items 20 pack
of 10 sterile units

Tamponi triangolari in PVA con manico.
Freccia assorbente: 100% Poly Vinyl Alcohol
(PVA) in spugna. Manico: polipropilene,
dimensioni: 3.85 x 53.5 mm
PVA spears, triangular, with handle. 100%
Polyvinyl Alcohol (PVA) sponge absorbent
arrow. Polypropylene handle,
dimensions: 3.85 x 53.5 mm



J4496.1

box of 400 items 20 pack
of 20 sterile units

Tamponi Viscotex, 5x66 mm
Viscotex sponges, 5x66 mm



J4494.1

20 PER BOX STERILE

Protettore corneale in pva,
diametro da 8 mm
Corneal Light Shield 8 mm diameter



J4499

20 PER BOX STERILE



Studiato per drenaggio fluidi in procedure
LASIK. In materiale PVA ultra-liscio e
biocompatibile. Drenaggio ultraveloce, non
lascia residui pelucchi e fibre. Fornito sterile,
monouso, validità di sterilità 5 anni

Designed for the quick and efficient
management of fluids during LASIK
procedures. Ultra-smooth, biocompatible PVA
sponge. Ultra-fast wicking, lint and fibre free.
Supplied sterile, single use only, declared 5
year shelf life

J4428

100 PER BOX STERILE

Protettore oculare trasparente post
intervento, universale, sterile
Eye shield, clear, universal, sterile



J5001 *

Confezione da 12 flaconi da 120 ml
Box of 12 bottles 120 ml

TSL 44, soluzione detergente, disinfettante,
senza risciacquo, ideale per dispositivi ed
accessori oftalmici a contatto
* Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo
da medici professionisti in strutture ambulatoriali,
pubbliche o private e nelle sale operatorie
Esclusa la vendita al dettaglio

TSL 44, detergent and
disinfectant solution for
ophthalmic contact items
* Only for domestic market



CANABRAVA RING



CANA-RING

Dispositivo non pre-caricato. Semplifica la facoemulsificazione e gli interventi chirurgici in cui la dilatazione farmacologica della pupilla non è sufficiente.

- Anello semicircolare a 300° con apertura a 60° realizzato in un unico pezzo
- Non richiede iniettore
- Facile da inserire e rimuovere
- L'anello può essere inserito attraverso incisioni inferiori a 2 mm
- Facile da inserire in pupille di dimensioni inferiori a 4.5 mm
- Ottima visibilità
- Dispositivo monouso, non può essere risterilizzato

It simplifies phacoemulsification and surgical interventions in which the pharmacological dilation of the pupil is not sufficient.

- Semicircular 300 ° ring with opening at 60 °, ring in single piece
- Injector non needed
- Easy insertion and removal
- The ring can be inserted through incisions less than 2 mm
- Easy to fit into pupils less than 4.5 mm diameted
- Excellent visibility
- Single use device / cannot be risterilizzato

AJL BBG ophthalmic solution



AJL-BBG 0.25%

AJL BBG è una soluzione oftalmica sterile, apirogena, isotonica, pronta per l'uso in chirurgia vitreoretinica nel **segmento posteriore**. La soluzione BBG è in grado di colorare efficacemente la membrana limitante interna (ILM)

AJL BBG 0.025% is an ophthalmic sterile, non-pyrogenic, isotonic solution, ready for use in vitreoretinal surgery. The BBG solution is capable of effectively staining

AJL-BLUE 0.06%

AJL BLUE 0,06 % è una soluzione oftalmica sterile di trypan blue, intraoculare e biocompatibile utilizzata nella chirurgia oftalmica del **segmento anteriore**. Questo colorante oftalmico viene utilizzato come coadiuvante nelle capsuloressi e minimizza il rischio di lacerazione negli occhi con cataratta matura, o con piccole pupille

It is an ophthalmic sterile trypan blue solution, intraocular and biocompatible used in ophthalmic surgery of the anterior segment. This ophthalmic dye is used as acoadjuvant during capsulorhexis and minimises the risk of laceration in eyes with mature cataracts or with small pupils

AJL BLUE ophthalmic solution




AJL CAPSULAR TENSION RING



AC / AC-PL rings - ACS / ACS-PL rings

Dispositivo **pre-caricato** progettato per essere inserito nel sacco capsulare durante l'intervento di cataratta, allo scopo di distendere il sacco equatorialmente e successivamente stabilizzandolo durante e dopo la procedura. Disponibile con profilo (sezione) stondato e/o squadrato. Utilizzato in pazienti che presentano:

- Debolezza zonale primaria o secondaria
- Zonolisi parziale
- Traumi
- Sindrome da pseudoesfoliazione
- Previene il rischio di retrazione capsulare (ad es. uveite)
- Favorisce la centratura e la stabilizzazione delle lenti intraoculari
- Diminuisce della cicatrizzazione del sacco capsulare asimmetrico
- Previene la fibrosi e la contrazione della capsula anteriore
- Stabilizza la capsula nei casi di miopia elevata



IRIS EXPANDER

OASIS®



Dispositivo **pre-caricato** che permette l'espansione delle pupille non sufficientemente dilatate durante gli interventi oftalmici, garantendo visibilità ottimale durante la procedura.

- Visualizzazione ottimale negli interventi chirurgici più complicati sulla pupilla
- I profili angolari consentono di catturare delicatamente il tessuto oculare senza pizzicarlo o danneggiarlo.
- Una volta rimossa, l'iride ritorna alla sua naturale posizione e funzionalità
- Utilizzato nella gestione della sindrome dell'iride a bandiera (IFIS)
- Facile rimozione senza potenziali lacerazioni

Surgical solution to gently expand insufficiently dilated pupils during ophthalmic surgery and sustain visibility throughout the procedure

- Unimpeded view during complicated small pupil surgeries
- Four pockets that gently cradle the ocular tissue without pinching or clamping.
- Once removed, the iris returns to its normal shape and function
- Also used to manage Floppy Iris Syndrome (IFIS)
- Easy removal without potential tearing

OA9625 Ø 6.25 mm, 5 unità per scatola

OA9625S Ø 6.25 mm, 1 unità per scatola

OA9700 Ø 7.00 mm, 5 unità per scatola

OA9700S Ø 7.00 mm, 1 unità per scatola

VIDEO SU WWW.JANACH.IT

PUNCTUM PLUG IN SILICONE

OASIS®



PLUGS PER VIE LACRIMALI

OCCLUSIONE A LUNGO TERMINE

Il caratteristico cappuccio a basso profilo combinato con un silicone più morbido e flessibile massimizza il comfort del paziente. Ora disponibile con due opzioni di inserimento. Il dispositivo **SOFT PLUG®** risulta rimovibile con una pinza come riportato nelle istruzioni per l'uso

LONG TERM OCCLUSION

The distinctive low-profile cap combined with a softer, flexible silicone maximizes patient comfort. Now available with two inserter options. **SOFT PLUG®** Silicone Punctum Plugs are removable with forceps per instruction for use

OA6610 Micro - 2pk, 0.4 mm

OA6611 Mini - 2pk, 0.5 mm

OA6612 Petite - 2pk, 0.6 mm

OA6613 Small - 2pk, 0.7 mm

OA6614 Medium - 2pk, 0.8 mm

PUNCTUM PLUG IN SILICONE CON CONTROLLO DI FLUSSO



OCCLUSIONE A LUNGO TERMINE CON DRENAGGIO PARZIALE

Il caratteristico cappuccio a basso profilo combinato con un silicone più morbido e flessibile massimizza il comfort del paziente. L'inseritore riduce al minimo il rischio di rilascio accidentale del plug. Il plug è progettato con un canale centrale che consente un flusso lacrimale parziale. I **SOFT PLUG®** con controllo di flusso sono rimovibili con una pinza (vedi istruzioni per l'uso)

LONG TERM OCCLUSION WITH PARTIAL DRAINAGE

The distinctive low-profile cap combined with a softer, flexible silicone maximizes patient comfort. The inserter minimizes potential for accidental release of the plug. Plug is designed with a center channel allowing for partial tear flow. **SOFT PLUG®** Flow Control Plugs are removable with forceps (per instruction for use)

OA6612-FC Petite - 2pk, 0.6 mm

OA6613-FC Small - 2pk, 0.7 mm

OA6614-FC Medium - 2pk, 0.8 mm

VSY OPHTHALMIC SOLUTION

VSY
BIOTECHNOLOGY



Protectalon
Na Hyaluronate

NaHA bio-fermentato in 7 diverse concentrazioni, facile da iniettare e rimuovere

- Mantenimento affidabile della camera anteriore
- Protezione endoteliale migliorata
- Eccezionale comportamento coesivo
- Non immunogeno
- Apirogeno
- Eccezionale trasparenza
- **Non è richiesta refrigerazione (da 2° a 25°)**
- Concentrazioni disponibili:
1.0%, 1.2%, 1.4%, 1.6%, 1.8%, 2.0% coesivo
e 3.0% dispersivo
- 1.1 ml di riempimento volume

Protectalon
Na Hyaluronate
DUO

Dual pack contenente:

- una soluzione viscoelastica coesiva
- una soluzione viscoelastica dispersiva
- **Non è richiesta refrigerazione**
- Eccellente Biocompatibilità
- Doppia sterilizzazione
- Non immunogenico
- Non pirogenico
- Latex Free





salensa

Gabriele Sadlowski e.K.

Fuggerstraße 1a
D-88142 Wasserburg

Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225
Telefax +49 (0) 83 82/94 30 226

vertrieb@salensa.de
www.salensa.de
www.salensa-shop.de



Sistema di
Qualità Certificato

Certified
Quality System



UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2021

© Copyright:
E.Janach

e.janach®
www.janach.it

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031574088 - international@janach.it - janach.it

BRO.105.07.23.IT/EN