



## Intravitreales Basis-Injektions-Set

zum Preis von **8,80 Euro/Stück** \*

### bestehend aus:

- 1 SMMS-Augenabdecktuchsystem 50 x 50 cm Stanzform: 7 x 10 cm, Kleberand, mit perforierter und markierter Inzisionsfolie
- 1 Plastikschale 11,5 x 11,5 cm, weiß
- 5 Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm, 12-fach
- 2 Schlinggaze Mulltupfer, pflaumengroß
- 4 Pro-Ophta-Stäbchen
- 2 Wattestäbchen großer Kopf, Holzstiel
- 1 E-Spritze 1 ml, Luer, 3-teilig
- 1 E-Spritze 10 ml, Luer-Lock, 3-teilig
- 1 E-Kanüle Nr.1
- 1 E-Kanüle (30G x 1/2, 0,3 x 13 mm)
- 1 E-Lidsperrer mit geschlossenen Metall-Flügeln
- 1 E-Markierer 3,5 + 4,0 mm, blau
- 1 Augenkompresse 54 x 70 mm seitlich geschlossen

### verpackt in:

- 1 Unterlage Tissue-PE wasserfest 80 x 80 cm
- 1 Tiefziehpackung

VE 50 Stück/Karton



\* zzgl. 19% MwSt + Frachtkosten  
Regulärer Preis entspricht 9,50 Euro/Stück  
Auftrag erfolgt ohne Teillieferungen