

Micropinzette Cilien- & Fremdkörperpinzette SHAAF

Standard-Qualität SA07-APC207

SHAAF
gebogen
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette BARRAQUER mit Halteplatte, gebogen

Standard-Qualität SA07-APH213C

mit Halteplatte
gebogen
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette BARRAQUER mit Halteplatte, gerade

Standard-Qualität SA07-APH213

mit Halteplatte
gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box




Cilien- und Fremdkörperpinzette HAMBURGER



Standard-Qualität 001-023-1188

gerade
Länge: 95 mm
VPE: 25 Stück/Box



Cilienpinzette BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-APC223

glatte Halteplatte
gewinkelt
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette nach GRADLE



Standard-Qualität 001-023-1323


Länge: 115 mm
VPE: 25 Stück/Box



Cilien- und Fremdkörperpinzette BEER

Standard-Qualität SA07-APH219

gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette DOUGLAS

Standard-Qualität SA07-APC227


Haltebereich mit Riffelung
gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette satiniert, schräg

Standard-Qualität SA07-APH568S

schräge Spitze
Länge: 80 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette satiniert, spitz

Standard-Qualität SA07-APH568P

spitz
Länge: 80 mm
VPE: 20 Stück/Box

