

## Nadelhalter JACOBI, ohne Sperre

**001-023-1173**

7 mm feiner Anfasser  
gebogen  
Länge: 115 mm  
VPE: 25 Stück/Box



## Nadelhalter CASTROVIEJO, ohne Sperre

**SA07-ANH867**


6 mm feiner Anfasser  
Griffbereich mit  
Rifflung flach  
gebogen  
Länge: 145 mm  
VPE: 20 Stück/Box



## Nadelhalter CASTROVIEJO, ohne Sperre, Premium

**SA07-ANH867Q Premium-Qualität**


6 mm feiner Anfasser  
Griffbereich mit  
Rifflung flach  
gebogen  
Länge: 120 mm  
VPE: 20 Stück/Box



## Nadelhalter BARRAQUER, mit Sperre

**001-023-1172**


8 mm feiner Anfasser  
gebogen  
Länge: 120 mm  
VPE: 25 Stück/Box



## Nadelhalter CASTROVIEJO, mit Sperre

### SA07-ANH865

6 mm feiner Anfasser  
Flachgriff mit Riffelung  
mit Haltesperre  
gebogen, lang  
Länge: 145 mm  
VPE: 20 Stück/Box



## Nadelhalter CASTROVIEJO, mit Sperre, Premium

### SA07-ANH865Q Premium-Qualität

6 mm feiner Anfasser  
Flachgriff mit Riffelung  
mit Haltesperre  
gebogen, lang  
Länge: 120 mm  
VPE: 20 Stück/Box



## Nadelhalter BARRAQUER, ohne Sperre

**001-023-1169**

Griff: 6 mm  
gerade  
Länge: 105 mm  
VPE: 25 Stück/Box

