




CEREBRO

ELEKTROCHIRURGISCHE INSTRUMENTE



ÜBER 10 JAHRE

EXZELLENZ IN DER MEDIZINISCHEN
VERSORGUNG.

PRÄZISION, SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
BEI JEDEM EINGRIFF



salensa®

INHALTSVERZEICHNIS:

01	EINLEITUNG	01
02	BIPOLARE PINZETTEN MIT UND OHNE KABEL	02-27
03	BIPOLARE KABEL	28-29
04	ELEKTROCHIRURGIESTIFTE	30-31
05	MONOPOLARE ELEKTRODEN	32-38
06	TECHNISCHE MERKMALE & VORTEILE	39
07	SPEZIFIKATIONEN	40
08	BESTELLINFORMATIONEN	41
09	ZERTIFIZIERUNGEN & KONFORMITÄT	42
10	BESTELLANLEITUNG	43

ABOUT US

Die CEREBRO-Serie der Einweg-Bipolarpinzetten vereint deutsche Ingenieurskunst mit höchsten medizinischen Standards, um unvergleichliche Präzision und Zuverlässigkeit im chirurgischen Einsatz zu gewährleisten. Speziell für neurochirurgische Eingriffe entwickelt, ermöglichen unsere Pinzetten eine genaue und effiziente Koagulation bei gleichzeitiger Minimierung von Gewebetrauma, was zu verbesserten Patientenergebnissen beiträgt.

Diese Pinzetten werden mit modernster Technologie hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um eine überlegene Leistung in anspruchsvollen klinischen Umgebungen sicherzustellen. Ihr ergonomisches Design bietet optimale Handhabung und Kontrolle, selbst bei längeren Eingriffen, reduziert die Ermüdung des Chirurgen und erhöht die chirurgische Präzision.

Als Einwegprodukte gewährleisten sie Sterilität, verringern Infektionsrisiken und vereinfachen die Logistik durch den Wegfall von Nachbearbeitung und Sterilisation. Dies verbessert nicht nur die Effizienz des Arbeitsablaufs, sondern entspricht auch den modernen Krankenhausprotokollen, die darauf abzielen, höchste Standards in der Patientensicherheit und Versorgung einzuhalten.

Die CEREBRO-Serie steht für eine durchdachte Verbindung von Innovation, Qualität und Praktikabilität und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Neurochirurgie.

JUWELIER NR. 5

BIPOLARE PINZETTE

(11,5 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-JEW-1150-03-NS	Juwelier Nr. 5	11,5 cm	0,3 mm	NS  
CBR-JEW-1150-05-NS	Juwelier Nr. 5	11,5 cm	0,5 mm	NS  
CBR-JEW-1150-07-NS	Juwelier Nr. 5	11,5 cm	0,7 mm	NS  
CBR-JEW-1150-10-NS	Juwelier Nr. 5	11,5 cm	1,0 mm	NS  
CBR-JEW-1150-12-NS	Juwelier Nr. 5	11,5 cm	1,2 mm	NS  
CBR-JEW-1150-15-NS	Juwelier Nr. 5	11,5 cm	1,5 mm	NS  

JUWELIER NR. 5 BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (11,5 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-JEW-1150-03-NS	Juwelier Nr. 5 Mit Kabel	11,5 cm	0,3 mm	NS
CBR-JEW-1150-05-NS	Juwelier Nr. 5 Mit Kabel	11,5 cm	0,5 mm	NS
CBR-JEW-1150-07-NS	Juwelier Nr. 5 Mit Kabel	11,5 cm	0,7 mm	NS
CBR-JEW-1150-10-NS	Juwelier Nr. 5 Mit Kabel	11,5 cm	1,0 mm	NS
CBR-JEW-1150-12-NS	Juwelier Nr. 5 Mit Kabel	11,5 cm	1,2 mm	NS
CBR-JEW-1150-15-NS	Juwelier Nr. 5 Mit Kabel	11,5 cm	1,5 mm	NS

ADSON BIPOLARE PINZETTE (12,1 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-ADS-1210-03-NS	Adson	12,1 cm	0,3 mm	NS  
CBR-ADS-1210-05-NS	Adson	12,1 cm	0,5 mm	NS  
CBR-ADS-1210-07-NS	Adson	12,1 cm	0,7 mm	NS  
CBR-ADS-1210-10-NS	Adson	12,1 cm	1,0 mm	NS  
CBR-ADS-1210-12-NS	Adson	12,1 cm	1,2 mm	NS  
CBR-ADS-1210-15-NS	Adson	12,1 cm	1,5 mm	NS  

ADSON BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (12,1 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-ADS-1210-03-NS	Adson mit Kabel	12,1 cm	0,3 mm	NS
CBR-ADS-1210-05-NS	Adson mit Kabel	12,1 cm	0,5 mm	NS
CBR-ADS-1210-07-NS	Adson mit Kabel	12,1 cm	0,7 mm	NS
CBR-ADS-1210-10-NS	Adson mit Kabel	12,1 cm	1,0 mm	NS
CBR-ADS-1210-12-NS	Adson mit Kabel	12,1 cm	1,2 mm	NS
CBR-ADS-1210-15-NS	Adson mit Kabel	12,1 cm	1,5 mm	NS

GERADE BIPOLARE PINZETTE (15 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-1500-05-NS	Gerade	15,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-1500-07-NS	Gerade	15,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-1500-10-NS	Gerade	15,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-1500-12-NS	Gerade	15,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-1500-15-NS	Gerade	15,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-1500-20-NS	Gerade	15,0 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (15 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-1500-05-NS	Gerade mit Kabel	15,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-1500-07-NS	Gerade mit Kabel	15,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-1500-10-NS	Gerade mit Kabel	15,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-1500-12-NS	Gerade mit Kabel	15,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-1500-15-NS	Gerade mit Kabel	15,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-1500-20-NS	Gerade mit Kabel	15,0 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE (16,5 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-1650-05-NS	Gerade	16,5 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-1650-07-NS	Gerade	16,5 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-1650-10-NS	Gerade	16,5 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-1650-12-NS	Gerade	16,5 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-1650-15-NS	Gerade	16,5 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-1650-20-NS	Gerade	16,5 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (16,5 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-1650-05-NS	Gerade mit Kabel	16,5 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-1650-07-NS	Gerade mit Kabel	16,5 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-1650-10-NS	Gerade mit Kabel	16,5 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-1650-12-NS	Gerade mit Kabel	16,5 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-1650-15-NS	Gerade mit Kabel	16,5 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-1650-20-NS	Gerade mit Kabel	16,5 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE (18 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-1800-05-NS	Gerade	18,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-1800-07-NS	Gerade	18,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-1800-10-NS	Gerade	18,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-1800-12-NS	Gerade	18,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-1800-15-NS	Gerade	18,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-1800-20-NS	Gerade	18,0 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (18 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-1800-05-NS	Gerade mit Kabel	18,0 cm	0,5 mm	NS
CBR-STR-1800-07-NS	Gerade mit Kabel	18,0 cm	0,7 mm	NS
CBR-STR-1800-10-NS	Gerade mit Kabel	18,0 cm	1,0 mm	NS
CBR-STR-1800-12-NS	Gerade mit Kabel	18,0 cm	1,2 mm	NS
CBR-STR-1800-15-NS	Gerade mit Kabel	18,0 cm	1,5 mm	NS
CBR-STR-1800-20-NS	Gerade mit Kabel	18,0 cm	2,0 mm	NS

GERADE BIPOLARE PINZETTE (20 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-2000-05-NS	Gerade	20,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-2000-07-NS	Gerade	20,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-2000-10-NS	Gerade	20,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-2000-12-NS	Gerade	20,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-2000-15-NS	Gerade	20,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-2000-20-NS	Gerade	20,0 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (20 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-2000-05-NS	Gerade mit Kabel	20,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-2000-07-NS	Gerade mit Kabel	20,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-2000-10-NS	Gerade mit Kabel	20,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-2000-12-NS	Gerade mit Kabel	20,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-2000-15-NS	Gerade mit Kabel	20,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-2000-20-NS	Gerade mit Kabel	20,0 cm	2,0 mm	NS  


GERADE BIPOLARE PINZETTE (22 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-2200-05-NS	Gerade	22,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-2200-07-NS	Gerade	22,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-2200-10-NS	Gerade	22,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-2200-12-NS	Gerade	22,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-2200-15-NS	Gerade	22,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-2200-20-NS	Gerade	22,0 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE

MIT KABEL (22 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-2200-05-NS	Gerade mit Kabel	22,0 cm	0,5 mm	NS
CBR-STR-2200-07-NS	Gerade mit Kabel	22,0 cm	0,7 mm	NS
CBR-STR-2200-10-NS	Gerade mit Kabel	22,0 cm	1,0 mm	NS
CBR-STR-2200-12-NS	Gerade mit Kabel	22,0 cm	1,2 mm	NS
CBR-STR-2200-15-NS	Gerade mit Kabel	22,0 cm	1,5 mm	NS
CBR-STR-2200-20-NS	Gerade mit Kabel	22,0 cm	2,0 mm	NS

GERADE BIPOLARE PINZETTE (24 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-2400-05-NS	Gerade	24,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-2400-07-NS	Gerade	24,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-2400-10-NS	Gerade	24,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-2400-12-NS	Gerade	24,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-2400-15-NS	Gerade	24,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-2400-20-NS	Gerade	24,0 cm	2,0 mm	NS  

GERADE BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (24 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-STR-2400-05-NS	Gerade mit Kabel	24,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-STR-2400-07-NS	Gerade mit Kabel	24,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-STR-2400-10-NS	Gerade mit Kabel	24,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-STR-2400-12-NS	Gerade mit Kabel	24,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-STR-2400-15-NS	Gerade mit Kabel	24,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-STR-2400-20-NS	Gerade mit Kabel	24,0 cm	2,0 mm	NS  

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE (16,5 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-1650-05-NS	Bajonett	16,5 cm	0,5 mm	NS  
CBR-BAY-1650-07-NS	Bajonett	16,5 cm	0,7 mm	NS  
CBR-BAY-1650-10-NS	Bajonett	16,5 cm	1,0 mm	NS  
CBR-BAY-1650-12-NS	Bajonett	16,5 cm	1,2 mm	NS  
CBR-BAY-1650-15-NS	Bajonett	16,5 cm	1,5 mm	NS  
CBR-BAY-1650-20-NS	Bajonett	16,5 cm	2,0 mm	NS  

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (16,5 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-1650-05-NS	Bajonett mit Kabel	16,5 cm	0,5 mm	
CBR-BAY-1650-07-NS	Bajonett mit Kabel	16,5 cm	0,7 mm	
CBR-BAY-1650-10-NS	Bajonett mit Kabel	16,5 cm	1,0 mm	
CBR-BAY-1650-12-NS	Bajonett mit Kabel	16,5 cm	1,2 mm	
CBR-BAY-1650-15-NS	Bajonett mit Kabel	16,5 cm	1,5 mm	
CBR-BAY-1650-20-NS	Bajonett mit Kabel	16,5 cm	2,0 mm	

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE (18 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-1800-05-NS	Bajonett	18,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-BAY-1800-07-NS	Bajonett	18,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-BAY-1800-10-NS	Bajonett	18,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-BAY-1800-12-NS	Bajonett	18,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-BAY-1800-15-NS	Bajonett	18,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-BAY-1800-20-NS	Bajonett	18,0 cm	2,0 mm	NS  

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (18 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-1800-05-NS	Bajonett mit Kabel	18,0 cm	0,5 mm	   
CBR-BAY-1800-07-NS	Bajonett mit Kabel	18,0 cm	0,7 mm	   
CBR-BAY-1800-10-NS	Bajonett mit Kabel	18,0 cm	1,0 mm	   
CBR-BAY-1800-12-NS	Bajonett mit Kabel	18,0 cm	1,2 mm	   
CBR-BAY-1800-15-NS	Bajonett mit Kabel	18,0 cm	1,5 mm	   
CBR-BAY-1800-20-NS	Bajonett mit Kabel	18,0 cm	2,0 mm	   

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE (20 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-2000-05-NS	Bajonett	20,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-BAY-2000-07-NS	Bajonett	20,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-BAY-2000-10-NS	Bajonett	20,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-BAY-2000-12-NS	Bajonett	20,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-BAY-2000-15-NS	Bajonett	20,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-BAY-2000-20-NS	Bajonett	20,0 cm	2,0 mm	NS  

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (20 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-2000-05-NS	Bajonett mit Kabel	20,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-BAY-2000-07-NS	Bajonett mit Kabel	20,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-BAY-2000-10-NS	Bajonett mit Kabel	20,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-BAY-2000-12-NS	Bajonett mit Kabel	20,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-BAY-2000-15-NS	Bajonett mit Kabel	20,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-BAY-2000-20-NS	Bajonett mit Kabel	20,0 cm	2,0 mm	NS  

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE (22 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-2200-05-NS	Bajonett	22,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-BAY-2200-07-NS	Bajonett	22,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-BAY-2200-10-NS	Bajonett	22,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-BAY-2200-12-NS	Bajonett	22,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-BAY-2200-15-NS	Bajonett	22,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-BAY-2200-20-NS	Bajonett	22,0 cm	2,0 mm	NS  

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (22 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-2200-05-NS	Bajonett mit Kabel	22,0 cm	0,5 mm	
CBR-BAY-2200-07-NS	Bajonett mit Kabel	22,0 cm	0,7 mm	
CBR-BAY-2200-10-NS	Bajonett mit Kabel	22,0 cm	1,0 mm	
CBR-BAY-2200-12-NS	Bajonett mit Kabel	22,0 cm	1,2 mm	
CBR-BAY-2200-15-NS	Bajonett mit Kabel	22,0 cm	1,5 mm	
CBR-BAY-2200-20-NS	Bajonett mit Kabel	22,0 cm	2,0 mm	

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE (24 CM)



ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-2400-05-NS	Bajonett	24,0 cm	0,5 mm	NS  
CBR-BAY-2400-07-NS	Bajonett	24,0 cm	0,7 mm	NS  
CBR-BAY-2400-10-NS	Bajonett	24,0 cm	1,0 mm	NS  
CBR-BAY-2400-12-NS	Bajonett	24,0 cm	1,2 mm	NS  
CBR-BAY-2400-15-NS	Bajonett	24,0 cm	1,5 mm	NS  
CBR-BAY-2400-20-NS	Bajonett	24,0 cm	2,0 mm	NS  

BAJONETT BIPOLARE PINZETTE MIT KABEL (24 CM)



VERFÜGBARE STECKEROPTIONEN

M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4 mm Bananenstecker	

Zur Steckerwahl: Buchstaben zur Artikelnummer hinzufügen.
Siehe Seite 9.

ARTIKELNUMMER	MODELL	LÄNGE	SPITZENGRÖÖE	EIGENSCHAFTEN
CBR-BAY-2400-05-NS	Bajonett mit Kabe	24,0 cm	0,5 mm	NS   
CBR-BAY-2400-07-NS	Bajonett mit Kabe	24,0 cm	0,7 mm	NS   
CBR-BAY-2400-10-NS	Bajonett mit Kabe	24,0 cm	1,0 mm	NS   
CBR-BAY-2400-12-NS	Bajonett mit Kabe	24,0 cm	1,2 mm	NS   
CBR-BAY-2400-15-NS	Bajonett mit Kabe	24,0 cm	1,5 mm	NS   
CBR-BAY-2400-20-NS	Bajonett mit Kabe	24,0 cm	2,0 mm	NS   

STERILE EINMAL BIPOLARKABEL



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-B4EF-3M
GENERATORSEITE: 4 MM BANANENSTECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-VLEF-3M
GENERATORSEITE: VALLEYLAB-STECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-EREF-3M
GENERATORSEITE: ERBE-STECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-MAEF-3M
GENERATORSEITE: MARTIN-STECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M

CLEARLINESTERILE EINWEG- **BIPOLARKABEL**



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-B4EF-TR-3M
GENERATORSEITE: 4 MM BANANENSTECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-VLEF-TR-3M
GENERATORSEITE: VALLEYLAB-STECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-EREF-TR-3M
GENERATORSEITE: ERBE-STECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M



ARTIKELNUMMER: CBR-CBL-MAEF-TR-3M
GENERATORSEITE: MARTIN-STECKER
INSTRUMENTENSEITE: EUROPÄISCHER FLACHSTECKER
LÄNGE: 3,0 M

STERILER EINWEG- ELEKTROCHIRURGIESTIFT MIT FINGERSCHALTER 2,4 MM ANSCHLUSS



ARTIKELNUMMER	MODELL	ANSCHLUSS	KABELLÄNGE	STECKERTYP	SPITZENTYP	BESONDERE MERKMALESCHAFTEN
CBR-FSP-24MM	Fingerschalter-Stift	2,4 mm	3,0 m	3-Pin Monopolar	Standard	  


STERILER EINWEG- ELEKTROCHIRURGIESTIFT MIT FINGERSCHALTER 4,0 MM ANSCHLUSS



ARTIKELNUMMER	MODELL	ANSCHLUSS	KABELLÄNGE	STECKERTYP	SPITZENTYP	BESONDERE MERKMALESCHAFTEN
CBR-FSP-40MM	Fingerschalter-Stift	4,0 mm	3,0 m	3-Pin Monopolar	Standard	 

MONOPOLARE KUGEL-ELEKTRODEN


2,4 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-BL-24-02	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	2,0 mm	
CBR-MPE-BL-24-03	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	3,0 mm	
CBR-MPE-BL-24-04	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-BL-24-05	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-BL-24-06	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-BL-24-08	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-BL-24-10	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	10,0 mm	
CBR-MPE-BL-24-12	Kugel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	12,0 mm	

MONOPOLARE KUGEL-WINKEL-ELEKTRODEN


2,4 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-BLA-24-02	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	2,0 mm	
CBR-MPE-BLA-24-03	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	3,0 mm	
CBR-MPE-BLA-24-04	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-BLA-24-05	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-BLA-24-06	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-BLA-24-08	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-BLA-24-02	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	10,0 mm	
CBR-MPE-BLA-24-03	Kugel-Winkel-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	12,0 mm	

MONOPOLARE SCHLINGENELEKTRODEN

2,4 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-CL-24-04	Schlingenelektrode	2,4 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-CL-24-05	Schlingenelektrode	2,4 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-CL-24-06	Schlingenelektrode	2,4 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-CL-24-08	Schlingenelektrode	2,4 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-CL-24-10	Schlingenelektrode	2,4 mm	7,0 cm	10,0 mm	

MONOPOLARE NADEL-ELEKTRODEN (GERADE & WINKEL) INKL. FEINE NADELN

2,4 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-ND-24	Nadelelektrode	2,4 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-NDA-24	Nadelelektrode (abgewinkelte Spitze)	2,4 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-FNS-24	Feinnadelelektrode	2,4 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-FNT-24	Feinnadelelektrode (Wolfram)	2,4 mm	7,0 cm	

MONOPOLARE KLINGEN-ELEKTRODEN (GERADE & WINKEL)

2,4 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-BL-24	Klingen-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-BLA-24	Winkel-Klingen-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	

MONOPOLARE MESSER-ELEKTRODEN

2,4 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-KN-24-A	Messer-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-KN-24-B	Messer-Elektrode	2,4 mm	7,0 cm	

MONOPOLARE KUGEL-ELEKTRODEN

4,0 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-BL-40-02	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	2,0 mm	
CBR-MPE-BL-40-03	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	3,0 mm	
CBR-MPE-BL-40-04	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-BL-40-05	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-BL-40-06	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-BL-40-08	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-BL-40-10	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	10,0 mm	
CBR-MPE-BL-40-12	Kugel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	12,0 mm	

MONOPOLARE KUGEL- WINKEL-ELEKTRODEN

4,0 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-BLA-40-02	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	2,0 mm	
CBR-MPE-BLA-40-03	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	3,0 mm	
CBR-MPE-BLA-40-04	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-BLA-40-05	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-BLA-40-06	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-BLA-40-08	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-BLA-40-02	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	10,0 mm	
CBR-MPE-BLA-40-03	Kugel-Winkel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	12,0 mm	

MONOPOLARE SCHLINGENELEKTRODEN

4,0 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-CL-40-04	Schlingenelektrode	4,0 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-CL-40-05	Schlingenelektrode	4,0 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-CL-40-06	Schlingenelektrode	4,0 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-CL-40-08	Schlingenelektrode	4,0 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-CL-40-10	Schlingenelektrode	4,0 mm	7,0 cm	10,0 mm	

MONOPOLARE NADEL-ELEKTRODEN (GERADE & WINKEL) INKL. FEINE NADELN

4,0 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-ND-40	Nadel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-NDA-40	Winkel-Nadel-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-FNS-40	Feine Nadel-Elektrode (Edelstahl)	4,0 mm	7,0 cm	EDELSTAHL
CBR-MPE-FNT-40	Feine Nadel-Elektrode (Wolfram)	4,0 mm	7,0 cm	WOLFRAM

MONOPOLARE KLINGEN-ELEKTRODEN (GERADE & WINKEL)

4,0 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-BL-40	Klingen-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	
CBR-MPE-BLA-40	Winkel-Klingen-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	

MONOPOLARE MESSER-ELEKTRODEN

4,0 MM SCHAFT,
7,0 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-KN-40	Messer-Elektrode	4,0 mm	7,0 cm	

MONOPOLARE DIAMANTSCHLEIFELEKTRODE

2,4 MM SCHAFT,
7 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-DL-24-04	Diamantschleifelektrode	2,4 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-DL-24-05	Diamantschleifelektrode	2,4 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-DL-24-06	Diamantschleifelektrode	2,4 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-DL-24-08	Diamantschleifelektrode	2,4 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-DL-24-10	Diamantschleifelektrode	2,4 mm	7,0 cm	10,0 mm	

MONOPOLARE DIAMANTSCHLEIFELEKTRODE

4,0 MM SCHAFT,
7 CM LÄNGE



ARTIKELNUMMER	MODELL	SCHAFTDURCHMESSER	SCHAFTLÄNGE	KUGELGRÖSSE	EIGENSCHAFTEN
CBR-MPE-DL-40-04	Diamantschleifelektrode	4,0 mm	7,0 cm	4,0 mm	
CBR-MPE-DL-40-05	Diamantschleifelektrode	4,0 mm	7,0 cm	5,0 mm	
CBR-MPE-DL-40-06	Diamantschleifelektrode	4,0 mm	7,0 cm	6,0 mm	
CBR-MPE-DL-40-08	Diamantschleifelektrode	4,0 mm	7,0 cm	8,0 mm	
CBR-MPE-DL-40-10	Diamantschleifelektrode	4,0 mm	7,0 cm	10,0 mm	

TECHNISCHE MERKMALE & VORTEILE

Präzision

Fein gearbeitete Spitzen aus Edelstahl (316L) mit Silberauflage für millimetergenaue Koagulation.

Ergonomie

Rutschfester Griff mit strukturierter Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten.

Sicherheit

Einwegprodukt, steril verpackt (mit Ethylenoxid sterilisiert).

Kompatibilität

Geeignet für gängige bipolare Generatoren (z. B. Aesculap, Erbe).

Wirtschaftlichkeit

Keine Nachbearbeitungskosten – ideal für die OP-Planung.

SPEZIFIKATIONEN

Material

Medizinischer Edelstahl (Körper), silikonbeschichtete Griffbereiche.

Sterilisation

Ethylenoxid.

Verpackung

Einzel in Blisterverpackung, 10 Stück pro Schachtel.

Haltbarkeit

Jahre ab Herstellungsdatum.

BESTELLINFORMATIONEN

Produktbezeichnung	Verpackungseinheit
Bipolare Pinzette	10 Stück pro Schachtel
Bipolare Pinzette mit Kabel	10 Stück pro Schachtel
Elektrochirurgischer Stift	10 Stück pro Schachtel
Monopolare Elektrode	25 Stück pro Schachtel

Mindestbestellmenge: 4 Schachteln (40 Stück)

Lieferzeit: 2–4 Werktage (Deutschland), 7 Tage (EU) bei Lagerbestand.

Note:

- ♦ Alle Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle in Deutschland.
- ♦ Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen.
- ♦ Sonderanfragen (z. B. Sonderanfertigungen, Großbestellungen) werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.

ZERTIFIZIERUNGEN & KONFORMITÄT

01 ISO 13485:2016 (Qualitätsmanagement)

02 CE-Kennzeichnung (EU-Konformität)

03 FDA-gelistet (US-Zulassung)

04 REACH- / RoHS-konform

BESTELLANLEITUNG

PRODUKTCODE-AUFSCHLÜSSELUNG

Verwenden Sie den Produktcode, um genau anzugeben, was Sie benötigen.
Nachfolgend finden Sie eine Erklärung zu jedem Teil des Codes:

CODE	BEDEUTUNG	BESCHREIBUNG
CBR	Herstellerkürzel	Cerebro
STR	Form	Gerade
1150	Länge	11,5 cm
10	Spitzenbreite	1,0 mm
NS	Beschichtung	Antihafbeschichtung

BEISPIEL


CBR-STR-1150-10-NS

Dieser Code steht für ein Produkt von CEREBRO mit gerader Form, 11,5 cm Länge, 1,0 mm Spitzenbreite und Antihafbeschichtung.

BESTELLHINWEIS

Um bipolare Pinzetten mit dem gewünschten Stecker zu bestellen, fügen Sie einfach den entsprechenden Buchstabenzusatz an das Ende der Artikelnummer an.

BUCHSTABENCODES FÜR STECKER

KÜRZEL	STECKERTYP	
M	Martin-Stecker	
E	Erbe-Stecker	
V	Valleylab-Stecker	
B	4-mm-Bananenstecker	

BEISPIELHAFTE ARTIKELNUMMERN

SUFFIX	BESCHREIBUNG
CBR-JEW-1150-05-NS- M	mit Martin-Stecker
CBR-JEW-1150-05-NS- E	mit Valleylab-Stecker
CBR-JEW-1150-05-NS- V	mit Erbe-Stecker
CBR-JEW-1150-05-NS- B	mit 4-mm-Bananenstecker

STANDARD-KABELSPEZIFIKATION

Kabellänge: 3,0 Meter



Impressum

Autorisierter Distributor

salensa | Gabriele Sadlowski e.K.
Sandgraben 4 • 88142 Wasserburg (D)

T +49 8382 94 30 225 • vertrieb@salensa.de
Amtsgericht Kempten · HRA 9986

Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden hergestellt von:
GS Instruments GmbH, Industriestraße 10, 61449 Steinbach.
Der Hersteller ist Inverkehrbringer und verantwortlich für die Konformitäten.

Dieser Katalog richtet sich ausschließlich an medizinische Fachkreise im Sinne des
Heilmittelwerbegesetzes (HWG).

Stand: 06/2026 • Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.