



Produktkatalog

Ophthal-Einweg-Instrumente
für Augen- und Mikrochirurgie

☎ 08382/9430225 🌐 www.salensa.de



salensa[®]
medizinischer Bedarf für das Auge



salensa ist spezialisiert auf den Vertrieb hochqualitativer Einmalinstrumente für die Augenchirurgie. Wir führen eine große Auswahl an Einmalinstrumenten für sämtliche ophthalmologische Eingriffe.

Sprechen Sie uns an, falls ein von Ihnen gewünschtes Instrument in unserem Produktportfolio dennoch nicht zu finden sein sollte. Gerne versuchen wir Ihre Wünsche zu verwirklichen und diese nach einem Vorlagemuster produzieren zu lassen.

Für alle Einmalinstrumente garantieren wir:

- ▶ **eine gleichbleibende, hohe Qualität und präzise Verarbeitung in beiden Standardausführungen (normal und fein) als auch in der Premium-Produktlinie**
- ▶ **ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis**

Unsere Einmalinstrumente bestehen aus nicht-reflektierendem, mattgebürstetem Stahl und sind mit einer gefrästen Einmal-Kennzeichnung versehen. So lässt sich einfach und sicher eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten vermeiden. Unsere Einmalinstrumente werden einzeln verpackt in praktischen Spenderboxen geliefert.

Mindestabnahmemenge 3 Boxen á 20 Stück.



Immer ein neues Instrument zur Hand

Unsere Einmalinstrumente sind in Qualität und Handhabung mit Mehrweginstrumenten vergleichbar. Sie bieten darüber hinaus aber noch weitere Vorteile:



Garantierte Sterilität

reduziert das Infektionsrisiko und sorgt für Sicherheit und Patientenschutz.



Höchste Produktqualität

in Optik sowie Haptik – vergleichbar mit Mehrweginstrumenten.



Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

durch Wegfall bzw. Senkung der Kosten im Mehrwegbereich für Sterilisation, Instandsetzung und Dokumentation.



Optimale Bereitstellung

entweder als steril verpackte Einzelinstrumente in praktischen Spenderboxen (Inhalt 20 St.) oder einzeln im Lieferumfang unserer salensa all-in-one OP-Sets.

Einmalinstrumente von **salensa** machen den Wechsel leicht

Alle Einmalinstrumente werden aus hochwertigem Einweg-Instrumentenstahl gefertigt.

Folgende Produktlinien stehen zur Verfügung:

Standard-Qualität in zwei Ausführungen (normal und fein)

für den Einsatz im ambulanten Bereich – insbesondere für Eingriffe im äußeren Augenabschnitt.

Premium-Qualität (gekennzeichnet durch Artikelnummern mit "Q")

für die intraokulare Augen Chirurgie.

- ▶ Diese Einmalinstrumente zeichnen sich durch präzisere Fertigung, höhere Oberflächen- und Schliffgüte (bei Klingen) aus.

Q

Zertifizierte Qualitätsstandards

Unsere Produktionspartner und Lieferanten sind alle gemäß dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001: 2008 und/oder DIN EN ISO 13485:2012 zertifiziert.

salensa „all-in-one“ OP-Sets



salensa „all-in-one“ OP-Sets beinhalten unsere hochqualitativen Einmalinstrumente und die entsprechenden Verbrauchsmaterialien. Inhalt sowie Packreihenfolge werden gemeinsam mit Ihnen optimal auf Ihre Arbeitsabläufe abgestimmt. Alle Inhaltskomponenten sind einfach und schnell zu entnehmen.

Flexibel. Ökonomisch. Bewährt.

Unsere OP-Sets können je nach Indikation z.B. für folgende Eingriffe konfektioniert werden:

- ▶ Intravitreales Injektions-Set
- ▶ Lidchirurgie-Set
- ▶ Katarakt-Set
- ▶ Strabismus-Set
- ▶ Vitrektomie-Set
- ▶ Tumor-Ex-Set
- ▶ Lasik-Set
- ▶ Fadenentfernungs-Set

Entwickelt für den flexiblen Einsatz in den Bereichen:

- ▶ Klinik / Praxis
- ▶ Ambulanz
- ▶ Stationär
- ▶ Standard-Eingriff
- ▶ Operationen
- ▶ Notfallversorgung

Spenderboxen



Die Spenderboxen sorgen für eine bedarfsgerechte, flexible Bereitstellung der einzeln steril verpackten Einmalinstrumente und gewährleistet **eine Haltbarkeit von 3 Jahren.**

Die Spenderbox ist für alle Einmalinstrumente verfügbar. Sie ist stapelbar und erleichtert so Lagerung und Logistik.

	Seite
salensa medizinischer Bedarf für das Auge.....	2
Qualität.....	3
salensa „all-in-one“ OP-Sets / Spenderboxen	4
Inhaltsverzeichnis.....	5
Micropinzetten chirurgisch.....	6 – 7
Micropinzetten mit Halteplatte	8 – 9
Micropinzetten mit Einkerbung	10 – 11
Sonstige Pinzetten.....	12
Micro-Federscheren	13 – 14
Irisscheren.....	15
Scheren	16
Fremdkörpernadel / Arterienklemme	17
Feder-Nadelhalter	18
Tränenwegsonde	19
Chalazionklemme	20
Chalazionlöffel	21
Lidhaken.....	22
Lidsperrer	23 – 25
Lidsperrer justierbar	26 – 27
Katarakt-Micropinzetten	28 – 29
Katarakt-Manipulatoren / Faltzängchen.....	30 – 32
Lasek- / Lasik-Instrumente.....	33 – 35
Depressor	36
Schielhaken & Fixierring.....	37
Ophthal-Instrumente-Set	38
Marker	39 – 40
Augenschutz-Schalen	41
Klemmen Kunststoff (Schwamm / Tupferklemme).....	42
Ansprechpartner	43

Micropinzette chirurgisch

Micropinzette Cilien- & Fremdkörperpinzette

Standard-Qualität SA07-APC207
Premium-Qualität SA07-APC207Q


SHAAF
gebogen
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette COLIBRI

Standard-Qualität SA07-APC200
Premium-Qualität SA07-APC200Q

1 into 2 Zähne (chirurgisch),
ohne Halteplatte
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette IRIS

Standard-Qualität SA07-APC196
Premium-Qualität SA07-APC196Q

extrafein, gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette COLIBRI

Standard-Qualität SA07-APC198
Premium-Qualität SA07-APC198Q

1 into 2 Zähne (chirurgisch),
mit 5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette chirurgisch

Irispinzette BONN

Standard-Qualität SA07-APC204
Premium-Qualität SA07-APC204Q

gerade
chirurgisch
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette ST. MARTIN

Standard-Qualität SA07-APC202
Premium-Qualität SA07-APC202Q

1 into 2 Zähne (chirurgisch)
mit 5,0 mm Halteplatte
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette chirurgisch

Standard-Qualität SA07-APC201
Premium-Qualität SA07-APC201Q

1 into 2 Zähne (chirurgisch),
mit 5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette mit Halteplatte

Micropinzette mit Halteplatte

Standard-Qualität SA07-APH209
Premium-Qualität SA07-APH209Q

gerade
mit 4,5 mm Halteplatte
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette BONN

Standard-Qualität SA07-APH195
Premium-Qualität SA07-APH195Q

extrafein, gerade Länge: 95
mm VPE: 20 Stück/Box



Fadenpinzette mit Halteplatte

Standard-Qualität SA07-APH213

gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette ST. MARTIN ohne Zähne

Standard-Qualität SA07-APH214

gerade
mit 5,0 mm Halteplatte
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box




Micropinzette mit Halteplatte

Micropinzette mit Halteplatte

Standard-Qualität SA07-APH271
Premium-Qualität SA07-APH271Q

gerade
mit 4,5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette KELMANN'S

Standard-Qualität SA07-APH273
Premium-Qualität SA07-APH273Q

45° gewinkelt
mit Halteplatte
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette MC'PERSON

Standard-Qualität SA07-APH203
Premium-Qualität SA07-APH203Q

45° gewinkelt
mit 4,5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette mit Einkerbung

Micropinzette PIERSE im Colibri Design

Standard-Qualität SA07-APE216
Premium-Qualität SA07-APE216Q

mit 0,8 mm Einkerbung
Fadenplatte
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette HOSKINS

Standard-Qualität SA07-APE255
Premium-Qualität SA07-APE255Q

0,25 mm Einkerbung
mit Halteplatte
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette HOSKINS

Standard-Qualität SA07-APE206
Premium-Qualität SA07-APE206Q

0,25 mm Einkerbung
mit Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 110 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette gerade mit Fadenplatte

Standard-Qualität SA07-APE188
Premium-Qualität SA07-APE188Q

mit 0,25 mm Einkerbung
Fadenplatte
Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette mit Einkerbung

Micropinzette gebogen mit Fadenplatte

Standard-Qualität SA07-APE186
Premium-Qualität SA07-APE186Q

mit 0,25 mm Einkerbung
Fadenplatte
Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box



Sonstige Pinzetten

Pinzette ADSON, chirurgisch

Standard-Qualität SA07-APC4400SM (gerade, fein)
Premium-Qualität SA07-APC4400SMQ (gerade, extrafein)


gerade, fein
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Pinzette ADSON anatomisch

Standard-Qualität SA07-APA4404SM (gerade, fein)
Premium-Qualität SA07-APA4404SMQ (gerade, extrafein)

gerade, fein
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Pinzette MOORFIELD

Standard-Qualität SA07-APA190
Premium-Qualität SA07-APA190Q

gerade
stumpf
Länge: SA07-190 = 100 mm
Länge: SA07-190-Q = 110 mm
VPE: 20 Stück/Box



Fixierpinzette GRAEFE

Standard-Qualität SA07-APF210

ohne Sperre
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micro-Federscheren

Federschere VANNAS gebogen

Standard-Qualität SA07-ASV304C
Premium-Qualität SA07-ASV304CQ


Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere VANNAS gerade

Standard-Qualität SA07-ASV304S
Premium-Qualität SA07-ASV304SQ

Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere ONG TYPE

Standard-Qualität SA07-ASO580
Premium-Qualität SA07-ASO580Q

Kapsulotomieschere
Spitze nach oben gebogen
Flachgriff
Länge: 80 mm
VPE: 20 Stück/Box




Federschere NOYES

Standard-Qualität SA07-ASN302S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASN302C (gebogen)

Mikro-/Iridektomie
spitz/spitz

Länge: 160 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micro-Federscheren

Federschere WESTCOTT gebogen

Standard-Qualität SA07-ASW301C
Premium-Qualität SA07-ASW301CQ

Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere WESTCOTT gerade

Standard-Qualität SA07-ASW301S
Premium-Qualität SA07-ASW301SQ

Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere KATZIN

Standard-Qualität SA07-ASK303L

Hornhautschere
Ausführung LINKS
Flachgriff
Länge: 110 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere KATZIN

Standard-Qualität SA07-ASK303R

Hornhautschere
Ausführung RECHTS
Flachgriff
Länge: 110 mm
VPE: 20 Stück/Box




Irisscheren

IRIS Schere, fein

Standard-Qualität SA07-ASI71358S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71358C (gebogen)

Länge: 95 mm
VPE: 20 Stück/Box



IRIS Schere, fein

Standard-Qualität SA07-ASI71362S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71362C (gebogen)


Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



IRIS Schere, fein

Standard-Qualität SA07-ASI71360S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71360C (gebogen)


Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box



IRIS Schere Bonn

Standard-Qualität SA07-ASI71370S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71370C (gebogen)

Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Scheren

Sehnenschere STEVENS

Standard-Qualität SA07-ASS307C

gebogen
Flügelform
Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box



Sehnenschere STEVENS

Standard-Qualität SA07-ASS307S

gerade
Flügelform
Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box



Universal Schere

Standard-Qualität SA07-ASU2255

mit Kunststoff-Griff
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Enucleation Schere

Standard-Qualität SA07-ASE1289C

leicht gebogen
stumpf/stumpf
Länge: 140 mm
VPE: 20 Stück/Box



Fremdkörpernadel / Arterienklemmen

Fremdkörpernadel

Standard-Qualität SA07-AFN352S (gerade)
Standard-Qualität SA07-AFN352C (gebogen)

Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Arterienklemme HALSTED-MOSQUITO gerade

Standard-Qualität SA07-AKM8911S (gerade)

Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Arterienklemme HALSTED-MOSQUITO gebogen

Standard-Qualität SA07-AKM8911C (gebogen)

Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Arterienklemme BABY-MOSQUITO

Standard-Qualität SA07-AKM8909S (gerade)
Standard-Qualität SA07-AKM8909C (gebogen)

Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Feder-Nadelhalter

Nadelhalter CASTROVIEJO gebogen, mit Sperre

Standard-Qualität SA07-ANH865
Premium-Qualität SA07-ANH865Q

6 mm feiner Anfasser
Griffbereich mit
Rifflung flach
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Nadelhalter CASTROVIEJO gerade, mit Sperre

Standard-Qualität SA07-ANH869
Premium-Qualität SA07-ANH869Q

6 mm feiner Anfasser
Griffbereich mit
Rifflung flach
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Nadelhalter CASTROVIEJO gebogen, ohne Sperre

Standard-Qualität SA07-ANH867
Premium-Qualität SA07-ANH867Q

6 mm feiner Anfasser
Griffbereich mit
Rifflung flach
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Tränenwegsonde

Tränenwegsonde Spitz

Standard-Qualität SA07-ATS341
Premium-Qualität SA07-ATS341Q

Ø Griff 4 mm
Länge: 95 mm
VPE: 20 Stück/Box



Tränenwegsonde – abgerundete Spitze

Standard-Qualität SA07-ATS342
Premium-Qualität SA07-ATS342Q


Ø Griff 4 mm
Länge: 95 mm
VPE: 20 Stück/Box



Tränenwegsonde Doppelseitig

Standard-Qualität SA07-ATS343
Premium-Qualität SA07-ATS343Q

spitz und abgerundet
Ø Griff 4 mm
Länge: 95 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionklemme

Chalazionklemme justierbar, rund, klein

Standard-Qualität SA07-ACK381
Premium-Qualität SA07-ACK381Q

Ø 12 mm, kreisrunde Platte
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionklemme justierbar, oval, mittel

Standard-Qualität SA07-ACK383
Premium-Qualität SA07-ACK383Q

18 x 13 mm, ovale Platte
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionklemme justierbar, oval, groß

Standard-Qualität SA07-ACK382
Premium-Qualität SA07-ACK382Q

23 x 16 mm, ovale Platte
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Chalazionlöffel

Standard-Qualität SA07-ACL391
Premium-Qualität SA07-ACL391Q

schmal, Ø 1 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Standard-Qualität SA07-ACL392
Premium-Qualität SA07-ACL392Q

mittel, Ø 1,5 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Standard-Qualität SA07-ACL393
Premium-Qualität SA07-ACL393Q

groß, Ø 2 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Premium-Qualität SA07-ACL395Q

Doppelseitig
Ø 1,5 mm und Ø 2 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box




Lidhaken

Lidhaken DESMARRES – klein

Premium-Qualität SA07-ALH11610Q

Breite: 10 mm, Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidhaken DESMARRES – mittel

Premium-Qualität SA07-ALH11614Q


Breite: 14 mm, Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidhaken DESMARRES – groß

Premium-Qualität SA07-ALH11618Q

Breite: 18 mm, Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box




Lidhaken JAFFE

Standard-Qualität SA07-ALH112
Premium-Qualität SA07-ALH112Q

Lid Oben, 14 mm Valven (Paar), Länge: 55 mm
VE: 100 Stück

Standard-Qualität SA07-ALH114
Premium-Qualität SA07-ALH114Q

Lid Unten, 9 mm Valven (Paar), Länge: 55 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer

Lidsperrer geschlossen BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS101
Premium-Qualität SA07-ALS101Q

poliert
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer geschlossen BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS101M
Premium-Qualität SA07-ALS101MQ

satiniert-matt
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer gefenstert mit Steg BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100
Premium-Qualität SA07-ALS100Q

Draht poliert
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer geschlossen BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS102T (transparent)
Standard-Qualität SA07-ALS102G (grau)

mit Kunststoff-Valven
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box




Lidsperrer

Lidsperrer geöffnet ohne Steg KRATZ BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100B
Premium-Qualität SA07-ALS100BQ

Draht poliert
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer gefenstert gerader Halm BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100GH


Draht poliert
ohne nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer für Kinder geöffnet ohne Steg BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100C

Draht poliert
nasale Biegung
25 x 34 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer für Kleinkinder gefenstert BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100CB

Draht poliert
nasale Biegung
21 x 34 mm
VPE: 20 Stück/Box




Lidsperrer

Lidsperrer geöffnet TEMPORAL

Premium-Qualität SA07-ALS106Q


Drahtlidsperrer mit
15 mm Valven
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer PIERCE geöffnet

Premium-Qualität SA07-ALS108Q


seitlich
verschiebbar
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer gefenstert KRATZ

Premium-Qualität SA07-ALS107Q

Drahtlidsperrer
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar

Lidsperrer selbstfedernd

Standard-Qualität SA07-ALS514
Premium-Qualität SA07-ALS514Q

für Kleinkinder
Valven 6 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar geschlossen LIEBERMANN

Premium-Qualität SA07-ALS121Q

Länge: 75 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar geöffnet LIEBERMANN

Premium-Qualität SA07-ALS120Q

Länge: 75 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar geöffnet BANGERTER TEMPORAL

Standard-Qualität SA07-ALS122

Drahtlidsperrer mit 15 mm Valven
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar

Lidsperrer justierbar gefenstert WEISS

Standard-Qualität SA07-ALS123

matt

Länge: 90 mm

VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar geöffnet CLARK

Standard-Qualität SA07-ALS105

Länge: 80 mm

VPE: 20 Stück/Box



Katarakt-Micropinzetten

Micropinzette CAPSULARHEXIS gerade

Standard-Qualität SA07-APK205
Premium-Qualität SA07-APK205Q

45° gewinkelt
Spitze bis Winklung 14 mm
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette CAPSULARHEXIS gebogen

Standard-Qualität SA07-APK192
Premium-Qualität SA07-APK192Q

45° gewinkelt
Spitze bis Winklung 14 mm
Ausführung: lang
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette CAPSULARHEXIS gerade

Standard-Qualität SA07-APK194
Premium-Qualität SA07-APK194Q

45° gewinkelt
Spitze bis Winklung 14 mm
Ausführung: lang
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federpinzette CAPSULARHEXIS gebogen

Standard-Qualität SA07-APK326
Premium-Qualität SA07-APK326Q

45° gewinkelt
Winklung bis Spitze 12 mm
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Katarakt-Micropinzetten

Micropinzette CAPSULARHEXIS gebogen

Standard-Qualität SA07-APK328
Premium-Qualität SA07-APK328Q

5° gewinkelt
Winklung bis Spitze 12 mm
mit rundem Griff
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette IOL Implantation

Standard-Qualität SA07-APK252
Premium-Qualität SA07-APK252Q

45° gewinkelt
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micro-Faltpinzette Linsen-Wender

Standard-Qualität SA07-APK248
Premium-Qualität SA07-APK248Q

mit Halteplatte für 5 – 6
mm IOL 45° gewinkelt
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box




Katarakt-Manipulatoren

Manipulator Linsenkernrotierer Y

Standard-Qualität SA07-AML741
Premium-Qualität SA07-AML741Q

gerundete Enden
runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Claw Phaco Chopper

Standard-Qualität SA07-AMC742
Premium-Qualität SA07-AMC742Q

runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Phaco Chopper

Standard-Qualität SA07-AMC743
Premium-Qualität SA07-AMC743Q

runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator KOCH Type Chopper

Standard-Qualität SA07-AMC744
Premium-Qualität SA07-AMC744Q

runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box




Katarakt-Manipulatoren

Manipulator Lens Dialer SINSKEY HOOK

Standard-Qualität SA07-AMH746
Premium-Qualität SA07-AMH746Q



runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Nukleus und Kapselpolierer DRYSDALE

Standard-Qualität SA07-AMP710
Premium-Qualität SA07-AMP710Q



runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Irishäkchen MUSHROOM

Standard-Qualität SA07-AMI748
Premium-Qualität SA07-AMI748Q



runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Irishaken nach KUGLEN

Standard-Qualität SA07-AMI615
Premium-Qualität SA07-AMI615Q



runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Katarakt-Manipulatoren / Faltzängchen

Manipulator Green Chopper

Premium-Qualität SA07-AMC724Q

runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Doppelender

Premium-Qualität SA07-AMD71231Q



runder Griff
Länge: 128 mm
VPE: 20 Stück/Box



Faltzängchen mit Verriegelung

Premium-Qualität SA07-AFZ253Q

Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lasek Trichter

Lasek Trichter

Premium-Qualität SA07-ALT941Q

Ø 9 mm
– zum halten von Alkohol
während der Operation
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lasek Trichter

Premium-Qualität SA07-ALT942Q

Ø 8 mm
– zum halten von Alkohol
während der Operation
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lasek Trichter

Standard-Qualität SA07-ALT943
Premium-Qualität SA07-ALT943Q

Ø 7 mm
– zum halten von Alkohol
während der Operation
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lasek-Manipulatoren & Lasik-Pinzette

Manipulator Hornhaut-Epithel

Standard-Qualität SA07-ALM951
Premium-Qualität SA07-ALM951Q


runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator HOE Hornhaut-Epithel

Standard-Qualität SA07-ALM960
Premium-Qualität SA07-ALM960Q

halbrunde
Spitzenform,
runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator HOE Hornhaut-Epithel

Standard-Qualität SA07-ALM961
Premium-Qualität SA07-ALM961Q

rechteckige Spitzenform,
runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette Lasik Hornhautflap-Pinzette

Premium-Qualität SA07-ALP971Q

Griff mit Riffelung
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lasik-Manipulatoren

Markierer Lasik Hornhaut


Premium-Qualität SA07-ALM921Q



mit 2 flachen Enden, runder Griff, abwärts gewinkelt, im 45°-Winkel gespreizt, zur Markierung der Cornea

Länge: 125 mm

VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Hornhaut-Heber

Standard-Qualität SA07-ALM931

Premium-Qualität SA07-ALM931Q



1 mm abgerundete Spitze, runder Griff

Länge: 125 mm

VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Universal Hornhaut-Heber

Standard-Qualität SA07-ALM932

Premium-Qualität SA07-ALM932Q



runder Griff
abgekantete Spitze

Länge: 125 mm

VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Intra-Lasik Flap Separator

Standard-Qualität SA07-ALM934

Premium-Qualität SA07-ALM934Q



runder Griff, scharfe Spitze

Länge: 125 mm

VPE: 20 Stück/Box



Depressor

Neonate Scleral Depressor Bulbousende

Premium-Qualität SA07-ADN183Q

Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Neonate Scleral Depressor Hammerform

Premium-Qualität SA07-ADN184Q

Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Schielhaken & Fixierring

Manipulator Schielhaken JAMESON

Standard-Qualität SA07-AMS810
Premium-Qualität SA07-AMS810Q



mit 5 mm Haken, runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Schielhaken JAMESON

Standard-Qualität SA07-AMS811
Premium-Qualität SA07-AMS811Q



mit 8 mm Haken, runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Fixierring THORNTON klein

Standard-Qualität SA07-AFR612
Premium-Qualität SA07-AFR612Q



mit Schwenkkopf, Ø 13 mm / 11 mm Innenring
Länge: 130 mm
VPE: 20 Stück/Box



Fixierring THORNTON groß

Standard-Qualität SA07-AFR613
Premium-Qualität SA07-AFR613Q



mit Schwenkkopf, Ø 16 mm/14 mm Innenring
Länge: 130 mm
VPE: 20 Stück/Box



Ophthal-Instrumente-Set

Kataract Set

SA07-AKS080

Inhalt:

- 1 x Lidsperrer justierbar geschlossen LIEBERMANN
- 1 x Micropinzette gerade, 4,5mm Halteplatte, 85 mm
- 1 x Ophthal-Schere, gerade, spitz/stumpf, 90 mm
- 1 x Manipulator KOCH Type Chopper, 125 mm
- 1 x Micropinzette COLIBRI (chirurgisch), ohne Halteplatte 85 mm
- 1 x Micropinzette MC'PERSON 45° gewinkelt, 4,5 mm Halteplatte, 100 mm



Verpackung: 6er Kammerbeutel mit Einmalinstrumenten einzeln incl. STERIL-Label mit Set-Inhalt, Informationen, Klebeetiketten für Dokumentation – STERILES SET, ETO-Sterilisiert (Haltbarkeit 3 Jahre ab Herstellung)

Suture Set (Fadenzieh-Set)

SA07-AFS085

Inhalt:

- 1 x Micropinzette, gerade, mit Fadenplatte, 115 mm
- 1 x Nadelhalter CASTROVIEJO gebogen, 145 mm
- 1 x Federschere VANNAS, gebogen, 85 mm
- 1 x Federschere WESTCOTT, gebogen, 120 mm

Verpackung: 4er Kammerbeutel mit Einmalinstrumenten einzeln incl. STERIL-Label mit Set-Inhalt, Informationen, Klebeetiketten für Dokumentation – STERILES SET, ETO-Sterilisiert (Haltbarkeit 3 Jahre ab Herstellung)



Corneal Set (Hornhaut Entnahme-Set)

SA07-AHS075

Inhalt:

- 1 x Micropinzette BONN, 95 mm
- 1 x IRIS Schere spitz-fein, gebogen, 115 mm
- 1x Mikro-Pinzette COLIBRI chirurgisch, 100 mm
- 1 x Federschere WESTCOTT gebogen, 120 mm
- 2 x Lidsperrer geöffnet TEMPORAL
- 1 x Krepp-Papier 60 x 60 cm (zum Umschlagen)
- 1 x Kunststoff-Schale blau, 24,5 x 14 x 2,5 cm

STERILISIERTES SET

ETO-Sterilisiert (Haltbarkeit 3 Jahre)



Marker

Augenmarker medium

Standard-Qualität SA07-AAM404


runder Griff
3,5 + 4,0 mm
Polyamid
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenmarker smal

Standard-Qualität SA07-AAM402

runder Griff
3,5 + 4,0 mm
Polyamid
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenmarker Standard

Standard-Qualität SA07-AAM400B


flacher Griff
3,5 + 4,0 mm
Polyamid
Länge: 80 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenmarker flach

Standard-Qualität SA07-AAM410

sehr flach
3,5 + 4,0 mm
Metall
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box




Marker

Augenmarker BRAUNSTEIN

Premium-Qualität SA07-AAM405Q flach, verjüngend
Premium-Qualität SA07-AAM407Q flach

3,5/4,0 mm
zwei Ausführungen
Länge: 70 mm VPE:
20 Stück/Box



Inzisions-Instrument

Standard-Qualität SA07-AAM500

3,5 + 4,0 mm
runder Griff
Fixations-Platte mit
länglicher Nut
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box



Inzisions-Instrument

Standard-Qualität SA07-AAM502

3,5 + 4,0 mm
runder Griff
Fixations-Platte mit
länglicher Nut und runder
Aussparung
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box



Zirkel CASTROVIEJO justierbarer Augenmarker

Standard-Qualität SA07-AAM406
Premium-Qualität SA07-AAM406Q

Scala 20 mm
in 0,5 mm Abständen
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenschutz-Schalen

Augenschutzschale 9loch

Standard-Qualität SA07-AAS600

Kunststoff; transparent
80 x 65 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenschutzschale flexibel

Standard-Qualität SA07-AAS604T

Kunststoff flexibel
transparent/milchig
92 x 54 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenschutzschale segmentiert

Standard-Qualität SA07-AAS605

Kunststoff, verstärkt, weiss
76 x 57 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenschutzschale 1loch

Standard-Qualität SA07-AAS610

Kunststoff beige
77 x 66 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenschutzschale Softgrip

Standard-Qualität SA07-AAS607

9loch; Silikon-Rand
transparentes Kunststoff-Innenteil
80 x 65 mm
VPE: 20 Stück/Box



Schwamm-/ Tupferklemme Kunststoff

Schwamm-/ Tupferklemme Kunststoff

Standard-Qualität SA07-AKK8918B (blau)
Standard-Qualität SA07-AKK8918G (grün)

blau oder grün
Länge: 185 mm
VPE: 20 Stück/Box



Schwamm-/Tupferklemme Kunststoff

Standard-Qualität SA07-AKK8924B

blau
Länge: 245 mm
VPE: 20 Stück/Box



Ansprechpartner



Gabriele Sadlowski
Geschäftsleitung

Telefon +49 (0) 8382 / 94 30 225
Mobil +49 0175 / 59 70 700
e-Mail vertrieb@salensa.de



Monika Schnalke
Backoffice
Management
Buchhaltung

Telefon +49 (0) 8382 / 94 30 225
e-Mail vertrieb@salensa.de



Petra Lauterbach
Backoffice
Marketing
Vertrieb

Telefon +49 (0) 8382 / 94 30 225
e-Mail vertrieb@salensa.de



Adam Huptas
Business Prozess
Controlling

Telefon +49 (0) 8382 / 94 30 225
e-Mail vertrieb@salensa.de



Lindau am Bodensee –
in unmittelbarer Nähe zu unserem
Standort in Bodolz

salensa

Gabriele Sadlowski e.K.
Bettнау 24 d
D-88131 Bodolz

Telefon +49 (0) 8382 / 94 30 225
Telefax +49 (0) 8382 / 94 30 226

vertrieb@salensa.de
www.salensa.de

02/2019