

salensa basic line



OPHTHALMOLOGISCHE EINWEGINSTRUMENTE

PRODUKTKATALOG 2022



salensa ist spezialisiert auf den Vertrieb qualitativ hochwertiger Einweginstrumente für die Augen Chirurgie.

Wir führen eine große Auswahl an Einweginstrumenten für ophthalmologische Eingriffe im vorderen bis hinteren Augenabschnitt.

Sprechen Sie uns an, falls ein von Ihnen gewünschtes Instrument in unserem Produktportfolio dennoch nicht zu finden sein sollte. Gerne versuchen wir Ihre Wünsche zu verwirklichen.

Für alle Einweginstrumente garantieren wir:

- ▶ eine gleichbleibende, hohe Qualität und präzise Verarbeitung
- ▶ ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- ▶ einzeln steril verpackt und in praktischen Spenderboxen

Unsere Einweginstrumente bestehen aus nicht-reflektierendem, mattgebürstetem Stahl und sind mit einer gefrästen bzw. farbigen Einmal-Kennzeichnung versehen. So lässt sich einfach und sicher eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten vermeiden.



Immer ein neues Instrument zur Hand

Unsere Einweginstrumente sind in Qualität und Handhabung mit Mehrweginstrumenten vergleichbar. Sie bieten darüber hinaus aber noch weitere Vorteile:



Garantierte Sterilität

reduziert das Infektionsrisiko und sorgt für Sicherheit und Patientenschutz.



Höchste Produktqualität

da bei jeder Anwendung ein neues, unbenutztes Instrument zur Anwendung kommt - ohne jegliche Verschleißerscheinungen oder Funktionseinschränkungen.



Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

durch Wegfall bzw. Senkung der Kosten im Mehrwegbereich für Sterilisation, Instandsetzung und Dokumentation.



Optimale Bereitstellung

entweder als steril verpackte Einzelinstrumente in praktischen Spenderboxen oder alternativ inkludiert in unseren salensa OP-Sets.

salensa Einweginstrumente machen den Wechsel leicht

Alle Einweginstrumente werden aus hochwertigem Einweg-Instrumentenstahl gefertigt. Es stehen Standard- und Premium-Qualität zur Verfügung:



Standard-Qualität

für den Einsatz im ambulanten Bereich - insbesondere für Eingriffe im äußeren Augenabschnitt.



Premium-Qualität (gekennzeichnet durch Artikelnummern mit „Q“)

für den mikrochirurgischen Einsatz.

- ▶ Diese Einweginstrumente zeichnen sich durch präzisere Fertigung, höhere Oberflächen- und Schliffgüte (bei Klingen) aus.

Zertifizierte Qualitätsstandards

Unsere Produktionspartner und Lieferanten sind alle gemäß dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001: 2015 und/oder DIN EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Unsere Einweginstrumente werden in Deutschland validiert zyklusgereinigt, verpackt in einer Tiefziehpackung mit Einlageetiket und mit Ethylenoxid-Gas sterilisiert. Die Haltbarkeit (Sterilität) beträgt 3 Jahre ab Herstellungsdatum bzw. Sterilisation.



salensa „all-in-one“ OP-Sets beinhalten unsere qualitativ hochwertigen Einweginstrumente und die entsprechenden Verbrauchsmaterialien. Inhalt sowie Packreihenfolge werden gemeinsam mit Ihnen optimal auf Ihre Arbeitsabläufe abgestimmt. Alle Inhaltskomponenten sind einfach und schnell zu entnehmen.

Flexibel. Ökonomisch. Bewährt.

Unsere OP-Sets können je nach Indikation z.B. für folgende Eingriffe konfektioniert werden:

- ▶ Intravitreales Injektions-Set
- ▶ Katarakt-Set
- ▶ Vitrektomie-Set
- ▶ Lasik-Set
- ▶ Fadenentfernungs-Set
- ▶ Lidchirurgie-Set
- ▶ Strabismus-Set
- ▶ Tumor Ex-Set

Entwickelt für den flexiblen Einsatz in den Bereichen:

- ▶ Klinik / Praxis
- ▶ Ambulanz
- ▶ Stationär
- ▶ Standard-Eingriff
- ▶ Operationen
- ▶ Notfallversorgung

Spenderboxen



Die Spenderboxen sorgen für eine bedarfsgerechte, flexible Bereitstellung der einzeln steril verpackten Einweginstrumente und gewährleisten eine **Haltbarkeit von 3 Jahren (ab Herstellungsdatum)**. Die Spenderbox ist für alle Einweginstrumente verfügbar. Sie ist stapelbar und erleichtert so Lagerung und Logistik.

Seite	
salensa medizinischer Bedarf für das Auge	2
Qualitätsmerkmale	3
salensa „all-in-one“ OP-Sets / Spenderboxen	4
Inhaltsverzeichnis	5
Micropinzetten chirurgisch	6 – 8
Cilien- und Fremdkörperpinzetten	9 – 10
Micropinzetten mit Halteplatte	11 – 12
Micropinzetten mit Einkerbung	13
Anatomische Pinzetten	14
Sonstige Pinzetten	15
Micro-Federscheren	16 – 18
Irisscheren	19
Augenscheren	20
Scheren	21
Fremdkörpernadel / Arterienklemme	22
Feder-Nadelhalter	23 – 24
Tränenwegsonde	25
Chalazionklemme	26
Chalazionlöffel	27
Lidhaken	28 – 29
Lidsperrer	23 – 25
Lidsperrer justierbar	26
Depressor	35
Schielhaken & Fixierring	36
Marker	37 – 38
Augenschutz-Schalen	39
Schwamm-/ Tupferklemme Kunststoff	40

Micropinzette COLIBRI

Standard-Qualität SA07-APC200/SA07-APC200SM
Premium-Qualität SA07-APC200Q

1 into 2 Zähne (chirurgisch),
ohne Halteplatte
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette IRIS

Standard-Qualität SA07-APC196

extrafein, gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette COLIBRI

Standard-Qualität SA07-APC198
Premium-Qualität SA07-APC198Q

1 into 2 Zähne (chirurgisch),
mit 5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette ST. MARTIN

Standard-Qualität SA07-APC202
Premium-Qualität SA07-APC202Q


1 into 2 Zähne (chirurgisch)
mit 5,0 mm Halteplatte
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette chirurgisch

Standard-Qualität SA07-APC201
Premium-Qualität SA07-APC201Q


1 into 2 Zähne (chirurgisch),
mit 5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Irispinzette BONN

Standard-Qualität SA07-APC204
Premium-Qualität SA07-APC204Q

gerade
1 into 2 Zähne (chirurgisch)
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box




Irispinzette BONN



Standard-Qualität 001-023-1202

1 into 2 Zähne (chirurgisch),
Länge: 100 mm
VPE: 25 Stück/Box



Colibri Pinzette mit Bindeplattform



Standard-Qualität 001-023-1193

chirurgisch
mit Bindeplattform
Länge: 85 mm
VPE: 25 Stück/Box



Conjungtiva Pinzette Krefeld-Modell



Standard-Qualität 001-023-1201

chirurgisch
Länge: 110 mm
VPE: 25 Stück/Box



Nahtpinzette Zürich-Modell, gerade fein



Standard-Qualität 001-023-1194

chirurgisch
gerade, fein
Länge: 87 mm
VPE: 25 Stück/Box



Gewebepinzette Standard gerade



Standard-Qualität 001-023-1187

1 into 2 Zähne (chirurgisch)
gerade
Länge: 110 mm
VPE: 25 Stück/Box



Micropinzette Cilien- & Fremdkörperpinzette

Standard-Qualität SA07-APC207
Premium-Qualität SA07-APC207Q

SHAAF
gebogen
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette mit Halteplatte

Standard-Qualität SA07-APH213

gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilien- und Fremdkörperpinzette BEER

Standard-Qualität SA07-APH219

gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilienpinzette satiniert

Standard-Qualität SA07-APH568S

schräge Spitze
Länge: 80 mm
VPE: 20 Stück/Box



Cilien- und Fremdkörperpinzette Hamburger



Standard-Qualität 001-023-1188

gerade
Länge: 95 mm
VPE: 25 Stück/Box



Cilienpinzette nach Gradle



Standard-Qualität 001-023-1323

Länge: 115 mm
VPE: 25 Stück/Box



Micropinzette mit Halteplatte

Standard-Qualität SA07-APH209
Premium-Qualität SA07-APH209Q

gerade
mit 4,5 mm Halteplatte
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette BONN

Standard-Qualität SA07-APH195

extrafein, gerade Länge: 95
mm VPE: 20 Stück/Box



Fadenpinzette mit Halteplatte

Standard-Qualität SA07-APH213

gerade
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette ST. MARTIN ohne Zähne

Standard-Qualität SA07-APH214

gerade
mit 5,0 mm Halteplatte
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette mit Halteplatte

Standard-Qualität SA07-APH271
Premium-Qualität SA07-APH271Q

gerade
mit 4,5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette MC'PERSON

Standard-Qualität SA07-APH203
Premium-Qualität SA07-APH203Q

45° gewinkelt
mit 4,5 mm Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette PIERSE im Colibri Design

Standard-Qualität SA07-APE216


mit 0,8 mm Einkerbung
Fadenplatte
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette HOSKINS

Standard-Qualität SA07-APE255


0,25 mm Einkerbung
mit Halteplatte
Ausführung: klein
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette HOSKINS

Standard-Qualität SA07-APE206

0,25 mm Einkerbung
mit Halteplatte
Ausführung: lang
Länge: 110 mm
VPE: 20 Stück/Box



Micropinzette gerade mit Fadenplatte

Standard-Qualität SA07-APE188

mit 0,25 mm Einkerbung
Fadenplatte
Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box



FEILCHENFELD-Pinzette, anatomisch

Standard-Qualität SA07-APF4271

Splitterpinzette
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Pinzette, anatomisch

Standard-Qualität SA07-APA4273 (gerade, spitz)

gerade, spitz
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Gewebepinzette fein gerade



Standard-Qualität 001-023-1185

gerade
Länge: 110 mm
VPE: 25 Stück/Box



Gewebepinzette fein gebogen



Standard-Qualität 001-023-1186

gebogen
Länge: 110 mm
VPE: 25 Stück/Box



Pinzette ADSON, chirurgisch

Standard-Qualität SA07-APC4400SM (gerade, fein)
Premium-Qualität SA07-APC4400SMQ (gerade, extrafein)


gerade, fein
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Pinzette ADSON anatomisch

Standard-Qualität SA07-APA4404SM (gerade, fein)

gerade, fein
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Pinzette MOORFIELD

Standard-Qualität SA07-APA190
Premium-Qualität SA07-APA190Q

gerade
stumpf
Länge: SA07-190 = 100 mm
Länge: SA07-190-Q = 110 mm
VPE: 20 Stück/Box



Fixierpinzette GRAEFE

Standard-Qualität SA07-APF210

ohne Sperre
Länge: 105 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere VANNAS gebogen

Standard-Qualität SA07-ASV304C
Premium-Qualität SA07-ASV304CQ


Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere VANNAS gerade

Standard-Qualität SA07-ASV304S
Premium-Qualität SA07-ASV304SQ

Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere VANNAS gebogen, feine Spitze



Standard-Qualität 001-023-1322

gebogen
feine Spitze
Länge: 80 mm
VPE: 25 Stück/Box



Federschere NOYES

Standard-Qualität SA07-ASN302S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASN302C (gebogen)

Mikro-/Iridektomie
spitz/spitz
Länge: 160 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere WESTCOTT gebogen

Standard-Qualität SA07-ASW301C
Premium-Qualität SA07-ASW301CQ

Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere WESTCOTT gerade

Standard-Qualität SA07-ASW301S
Premium-Qualität SA07-ASW301SQ


Iridektomieschere
Flachgriff
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere KATZIN

Standard-Qualität SA07-ASK303L

Hornhautschere
Ausführung LINKS
Flachgriff
Länge: 110 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere KATZIN

Standard-Qualität SA07-ASK303R

Hornhautschere
Ausführung RECHTS
Flachgriff
Länge: 110 mm
VPE: 20 Stück/Box



Federschere ONG TYPE

Standard-Qualität SA07-AS0580
Premium-Qualität SA07-AS0580Q

Kapsulotomieschere
Spitze nach oben gebogen
Flachgriff
Länge: 80 mm
VPE: 20 Stück/Box



IRIS Schere, spitz/spitz

Standard-Qualität SA07-ASI71358S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71358C (gebogen)

Länge: 95 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



IRIS Schere, stumpf /stumpf

Standard-Qualität SA07-ASI71362S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71362C (gebogen)

Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



IRIS Schere, spitz/spitz

Standard-Qualität SA07-ASI71360S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71360C (gebogen)

Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



IRIS Schere Bonn

Standard-Qualität SA07-ASI71370S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASI71370C (gebogen)

Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



Augenschere gerade, spitz/spitz



Standard-Qualität 001-023-1204

Länge: 100 mm
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



Augenschere gerade, spitz/spitz



Standard-Qualität 001-023-1205

Länge: 110 mm
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



Augenschere gerade, spitz/spitz



Standard-Qualität 001-023-1206

Länge: 120 mm
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



Augenschere gebogen, spitz/spitz



Standard-Qualität 001-023-1207


Länge: 90 mm
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



Sehnenschere STEVENS

Standard-Qualität SA07-ASS307C (gebogen)
Standard-Qualität SA07-ASS307S (gerade)

Flügelform
Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge:
100 Stück



Enucleation Schere

Standard-Qualität SA07-ASE1289C

leicht gebogen, stumpf/stumpf
Länge: 140 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Fremdkörpernadel

Standard-Qualität SA07-AFN352S (gerade)
Standard-Qualität SA07-AFN352C (gebogen)

Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Arterienklemme HALSTED-MOSQUITO gerade

Standard-Qualität SA07-AKM8911S (gerade)

Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Arterienklemme HALSTED-MOSQUITO gebogen

Standard-Qualität SA07-AKM8911C (gebogen)

Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Arterienklemme BABY-MOSQUITO

Standard-Qualität SA07-AKM8909S (gerade)
Standard-Qualität SA07-AKM8909C (gebogen)

Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Nadelhalter CASTROVIEJO gebogen, ohne Sperre

Standard-Qualität SA07-ANH867
Premium-Qualität SA07-ANH867Q

6 mm feiner Anfasser
Griffbereich mit
Rifflung flach
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Nadelhalter CASTROVIEJO gebogen, mit Sperre

Standard-Qualität SA07-ANH865
Premium-Qualität SA07-ANH865Q

6 mm feiner Anfasser
Griffbereich mit
Rifflung flach
Länge: 120 mm
VPE: 20 Stück/Box



Nadelhalter JACOBI gebogen, ohne Sperre



Standard-Qualität 001-023-1173

Griff: 7 mm
Länge: 115 mm
VPE: 25 Stück/Box



Nadelhalter BARRAQUER gebogen, mit Sperre



Standard-Qualität 001-023-1170

Griff: 6 mm
Länge: 105 mm
VPE: 25 Stück/Box



Nadelhalter BARRAQUER gebogen, mit Sperre



Standard-Qualität 001-023-1172

Griff: 8 mm
Länge: 120 mm
VPE: 25 Stück/Box



Nadelhalter CASTROVIEJO gerade, ohne Sperre



Standard-Qualität 001-023-1171
Premium-Qualität SA07-ANH867Q

Griffbereich mit
Rifflung
Länge: 90 mm
VPE: 25 Stück/Box



Nadelhalter BARRAQUER gerade, ohne Sperre



Standard-Qualität 001-023-1169

Griff: 6 mm
Länge: 105 mm
VPE: 25 Stück/Box



Nadelhalter CASTROVIEJO gerade, ohne Sperre



Standard-Qualität 001-023-1174

Griff: 10 mm
Länge: 135 mm
VPE: 25 Stück/Box



Tränenwegsonde Spitz

Standard-Qualität SA07-ATS341
Premium-Qualität SA07-ATS341Q

Ø Griff 4 mm
Länge: 95 mm
VPE: 20 Stück/Box



Tränenwegsonde - abgerundete Spitze

Standard-Qualität SA07-ATS342
Premium-Qualität SA07-ATS342Q


Ø Griff 4 mm
Länge: 95 mm
VPE: 20 Stück/Box



Tränenwegsonde Doppelseitig

Standard-Qualität SA07-ATS343
Premium-Qualität SA07-ATS343Q

spitz und abgerundet
Ø Griff 4 mm
Länge: 115 mm
VPE: 20 Stück/Box




Chalazionklemme justierbar, rund, klein



Standard-Qualität 001-023-1176

Ø 10 mm, kreisrunde Platte
Länge: 90 mm
VPE: 25 Stück/Box



Chalazionklemme justierbar, rund, klein

Standard-Qualität SA07-ACK381
Premium-Qualität SA07-ACK381Q

Ø 13 mm, kreisrunde Platte
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionklemme justierbar, oval, groß



Standard-Qualität 001-023-1177

20 x 14 mm, ovale Platte
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionklemme justierbar, oval, groß

Standard-Qualität SA07-ACK382
Premium-Qualität SA07-ACK382Q

23 x 16 mm, ovale Platte
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Premium-Qualität SA07-ACL391Q

schmal, Ø 1 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Premium-Qualität SA07-ACL392Q

mittel, Ø 1,5 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Premium-Qualität SA07-ACL393Q

groß, Ø 2 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Chalazionlöffel

Premium-Qualität SA07-ACL395Q

Doppelseitig
Ø 1,5 mm und Ø 2 mm
Länge: 135 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidhaken DESMARRES, 10mm



Standard-Qualität 001-023-1316

Breite: 6 mm, Länge: 140 mm
VPE: 25 Stück/Box



Lidhaken DESMARRES, 10mm

Standard-Qualität SA07-ALH11610
Premium-Qualität SA07-ALH11610Q

Breite: 10 mm, Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidhaken DESMARRES, 12mm



Standard-Qualität 001-023-1315

Breite: 12 mm, Länge: 140 mm
VPE: 25 Stück/Box



Lidhaken DESMARRES, 14mm



Standard-Qualität 001-023-1254

Breite: 14 mm, Länge: 160 mm
VPE: 25 Stück/Box



Lidhaken DESMARRES, 18mm

Standard-Qualität SA07-ALH11618
Premium-Qualität SA07-ALH11618Q


Breite: 18 mm, Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidhaken JAFFE

Premium-Qualität SA07-ALH112Q


14 mm Valven einzeln, Länge: 55 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidhaken JAFFE klein

Premium-Qualität SA07-ALH114Q

für Kinder
9 mm Valven einzeln, Länge: 55 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer geschlossen BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS101
Premium-Qualität SA07-ALS101Q
poliert
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer geschlossen BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS101M
Premium-Qualität SA07-ALS101MQ

satiniert-matt
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer geschlossen BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS102T (transparent)
Standard-Qualität SA07-ALS102G (grau)


mit Kunststoff-Valven
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer gefenstert mit Steg BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100

Draht poliert
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer geöffnet ohne Steg KRATZ BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100B

Draht poliert
nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer gefenstert gerader Halm BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100GH


Draht poliert
ohne nasale Biegung
29 x 42 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer für Kinder geöffnet ohne Steg BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100C

Draht poliert
nasale Biegung
25 x 34 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer für Kleinkinder gefenstert BARRAQUER

Standard-Qualität SA07-ALS100CB

Draht poliert
nasale Biegung
21 x 34 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer geöffnet TEMPORAL

Premium-Qualität SA07-ALS106Q

Drahtlidsperrer mit
15 mm Valven
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer gefenstert KRATZ

Premium-Qualität SA07-ALS107Q

Drahtlidsperrer
gefenstert
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer selbstfedernd

Premium-Qualität SA07-ALS514Q

für Kleinkinder
Valven 6 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer selbstfedernd

Premium-Qualität SA07-ALS515Q

für Neugeborene
Valven 4 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer BOWMAN



Standard-Qualität 001-023-1166

Drahtlidsperrer für Kinder
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer justierbar geschlossen LIEBERMANN

Premium-Qualität SA07-ALS121Q

Länge: 75 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar geöffnet LIEBERMANN

Premium-Qualität SA07-ALS120Q

Länge: 75 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer justierbar gefenstert WEISS

Standard-Qualität SA07-ALS123

matt
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box



Lidsperrer COOK, justierbar



Standard-Qualität 001-023-1314

Valve 15 mm
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer KNAPP-CLARK



Standard-Qualität 001-023-1167

Originalmodell
offene Flügel
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer LANCASTER



Standard-Qualität 001-023-1168

verstellbarer Mechanismus
mit Sicherungsmutter
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Lidsperrer COOK, justierbar



Standard-Qualität 001-023-1313

Valve 5 mm
VPE: 25 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Neonate Scleral Depressor Hammerform

Premium-Qualität SA07-ADN184Q

Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Schielhaken JAMESON

Standard-Qualität SA07-AMS810

mit 5 mm Haken, runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Manipulator Schielhaken JAMESON

Standard-Qualität SA07-AMS811


mit 8 mm Haken, runder Griff
Länge: 125 mm
VPE: 20 Stück/Box



Fixierring THORNTON klein

Standard-Qualität SA07-AFR612


mit Schwenkkopf, Ø 13 mm / 11 mm Innenring
Länge: 130 mm
VPE: 20 Stück/Box



Fixierring THORNTON groß

Standard-Qualität SA07-AFR613


mit Schwenkkopf, Ø 16 mm/14 mm Innenring
Länge: 130 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenmarker medium

Standard-Qualität SA07-AAM404

runder Griff
3,5 + 4,0 mm
Polyamid
Länge: 90 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenmarker small

Standard-Qualität SA07-AAM402

runder Griff
3,5 + 4,0 mm
Polyamid
Länge: 100 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenmarker Standard

Standard-Qualität SA07-AAM400B


flacher Griff
3,5 + 4,0 mm
Polyamid
Länge: 80 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenmarker flach

Standard-Qualität SA07-AAM410


sehr flach
3,5 + 4,0 mm
Metall
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenmarker BRAUNSTEIN

Premium-Qualität SA07-AAM405Q flach, verjüngend
Premium-Qualität SA07-AAM407Q flach

3,5/4,0 mm
zwei Ausführungen
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Inzisions-Instrument

Standard-Qualität SA07-AAM500


3,5 + 4,0 mm
runder Griff
Fixations-Platte mit
länglicher Nut
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Inzisions-Instrument

Standard-Qualität SA07-AAM502

3,5 + 4,0 mm
runder Griff
Fixations-Platte mit
länglicher Nut und runder
Aussparung
Länge: 70 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Zirkel CASTROVIEJO justierbarer Augenmarker

Premium-Qualität SA07-AAM406Q

Scala 20 mm
in 0,5 mm Abständen
Länge: 85 mm
VPE: 20 Stück/Box



Augenschutzschale 9loch

SSstandard-Qualität SA07-AAS600

Kunststoff; transparent
80 x 65 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenschutzschale flexibel

Standard-Qualität SA07-AAS604T

Kunststoff flexibel
transparent/milchig
92 x 54 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenschutzschale segmentiert

Standard-Qualität SA07-AAS610

Kunststoff beige
77 x 66 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenschutzschale 1loch

Standard-Qualität SA07-ASN302S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASN302C (gebogen)

Mikro-/Iridektomie
spitz/spitz
Länge: 160 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Augenschutzschale 1loch

Standard-Qualität SA07-ASN302S (gerade)
Standard-Qualität SA07-ASN302C (gebogen)

Mikro-/Iridektomie
spitz/spitz
Länge: 160 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Schwamm-/ Tupferklemme Kunststoff

Standard-Qualität SA07-AKK8918B (blau)

blau
Länge: 185 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



Schwamm-/Tupferklemme Kunststoff

Standard-Qualität SA07-AKK8924B

blau
Länge: 245 mm
VPE: 20 Stück/Box
Mindestbestellmenge: 100 Stück



salensa basic line



salensa

Gabriele Sadlowski e.K.

Fuggerstraße 1a
D-88142 Wasserburg

Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225
Telefon +49 (0) 83 82/94 30 226

vertrieb@salensa.de
www.salensa.de

05/2022