

Just One Use // Le sigle « *Just One Use* » affirme le caractère usage unique de nos instruments. **Sécurité** : réduire le risque de contamination croisée. **Économie** : éliminer les coûts de réparation et de re-stérilisation. **Performance** : usinés en acier inoxydable de grade médical, nos instruments à usage unique offrent une ergonomie, un poids et un équilibre équivalents aux instruments re-stérilisables. **Praticité** : réduire le temps de préparation au bloc, présentation en sets ou à l'unité.

FORCEPS / Pincers / Pinzetten

 **FIXATION** | **GENERAL** | **LENS** | **TYING**




ADSON'S DISSECTION FORCEPS / Pince d'Adson à Griffes / Adson Dissektionspinzette

Length : 125 mm
Handle length : 97 mm
1 into 2 teeth
28 mm platform



SC59

FIXATION



BISHOPS FORCEPS / Pince de Bishop / Bishops Pinzette

Length : 105 mm
Handle length : 75 mm
1 into 2 teeth



SC56

FIXATION




SWAN NECK TYPE PLAIN FORCEPS / Pince plate type col de cygne / Flache Pinzette mit Schwanenhals

Length : 114 mm
Handle length : 79 mm



SC35

FIXATION




BONN FORCEPS / Pince de Bonn, à Griffes, Manche court / Irispinzette, Bonn, kurzer Griff

Length : 85 mm
Handle length : 57 mm
1 into 2 teeth
Short handle
5 mm platform

SC38



FIXATION



BONN FORCEPS / Pince de Bonn, à Griffes, Manche long / Irispinzette, Bonn, langer Griff

Length : 105 mm
Handle length : 76 mm
1 into 2 teeth
5 mm platform

SC129



FIXATION




COLIBRI TOOTHED FORCEPS / Pince Colibri, à Griffes, Manche long / Kolibri Pinzette, gezahnt, langer Griff

Length : 110 mm
Handle length : 72 mm
55° angled
1 into 2 teeth
4 mm platform

SC22



FIXATION




COLIBRI TYING FORCEPS / Pince Colibri, à Griffes, Manche court / Kolibri Pinzette, gezahnt, kurzer Griff

Length : 85 mm
Handle length : 59 mm
55° angle forked tip
Short handle
4 mm platform

SC20



FIXATION




FINE CLAW FORCEPS / Pince à Griffes, Fine / Feine Greifpinzette

Length : 100 mm
Handle length : 68 mm
2 into 1 teeth
32 mm platform to tip

SC115



FIXATION



HOSKINS FORCEPS / Pince de Hoskins / Hoskins Pinzette

Length : 85 mm
Handle length : 56 mm
Notched forceps
5 mm platform

SC55



FIXATION



IRIS FORCEPS / Pincés à iris, griffes fines / Irispinzette, gezahnt, sehr fein

Length : 105 mm
Handle length : 67 mm
1 into 2 teeth
5 mm platform

SC116



FIXATION



IRIS FORCEPS POINTED / Pincés à iris, Extrémités pointues, Mors striés / Irispinzette, gerade, gerieft

Length : 110 mm
Handle length : 69 mm
Serrated 15 mm platform

SC128



FIXATION




JAYLES FORCEPS / Pince de Jayles / Jayles Pinzette

Length : 105 mm
Handle length : 67 mm
1 into 2 teeth
5 mm platform

SC117



FIXATION




STRAIGHT NOTCHED FORCEPS (HOSKINS) / Pince à fixer alvéolée de Hoskins / Hoskins Pinzette gerade

Length : 110 mm
Handle length : 76 mm
Notched forceps
5 mm platform

SC49



FIXATION




ST. MARTINS FORCEPS / Pince de Paufrage / St. Martins Pinzette

Length : 84 mm
Handle length : 56 mm
1 into 2 teeth
6 mm platform

SC54



FIXATION




STRAIGHT TOOTHED FORCEPS FINE / Pince à Tissus, droite / Pinzette gerade, fein mit Zähnen

Length : 105 mm
Handle length : 78 mm
1 into 2 teeth
5 mm platform

SC21



FIXATION



ADSONS FORCEPS / Pince d'Adson, Mors striés / Adson anatomische Pinzette, gerieft

Length : 125 mm
Handle length : 97 mm
14 mm serrated platform

SC119



GENERAL

1.2 mm — 1.41 mm — 1.63 mm

1.21 mm — 1.41 mm —

ADSONS FORCEPS FINE SERRATED / Pince d'Adson, Striée, Fine / Adson anatomische Pinzette, gerieft, sehr fein

Length : 125 mm
Handle length : 98 mm
Serrated 14 mm tying platform

SC113



GENERAL

0.9 mm — 1.6 mm — 1.3 mm

0.9 mm — 1.6 mm —

DENIS SCLERECTOMY FORCEPS / Pince à sclérectomie de Denis / Denis Sclerectomy Pinzette

Length : 105 mm
Handle length : 75 mm
30 mm pointed ends

SC104



GENERAL

0.2 mm =

0.2 mm =

EPILATION - CILIA FORCEPS / Pince à Cil / Fremdkörper & Zilienpinzette

Length : 73 mm
50 mm platform

SC58



GENERAL

0.3 mm =

0.3 mm =


EPILATION FORCEPS / Pince à épiler / Zilien-und Fremdkörperpinzette

Length : 88 mm
18 mm platform

SC127



GENERAL




JEWELLERS FORCEPS / Pince de Joailler / Feine Fadenpinzette (Jewellers)

Length : 115 mm
Handle length : 82 mm
0.1 mm fine pointed ends
32 mm platform

SC60



GENERAL



MOORFIELDS FORCEPS / Pince de Moorfield / Moorfield Pinzette

Length : 110 mm
Handle length : 68 mm
Serrated 15 mm platform

SA12



GENERAL




MOORFIELDS FORCEPS FINE / Pince de Moorfield Pointes fines / Moorfield Pinzette, fein

Length : 110 mm
Handle length : 71 mm
Serrated 15 mm platform

SA17



GENERAL



MOSQUITO FORCEPS / Pince Mosquito / Mosquito Pinzette

Length : 130 mm
Handle to tip : 98 mm
22 mm serrated clamp area

SG02



GENERAL




IOL REMOVAL FORCEPS / Pince à extraction d'implant / IOL Explantations Pinzette

Length : 82 mm
Handle length : 54 mm
35° angled serrated tips
13 mm platform

SC112



LENS




LENS FOLDING FORCEPS / Pince à implants / IOL Faltpinzette

Length : 105 mm
Handle length : 78 mm
45° angled
1 cm platform

SC51



LENS




LENS IMPLANTATION FORCEPS / Pince à implantation IOL / IOL Implanations Pinzette

Length : 105 mm
Handle length : 76 mm
45° angled tips
10 mm platform

SC52



LENS



KELMAN MC PHERSON FORCEPS / Pince Kelman McPherson / Kelman Mc Pherson Pinzette

Length : 83 mm
Handle length : 57 mm
50° angled 7 mm tying platform

SC73



TYING



MC PHERSON TYING FORCEPS / Pince McPherson / Angewinkelte Fadenpinzette (McPherson)

Length : 105 mm
Handle length : 76 mm
45° angled 5 mm tying platform

SC72



TYING



CURVED NOTCHED FORCEPS / Pince courbe alvéolée / Gebogene chirurgische Pinzette

Length : 100 mm
Handle length : 76 mm
Curved 5 mm tying platforms

SC50



TYING



STRAIGHT TYING FORCEPS / Pince à fil droite, MC / Knüpf-/Fadenpinzette gerade

Length : 85 mm
Handle length : 56 mm
5 mm tying platform

SC19



TYING




SUTURE REMOVAL FORCEPS CURVED / Pince à sutures, courbe / Fadenpinzette zur Nahtentfernung, gebogen

Length : 105 mm
Handle length : 76 mm
Pointed tips
5 mm tying platform

SC120



FIXATION




TROUTMAN TYING FORCEPS CURVED / Pince monofilament de Troutman / Knüpfpinzette nach Troutman, gebogen

Length : 105 mm
Handle length : 76 mm
Curved tips
5 mm tying platform

SC105



TYING



STRAIGHT TYING FORCEPS / Pince à fil droite, ML / Knüpf-/Fadenpinzette gerade

Length : 105 mm
Handle length : 75 mm
5 mm tying platform

SC71



TYING



LINDGREN FORCEPS / Pince de Lindgren / Lindgren Pinzette

Superior rectus forceps Curved
Length : 110 mm
Handle length : 70 mm
1 into 2 teeth

SC99



TYING

