

Just Quality // Qualität der Herstellung und einwandfreie Ethik.

Unsere Instrumente sind CE-gezeichnet und werden in Übereinstimmung mit den aktuellen internationalen Standards hergestellt. Zu den Fertigungsprozessen gehören Qualitätskontrollen und Prüfungen, die Reproduzierbarkeit und die Qualität der auf den Markt gebrachten Geräte garantieren. Wir bemühen uns, ethisch und verantwortungsvoll zu handeln.

MEASURERS & MARKERS

Mesureurs & Marqueurs


Messinstrumente & Marker



BRAUNSTEIN FIXED CALIPER 1.8 MM THICKNESS / Marqueur de Braunstein, métal / Braunstein Kaliber fix 1.8 mm Dicke

Length : 68 mm
Thickness : 1.8 mm
Handle lenght : 61 mm


SG04



CASTROVIEJO ADJUSTABLE CALIPER / Compas de Castroviejo, pointes droites / Castoviejo verstellbarer Zirkel

Length : 85 mm
Width : 43 mm
20 mm measure



SG05



HELVESTON RULER / Règle d'Helveston / Helveston Meßspatel

Overall Length : 118 mm
Handle Length : 89 mm


SG93



MENDEZ GAUGE / Anneau de Mendez / Messlehre nach Mendez (zur Bestimmung des Einschnittwinkels)


Length : 120 mm
Handle length : 80 mm
180° circular marker

SC65


SCLERAL MARKER ROUND BODIED DOUBLE ENDED / Marqueur scléral métal 3.5 mm - 4.5 mm / Skleral Marker runder Griff, zweiseitig

4.5 mm and 3.5 mm marking ends
Length : 110 mm
Handle : 60 mm
Round bodied
Double ended

SG19


8 LINE CORNEAL MARKER / Marqueur cornéen 8 branches / Sternförmiger Kornea Marker mit 8 Linien

Overall Length : 109 mm
Handle length : 81 mm

SR72

