


Just Innovation // Unser Bestreben sind kontinuierliche Verbesserung und Innovationen.

Unser Forschungs und Entwicklungsteam hat ständig ein offenes Ohr am Markt, um chirurgische Instrumente entsprechend den Anforderungen anzubieten. Unser Know-how steht den Benutzern für jede Anfrage zur Entwicklung neuer oder maßgeschneiderter Instrumente zur Verfügung.

LACRIMAL

Lacrymal

Lakrimal



BOWMANS PROBE SIZE 00-0 DOUBLE ENDED / Sonde de Bowman double 00-0 / Tränenwegsonde Bowman Größe 00-0 zweiseitig

Length : 50 mm
Handle length : 30 mm

PD05


BOWMANS PROBE SIZE 000-00 DOUBLE ENDED / Sonde de Bowman double 000-00 / Tränenwegsonde Bowman Größe 000-00 zweiseitig

Length : 50 mm
Handle length : 30 mm

PD06


LACRIMAL PROBE / Sonde à voies lacrymales / Lakrimal Sonde

Length : 95 mm
Handle length : 15 mm
0.5 mm pointed end

PD08


PUNCTAL DILATOR BLUNT / Dilatateur voies lacrymales, mousse / Tränenwegsonde stumpf

Length : 95 mm
Handle length : 80 mm
0.4 mm pointed sharp end
Round bodied


PD02



PUNCTAL DILATOR DOUBLE ENDED / Dilatateur voies lacrymales, fin-medium / Tränenwegsonde zweiseitig

Length : 115 mm
Handle length : 85 mm
0.4 and 0.3 mm sharp pointed ends
Round bodied

PD03



PUNCTAL DILATOR SHARP / Dilatateur voies lacrymales, très fin / Tränenwegsonde scharf

Length : 95 mm
Handle length : 78 mm
0.2 mm pointed sharp end
Round bodied


PD01



PUNCTAL DILATOR SHORT / Dilatateur voies lacrymales, manche court / Tränenwegsonde kurz

Length : 50 mm
Handle length : 30 mm
0.3 mm sharp pointed ends
Round bodied

PD04



PUNCTAL DILATOR & LACRIMAL PROBE DOUBLE ENDED / Dilatateur-Sonde pour voies lacrymales / Tränenwegsonde zweiseitig

Length : 140 mm
Handle length : 70 mm
Curved and pointed end

PD07

