

# AIVILENS / MICROLENS

Hydrophile Acryl IOL



## AIVILENS G11 mit Blaulichtfilter ●

### AIVILENS A11

- ▶ Hinterkammerlinse, einteilige IOL
- ▶ Asphärische Optik
- ▶ Rundum scharfe Kante

AIVILENS G11 ●



AIVILENS A11



Material	Gesamt-Ø	Optik	Anwinkelung	Refraktiver Index	Inzisionsgröße	Dioptrienbereich
hydrophiles Acryl 26 % Wassergehalt, UV-Blocker	12,5 mm	6,0 mm bikonvex, sharp edge, asphärisch	5°	1,457 (35 °C)	2,5 – 2,8 mm	+10,0 bis + 30,0 (in 0,5 Dpt. Schritten)

## MICROLENS G12 mit Blaulichtfilter ●

### MICROLENS A12

- ▶ Hinterkammerlinse, einteilige IOL
- ▶ Kleine Inzision
- ▶ Asphärische Optik
- ▶ Rundum scharfe Kante

MICROLENS G12 ●



MICROLENS A12



Material	Gesamt-Ø	Optik	Anwinkelung	Refraktiver Index	Inzisionsgröße	Dioptrienbereich
hydrophiles Acryl 26 % Wassergehalt, UV-Blocker	11,0 mm	6,0 mm bikonvex, sharp edge, asphärisch	0°	1,457 (35 °C)	1,8 – 2,0 mm	+10,0 bis + 30,0 (in 0,5 Dpt. Schritten)

## AIVILENS G14 mit Blaulichtfilter ●

### AIVILENS A14

- ▶ Hinterkammerlinse, einteilige IOL
- ▶ Kleine Inzision
- ▶ Asphärische Optik
- ▶ Rundum scharfe Kante

AIVILENS G14 ●



AIVILENS A14



Material	Gesamt-Ø	Optik	Anwinkelung	Refraktiver Index	Inzisionsgröße	Dioptrienbereich
hydrophiles Acryl 26 % Wassergehalt, UV-Blocker	11,0 mm (10,0 – 15,0 D) 10,7 mm (15,5 – 22,0 D) 10,5 mm (22,5 – 30,0 D)	6,0 mm bikonvex, sharp edge, asphärisch	0°	1,457 (35 °C)	2,5 – 2,8 mm	+10,0 bis + 30,0 (in 0,5 Dpt. Schritten)

CE 0481

Qualitätsprodukte von  **AIVIMED**  
medical optics