


AIVILENS G32 mit Blaulichtfilter ● AIVILENS A32

- ▶ Asphärische Optik
- ▶ Scharfe Kante
- ▶ Geringe Nachstarrate



AIVILENS G32 ●



AIVILENS A32

Material	Gesamt-Ø	Optik	Anwinkelung	Refraktiver Index	Inzisionsgröße	Dioptrienbereich
hydrophiles Acryl 26 % Wassergehalt, UV-Blocker	13,0 mm	6,0 mm bikonvex, sharp edge, asphärisch	5°	1,457 (35 °C)	3,0 – 3,2 mm	+10,0 bis + 30,0 (in 0,5 Dpt. Schritten)