

ARTISAN[®] APHAKIA MODELL 205

#1 Backup IOL für komplizierte Katarakt OP's

Basierend auf langjähriger Erfahrung mit Irisfixierung ist die ARTISAN[®] Aphakia IOL ein sicheres und hochpräzises Implantat, welches das Auge korrigiert, wenn es nicht mit anderen Mitteln korrigierbar ist.

Eigenschaften & Vorteile

- ▶ Irisfixierung
- ▶ Eine Größe für alle Augen
- ▶ Klinische Langzeiterfahrung ▶

Berechenbar, stabil,

- ▶ zuverlässig
- ▶ Langfristige Sicherheit
- ▶ Klinische Erfahrung über 30 Jahre



Vielseitigkeit:
AC oder PC
Fixation

ARTISAN[®] APHAKIA MODELL 205

#1 Backup IOL
 für komplizierte Katarakt OP's



Spezifikationen

Material	Haptik	Optik	Body-Ø	Gesamt-Ø	Dioptrienbereich
PMMA	Irisfixierung	5,00 mm	5,4 mm	8,5 mm	2,0 dpt bis 30,0 dpt (1,0 dpt Schritte)
CQ-NV		* bikonvex			14,5 dpt bis 24,5 dpt (0,5 dpt Schritte)

A-Konstante:

115,0 (A Scan)
115,7 (IOL Master; SRK T)
115,7 (IOL Master; SRK II)
-0,160 (IOL Master; Haigis a0)
0,400 (IOL Master; Haigis a1)
0,100 (IOL Master; Haigis a2)
3,62 (IOL Master; Hoffer-Q pACD)
-0,08 (IOL Master; Holladay 1 sf)

A-Konstante Retropupillar:

116,8 (A Scan)
116,9 (IOL Master; SRK T)
116,8 (IOL Master; SRK II)
-0,250 (IOL Master; Haigis a0)
0,400 (IOL Master; Haigis a1)
0,100 (IOL Master; Haigis a2)
4,34 (IOL Master; Hoffer-Q pACD)
-0,54 (IOL Master; Holladay 1 sf)

ARTISAN[®] APHAKIA auch verfügbar: 4,4/6,5 und 4,4/7,5, für kleine Augen.

*Bikonvex: +2,0 dpt bis +9,0 dpt Plano-Konvex