

EMERGENCY CARE AND MINOR SURGERY



JANACH[®]
WHERE VISION MEETS PRECISION



Vertriebspartner Deutschland | salensa.de

SET VIE LACRIMALI MONOUSO / LACRIMAL INSPECTION DISPOSABLE SET CANNULE LACRIMALI MONOUSO / DISPOBLE LACRIMAL CANNULAS	3
PUNCTUM PLUG PER VIE LACRIMALI / LACRIMAL PUNCTUM PLUG SET RICOSTRUZIONE VIE LACRIMALI MONOUSO / NASOLASCRIMAL INTUBATION DISPOSABLE SET	4
SONDE MONOUSO GHIANDOLE MEIBOMIANE / DISPOSABLE MEIBOMIAN GLANDS PROBES GHIANDOLE DI MEIBOMIO / MEIBOMIAN GLANDS INSTRUMENTS	5
BLEFAROSTATI / SPECULUM	6
BLEFAROSTATI MONOUSO / DISPOSABLE SPECULUM	7
VIE LACRIMALI / LACRIMAL TOOLS	8
BISTURI / KNIVES SONDE/DILATATORI / LACRIMAL PROBES AND DILATORS	9
PINZE DEPILOTORIE / CILIA FORCEPS	11
STRUMENTI PER CORPI ESTRANEI 7 FOREIGN BODY TOOLS	12
PINZE DA CALAZIO / CHALAZION FORCEPS	14
CUCCHIAI DA CALAZIO / CHALAZION CURETTES_ PINZE PER PUNTI / STITCH FORCEPS	15
JCP0008 SET PER SUTURA / SUTURING KIT _ JCP0015.1 SET ASPORTAZIONE SUTURA / STITCHES REMOVAL KIT PINZE MONOUSO / DISPOSABLE FORCEPS	16
PINZE ANATOMICHE / DRESSING FORCEPS	17
PINZE SERRAFILI E PER PUNTI / TYNG AND STITCH FORCEPS PINZE MONOUSO / DISPOSABLE FORCEPS	18
FORBICI PER PUNTI E CHIRURGIA / STITCH AND SURGERY SCISSORS	19
PORT'AGHI / NEEDLE HOLDER	21
ELEVATORI PALPEBRALI / LID RETRACTORS	22
SCATOLE / STERILIZATION TRAYS	23
CAUTERIO / CAUTERY CAUTERIO MONOUSO / DISPOSABLE CAUTERY	24
ASCIUGHINI/SPONGES / ACCESSORI_ACCESSORIES	25
SOLUZIONE DETERGENTE E DISINFETTANTE / CLEANING AND DISINFECTANT SOLUTION	26

tabella di conversione		conversion chart		mm/gauge			
Ø mm	gauge	Ø mm	gauge	Ø mm	gauge	Ø mm	gauge
0.30	30	0.55	24	1.00/1.10	19	2.00/2.10	14
0.35	28	0.60	23	1.20/1.30	18	2.40	13
0.40	27	0.70	22	1.40/1.50	17	2.80	12
0.45	26	0.80	21	1.60	16	3.00	11
0.50	25	0.90	20	1.80	15	3.00	10
						4.00	8

JD2622 SET VIE LACRIMALI/LACRIMAL INSPECTION SET

5 PER BOX STERILE

★ BEST SELLER



STERILE EO




5 Years
Shelf Life

**set composto da:
includes:**

. Dilatore vie lacrimali, sottile
Lacrimal dilator, fine

. Cannula curva 26G x 1¼" (0.45 x 32 mm),
lunghezza 33 mm
26G x 1¼" (0.45 x 32 mm),
curved cannula, 33 mm long



DILATATORE LACRIMALE MONOUSO/DISPOSABLE LACRIMAL DILATOR



STERILE EO



5 Years
Shelf Life



JD2622.1/10

Dilatatore vie lacrimali, sottile

Lacrimal dilator, fine

CANNULE LACRIMALI MONOUSO/DISPOSABLE LACRIMAL CANNULAS



STERILE EO



5 Years
Shelf Life

JD90387



Cannula vie lacrimali,
26G x 1¼" (0.45 x 32 mm) curva

Lachrymal cannula,
26G x 1¼" (0.45 x 32 mm), curved

JD90388



Cannula vie lacrimali,
25G x 1" (0.50 x 29 mm) curva

Lachrymal cannula,
25G x 1" (0.50 x 29 mm), curved

JD90393



Cannula vie lacrimali,
26G (0.45 x 30 mm) curva

Lachrymal cannula,
26G (0.45 x 30 mm) curved



STERILE R



PUNCTUM PLUG IN SILICONE
PLUGS PER VIE LACRIMALI

SILICONE PUNCTUM PLUGS
LACRIMAL PUNCTUM PLUGS



OCCLUSIONE A LUNGO TERMINE

Il caratteristico cappuccio a basso profilo combinato con un silicone più morbido e flessibile massimizza il comfort del paziente. Ora disponibile con due opzioni di inserimento. I SOFT PLUG® sono rimovibili con una pinza (vedi istruzioni per l'uso)

OA6610 Micro - 2pk, 0.4 mm
OA6611 Mini - 2pk, 0.5 mm
OA6612 Petite - 2pk, 0.6 mm
OA6613 Small - 2pk, 0.7 mm
OA6614 Medium - 2pk, 0.8 mm

LONG TERM OCCLUSION

The distinctive low-profile cap combined with a softer, flexible silicone maximizes patient comfort. Now available with two inserter options. SOFT PLUG® Silicone Punctum Plugs are removable with forceps (see instructions for use)

PUNCTUM PLUG IN SILICONE
CON CONTROLLO DI FLUSSO
PLUGS PER VIE LACRIMALI

SILICONE FLOW CONTROL
PUNCTUM PLUGS
LACRIMAL PUNCTUM PLUGS



OCCLUSIONE A LUNGO TERMINE
CON DRENAGGIO PARZIALE

Il caratteristico cappuccio a basso profilo combinato con un silicone più morbido e flessibile massimizza il comfort del paziente. L'inseritore riduce al minimo il rischio di rilascio accidentale del plug. Il plug è progettato con un canale centrale che consente un flusso lacrimale parziale. I SOFT PLUG® con controllo di flusso sono rimovibili con una pinza (vedi istruzioni per l'uso)

OA6612-FC Petite - 2pk, 0.6 mm
OA6613-FC Small - 2pk, 0.7 mm
OA6614-FC Medium - 2pk, 0.8 mm

LONG TERM OCCLUSION
WITH PARTIAL DRAINAGE

The distinctive low-profile cap combined with a softer, flexible silicone maximizes patient comfort. The inserter minimizes potential for accidental release of the plug. Plug is designed with a center channel allowing for partial tear flow. SOFT PLUG® Flow Control Plugs are removable with forceps (see instructions for use)

SONDE MONOUSO GHIANDOLE MEIBOMIANE

DISPOSABLE MEIBOMIAN GLANDS PROBE

5 PER BOX STERILE



STERILE EO




DRY EYE

Sonde per ghiandole Meibomiane

ogni misura è fornita in 5 unità per scatola

Probes for Meibomian glands

each size is provided in 5 units per box



JD2123.2 probe length L=2 mm - Ø=0.10 mm


JD2124.2 probe length L=2 mm - Ø=0.15 mm

JD2123.4 probe length L=4 mm - Ø=0.10 mm

JD2124.4 probe length L=4 mm - Ø=0.15 mm

JD2123.6 probe length L=6 mm - Ø=0.10 mm

JD2124.6 probe length L=6 mm - Ø=0.15 mm



GHIANDOLE DI MEIBOMIO/MEIBOMIAN GLANDS INSTRUMENTS



J2122
Carlini



Roller per espressione delle ghiandole di Meibomio, da utilizzare in associazione alla placca palpebrale di supporto J2120.3

Roller for expression of the meibomian glands, to be used with eyelid plaque J2120.3


J2120.3
Carlini



Placca palpebrale di supporto per espressione ghiandole di Meibomio. Può essere utilizzata unitamente con il rullo di spremitura J2122

EEyelid plaque support for expression of Meibomian glands. Can be used also together with the roller J2122

J2121
Alberti




Pinza per espressione ghiandole Meibomiane ostruite a seguito di patologie ad esse correlate. La vite consente di limitare la chiusura a max. 3 mm. La regolazione tra 0 mm (max. spremitura) e 3 mm (min. spremitura) avviene tramite la vite. La forma della punta è studiata per limitare l'invasività dello strumento rendendolo più confortevole per il paziente

Forceps used to express occluded and inflamed Meibomian glands. The screw adjustable mechanism allows opening up to 3 mm. The regulation between 0 mm (max. expression) and 3 mm (min. expression) is obtained with the screw mechanism. The tip has been studied in order to limit the invasiveness of the device obtaining optimal comfort for the patient




Lieberman
J2031



Blefarestato regolabile, leggero,
valve da 15 mm, a forma di V

Adjustable speculum,
15 mm long, V-shaped blade


J2032



Blefarestato regolabile,
leggero, valve piene da 13 mm

Adjustable, solid blade speculum,
13 mm long blade

Piozzi
J2039



Blefarestato regolabile **per bambini**,
valve da 11 mm

Adjustable **child size** wire speculum,
11 mm long blade


J2039.1



Blefarestato regolabile **per neonati**,
valve da 7 mm

Adjustable **infant size** wire speculum,
7 mm long blade


Barraquer
J2049



Blefarestato **per neonati**,
valve da 7 mm

Infant size, wire speculum,
7 mm long blade

Barraquer
J2050



Blefarestato colibrì, valve da 16 mm
Wire speculum, 16 mm long blade

J2052



Blefarestato **per bambini**, valve da 13 mm
Child size wire speculum, 13 mm long blade

Barraquer
J2051



Blefarostato colibrì, valve piene da 14 mm
Solid blade speculum, 14 mm long blade



J2053



Blefarostato colibrì **per bambini**,
valve piene da 11 mm



Child solid blade speculum, 11 mm long blade

Crozafon®
J2056.8



Blefarostato, arcuato, robusto, valve da 15 mm
Wire speculum curved, strong, 15 mm long blade

J2007



Blefarostato con valve aperte da 15 mm.
Consigliato per uso diagnostico e chirurgico.
L'ampio telaio permette facilmente il
posizionamento e la rimozione sul paziente
Wire speculum 15 mm blade with large frame.
Recommended for diagnostic and surgical
procedures. The wide frame allows easy
placement and removal


BLEFAROSTATI MONOUSO/DISPOSABLE SPECULUM



STERILE EO




JD2007.1/5




Blefarostato monouso con valve aperte da
15 mm. Consigliato per uso diagnostico e
chirurgico. L'ampio telaio permette facilmente
il posizionamento e la rimozione sul paziente
Wire speculum disposable 15 mm blade with
large frame. Recommended for diagnostic and
surgical procedures. The wide frame allows
easy placement and removal

JD2056.7/5



Blefarostato monofilamento
Wire speculum disposable

JD2010/5



Blefarostato reversibile, valve piene.
In polimero medicale
Reverse speculum, solid blade.
medical polymer. Latex-free

VIE LACRIMALI/LACRIMAL TOOLS



Ziegler
J2604



Sonda lacrimale doppia

Double lacrimal probe

J2630.3



Cannula vie lacrimali,
retta, Ø 0.50 mm, braccio da **15 mm**

25G lacrimal cannula,
straight, **15 mm long**

J2630.4



Cannula vie lacrimali,
curva, Ø 0.50 mm, braccio da **17 mm**

25G lacrimal cannula,
curved, **17 mm long**

De Conciliis
J2657



Trapano coassiale per endoscopia
vie lacrimali, Ø 1.2 x 30 mm

Coaxial trephine for lacrimal
endoscopy, Ø 18G x 30 mm


De Conciliis
J2658



Trapano per canalicoli lacrimali,
rastremato 1.2 - 0.8 x 40 mm, **bordi affilati**

Trephine for lacrimal canaliculi,
tapered 18 - 21G x 40 mm, **sharp edges**

J2631



Cannula vie lacrimali, retta,
braccio da 25 mm, Ø 0.60 mm

23G lacrimal cannula, straight,
25 mm long

J2631.2



Cannula vie lacrimali, retta,
cono LL mm 0,60 x 12 mm

23G lacrimal cannula, straight,
12 mm long

J2631.1



Cannula per vie lacrimali, curva
cono LL mm 0.60 x 30

23G lacrimal cannula, curved,
30 mm long

J7030



Cannula per intubazione/infusione
vie lacrimali doppio calibro, Ø 1-0.60 mm

19-23G tapered lacrimal cannula,
straight

Bangerter
J2633.0



Cannula **pediatrica**, poco curva, braccio da
60 mm, **Ø 0.60 mm**, foro ovale, chiusa in punta

23G pediatric cannula, slightly curved,
60 mm long, oval side port, closed end

J2633.1



Cannula **pediatrica**, poco curva,
braccio da 60 mm, **Ø 0.80 mm**

21G pediatric cannula, slightly curved,
60 mm long


J2633.2



Cannula **per adulti**, poco curva braccio da
60 mm, **Ø 1.00 mm**

19G cannula, **adult**, slightly curved,
60 mm long

Bangerter
J2633



Cannula **pediatrica**, poco curva, smussa,
da 0.6 X 25 mm, cono LL

23G pediatric cannula 25 mm,
curved, blunt

**Bangerter
J2633.5**



Cannula di Bangerter, retta 21G x 40 mm,
cono LL

Bangerter cannula,
straight, 21G x 40 mm

**Bangerter
J2633.8**



Cannula di Bangerter 21G, retta
lunghezza 70 mm

Bangerter cannula 21G, straight
total length 70 mm

J2633.9



Cannula di Bangerter 23G, retta
lunghezza 70 mm

Bangerter cannula 23G, straight
total length 70 mm

**Bishop-Harmon
J2655**



Pompetta in silicone J2655.0 con cannula per
irrigazione cornea J2634.2

Silicone bulb and reusable irrigating
cannula J2634.2

BISTURI/KNIVES



J2310

Manico Parker per lamette palpebrali smontabili Parker handle for lid blades

J2311

Lametta palpebrale, sterile

Lid blades, sterile

J2315

Lametta palpebrale, sterile

Lid blades, sterile

SONDE/DILATATORI . LACRIMAL PROBES AND DILATORS



**Sichel
J2620.1**



Specillo, mis. 1, Ø 0.90 mm

Stylet, size 1, Ø 0.90 mm

J2620.2



mis. 2, Ø 1.00 mm

size 2, Ø 1.00 mm

J2620.3



mis. 3, Ø 1.20 mm

size 3, Ø 1.20 mm

J2620.4



mis. 4, Ø 1.35 mm

size 4, Ø 1.35 mm

J2620.5



mis. 5, Ø 1.50 mm

size 4, Ø 1.50 mm

SONDE/DILATATORI . LACRIMAL PROBES AND DILATORS



Bowmann
J2610.1

Sonda doppia, cilindrica, **mis. 00000/0000**

Double ended lacrimal probe, **size 00000/0000**

J2610.2

mis. 0000/000

size 0000/000

J2610.3

mis. 000/00

size 000/00

J2610.4

mis. 00/0

size. 00/0

J2610.5

mis. 0/1

size 0/1

J2610.6

mis. 1/2

size 1/2

J2610.7

mis. 2/3

size 2/3

J2610.8

mis. 3/4

size 3/4

J2610.9

mis. 4/5

size 4/5

J7010

mis. 5/6

size 5/6

J2622.1



Dilatatore per vie lacrimali, **sottile**, Ø 0.30 mm

Lacrimal dilator, **very fine**, Ø 0.30 mm,

J2622.2



fine, Ø 0.40 mm

fine taper, Ø 0.40 mm

J2622.3



più tozzo, Ø 0.40 mm

heavy taper, Ø 0.40 mm

Wilder

J2625.0

Dilatatore, **mis. 0**, Ø 0.30 mm

Dilator, **size 0**, Ø 0.30 mm

J2625.1

mis. 1, Ø 0.40 mm

size 1, Ø 0.40 mm

J2625.2

mis. 2, Ø 0.50 mm

size 2, Ø 0.50 mm

J2625.3

mis. 3, Ø 0.60 mm

size 3, Ø 0.60 mm

Castroviejo
J2624

Dilatatore doppio
(Ø 0.40 mm - 0.30 mm)

Double-ended lacrimal dilator
(Ø 0.40 mm - 0.30 mm)

Giessen
J2626

Dilatatore angolato, **manico corto**

Lacrimal dilator, angled, **short handle**

J2627

Dilatatore angolato, **manico lungo**

Lacrimal dilator, angled, **long handle**

Perone/Incarbone
J3648

Pinza per stretching lacrimale, azione
incrociata, calibrata, punte smusse,
scanalatura sulla faccia interna delle branche

Cross-action forceps
for stretching lacrimal ducts,
blunt, tapered tips

PINZE DEPILATORIE/CILIA FORCEPS



**Henry
J3600**



Pinza depilatoria, lunghezza totale 95 mm

Cilia forceps, total length 95 mm

**Barraquer
J3602**



Pinza depilatoria, lunghezza totale 100 mm

Cilia forceps, total length 100 mm

**Beer
J3604**



Pinza depilatoria, lunghezza totale 75 mm

Cilia forceps, total length 75 mm

J3610.1



Pinza depilatoria speciale, perfetta, da 1 mm

Special cilia forceps, 1 mm

J3610.2



perfetta, da 2 mm

Special cilia forceps, 2 mm

J3610.3



perfetta, da da 3 mm

Special cilia forceps 3 mm

J3610.4



perfetta, da da 4 mm

Special cilia forceps 4 mm

J3654



Pinza per spine di fico d'India, da 65 mm

Forceps for prickles, 65 mm

J3656




Pinza per spine di fico d'India, da 80 mm

Forceps for prickles, 80 mm

STRUMENTI PER CORPI ESTRANEI/FOREIGN BODY TOOLS



J2440



Lancetta per corpi estranei, retta

Foreign body lancet, straight

J2441



Lancetta per corpi estranei, curva

Foreign body lancet, curved

Levinson
J2442



Cucchiaio per corpi estranei

Foreign body spoon

Bernoulli
J2444



Cucchiaio per corpi estranei

Foreign body spoon

Levinson
J2460



Cucchiaio per corpi estranei

Foreign body spoon

Plange
J2446



Spatola per corpi estranei

Foreign body spatula

J2454



Sgorbia per corpi estranei, smussa

Foreign body gouge, blunt

J2455



Sgorbia per corpi estranei, acuta

Foreign body gouge, sharp

Francis
J2458




Raschiatore per corpi estranei,
apice a zappetta

Foreign body spud,
microhoe shaped tip

STRUMENTI PER CORPI ESTRANEI/FOREIGN BODY TOOLS



J2464



Ago e sgorbia per corpi estranei,
in custodia, **fine**

Double-ended foreign body needle and
gouge with handle, **fine**



J2465



Lancetta e sgorbia per corpi estranei,
in custodia

Double-ended foreign body lancet and
gouge with handle



Vinciguerra
J2112A



Spatola per depitelizzazione PRK, consigliata
anche per procedure di DSEK/DSAEK, Slam e
Pterigio

Epithelium removal spatula, for PRK, also
suggested for DSEK/DSAEK, Slam and
Pterygium procedures

MAZZA DA GOLF MONOUSO/DISPOSABLE HOCKEY SPATULA



STERILE EO



JD2112/10

Spatola per depitelizzazione PRK, consigliata
anche per procedure di DSEK/DSAEK, Slam e
Pterigio

Epithelium removal spatula, for PRK, also
suggested for DSEK/DSAEK, Slam and
Pterygium procedures

PINZE DA CALAZIO/CHALAZION FORCEPS

Desmarres
J3500.1



Pinza da calazio, **misura 1 / 20 mm**

Chalazion forceps, **size 1 / 20 mm**

J3500.2



Pinza da calazio, **misura 2 / 26 mm**

Chalazion forceps, **size 2 / 26 mm**

J3500.3



Pinza da calazio, **misura 3 / 31 mm**

Chalazion forceps, **size 3 / 31 mm**

J3500.4



Pinza da calazio, **misura 4 / 34 mm**

Chalazion forceps, **size 4 / 34 mm**

PINZA DA CALAZIO MONOUSO/DISPOSABLE CHALAZION FORCEPS

JDS3500.2/5




STERILE EO



Pinza da calazio, 23 x 16 mm, acciaio

Chalazion forceps, 23 x 16 mm, steel


JDS3500.3/5



Pinza da calazio, 31 x 17 mm, acciaio

Chalazion forcep, 31 x 17 mm, steel

Ayer
J3505



Pinza da calazio, **piccola**, misura 11 mm,
lunghezza totale 9.0 cm

Chalazion forceps, **small**, size 11 mm,
total length 9.0 cm

Lambert
J3520



Pinza da calazio, misura 11 mm,
lunghezza totale 9.0 cm

Chalazion forceps, size 11 mm,
total length 9.0 cm

Hunt
J3515



Pinza da calazio, misura 15 mm,
lunghezza totale 9.5 cm

Chalazion forceps, size 15 mm,
total length 9.5 cm

CUCCHIAI DA CALAZIO/CHALAZION CURETTES



Meyhöfer
J2530.1



Cucchiaio da calazio, **misura 1, Ø 1 mm** Chalazion curette, **size 1, Ø 1 mm**

J2530.2

mis. 2, Ø 1.5 mm **size 2, Ø 1.5 mm**

J2530.3

mis. 3, Ø 2 mm **size 3, Ø 2 mm**

J2530.4

mis. 4, Ø 2.5 mm **size 4, Ø 2.5 mm**

J2530.5

mis. 5, Ø 3 mm **size 5, Ø 3 mm**

J2530.6

mis. 6, Ø 4 mm **size 6, Ø 4 mm**

J2530.7

mis. 7, Ø 5 mm **size 7, Ø 5 mm**

DOPPIO CUCCHIAIO DA CALAZIO MONOUSO DISPOSABLE DOUBLE CHALAZION CURETTE



STERILE EO



JDS2530/10



Cucchiaio da calazio doppio,
tondo Ø 2.3, ovale da 3.5 x 2.0 mm

Double chalazion curette,
round Ø 2.3, oval 3.5 x 2.0 mm

PINZE PER PUNTI/STITCH FORCEPS



Dumont
J3683



Pinza media, misura 3,
retta, acuta, da 120 mm Medium forceps, size 3, straight,
pointed tips, overall length 120 mm

Dumont
J3684



Pinza, misura 4,
retta, acuta, da 110 mm Forceps, size 4, straight,
pointed tips, overall length 110 mm

Dumont
J3689



Pinza **piccola**,
retta, acuta, da 90 mm **Small** forceps, straight,
pointed tips, overall length 90 mm

Dumont
J3690



Pinza **angolata 45°**,
acuta, da 110 mm Medium forceps, **angled 45°**,
pointed tips, overall length 110 mm

Dumont
J3695



Pinza **poco curva**,
acuta, da 110 mm Medium forceps, **slightly curved**,
pointed tips, overall length 110 mm

JCP0008 SET PER SUTURA/SUTURING SET


5 PER BOX STERILE

**set composto da:
includes:**

. Pinza serrafile / Tying forceps

. Bisturi 22.5° / 22.5° knife

. Port'aghi / Needle holder



STERILE EO



JCP0015.1 SET ASPORTAZIONE SUTURA/STITCHES REMOVAL SET

5 PER BOX STERILE


**set composto da:
includes:**

. Pinza serrafile, acciaio / Tying forceps

. Microforbice per iride, lame da 6 mm, punte smusse, curva / Iris scissors, 6 mm long blades, blunt tips, curved



STERILE EO



PINZE ANATOMICHE/DRESSING FORCEPS



J3020




Pinza anatomica, **delicata, retta**, presa zigrinata da 0.60 mm

Dressing forceps, **delicate, straight**, 0.60 mm, serrated jaws




J3022




Pinza anatomica, **delicata, curva**, presa zigrinata da 0.60 mm

Dressing forceps, **delicate, curved**, 0.60 mm, serrated jaws



Castroviejo
J3020.3



Pinza anatomica, **retta**, presa zigrinata robusta, da 0.70 mm

Dressing forceps, **straight**, 0.70 mm, strong, serrated jaws



J3096.1




Pinza anatomica, **robusta, retta**, presa zigrinata da 0.90 mm

Dressing forceps, **strong, straight**, 0.90 mm, serrated jaws



J3096.2



Pinza anatomica, **robusta, curva**, presa zigrinata da 0.90 mm


Dressing forceps, **strong, curved**, 0.90 mm, serrated jaws



PINZE SERRAFILI E PER PUNTI/TYING AND STITCH FORCEPS



**Campos
J3270**



Pinza serrafili e per punti, **retta**,
con piani da 7 mm

Tying and stitch forceps, **straight**,
with 7 mm tying platform



**Campos
J3271**




Pinza serrafili e per punti, **curva**,
con piani da 7 mm


Tying and stitch forceps, **curved**,
with 7 mm tying platform

Consigliate per suture da 6-0 a 8-0

Recommended for 6-0 to 8-0 sutures




**Troutman
J3277**



Pinza serrafili e per punti di nylon e
monofilamento, **retta**,
con piani delicati da 6 mm

Tying and stitch forceps for nylon and
monofilament sutures, **straight**,
with delicate 6 mm tying platform



**Troutman
J3278**




Pinza serrafili e per punti di nylon e
monofilamento, **curva**,
con piani delicati da 6 mm

Tying and stitch forceps for nylon and
monofilament sutures, **curved**,
with delicate 6 mm tying platform

Consigliate per suture da 8-0 a 10-0

Recommended for 8-0 to 10-0 sutures



PINZE MONOUSO/DISPOSABLE FORCEPS



STERILE EO



JDS3290.1/10



Pinza serrafili

Tying forceps



JDS3292/10



Pinza serrafili, curva,
con piani delicati da 4 mm


Consigliata per suture da 8-0 a 10-0

Tying forceps, curved, with 4 mm
tying platform, delicate


Recommended for 8-0 to 10-0 sutures




FORBICI PER PUNTI E CHIRURGIA/STITCH AND SURGERY SCISSORS



COD	A	B	Descrizione	Description
J1110	88	15	fine, retta, acuta	thin, straight, pointed tips
J1112	88	15	fine, retta, smussa	thin, straight, blunt tips
J1114	88	15	fine, curva, acuta	thin, curved, pointed tips
J1116	88	15	fine, curva, smussa	thin, curved, blunt tips




COD	A	B	Descrizione	Description
Spencer J1285	90	21	per punti, retta, destra smussa, sinistra con apice ad uncino	stitch scissors, straight, right blunt tip and left hook-shaped tip



COD	A	B	Descrizione	Description
J1286	103	18	per punti, curva, acuta	stitch scissors, curved, pointed tips

FORBICE MONOUSO/DISPOSABLE SCISSORS





STERILE EO



x10



5 Years Shelf Life

COD	A	B	Descrizione	Description
JDS1010/10	90	24	lunga 90 mm, retta, punte acute, lame da 24 mm	90 mm long scissors, straight, 24 mm long blades, pointed tips

FORBICI PER PUNTI E CHIRURGIA/STITCH AND SURGERY SCISSORS



NON STERILE



x1



Vannas J1550




Forbice per iride, retta, acuta, lame delicate da 4 mm

Iris scissors, straight, 4 mm, delicate blades, pointed tips



Vannas J4200



Forbice per iride, retta, smussa, lame da 6 mm

Iris scissors, straight, 6 mm blades, blunt tips

FORBICE MONOUSO/DISPOSABLE SCISSORS



STERILE EO




x5



5 Years Shelf Life



JDS1502/5



Forbice corneale curva e smussa

Corneal scissors, curved, blunt tips



STERILE EO



x10



5 Years Shelf Life



JDS4201/10




Microforbice per iride, punte smusse, curva, lame da 6 mm

Iris scissors, curved, 6 mm long blades, blunt tips

20

PORT'AGHI/NEEDLE HOLDER



Castroviejo
J4080



Port'aghi,
retto, **senza arresto**, da 118 mm

Needle holder,
straight, **without lock**, overall length: 118 mm

J4081



curvo, senza arresto

curved, without lock

J4084



retto, con arresto

curved, with lock

J4085




curvo, con arresto

curved, with lock, overall length

Consigliate per suture da 6-0 a 8-0

Recommended for 6-0 to 8-0 sutures



Castroviejo
J4060



Port'aghi robusto,
retto, **senza arresto**, da 145 mm

Needle holder,
straight, **without lock**, overall length: 118 mm

J4061



curvo, senza arresto

curved, without lock

J4064



retto, con arresto

curved, with lock

J4065



curvo, con arresto

curved, with lock, overall length


Consigliate per suture da 4-0 a 7-0

Recommended for 4-0 to 7-0 sutures

PORT'AGHI MONOUSO/DISPOSABLE NEEDLE HOLDER



STERILE EO



JDS4061/10



Port'aghi in acciaio, robusto, curvo,
senza arresto, da 145 mm

Stainless steel needle holder, curved,
without lock, overall length: 145 mm

PLACCA/LID PLATE



Jaeger
J2120

Placca, satinata

Lid plate, glazed

ELEVATORI PALPEBRALI/LID RETRACTORS



Desmarres
J2100



Elevatore palpebrale, per neonati, 4 mm

Lid retractor, for infants, 4 mm blade

J2100.0



Elevatore palpebrale, per bambini, 7 mm

Lid retractor, pediatric, 7 mm blade

J2100.1



Elevatore palpebrale, 12 mm

Lid retractor, 12 mm blade

J2100.2



Elevatore palpebrale, 14 mm

Lid retractor, 14 mm blade

J2100.3



Elevatore palpebrale, 16 mm

Lid retractor, 16 mm blade

J2100.4



Elevatore palpebrale, 18 mm

Lid retractor, 18 mm blade

ELEVATORE PALPEBRALE MONOUSO/DISPOSABLE LID RETRACTOR



STERILE EO



JDS2100.2/10



Elevatore palpebrale Desmarres, 14 mm

Lid retractor Desmarres, 14 mm

Worst-Dragoni
J2615.1



Pigtail probe per ricostruzione vie lacrimali,
per adulti

Pigtail probe with suture holes,
for adults


J2615.2



per bambini

pediatric

SCATOLE/STERILIZATION TRAY




J4702

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
dimensioni esterne: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm
Consigliata per 2 pinze vitreali



PSU sterilization tray, with silicone mat,
outer dimensions: 18.1 x 4.9 x 1.8 cm
Recommended for 2 retinal instruments



J4703

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
per 3-5 strumenti,
dimensioni esterne: 16 x 7 x 2 cm


J4703.1

Tappeto silicone per J4703



PSU sterilization tray, with silicone mat,
fits 3-5 instruments,
outer dimensions: 16 x 7 x 2 cm

Silicone mat for J4703




J4710

Scatola in PSU, con tappeto in silicone,
per 5-7 strumenti,
dimensioni esterne: 19.9 x 11 x 2.5 cm



PSU sterilization tray, with silicone mat,
fits 5-7 instruments,
outer dimensions: 19.9 x 11 x 2.5 cm



J4705

Scatola in PSU, polisulfone,
dimensioni esterne: 18.1x4.9x1.8 cm con fermo
Consigliata per due pinze vitreali



PSU sterilisation tray,
outer dimensions: 18.1x4.9x1.8 cm
Recommended for 2 retinal instruments



J4564

Cesto traforato 270 X 170 X 35 mm,
tappeto silicone, ferma strumenti a
coda di rondine, coperchio con maniglia

Perforated basket with handles
270 X 170 X 35 mm, with silicone mat and
silicone stopper. Fits boxes J4577 and J4578

J4564.1

Cesto traforato 200 x 170 x 35 mm,
tappeto silicone, ferma strumenti a
coda di rondine, coperchio con maniglia

Perforated basket with handles
200 x 170 x 35 mm, with silicone mat and
silicone stopper



J4708

Scatola in PSU con fermo,
dimensioni: 20.3x11.4x1.5 cm (misure interne)
Consigliata per 6 strumenti

PSU tray with stop,
20.3x11.4x1.5 cm (inner dimensions)
Recommended for 6 instruments

CAUTERIO MONOUSO/DISPOSABLE CAUTERY

10 PER BOX STERILE



STERILE EO



4 Years
Shelf Life



Bovie BBAA00

Cauterio monouso - **punta fine**

Disposable cautery - **fine tip**

Bovie BBAA01

Cauterio monouso ad **alta temperatura**

High temperature disposable cautery

Bovie BBAA04

Cauterio monouso - **punta allungata**

Disposable cautery - **elongated tip**

Bovie BBAA90

Cauterio monouso - **punta microfine**

Disposable cautery - **ultrafine tip**









Tamponi rettangolari,
Conf. da 200 pz. sterili,
in 20 buste da 10 pz.

Cellulose sponges,
Box of 200 sterile items,
20 packs of 10 pieces each

J4489









Tamponi triangolari in PVA con manico. Freccia
assorbente: 100% Poly Vinyl Alcohol (PVA) in spugna
Manico: polipropilene, dimensioni: 3.85 x 53.5 mm
Conf. da 200 pz. sterili, in 20 buste da 10 pz.

PVA spears, triangular, with handle. 100%
Polyvinyl Alcohol (PVA) sponge absorbent arrow
Polypropylene handle, dimensions: 3.85 x 53.5 mm
Box of 200 items, 20 pack of 10 sterile units

J4491








Bastoncini Viscotex, tessuto non tessuto, 5x66 mm
Conf. da 400 pz sterili,
in 20 buste da 20 pz.

Viscotex sponges non woven cloth, 5x66 mm
Box of 400 sterile items,
20 packs of 20 sponges each

J4496.1

J4496.2

Conf. da 500 pz. non sterili

Box of 500 non-sterile items



J4494.1

Sponge rotondo in PVA, diametro da 8 mm
Conf. da 20 pz. sterili

PVA sponge disk shaped, 8 mm diameter
Box of 20 sterile units

J4428

Protettore oculare trasparente post intervento, universale, sterile.

Confezione da 100 pz sterili

Eye shield, clear, universal, sterile.

Box of 100 sterile units



J4428.0

Non sterile. Venduto singolarmente

Non sterile. Individually packed

Viscot® V1425SR-10

10 PER BOX STERILE



Penna dermografica Viscot® con punta doppia:

Double tip Viscot® dermographic pen: ultra fine and medium

J4608.10



STAINLESS STEEL BOWL

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 40 h. 25, capacità 15 cc.

Stainless steel bowl Ø 40 h. 25, capacity 15 cc.

J4608.20

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 60 h. 35, capacità 75 cc.

Stainless steel bowl Ø 60 h. 35, capacity 75 cc.

J4608.30

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 80 h. 45, capacità 225 cc.

Stainless steel bowl Ø 80 h. 45, capacity 225 cc.

J4608.40

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 100 h. 55, capacità 325 cc.

Stainless steel bowl Ø 100 h. 55, capacity 325 cc.

J4608.50

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 120 h. 65, capacità 500 cc.

Stainless steel bowl Ø 120 h. 65, capacity 500 cc.

J4608.60

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 150 h. 80, capacità 900 cc.

Stainless steel bowl Ø 150 h. 80, capacity 900 cc.

J4608.70

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 180 h. 95, capacità 1600 cc.

Stainless steel bowl Ø 180 h. 95, capacity 1600 cc.

J4608.80

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 200 h. 100, capacità 2000 cc.

Stainless steel bowl Ø 200 h. 100, capacity 2000 cc.

J4608.90

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 220 h. 115, capacità 3300 cc.

Stainless steel bowl Ø 220 h. 115, capacity 3300 cc.

J4608.99

Ciotola in acciaio inossidabile Ø 240 h. 125, capacità 4000 cc.



Stainless steel bowl Ø 240 h. 125, capacity 4000 cc.

SOLUZIONI DETERGENTI, DISINFETTANTI / CLEANING, DISINFECTANT SOLUTIONS

J5001 *

CONF. DA 12 FLACONI DA 120 ML
BOX OF 12 BOTTLES 120 ML

* Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie.
Esclusa la vendita al dettaglio



TSL 44, soluzione detergente, disinfettante, senza risciacquo, ideale per dispositivi ed accessori oftalmici a contatto


TSL 44, detergent and disinfectant solution for ophthalmic contact items

* Only for domestic market

J5003 *

Detergente Polienzimatico da 1L

* Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie.
Esclusa la vendita al dettaglio



Sistema detergente ad azione plurienzimatica. Specifico per la preliminare rimozione di sangue e contaminanti organici dai dispositivi da sottoporre a successiva disinfezione o sterilizzazione. Indicato per lavaggi manuali ad immersione, per lavastumenti e ultrasuoni

Multi-enzymatic detergent system. Specific for the preliminary removal of blood and organic contaminants from devices to be later disinfected or sterilized. Suitable for manual immersion washing, for washing and ultrasounds machines

* Only for domestic market

FLUORO TOUCH

FLUORESCINE SODIUM OPHTHALMIC STRIPS

STRISCE OFTALMICHE DI FLUORESCEINA SODICA


MIPL/A4

Strisce oftalmiche di fluoresceina sodica, 1 mg.
Singole buste, confezione da 100 pz.




Fluorescein sodium ophthalmic strips, 1 mg.
100 per box, individually packed sterile



STERILE EO



OTHER BROCHURES...



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

JANACH®
WHERE VISION MEETS PRECISION

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031574088 - international@janach.it - janach.it

© Copyright: E.Janach
BRO.114.07.25/IT/EN - EDI.4



salensa • medizinischer Bedarf für das Auge • Gabriele Sadlowski e.K. • Sandgraben 4 • D-88142 Wasserburg
Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Telefax +49 (0) 83 82/94 30 226 • vertrieb@salensa.de • www.salensa.de