

OCULOPLASTIC MUSCLE SURGERY AESTHETIC CANNULAS



JANACH[®]
WHERE VISION MEETS PRECISION



Autorisierter Vertriebspartner Deutschland

La chirurgia oftalmoplastica o chirurgia orbito-palpebrale è una branca ultraspecialistica dell'oculistica; di pertinenza del chirurgo oftalmoplastico è il trattamento delle anomalie di posizione delle palpebre (ptosi, entropion ed ectropion), dei tumori e dei traumi palpebrali, della ricostruzione delle vie lacrimali, ed anche delle più complesse problematiche legate a traumi e tumori orbitali.

Chirurgia specialistica di un territorio di confine tra chirurgo plastico, otorino, maxillo-facciale e neurochirurgo, ma che grazie ad un training specifico ed alle basi oculistiche fanno dell'oculoplastico lo specialista più esperto nel trattamento delle suddette patologie.

Questa vasta branca di patologie di comune riscontro nella pratica clinica dell'oculista, accanto all'attrazione rappresentata dalla chirurgia estetica delle palpebre e del sopracciglio fanno dell'oculoplastica una branca in netta espansione e di sempre maggior interesse nella comunità scientifica oculistica. Fra i prodotti più rilevanti trovate un CUSTOM PACK dedicato, e cannule S.E.F.F.I.

In questa edizione sono anche stati inseriti gli strumenti più significativi della chirurgia dello strabismo

Oculoplastic, Reconstructive and Orbital Surgery is a sub-speciality of ophthalmology which deals with the treatment of eyelid malpositions, trauma and tumors, with the restoration of patency in the lacrimal outflow system, and with the treatment of orbital trauma and tumors.

The increasing need in the general ophthalmologist practice for the treatment of these common conditions and the commercial attractive represented by the cosmetic aspect of the sub-speciality, have been making of oculoplastic surgery a rapidly growing field of interest among ophthalmologists. Among the most relevant products you will find a dedicated CUSTOM PACK and S.E.F.F.I. cannulas. Additionally, muscle surgery instruments have been included in this edition.

OPHTHALMOPLASTIC CUSTOM PACK

SET PER PALPEBRE/LID SURGERY SET

DCR - SET PER DACRIO E VIE LACRIMALI/DCR - LACRIMAL SURGERY SET

STRABISMO /MUSCLE SURGERY

ESTETICA CANNULE/AESTHETIC CANNULAS

CANNULE S.E.F.F.I.

CONTAINERS E ACCESSORI/STERILIZATION TRAYS AND ACCESSORIES

JT0006 OPHTHALMOPLASTIC CUSTOM PACK

SINGLE BOX

**set composto da:
includes:**


- . 1 telo tavolo porta strumenti avvolgente 160x160 cm
1 drape, cm 160x160
- . 1 telo paziente **A** con fessura adesiva, taglio a U, 150x200 cm
1 patient drape with adhesive fenestration, cm 150x200
- . 1 telo **B** 75x90 cm in TNT bi accoppiato con lato adesivo
1 TNT drape 75x90 cm bicoupled with adhesive side
- . 1 siringa luer lock, 5 ml / 1 luer lock syringe, 5 ml
- . 1 ago da 30G x 1/2" (13 mm) / Needle 30G x 1/2" (mm 13)
- . 1 ago da 18G x 1/2" (38 mm) / Needle 18G x 1/2" (mm 38)
- . Tamponi 5x66 mm / Sponges 5x66 mm



STERILE EO




3 Years
Shelf Life



A

B

SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET



J2622.3

Dilatatore per vie lacrimali, smusso

Lacrimal dilator, blunt tip



J7004

Sonda malleabile per vie lacrimali, mis. 00/0

Lacrimal probe malleable, mis. 00/0



Castroviejo
J2820.1



Compasso, scala 15 mm

Caliper, scale 15 mm

J2820.2



Compasso, scala 20 mm


Caliper, scale 20 mm

J2820.3



Compasso, scala 20 mm, punte curve

Caliper, scale 20 mm, curved tips



J2826

Righello,
da 15 cm, per riferimenti palpebrali

15 cm Ruler,
for lid references



J7418



Pinza per cute,
con 1x2 denti curvi da 0.60 mm, con ppf

Skin forceps,
1x2 curved 0.60 mm teeth, with tying platform



Castroviejo
J3210



Pinza da sutura, retta,
con 1x2 denti obliqui da 0.35 mm, con ppf

Suturing forceps, straight,
1x2 oblique 0.35 mm teeth, with tying platform

SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET



J3096.1



Pinza anatomica,
robusta, retta, presa zigrinata da 0.90 mm

Dressing forceps,
strong, straight, 0.90 mm, serrated jaws


J3360



robusta, retta,
presa zigrinata da 1.20 mm

strong, straight,
1.20 mm, serrated jaws


J3362



robusta, curva,
presa zigrinata da 1.20 mm

strong, curved,
1.20 mm, serrated jaws

**Castroviejo
J3020.3**




Pinza anatomica,
retta, presa zigrinata robusta, da 0.70 mm

Dressing forceps,
straight, 0.70 mm, strong, serrated jaws



J3090



Pinza fissazione e da cute, retta,
con 1x2 denti retti da 1.00 mm

Fixation and skin forceps,
straight, 1x2 straight 1.00 mm teeth

J3346



Pinza da fissazione, retta robusta,
con 1x2 denti retti da 1.2 mm

Fixation and skin forceps, straight
1x2 straight 1.2 mm teeth

J3094



robusta, con 2x3 denti retti da 1.40 mm

strong, 2x3 straight 1.40 mm teeth



J7150



Forbice per dissezione,
robusta, curva, smussa, lame da 10 mm

Scissors for dissection,
strong, curved, 10 mm long blades, blunt tips



J7152



Forbice per dissezione, delicata,
curva, acuta, lame da 10 mm

Scissors for dissection, delicate,
curved, 10 mm long blades, pointed tips



J2310

Manico Parker per lamette palpebrali smontabili Parker handle for lid blades




J2315

Lametta palpebrale, retta, fig.15, sterile

Lid blades, straight, fig.15, sterile

SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET



J4198



Port'aghi Twister,
curvo, senza arresto, da 120 mm,
anti-incarcerazione della sutura

Consigliato per suture da 8-0 a 10-0

SnagFree Twister needle holder,
curved, without lock,
overall length: 120 mm

Recommended for 8-0 to 10-0 sutures

J7186



Port'aghi per sutura,
curvo, senza arresto, con piani delicati,
da 120 mm

Needle holder,
curved, without lock, with delicate jaws,
overall length: 120 mm

J7187



curvo, con arresto

curved, with lock

J7184



Port'aghi per suture palpebrali,
retto, con arresto, da 145 mm

Needle holder,
straight, with lock, overall length: 145 mm

J7185



curvo, con arresto

curved, with lock



J7170





Port'aghi, retto, robusto, con morso in
carburo di tungsteno, impugnatura ad anelli

Needle holder, straight,
carbide tungsten jaws, ring handle

SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET




J7421		Pinza Adson, anatomica retta	Adson dressing forceps, straight
J7422		1x2 denti robusti, anatomica retta	straight, 1x2 strong teeth
J7422.1		1x2 denti, anatomica retta	straight, 1x2 teeth
J7423		7x7 denti robusti, anatomica retta	straight, 7x7 strong teeth





J7260		Clamp emostatica per ptosi, per tecnica Fassanella-Servat, curva, delicata	Fassanella-Servat ptosis clamp, curved, delicate
-------	--	--	--





	COD	A	B	Descrizione	Description
	Janach J7140	110	22	curva, smussa, sezione convessa	curved, convex section blades, blunt tips
	Janach J7141	110	22	retta, smussa, sezione convessa	straight, convex section blades, blunt tips

SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET



COD	A	B	Descrizione	Description
Janach J7142	95	22	Forbice per cantotomia, retta, acuta	Canthotomy scissors, straight, pointed tips



COD	A	B	Descrizione	Description
Janach J7143	115	25	retta, acuta	straight, pointed tips



COD	A	B	Descrizione	Description
Janach J7144	100	13	Forbice lunga 100 mm, curva, supersharp, punte acute, lame da 13 mm	100 mm long scissors, curved, supersharp, 13 mm long blades, pointed tips
Janach J7145	100	13	Forbice lunga 100 mm, curva, supersharp, punte smusse, lame da 13 mm	100 mm long scissors, curved, supersharp, 13 mm long blades, blunt tips



SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET



	COD	A	B	Descrizione	Description
	Stevens J1300	105	15	per tenotomia, retta, smussa	tenotomy scissors, straight, blunt tips
	Stevens J1302	105	15	per tenotomia, curva, smussa	tenotomy scissors, curved, blunt tips



J7440

Pinza per congiuntivo-mullerectomia, con vite di fissaggio

Lid forceps, for conjunctive-mullerectomy, with fixing screw



Wright J7080

Ago da ptosi per sospensione al frontale, asola ovale da 1x6 mm

Fascia needle, 1x6 mm oval hole




J7250

Pinza emostatica, retta, 3.5 cm

Serrefine, small, straight, 3.5 cm

SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET



Placche satinate
per Laser CO₂

Lid plates
for Laser CO₂ glazed



Jaeger
J2120

Placca, satinata

Lid plate, glazed



J2125

Placchetta ovale per Laser CO₂,
satinata, da 27x20 mm

Scleral shield, for Laser CO₂,
glazed, 27x20 mm

J2125.1

da 30x22 mm

30x22 mm



J2120.2

Doppia placca a zeta,
satinata, per Laser-Blefaroplastica

Z-shaped, double lid plate,
glazed, for Laser Blepharoplasty



J2141

Uncino doppio per cute

Skin hook sharp



Lucchini
J7052


Doppio uncino retrattore per cute,
con apertura regolabile a compasso

Double hook with adjustable
caliper-opening

SET PER PALPEBRE / LID SURGERY SET



**Desmarres
J2100.1**




12 mm



Elevatore palpebrale, 12 mm

Lid retractor, 12 mm blade

J2100.2




14 mm



14 mm
Disponibili rivestiti per tecnica Laser CO₂

14 mm blade
Available also in coated version for Laser CO₂ technique

J2100.3



16 mm



Elevatore palpebrale, 16 mm

Lid retractor, 16 mm blade

J2100.4




18 mm



Elevatore palpebrale, 18 mm

Lid retractor, 18 mm blade

**Bunge
J2550.1**



Cucchiaio da eviscerazione, da 8 mm

Evisceration spoon, 8 mm


**Ragnell
J7320**



Doppio retrattore

Double-ended retractor


J7048



Uncino per cute, acuto, **delicato**

Skin hook, pointed, **delicate**


J7049



Uncino da retrazione cute **pediatrico**

Tissue hook, **pediatric**

J2126



Uncino per cute, **robusto**

Tissue hook, **strong**

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



J2622.3



Dilatatore vie lacrimali,
robusto, Ø 0.40 mm

Lacrimal dilator,
strong, Ø 0.40 mm



Perone
Incarbone
J3648

Pinza per stretching lacrimale,
azione incrociata, calibrata, punte smusse,
scanalatura sulla faccia interna delle branche

Cross-action forceps
for stretching of lacrimal ducts,
blunt, tapered tips



J7004

Sonda malleabile per vie lacrimali, mis. 00/0

Lacrimal probe malleable, size 00/0



Bowmann
J7010

Sonda doppia, cilindrica, mis. 5/6

Double ended lacrimal probe, size 5/6



De Conciliis
J2657

Trapano coassiale per endoscopia vie lacrimali,
Ø 1.2 x 30 mm

Coaxial trephine for lacrimal endoscope,
Ø 18 G x 30 mm



De Conciliis
J2658

Trapano per canalicoli lacrimali,
rastremato 1.2 - 0.8 x 40 mm, bordi affilati

Trephine for lacrimal canaliculi,
tapered 18 - 21 G x 40 mm, sharp edges




J7030

Cannula per intubazione/infusione
vie lacrimali doppio calibro, Ø 1-0.60 mm

19-23 G tapered lacrimal cannula,
straight



Bangerter
J2633.0



Cannula, poco curva, braccio da 60 mm,
Ø 0.60 mm, foro ovale, chiusa in punta

Cannula,
lightly curved, Ø 23G, 60 mm long


J2633.1



braccio da 60 mm, Ø 0.80 mm

Ø 21G, 60 mm long

J2633.2



braccio da 60 mm, Ø 1.00 mm

Ø 19G, 60 mm long



DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



Rollet
J2143.1

Uncino per cute,
a 3 denti smussi, larghezza 5 mm

Lacrimal retractor,
5 mm width, 3-blunt prongs

J2143.2

larghezza 7 mm

7 mm width

J2143.3

larghezza 10 mm

10 mm width



Rollet
J2145.1

Uncino per cute,
a 4 denti smussi, larghezza 5 mm

Lacrimal retractor,
5 mm width, 4-blunt prongs

J2145.2

larghezza 7 mm

7 mm width

J2145.3

larghezza 10 mm

10 mm width




J2062

Divaricatore di Agricola, piccolo regolabile per
chirurgia vie lacrimali, valve da 6 mm

Adjustable speculum for lacrimal surgery,
6 mm long blade, by Agricola



Ragnell
J7320



Doppio retrattore. Lunghezza punte 10mm,
altezza parte dx 17 mm
altezza parte sx 13 mm

Double-ended retractor. Tip length 10mm,
right height 17 mm
left height 13 mm



COD	A	B	Descrizione	Description
Kilner J1325	120	30	Forbice per DCR, curva, smussa	DCR rynostomy scissors, curved, blunt tips



J3344




Pinza retta,
2x3 denti obliqui, robusti

Forceps straight,
2x3 oblique teeth, strong



**Moorfield
J3200**



Pinza retta,
delicata, zigrinata, apici acuti

Forceps straight,
delicate, serrated jaws, pointed tips



**Cavazza
J7340**

Curette ovale,
angolato, robusto, per DCR

Oval-curette,
angled, strong, for DCR



**Cavazza
J7324**

Scollaperiostio delicato,
bordi semitaglienti, per DCR

Periosteal elevator with semi-sharp edges,
delicate, for DCR



**Freer
J7322**

Doppio scollaperiostio,
smusso e semitagliente

Double-ended periosteal elevator,
blunt and semi sharp

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



J7323

Doppio scollaperiostio delicato,
per DCR

DCR double ended periosteal elevator,
delicate



J2386

Scollaperiostio di Valude

Periosteal elevator, by Valude



STERILE EO



JDS7322/10

Doppio scollaperiostio

Double-ended periosteal elevator



J7102

Speculum nasale,
pediatrico, lunghezza 18 mm

Nasal speculum,
pediatric, 18 mm long

J7100

adulti, **lunghezza 33 mm**


adult, **33 mm long**



J7100.1

adulti, **lunghezza 50 mm**


adult, **50 mm long**




J7100.2

adulti, **lunghezza 75 mm**

adult, **75 mm long**





**Frazier
J7306**

Aspiratore con foro on/off,
lunghezza 17 cm

Suction and wash tube, with hole on/off,
17 cm long



**Frazier
J7306.1**

Aspiratore con foro on/off,
lunghezza 12 cm

Suction and wash tube, with hole on/off,
12 cm long



J7024

Sonda scanalata, da 13 cm

13 cm long grooved probe



J2418

Spatola di Arruga per sacco lacrimale

Spatula, for lacrymal sac, by Arruga



**Cavazza
J7032**

Pinza per caricamento ed inserimento
del tubo di Jones nel punto lacrimale

Forceps for loading and positioning
Jones tube into lacrimal duct

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



Placche malleabili

Orbital plates



J7011

Placca malleabile,
orbitale, 178x16 mm, spessore 0,90 mm



Orbital plate,
malleable, 178x16 mm, thickness 0,90 mm



J7012

Placca malleabile,
orbitale, 200x12 mm, spessore 0,90 mm

Orbital plate,
malleable, 200x12 mm, thickness 0,90 mm



J7015.1

Placca malleabile,
orbitale, 215x13 mm (X1)-11 mm (X2),
spessore 0,50 mm, molto flessibile

Orbital plate,
malleable, 215x13 mm (X1)-11 mm (X2),
thickness 0,50 mm, very flexible

J7015.2

215x17 mm (X1)-16 mm (X2)

215x17 mm (X1)-16 mm (X2)

J7015.3

215x21 mm (X1)-19 mm (X2)

215x21 mm (X1)-19 mm (X2)



J2764

Martello a due teste per DCR

Double head hammer, for DCR



J7310

Pinza ossivora per sacco lacrimale

Bone rongeur forceps for lacrimal sac

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI



J2760.1	Scalpello per rinostomia, larghezza 3 mm	DCR scalpel, 3 mm
J2760.2	larghezza 4 mm	4 mm
J2760.3	larghezza 5 mm	5 mm
J2760.4	larghezza 6 mm	6 mm
J2760.5	larghezza 7 mm	7 mm



J2762.1	Sgorbia per rinostomia, larghezza 3 mm	DCR smudge, 3 mm
J2762.2	larghezza 4 mm	4 mm
J2762.3	larghezza 5 mm	5 mm
J2762.4	larghezza 6 mm	6 mm
J2762.5	larghezza 7 mm	7 mm



J7204	Pinza a baionetta, zigrinata in punta	Dressing forceps, bayonet shaped, knurled at the end
-------	--	---



J7220	Pinza alligatore, presa sottile, lunghezza 10.00	Alligator forceps, fine tips
-------	--	------------------------------





Kerrison
J2752.1

J2752.2

J2752.3



Pinza per dacriocistorinostomia,
lunghezza braccio da 65 mm,
da 3 mm


Bone rongeur, arm length 65 mm,
3 mm wide

da 4 mm
4 mm wide

da 5 mm
5 mm wide



J7122.1



Pinza ossivora per dacriocistorinostomia
lunghezza braccio da 125 mm, da 2 mm

Bone nibbling rongeur for DCR
arm length 125 mm, 2 mm wide

J7122.2



da 3 mm

3 mm wide

J7122.3




da 4 mm

4 mm wide



J7123.1



Pinza per dacriocistorinostomia,
da 2 mm, morso angolato 180°

Forceps for DCR,
2 mm wide jaws, 180° angled

J7123.2




da 3 mm

3 mm wide

DCR SET per DACRIO e VIE LACRIMALI




Citelli
J2750.2



Pinza per dacriocisto-rinostomia,
da 2.2 mm

Bone rongeur,
2.2 mm tips


J2750.3




da 3 mm

3 mm tips

Takahashi
J7202



Pinza da etmoidectomia anteriore
Anterior ethmoidectomy rongeur




angolata 45°
45° angled


J7203



MUSCLE SURGERY / STRABISMUS



Lieberman
J2031



Blefarostato regolabile, leggero,
valve da 15 mm, a forma di V

Adjustable speculum,
15 mm long, V-shaped blade

J2031.12



Blefarostato regolabile in titanio,
valve aperte da 13 mm

Titanium adjustable speculum,
13 mm open blades

J2031.13



Blefarostato regolabile in titanio,
valve aperte anatomiche da 13 mm

Titanium adjustable speculum,
13 mm anatomic open blades

PEDIATRIC SPECULUMS



Piozzi
J2039



Blefarostato regolabile per bambini,
valve da 11 mm

Adjustable child size wire speculum,
11 mm long blades

J2039.1



Blefarostato regolabile per bambini,
valve da 7 mm

Adjustable child size wire speculum,
7 mm long blades



**Dieffenbach
J2717**



Pinza emostatica, da 4 cm,
curva, piani interni zigrinati

4 cm long mosquito forceps
curved, serrated jaws

**Stevens
J2153**



Uncino per tenotomia, piccolo, angolato, 90°

Tenotomy hook, small, angled, 90°

**Culler
J2154**



Uncino per retto superiore, curvo

Superior muscle hook, curved

**Jameson
J2160**



Uncino da strabismo, bottonuto

Strabismus hook, with bulbous tip

**Jameson
J2155.5**



Uncino da strabismo curvo, **pediatrico**

Strabismus hook, curved, **pediatric**

**Mazza
J2155**



Uncino autostabilizzante per strabismo

Self-stabilizing strabismus hook

**Graefe
J2155.0**



Uncino da strabismo, misura 0
Lunghezza staffa 8.00, larghezza punta 1.10

Strabismus hook, size 0
Bracket length 8.00, Tip width 1.10

**Graefe
J2155.1**



Uncino da strabismo, misura 1
Lunghezza staffa 8.00, larghezza punta 1.50

Strabismus hook, size 1
Bracket length 8.00, Tip width 1.50

**Graefe
J2155.2**



Uncino da strabismo, misura 2
Lunghezza staffa 9.00, larghezza punta 1.75


Strabismus hook, size 2
Bracket length 9.00, Tip width 1.75

**Graefe
J2155.3**



Uncino da strabismo, misura 3
Lunghezza staffa 12.00, larghezza punta 1.80

Strabismus hook, size 3
Bracket length 12.00, Tip width 1.80



**Nijs
J2155.4**

Doppio uncino da strabismo, apici angolati,
diametro 1.27 - 1.91 mm

Strabismus, double-ended hook, angled arms
diameter 1.27 - 1.91 mm



**Jameson
J2155.5**

Uncino da strabismo curvo, pediatrico

Strabismus hook, curved pediatric



**Scobee
J2155.6**

Unino da strabismo, curvo, robusto,
per muscolo obliquo, modello Scobee

Strabismus hook, curved, robust,
for oblique muscle, by Scobee



J2158



Uncino per retto superiore,
curvo, con foro in punta

Superior muscle hook, curved,
with hole on distal point



**Green
J2162**



Uncino da strabismo, bottonuto

Strabismus hook, with bulbous tip



**Pedrotti
J2165**



Uncino da strabismo,
delicato, bottonuto e arcuato

Strabismus hook,
delicate, arcuate, with bulbous tip



**Nucci
J2157**

Doppio uncino retrattore congiuntivale

Double hook conjunctival retractor



**Bonn
J2074**

Spatola retrattore, angolata, da 16 mm

Retractor spatula, angled, 16 mm long



**Pedrotti
J2167**

Retrattore a forchetta,
con fessura da 3 mm

Double-prong retractor, blunt tips,
internal gap 3 mm



LID RETRACTOR



Desmarres J2100	4 mm	Elevatore palpebrale, per neonati, 4 mm	Lid retractor, for infants, 4 mm long blade
J2100.0	7 mm	Elevatore palpebrale, per bambini, 7 mm	Lid retractor, pediatric, 7 mm long blade
J2100.1	12 mm	Elevatore palpebrale, 12 mm	Lid retractor, 12 mm blade
J2100.2	14 mm	Elevatore palpebrale, 14 mm	Lid retractor, 14 mm blade
J2100.3	16 mm	Elevatore palpebrale, 16 mm	Lid retractor, 16 mm blade
J2100.4	18 mm	Elevatore palpebrale, 18 mm	Lid retractor, 18 mm blade



Westcott J1542		Forbice congiuntivale, curva, smussa, lame da 10 mm	Conjunctival scissors, curved, 10 mm blades, blunt tips
-------------------	---	---	---



J1560		Forbice per tenotomia muscolare, con arresto, angolata, smussa, lame da 9 mm	Tenotomyscissors, with lock, angled, 9 mm, blades, blunt tips
-------	---	--	---



J1562		lame inverse	reverse blades
-------	---	--------------	----------------



**Paufique
J3224**




Pinza congiuntivale e da fissazione, retta, con
1x2 denti curvi da 0.60 mm, con ppf

Conjunctival and fixation forceps, straight, 1x2
curved 0.60 mm teeth, with tying platform



J3211.1



Pinza da fissazione per strabismo,
1x2 denti da 0.25 mm

Fixation clamp for strabismus,
1x2 teeth 0.25 mm



**Nucci
J3307**




Pinza da fissazione sclerale, per strabismo, a
doppia presa sclerale con spazio di 6 mm, retta,
con 1x2 denti obliqui da 0.60 mm con arresto

Strabismus, scleral fixation forceps, U-shaped,
6 mm spread, straight, 1x2 oblique, 0.60 mm
teeth, with lock




**Castroviejo
J3209**



Pinza da sutura, retta,
con 1x2 denti obliqui da 0.12 mm, con ppf

Suturing forceps, straight,
1x2 oblique 0.12 mm teeth, with tying platform


J3210



con 1x2 denti obliqui da 0.35 mm, con ppf

1x2 oblique 0.35 mm teeth, with tying
platforms

J3211



con 1x2 denti obliqui da 0.60 mm, con ppf

1x2 oblique 0.60 mm teeth, with tying
platforms




**Piantanida
J3423**



Pinza per resezione muscolare,
regolabile con vite di fissaggio, angolo 45°,
piano inferiore da 14 mm

Adjustable muscle resection forceps,
45° angled, 14 mm long lower platform,
with fixing screw



**Blascovicz
J3424**



Pinza per resezione muscolare chiusura a vite,
destra

Muscle forceps, with fixing screw,
right

J3425



sinistra

left

J2820.4



Caliper, straight, **20 mm** spread,
graduated scale with 0.5 mm step

Compasso da **20 mm**, retto,
con scala graduata con passo 0.5 mm

**Giessen
J2830**



Decimetro da **50 mm**, retto

50 mm caliper, straight

**Paliaga
J2833**



Decimetro da **20 mm**, curvo

20 mm caliper, curved

J3096.1



Pinza anatomica, robusta, retta,
presa zigrinata da 0.90 mm


Dressing forceps, strong, straight, 0.90 mm,
serrated jaws

J3096.2



Pinza anatomica, robusta, curva,
presa zigrinata da 0.90 mm

Dressing forceps, strong, curved, 0.90 mm,
serrated jaws



**Castroviejo
J3020.3**




Pinza anatomica, retta, presa zigrinata robusta,
da 0.70 mm

Dressing forceps, straight, 0.70 mm, strong
serrated jaws



**Mojon
J3245**



Pinza mini invasiva per strabismo, (MISS),
angolata, zigrinata, apice smusso

Minimally invasive strabismus surgery (MISS),
serrated angled tips, blunt



**Castroviejo
J4065**



Port'aghi robusto, curvo, con arresto da 145 mm

Needle holder, strong, curved, with lock, overall
length: 145 mm



J4061



curvo, senza arresto

curved, without lock



J4198



Port'aghi Twister, curvo, senza arresto, da
128 mm, anti-incarcerazione della sutura.
Consigliato per suture da 8-0 a 10-0

SnagFree Twister needle holder, curved,
without lock, overall length: 128 mm
Recommended for 8-0 to 10-0 sutures



CANNULE per LIPOFILLING

Le sigle (**M**, **V** o **LL**) indicano il tipo di ATTACCO cui sono dotate le cannule sotto illustrate

CANNULAE for LIPOFILLING

Letters (**M**, **V** o **LL**) indicate the type of HUB of the cannulas as shown in the pictures hereunder



"Raccordo **M**"
Hub "**M**"



"Raccordo **V**"
Hub "**V**"



"Raccordo **LL**"
Hub "**LL**"



JP8100**M**

Cannula curva per lipofilling,
foro superiore, Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 90 mm



Cannula for lipofilling,
curved, upper hole, external Ø 1.6 mm,
total length 90 mm



JP8102**M**

Cannula curva per lipofilling,
foro inferiore, Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 90 mm

Cannula for lipofilling,
curved, lower hole, external Ø 1.6 mm,
total length 90 mm



JP8104**M**

Cannula retta per lipofilling,
apertura superiore, Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 50 mm

Cannula for lipofilling,
straight, upper opening, external Ø 1.6 mm,
total length 50 mm.



JP8106**M**

Cannula retta per lipofilling,
apice bottonuto, apertura superiore,
Ø esterno 1.6 mm,
lunghezza 50 mm

Cannula for lipofilling, straight,
closed, bulbous tips, upper opening,
external Ø 1.6 mm,
total length 50 mm




JP8108**M**

lunghezza 160 mm

total length 160 mm

Bangerter
J2633.8



Cannula di Bangerter 21G, retta
lunghezza 70 mm

Bangerter cannula 21G, straight
total length 70 mm

J2633.9



Cannula di Bangerter 23G, retta
lunghezza 70 mm

Bangerter cannula 23G, straight
total length 70 mm



JP8110M



Cannula retta per lipofilling,
apice flautato, apertura superiore,
Ø esterno 1.6 mm, lunghezza 50 mm



Cannula for lipofilling,
straight, fluted tips, upper opening,
external Ø 1.6 mm, total length 50 mm



JP8130M
JP8130LL

Ago da lipofilling,
apice acuto, 20°, Ø esterno 2.0 mm,
lunghezza 100 mm

Needle for lipofilling,
20°, outer Ø 2.0 mm,
overall length 100 mm



JP8122M
JP8122LL

Cannula per infiltrazione anestetico
per tecnica "Wet", chiusa in punta,
6 fori a spirale, Ø esterno 1.5 mm,
lunghezza 150 mm

Cannula for anaesthetic infiltration
in "Wet" procedure, closed end,
6 helical holes, outer Ø 1.5 mm,
overall length 150 mm

JP8120M
JP8120LL

lunghezza 200 mm

overall length 200 mm



JP8121M
JP8121LL

Cannula per infiltrazione anestetico
per tecnica "Wet", chiusa in punta,
15 fori a spirale, Ø esterno 2.0 mm,
lunghezza 350 mm

Cannula for anaesthetic infiltration
in "Wet" procedure, closed end,
15 helical holes, outer Ø 1.5 mm,
overall length 300 mm



JP8115M
JP8115V



Cannula da prelievo tessuto adiposo,
chiusa in punta con apertura passante,
Ø esterno 3.0 mm, lunghezza 200 mm

Curved cannula for withdrawal of adipose tissue,
closed end with side opening,
outer Ø 3.0 mm, overall length 200 mm

JP8115.1M
JP8115.1V

lunghezza 130 mm

overall length 130 mm



JP8135V



Cannula per liposcultura,
Ø 3 mm, retta, chiusa in punta,
foro superiore, lunghezza 175 mm

Cannula for liposculpture,
outer Ø 3 mm, closed end, upper hole,
overall length 175 mm



JP8136V



Cannula per liposcultura,
Ø 4 mm, retta, chiusa in punta,
3 fori, lunghezza 165 mm

Cannula for liposculpture,
outer Ø 4 mm, closed end,
3 holes, overall length 165 mm



JP8137V



Cannula per liposcultura,
Ø 5 mm, retta, chiusa in punta,
3 fori superiori, lunghezza 235 mm

Cannula for liposculpture,
outer Ø 5 mm, closed end, 3 upper holes,
overall length 235 mm



JP8138V



Cannula a coda di rondine,
apice tagliente per dissezione e
sbrigliamento tessuti, Ø 4 mm, retta,
chiusa in punta, lunghezza 300 mm

Cannula, cutting distal edge,
for tissue dissection and debridement,
outer Ø 4 mm, closed end,
overall length 300 mm



JP8133



Manico in alluminio da utilizzare con cannule:
JP 8135V - JP 8136V - JP 8137V - JP 8138V

Handle for cannulas. To be used with:
JP 8135V - JP 8136V - JP 8137V - JP 8138V

CANNULE S.E.F.F.I.

(SUPERFICIAL ENHANCED FLUID FAT INJECTION)



**Bernardini/Gennai
JP8131**

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori PICCOLI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_SMALL holes

**Bernardini/Gennai
JP8131.1**

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori MEDI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_MEDIUM holes

**Bernardini/Gennai
JP8131.2**

Cannula per lipofilling_tecnica S.E.F.F.I.
Ø 2 mm x 150 mm_fori GRANDI

Liposuction cannula_S.E.F.F.I. surgical technique
Ø 2 mm x 150 mm_BIG holes



STERILIZATION TRAYS AND ACCESSORIES




CONTAINERS

STERILIZATION TRAYS



UPPER LEVEL



LOWER LEVEL

J4721



Scatola in PSU, con tappeto in silicone e coperchio con clips in metallo, a 2 piani, per 20 strumenti, dimensioni esterne: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

PSU sterilization tray, with silicone mat and metal clips, two tiered, fits 20 instruments, outer dimensions: 28.3 x 17.5 x 4.5 cm

J4711.5

Tappeto silicone per J4711 e piano inferiore J4721

Silicon mat for J4711 and J4721 (lower tier)

J4711.6

Tappeto silicone per piano superiore J4721

Silicon mat for J4721 (upper tier)



J4724

Scatola in polisulfone, con tappeto in silicone e coperchio con clips in metallo, a 2 livelli, per i 2 set di strumenti per oftalmoplastica, dimensioni esterne: 52.5 x 25.6 x 5.6 cm

Sterilization tray, with silicone mat and metal clips, double level, for both lacrimal and lid surgery set, outer dimensions: 52.5 x 25.6 x 5.6 cm



Container traforato 270 x 170 x 35 mm, con tappeto silicone, ferma strumenti a coda di rondine e coperchio con maiglia

Container perforated 270 x 170 x 35 mm, with silicone mat, stops dovetail tools and cover with handle

J4564

CAUTERIO MONOUSO_DISPOSABLE CAUTERY


10 PER BOX STERILE



STERILE EO




Bovie BBAA00



Cauterio monouso - **punta fine**

Disposable cautery - **fine tip**


Bovie BBAA01



Cauterio monouso ad **alta temperatura**

High temperature disposable cautery


Bovie BBAA04



Cauterio monouso - **punta allungata**

Disposable cautery - **elongated tip**

Bovie BBAA90



Cauterio monouso - **punta microfine**

Disposable cautery - **ultrafine tip**

ACCESSORIES



STERILE R



Viscot ® V1425SR-10

Penna dermografica Viscot ®
con punta doppia: ultra fine e media

Double tip Viscot ® dermographic
pen: ultra fine and medium

J4428
100 per box sterile




STERILE EO




Protettore oculare trasparente
post intervento, universale, **sterile**
Eye shield, clear, universal, **sterile**

J4428.0
Individually packed



Protettore oculare trasparente post intervento,
universale, **non sterile**
Eye shield, clear, universal, **non-sterile**



J4489




STERILE EO



Tamponi rettangolari,
**Confezione da 200 pz. sterili
in 20 buste da 10 pz.**

Rectangular sponges,
**Box of 200 sterile items,
20 packs of 10 sponges each**



J4491




STERILE EO



Tamponi triangolari in PVA con manico,
**Confezione da 200 pz. sterili
in 20 buste da 10 pz.**

PVA sponges spears triangular, with handle,
**Box of 200 sterile items,
20 packs of 10 spears each**



J4496.1



STERILE EO



Bastoncini Viscotex, 5 x 66 mm,
**Confezione da 400 pezzi sterili
in 20 buste da 20 pezzi**

Viscotex sponges, 5 x 66 mm,
**Box of 400 sterile items,
20 packs of 20 sponges each**

J4496.2




**Confezione da 500 pz. non sterili Box of 500
non-sterile items**

SOLUZIONI DETERGENTI, DISINFETTANTI / CLEANING, DISINFECTANT SOLUTIONS

J5001 *

CONF. DA 12 FLACONI DA 120 ML
BOX OF 12 BOTTLES 120 ML

* Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie. Esclusa la vendita al dettaglio



TSL 44, soluzione detergente, disinfettante, senza risciacquo, ideale per dispositivi ed accessori oftalmici a contatto


TSL 44, detergent and disinfectant solution for ophthalmic contact items

* Only for domestic market

J5003 *

Detergente Polienzimatico da 1L

* Il prodotto può essere venduto ed utilizzato solo da medici professionisti in strutture ambulatoriali, pubbliche o private e nelle sale operatorie. Esclusa la vendita al dettaglio



Sistema detergente ad azione plurienzimatica. Specifico per la preliminare rimozione di sangue e contaminanti organici dai dispositivi da sottoporre a successiva disinfezione o sterilizzazione. Indicato per lavaggi manuali ad immersione, per lavastrumenti e ultrasuoni

Multi-enzymatic detergent system. Specific for the preliminary removal of blood and organic contaminants from devices to be later disinfected or sterilized. Suitable for manual immersion washing, for washing and ultrasounds machines

* Only for domestic market

PULIZIA AD ULTRASUONI / ULTRASONIC CLEANER



Lavaferri ad ultrasuoni Bransonic® mod. M2800-E con timer meccanico, coperchio incluso, senza riscaldamento.




Bransonic® Ultrasonic Baths – Ultrasonic Cleaner with cover and mechanical timer. No heater. Bransonic® mod. M2800-E.

Cestello forato a parte 000-019-229.
Cesto per lavaferri ad ultrasuoni
misure 209x109x88 mm
Bransonic® mod. 2800

Perforated basket available separately
with part number 000-019-229
dimensions: 209x109x88 mm
Bransonic® mod. 2800

CPX-952-236R

OTHER BROCHURES...



 **salensa®** Autorisierter Vertriebspartner Deutschland

Kontakt:

Firma salensa • Gabriele Sadlowski e.K. • Sandgraben 4 • 88142 Wasserburg
Fon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Fax 94 30 226 • vertrieb@salensa.de • salensa.de

Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden hergestellt von: Janach, Via Negretti 3, 22100 Como, Italien. Der Hersteller ist Inverkehrbringer und verantwortlich für die Konformitäten.
Stand: 06/2026 • Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

JANACH®
WHERE VISION MEETS PRECISION

Via Negretti, 3 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031574088 - international@janach.it - janach.it

© Copyright: E.Janach
BRO.120.03.26.IT/EN - EDI.6