



EXTEND™ – temporäre Punctum Plugs

- ▶ Vorübergehende Linderung der Sicca-Symptome
- ▶ Nach chirurgischen Eingriffen am Auge, um Komplikationen aufgrund von Benetzungsstörungen zu verhindern und die Retention örtlicher okularer Medikamente zu verlängern
- ▶ Zum Test auf Wirksamkeit von dauerhaften Plugs
- ▶ Auch für obere Tränenwege geeignet



EXTEND™	temporäre synthetische Plugs, steril
Material	Copolymer aus Glykolsäure und Trimethylencarbonat
Färbung	Blau Nr. 6
Auflösungszeit	ca. 3 Monate
Implantation	per Pinzette

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A13-203-2	0,3 x 2,0 mm	2	05354292
A13-204-SP	0,4 x 2,0 mm	2	05354286
A13-205-SP	0,5 x 2,0 mm	2	05354263
A13-202	0,2 x 2,0 mm	20	07763155
A13-203	0,3 x 2,0 mm	20	05354346
A13-204	0,4 x 2,0 mm	20	05354317
A13-205	0,5 x 2,0 mm	20	05354323
A13-200	Kombipackung	20 (6 x 0,3; 8 x 0,4; 6 x 0,5)	05354085