



## Micro Flow™ – teildurchlässige Punctum Plugs

- ▶ Reduziert den Abfluss der Tränenflüssigkeit, ohne diesen vollständig zu verhindern
- ▶ Für Patienten mit moderaten bis ausgeprägten Sicca-Beschwerden
- ▶ Bei Kontaktlinsen-Intoleranz
- ▶ Nach chirurgischen Eingriffen am Auge, um Komplikationen aufgrund von Benetzungsstörungen zu verhindern und die Retention örtlicher okularer Medikamente zu verlängern
- ▶ Zur Behandlung der Tränenwegsstenose geeignet

<b>Micro Flow™</b>	<b>teildurchlässige Punctum Plugs, steril vorgeladen auf einem Einweg-Injektor</b>
<b>Material</b>	<b>Silikon</b>
<b>Farbe</b>	<b>transparent</b>

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Größe</b>	<b>VE / St.</b>	<b>PZN</b>
A14-401	klein (0,4 – 0,55 mm)	2	07690516
A14-402	mittel (0,55 – 0,7 mm)	2	07689134
A14-403	groß (0,7 – 0,85 mm)	2	07689128

