

Trockenes Auge – Tränenwegsverschlüsse



PARASOL® – dauerhafte Silikon Punctum Plugs



Garantierter Halt
30 Tage Verlustgarantie ab dem
Tag des Einsetzens

- ▶ Einfache Größenanpassung ohne Messung: die Größen Klein und Mittel decken nahezu das gesamte Patientenspektrum ab
- ▶ 92 % Retention* durch sichere Verankerung
- ▶ Steril vorgeladen auf Einwegapplikator – einfache und sichere Implantation
- ▶ Problemloses Entfernen bei Bedarf
- ▶ Reduzierung des Lagerumfangs durch weniger Größen

*McCabe C. Plugs reduce Dry-Eye Symptoms, Improve Vision: Review of Ophthalmology, Nov. 2009

PARASOL®	verbleibende Punctum Plugs, steril vorgeladen auf einem Einweg-Injektor
Material	medizinisches Silikon
Farbe	transparent

Art.-Nr.	Größe	VE / St.	PZN
A14-200	x-klein (0,25 – 0,35 mm)	2	05354139
A14-201	klein (0,35 – 0,65 mm)	2	05354151
A14-202	mittel (0,6 – 0,85 mm)	2	05354174
A14-203	groß (0,9 mm +)	2	05354197



Größenvergleichstabelle	herkömmliche Plugs	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm
	PARASOL®	extraklein	klein			mittel		groß	