



## ORTOLUX®

Steriler, selbstklebender, ergonomischer Uhrglasverband mit transparenter, bruchfester Schale und einer Schalentiefe von 11 mm. Hypoallergen durch hochverträglichen Kleber. Insbesondere geeignet zur Schaffung einer feuchten Kammer bei Lagophthalmus und nach LASIK-Eingriffen. Der Uhrglasverband ermöglicht ein großes Gesichtsfeld.

Schalentiefe: 11 mm  
Schalengröße small: ca. 47 mm x 30 mm  
Schalengröße large: ca. 56 mm x 37 mm

Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen:

**small** VE 20 Art.-Nr.: **SA24-AGV70106**

Gesamtgröße: ca. 96 mm x 67 mm

**large** VE 20 Art.-Nr.: **SA24-AGV70108**

Gesamtgröße: ca. 113 mm x 80 mm

VE = Verpackungseinheit



## ORTOLUX® AIR

Steriler, selbstklebender, ergonomischer Uhrglasverband mit transparenter, bruchfester Schale und einer Schalentiefe von 11 mm sowie einer peripheren Lochung für eine angenehme Belüftung des Auges ohne Gesichtsfeldeinschränkung. Besonders geeignet zum postoperativen Einsatz (z. B. nach Kataraktoperationen) und zum mechanischen Schutz des Auges.

Schalentiefe: 11 mm  
Schalengröße small: ca. 47 mm x 30 mm  
Schalengröße large: ca. 56 mm x 37 mm

Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen:

**small** VE 20 Art.-Nr.: **SA24-AGV70136**

Gesamtgröße: ca. 96 mm x 67 mm

**large** VE 20 Art.-Nr.: **SA24-AGV70138**

Gesamtgröße: ca. 113 mm x 80 mm

VE = Verpackungseinheit

### Vertrieb durch:

Firma Salensa • medizinischer Bedarf für das Auge  
Fuggerstraße 1a • 88142 Wasserburg • Telefon +49 8382 9430225  
www.salensa.de • www.salensa-shop.de • vertrieb@salensa.de