

Sterile Einweg-Elektrokauter

batteriebetrieben, Low- und High-Temperature



Bovie[®], USA, ist der führende Hersteller von batteriebetriebenen Kautern.

Die Kauter bieten durch die Schnapp-Design-Optimierung mit einem versenkten Knopf eine neue erhöhte Sicherheit, um das Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung zu verringern.

Die Kauter-Einheit ist so modifiziert, dass der Anwender nach dem Einsatz das Ende des Kauters „abbrechen“ kann, um die Batteriestromquelle sicher und effektiv zu entfernen.

Artikelnummer	AA00	AA04	AA90	AA01
Typ	Low-Temperature	Low-Temperature	Low-Temperature	High-Temperature
Spitze	Fine tip	Elongated fine tip	Ultrafine tip	Fine tip
Betriebstemperatur	704° C	593° C	545° C	1204° C
Stromversorgung	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V
Haltbarkeit	4 Jahre	4 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Stück/Packung	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück


Low-Temperature Kauter



Steriler Einweg Kauter, feine Spitze

Artikelnummer: BBAA00


Temperatur: 704° C
10 Stück / Packung



Steriler Einweg Kauter, feine lange Spitze

Artikelnummer: BBAA04

Temperatur: 593° C
10 Stück / Packung



Steriler Einweg Kauter, extra feine Spitze

Artikelnummer: BBAA90

Temperatur: 545° C
10 Stück / Packung



Steriler Einweg Kauter, feine Spitze

Artikelnummer: BBAA00

Temperatur: 1204° C
10 Stück / Packung

