



Die Lanzett-Stieltupfer sind aus 100% hochsaugfähigem Polyvinylalkohol (PVA) und können ein Vielfaches ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen.

Anwendungsbereich:

Alle ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffe wie z.B. Augenoperationen rund um den Glaskörper, die Hornhaut oder Katarakt

Auch zum Auftragen von Pharmaka auf die Bindehaut oder Einfärben der Spender-Hornhaut bei der Keratoplastik

(Hierzu wird das vordere Stück des Dreiecktupfers abgeschnitten, mit dem ausgewählten Medikament oder Färbemittel vollgesaugt und auf die gewünschte Stelle aufgebracht)

Janach PVA Lanzett-Stieltupfer

Artikelnummer:	J4491-S
VE:	200 Stück
Produktzusammensetzung:	Spitze: 100 % Polyvinylacetal; Stiel: Polypropylen
Hersteller:	Network Medical Products Ltd

Eigenschaften:

- fussel- und faserfrei
 - sehr partikelarm
 - biokompatibel
 - minimiert das Fremdkörpergefühl am Auge
-