

## Kanülen

Art.Nr.	Tränenweg-Kanüle	VE
SA27-TSB1122	Tränenweg-Sondenkanüle nach Bangenter 23G, 0,6 x 60 mm	50

Art.Nr.	Knopfkanüle	VE
SA27-KKS1102	Knopfkanüle 0.5 x 50 mm gerade B, LL	50
SA27-KKS1103	Knopfkanüle 0.6 x 30 mm gerade A, LL	50
SA27-KKS1104	Knopfkanüle 0.6 x 60 mm gerade A, LL	50
SA27-KKC1113	Knopfkanüle 0.8 x 80 mm gebogen B, LL	50
SA27-KKS1105	Knopfkanüle 0.8 x 80 mm gerade B, LL	50
SA27-KKC1114	Knopfkanüle 1.0 x 80 mm, gebogen, B, LL	50
SA27-KKS1106	Knopfkanüle 1.0 x 80 mm gerade A, LL	50
SA27-KKS1107	Knopfkanüle 1.0 x 80 mm gerade B, LL	50
SA27-KKC1115	Knopfkanüle 1.2 x 80 mm gebogen B, LL	50
SA27-KKS1108	Knopfkanüle 1.2 x 80 mm gerade B, LL	50
SA27-KKC1116	Knopfkanüle 1.5 x 80 mm gebogen B, LL	50
SA27-KKS1109	Knopfkanüle 1.5 x 80 mm gerade B, LL	50
SA27-KKS1112	Knopfkanüle 1.8 x 80 mm gerade B, LL	50
SA27-KKS1226	Knopfkanüle 2.0 x 80 mm gerade B, LL	50
SA27-KKC1118	Knopfkanüle 2.0 x 80 mm gebogen B, LL	50
SA27-KKS1220	Knopfkanüle 1.2 x 100 mm gerade A, LL	50
SA27-KKC1222	Knopfkanüle 1.2 x 100 mm gebogen A, LL	50
SA27-KKC1117	Knopfkanüle 1.6 x 100 mm gebogen A, LL	50
SA27-KKS1110	Knopfkanüle 1.6 x 100 mm gerade A, LL	50
SA27-KKS1221	Knopfkanüle 2.0 x 100 mm gerade A, LL	50
SA27-KKC1223	Knopfkanüle 2.0 x 100 mm gebogen A, LL	50
SA27-KKS1224	Knopfkanüle 1.2 x 150 mm gerade A, LL	50
SA27-KKS1111	Knopfkanüle 1.6 x 150 mm gerade A, LL	50

# Knopfkanülen

Verschiedene Formen (gerade, gebogen) Größen und Köpfe

Folgende Varianten:

- gerade und gebogen
- mit Steckschlauchansatz ( A + C)
- oder mit dreh Luer-Lock Ansatz ( B + D)
- alle Versionen sind mit den drei Olivenvarianten zu erhalten



A	B	C	D
---	---	---	---

Es gibt für Knopfkanülen drei Olivenarten die international üblich sind.



Spitzenoliven

- A- Künstlich herbeigeführte Körperöffnungen z.B. Chirurgisch oder durch eine Fistel
- B- Natürliche Körperöffnungen mit Sphinkter (muskulärer Verschluss)
- C- Wird in Hauptsache von Tierärzten eingesetzt