

Katena Einweg-Lupen



Einweg-Lupen von katena

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ einfacher und effektiver Schutz vor Infektionen
- ✓ immer eine frische, klare Optik, ohne Kratzer und ohne Wasserflecken aus dem Autoklaven
- ✓ keine aufwendige Aufbereitung



Der US-amerikanische Hersteller Katena ist zertifiziert nach ISO 13485 und garantiert damit höchste Qualität seiner Produkte.

Ihre praktischen Einwegprodukte tragen selbstverständlich das CE Zeichen und sind auch von der FDA zugelassen. Sie minimieren das Risiko von Krankheitsübertragungen und helfen Ihnen Zeit und Kosten zu sparen.

Alle Katena Einweg-Linsen (außer das 4-Spiegel Glas) besitzen eine hervorragende Anti-Reflex-Beschichtung, die auch für Laseranwendungen geeignet ist.

Das Surgical Wide Field Glas sowie sämtliche Vitrektomiellinsen bieten einen abnehmbaren Silikonring für sicheren Halt. Die Linsen sind einzeln steril verpackt und werden immer im praktischen 10'er Pack geliefert.

Einweg Ophthalmoskopierlupe 90D



Ermöglicht eine klare Weitfeldsicht auf den Patientenfundus mit einem idealen Vergrößerungsfaktor. Sie wird an der Spaltlampe oder im Operationssaal verwendet, ohne Hornhautkontakt, Methylcellulose oder Tropfen zur Pupillenerweiterung

| | |
|-----------------------|--------------|
| Artikelnummer: | SA22-4072009 |
| VPE: | 10 Stück/Box |



| | |
|-------------------------|-------|
| Vergrößerung: | 0,64x |
| Sichtbereich statisch: | 75° |
| Sichtbereich dynamisch: | 90° |

Einweg Ophthalmoskopierlupe Osher 78D



Speziell entwickelt für beste Kontrolle nach der Katarakt OP und in Frühgeborenen-Einheiten

| | |
|-----------------------|--------------|
| Artikelnummer: | SA22-4072019 |
| VPE: | 10 Stück/Box |



| | |
|-------------------------|-------|
| Vergrößerung: | 0,77x |
| Sichtbereich statisch: | 80° |
| Sichtbereich dynamisch: | 98° |

Einweg Ophthalmoskopierlupe 60D



Hervorragend geeignet für kleinere Pupillen

Vergößerung: 0,96x
Sichtbereich statisch: 68°
Sichtbereich dynamisch: 81°

Artikelnummer: SA22-4072010
VPE: 10 Stück/Box



Einweg Ophthalmoskopierlupe 28D



Besonders geeignet für Untersuchungen bei Kindern

Vergößerung: 2,1x
Laserspot: 0,47x
Sichtbereich statisch: 53°
Sichtbereich dynamisch: 70°

Artikelnummer: SA22-4072011
VPE: 10 Stück/Box



Einweg Ophthalmoskopierlupe 20D



Bietet alle Vorteile einer klassischen 20D Lupe als praktisches Einwegprodukt für den OP

Vergößerung: 3,0x
Laserspot: 0,33x

Artikelnummer: SA22-4072012
VPE: 10 Stück/Box

