

Lakrimalkanüle, gebogen

Sterimedix®

SA39-M9274

21G x 1 1/2"
0,81 x 38 mm

VPE: 10 Stück/Box



Lakrimalkanüle, gebogen

Sterimedix®

SA39-M9276

26G x 1 1/4"
0,45 x 32 mm

VPE: 10 Stück/Box



Lakrimalkanüle, gebogen

Sterimedix®

SA39-M9277

25G x 1 1/8"
0,50 x 29 mm

VPE: 10 Stück/Box



Lakrimalkanüle, gerade

Sterimedix®

SA39-M9275

26G x 3/4"
0,45 x 20 mm

VPE: 10 Stück/Box



Lakrimalkanüle, gebogen



- SA26-AKL160-21** 21G x 1 1/2"; 38 mm
- SA26-AKL160-25** 25G x 1 1/2"; 38 mm
- SA26-AKL160-26** 26G x 1 1/2"; 38 mm

VPE: 10 Stück/Box



Lakrimalkanüle, gebogen



- SA26-AKL161-23** 23G x 1 1/2"; 38 mm
seitliche Öffnung: 0,3 mm
- SA26-AKL161-25** 25G x 1 1/2"; 38 mm
seitliche Öffnung: 0,3 mm

VPE: 10 Stück/Box



Lakrimalkanüle, gerade



- SA26-AKL163-21** 21G x 1 1/2"; 38 mm
seitliche Öffnung: 0,3 mm
- SA26-AKL163-25** 25G x 1 1/2"; 38 mm
seitliche Öffnung: 0,3 mm

VPE: 10 Stück/Box



Hydrodissektionskanüle HELSINKI, gebogen

Sterimedix®

SA39-M2273F

25G x 7/8"
0,50 x 22 mm
horizontal abgeflachte Spitze

VPE: 10 Stück/Box



Hydrodissektionskanüle KELLAN, gebogen

Sterimedix®

SA39-M2274

25G x 7/8"
0,50 x 22 mm
horizontal abgeflachte Spitze

VPE: 10 Stück/Box




Hydrodissektionskanüle, gewinkelt

Sterimedix®

SA39-M3900

25G x 7/8"
0,50 x 22 mm
horizontal abgeflachte, verjüngte Spitze

VPE: 10 Stück/Box



Hydrodissektionskanüle, gerade

Sterimedix®

SA39-M3906A

25G x 7/8"
0,50 x 22 mm
runde Spitze, J-Form

VPE: 10 Stück/Box



Luftinjektionskanüle nach SAUTER, gebogen

Sterimedix®

SA39-M2273C

27G x 3/4"
0,40 x 22 mm
vertikal abgeflachte Spitze

VPE: 10 Stück/Box



Luftinjektionskanüle nach SAUTER, gebogen

Sterimedix®

SA39-M2273D

25G x 7/8"
0,50 x 22 mm
vertikal abgeflachte Spitze

VPE: 10 Stück/Box



Irrigationsschlingenkanüle

Sterimedix®

SA39-M4619

25G x 1 1/2"
0,50 x 38 mm
5 mm breit, 1 Öffnung

VPE: 10 Stück/Box



Irrigationsschlingenkanüle

Sterimedix®

SA39-M4620

25G x 1 1/2"
0,50 x 38 mm
5 mm breit, 2 Öffnungen

VPE: 10 Stück/Box




Kapselpoliererkanüle, gewinkelt

Sterimedix®

SA39-M8604

21G x 1"
0,81 x 25 mm
seitliche Öffnung: 0,3 mm
Spitze: micro-etched

VPE: 10 Stück/Box




Kapselpoliererkanüle, gewinkelt

Sterimedix®

SA39-M8604A

23G x 7/8"
0,64 x 22 mm
seitliche Öffnung: 0,3 mm
Spitze: micro-etched

VPE: 10 Stück/Box




Kapselpoliererkanüle, gewinkelt

Sterimedix®

SA39-M8604B

21G x 7/8"
0,81 x 22 mm
seitliche Öffnung: 0,3 mm
Spitze: micro-etched

VPE: 10 Stück/Box



Retrobulbäre Kanüle nach ATKINSON

Sterimedix®

SA39-M0638-02

23G x 1 1/2"
0,64 x 38 mm
5 mm breit, 1 Öffnung

VPE: 10 Stück/Box

