

## Pro-ophta® Augenkissen



Ob postoperative Wundversorgung, Schutz und Abdeckung bei Augenverletzungen oder zur Applikation von Arzneimitteln am Auge — das **Pro-ophta® Augenkissen** ist das Produkt der Wahl, wenn ein rundum verschlossenes, besonders weiches und komfortables Produkt benötigt wird. Die schlanke Produktgestaltung und die ovale Form machen das Augenkissen auch für Brillenträger zum optimalen Augenschutz.

Das **Pro-ophta® Augenkissen** zeichnet sich durch seine hohe Saugfähigkeit aus. Es nimmt Sekret auf und hält es fest. Dafür sorgt seine Füllung aus saugfähiger, gebauschter Watte aus 60 % Polypropylen und 40 % Baumwolle. Seine fusselfreie Oberfläche verdankt das Augenkissen der samtweichen Umhüllung aus Vliesstoff.

**Hersteller:**

Lohmann & Rauscher

**Produktzusammensetzung:**

Innen: saugfähige Watte, gebauscht, 60 % Viskose, 40 % PP/PE  
Außen: weiche, beidseitige Vliesstoffhülle, 100 % Polypropylen

**Eigenschaften:**

- anatomisch geformt
- rundum verschweißt
- luftdurchlässig
- weich und anschmiegsam
- saugfähiges Wattekissen

**Anwendungsbereiche:**

- zum Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen
- zur Applikation von Pharmaka
- auch für Brillenträger geeignet



<b>Artikelnummer:</b>	<b>Abmessungen</b>	<b>PZN (D):</b>	<b>VE (Stück):</b>
unsteril, in Faltschachtel SA40-13041	7,2 x 6,2 cm	03531442	50/500
steril, einzeln eingeseigelt SA40-13043	7,2 x 6,2 cm	03531459	25/250

## Pro-ophta® Augenkomresse



Besonders bauschig ist die ovale **Pro-ophta® Augenkomresse** mit beidseitiger Mullaufgabe zur Versorgung des Auges nach operativen Eingriffen oder bei Verletzungen am äußeren Auge. Die **Pro-ophta® Augenkomresse** ist an den Seiten offen und dabei sehr saugfähig. Innen besteht sie aus Augenwatte und außen befindet sich eine Umhüllung aus 28-fädigem Mullgewebe, das zu 100 % aus Baumwolle besteht. Sie eignet sich ebenso zur Applikation von Pharmaka am Auge.

**Hersteller:** Lohmann & Rauscher

**Produktzusammensetzung:** Innen: Watte aus Baumwolle  
Außen: Beidseitig mit Verbandmull abgedeckt, 100 % Baumwolle, oval gestanzt

### Eigenschaften:

- anatomisch geformt
- hautverträglich
- beidseitig anwendbar
- saugfähige Augenkomresse

### Anwendungsbereiche:

- zum Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen
- zur Applikation von Pharmaka



Artikelnummer:	Abmessungen	PZN (D):	VE (Stück):
unsteril, in Faltschachtel, mit Papierzwischenlage SA40-142021	6,6 x 5,3 cm	17491717	5/250
steril, einzeln eingeschleibt SA40-142020	6,6 x 5,3 cm	17491700	5/200

## Pro-ophta® Augenlochkompressen



Nach intraokularen Eingriffen gilt es, das Auge vor mechanischen Reizen zu schützen. Hier steht die **Pro-ophta® Augenlochkompressen** zur Verfügung, die unter einer gelochten Augenscheibe verwendet wird. Der Vorteil: Die natürliche Lidfunktion bleibt erhalten und das Auge wird weiterhin gut mit Luft versorgt. Insbesondere bei der Versorgung nach Kataraktoperationen, Lidoperationen oder bei Verletzungen am äußeren Auge bietet sich die **Pro-ophta® Augenlochkompressen** an. Dabei ist die Kompressen samtweich, fuselarm, nimmt Flüssigkeit auf und polstert die Augenumgebung gut. In Verbindung mit einer transparenten Augenlochscheibe kann der Patient mit der gelochten Kompressen schon früh erste Sehversuche unternehmen — ein Plus für die Therapieakzeptanz.

**Hersteller:**

Lohmann & Rauscher

**Produktzusammensetzung:**

Weicher Vliesstoff: 67 % Viskose, 33 % Polyester, in 16 Lagen durch Steppnaht verbunden und auf Kompressenformat gestanzt, mit offenem Zentrum

**Eigenschaften:**

- unter Augenscheiben verwendbar
- Kompressen ist samtweich
- luftdurchlässig
- saugfähig

**Anwendungsbereiche:**

- Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen unter Erhaltung der natürlichen Lidfunktion
- zur Polsterung unter gelochter Augenscheibe einzusetzen



Artikelnummer:	Abmessungen	PZN (D):	VE (Stück):
unsteril, in Faltschachtel SA40-13015	10 x 7 cm	07278388	50/300
steril, einzeln eingeschweißt SA40-13014	10 x 7 cm	07278371	50/500